



Shenzhen OSTO Medical Technology Company Limited
ADD: 2104, Unit4, Building2, Zhongxin Longsheng Square,
NO. 219 Shenshan Road (Longgang Section), Longxin
Community, Baolong Street, Longgang District,
518116 Shenzhen City, Guangdong Province, China



2024-08

CE 0413

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Phoenix Medtech GmbH
Koenigsberger Strasse 11, 64839, Muenster Hessen, Germany.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FOOT CIRCULATION MASSAGER

MODEL: AST-300D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOOT CIRCULATION
MASSAGER

MODEL:AST-300D



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Operating Instruction SAFETY PRECAUTIONS




The product should be used in the correct manner, as explained in this manual, in order to prevent any accident.

Acknowledgment

Thanks for choosing our electronic muscle stimulator. Before using it, please read the user manual carefully, especially the caution part, so that you can operate it correctly, and the user manual should be well-kept for your reference at any time.

Parts identification

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ① Electrode Silicon Area for Feet | ② User manual |
| ③ Sole massage roller | ④ Adapter |
| ⑤ LCD Screen | ⑥ Handle |
| ⑦ Electrode pads | ⑧ Remote controller |
| ⑨ Electrode wire | |



Function and intended application of the equipment

The principle of our electronic muscle stimulator is the low frequency current stimulate ache spots of the human body, cause muscle contraction or relaxation. When muscle relaxation, a large number of blood to enter in. When muscle contraction, the blood which contain metabolites to be sent out. This kind of actions will recycle which can help to accelerate the blood circulation and alleviate pain, swelling, fatigue, pain and other symptoms.

The expected purpose of our electronic muscle stimulator is to alleviate or reduce human muscle pain, swelling, fatigue ache and promote the blood circulation.

1. Adopted to better ABS materials and design in according to man-machine engineering science. The item looks very modern, fashion and delicate
2. 99 kinds electromagnetic wave intensity with continuous adjustment, will meet your required ideal result in proper sequence
3. 25 minutes automatic time set
4. There are 25 kinds massage modes for sole and body, each impulse massage mode will improve the different symptoms, and eliminate fatigue
5. All functions can be operated by remote controller and be easy to use.

Usage of Electrode Gel Pads

1. The size of pads is 5.5x8.5cm
2. Connect the output wire to the Electrode Gel Pads
3. Then connect output wire to the electrical muscle stimulator
4. Remove the protecting film from the adhesive pads
5. Attach the Electrode Gel Pads to the skin steadily
6. Press the Switch button for 3 seconds to turn on the unit and adjust the stimulating mode and output intensity as your wish. (The display will show the mode and the level as you selected)
7. Keep the adhesive gel pads clean, and never put them under high temperature and direct sunshine.
8. If the electrode get pads are insufficiently adhesive or dirty, wipe with a wet cloth or change new ones. Don't clean the electrode gel pads with any chemical.
9. The effects of pads will be drops after many times usage. Pls change new pads if the pads never used in a year.

Operation

Before using it, please check whether the equipment is in its original state: MODE intensity level display, SOLE intensity level display and time display show ZERO, MODE display show 1.

Operation of the EQUIPMENT above amplitude or value, otherwise may cause inaccurate results.

1. put your feet on the unit
2. Press the switch button about 3 seconds to turn on the unit, then the LCD screen will light up in Blue
3. Then you can adjust the mode by pressing "MODE△" & "MODE▽" to select different modes, Maximum is the 25th mode
4. Please increase intensity by pushing the button of "SOLE△" & "BODY△" Or decrease intensity by pushing the button of "SOLE▽" & "BODY▽"
5. You can adjust the modes at anytime, but once mode resetting, the intensity will be returned to "0". For avoiding user's shock from the new mode, the user should reset the intensity
6. To terminate the massage period, user can turn off the unit anytime by expressing the Switch button about 3 seconds.

Tips: Please adjust the intensity gradually from lower to stronger .
ON/OFF: press the button about 3 seconds to switch on or off the unit

Sole△: increase the output intensity of foot sole

Mode△: choose one mode from 25 pre-moded massage modes~upward

Body△: increase the output intensity of electrode pads

Sole▽: decrease the output intensity of foot sole

Mode▽: choose one mode from 25 pre-moded massage modes~downward



Body▽: decrease the output intensity of electrode pads

How to operate the remote control?

1. Open the battery cover behind of the remote control.
2. Put the two 7# (AAA) batteries into battery cassette in correct polarities.
3. Close the battery cover.

! Notes:

1. Please note that the the original recognized accessories, detachable parts and material which are approved by standard.
2. It is no needs to check & replace the original power source frequently.
3. Usually, this device is affected by high frequency electromagnetism and microwave radiation machine, pls be far away from these machines beyond 500mm when using



Prohibitions

For the following patients, they only can use this instrument after consulting doctors, otherwise it may lead to accident or physical discomfort:

- 1) Extremely debilitating, critical illness patients should not use;
- 2) With the tumor, cancer, hyperthyroidism, tuberculosis active period, suppurative inflammation;
- 3) The aged who has heart disease and more than 65 years old;
- 4) The patients who are nervous, in fear of and sensitive to electronic muscle stimulators, please not use it;
- 5) People who has severe diabetes, high fever, skin allergy, traumatic bleeding and fracture during treated period, please don't use it;
- 6) High blood pressure patients;
- 7) Abnormal skin or skin consciousness obstacle;
- 8) Psychopath;
- 9) Undergoing treatment, or who feel abnormal;
- 10) A PATIENT with an implanted electronic device (for example a cardiac pacemaker) should not be subjected to stimulation unless specialist medical opinion has first been obtained.

! Caution

Lifetime of the device is 5 years. It depends on electronic appliance ageing. Once the product cannot work properly, please contact us or local dealers.

Suited to the crowd: It is mainly used over the age of 16, and required energetic and full of intelligence.

- The product must be used with legally marketed EMS stimulating device.
- Do not put the electrodes in water, fluids or any other substance.
- Do not insert lead wires into a main power supply.
- Do not apply the product to wound or damaged skin because it may disrupt the healing process.
- Do not use the electrodes on open wounds, rashes, swollen, red, infected or inflamed areas or skin eruptions (eg. phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins); On top of, or in proximity to cancerous lesions.
- Do not use the electrodes over areas of skin that lack normal sensation.
- Do not use the Electrodes on the skin near the heart, head, face, mouth, private parts or areas that has skin disease.
- Do not apply stimulation over the front area of your neck or to your mouth because this could cause severe muscle spasms resulting in closure of your airway, difficulty in breathing or adverse effects on heart rhythm or blood pressure.
- Discontinue use if skin irritation occurs on or around the application site.
- The electrodes are intended for single person use.
- Do not let children or persons incapable of expressing their thoughts or intentions use the electrodes.
- If you experience any skin irritation or redness after using this product, do not continue stimulation in that area of the skin for a period of time until skin return to normal.
- Keep out of the reach of children.

! Warnings

- 1) It is prohibited to use without doctor's suggestion for the patient with an implanted electronic device (for example a cardiac pacemaker)
- 2) please note the patient who connect with h.f. surgical equipment may affect the stimulator, so please follow the doctor's suggestion

- 3) Do not operate it in close proximity (e.g. 1 m) to a shortwave or microwave therapy equipment, which may produce instability in the stimulator output
- 4) please note the following people should follow the doctor's suggestion if use: tumor; chronic disease of serious disease; serious heart disease, the insane; pregnant woman
- 5) Please don't let the electrode pads touch with metal substance, such as strap, watch, necklace and etc when the machine is working
- 6) please ensure your skin neat and clean before use electrode pads
- 7) Please do not use the machine under wet condition, such as bathroom
- 8) please do not sit or stand on apparatus, and do not cast & fall it
- 9) please stop to use it immediately if you fell any discomfort and nausea when using
- 10) Do not apply electrodes near the thorax, which may increase the risk of cardiac fibrillation

Explanation of figures, symbols, warning statements and abbreviations on the equipment

1		(Symbol for "BATCHCODE". This symbol should be with Production Batch No. and next to graph, batch code and lot number and batch number etc.) Examples:  ABC123
2		(Symbol for "DATE OF MANUFACTURE". This symbol should be next to number) Production date of medical equipment(use mark  in front of the production date)
3		Symbol for "ATTENTION, CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS".
4		After the adoption of the CE certification, CE mark is as following drawings. Its vertical height shall not be less than 5mm, clearly visible, clear, durable. the CE conformity assessment procedures are made by a Notified Body the Notified Body registration number should be the side of CE mark(Usually in the bottom right). The diameter of the CE marking should be not less than the 5MM semicircle of the two makes up, the XXXX at the lower right corner is the Notified Body identification number, such as the ITS-0473. All medical products sold in the EU market must identify the "CE". Affix the CE mark indicates that: A. The equipment to meet the basic requirements of the MDD; B. The equipment within the EU can be legally sold in the market; C. The device has passed a the conformity assessment procedures. The CE marks affixed to the medical devices have two types. That is, CE mark without Notified Body identification number and CE Mark with Notified Body identification number.

5		The Symbol for the Manufacturer (the "manufacturer" tag), the tag should contain the company name and address of the manufacturer. Product manufacturers, EC represent the name and address of importers and/or distributors ;
6		Symbol for "Authorised Representative in the European Community" The Symbol for the Authorised Representative in the European Community ("EU authorized representative" tag), the tag should include the company name and address of the company authorized by the European Union
7		The waste products should be handled legally.
8		BF devices
9	 THIS SIDE UP	Upside
10	 FRAGILE	Fragile
11	 KEEP DRY	Keep dry
12		Stacking
13	SN	Devices serial number
14	IP21	Protected from touch by fingers and objects greater than 12 millimeters and protected from water spray less than 15 degrees from vertical.
15		Indicates the item is a device

Storage / Maintenance

1. Use wet cloth or neutral cleanser to wipe the machine, and don't use volatile liquid to clean the machine, such as benzene, thinner or gasoline
2. keep it away from magnetic field and reach of children
3. keep the machine far away from moisture, high temperature, direct sunlight or sprinkling water
4. If the electrode pads are insufficiently adhesive or dirty, please wipe with a wet cloth or change new ones. Don't clean the electrode pads with any chemical
5. please do not mantle, repair or rebuild the machine in private, or manufacturer will not guarantee to repair it and the after-sale services
6. if not use it for a long time, please remove the batteries from remote controller

Environmental protection

Please make a rubbish classification after use, such as electrode pads, carton box and so on.

Specifications

Model number: AST-300D

This equipment belongs to Type BF of Class II according to Clause 5.



Shenzhen OSTO Medical Technology Company Limited
ADD: 2104, Unit4, Building2, Zhongxin Longsheng Square,
Baolong Street, Longgang District, 518116 Shenzhen City,
Guangdong Province, China



Phoenix Medtech GmbH
Koenigsberger Strasse 11, 64839. Muenster Hessen, Germany.

Rated: 5 V dc, 1000 mA

Powered by adaptor: EE-0501000DPE / EE-0501000DP

Rated Voltage: 100-240V

Rated input: 0.1 A

Output waveform: Square wave

Pulse repetition frequencies: 10-100HZ

Maximum amplitude of output voltage: 72V

Software version No:MC0188F-REV-V1.0

Rated frequency: 50-60Hz

Rated output: 5v 1000mA

Pulse duration: 115 μ S

Effect of load impedance: 1K Ω

Operation condition:

10 – 40 °C

≤80% RH

860 hPa to 1060 hPa

Store and transport condition:

0 – 40 °C

≤80% RH

860 hPa to 1060 hPa



Caution for Electrode Gel Pads (cleaning)

Never stick two adhesive pads to each other.

Keep the adhesive gel pads clean, and never put them under high temperature and direct sunshine.

For protection the gel pads, always put it on to the gel pad protector after use.

Don't touch the gel of the pads by your figure, or it reduce the gel and lose its function..

Don't clean the electrode pads with hot water or any chemical.

If the electrode pads become soiled, the adhesive power may decrease and the skin might become irritated. If this situation happens, should moisten the surface of the pads with water and wipe away the soiled portion, this will allow a pad restoration of the adhesive poser. But it will lose the adhesive power if there is too much water. The best way is to purchase another pads.

The electrode pads has been passed the Biocompatibility test (Test report is SDFY-2006-2623. The test report shows that it does not induce any irritation to skin.

Trouble Shooting

Questions	Reason	Solvent
No stimulation	If connect the wire? If remove the protective membrane? of the pads?	Connect the wire correctly. Remove the protective membrane of the pads.
Weak stimulation	If the pads stick to the skin tightly? If the pads stick overlapped? If the pads are dirty? If the intensity is weak? If the stick place not goods?	Stick the pads tightly. Detach the pads, and stick again. Clean the pads. Adjust the intensity to be stronger. Change the stick place.
The skin become red and stinged	Therapy time is too long? The pads too dry? The pads are sticked too tightly? The pads are dirty? The pads are damaged?	Therapy time always be 10-15minutes once. Clean with the wet cloth, then use again. Stick the pads tightly to the skin. Clean the pads. Change the pads.
The power cut off during therapy	The pads fall off from the skin? The wire connect cut off? No battery? The therapy time over?	Turn off the power, stick the pads again. Turn off the power, connect the pads again. Change new battery. The power will turn off after 15minutes therapy.

Description of Modes

MODE	PATTERN
1	Accupuncture Pushing
2	Accupuncture
3	Accupuncture Kneading
4	Accupuncture Tapping
5	Scrapping
6	Squeezing
7	Massage
8	Pushing Massage
9	Pushing Squeezing
10	Accupuncture Squeezing
11	Accupuncture Hammering
12	Kneading
13	Thumping
14	Scrapping Pressing
15	Cupping
16	Body Shaping
17	Hammering
18	Massage Tapping
19	Pushing
20	Rolling Pounding
21	Squeezing
22	Stroke
23	Acupuncturetherapy Massage
24	Shiatsu
25	Rolling Kneading




Electrode pads therapy usage example

Shoulder, back

Symptom

Shoulder, back muscle ache, etc

Cutline






Waist

Symptom

Waist muscle ache, etc

Cutline






Arm

Symptom

Arm numb, muscle ache, etc

Cutline



Leg

Symptom

Leg muscle ache, etc

Cutline







Diagram of the Reflexive Zones of the Feet



Accompanying Documents:

Instructions for use

1. AST-300D needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided in the ACCOMPANYING DOCUMENTS;
2. Portable and mobile RF communications equipment can affect AST-300D

Technical description

1. Warning that the use of accessories, transducers and cables other than those specified with the exception of transducers and cables sold by the manufacturer of the AST-300D as replacement parts for internal components, may result in increased EMISSIONS or decreased IMMUNITY of the AST-300D.
2. Warning that the AST-300D should not be used adjacent to or stacked with other equipment
- 3.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions		
The AST-300D is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the AST-300D should assure that it is used in such an environment.		
Emissions	Compliance	Electromagnetic environment-- guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The AST-300D uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The AST-300D is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

4.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
The AST-300D is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the AST-300D should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment --guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines	±2 kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1 kV line(s) and neutral	±1 kV line(s) and neutral	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	± 2 kV line(s) to earth <5 % UT (>95 % dip in UT) for 0,5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5s	± 2 kV line(s) to earth <5 % UT (>95 % dip in UT) for 0,5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5s	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If a dips or an interruption of mains power occurs, the current of the AST-300D may be dropped off from normal level, it may be necessary to use uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	If image distortion occurs, it may be necessary to position the AST-300D image intensifier further from sources of power frequency magnetic fields or to install magnetic shielding. The power frequency magnetic field should be measured in the intended installation location to assure that it is sufficiently low.
NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level			

5.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
The AST-300D is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the AST-300D should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3 Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the AST-300D, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance $d=1,2\sqrt{P}$ $d=1,2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d=2,3\sqrt{P}$ 80 MHz to 2,5 GHz
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation Distance in metres (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, a should be less than the compliance level in each frequency range. b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			
a. Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the AST-300D is used exceeds the applicable RF compliance level above, the AST-300D should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the AST-300D. b. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.			

6.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the AST-300D			
The AST-300D is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the AST-300D can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the AST-300D as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.			
	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d=1,2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d=1,2\sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d=2,3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MASSEUR DE CIRCULATION DES PIEDS

MODÈLE : AST-300D

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CIRCULATION PIEDS-BAS
MASSEUR

MODÈLE : AST-300D



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
--	---

Mode d'emploi

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Le produit doit être utilisé de manière correcte, comme expliqué dans ce manuel, afin de prévenir tout accident.

Reconnaissance

Merci d'avoir acheté notre stimulateur musculaire électronique. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation, en particulier la partie de mise en garde, afin que vous puissiez peut l'utiliser correctement, et le manuel d'utilisation doit être bien conservé pour votre référence à tout moment.


Identification des pièces

Zone d'électrode en silicone pour les pieds Manuel d'utilisation

Rouleau de massage de la semelle Adaptateur Écran LCD

Poignée Électrodes Télécommande

Fil d'électrode



Fonction et application prévue de l'équipement

Le principe de notre stimulateur musculaire électronique est le courant basse fréquence stimuler les points douloureux du corps humain, provoquer une contraction ou une relaxation musculaire. Lors de la relaxation musculaire, un grand nombre de sang pénètre dans le muscle. contraction, le sang qui contient des métabolites à envoyer. Ce genre d'actions recyclera ce qui peut aider à accélérer la circulation sanguine et à soulager la douleur, l'enflure, la fatigue, la douleur et d'autres symptômes.

Le but attendu de notre stimulateur musculaire électronique est de soulager ou de réduire douleurs musculaires humaines, gonflements, fatigue et favorise la circulation sanguine.

1. Adopté pour de meilleurs matériaux ABS et une conception conforme à l'homme-machine science de l'ingénierie. L'article a l'air très moderne, tendance et délicat
2. 99 types d'intensité d'ondes électromagnétiques avec réglage continu, répondront votre résultat idéal requis dans la séquence appropriée

Réglage automatique du temps de 3,25 minutes

4. Il existe 25 types de modes de massage pour la plante des pieds et le corps, chaque mode de massage par impulsion améliorera les différents symptômes et éliminera la fatigue. 5. Toutes les fonctions peuvent être commandées par télécommande et sont faciles à utiliser.

Utilisation des coussinets de gel pour électrodes

1. La taille des coussinets est de 5,5 x 8,5 cm

2. Connectez le fil de sortie aux coussinets de gel pour électrodes 3.

Connectez ensuite le fil de sortie au stimulateur musculaire électrique 4. Retirez le film

protecteur des coussinets adhésifs 5. Fixez fermement les coussinets de gel

pour électrodes sur la peau 6. Appuyez sur le bouton de commutation

pendant 3 secondes pour allumer l'appareil et régler le mode de stimulation et l'intensité de sortie selon vos souhaits. (L'écran affichera le mode et le niveau que vous avez sélectionnés)

7. Gardez les coussinets de gel adhésifs propres et ne les exposez jamais à des températures élevées. et le soleil direct.

8. Si les coussinets d'électrode ne sont pas suffisamment adhésifs ou sont sales, essuyez-les avec un chiffon humide ou remplacez-les par des neufs. Ne nettoyez pas les coussinets d'électrode avec un produit chimique.

9. Les effets des pads diminueront après plusieurs utilisations. Veuillez changer les nouveaux pads si les pads n'ont jamais été utilisés depuis un an.


Opération

Avant de l'utiliser, veuillez vérifier si l'équipement est dans son état d'origine : affichage du niveau d'intensité MODE, affichage du niveau d'intensité SOLE et affichage de l'heure indiquant ZÉRO, affichage MODE indiquant 1.

Le fonctionnement de l'appareil au-dessus de l'amplitude ou de la valeur peut entraîner des résultats inexacts. 1. Placez vos pieds sur l'appareil

2. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pendant environ 3 secondes pour allumer sur l'appareil, puis l'écran LCD s'allumera en bleu

3. Vous pouvez ensuite régler le mode en appuyant sur « MODEA » et « MODEV » pour sélectionner



différents modes, le maximum est le 25ème mode

4. Veuillez augmenter l'intensité en appuyant sur le bouton « SOLE » « BODY » ou diminuer l'intensité en appuyant sur le bouton « SOLEV » « BODYV »

5. Vous pouvez régler les modes à tout moment, mais une fois le mode réinitialisé, l'intensité reviendra à « 0 ». Pour éviter tout choc de l'utilisateur dû au nouveau mode, l'utilisateur doit réinitialiser l'intensité. 6. Pour mettre fin à la période de massage,

l'utilisateur peut éteindre l'appareil à tout moment en appuyant sur le bouton de commutation pendant environ 3 secondes. Conseils : veuillez régler l'intensité

progressivement, de faible à forte. MARCHE/ARRÊT : appuyez sur le bouton pendant environ

3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Semelle : augmente l'intensité de sortie de la plante

du pied. Mode : choisissez un mode parmi 25 modes de massage pré-

modifiés ~ vers le haut. Corps : augmente l'intensité de sortie des électrodes. Semelle : diminue l'intensité de

sortie de la plante du pied. Mode : choisissez un mode parmi 25 modes de massage

pré-modifiés ~ vers le bas. Corps : diminue l'intensité de sortie des électrodes.

Comment utiliser la télécommande ?

1. Ouvrez le couvercle de la batterie derrière la télécommande.

2. Placez les deux piles 7# (AAA) dans la cassette à piles en respectant les polarités. 3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.



Remarques :

1. Veuillez noter que les accessoires d'origine reconnus, les pièces détachables et le matériel sont approuvés par la norme. 2. Il n'est pas nécessaire de vérifier et de remplacer

fréquemment la source d'alimentation d'origine.

3. Habituellement, cet appareil est affecté par l'électromagnétisme à haute fréquence et les machines à rayonnement micro-ondes. Veuillez vous éloigner de ces machines au-delà de 500 mm lors de l'utilisation.

Interdictions

Pour les patients suivants, ils ne peuvent utiliser cet instrument qu'après avoir consulté un médecin, sinon cela peut entraîner un accident ou un inconfort physique :

1) Les patients extrêmement débilissants ou atteints de maladies graves ne doivent pas utiliser :

2) Avec la période active de tumeur, de cancer, d'hyperthyroïdie, de tuberculose,

inflammation supprimée;

3) Les personnes âgées souffrant d'une maladie cardiaque et âgées de plus de 65 ans ;

4) Les patients nerveux, craintifs et sensibles aux muscles électroniques

stimulateurs, veuillez ne pas l'utiliser ;

5) Les personnes souffrant de diabète sévère, de forte fièvre, d'allergie cutanée, d'hémorragie traumatique et une fracture pendant la période de traitement, veuillez ne pas l'utiliser ;

6) Patients souffrant d'hypertension artérielle ;

7) Peau anormale ou obstacle de conscience cutanée ;

8) Psychopathe;

9) Qui suivent un traitement ou qui se sentent anormaux ;

10) UN BREVET portant sur un dispositif électronique implanté (par exemple un appareil cardiaque)

(stimulateur cardiaque) ne doit pas être soumis à une stimulation, sauf avis médical spécialisé.

un avis a d'abord été obtenu.



Prudence

La durée de vie de l'appareil est de 5 ans. Elle dépend du vieillissement de l'appareil électronique.

Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez nous contacter ou contacter votre représentant local.

revendeurs. Adapté à la foule : il est principalement utilisé par les plus de 16 ans et

requis énergétique et plein d'intelligence.

- Le produit doit être utilisé avec un appareil de stimulation EMS commercialisé légalement.

- Ne pas mettre les électrodes dans l'eau, les liquides ou toute autre substance.

- N'insérez pas de fils conducteurs dans une alimentation secteur.

- Ne pas appliquer le produit sur une peau blessée ou abîmée car cela pourrait perturber processus de guérison.

- N'utilisez pas les électrodes sur des plaies ouvertes, des éruptions cutanées, des plaies gonflées, rouges, infectées ou zones enflammées ou éruptions cutanées (par exemple phlébite, thrombophlébite, varices) ;

Au-dessus ou à proximité de lésions cancéreuses.

- N'utilisez pas les électrodes sur des zones de peau dépourvues de sensation normale.

- N'utilisez pas les électrodes sur la peau près du cœur, de la tête, du visage, de la bouche, des parties intimes parties ou zones présentant une maladie de la peau.

- N'appliquez pas de stimulation sur la zone avant de votre cou ou sur votre bouche car cela pourrait provoquer de graves spasmes musculaires entraînant la fermeture de votre voies respiratoires, difficulté à respirer ou effets indésirables sur le rythme cardiaque ou la tension artérielle.

- Cesser l'utilisation en cas d'irritation cutanée sur ou autour du site d'application.

- Les électrodes sont destinées à être utilisées par une seule personne.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes incapables d'exprimer leurs pensées ou leurs intentions utiliser les électrodes.
- Si vous ressentez une irritation cutanée ou une rougeur après avoir utilisé ce produit, ne l'utilisez pas. poursuivre la stimulation dans cette zone de la peau pendant un certain temps jusqu'à ce que la peau revienne à normale.
- Tenir hors de portée des enfants.




Avertissements

- 1) Il est interdit de l'utiliser sans avis médical chez le patient présentant une dispositif électronique implanté (par exemple un stimulateur cardiaque)
- 2) Veuillez noter que le patient qui se connecte à un équipement chirurgical HF peut affecter la stimulateur, veuillez donc suivre les suggestions du médecin
- 3) Ne l'utilisez pas à proximité (par exemple 1 m) d'une onde courte ou d'un micro-ondes équipement de thérapie, ce qui peut produire une instabilité dans la sortie du stimulateur
- 4) Veuillez noter que les personnes suivantes doivent suivre les suggestions du médecin en cas d'utilisation :
tumeur, maladie chronique ou maladie grave ; maladie cardiaque grave, le fou, la femme enceinte
- 5) Veuillez ne pas laisser les électrodes toucher des substances métalliques, telles qu'un bracelet, une montre, un collier, etc. lorsque la machine fonctionne.
- 6) Veuillez vous assurer que votre peau est propre et nette avant d'utiliser les électrodes
- 7) Veuillez ne pas utiliser la machine dans des conditions humides, comme dans une salle de bain.
- 8) Veuillez ne pas vous asseoir ou vous tenir debout sur l'appareil, et ne pas le lancer ni le faire tomber.
- 9) Veuillez cesser de l'utiliser immédiatement si vous ressentez une gêne ou des nausées lorsque
en utilisant
- 10) Ne pas appliquer d'électrodes à proximité du thorax, ce qui peut augmenter le risque de fibrillation cardiaque

Explication des chiffres, symboles, avertissements et abréviations sur l'équipement

1		(Symbole pour « B ATCHCODE ». Ce symbole doit être accompagné Numéro de lot de production et à côté du graphique, code de lot et Numéro de lot et numéro de série, etc. Exemples.  ABCI23
---	--	---

2		(Symbole pour « DATE DE FABRICATION ». Ce symbole doit être à côté du numéro) Date de production du matériel médical (utiliser la marque  devant la date de production)
3		Symbole pour ATTENTION, CONSULTER L'ACCOMPAGNEMENT DOCUMENTS"
4		Après l'adoption de la certification CE, le marquage CE est conforme aux dessins suivants : sa hauteur verticale ne doit pas être inférieure à 5 mm, il doit être clairement visible, clair et durable. Les procédures d'évaluation de la conformité CE sont effectuées par un organisme notifié. Le numéro d'enregistrement de l'organisme notifié doit figurer sur le côté du marquage CE (généralement en bas à droite). Le diamètre du marquage CE ne doit pas être inférieur au demi-cercle de 5 mm des deux composants, le XXXX dans le coin inférieur droit est le numéro d'identification de l'organisme notifié, tel que l'ITS-0473. Tous les produits médicaux vendus sur le marché de l'UE doivent identifier le « CE ». L'apposition du marquage CE indique que : A. L'équipement pour répondre aux exigences de base de le MDD B. Les équipements au sein de l'UE peuvent être vendus légalement sur le marché, C. L'appareil a passé avec succès les procédures d'évaluation de la conformité. Les marquages CE apposés sur les dispositifs médicaux ont deux types. C'est-à-dire, marquage CE sans numéro d'identification de l'organisme notifié et marquage CE avec numéro d'identification de l'organisme notifié
5		Le symbole du fabricant (l'étiquette « fabricant »), l'étiquette doit contenir le nom de l'entreprise et adresse du fabricant. Fabricants de produits, CE représente le nom et l'adresse des importateurs et/ou distributeurs

6		Symbole pour « Représentant autorisé dans l'Union européenne » Communauté Le symbole des personnes autorisées Représentant auprès de la Communauté européenne (« UE ») (étiquette « représentant autorisé »), l'étiquette doit inclure le nom et l'adresse de la société autorisée par l'Union européenne
7		Les déchets doivent être traités légalement
8		Appareils BF
9	 THIS SIDE UP	Avantages
10	 FRAGILE	Fragile
11	 KEEP DRY	Garder au sec
12		Empilage
13	SN	Numéro de série des appareils
14	IP21	Protégé du contact avec les doigts et les objets plus grands de 12 millimètres et protégé des projections d'eau moins de plus de 15 degrés par rapport à la verticale.
15		Indique que l'élément est un appareil

Stockage/Entretien

1. Utilisez un chiffon humide ou un nettoyant neutre pour essuyer la machine et n'utilisez pas de produits volatils. liquide pour nettoyer la machine, tel que du benzène, du diluant ou de l'essence
2. Gardez-le loin des champs magnétiques et de la portée des enfants
3. Gardez la machine à l'abri de l'humidité, des températures élevées, de la lumière directe du soleil ou arrosage d'eau
4. Si les électrodes ne sont pas suffisamment adhésives ou sales, essuyez-les avec un chiffon humide. ou remplacez-les par des neufs. Ne nettoyez pas les électrodes avec un produit chimique
5. Veuillez ne pas démonter, réparer ou reconstruire la machine en privé ou par le fabricant. ne garantira pas la réparation et le service après-vente
6. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer les piles de la télécommande

Caractéristiques

Numéro de modèle : AST-300D

Cet équipement appartient au type BF de la classe I selon l'article 5.




Technologie médicale OSTO de Shenzhen

Société à responsabilité limitée

AJOUTER : 2104, unité 4, bâtiment 2, place Zhongxin LongshengBaolong

Rue, district de Longgang, 518116 ville de Shenzhen. Province du Guangdong,

Chine



Phoenix Medtech GmbH Koenigsberger Strasse

11,64839. Münster Hessen, Allemagne.

Valeur nominale : 5 V c.c., 1 000 mA

Alimenté par l'adaptateur : EE-0501000DPE/EE-0501000DP

Tension nominale : 100-240 V

Fréquence nominale : 50-60 Hz

Entrée nominale : 0,1 A

Puissance de sortie nominale : 5 V 1 000 mA

Forme d'onde de sortie : Onde carrée

Durée d'impulsion : 115 µs

Fréquences de répétition des impulsions : 10-100 Hz

Effet de l'impédance de charge : 1KΩ

Amplitude maximale de la tension de sortie : 72 V

Version du logiciel n° : MC0188F-REV-V1.0

Conditions de fonctionnement : 10-40

≤80% HR

860 hPa à 1060 hPa

Conditions de stockage et de transport : 0-40

≤80%

RH860 hPa à 1060 hPa



Précautions à prendre pour les électrodes en gel (nettoyage)

Ne collez jamais deux coussinets adhésifs l'un sur l'autre. Gardez les coussinets adhésifs en gel propres et ne les exposez jamais à des températures élevées et à la lumière directe du soleil. Pour protéger les coussinets en gel, placez-les toujours sur le protecteur de coussinet en gel après utilisation. Ne touchez pas le gel des coussinets avec votre silhouette, car cela réduirait le gel et perdrait sa fonction. Ne nettoyez pas les coussinets d'électrode avec de l'eau chaude ou tout autre produit chimique. Si les coussinets d'électrode sont sales, le pouvoir adhésif peut diminuer et la peau peut s'irriter. Si cette situation se produit, humidifiez la surface des coussinets avec de l'eau et essuyez la partie souillée, cela permettra une restauration du coussinet du support adhésif. Mais il perdra son pouvoir adhésif s'il y a trop d'eau. Le meilleur moyen est d'acheter d'autres coussinets. Les coussinets d'électrode ont passé avec succès le test de biocompatibilité (rapport de test SDFY-2006-2623). Le rapport de test montre qu'il n'induit aucune irritation de la peau.

Dépannage

Questions Raison	Solvant
Non stimulation	Si vous connectez le fil ? Si vous retirez la protection membrane? des pads ? Connectez le fil correctement. Retirer la membrane protectrice des pads.
Faible stimulation	Si les coussinets adhèrent fermement à la peau ? Si les pads collent en se chevauchant ? Si les pads sont sales ? Si l'intensité est faible ? Si le bâton ne tient pas la route ? Collez fermement les coussinets. Détachez les coussinets et recollez-les. Nettoyer les pads. Ajustez l'intensité pour être plus fort. Changer la place du bâton.
La peau devenir	Le temps de thérapie est trop long ? Les coussinets sont trop secs ? Le temps de thérapie doit toujours être de 10 à 15 minutes une fois.

rouge et piqué	Les pads sont également collés fermement? Les pads sont sales ? Les pads sont endommagés ?	Nettoyez avec le chiffon humide, puis utilisez encore. Collez fermement les coussinets sur la peau. Nettoyer les pads. Changer les plaquettes.
Le pouvoir couper pendant thérapie	Les coussinets tombent de la peau? Le fil de connexion est coupé ? Pas de batterie ? Le temps de thérapie est terminé ?	Coupez l'alimentation, collez les pads à nouveau. Éteignez l'alimentation, reconnectez les pads. Changez nouvelle batterie. L'alimentation s'allumera éteint après 15 minutes de thérapie

Description des modes

MODÈLE DE	MODE
1	Poussée par acupuncture
2	Acupuncture
3	Pétrissage par acupuncture
4	Acupuncture par tapotement
5	Mise au rebut
6	Pressant
7	Massage
8	Massage par poussée
9	Pousser Presser
10	Acupuncture par compression
11	Martelage par acupuncture
12	Pétrissage
13	Coups
14	Démolition Pressage
15	Ventouses
16	Mise en forme du corps
17	Martelage
18	Massage par tapotement

19	Pousser
20	Rouler. Battre.
21	Pressant
22	Accident vasculaire cérébral
23	Massage d'acupuncture thérapeutique
24	Shiatsu
25	Pétrissage par roulement




Exemple d'utilisation thérapeutique par électrodes

Shoulder, back

Symptom

Shoulder, back muscle ache, etc

Cutlinc






Waist

Symptom

Waist muscle ache, etc

Cutline






Arm

Symptom

Arm numb, muscle ache, etc

Cutline



Leg

Symptom

Leg muscle ache, etc

Cutline







Schéma des zones réflexives des pieds



Documents d'accompagnement :

Instructions d'utilisation 1.

L'AST-300D nécessite des précautions particulières concernant la CEM et doit être installé et mis en service conformément aux informations CEM fournies dans le

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT,

2. Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter l'AST-300D

Description technique 1.

Avertissement : l'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à l'exception des transducteurs et des câbles vendus par le fabricant de l'AST-300D comme pièces de rechange pour les composants internes, peut entraîner une augmentation des ÉMISSIONS ou une diminution de l'IMMUNITÉ de l'AST-300D.

2. Avertissement : l'AST-300D ne doit pas être utilisé à côté ou empilé avec d'autres équipements

3. Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques		
L'AST-300D est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.		
Le client ou l'utilisateur de l'AST-300D doit s'assurer qu'il est utilisé de telle manière un environnement.		
Émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - conseils
Émissions RF CISPR11	Groupe 1	L'AST-300D utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, son Les émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques à proximité.
Émissions RF CISPR11	Classe B	L'AST-300D est adapté à une utilisation dans tous les établissements, y compris établissements domestiques et ceux directement raccordé au réseau public d'alimentation électrique basse tension
Harmonique émissions IEC 61000-3-2	Classe A	

Fluctuations de tension /connard d'émissions CEI 61000-3-3	Conforme	qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
--	----------	---

4. Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

L'AST-300D est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Le client ou l'utilisateur de l'AST-300D doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	essai CE 60601 niveau	niveau de conformité	Environnement électromagnétique - conseils
Électrostatique décharge (DES)CEI 61000-4-2	Contact ± 6 kV ± 8 kV dans l'air	Contact ± 6 kV ± 8 kV dans l'air	Les sols doivent être bois, béton ou carrelage en céramique. Si les sols sont couverts de matériau synthétique, l'humidité relative devrait être au moins 30 %.
Électrique rapide transitoire/en rafale CEI 61000-4-4	+2 kV pour alimentation électrique lignes	+2 kV pour les lignes d'alimentation électrique	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Sur tension IEC 61000-4-5	± 1 kV ligne(s) et neutre	± 1 kV ligne(s) et neutre	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Chutes de tension, court interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation électrique IEC 61000-4-11	± 2 kW ligne(s) à la terre <5% UT (> 95 % de baisse de UT) pour 0,5 cycle 40 % UT (60 % de baisse de UT) pour 5 cycles	± 2 kW ligne(s) à la terre < 5 % UT (> 95 % de baisse dans UT) pour 0,5 cycle 40 % UT (baisse de 60 % en UT) pendant 5 cycles 70 % UT	Qualité du réseau électrique devrait être celui d'un environnement commercial ou hospitalier typique. En cas de chute ou d'interruption du courant secteur,

	70 % DE SORTIE (30% de baisse en UT) pendant 25 cycles <5 % de sortie (> 95 % de baisse dans UT) pendant 5 s	(baisse de 30 % en UT) pendant 25 cycles < 5 % UT (> 95 % de baisse de UT) pendant 5 s	courant de la L'AST-300D peut être décalé par rapport au niveau normal, il peut être nécessaire d'utiliser une alimentation sans interruption ou une batterie.
Pouvoir fréquence (50/60 Hz)champ magnétique CEI 61000-4-8	3 heures du matin	3 heures du matin	Si une distorsion de l'image se produit, il peut être nécessaire de positionner l'intensificateur d'image AST-300D plus loin de sources de champs magnétiques à fréquence industrielle ou à installer blindage magnétique Le champ magnétique à fréquence industrielle doit être mesuré dans le installation prévue emplacement pour être sûr qu'il est suffisamment faible.
REMARQUE UT est la tension secteur avant l'application du niveau de test			

5. Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique			
L'AST-300D est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'AST-300D doit s'assurer qu'il est utilisé de telle manière un environnement			
Immunité test	CEI 60601 niveau de test	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - conseils

Réalisé RFIEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	3 Vrms	RF portable et mobile Les équipements de communication ne doivent pas être utilisés plus près de toute partie de l'AST-300D, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. distance de séparation $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 80 MHz à 2,5 GHz où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et dis le
RF rayonnée CEI 61000-4-3	3 v/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	Distance de séparation recommandée en mètres (m). Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site, a doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences. b Des interférences peuvent se produire à proximité d'équipements marqués du symbole suivant :
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s'applique. REMARQUE 2 Ces lignes directrices peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et			
des personnes. a. Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur, la radiodiffusion AM et FM et la radiodiffusion télévisée ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux RF fixes			

émetteurs, une étude électromagnétique du site doit être envisagée.

la résistance des champs mesurée à l'endroit où l'AST-300D est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, l'AST-300D doit être respecté vérifier le fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de l'AST-300Db.

Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ devraient être inférieures de 3 V/m.

6.Recommandé distances de séparation entre RF portables et mobiles équipements de communication et l'AST-300D			
L'AST-300D est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du L'AST-300D peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l'AST-300D comme recommandé ci-dessous, selon les puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.			
	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur		
	150 kHz à 80 MHz	80 MHz à 800 MHz	800 MHz à 2,5 GHz
	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, La distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de la équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est le maximum puissance de sortie nominale de l'émetteur en watts (W) selon l'émetteur fabricant.			
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la fréquence la plus élevée la gamme de fréquences s'applique			
REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations.			

La propagation est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et personnes.



Société de technologie médicale OSTO de Shenzhen
LimitéAJOUTER : 2104, unité 4, bâtiment 2, Zhongxin
Place Longsheng, n° 219, route Shenshan
(Section de Longgang), Communauté de Longxin,
Rue Baolong, district de Longgang, 518116 ville de Shenzhen,
Province du Guangdong, Chine



2024-08



Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
RanchoCucamonga, CA 91730



Phoenix Medtech GmbH Königsberger Strasse 11,
64839, Münster Hesse, Allemagne

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

FUSS-DURCHLÄSSIGUNGS-MASSAGEGERÄT

MODELL: AST-300D

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der

Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FUSSDURCHBLUTUNG
MASSAGEGERÄT

MODELL: AST-300D



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen eine Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.
--	---

Bedienungsanleitung

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Das Produkt sollte richtig verwendet werden, wie in diesem Dokument beschrieben. Handbuch, um Unfälle zu vermeiden.

Anerkennung

Vielen Dank für den Kauf unseres elektronischen Muskelstimulators. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere den Abschnitt mit den Vorsichtshinweisen, damit Sie kann es richtig bedienen, und das Benutzerhandbuch sollte für Ihre Referenz gut aufbewahrt werden jederzeit.


Teileidentifikation

• Elektrodenbereich aus Silikon für die Füße • Benutzerhandbuch

• Fußsohlen-Massagerolle • Adapter • LCD-Bildschirm

• Griff • Elektrodenpads • Fernbedienung

• Elektrodendraht



Funktion und Verwendungszweck des Gerätes

Das Prinzip unseres elektronischen Muskelstimulators ist der Niederfrequenzstrom

Stimulieren Sie schmerzende Stellen im menschlichen Körper und bewirken Sie Muskelkontraktionen oder -entspannung.

Wenn Muskelentspannung, eine große Menge Blut in. Wenn Muskel

Kontraktion, das Blut, das Metaboliten enthält, wird ausgesendet. Diese Art von Aktionen

wird recycelt, was helfen kann, die Blutzirkulation zu beschleunigen und Schmerzen, Schwellungen, Müdigkeit, Schmerzen und andere Symptome zu lindern.

Der erwartete Zweck unseres elektronischen Muskelstimulators ist die Linderung oder Verringerung

Lindert Muskelschmerzen, Schwellungen, Müdigkeit und Schmerzen und fördert die Durchblutung.

1. Angenommen, um bessere ABS-Materialien und Design in Übereinstimmung mit Mensch-Maschine Ingenieurwissenschaft. Der Artikel sieht sehr modern, modisch und filigran aus

2. 99 arten elektromagnetische welle intensität mit kontinuierliche einstellung, erfüllen

Ihr gewünschtes Idealergebnis in der richtigen Reihenfolge

3,25 Minuten automatische Zeiteinstellung

4. Es gibt 25 verschiedene Massagemodi für Fußsohle und Körper, jeder Impulsmassagemodus lindert die verschiedenen Symptome und beseitigt Müdigkeit. 5. Alle Funktionen können per Fernbedienung gesteuert werden und sind einfach zu bedienen.

Verwendung der Elektroden-Gelpads 1. Die

Größe der Pads beträgt 5,5 x 8,5 cm. 2.

Verbinden Sie das Ausgangskabel mit den Elektroden-Gelpads. 3. Verbinden

Sie dann das Ausgangskabel mit dem elektrischen Muskelstimulator. 4. Entfernen Sie die

Schutzfolie von den Klebepads. 5. Befestigen Sie die Elektroden-Gelpads fest

auf der Haut. 6. Drücken Sie die Umschalttaste 3 Sekunden lang, um das

Gerät einzuschalten und den Stimulationsmodus und die Ausgangsintensität nach Wunsch einzustellen.

(Das Display zeigt den Modus und die Stufe an, die Sie ausgewählt haben.)

7. Halten Sie die Gel-Klebepads sauber und setzen Sie sie niemals hohen Temperaturen aus.

und direkter Sonneneinstrahlung.

8. Wenn die Elektrodenpads nicht gut haften oder schmutzig sind, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab oder ersetzen Sie sie durch neue. Reinigen Sie die Elektroden-Gelpads nicht mit Chemikalien.

9. Die Wirkung der Pads lässt nach mehrmaligem Gebrauch nach. Wenn Sie die Pads ein Jahr lang nicht verwendet haben, ersetzen Sie sie bitte durch neue.

Betrieb

Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob sich das Gerät

im Originalzustand befindet: Intensitätsstufenanzeige MODE,

Intensitätsstufenanzeige SOLE und Zeitanzeige zeigen NULL, MODE-

Anzeige zeigt 1.

Der Betrieb des EQUIPMENT über Amplitude oder Wert, sonst kann es

zu ungenauen Ergebnissen kommen. 1. Stellen Sie Ihre Füße auf


das Gerät

2. Drücken Sie den Schalter etwa 3 Sekunden, um

am Gerät, dann leuchtet der LCD-Bildschirm auf

Blau

3. Anschließend können Sie den Modus anpassen, indem Sie „MODEA“ und „MODEV“ drücken, um auszuwählen



verschiedene Modi, Maximum ist der 25. Modus

4. Erhöhen Sie die Intensität durch Drücken der Taste „SOLEY“ „BODYY“ Oder verringern Sie die Intensität durch Drücken der Taste „SOLEV“ „BODYV“

5. Sie können die Modi jederzeit anpassen, aber nach dem Zurücksetzen des Modus wird die Intensität auf „0“ zurückgesetzt.

Um einen Schock durch den neuen Modus zu vermeiden, sollte der Benutzer die Intensität zurücksetzen. 6. Um die Massageperiode zu

beenden, kann der Benutzer das Gerät jederzeit ausschalten, indem er die Umschalttaste etwa 3 Sekunden lang drückt. Tipps: Passen Sie die Intensität bitte schrittweise von

niedriger zu stärker an. EIN/AUS: Drücken Sie die Taste etwa 3 Sekunden, um das Gerät ein-

oder auszuschalten. SohleY: Erhöhen Sie die Ausgabeintensität der Fußsohlen. ModusY: Wählen Sie einen Modus aus 25 voreingestellten Massagemodi ~ nach oben. KörperY:

Erhöhen Sie die Ausgabeintensität der Elektrodenpads. SohleY: Verringern Sie die Ausgabeintensität der Fußsohlen.

ModusY: Wählen Sie einen Modus aus 25 voreingestellten Massagemodi ~ nach unten.

KörperY: Verringern Sie die Ausgabeintensität der Elektrodenpads. **Wie wird die**

Fernbedienung bedient?

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

2. Legen Sie die beiden 7#-Batterien (AAA) mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. 3. Schließen Sie die Batterieabdeckung.



Hinweise:

1. Bitte beachten Sie, dass es sich um original anerkanntes Zubehör, abnehmbare Teile und Materialien handelt, die dem Standard entsprechen. 2. Die ursprüngliche Stromquelle muss

nicht häufig geprüft und ausgetauscht werden.

3. Normalerweise wird dieses Gerät durch hochfrequente Elektromagnetik und Mikrowellenstrahlung beeinflusst. Bitte halten Sie bei der Verwendung einen Abstand von mehr als 500 mm zu diesen Geräten ein.

Verbote

Bei folgenden Patienten ist die Anwendung dieses Instruments nur nach Rücksprache mit dem Arzt gestattet, da es sonst zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen kann:

1) Patienten mit extrem schwächenden, kritischen Erkrankungen sollten folgende Mittel nicht verwenden:

2) Mit dem Tumor, Krebs, Hyperthyreose, Tuberkulose aktive Periode,

eitrige Entzündung;

3) Ältere Menschen über 65 Jahre, die an einer Herzerkrankung leiden;

4) Patienten, die nervös sind, Angst vor und empfindlich auf elektronische Muskel Stimulatoren, bitte nicht verwenden;

5) Menschen mit schwerem Diabetes, hohem Fieber, Hautallergien, traumatischen Blutungen und es während der Behandlungsphase zu Brüchen kommt, verwenden Sie es bitte nicht;

6) Patienten mit hohem Blutdruck;

7) Abnorme Haut oder Hautbewusstseinsstörungen;

8) Psychopath;

9) sich in Behandlung befinden oder sich unwohl fühlen;

10) Ein Patient mit einem implantierten elektronischen Gerät (zum Beispiel einem Herzschrittmacher) dürfen nicht stimuliert werden, es sei denn, ein spezialisierter Arzt zunächst eine Stellungnahme eingeholt wurde.



Vorsicht

Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre. Sie hängt von der Alterung des elektronischen Geräts ab.

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte oder den örtlichen Händler. Geeignet für die Masse: Es wird hauptsächlich über 16 Jahre verwendet und erforderlich sind Energie und volle Intelligenz.

- Das Produkt muss mit einem legal vermarkteten EMS-Stimulationsgerät verwendet werden.
- Tauchen Sie die Elektroden nicht in Wasser, Flüssigkeiten oder andere Substanzen.
- Stecken Sie die Anschlusskabel nicht in eine Hauptstromversorgung.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf Wunden oder beschädigte Haut auf, da es die Heilungsprozess.
- Verwenden Sie die Elektroden nicht auf offenen Wunden, Ausschlägen, geschwollenen, roten, infizierten oder entzündete Bereiche oder Hautausschläge (z. B. Venenentzündung, Thrombophlebitis, Krampfadern); Auf oder in der Nähe von Krebsläsionen.
- Verwenden Sie die Elektroden nicht auf Hautpartien, auf denen kein normales Gefühl herrscht.
- Verwenden Sie die Elektroden nicht auf der Haut in der Nähe von Herz, Kopf, Gesicht, Mund, Intimbereich Teile oder Bereiche mit Hautkrankheiten.
- Stimulieren Sie nicht den vorderen Bereich Ihres Halses oder Ihren Mund. weil dies zu schweren Muskelkrämpfen führen kann, die zu einem Verschluss Ihres Atemwege, Atembeschwerden oder negative Auswirkungen auf Herzrhythmus oder Blutdruck.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn an oder um die Anwendungsstelle Hautreizungen auftreten.

- Die Elektroden sind für die Verwendung durch eine einzelne Person vorgesehen.
- Lassen Sie Kinder oder Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Gedanken oder Absichten auszudrücken, nicht Verwenden Sie die Elektroden.
- Wenn Sie nach der Anwendung dieses Produkts Hautreizungen oder Rötungen feststellen, Setzen Sie die Stimulation in diesem Bereich der Haut für einen gewissen Zeitraum fort, bis die Haut wieder Normal.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.




Warnhinweise

- 1) Es ist verboten, ohne ärztliche Empfehlung für den Patienten mit einem zu verwenden implantiertes elektronisches Gerät (zum Beispiel ein Herzschrittmacher)
- 2) Bitte beachten Sie, dass der Patient, der mit HF-Chirurgiegeräten verbunden ist, die Stimulator, also folgen Sie bitte dem Rat des Arztes
- 3) Betreiben Sie es nicht in unmittelbarer Nähe (z. B. 1 m) zu einem Kurzwellen- oder Mikrowellengerät. Therapiegeräte, die zu Instabilitäten im Stimulatorausgang führen können
- 4) Bitte beachten Sie, dass die folgenden Personen bei der Anwendung den Empfehlungen ihres Arztes folgen sollten: Tumor, chronische Krankheit der schweren Krankheit; schwere Herzkrankheit, die verrückte, schwangere Frau
- 5) Bitte lassen Sie die Elektrodenpads nicht mit metallischen Gegenständen wie Armbändern, Uhren, Halsketten usw. in Berührung kommen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- 6) Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und ordentlich ist, bevor Sie Elektrodenpads verwenden.
- 7) Bitte benutzen Sie die Maschine nicht in nassen Umgebungen, wie z. B. im Badezimmer.
- 8) Bitte setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät und werfen oder fallen Sie es nicht
- 9) Bitte beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Beschwerden und Übelkeit verspüren, wenn mit
- 10) Bringen Sie die Elektroden nicht in der Nähe des Brustkorbs an, da dies das Risiko von Herzflimmern

Erklärung der Abbildungen, Symbole, Warnhinweise und Abkürzungen auf dem Gerät

1		(Symbol für „BATCHCODE“. Dieses Symbol sollte mit Produktion Ba Nr., und neben Grafik, Chargencode und Losnummer und Chargennummer usw.) Beispiele.  ABCI23
---	--	---

2		(Symbol für „HERSTELLUNGSDATUM“. Dieses Symbol sollte neben der Nummer stehen.) Produktionsdatum des Medizinproduktes (Gebrauchszeichen vor dem Produktionsdatum) 
3		Symbol für ACHTUNG, BEGLEITUNG BEACHTEN UNTERLAGEN"
4		Nach der Annahme der CE-Zertifizierung sieht das CE-Zeichen wie folgt aus: Seine vertikale Höhe darf nicht weniger als 5 mm betragen und muss deutlich sichtbar, klar und dauerhaft sein. Die Verfahren zur Bewertung der CE-Konformität werden von einer benannten Stelle durchgeführt. Die Registrierungsnummer der benannten Stelle muss sich neben dem CE-Zeichen befinden (normalerweise unten rechts). Der Durchmesser der CE-Kennzeichnung darf nicht weniger als 5 mm betragen. Das XXXX in der unteren rechten Ecke ist die Identifikationsnummer der benannten Stelle, z. B. ITS-0473. Alle auf dem EU-Markt verkauften Medizinprodukte müssen das „CE“ kennzeichnen. Die Anbringung des CE-Zeichens bedeutet: A. Die Ausrüstung zur Erfüllung der Grundanforderungen von die Medizinprodukterichtlinie B. Die Geräte können innerhalb der EU legal auf dem Markt verkauft werden, C. Das Gerät hat das Verfahren zur Konformitätsbewertung bestanden. Die auf den Medizinprodukten angebrachten CE-Kennzeichnungen haben zwei Typen. Das heißt, CE-Kennzeichnung ohne Kennnummer der benannten Stelle und CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der benannten Stelle
5		Das Symbol für den Hersteller (das "Hersteller"-Tag), das Tag sollte den Firmennamen enthalten und Adresse des Herstellers. Produkthersteller, EG stellt den Namen und die Adresse des Importeurs dar und/oder Distributoren

6		Symbol für „Bevollmächtigter Vertreter im Europäischen Gemeinschaft Das Symbol für die Autorisierten Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft („EU autorisierter Vertreter“-Tag), sollte das Tag enthalten der Name und die Adresse des autorisierten Unternehmens von der Europäischen Union
7		Die Abfallprodukte müssen legal entsorgt werden
8		BF-Geräte
9	 THIS SIDE UP	Vorteile
10		Zerbrechlich
11		Trocken halten
12		Stapeln
13	SN	Seriennummer des Geräts
14	IP21	Geschützt vor Berührung durch Finger und Gegenstände größer als 12 Millimeter und geschützt vor Spritzwasser weniger als 15 Grad von der Vertikalen.
15		Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Gerät handelt

Lagerung/Wartung

1. Wischen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch oder einem neutralen Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeit zum Reinigen der Maschine, wie Benzol, Verdünner oder Benzin
2. Halten Sie es von magnetischen Feldern und der Reichweite von Kindern fern.
3. Bewahren Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Beregnungswasser
4. Wenn die Elektrodenpads nicht gut haften oder verschmutzt sind, wischen Sie sie mit einem feuchten cold oder ersetzen Sie sie durch neue. Reinigen Sie die Elektrodenpads nicht mit chemischen
5. Bitte nicht umbauen, reparieren oder umbauen die Maschine in Privatbesitz, oder Hersteller übernimmt keine Garantie für die Reparatur und den Kundendienst
6. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien aus der Fernbedienung.

Technische Daten

Modellnummer: AST-300D

Dieses Gerät gehört gemäß Abschnitt 5 zum Typ BF der Klasse I.




Shenzhen OSTO Medizintechnik

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

HINZUFÜGEN: 2104, Unit4, Building2, Zhongxin Longsheng SquareBaolong

Straße, Bezirk Longgang, 518116 Shenzhen, Provinz Guangdong,

China



Phoenix Medtech GmbHKönigsberger Straße

11,64839.Muenster Hessen, Germany.

Nennwert: 5 V Gleichstrom, 1000 mA

Stromversorgung über Adapter: EE-0501000DPE/EE-0501000DP

Nennspannung: 100-240 V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Nenneingangsleistung:

Nennleistung: 5 V, 1000 mA

0,1 A Ausgangswellenform: Rechteckwelle

Pulsdauer: 115µs

Impulswiederholungsfrequenz: 10-100 Hz Maximale

Einfluss der Lastimpedanz: 1KΩ

Amplitude der Ausgangsspannung: 72 V

Softwareversionsnummer: MC0188F-REV-V1.0

Betriebstemperatur: 10-40 °C

y 80 % relative Luftfeuchtigkeit

860 hPa bis 1060 hPa

Lager- und Transportbedingungen: 0-40 °C

≥80%

RH860 hPa bis 1060 hPa



Vorsicht bei Elektroden-Gelpads (Reinigung)

Kleben Sie niemals zwei Klebepads aneinander. Halten Sie die Klebepads sauber und setzen Sie sie niemals hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Zum Schutz der Gelpads legen Sie sie nach dem Gebrauch immer auf den Gelpad-Schutz. Berühren Sie das Gel der Pads nicht mit dem Körper, da es sonst seine Wirkung verliert. Reinigen Sie die Elektrodenpads nicht mit heißem Wasser oder Chemikalien. Wenn die Elektrodenpads verschmutzt werden, kann die Klebekraft nachlassen und die Haut kann gereizt werden. Wenn dies eintritt, sollten Sie die Oberfläche der Pads mit Wasser anfeuchten und den verschmutzten Teil abwischen, damit die Klebekraft des Pads wiederhergestellt werden kann. Bei zu viel Wasser verlieren die Pads jedoch ihre Klebekraft. Am besten kaufen Sie andere Pads. Die Elektrodenpads haben den Biokompatibilitätstest bestanden (Testbericht SDFY-2006-2623). Der Testbericht zeigt, dass sie keine Hautreizungen verursachen.

Fehlerbehebung

Fragen Grund		Lösungsmittel
NEIN Stimulation	Wenn das Kabel angeschlossen ist? Wenn Sie die Schutzfolie entfernen Membran? der Pads?	Schließen Sie das Kabel richtig an. Entfernen Sie die Schutzmembran der Pads.
Schwach Stimulation	Kleben die Pads fest auf der Haut? Kleben die Pads überlappend auf? Sind die Beläge verschmutzt? Wenn die Intensität schwach ist? Ist der Stickplatz nicht funktionstüchtig?	Kleben Sie die Pads fest auf. Die Pads abtrennen und erneut aufkleben. Reinigen Sie die Pads. Passen Sie die Intensität an, um sie stärker zu machen. Ändern Sie die Stickposition.
Die Haut werden	Die Therapiedauer ist zu lang? Die Pads zu trocken?	Die Therapiedauer beträgt immer einmalig 10-15 Minuten.

rot und gestochen	Die Pads sind zu festgeklebt dicht? Die Beläge sind verschmutzt? Die Beläge sind beschädigt?	Mit einem feuchten Tuch reinigen und dann verwenden wieder. Kleben Sie die Pads fest auf die Haut. Reinigen Sie die Pads. Wechseln Sie die Bremsbeläge.
Die Macht abgeschnitten während Therapie	Die Pads fallen vom Haut? Die Kabelverbindung ist unterbrochen? Keine Batterie? Die Therapiezeit ist vorbei?	Schalten Sie den Strom aus, kleben Sie die Pads wieder. Schalten Sie den Strom aus, schließen Sie die Pads erneut an. Ändern neue Batterie. Das Gerät wird eingeschaltet Aus nach 15 Minuten Therapie

Beschreibung der Modi

MODUS	MUSTER
1	Akupunktur Drücken
2	Akupunktur
3	Akupunktur-Kneten
4	Akupunktur-Klopfen
5	Verschrottung
6	Quetschen
7	Massage
8	Druckmassage
9	Drücken Quetschen
10	Akupunktur-Quetschen
11	Akupunktur Hämmern
12	Kneten
13	Klopfen
14	Verschrottung Pressen
15	Schröpfen
16	Körperformung
17	Hämmern
18	Klopfmassage

19	Schieben
20	Rollen. Stampfen
21	Quetschen
22	Schlaganfall
23	Akupunkturtherapie-Massage
24	Shiatsu
25	Rollen Kneten




Anwendungsbeispiel für die Elektrodenpad-Therapie

Shoulder, back

Symptom

Shoulder, back muscle ache, etc

Cutline






Waist

Symptom

Waist muscle ache, etc

Cutline






Arm

Symptom

Arm numb, muscle ache, etc

Cutline



Leg

Symptom

Leg muscle ache, etc

Cutline







Diagramm der Reflexzonen der Füße



Begleitdokumente:

Gebrauchsanweisung 1.

AST-300D erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf EMV und muss gemäß den EMV-Informationen in der Begleitdokumente,

2. Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können AST-300D beeinträchtigen

Technische Beschreibung 1.

Warnung: Die Verwendung anderer als der angegebenen Zubehörteile, Wandler und Kabel (mit Ausnahme der vom Hersteller des AST-300D als Ersatzteile für interne Komponenten verkauften Wandler und Kabel) kann zu erhöhten EMISSIONEN oder verringerter IMMUNITÄT des AST-300D führen.

2. Warnung, dass der AST-300D nicht neben oder über anderen Geräten verwendet werden darf

3.Hinweise und Herstellererklärung - Elektromagnetische Emissionen		
Der AST-300D ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des AST-300D muss sicherstellen, dass es in solchen eine Umgebung.		
Emissionen	Einhaltung	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung Der
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	AST-300D verwendet HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher ist seine Die HF-Emissionen sind sehr gering und verursachen wahrscheinlich keine Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe.
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Der AST-300D eignet sich für den Einsatz in alle Einrichtungen, einschließlich inländische Einrichtungen und solche direkt an das öffentliche Niederspannungs-Stromversorgungsnetz angeschlossen
Harmonisch Emissionen IEC 61000-3-2	Klasse A	

Spannungsschwankungen /flicker emissions Norm IEC 61000-3-3	Entspricht	das Gebäude versorgt, das zu Wohnzwecken genutzt wird.
---	------------	---

4.Hinweise und Herstellererklärung - Elektromagnetische Immunität

Der AST-300D ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des AST-300D muss sicherstellen, dass er in eine solche Umgebung.

Immunitätstest	IEC 60601-Test Ebene	Konformitätsstufe	Elektromagnetische Umgebungsführung
Elektrostatisch Entladung (ESD)IEC 61000-4-2	±6 kV Kontakt ±8 kV Luft	±6 kV Kontakt ±8 kV Luft	Fußböden sollten Holz, Beton oder Keramikfliesen. Wenn Böden sind bedeckt mit Kunststoff, die relative Luftfeuchtigkeit sollte mindestens 30 %.
Elektrisches Fasten vorübergehend/Burst IEC61000-4-4	+2 kV für Stromversorgung Linien	+2 kV für Stromversorgungsleitungen	Die Qualität der Netzspannung sollte der eines typische Geschäfts- oder Krankenhausumgebung.
Überspannung IEC 61000-4-5	±1 kV Leitung(en) und neutral	±1 kV Leitung(en) und neutral	Die Qualität der Netzspannung sollte der eines typische Geschäfts- oder Krankenhausumgebung.
Spannungseinbrüche, kurz Unterbrechungen und Spannungsschwankungen auf den Stromversorgungs- Eingangsleitungen IEC 61000-4-11	±2 kW Leitung(en) zur Erde <5% UT (>95 % Einbruch in UT) für 0,5 Zyklus 40%UT (60 % Einbruch in UT) für 5 Zyklen	±2 kW Leitung(en) gegen Erde <5% UT (>95 % Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen 40 % UT (60 % Einbruch in UT) für 5 Zyklen 70 % UT	Qualität der Netzspannung sollte das eines typische kommerzielle oder Krankenhausumgebung. Wenn ein Einbruch oder eine Unterbrechung der Netzstromversorgung auftritt,

	70 % AUS (30 % Abfall in UT) für 25 Zyklen <5 % AUS (>95 % Einbruch in UT) für 5s	(30 % Einbruch in UT) für 25 Zyklen <5 % UT (>95 % Einbruch in UT) für 5 s	Strom der Der AST-300D fällt möglicherweise vom Normalpegel ab. In diesem Fall kann die Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie erforderlich
Leistung Frequenz (50/60 Hz)Magnetfeld Norm IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Wenn Bildverzerrungen auftreten, kann es notwendig sein, den Bildverstärker AST-300D weiter vom Quellen von magnetischen Feldern mit Netzfrequenz oder zur Installation magnetische Abschirmung Das magnetische Feld mit der Netzfrequenz sollte gemessen werden in der vorgesehene Installation Standort so sicher dass es ausreichend ist niedrig.

HINWEIS UT ist die Netzwechselspannung vor Anwendung des Testpegels

5.Hinweise und Herstellererklärung - Elektromagnetische Immunität			
Der AST-300D ist für den Einsatz in der elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, die angegeben ist unten. Der Kunde oder Benutzer des AST-300D muss sicherstellen, dass es in solchen eine Umgebung			
Immunität prüfen	IEC 60601 Testniveau	Konformitätsstufe	Elektromagnetische Umgebungsführung

Durchgeführt RFIEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz	3 Vrms	Tragbare und mobile HF Kommunikationsgeräte sollten nicht näher an irgendeinem Teil des AST-300D (einschließlich Kabeln) verwendet werden als der empfohlene Abstand, der sich aus der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung errechnet. Empfohlen Trennungsabstand $d=1,2\sqrt{P}$ $d=1,2\sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $d=2,3\sqrt{P}$ 80 MHz bis 2,5 GHz, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Senderherstellers ist und dis die Empfohlener Abstand in Metern (m). Die Feldstärken von festen HF- Sendern, die durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt wurden, a) sollten in jedem Frequenzbereich unter dem Konformitätspegel liegen. b) In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten:
Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3	3 v/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V/m	
ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. ANMERKUNG 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen			
beeinflusst. a. Feldstärken von festen Sendern wie Basisstationen für Funktelefone (Mobiltelefone/schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM- Rundfunk und Fernsehübertragungen können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Zur Beurteilung der elektromagnetischen Umgebung aufgrund fester HF-			

Sendern sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden.
Die gemessene Feldstärke am Einsatzort des AST-300D übersteigt
Die oben genannten geltenden RF-Konformitätsstufen müssen eingehalten werden, wenn der AST-300D
Überprüfen Sie den normalen Betrieb. Wenn eine anormale Leistung beobachtet wird,
Es können Maßnahmen wie eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel des AST-300Db erforderlich sein.
Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken geringer sein
als 3 V/m.

6.Empfohlen Trennabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsausrüstung und das AST-300D

Der AST-300D ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der abgestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder der Benutzer des AST-300D kann helfen, elektromagnetische Störungen zu verhindern, indem es eine Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sender) und dem AST-300D wie unten empfohlen, gemäß den maximale Ausgangsleistung der Kommunikationsausrüstung.

	Schutzabstand je nach Senderfrequenz		
	150 kHz bis 80 MHz	80 MHz bis 800 MHz	800 MHz bis 2,5 GHz
	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Für Sender mit einer maximalen Ausgangsleistung, die oben nicht aufgeführt ist,
Der empfohlene Abstand d in Metern (m) kann mit dem
Gleichung, die auf die Frequenz des Senders anwendbar ist, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Sender Hersteller.
ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz beträgt der Abstand für die höheren Frequenzbereich gilt
ANMERKUNG 2 Diese Richtlinien sind möglicherweise nicht in allen Situationen anwendbar. Elektromagnetische

Die Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen.



Shenzhen OSTO Medizintechnikunternehmen
Begrenzt HINZUFÜGEN: 2104, Unit4, Building2, Zhongxin
Longsheng-Platz, Nr. 219 Shenshan-Straße
(Abschnitt Longgang), Gemeinde Longxin,
Baolong Straße, Bezirk Longgang, 518116 Shenzhen,
Provinz Guangdong, China



Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
RanchoCucamonga, CA 91730



Phoenix Medtech GmbH Königsberger Straße 11,
64839, Muenster Hessen, Germany

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MASSAGGIATORE PER LA CIRCOLAZIONE DEI PIEDI

MODELLO: AST-300D

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CIRCOLAZIONE DEL PIEDE
MASSAGGIATORE

MODELLO: AST-300D



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
--	---

Istruzioni per l'uso

PRECAUZIONI DI SICUREZZA



Il prodotto deve essere utilizzato nel modo corretto, come spiegato in questo manuale, al fine di prevenire qualsiasi incidente.

Riconoscimento

Grazie per aver acquistato il nostro stimolatore muscolare elettronico. Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale utente, in particolare la parte relativa alle precauzioni, in modo da può funzionare correttamente e il manuale utente deve essere ben conservato per riferimento in qualsiasi momento.


Identificazione delle parti

ÿ **Elettrodo in silicone per i piedi** ÿ **Manuale utente**

ÿ **Rullo massaggiante per la pianta del piede** ÿ **Adattatore** ÿ **Schermo LCD**

ÿ **Maniglia** ÿ **Elettrodi** ÿ **Telecomando**

ÿ **Filo dell'elettrodo**



Funzione e destinazione d'uso dell'apparecchiatura

Il principio del nostro stimolatore muscolare elettronico è la corrente a bassa frequenza stimolano i punti dolenti del corpo umano, provocando la contrazione o il rilassamento muscolare. Quando il muscolo si rilassa, entra una grande quantità di sangue. Quando il muscolo contrazione, il sangue che contiene metaboliti da inviare fuori. Questo tipo di azioni riciclerà, il che può aiutare ad accelerare la circolazione sanguigna e ad alleviare il dolore, il gonfiore, la stanchezza, la sofferenza e altri sintomi.

Lo scopo previsto del nostro stimolatore muscolare elettronico è quello di alleviare o ridurre dolori muscolari umani, gonfiori, dolori da stanchezza e favoriscono la circolazione sanguigna.

1. Adottato materiali ABS migliori e design in base all'interazione uomo-macchina scienza ingegneristica. L'articolo sembra molto moderno, alla moda e delicato
2. 99 tipi di intensità delle onde elettromagnetiche con regolazione continua, soddisferanno il risultato ideale richiesto nella sequenza corretta

3.25 minuti di impostazione automatica dell'ora

4. Ci sono 25 tipi di modalità di massaggio per la pianta del piede e il corpo, ogni modalità di massaggio a impulsi migliorerà i diversi sintomi ed eliminerà l'affaticamento. 5. Tutte le funzioni possono essere azionate tramite telecomando e sono facili da usare.

Utilizzo dei cuscinetti in gel per elettrodi

1. Le dimensioni dei cuscinetti sono

5,5x8,5 cm 2. Collegare il cavo di uscita ai cuscinetti in gel per

elettrodi 3. Quindi collegare il cavo di uscita allo stimolatore muscolare elettrico

4. Rimuovere la pellicola protettiva dai cuscinetti adesivi 5. Fissare i

cuscinetti in gel per elettrodi alla pelle in modo costante 6. Premere

il pulsante Switch per 3 secondi per accendere l'unità e regolare la modalità di stimolazione e l'intensità di uscita come desiderato. (Il display mostrerà la modalità e il livello selezionati)

7. Mantenere puliti i cuscinetti adesivi in gel e non esporli mai ad alte temperature e luce solare diretta.

8. Se i cuscinetti degli elettrodi non sono sufficientemente adesivi o sporchi, pulirli con un panno umido o sostituirli con altri nuovi. Non pulire i cuscinetti in gel degli elettrodi con alcun prodotto chimico.

9. L'effetto degli assorbenti diminuirà dopo un uso ripetuto. Si prega di sostituire gli assorbenti con altri nuovi se quelli non vengono utilizzati da un anno.

Operazione


Prima di utilizzarlo, controllare che l'attrezzatura sia nel suo stato originale: il display del livello di intensità MODE, il display del livello di intensità SOLE e il display dell'ora mostrano ZERO, il display MODE mostra 1.

Il funzionamento dell'APPARECCHIO sopra l'ampiezza o il valore, altrimenti potrebbe causare risultati imprecisi. 1.

Posizionare i piedi sull'unità

2. Premere il pulsante dell'interruttore per circa 3 secondi per accendere sull'unità, quindi lo schermo LCD si illuminerà in blu

3. Quindi puoi regolare la modalità premendo "MODEA" e "MODEV" per selezionare



diverse modalità, la massima è la 25a modalità

4. Aumentare l'intensità premendo il pulsante "SOLEY" "BODYY" oppure diminuire l'intensità premendo il pulsante "SOLEV" "BODYV"

Italiano: 5. È possibile regolare le modalità in qualsiasi momento, ma una volta ripristinata la modalità, l'intensità tornerà a "0". Per evitare lo shock dell'utente dalla nuova modalità, l'utente deve reimpostare l'intensità 6. Per

terminare il periodo di massaggio, l'utente può spegnere l'unità in qualsiasi momento premendo il pulsante Switch per circa 3 secondi Suggestioni: regolare

gradualmente l'intensità da più bassa a più forte ON/OFF: premere il pulsante per

circa 3 secondi per accendere o spegnere l'unità Soley: aumentare l'intensità di uscita

della pianta del piede Modalità y: scegliere una modalità tra 25

modalità di massaggio pre-modificate ~ verso l'alto Corpo: aumentare l'intensità di uscita degli

elettrodi Suola y: diminuire l'intensità di uscita della pianta del piede Modalità

y: scegliere una modalità tra 25 modalità di massaggio pre-modificate

~ verso il basso Corpo: diminuire l'intensità di uscita degli elettrodi **Come utilizzare il telecomando?**

1. Aprire il coperchio della batteria dietro il telecomando.

2. Inserire le due batterie 7# (AAA) nel vano batterie rispettando la polarità corretta. 3. Chiudere il coperchio del vano batterie.



Note:

1. Si prega di notare che gli accessori originali riconosciuti, le parti staccabili e i materiali sono approvati dalla norma. 2. Non è necessario controllare e

sostituire frequentemente la fonte di alimentazione originale.

3. Di solito, questo dispositivo è influenzato dall'elettromagnetismo ad alta frequenza e dalla macchina a microonde, si prega di stare lontano da queste macchine oltre i 500 mm quando si utilizza

Divieti

Per i seguenti pazienti, l'uso di questo strumento è consentito solo dopo aver consultato un medico, altrimenti potrebbe causare incidenti o disagio fisico:

1) I pazienti estremamente debilitanti e con malattie critiche non dovrebbero usare:

2) Con il tumore, il cancro, l'ipertiroidismo, il periodo attivo della tubercolosi,

infiammazione suppurativa;

3) Gli anziani affetti da malattie cardiache e di età superiore ai 65 anni;

4) I pazienti che sono nervosi, hanno paura e sono sensibili ai muscoli elettronici stimolatori, per favore non usateli;

5) Persone affette da diabete grave, febbre alta, allergia cutanea, emorragia traumatica e frattura durante il periodo di trattamento, si prega di non utilizzarlo;

6) Pazienti affetti da ipertensione;

7) Pelle anomala o ostacolo alla coscienza cutanea;

8) Psicopatico;

9) In trattamento o che si sentono anormali;

10) Un PAZIENTE con un dispositivo elettronico impiantato (ad esempio un dispositivo cardiaco pacemaker) non devono essere sottoposti a stimolazione a meno che non sia stato prescritto da un medico specialista. È stato prima ottenuto il parere.



Attenzione

La durata del dispositivo è di 5 anni. Dipende dall'invecchiamento dell'apparecchio elettronico.

Se il prodotto non funziona correttamente, contattaci o il nostro rappresentante locale rivenditori. Adatto al pubblico: è utilizzato principalmente da persone di età superiore ai 16 anni e richiesto energico e pieno di intelligenza.

- Il prodotto deve essere utilizzato con un dispositivo di stimolazione EMS legalmente commercializzato.
- Non immergere gli elettrodi in acqua, liquidi o altre sostanze.
- Non inserire cavi elettrici nell'alimentazione principale.
- Non applicare il prodotto su ferite o pelle danneggiata perché potrebbe compromettere la processo di guarigione.
- Non utilizzare gli elettrodi su ferite aperte, eruzioni cutanee, gonfie, rosse, infette o aree infiammate o eruzioni cutanee (ad es. flebite, tromboflebite, vene varicose); Sopra o in prossimità di lesioni cancerose.
- Non utilizzare gli elettrodi su aree della pelle prive di sensibilità normale.
- Non utilizzare gli elettrodi sulla pelle vicino al cuore, alla testa, al viso, alla bocca, alle parti intime parti o aree affette da malattie della pelle.
- Non applicare la stimolazione sulla zona anteriore del collo o sulla bocca perché questo potrebbe causare gravi spasmi muscolari che potrebbero portare alla chiusura del tuo vie aeree, difficoltà respiratorie o effetti negativi sul ritmo cardiaco o sulla pressione sanguigna.
- Interrompere l'uso se si verifica irritazione cutanea nel sito di applicazione o nelle zone circostanti.

- Gli elettrodi sono destinati all'uso da parte di una sola persona.
- Non permettere ai bambini o alle persone incapaci di esprimere i propri pensieri o intenzioni utilizzare gli elettrodi.
- Se si verificano irritazioni o arrossamenti cutanei dopo l'uso di questo prodotto, non continuare la stimolazione in quella zona della pelle per un periodo di tempo fino a quando la pelle non torna a normale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.




Avvertenze

- 1) È vietato l'uso senza il consiglio del medico per il paziente con un dispositivo elettronico impiantato (ad esempio un pacemaker cardiaco)
- 2) Si prega di notare che il paziente che si collega all'apparecchiatura chirurgica ad alta frequenza può influenzare la stimolatore quindi seguite i consigli del medico
- 3) Non utilizzarlo in prossimità (ad esempio 1 m) di un apparecchio a onde corte o microonde. apparecchiature terapeutiche, che possono produrre instabilità nell'uscita dello stimolatore
- 4) Si prega di notare che le seguenti persone devono seguire i suggerimenti del medico in caso di utilizzo: tumore, malattia cronica di grave malattia; grave malattia cardiaca, il pazzo, donna incinta
- 5) Si prega di non lasciare che gli elettrodi tocchino sostanze metalliche, come cinturini, orologi, collane e così via, quando la macchina è in funzione.
- 6) assicurarsi che la pelle sia pulita e in ordine prima di utilizzare gli elettrodi
- 7) Si prega di non utilizzare la macchina in condizioni di bagnato, come in bagno
- 8) si prega di non sedersi o stare in piedi sull'attrezzo, e non lanciarlo o farlo cadere
- 9) si prega di interrompere immediatamente l'uso se si avverte qualsiasi fastidio o nausea durante usando
- 10) Non applicare gli elettrodi vicino al torace, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio di fibrillazione cardiaca

Spiegazione delle figure, dei simboli, delle avvertenze e abbreviazioni sull'apparecchiatura

1		(Simbolo per "B ATCHCODE. Questo simbolo dovrebbe essere con Produzione Ba No, e accanto al grafico, codice batch e numero di lotto e numero di partita ecc.) Esempi.  ABCI23
---	--	--

2		(Simbolo per "DATA DI PRODUZIONE". Questo simbolo dovrebbe essere accanto al numero) Data di produzione dell'apparecchiatura medica (utilizzare il marchio davanti alla data di produzione)
3		Simbolo per ATTENZIONE, CONSULTARE ACCOMPAGNAMENTO DOCUMENTI"
4		Dopo l'adozione della certificazione CE, il marchio CE è come segue disegni La sua altezza verticale non deve essere inferiore a 5 mm, chiaramente visibile, chiaro, durevole. Le procedure di valutazione della conformità CE sono effettuate da un organismo notificato il numero di registrazione dell'organismo notificato dovrebbe essere il lato del marchio CE (solitamente in basso a destra). Il diametro del marchio CE non deve essere inferiore al semicerchio di 5 mm delle due componenti, XXXX nell'angolo in basso a destra è il numero di identificazione dell'organismo notificato, come ITS-0473. Tutti i prodotti medici venduti nel mercato UE devono identificare la "CE". Il marchio CE indica che: A. L'attrezzatura per soddisfare i requisiti di base di il MDD B. L'attrezzatura all'interno dell'UE può essere legalmente venduta sul mercato, C. Il dispositivo ha superato le procedure di valutazione della conformità. I marchi CE apposti sui dispositivi medici hanno due tipi. Vale a dire, marchio CE senza numero identificativo dell'organismo notificato e marchio CE con numero identificativo dell'organismo notificato
5		Il simbolo del produttore (il tag "produttore"), il tag dovrebbe contenere il nome dell'azienda e indirizzo del produttore. Produttori del prodotto, CE rappresenta il nome e l'indirizzo degli importatori e/o distributori

6		Simbolo per "Rappresentante autorizzato nella Comunità europea" Comunità Il simbolo per l'autorizzato Rappresentante presso la Comunità Europea ("UE tag "rappresentante autorizzato"), il tag dovrebbe includere il nome e l'indirizzo della società autorizzata dall'Unione Europea
7		I prodotti di scarto devono essere gestiti legalmente
8		Dispositivi BF
9	 THIS SIDE UP	lato positivo
10	 FRAGILE	Fragile
11	 KEEP DRY	Mantenere asciutto
12		Accatastamento
13	SN	Numero di serie dei dispositivi
14	IP21	Protetto dal contatto con dita e oggetti più grandi di 12 millimetri e protetto dagli spruzzi d'acqua inferiori di oltre 15 gradi dalla verticale.
15		Indica che l'elemento è un dispositivo

Conservazione/Manutenzione

1. Utilizzare un panno umido o un detergente neutro per pulire la macchina e non utilizzare prodotti volatili liquido per pulire la macchina, come benzene, diluente o benzina
2. tenerlo lontano dai campi magnetici e dalla portata dei bambini
3. tenere la macchina lontana dall'umidità, dalle alte temperature, dalla luce solare diretta o spruzzare acqua
4. Se gli elettrodi non sono sufficientemente adesivi o sono sporchi, pulirli con un panno umido. o sostituirli con nuovi. Non pulire i cuscinetti degli elettrodi con alcun prodotto chimico
5. si prega di non maneggiare, riparare o ricostruire la macchina in privato o presso il produttore non garantirà la riparazione e i servizi post-vendita
6. Se non lo si utilizza per un lungo periodo, rimuovere le batterie dal telecomando

Specifiche

Numero modello: AST-300D

Questa apparecchiatura appartiene al Tipo BF della Classe I secondo la Clausola 5.




Tecnologia medica di Shenzhen OSTO

Società a responsabilità limitata

AGGIUNGI: 2104, Unità4, Edificio2, Zhongxin Longsheng SquareBaolong

Strada, distretto di Longgang, 518116 città di Shenzhen, provincia del Guangdong,

Cina



Phoenix Medtech GmbHKoenigsberger Strasse

11,64839.Muenster Assia, Germania.

Nominale: 5 V CC, 1000 mA

Alimentato dall'adattatore: EE-0501000DPE/EE-0501000DP

Tensione nominale: 100-240 V

Frequenza nominale: 50-60Hz

Ingresso nominale: 0,1

Uscita nominale: 5 V 1000 mA

A Forma d'onda di uscita: onda quadra

Durata dell'impulso: 115 uS

Frequenze di ripetizione degli impulsi: 10-100 Hz

Effetto dell'impedenza di carico: 1KQ

Ampiezza massima della tensione di uscita: 72 V

Versione software n.: MC0188F-REV-V1.0

Condizioni operative: 10-40 °C

ÿ80% UR

da 860 hPa a 1060 hPa

Condizioni di conservazione e trasporto: 0-40

ÿ ÿ80%

RH860 hPa a 1060 hPa



Attenzione per i cuscinetti in gel degli elettrodi (pulizia)

Non attaccare mai due cuscinetti adesivi l'uno all'altro. Mantieni puliti i cuscinetti adesivi in gel e non esporli mai ad alte temperature e alla luce diretta del sole. Per proteggere i cuscinetti in gel, posizionali sempre sulla protezione per cuscinetti in gel dopo l'uso. Non toccare il gel dei cuscinetti con la tua figura, altrimenti si riduce il gel e perde la sua funzione. Non pulire i cuscinetti degli elettrodi con acqua calda o sostanze chimiche. Se i cuscinetti degli elettrodi si sporcano, il potere adesivo potrebbe diminuire e la pelle potrebbe irritarsi. Se si verifica questa situazione, dovresti inumidire la superficie dei cuscinetti con acqua e pulire la parte sporca, questo consentirà un ripristino del cuscinetto del posatore adesivo. Ma perderà il potere adesivo se c'è troppa acqua. Il modo migliore è acquistare altri cuscinetti. I cuscinetti degli elettrodi hanno superato il test di biocompatibilità (il rapporto di prova è SDFY-2006-2623 Il rapporto di prova mostra che non provoca alcuna irritazione alla pelle.

Risoluzione dei problemi

Domande	Motivo	Solvente
NO stimolazione	Se si collega il filo? Se si rimuove la protezione membrana? dei cuscinetti?	Collegare correttamente il filo. Rimuovere la membrana protettiva degli elettrodi.
Debole stimolazione	Se i cuscinetti aderiscono saldamente alla pelle? Se i cuscinetti si sovrappongono? Se gli assorbenti sono sporchi? Se l'intensità è debole? Se il bastone non è buono?	Attaccare saldamente i cuscinetti. Staccare i cuscinetti e riattaccarli. Pulisci i cuscinetti. Regola l'intensità per renderla più forte. Cambiare la posizione del bastoncino.
La pelle diventare	La terapia dura troppo a lungo? Gli assorbenti sono troppo asciutti?	La durata della terapia è sempre di 10-15 minuti.

rosso e punto	Anche i cuscinetti sono attaccati strettamente? Gli assorbenti sono sporchi? Le pastiglie sono danneggiate?	Pulisci con un panno umido, quindi usa Ancora. Attaccare saldamente i tamponi alla pelle. Pulisci i cuscinetti. Cambiare le pastiglie.
Il potere tagliare durante terapia	I cuscinetti cadono dal pelle? Il filo di collegamento è interrotto? Nessuna batteria? La terapia è finita?	Spegnere l'alimentazione, attaccare i cuscinetti di nuovo. Spegner l'alimentazione, ricollegare i pad. Cambiare nuova batteria. L'alimentazione si accenderà spento dopo 15 minuti di terapia

Descrizione delle modalità

MODELLO	MODALITÀ
1	Spinta agopuntura
2	Agopuntura
3	Agopuntura impastamento
4	Agopuntura Tapping
5	Rottamazione
6	Spremere
7	Massaggio
8	Massaggio di spinta
9	Spingere Spremere
10	Agopuntura Spremitura
11	Agopuntura Martellamento
12	Impastare
13	Battere
14	Rottamazione Pressatura
15	Coppettazione
16	Modellamento del corpo
17	Martellamento
18	Massaggio con picchiamento

19	Spingere
20	Rotolamento. Martellamento
21	Spremere
22	Colpo
23	Massaggio di agopuntura terapia
24	Shiatsu
25	Impastare a rotazione




Esempio di utilizzo della terapia con elettrodi

Shoulder, back

Symptom

Shoulder, back muscle ache, etc

Cutline






Waist

Symptom

Waist muscle ache, etc

Cutline






Arm

Symptom

Arm numb, muscle ache, etc

Cutline






Leg


Symptom

Leg muscle ache, etc

Cutline



Schema delle zone riflesse dei piedi



Documenti allegati:

Istruzioni per l'uso 1. L'AST-300D

necessita di precauzioni speciali per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica e deve essere installato e messo in servizio secondo le informazioni sulla compatibilità elettromagnetica fornite nel DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO,

2. Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili possono influenzare AST-300D

Descrizione tecnica 1. Avvertenza:

l'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati, ad eccezione dei trasduttori e dei cavi venduti dal produttore dell'AST-300D come parti di ricambio per i componenti interni, può causare un aumento delle EMISSIONI o una diminuzione dell'IMMUNITÀ dell'AST-300D.

2. Avvertenza che l'AST-300D non deve essere utilizzato accanto o accatastato con altre apparecchiature

3.Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche		
L'AST-300D è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.		
Il cliente o l'utente dell'AST-300D deve assicurarsi che venga utilizzato in tale un ambiente.		
Emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Emissioni RF CISPR11	Gruppo 1	L'AST-300D utilizza energia RF solo per la sua funzione interna. Pertanto, il suo Le emissioni RF sono molto basse e non è probabile che causino interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine.
Emissioni RF CISPR11	Classe B	L'AST-300D è adatto per l'uso in tutti gli stabilimenti, compresi stabilimenti domestici e quelli collegato direttamente alla rete elettrica pubblica a bassa tensione
Armonico emissioni IEC 61000-3-2	Classe A	

Fluttuazioni di tensione /emissioni del cazzo Norma CEI 61000-3-3	Conforme	che rifornisce gli edifici adibiti a scopi domestici.
---	----------	--

4.Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica

L'AST-300D è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente dell'AST-300D deve assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente del genere.			
Test di immunità	Prova CE 60601 livello	livello di conformità	Ambiente elettromagnetico-guida
Elettrostatico scarico (ESD)IEC 61000-4-2	±6 kV contatto ±8 kV aria	±6 kV contatto ±8 kV aria	I pavimenti dovrebbero essere legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno 30 %.
Elettrico veloce transitorio/raffica Norma IEC61000-4-4	+2 kV per Alimentazione elettrica linee	+2 kV per le linee di alimentazione	La qualità dell'alimentazione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Sovratensione IEC 61000-4-5	±1 kV linea(e) e neutro	±1 kV linea(e) e neutro	La qualità dell'alimentazione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Cali di tensione, corto interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione IEC 61000-4-11	±2 kW linea/e a terra <5% UT (>95% calo in UT) per ciclo 0,5 40%UT (60% calo in UT) per 5 cicli	±2 kW linea/e a terra <5% UT (>95% di calo in UT) per 0,5 cicli 40% UT (calo del 60% in UT) per 5 cicli 70% UT	Qualità dell'alimentazione di rete dovrebbe essere quello di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se si verifica un calo o un'interruzione dell'alimentazione di rete, l'

	70% FUORI (calo del 30% in UT) per 25 cicli <5% FUORI (>95% di calo in UT) per 5 secondi	(calo del 30% in UT) per 25 cicli <5% UT (>95% calo in UT) per 5 s	corrente del Se l'AST-300D dovesse scendere sotto il livello normale, potrebbe essere necessario utilizzare un gruppo di continuità o una batteria.
Energia frequenza (50/60 Hz)campo magnetico Norma CEI 61000-4-8	3 del mattino	3 del mattino	Se si verifica una distorsione dell'immagine, potrebbe essere necessario posizionare l'intensificatore di immagine AST-300D più lontano da fonti di campi magnetici a frequenza di rete o da installare schermatura magnetica Il campo magnetico a frequenza di potenza dovrebbe essere misurato nel installazione prevista posizione per essere sicuri che è sufficientemente Basso.
NOTA UT è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di prova			

5.Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica			
L'AST-300D è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l'utente dell'AST-300D deve assicurarsi che venga utilizzato in tale un ambiente			
Immunità test	CEI 60601 livello di prova	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico-guida

Condotto RFIEC 61000-4-6	3 V _{rm} 150 kHz a 80 MHz	3 V _{rm}	RF portatile e mobile le apparecchiature di comunicazione non devono essere utilizzate a una distanza inferiore a qualsiasi parte dell'AST-300D, compresi i cavi, rispetto alla distanza di separazione consigliata calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Consigliato distanza di separazione $d=1,2\sqrt{P}$ $d=1,2\sqrt{P}$ Da 80 MHz a 800 MHz $d=2,3\sqrt{P}$ Da 80 MHz a 2,5 GHz dove P è la potenza di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e dis
RF irradiata CEI 61000-4-3	3 v/m 80 MHz a 2,5 GHz	3V/m	 separazione consigliata Distanza in metri (m). Le intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, come determinato da un'indagine elettromagnetica del sito, a devono essere inferiori al livello di conformità in ogni intervallo di frequenza. b Possono verificarsi interferenze nelle vicinanze di apparecchiature contrassegnate con il seguente simbolo:
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più alta. NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da strutture, oggetti e			
persone. a. Le intensità di campo dei trasmettitori fissi, come stazioni base per telefoni radio (cellulari/cordless) e radiomobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto a RF fisse			

trasmettitori, si dovrebbe prendere in considerazione un'indagine elettromagnetica del sito. Se il la forza di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato l'AST-300D supera il livello di conformità RF applicabile sopra, l'AST-300D deve essere osservato per verificare il normale funzionamento. Se si osservano prestazioni anomale, ulteriori potrebbero essere necessarie misure quali il riorientamento o la ricollocazione dell'AST-300Db. Nella gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo dovrebbero essere inferiori superiore a 3 V/m.

**6. Consigliato distanze di separazione tra RF portatili e mobili
apparecchiature di comunicazione e AST-300D**

L'AST-300D è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utente del AST-300D può aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo un distanza minima tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e l'AST-300D come consigliato di seguito, secondo la potenza massima in uscita delle apparecchiature di comunicazione.

	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore		
	Da 150 kHz a 80 MHz	Da 80 MHz a 800 MHz	Da 800 MHz a 2,5 GHz
	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Per i trasmettitori con potenza di uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata d in metri (m) può essere stimata utilizzando la equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la massima potenza nominale in uscita del trasmettitore in watt (W) in base al trasmettitore produttore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, la distanza di separazione per la frequenza più alta si applica la gamma di frequenza

NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. Elettromagnetico

la propagazione è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.



Società di tecnologia medica Shenzhen OSTO
LimitatoAGGIUNGI: 2104, Unità4, Edificio2, Zhongxin
Piazza Longsheng, NO.219 Shenshan Road
(Sezione Longgang), Comunità Longxin,
Baolong Street, distretto di Longgang, 518116 città di Shenzhen,
Provincia del Guangdong, Cina



2024-08



Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
RanchoCucamonga, CA 91730



Phoenix Medtech GmbH Koenigsberger Strasse 11,
64839, Münster Assia, Germania

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MASAJEADOR CIRCULADOR DE PIES

MODELO: AST-300D

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CIRCULACIÓN DEL PIE
MASAJEADOR

MODELO: AST-300D



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto

con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recolección de residuos por separado en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
--	--

Instrucciones de funcionamiento

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD




El producto debe utilizarse de la manera correcta, tal y como se explica en este manual, con el fin de evitar cualquier accidente.

Reconocimiento

Gracias por adquirir nuestro estimulador muscular electrónico. Antes de usarlo, lea atentamente el manual del usuario, especialmente la parte de precaución, para que pueda Puede operarlo correctamente y debe conservar bien el manual del usuario para su referencia. en cualquier momento.

Identificación de piezas

- Electrodo de silicona para pies Manual de usuario
- Rodillo de masaje de suela Adaptador Pantalla LCD
- Mango Almohadillas de electrodos Control remoto
- Alambre de electrodo



Función y aplicación prevista del equipo

El principio de nuestro estimulador muscular electrónico es la corriente de baja frecuencia. Estimular los puntos doloridos del cuerpo humano, provocar la contracción o relajación muscular. Cuando los músculos se relajan, entra una gran cantidad de sangre. contracción, la sangre que contiene metabolitos para ser enviada. Este tipo de acciones reciclará lo que puede ayudar a acelerar la circulación sanguínea y aliviar el dolor, la hinchazón, la fatiga, el dolor y otros síntomas.

El propósito esperado de nuestro estimulador muscular electrónico es aliviar o reducir Dolor muscular humano, hinchazón, fatiga y promueve la circulación sanguínea.

1. Adoptado con mejores materiales ABS y diseño de acuerdo con la relación hombre-máquina.

Ciencia de la ingeniería. El artículo se ve muy moderno, elegante y delicado.

2. 99 tipos de intensidad de onda electromagnética con ajuste continuo, cumplirán

El resultado ideal que necesitas en la secuencia adecuada

Ajuste automático del tiempo a 3,25 minutos

4. Hay 25 tipos de modos de masaje para la planta del pie y el cuerpo, cada modo de masaje por impulso mejorará los diferentes síntomas y eliminará la fatiga. 5. Todas las funciones se pueden operar mediante un control remoto y son fáciles de usar.

Uso de las almohadillas de gel para electrodos

1. El tamaño de las almohadillas es de 5,5

x 8,5 cm 2. Conecte el cable de salida a las almohadillas de gel para

electrodos 3. A continuación, conecte el cable de salida al estimulador muscular

eléctrico 4. Retire la película protectora de las almohadillas adhesivas 5.

Coloque las almohadillas de gel para electrodos sobre la piel de forma

firme 6. Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encender la unidad y ajuste el modo

de estimulación y la intensidad de salida según sus deseos. (La pantalla mostrará el modo y el nivel que haya seleccionado)

7. Mantenga limpias las almohadillas de gel adhesivas y nunca las exponga a altas temperaturas y luz solar directa.

8. Si las almohadillas de gel de los electrodos no son lo suficientemente adhesivas o están sucias, límpielas con un paño húmedo o cámbielas por unas nuevas. No limpie las almohadillas de gel de los electrodos con ningún producto químico.

9. Los efectos de las almohadillas disminuirán después de muchos usos. Cambie las almohadillas por otras nuevas si no las ha usado en un año.

Operación


Antes de usarlo, verifique que el equipo esté en su estado original: la pantalla del nivel de intensidad MODE, la pantalla del nivel de intensidad SOLE y la pantalla de tiempo muestran CERO, la pantalla MODE muestra 1.

El funcionamiento del EQUIPO por encima de una amplitud o valor superior, de lo contrario puede producir resultados inexactos. 1. Coloque los pies sobre la unidad.

2. Presione el botón del interruptor durante unos 3 segundos para encenderlo.

en la unidad, entonces la pantalla LCD se iluminará en azul

3. Luego puede ajustar el modo presionando "MODEA" y "MODEV" para seleccionar



Diferentes modos, el máximo es el modo 25.

4. Aumente la intensidad presionando el botón "SOLE" "BODY" o disminuya la intensidad presionando el botón "SOLEV" "BODYV"

5. Puede ajustar los modos en cualquier momento, pero una vez que se restablezca el modo, la intensidad volverá a "0". Para evitar que el usuario se sorprenda con el nuevo modo, debe restablecer la intensidad. 6.

Para finalizar el período

de masaje, el usuario puede apagar la unidad en cualquier momento presionando el botón Switch

durante unos 3 segundos. Consejos: ajuste la intensidad

gradualmente de menor a mayor. ENCENDIDO/APAGADO: presione el botón durante

unos 3 segundos para encender o apagar la unidad. Suela : aumenta la intensidad de salida

de la planta del pie Modo : elija un modo entre los 25 modos de

masaje preconfigurados ~ hacia arriba Cuerpo : aumente la intensidad de salida de las almohadillas de

electrodos Suela : disminuya la intensidad de salida de la planta del pie Modo

: elija un modo entre los 25 modos de masaje preconfigurados ~ hacia

abajo Cuerpo : disminuya la intensidad de salida de las almohadillas de electrodos ¿ Cómo utilizar el control

remoto?

1. Abra la tapa de la batería detrás del control remoto.

2. Coloque las dos baterías 7# (AAA) en el casete de baterías con las polaridades correctas. 3.

Cierre la tapa de la batería.



Notas:

1. Tenga en cuenta que los accesorios originales reconocidos, las piezas desmontables y el material están aprobados por la norma. 2. No es necesario verificar ni

reemplazar la fuente de alimentación original con frecuencia.

3. Por lo general, este dispositivo se ve afectado por el electromagnetismo de alta frecuencia y las máquinas de radiación de microondas, por lo que debe mantenerse alejado de estas máquinas a más de 500 mm cuando lo utilice.

Prohibiciones

Los siguientes pacientes solo pueden utilizar este instrumento después de consultar con un médico, de lo contrario puede provocar accidentes o molestias físicas:

1) Los pacientes con enfermedades críticas y extremadamente debilitantes no deben utilizar:

2) Con el tumor, cáncer, hipertiroidismo, tuberculosis período activo,

inflamación supurativa;

3) Los ancianos que padecen enfermedades del corazón y tienen más de 65 años de edad;

4) Los pacientes que están nerviosos, temerosos y sensibles a los movimientos musculares electrónicos.

estimuladores, por favor no lo use;

5) Personas que tienen diabetes grave, fiebre alta, alergia en la piel, sangrado traumático.

y fractura durante el período de tratamiento, no lo use;

6) Pacientes con hipertensión arterial;

7) Piel anormal o obstáculo a la conciencia de la piel;

8) Psicópata;

9) Estén bajo tratamiento o se sientan anormales;

10) Un PACIENTE con un dispositivo electrónico implantado (por ejemplo un dispositivo cardíaco)

marcapasos) no deben ser sometidos a estimulación a menos que un médico especialista

Primero se ha obtenido la opinión.



Precaución

La vida útil del dispositivo es de 5 años. Depende del envejecimiento del aparato electrónico.

Si el producto no funciona correctamente, comuníquese con nosotros o con el proveedor local.

distribuidores. Adecuado para el público: se utiliza principalmente a partir de los 16 años y

Se requiere energía y mucha inteligencia.

- El producto debe utilizarse con un dispositivo de estimulación EMS comercializado legalmente.

- No sumerja los electrodos en agua, líquidos o cualquier otra sustancia.

- No inserte cables conductores en una fuente de alimentación principal.

- No aplicar el producto sobre heridas o piel dañada porque puede alterar la proceso de curación.

- No utilice los electrodos sobre heridas abiertas, erupciones, hinchadas, rojas, infectadas o zonas inflamadas o erupciones cutáneas (p. ej. flebitis, tromboflebitis, venas varicosas);

Encima o en proximidad a lesiones cancerosas.

- No utilice los electrodos sobre zonas de piel que carezcan de sensibilidad normal.

- No utilice los electrodos en la piel cerca del corazón, cabeza, cara, boca, partes privadas. partes o áreas que tienen enfermedad de la piel.

- No aplique estimulación sobre la zona frontal del cuello ni sobre la boca.

porque esto podría causar espasmos musculares severos que resulten en el cierre de su

vías respiratorias, dificultad para respirar o efectos adversos sobre el ritmo cardíaco o la presión arterial.

- Suspenda su uso si se produce irritación de la piel en el sitio de aplicación o alrededor de él.

- Los electrodos están destinados para uso de una sola persona.
- No dejar que niños o personas incapaces de expresar sus pensamientos o intenciones Utilice los electrodos.
- Si experimenta alguna irritación o enrojecimiento de la piel después de usar este producto, no lo use. Continúe la estimulación en esa zona de la piel durante un período de tiempo hasta que la piel vuelva a su estado normal.
- Mantener fuera del alcance de los niños.




Advertencias

- 1) Está prohibido su uso sin recomendación médica en pacientes con Dispositivo electrónico implantado (por ejemplo, un marcapasos cardíaco).
- 2) Tenga en cuenta que el paciente que se conecta con el equipo quirúrgico de alta frecuencia puede verse afectado. estimulador así que por favor siga la sugerencia del médico
- 3) No lo utilice cerca (por ejemplo, a 1 m) de una onda corta o un microondas. Equipo de terapia, que puede producir inestabilidad en la salida del estimulador.
- 4) Tenga en cuenta que las siguientes personas deben seguir la sugerencia del médico si lo utilizan: tumor, enfermedad crónica, enfermedad grave, enfermedad cardíaca grave, loco, mujer embarazada
- 5) No permita que las almohadillas de los electrodos entren en contacto con sustancias metálicas, como correas, relojes, collares, etc., cuando la máquina esté funcionando.
- 6) Asegúrese de que su piel esté limpia y ordenada antes de usar los electrodos.
- 7) No utilice la máquina en condiciones de humedad, como en el baño.
- 8) No se siente ni se pare sobre el aparato y no lo arroje ni lo deje caer.
- 9) Deje de usarlo inmediatamente si siente alguna molestia o náuseas al usarlo. usando
- 10) No aplique electrodos cerca del tórax, ya que pueden aumentar el riesgo de fibrilación cardíaca

Explicación de figuras, símbolos, advertencias y abreviaturas en el equipo

1		(Símbolo para "BATCHCODE". Este símbolo debe estar con Número de lote de producción y junto al gráfico, código de lote y (número de lote y número de lote, etc.) Ejemplos.  ABCI23
---	--	---

2		(Símbolo de "FECHA DE FABRICACIÓN". Este símbolo debe estar al lado del número) Fecha de producción del equipo médico (use una marca delante de la fecha de producción)
3		Símbolo de ATENCIÓN, CONSULTAR ACOMPAÑANTE "DOCUMENTOS"
4		Después de la adopción de la certificación CE, la marca CE es como se muestra en los siguientes dibujos. Su altura vertical no debe ser inferior a 5 mm, claramente visible, clara y duradera. Los procedimientos de evaluación de conformidad CE son realizados por un organismo notificado. El número de registro del organismo notificado debe estar al lado de la marca CE (normalmente en la parte inferior derecha). El diámetro de la marca CE no debe ser inferior al semicírculo de 5 mm de las dos marcas, el XXXX en la esquina inferior derecha es el número de identificación del organismo notificado, como el ITS-0473. Todos los productos médicos vendidos en el mercado de la UE deben identificar la "CE". La colocación del marcado CE indica que: A. El equipo para satisfacer los requisitos básicos de EI MDD B. Los equipos dentro de la UE pueden venderse legalmente en el mercado, C. El dispositivo ha pasado los procedimientos de evaluación de conformidad. Las marcas CE que se colocan en los productos sanitarios tienen dos tipos. Es decir, marcado CE sin número de identificación de organismo notificado y marcado CE con número de identificación de organismo notificado
5		El símbolo del fabricante (la etiqueta "fabricante"), la etiqueta debe contener el nombre de la empresa y Dirección del fabricante. Fabricantes de productos, CE representa el nombre y la dirección de los importadores y/o distribuidores

6		Símbolo de "Representante Autorizado en la Unión Europea" Comunidad El Símbolo de los Autorizados Representante en la Comunidad Europea ("UE") etiqueta de "representante autorizado"), la etiqueta debe incluir El nombre y la dirección de la empresa autorizada. por la Unión Europea
7		Los residuos deben ser gestionados legalmente.
8		Dispositivos BF
9	 THIS SIDE UP	Lado positivo
10	 FRAGILE	Frágil
11	 KEEP DRY	Mantenerse seco
12		Apilado
13	SN	Número de serie de los dispositivos
14	IP21	Protegido del contacto con los dedos y objetos mayores de 12 milímetros y protegido de salpicaduras de agua. de 15 grados desde la vertical.
15		Indica que el artículo es un dispositivo.

Almacenamiento/Mantenimiento

1. Utilice un paño húmedo o un limpiador neutro para limpiar la máquina y no utilice productos volátiles.

Líquido para limpiar la máquina, como benceno, disolvente o gasolina.

2. Manténgalo alejado del campo magnético y del alcance de los niños.

3. Mantenga la máquina alejada de la humedad, altas temperaturas, luz solar directa o

rociando agua

4. Si las almohadillas de los electrodos no son lo suficientemente adhesivas o están sucias, límpielas con un paño húmedo.

No limpie las almohadillas de los electrodos con ningún producto químico.

5. No manipule, repare ni reconstruya la máquina de forma privada ni por iniciativa del fabricante.

No se garantiza la reparación ni los servicios posventa.

6. Si no lo utiliza durante un tiempo prolongado, retire las pilas del control remoto.

Presupuesto

Número de modelo: AST-300D

Este equipo pertenece al Tipo BF de Clase I según Cláusula 5.




Porcelana

Tecnología médica Shenzhen OSTO

Compañía limitada

AÑADIR: 2104, Unidad 4, Edificio 2, Plaza Zhongxin Longsheng Baolong

Calle, distrito de Longgang, 518116, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong,



Phoenix Medtech GmbH, calle Koenigsberger

11,64839.Muenster Hessen, Alemania.

Clasificación: 5 V CC, 1000 mA

Alimentado por adaptador: EE-0501000DPE/EE-0501000DP

Voltaje nominal: 100-240 V

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Entrada nominal: 0,1 A

Salida nominal: 5v 1000mA

Forma de onda de salida: Onda cuadrada

Duración del pulso: 115 uS

Frecuencias de repetición de pulsos: 10-100 Hz

Efecto de la impedancia de carga: 1KQ

Amplitud máxima del voltaje de salida: 72 V

Versión de software n.º: MC0188F-REV-V1.0

Condiciones de funcionamiento: 10-40

≤80% HR

860 hPa a 1060 hPa

Condiciones de almacenamiento y transporte: 0-40

≤80%

RH860 hPa a 1060 hPa



Precauciones para las almohadillas de gel de los electrodos (limpieza)

Nunca pegue dos almohadillas adhesivas entre sí. Mantenga limpias las almohadillas de gel adhesivas y nunca las exponga a altas temperaturas ni a la luz solar directa. Para proteger las almohadillas de gel, colóquelas siempre sobre el protector de almohadillas de gel después de su uso. No toque el gel de las almohadillas con su cuerpo, ya que reducirá el gel y perderá su función. No limpie las almohadillas de electrodos con agua caliente ni ningún producto químico. Si las almohadillas de electrodos se ensucian, el poder adhesivo puede disminuir y la piel puede irritarse. Si ocurre esta situación, debe humedecer la superficie de las almohadillas con agua y limpiar la parte sucia, esto permitirá que la almohadilla restaure la propiedad adhesiva. Pero perderá el poder adhesivo si hay demasiada agua. La mejor manera es comprar otras almohadillas. Las almohadillas de electrodos han pasado la prueba de biocompatibilidad (el informe de prueba es SDFY-2006-2623). El informe de prueba muestra que no induce ninguna irritación a la piel.

Solución de problemas

Preguntas Razón		Solvente
No estímulo	¿Si conecto el cable? Si se quita la protección ¿membrana? ¿de las almohadillas?	Conecte el cable correctamente. Retire la membrana protectora de las almohadillas.
Débil estímulo	¿Si las almohadillas se adhieren firmemente a la piel? ¿Qué pasa si las almohadillas se pegan superpuestas? ¿Si las almohadillas están sucias? ¿Si la intensidad es débil? ¿Si el palo no coloca mercancías?	Pegue las almohadillas firmemente. Retire las almohadillas y péguelas nuevamente. Limpie las almohadillas. Ajuste la intensidad para que sea más fuerte. Cambia la posición del palo.
La piel convertirse	¿El tiempo de terapia es demasiado largo? ¿Las almohadillas están demasiado secas?	El tiempo de terapia siempre será de 10 a 15 minutos una vez.

rojo y Picado	Las almohadillas también están pegadas ¿estrechamente? ¿Las almohadillas están sucias? ¿Las almohadillas están dañadas?	Limpiar con un paño húmedo y luego utilizar. de nuevo. Pegue las almohadillas firmemente a la piel. Limpie las almohadillas. Cambie las pastillas.
El poder cortar durante terapia	Las almohadillas se caen de la ¿piel? ¿Se cortó el cable de conexión? ¿Sin batería? ¿Se acabó el tiempo de terapia?	Apague la corriente, pegue las almohadillas De nuevo. Apague la alimentación, vuelva a conectar los pads. Cambie Batería nueva. La energía se apagará. Apagado después de 15 minutos de terapia

Descripción de los modos

PATRÓN DE	MODO
1	Acupuntura empujando
2	Acupuntura
3	Amasamiento con acupuntura
4	Tapping de acupuntura
5	Desguace
6	Apretando
7	Masaje
8	Masaje de empuje
9	Empujando Apretando
10	Apretando con acupuntura
11	Martilleo de acupuntura
12	Amasadura
13	Descomunal
14	Prensado de desguace
15	Utilización de tazas
16	Modelado corporal
17	Martilleo
18	Masaje con golpecitos

19	Emprendedor
20	Rodando. Golpeando
21	Apretando
22	Ataque
23	Masaje terapéutico con acupuntura
24	shiatsu
25	Amasado rodante




Ejemplo de uso de terapia con electrodos

Shoulder, back

Symptom

Shoulder, back muscle ache, etc

Cutlinc






Waist

Symptom

Waist muscle ache, etc

Cutline






Arm

Symptom

Arm numb, muscle ache, etc

Cutline



Leg

Symptom

Leg muscle ache, etc

Cutline







Diagrama de las zonas reflejas de los pies



Documentos adjuntos:

Instrucciones de uso 1.

AST-300D necesita precauciones especiales con respecto a EMC y debe instalarse y ponerse en servicio de acuerdo con la información de EMC proporcionada en el

DOCUMENTOS QUE LO ACOMPAÑAN,

2. Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar al AST-300D

Descripción técnica 1.

Advertencia de que el uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados con excepción de los transductores y cables vendidos por el fabricante del AST-300D como piezas de repuesto para componentes internos, puede resultar en un aumento de las EMISIONES o una disminución de la INMUNIDAD del AST-300D.

2. Advertencia de que el AST-300D no debe utilizarse junto a otros equipos ni apilado con ellos.

3. Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas		
El AST-300D está diseñado para usarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario del AST-300D debe asegurarse de que se utilice de tal manera un entorno.		
Emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético: orientación
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El AST-300D utiliza energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, su Las emisiones de RF son muy bajas y no es probable que provoquen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	El AST-300D es adecuado para su uso en todos los establecimientos, incluidos establecimientos domésticos y aquellos Conectado directamente a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión.
Armónico emisiones IEC 61000-3-2	Clase A	

Fluctuaciones de voltaje /emisiones de mierda IEC 61000-3-3	Cumple	que abastece a edificios utilizados para fines domésticos.
---	--------	---

4. Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El AST-300D está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del AST-300D debe asegurarse de que se use en un ambiente así.			
Prueba de inmunidad	prueba IEC 60601 nivel	nivel de cumplimiento	Orientación sobre el entorno electromagnético
Electrostático descargar (ESD) IEC 61000-4-2	Contacto de ± 6 kV ± 8 kV aire	Contacto de ± 6 kV ± 8 kV aire	Los pisos deben ser madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los pisos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa Debería ser al menos 30 %.
Eléctrico rápido transitorio/ráfaga IEC61000-4-4	+2 kV para fuente de alimentación pauta	+2 kV para líneas de alimentación eléctrica	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un Entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensión IEC 61000-4-5	Línea(s) de ± 1 kV y neutral	Línea(s) de ± 1 kV y neutral	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un Entorno comercial u hospitalario típico.
Caídas de tensión, corto Interrupciones y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación IEC 61000-4-11	± 2 kW línea(s) a tierra <5% UT (>95 % de caída en UT) para ciclo 0,5 40 % UT (caída del 60 % en UT) para 5 ciclos	± 2 kW línea(s) a tierra <5% UT (>95 % de caída en UT) para 0,5 ciclos 40 % UT (caída del 60 % en UT) durante 5 ciclos 70 % UT	Calidad de la red eléctrica Debería ser el de un Entorno comercial u hospitalario típico. Si se produce una caída o una interrupción del suministro eléctrico,

	70% FUERA (caída del 30 % en UT) durante 25 ciclos <5% FUERA (>95 % de caída en UT) durante 5 s	(caída del 30% en UT) durante 25 ciclos <5 % UT (>95 % caída en UT) durante 5 s	corriente de la Es posible que el AST-300D se desvíe del nivel normal; puede ser necesario utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.
Fuerza frecuencia(50/60 Hz)campo magnético IEC 61000-4-8	3 am	3 am	Si se produce distorsión de la imagen, puede ser necesario colocar el intensificador de imágenes AST-300D fuentes de campos magnéticos de frecuencia industrial o instalar blindaje magnético El campo magnético de frecuencia industrial debe ser medido en el Instalación prevista Ubicación para asegurar que es suficientemente bajo.
NOTA UT es el voltaje de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba			

5. Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética			
El AST-300D está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado abajo. El cliente o usuario del AST-300D debe asegurarse de que se utilice de tal manera Un ambiente			
Inmunidad prueba	CEI 60601 nivel de prueba	Nivel de cumplimiento	Orientación sobre el entorno electromagnético

Realizado RFIEC 61000-4-6	3 V _{rm} 150 kHz hasta 80 megahecio	3 V _{rm}	RF portátil y móvil Los equipos de comunicaciones no deben utilizarse a una distancia menor de ninguna parte del AST-300D, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. distancia de separación $d=1,2\sqrt{P}$ $d=1,2\sqrt{P}$ De 80 MHz a 800 MHz $d=2,3\sqrt{P}$ 80 MHz a 2,5 GHz donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y dis Separación recomendada Distancia en metros (m). Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, determinadas mediante un estudio electromagnético del sitio, deben ser menores que el nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia. b Pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo:
RF radiada CEI 61000-4-3	3 voltios/min 80 MHz a 2,5 GHz	3 voltios por minuto	
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto. NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas. a. Las			
intensidades de campo de los transmisores fijos, como estaciones base para teléfonos de radio (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a las ondas de radio fijas,			

transmisores, se debe considerar un estudio electromagnético del sitio.

La resistencia de los campos medidos en el lugar en el que se utiliza el AST-300D excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, se debe observar el AST-300D verificar el funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, se realizarán pruebas adicionales.

Es posible que sea necesario tomar medidas, como reorientar o reubicar el AST-300Db.

En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser menores de 3 V/m.

6.Recomendado Distancias de separación entre RF portátiles y móviles			
Equipos de comunicaciones y el AST-300D			
El AST-300D está diseñado para usarse en un entorno electromagnético en el que Las perturbaciones de RF radiadas están controladas. El cliente o el usuario del AST-300D puede ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas al mantener una Distancia mínima entre equipos de comunicaciones RF portátiles y móviles (transmisores) y el AST-300D como se recomienda a continuación, de acuerdo con las potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.			
	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor		
	150 kHz a 80 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz a 2,5 GHz
	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
Para los transmisores clasificados para una potencia de salida máxima no indicada anteriormente, La distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la frecuencia máxima Potencia nominal de salida del transmisor en vatios (W) según el transmisor fabricante.			
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separación para los más altos Se aplica el rango de frecuencia			
NOTA 2 Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. Electromagnético			

La propagación se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y gente.



Compañía de tecnología médica Shenzhen OSTO

Limited ADD: 2104, Unidad 4, Edificio 2, Zhongxin

Plaza Longsheng, calle Shenshan, n.º 219

(Sección Longgang), Comunidad Longxin,

Calle Baolong, distrito de Longgang, 518116, ciudad de Shenzhen,

Provincia de Guangdong, China



2024-08



Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



Phoenix Medtech GmbH Koenigsberger Strasse 11,
64839, Münster Hesse, Alemania

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASAŻER KRAŻENIA STÓP

MODEL: AST-300D

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KRĄŻENIE STÓP
MASAŻER

MODEL: AST-300D



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.
--	--

Instrukcja obsługi

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




Produkt należy stosować w sposób prawidłowy, zgodnie z wyjąskami podanymi w niniejszej instrukcji. Instrukcję obsługi, aby zapobiec wypadkom.

Potwierdzenie

Dziękujemy za zakup naszego elektronicznego stymulatora mięśni. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, zwłaszcza z częściami dotyczącą ostrzeżeń, aby mieć pewność, że możecie go prawidłowo obsługiwać a instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc się z nią zapoznać kiedykolwiek.

Identyfikacja części

Elektroda silikonowa do stóp Instrukcja obsługi
Wałek do masażu stóp Adapter Ekran LCD
Uchwyty Podkładki elektrodowe Pilot zdalnego sterowania
Przewód elektrodowy



Funkcja i przeznaczenie urządzenia

Zasada działania naszego elektronicznego stymulatora mięśni nie opiera się na prądzie o niskiej częstotliwości, ci stymulują punkty bólowe w ciele człowieka, powodują skurcze i rozluźnienie mięśni.

Gdy mięsień nie się rozluźnia, dośrodek napływa duża ilość krwi. Gdy mięsień nie się rozluźnia, skurcz, krew zawierająca metabolity, które mają zostać wydalane. Tego rodzaju działanie będzie poddawany recyklingowi, co może pomóc w przyspieszeniu krążenia krwi i złagodzeniu bólu, obrzęku, zmęczenia i innych objawów.

Oczekiwany cel naszego elektronicznego stymulatora mięśni jest łagodzenie lub zmniejszanie bólu mięśni, obrzęk, zmęczenie i wspomaganie krążenia krwi.

1. Przystosowany do lepszych materiałów ABS i zaprojektowany zgodnie z zasadą człowieka-maszyna nauka inżynierska. Przedmiot wygląda bardzo nowoczesnie, modnie i delikatnie
2. 99 rodzajów intensywności fal elektromagnetycznych z ciągłą regulacją, spełni oczekiwania wymagane przez Ciebie idealny wynik w odpowiedniej kolejności

3,25 minuty automatycznego ustawienia czasu

4. Dostępnych jest 25 rodzajów trybów masażu dla stóp i ciała, każdy tryb masażu impulsowego poprawi różne objawy i wyeliminuje zmęczenie. 5. Wszystkie funkcje można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania i są łatwe w użyciu.

Zastosowanie elektrod żelowych 1. Rozmiar

elektrod wynosi 5,5 x 8,5 cm. 2. Podłącz przewód

wyjściowy do elektrod żelowych 3. Następnie podłącz przewód wyjściowy do

elektrycznego stymulatora mięśni. 4. Usuń folię ochronną z elektrod samoprzylepnych. 5.

Przymocuj elektrody żelowe do skóry w sposób równomierny. 6. Naciśnij przycisk

przełącznika na 3 sekundy, aby włączyć urządzenie i dostosować tryb stymulacji

oraz intensywność wyjściową według własnego uznania. (Wyświetlacz pokazuje wybrany tryb i poziom).

7. Utrzymuj podkładki żelowe w czystości i nigdy nie wystawiaj ich na działanie wysokiej temperatury.

i bezpośrewnego światła słonecznego.

8. Jeśli elektrody są niewystarczająco klejące lub brudne, przetrzyj je wilgotną szmatką lub wymień na nowe. Nie czyść elektrod żelowych żadnymi środkami chemicznymi.

9. Efekty stosowania podpasek będą słabsze po wielokrotnym użyciu. Jeśli podpaski nie były używane przez rok, należy je wymienić na nowe.

Działanie

Przed użyciem należy sprawdzić czy sprzęt jest w oryginalnym

stanie: wyświetlacz poziomu intensywności MODE, wyświetlacz poziomu

intensywności SOLE oraz wyświetlacz czasu pokazujący ZERO, wyświetlacz

MODE pokazuje 1.

Eksploatacja urządzenia EQUIPMENT powyżej amplitudy lub wartości


może spowodować niepokojące wyniki. 1. Położ stopy na urządzeniu

2. Naciśnij przycisk przełącznika na około 3 sekundy, aby włączyć

na urządzeniu, a następnie ekran LCD zaświeci się

niebieski

3. Następnie możesz dostosować tryb, naciskając „MODEA” i „MODEV”, aby wybrać



różne tryby, maksymalny to 25 tryb

4. Proszę zwiększyć intensywność naciskając przycisk „SOLE” „BODY” lub zmniejszyć intensywność naciskając przycisk „SOLEV” „BODYV”

5. Możesz dostosować tryb w dowolnym momencie, ale po zresetowaniu trybu intensywność powróci do „0”. Aby uniknąć szoków użytkownika spowodowanego nowym trybem, użytkownik powinien zresetować intensywność. Aby

zakończyć okres masażu, użytkownik może wyłączyć urządzenie w dowolnym momencie, naciskając przycisk przełącznika przez około 3 sekundy

Wskazówki: Proszę stopniowo dostosowywać intensywność od niższej do wyższej

WŁ./WYŁ.: naciśnij przycisk przez około 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie

Sole : zwiększ intensywność ćwiczeń ciową podeszwy stopy Mode

: wybierz jeden tryb z 25 wstępnie ustawionych trybów masażu ~ w górę Body : zwiększ intensywność

ćwiczeń ciową elektrod Sole : zmniejsz intensywność ćwiczeń ciową podeszwy

stopy Mode : wybierz jeden tryb z 25 wstępnie ustawionych trybów

masażu ~ w dół Body : zmniejsz intensywność ćwiczeń ciową elektrod Jak obsługiwać pilota?

1. Otwórz pokrywę baterii znajdującą się z tyłu pilota.

2. Włóż dwie baterie 7# (AAA) do kasety baterii, zachowując prawidłową biegunowość 3.

Zamknij pokrywę baterii.



Uwagi:

1. Należy pamiętać, że oryginalne akcesoria, części demontowalne i materiały są zgodne z normą. 2. Nie ma potrzeby częstego sprawdzania i wymiany

oryginalnego źródła zasilania.

3. Zazwyczaj na to urządzenie oddziałuje elektromagnetyzm o wysokiej częstotliwości i promieniowanie mikrofalowe. Podczas korzystania z urządzenia należy zachować odległość większą niż 500 mm od tego urządzenia.

Zakazy

W przypadku następujących pacjentów stosowanie tego urządzenia jest możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem, w przeciwnym razie może dojść do wypadku lub dyskomfortu fizycznego:

1) Pacjenci w stanie skrajnie wyniszczającym i krytycznym nie powinni stosować

2) W przypadku guza, raka, nadczynności tarczycy, gruźlicy w okresie aktywnym,

zapalenie ropne;

3) Osoby starsze, cierpiące na chorobę serca i mające ponad 65 lat;

4) Pacjenci nerwowi, odczuwający lęk i wrażliwi na stymulację mięśni elektrycznością ciągłą
stymulatory, prosimy nie używać

5) Osoby z ciężką cukrzycą, wysoką gorączką, alergią skórą, krwawieniem pourazowym
i złamaniem w okresie leczenia, proszę nie stosować tego leku;

6) Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi;

7) Nieprzewodząca skóra lub przeszkoda w dostępie do skóry;

8) Psychopata;

9) Poddają się leczeniu lub czują się nienormalni;

10) PACJENT z wszczepionym urządzeniem elektronicznym (np. kardiologicznym)
rozrusznika serca) nie należy poddawać stymulacji bez konsultacji ze specjalistą.
po uzyskaniu opinii.



Ostrożność

Żywotność urządzenia wynosi 5 lat. Zależy ona od starzenia się sprzętu elektronicznego.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się z nami lub lokalnym biurem obsługi klienta.

dealerzy. Dostosowany do grupy docelowej: Używany głównie przez osoby powyżej 16 roku życia,
wymagana jest energia i pełna inteligencja.

- Produkt musi być stosowany z legalnie dostępnym urządzeniem stymulującym EMS.

- Nie zanurzaj elektrod w wodzie, płynach ani innych substancjach.

- Nie podłączaj przewodów do głównego źródła zasilania.

- Nie stosować produktu na rany lub uszkodzone narządy, ponieważ może to zaburzyć funkcję.
proces leczenia.

- Nie należy stosować elektrod na otwartych ranach, wysypkach, obrzękach, zaczerwienieniach, zakażeniach lub
stanach zapalnych lub zmianach skórnych (np. zapalenie żylne, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki);
Na zmianach nowotworowych lub w ich pobliżu.

- Nie należy stosować elektrod na obszarach skóry, w których brakuje normalnego czucia.

- Nie należy stosować elektrod na skórze w okolicy serca, głowy, twarzy, ust ani w miejscach intymnych.
części lub obszary skóry dotknięte chorobą.

- Nie stosuj stymulacji w przedniej części szyi ani w ustach.

ponieważ może to spowodować silne skurcze mięśni, skutkujące zamknięciem

dróg oddechowych, trudności w oddychaniu lub niekorzystne skutki dla rytmu serca lub ciśnienia krwi.

- Należy przerwać stosowanie, jeśli w miejscu zastosowania lub wokół niego wystąpi podrażnienie skóry.

- Elektrody przeznaczone są do użytku przez jedną osobę.
- Nie pozwalaj dzieciom ani osobom niezdolnym do wyrażenia swoich myśli lub zamiarów używać elektrod.
- Jeśli po użyciu produktu wystąpią jakiegokolwiek podrażnienia lub zaczerwienienia skóry, nie należy stosować kontynuacji stymulacji w tym obszarze skóry przez pewien czas, aż skóra powróci do stanu pierwotnego normalna.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.




Ostrzeżenia

- 1) Leku nie wolno stosować bez zalecenia lekarza w przypadku pacjentów z:
wszczepione urządzenie elektroniczne (np. rozrusznik serca)
- 2) proszę pamiętać, że pacjent, który podłączy się do sprzętu chirurgicznego HF, może mieć wpływ na stymulator, więc proszę postępować zgodnie z zaleceniami lekarza
- 3) Nie należy używać urządzenia w bliskiej odległości (np. 1 m) od urządzeń krótkofalowych lub mikrofalowych.
sprzęt terapeutyczny, który może powodować niestabilność pracy stymulatora
- 4) proszę zwrócić uwagę, że następujące osoby powinny stosować się do zaleceń lekarza w przypadku stosowania leku:
guz, przewlekła choroba, poważna choroba; poważna choroba serca, osoba chora psychicznie, kobieta w ciąży
- 5) Nie dopuszczaj do kontaktu elektrod z przedmiotami metalowymi, np. paskiem, zegarkiem, naszyjnikiem itp.
podczas pracy urządzenia.
- 6) Przed użyciem elektrod upewnij się, że Twoja skóra jest czysta i sucha
- 7) Nie należy używać urządzenia w wilgotnych warunkach, np. w łazience.
- 8) proszę nie siadać nie stawać na sprzęcie, nie rzucać nim i nie upuszczać go
- 9) Proszę natychmiast przerwać stosowanie leku, jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort lub nudności.
używając
- 10) Nie należy umieszczać elektrod w pobliżu klatki piersiowej, ponieważ może to zwiększyć ryzyko migotanie serca

Wyjaśnienie rysunków, symboli, ostrzeżeń i skrótów na sprzęcie

1		(Symbol dla „BATCHCODE”. Ten symbol powinien być Numerem produkcji, a obok wykresu kodu partii i (np. numer partii, numer serii itp.) Przykłady. LOT ABCI23
---	--	--

2		(Symbol „DATA PRODUKCJI”. Ten symbol powinien znajdować się obok numeru) Data produkcji sprzętu medycznego (należy stosować znak przed datą produkcji)
3		Symbol UWAGA, KONSULTACJA DOŁĄCZONA DOKUMENTY"
4		Po przyjęciu certyfikacji CE znak CE wygląda następująco: Jego wysokość w pionie nie może być mniejsza niż 5 mm, musi być wyraźny, wyraźny i trwały. Procedury oceny zgodności CE są przeprowadzane przez Jednostkę Notyfikowaną. Numer rejestracyjny Jednostki Notyfikowanej powinien znajdować się po stronie znaku CE (zwykle w prawym dolnym rogu). Średnica znaku CE nie powinna być mniejsza niż 5 mm pół koła obu znaków, XXXX w prawym dolnym rogu to numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej, taki jak ITS-0473. Wszystkie produkty medyczne sprzedawane na rynku UE muszą zawierać oznaczenie „CE”. Umieszczenie znaku CE oznacza, że: A. Sprzęt spełniający podstawowe wymagania MDD-dyskusja B. Sprzęt w obrębie UE może być legalnie sprzedawany na rynku, C. Urządzenie przesł o procedurę oceny zgodności. Znaki CE umieszczane na wyrobach medycznych mają dwa znaczenia: typy. To znaczy znak CE bez numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej i znak CE z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej
5		Symbol producenta (znacznik „producent”), na etykiecie powinna być umieszczona nazwa firmy i adres producenta. Producenci produktów, EC oznacza nazwę i adres importerów i/lub dystrybutorzy

6		Symbol „Autoryzowanego Przedstawiciela w Unii Europejskiej” SpółecznościSymbol Autoryzowanego Przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej („UE”) etykieta „upoważniony przedstawiciel”) powinna zawierać nazwa i adres firmy upoważnionej przez Unię Europejską
7		Produkty odpadowe powinny być utylizowane zgodnie z prawem
8		Urządzenia BF
9	 THIS SIDE UP	Do góry
10	 FRAGILE	Kruchy
11	 KEEP DRY	Utrzymywać suchą ci
12		Układanie
13	SN	Numer seryjny urządzenia
14	IP21	Chronione przed dotykiem palcami i przedmiotami większymi niż 12 milimetrów i chronione przed strumieniem wody mniejszym niż 15 stopni od pionu.
15		Oznacza, że element jest urządzeniem

Przechowywanie/Konserwacja

1. Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej ściereczki lub neutralnego środka czyszczącego, nie należy używać wyświeclających środków czyszczących. Płyn do czyszczenia maszyny, np. benzen, rozcieńczalnik lub benzyna
2. Trzymaj z dala od pól magnetycznych i w miejscu niedostępnym dla dzieci
3. Trzymaj maszynę z dala od wilgoci, wysokiej temperatury, bezpośredniego światła słonecznego lub spryskiwanie wodą
4. Jeżeli elektrody nie przylegają wystarczająco lub są brudne, należy je przetrzeć wilgotną ściereczką. Colth lub wymień nowe. Nie czyść elektrod żadnymi środkami chemicznymi
5. Proszę nie demontować nie naprawiać ani przebudowywać maszyny prywatnie ani za pośrednictwem producenta. Nie gwarantuje naprawy ani obsługi posprzedażowej
6. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota.

Specyfikacje

Numer modelu: AST-300D

Niniejszy sprzęt należy do typu BF klasy I zgodnie z klauzulą 5.




Shenzhen OSTO Technologia medyczna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DODAJ: 2104, Jednostka 4, Budynek 2, Zhongxin Longsheng Square Baolong

Ulica, dzielnica Longgang, 518116 Shenzhen City, prowincja Guangdong,

Chiny



Phoenix Medtech GmbH Koenigsberger Strasse

11,64839. Muenster Hesja, Niemcy.

Napięcie znamionowe: 5 V prądu stałego, 1000 mA

Zasilany przez adapter: EE-0501000DPE/EE-0501000DP

Napięcie znamionowe: 100-240 V

Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz

Napięcie znamionowe

Moc znamionowa: 5 V 1000 mA

wejść ciowe: 0,1 A Kształt fali wyjść ciowej:

Czas trwania impulsu: 115 uS

Fala prostokątna Częstotliwość ci powtarzania impulsów:

Wpływ impedancji obciążenia: 1KQ

10-100 Hz Maksymalna amplituda napięcia wyjściowego: 72 V

Wersja oprogramowania nr: MC0188F-REV-V1.0

Warunki pracy: 10-40 °C

80% wilgotność ci względnej

860 hPa do 1060 hPa

Warunki przechowywania i transportu: 0-40 °C

80%

RH860 hPa do 1060 hPa



Ostrzeżenie dotyczące żelowych podkładek elektrodowych (czyszczenie)

Nigdy nie przyklejaj dwóch podkładek samoprzylepnych do siebie. Utrzymuj podkładki żelowe samoprzylepne w czystości i nigdy nie wystawiaj ich na działanie wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego. Aby chronić podkładki żelowe, zawsze zakładasz je na ochroniacz podkładek żelowej po użyciu. Nie dotykaj żelu podkładek swoją sylwetką, ponieważ żel się rozpuści i straci swoją funkcję. Nie czyść elektrod za pomocą gorącej wody ani żeladnych środków chemicznych. Jeśli elektrody się zabrudzą, siła klejenia może się zmniejszyć a skóra może zostać podrażniona. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, należy zwilżyć powierzchnię podkładek wodą i wytrzeć zabrudzoną część co umożliwi przywrócenie podkładki do stanu klejącego. Jednak straci ona siłę klejenia, jeśli będzie za dużo wody. Najlepszym sposobem jest zakup innych podkładek. Elektrody przeszły test biokompatybilności (raport z testu to SDFY-2006-2623. Raport z testu pokazuje, że nie powodują one żadnych podrażnień skóry.

Rozwiązywanie problemów

Pytania Powód		Rozpuszczalnik
NIE stymulacja	Czy podłączyć przewód? Jeżeli usuniesz folię ochronną membrana? z podpasek?	Podłącz przewód prawidłowo. Zdejmij membranę ochronną z wkładek.
Słaba stymulacja	Czy podpaski ściśle przylegają do skóry? A co jeśli podkładki będą się na siebie nachodzić? A co jeśli podkładki są brudne? A co jeśli intensywność jest słaba? A co jeśli patyk nie jest towarem?	Przyklej podkładki ściśle. Odłącz podkładki i przyklej je ponownie. Wyczyść podkładki. Dostosuj intensywność aby uzyskać większą moc. Zmień miejsce patyka.
Skóra stać się	Czas terapii jest za długi? Podpaski są za suche?	Czas terapii zawsze wynosi 10-15 minut jednorazowo.

czerwony i ukłuty	Podkładki są zbyt przyklejone ciasno? Podkładki są brudne? Podkładki są uszkodzone?	Wyczyść ściągając szmatką, a następnie użyj ponownie. Przyklej płaskie do skóry. Wyczyść podkładki. Wymień klocki.
Moc ucięcia podczas terapii	Podkładki odpadają od skóry? Przewód jest przerywany? Brak baterii? Czas terapii się skończył?	Wyłącz zasilanie, przyklej podkładki ponownie. Wyłącz zasilanie, podłącz pady ponownie. Zmień nową baterię. Zasilanie się włączy wyłącz po 15 minutach terapii

Opis trybów

WZÓR TRYBU	
1	Akupunktura Pchanie
2	Akupunktura
3	Akupunktura Ugniatanie
4	Akupunktura Tapping
5	Złomowanie
6	Ściskanie
7	Masaż
8	Masaż pchający
9	Pchanie, ściskanie
10	Akupunktura ścisnąca
11	Akupunktura młotkowanie
12	Ugniatanie
13	Cholerny
14	Złomowanie Prasowanie
15	Bańkowanie
16	Kształtowanie sylwetki
17	Kucie
18	Masaż tappingowy

19	Popychanie
20	Toczenie. Uderzanie
21	Ściskanie
22	Udar
23	Akupunktura terapia masaż
24	Shiatsu
25	Wał kowanie Ugniatanie




Przykład zastosowania terapii elektrodami

Shoulder, back

Symptom

Shoulder, back muscle ache, etc

Cutline






Waist

Symptom

Waist muscle ache, etc

Cutline






Arm

Symptom

Arm numb, muscle ache, etc

Cutline






Leg


Symptom

Leg muscle ache, etc

Cutline



Schemat stref refleksyjnych stóp



Dokumenty towarzyszące:

Instrukcja użytkowania 1. Urządzenie

AST-300D wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i musi zostać zainstalowane i oddane do użytku zgodnie z informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) podanymi w instrukcji użytkowania.

DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE,

2. Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny RF może być wpływająca działalność urządzenia AST-300D

Opis techniczny 1. Ostrzeżenie,

że stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone, z wyjątkiem przetworników i kabli sprzedawanych przez producenta AST-300D jako części zamienne do podzespołów wewnętrznych, może skutkować zwiększoną EMISJĄ lub zmniejszoną ODPORNOŚCIĄ AST-300D.

2. Ostrzeżenie, że urządzenia AST-300D nie należy używać w pobliżu innego sprzętu ani układać go na sobie.

3. Wskazówki i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne		
Urządzenie AST-300D przeznaczone jest do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia AST-300D powinien zapewnić jego użytkowanie w sposób zgodny z przeznaczeniem. Środowisko.		
Emisje	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne —
Emisje RF CISPR 11	Grupa 1	wskazówki Urządzenie AST-300D wykorzystuje energię RF wyłącznie do swoich wewnętrznych funkcji. Dlatego Emisja fal radiowych jest bardzo niska i nie powinna powodować zakłóceń w pracy pobliskiego sprzętu elektronicznego.
Emisje RF CISPR 11	Klasa B	AST-300D nadaje się do stosowania w wszystkich placówkach, w tym zakłady krajowe i te bezpośrednio podłączone do publicznej sieci zasilania niskiego napięcia
Harmoniczny emisje IEC 61000-3-2	Klasa A	

Wahania napięcia /jebane emisje IEC 61000-3-3	Zgodny	zaopatruje budynki wykorzystywane na cele mieszkalne.
---	--------	--

4.Wytyczne i deklaracja producenta - odporność ́elektromagnetyczna			
Urządzenie AST-300D przeznaczone jest do stosowania w ́rodowisku elektromagnetycznym okre ́sionym poni ́ej. Klient lub u ́z ytkownik urządzenia AST-300D powinien upewnić się, ́e jest ono u ́ywane w takie ́ ́rodowisko.			
Test odporno ́ci	IEC 60601 test poziom	poziom zgodno ́ci	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Elektrostatyczny wypisa ́ (Wył adowania elektrostatyczne)IEC 61000-4-2	±6 kV kontakt ±8 kV powietrze	±6 kV kontakt ±8 kV powietrze	Podł ogi powinny być drewno, beton lub pł ytki ceramiczne. Je ́li podł ogi są pokryte materiał syntetyczny, wilgotno ́ ́względna powinno byćco najmniej 30%.
Szybko elektryczny przeł ́ciowy/wybuchowy IEC61000-4-4	+2 kV dla Zasilacz kwestia	+2 kV dla linii zasilających	Jako ́ ́zasilania sieciowego powinna byćtaka, jak typowe ́ ́rodowisko komercyjne lub szpitalne.
Przeł ́ciecie IEC 61000-4-5	Linia(e) ±1 kV i neutralny	Linia(e) ±1 kV i neutralny	Jako ́ ́zasilania sieciowego powinna byćtaka, jak typowe ́ ́rodowisko komercyjne lub szpitalne.
Spadki napięcia, krótki przerwy i wahania napięcia na liniach wej ́ciowych zasilania IEC 61000-4-11	±2 kW linia(e) do ziemi <5% UT (>95% spadek w UT) dla cyklu 0,5 40%UT (60% spadek w UT) na 5 cykli	±2 kW linia(e) do ziemi <5% UT (>95% spadek w UT) na 0,5 cyklu 40% UT (60% spadek w UT) dla 5 cykli 70% UT	Jako ́ ́zasilania sieciowego powinno byćtakie typowe ́ ́rodowisko komercyjne lub szpitalne. W przypadku wystąpienia spię ́ł lub przerw w zasilaniu sieciowym,

	70% WYJŚCIA (30% spadek w UT) na 25 cykli <5% WYJŚCIA (>95% spadek w UT) na 5s	(30% spadek w UT) na 25 cykli <5% UT (>95% spadek w UT) przez 5 s	prąd Jeżeli AST-300D spadnie poniżej normalnego poziomu, może być konieczne użycie zasilacza awaryjnego lub akumulatora.
Moc częstotliwość 50/60 Hz)pole magnetyczne IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	W przypadku wystąpienia zniekształcenia obrazu może być konieczne umieszczenie wzmacniacza obrazu AST-300D w większej odległości od źródła pól magnetycznych o częstotliwości sieciowej lub do instalacji ekranowanie magnetyczne Pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej powinno być mierzonym w zamierzona instalacja lokalizacja do pewnego stopnia że to wystarczy Niski.
UWAGA UT to napięcie sieciowe prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego			

5. Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna			
Urządzenie AST-300D przeznaczone jest do stosowania w określonym środowisku elektromagnetycznym. poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia AST-300D powinien zapewnić jego użytkowanie w sposób zgodny z przeznaczeniem. środowisko			
Odporność test	IEC 60601 poziom testowy	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki

Prowadzone RF/IEC 61000-4-6	3 V _{rm} 150kHz do 80 MHz	3 V _{rm}	Przenośne i mobilne RF sprzęt komunikacyjny nie powinien być używany bliżej jakiegokolwiek części AST-300D, włączając kable, niż zalecana odległość separacji obliczona z równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika. Zalecane odległość separacyjna $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80MHz do 800MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 80 MHz do 2,5 GHz, gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez producenta nadajnika, a zalecana odległość separacji w metrach (m). Siła pola pochodząca ze stałych nadajników RF, określona na podstawie badania pola elektromagnetycznego, a powinna być mniejsza niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości. b Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem:
Promieniowane RF IEC 61000-4-3	3 v/m 80 MHz do 2,5 GHz	3 V/m	

UWAGA 1: Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną wpływa absorpcja i odbicie od struktur, obiektów i ludzi. a.

Natężenie pola ze stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) i radiotelefonów mobilnych, radio amatorskiego, transmisji radiowej AM i FM oraz transmisji telewizyjnej nie mogą być teoretycznie dokładnie przewidziane. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne spowodowane stałą częstotliwością radiową

nadajników, należy y rozważyć przeprowadzenie badania lokalizacji elektromagnetycznej. Jeżeli zmierzona wytrzymałość pola w miejscu, w którym zastosowano AST-300D, przekracza należy przestrzegać obowiązującego poziomu zgodności RF powyżej, w przypadku AST-300D należy przestrzegać sprawdzić, czy działa prawidłowo. Jeżeli zaobserwujesz nieprawidłowe działanie, wykonaj dodatkowe czynności mogą okazać się konieczne takie działania jak zmiana orientacji lub lokalizacji urządzenia AST-300Db. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m.

6.Zalecane

odległość ci separacyjne między przenośnymi i mobilnymi RF

sprzęt łącznościowy i AST-300D

Urządzenie AST-300D przeznaczone jest do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia RF są kontrolowane. Klient lub użytkownik

AST-300D może pomóc zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez utrzymywanie minimalnej odległości między przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym RF (nadajniki) i AST-300D zgodnie z poniższymi zaleceniami, zgodnie z

maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

	Odległość ci separacyjna w zależności od częstotliwości nadajnika		
	150 kHz do 80 MHz	80 MHz do 800 MHz	800 MHz do 2,5 GHz
	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej, której nie podano powyżej, zalecaną odległość dzielącą d w metrach (m) można oszacować korzystając z równania odnoszącego się do częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W) zgodnie z nadajnikiem producent.

UWAGA 1 Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz odległość ci separacji dla wyższych częstotliwości wynosi obowiązuje zakres częstotliwości ci

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Elektromagnetyczne

propagacja jest zależna od absorpcji i odbicia od struktur, obiektów i ludzi.



Firma technologii medycznej Shenzhen OSTO

Ograniczona DODAJ: 2104, Jednostka 4, Budynek 2, Zhongxin

Plac Longsheng, nr 219 Shenshan Road

(Sekcja Longgang), Społeczność ĆLongxin,

Ulica Baolong, dzielnica Longgang, 518116 miasto Shenzhen,

Prowincja Guangdong, Chiny



2024-08



Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Phoenix Medtech GmbH Koenigsberger Strasse 11,
64839, Muenster, Hesja, Niemcy

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VOETCIRCULATIE MASSAGER

MODEL: AST-300D

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VOETBLOEDCIRCULATIE
MASSAGEAPPARAAT

MODEL: AST-300D



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact

met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	CORRECTE VERWIJDERING Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een gekloofde afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar het huishoudelijk afval worden gebracht. een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
--	---

Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSMATREGELEN



Het product moet op de juiste manier worden gebruikt, zoals in deze handleiding wordt uitgelegd. handleiding, om ongelukken te voorkomen.

Erkenning

Bedankt voor de aankoop van onze elektronische spierstimulator. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, met name het gedeelte met waarschuwingen, zodat u weet wat u moet doen. kan het correct bedienen, en de gebruikershandleiding moet goed bewaard worden als referentie

op elk gewenst moment.


Onderdelen identificatie

• Elektrode siliconen gebied voor voeten • Gebruiksaanwijzing

• Zoolmassagerol • Adapter • LCD-scherm

• Handvat • Elektrode pads • Afstandsbediening

• Elektrode draad



Functie en beoogde toepassing van de apparatuur

Het principe van onze elektronische spierstimulator is de laagfrequente stroom

Stimuleert pijnlijke plekken in het menselijk lichaam, veroorzaakt spiercontractie of -ontspanning.

Wanneer de spieren ontspannen, komt er een groot aantal bloed binnen. Wanneer de spieren samentrekking, het bloed dat metabolieten bevat die uitgestoten moeten worden. Dit soort acties zal recycleren wat kan helpen de bloedsomloop te versnellen en pijn, zwelling, vermoeidheid, pijn en andere symptomen te verlichten.

Het beoogde doel van onze elektronische spierstimulator is het verlichten of verminderen van menselijke spierpijn, zwelling, vermoeidheidspijn en het bevorderen van de bloedsomloop.

1. Aangenomen op betere ABS-materialen en ontworpen volgens mens-machine technische wetenschap. Het item ziet er zeer modern, modieus en delicaat uit

2. 99 soorten elektromagnetische golfintensiteit met continue aanpassing, zal voldoen uw gewenste ideale resultaat in de juiste volgorde

3.25 minuten automatische tijdsinstelling

4. Er zijn 25 soorten massagemodi voor zool en lichaam, elke impuls massagemodus verbetert de verschillende symptomen en elimineert vermoeidheid. Alle functies kunnen worden bediend met een afstandsbediening en zijn eenvoudig te gebruiken.

Gebruik van elektrodengelpads 1. De

afmetingen van de pads zijn 5,5 x 8,5 cm

2. Sluit de uitgangsdraad aan op de elektrodengelpads 3. Sluit

vervolgens de uitgangsdraad aan op de elektrische spierstimulator 4. Verwijder de

beschermfolie van de kleefpads 5. Bevestig de elektrodengelpads stevig

op de huid 6. Druk 3 seconden op de schakelaar om het apparaat in

te schakelen en pas de stimulerende modus en de uitgangsintensiteit naar wens aan. (Het display toont de modus en het niveau zoals u hebt geselecteerd)

7. Houd de klevende gelpads schoon en stel ze nooit bloot aan hoge temperaturen en direct zonlicht.

8. Als de electrode-gelpads onvoldoende kleven of vuil zijn, veeg ze dan af met een natte doek of vervang ze door nieuwe. Reinig de electrode-gelpads niet met chemicaliën.

9. De effecten van de pads kunnen afnemen na veelvuldig gebruik. Vervang de pads door nieuwe als u ze een jaar lang niet hebt gebruikt.

Bediening


Controleer voor gebruik of het apparaat zich in de oorspronkelijke staat bevindt: MODE-intensiteitsniveauweergave, SOLE-intensiteitsniveauweergave en tijdsweergave geven NUL aan, MODE-display geeft 1 aan.

Gebruik de EQUIPMENT boven de amplitude of waarde, anders kunnen er onnauwkeurige resultaten ontstaan. 1. Plaats uw voeten op het apparaat

2. Druk ongeveer 3 seconden op de schakelaar om het apparaat uit te schakelen

op het apparaat, dan licht het LCD-scherm op blauw

3. Vervolgens kunt u de modus aanpassen door op "MODEA" en "MODEV" te drukken om te selecteren



verschillende modi, Maximaal is de 25e modus

4. Verhoog de intensiteit door op de knop "SOLEY" "BODYY" te drukken. Of verlaag de intensiteit door op de knop "SOLEV" "BODYV" te drukken.

5. U kunt de modi op elk gewenst moment aanpassen, maar zodra de modus is gereset, wordt de intensiteit teruggezet naar "0". Om te voorkomen dat de gebruiker een schok krijgt van de nieuwe modus, moet de gebruiker de intensiteit opnieuw

instellen. 6. Om de massageperiode te beëindigen, kan de gebruiker het apparaat op elk gewenst moment uitschakelen door ongeveer 3 seconden op de

schakelaarknop te drukken. Tips: Pas de intensiteit geleidelijk aan van lager naar sterker.

AAN/UIT: druk ongeveer 3 seconden op de knop om het apparaat in of uit te schakelen. Zooly:

verhoog de uitgangsintensiteit van de voetzool. Modus y: kies een modus

uit 25 vooraf ingestelde massagemodi-omhoog. Lichaamy: verhoog de uitgangsintensiteit van de elektrodepads.

Zool y: verlaag de uitgangsintensiteit van de voetzool. Modus y: kies een modus uit

25 vooraf ingestelde massagemodi-omlaag. Lichaamy: verlaag de

uitgangsintensiteit van de elektrodepads. **Hoe bedien ik de afstandsbediening?**

1. Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening.
2. Plaats de twee 7# (AAA) batterijen in de batterijcassette met de polen in de juiste richting.
3. Sluit het batterijklepje.



Opmerkingen:

1. Houd er rekening mee dat de originele erkende accessoires, afneembare onderdelen en materialen door de norm zijn goedgekeurd.
2. Het is niet nodig om de originele stroombron regelmatig te controleren en te vervangen.
3. Meestal wordt dit apparaat beïnvloed door hoogfrequente elektromagnetisme en microgolfstraling. Houd bij gebruik van dit apparaat een afstand van meer dan 500 mm aan.

Verboden

Voor de volgende patiënten geldt dat zij dit instrument alleen mogen gebruiken na overleg met een arts, anders kan dit leiden tot een ongeval of lichamelijk ongemak:

- 1) Patiënten met een zeer invaliderende, kritieke ziekte mogen het volgende niet gebruiken:
- 2) Met de tumor, kanker, hyperthyreoïdie, tuberculose actieve periode,

etterige ontsteking;

3) Ouderen met een hartaandoening die ouder zijn dan 65 jaar;

4) De patiënten die nerveus zijn, bang zijn voor elektronische spierstimulatie en er gevoelig voor zijn stimulators, gebruik deze alstublieft niet;

5) Mensen met ernstige diabetes, hoge koorts, huidallergieën, traumatische bloedingen en breuk tijdens de behandelduur, gebruik het dan niet;

6) Patiënten met hoge bloeddruk;

7) Abnormale huid of huidbewustzijnsobstakel;

8) Psychopaat;

9) In behandeling zijn, of zich abnormaal voelen;

10) Een PATIENT met een geïmplantéerd elektronisch apparaat (bijvoorbeeld een hart- of vaatziekte) pacemaker) mag niet worden gestimuleerd, tenzij medisch specialist eerst een mening is verkregen.



Voorzichtigheid

De levensduur van het apparaat bedraagt 5 jaar. Dit is afhankelijk van de veroudering van het elektronische apparaat.

Als het product niet goed werkt, neem dan contact met ons op of met de plaatselijke

dealers. Geschikt voor het publiek: Het wordt voornamelijk gebruikt boven de 16 jaar, en vereist energie en vol intelligentie.

- Het product moet worden gebruikt met een legaal op de markt gebracht EMS-stimulerend apparaat.

- Dompel de elektroden niet in water, vloeistoffen of andere stoffen.

- Sluit de draden niet aan op de hoofdvoeding.

- Breng het product niet aan op een wond of beschadigde huid, omdat het de werking van de huid kan verstoren. genezingsproces.

- Gebruik de elektroden niet op open wonden, huiduitslag, gezwollen, rode, geïnfecteerde of ontstoken plekken of huiduitslag (bijv. flebitis, tromboflebitis, spataderen);

Bovenop of in de buurt van kankerletsels.

- Gebruik de elektroden niet op huidgebieden waar u geen normaal gevoel heeft.

- Gebruik de elektroden niet op de huid in de buurt van het hart, hoofd, gezicht, mond, geslachtsdelen of delen of gebieden met een huidziekte.

- Pas geen stimulatie toe op het voorste gedeelte van uw nek of op uw mond omdat dit ernstige spierspasmen kan veroorzaken, wat kan leiden tot een afsluiting van uw luchtwegen, ademhalingsmoeilijkheden of nadelige effecten op het hartritme of de bloeddruk.

- Stop met het gebruik als er huidirritatie optreedt op of rond de aanbrengplaats.

- De elektroden zijn bedoeld voor gebruik door één persoon.
- Laat kinderen of personen die niet in staat zijn hun gedachten of bedoelingen te uiten niet in de klas komen. Gebruik de elektroden.
- Als u na gebruik van dit product huidirritatie of roodheid ervaart, mag u het niet gebruiken. Blijf de stimulatie van dat gebied van de huid gedurende een bepaalde tijd voortzetten totdat de huid weer normaal is. normaal.
- Buiten bereik van kinderen houden.




Waarschuwingen

- 1) Het is verboden om het zonder doktersadvies te gebruiken bij patiënten met een geïmplanteed elektronisch apparaat (bijvoorbeeld een pacemaker)
 - 2) Houd er rekening mee dat de patiënt die verbinding maakt met HF-chirurgische apparatuur, de stimulator dus volg alstublieft het advies van de arts
 - 3) Gebruik het niet in de buurt (bijv. 1 m) van een kortegolf- of magnetronradio. therapieapparatuur, die instabiliteit in de stimulatoruitvoer kan veroorzaken
 - 4) Houd er rekening mee dat de volgende personen het advies van de arts moeten opvolgen bij gebruik: tumor, chronische ziekte van ernstige ziekte; ernstige hartziekte, de krankzinnige, zwangere vrouw
 - 5) Zorg ervoor dat de elektrodenpads niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, zoals een band, horloge, ketting, etc. wanneer de machine in werking is.
 - 6) Zorg ervoor dat uw huid schoon en netjes is voordat u de elektrodenpads gebruikt
 - 7) Gebruik de machine niet onder vochtige omstandigheden, zoals in de badkamer.
 - 8) Ga niet op het apparaat zitten of staan en gooi het niet om en laat het niet vallen.
 - 9) Stop onmiddellijk met het gebruik ervan als u ongemak of misselijkheid ervaart bij het gebruik ervan.
- gebruik makend van
- 10) Plaats geen elektroden in de buurt van de thorax, omdat dit het risico op hartfibrillatie

Uitleg van figuren, symbolen, waarschuwingen en afkortingen op de apparatuur

1		(Symbool voor "B ATCHCODE. Dit symbool moet met Productie Ba-nr., en naast grafiek, batchcode en Voorbeelden van partijnummers, lotnummers, etc.
		ABCI23

2		(Symbool voor "DATUM VAN PRODUCTIE". Dit symbool moet naast het nummer staan) Productiedatum van medische apparatuur (gebruik het merkteken vóór de productiedatum)
3		Symbool voor AANDACHT, RAADPLEEG BEGELEIDENDE DOCUMENTEN"
4		Na de goedkeuring van de CE-certificering is het CE-merk als volgt: De verticale hoogte mag niet minder zijn dan 5 mm, duidelijk zichtbaar, duidelijk, duurzaam. De CE-conformiteitsbeoordelingsprocedures worden uitgevoerd door een aangemelde instantie. Het registratienummer van de aangemelde instantie moet aan de zijkant van de CE-markering staan (meestal rechtsonder). De diameter van de CE-markering mag niet minder zijn dan de halve cirkel van 5 mm van de twee, de XXXX in de rechterbenedenhoek is het identificatienummer van de aangemelde instantie, zoals ITS-0473. Alle medische producten die op de EU-markt worden verkocht, moeten de "CE" vermelden. Het CE-keurmerk geeft aan dat: A. De uitrusting om te voldoen aan de basisvereisten van de MDD B. De apparatuur binnen de EU mag legaal op de markt worden verkocht, C. Het apparaat heeft de conformiteitsbeoordelingsprocedures doorstaan. De CE-markeringen die op de medische hulpmiddelen zijn aangebracht, hebben twee typen. Dat wil zeggen, CE-markering zonder identificatienummer van de aangemelde instantie en CE-markering met identificatienummer van de aangemelde instantie
5		Het symbool voor de fabrikant (het "fabrikant"-label), het label moet de bedrijfsnaam en adres van de fabrikant. Productfabrikanten, EC vertegenwoordigt de naam en het adres van importeurs en/of distributeurs

6		Symbool voor "Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie" Gemeenschap Het symbool voor de geautoriseerde Vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap ("EU (geautoriseerde vertegenwoordiger) moet de tag het volgende bevatten: de com-naam en het adres van het geautoriseerde bedrijf door de Europese Unie
7	 	De afvalstoffen moeten op een wettelijke manier worden verwerkt
8		BF-apparaten
9	 THIS SIDE UP	Bovenkant
10	 FRAGILE	Breekbaar
11	 KEEP DRY	Droog houden
12		Stapelen
13	SN	Serienummer van het apparaat
14	IP21	Beschermd tegen aanraking door vingers en voorwerpen groter dan 12 millimeter en beschermd tegen waternevel minder dan 15 graden vanaf de verticale as.
15		Geeft aan dat het item een apparaat is

Opslag/Onderhoud

1. Gebruik een natte doek of een neutraal reinigingsmiddel om de machine schoon te vegen, en gebruik geen vluchtige vloeistof om de machine te reinigen, zoals benzeen, thinner of benzine
2. Houd het uit de buurt van magnetische velden en buiten het bereik van kinderen
3. Houd de machine uit de buurt van vocht, hoge temperaturen, direct zonlicht of water sprenkelen
4. Als de elektrode-pads niet voldoende kleven of vuil zijn, veeg ze dan af met een vochtige doek. verwisselen of nieuwe. Reinig de elektrodepads niet met chemische middelen
5. U mag de machine niet in de privésfeer of door de fabrikant laten ombouwen, repareren of herbouwen. zal niet garanderen dat het gerepareerd zal worden en de aftersales service
6. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen uit de afstandsbediening.

Specificaties

Modelnummer: AST-300D

Deze apparatuur behoort tot type BF van klasse I volgens clausule 5.




Shenzhen OSTO Medische Technologie

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VOEG toe: 2104, Unit4, Gebouw2, Zhongxin Longsheng SquareBaolong

Straat, Longgang District, 518116 Shenzhen City.Provincie Guangdong,

China



Phoenix Medtech GmbHKoenigsberger Strasse

11,64839.Münster Hessen, Duitsland.

Nominaal: 5 V dc, 1000 mA

Aangedreven door adapter: EE-0501000DPE/EE-0501000DP

Nominale spanning: 100-240V

Nominale frequentie: 50-60Hz

Nominale ingang: 0,1 A

Nominale output: 5v 1000mA

Uitgangsgolfvorm: Vierkante golf

Pulsduur: 115 uS

Pulsherhalingsfrequenties: 10-100HZ Maximale

Effect van belastingsimpedantie: 1KQ

amplitude van de uitgangsspanning: 72V

Softwareversie nr: MC0188F-REV-V1.0

Bedrijfsconditie: 10-40 °C

ÿ80% RV

860 hPa tot 1060 hPa

Opslag- en transportcondities: 0-40 ÿ ÿ80%

RH860 hPa tot 1060 hPa



Let op voor elektrodegelpads (reiniging)

Plak nooit twee kleefpads op elkaar. Houd de kleefgelpads schoon en leg ze nooit op hoge temperaturen of in direct zonlicht. Ter bescherming van de gelpads, plaatst u deze na gebruik altijd op de gelpadbeschermer. Raak de gel van de pads niet aan met uw figuur, anders vermindert de gel en verliest zijn functie. Reinig de elektrodepads niet met heet water of chemicaliën. Als de elektrodepads vuil worden, kan de kleefkracht afnemen en kan de huid geïrriteerd raken. Als deze situatie zich voordoet, moet u het oppervlak van de pads bevochtigen met water en het vuile gedeelte wegvegen, dit zal een padherstel van de kleefpositie mogelijk maken. Maar het zal de kleefkracht verliezen als er te veel water is. De beste manier is om andere pads te kopen. De elektrodepads hebben de biocompatibiliteitstest doorstaan (testrapport is SDFY-2006-2623). Het testrapport toont aan dat het geen irritatie aan de huid veroorzaakt.

Probleemoplossing

Vragen Reden		Oplosmiddel
Nee stimulatie	Is de draad aangesloten? Als u de beschermfolie verwijdert membraan? van de pads?	Sluit de draad correct aan. Verwijder het beschermmembraan van de pads.
Zwak stimulatie	Als de pads strak op de huid blijven plakken? Als de pads overlappend blijven plakken? Zijn de pads vuil? Als de intensiteit zwak is? Wat als de stok geen goederen plaatst?	Plak de pads stevig vast. Maak de pads los en plak ze opnieuw. Maak de pads schoon. Pas de intensiteit aan om het sterker te maken. Verander de plaats van de stok.
De huid worden	Duurt de therapie te lang? Zijn de pads te droog?	De therapietijd bedraagt altijd 10-15 minuten.

rood en gestoken	De pads zitten ook vast strak? Zijn de pads vuil? Zijn de pads beschadigd?	Maak schoon met een natte doek en gebruik daarna opnieuw. Plak de pads stevig op de huid. Maak de pads schoon. Vervang de remblokken.
De kracht afsnijden tijdens therapie	De pads vallen van de huid? Is de draadverbinding verbroken? Geen batterij? Is de therapietijd voorbij?	Schakel de stroom uit en plak de pads vast opnieuw. Schakel de stroom uit, sluit de pads opnieuw aan. Verander nieuwe batterij. De stroom zal weer aangaan uit na 15 minuten therapie

Beschrijving van modi

MODUS	PATROON
1	Acupunctuur duwen
2	Acupunctuur
3	Accupunctuur kneden
4	Acupunctuur Tappen
5	Schrapen
6	Knijpen
7	Massage
8	Duwende massage
9	Duwen Knijpen
10	Acupunctuur knijpen
11	Accupunctuur hameren
12	Kneden
13	Bonkend
14	Schrapen Persen
15	Cuppen
16	Lichaamsvorming
17	Hameren
18	Massage Tikken

19	Duwen
20	Rollend. Stampend
21	Knijpen
22	Hartinfarct
23	Acupunctuurtherapie Massage
24	Shiatsu
25	Rollend kneden




Voorbeeld van gebruik van elektrodenpadtherapie

Shoulder, back

Symptom

Shoulder, back muscle ache, etc

Cutlinc





Waist

Symptom

Waist muscle ache, etc

Cutline






Arm

Symptom

Arm numb, muscle ache, etc

Cutline



Leg

Symptom

Leg muscle ache, etc

Cutline







Diagram van de reflexzones van de voeten



Begeleidende documenten:

Gebruiksaanwijzing 1. De

AST-300D heeft speciale voorzorgsmaatregelen nodig met betrekking tot EMC en moet worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen volgens de EMC-informatie in de BEGELEIDENDE DOCUMENTEN,

2. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan AST-300D beïnvloeden

Technische beschrijving 1.

Waarschuwing dat het gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan die welke zijn gespecificeerd, met uitzondering van transducers en kabels die door de fabrikant van de AST-300D worden verkocht als vervangende onderdelen voor interne componenten, kan leiden tot verhoogde EMISSIES of verlaagde IMMUNITEIT van de AST-300D.

2. Waarschuwing dat de AST-300D niet naast of gestapeld met andere apparatuur mag worden gebruikt

3. Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies		
De AST-300D is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.		
De klant of de gebruiker van de AST-300D moet ervoor zorgen dat het apparaat op een dergelijke manier wordt gebruikt een omgeving.		
Emissies	Naleving	Elektromagnetische omgeving - richtlijnen De
RF-emissies CISPR 11	Groep 1	AST-300D gebruikt RF-energie alleen voor zijn interne functie. Daarom is het RF-emissies zijn zeer laag en veroorzaken waarschijnlijk geen interferentie met elektronische apparatuur in de buurt.
RF-emissies CISPR 11	Klasse B	De AST-300D is geschikt voor gebruik in alle instellingen, inclusief binnenlandse instellingen en die rechtstreeks aangesloten op het openbare laagspanningsnet
Harmonisch emissies IEC 61000-3-2	Klasse A	

Spanningsschommelingen / fucker-uitstoot EN 61000-3-3	Voldoet aan	die gebouwen voor huishoudelijke doeleinden levert.
---	-------------	--

4. Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit

De AST-300D is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de AST-300D dient ervoor te zorgen dat het apparaat wordt gebruikt in zo'n omgeving.

Immuniteitstest	IEC 60601-test niveau	nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving-richtlijnen
Elektrostatisch afvoer (ESD)IEC 61000-4-2	±6 kV-contact ±8 kV lucht	±6 kV-contact ±8 kV lucht	Vloeren moeten zijn hout, beton of keramische tegels. Als vloeren zijn bedekt met synthetisch materiaal, de relatieve vochtigheid zou minstens moeten zijn 30 %.
Elektrisch snel voorbijgaand/uitbarsting IEC61000-4-4	+2 kV voor voeding lijnen	+2 kV voor stroomtoevoerleidingen	De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn aan die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Overspanning IEC 61000-4-5	±1 kV lijn(en) en neutraal	±1 kV lijn(en) en neutraal	De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn aan die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Spanningsdips, kort onderbrekingen en spanningsvariaties op voedingsinganglijnen IEC 61000-4-11	±2 kW lijn(en) naar aarde <5% UT (>95% daling in UT) voor 0,5 cyclus 40%UT (60% daling in UT) voor 5 cycli	±2 kW lijn(en) naar aarde <5% UT (>95% daling in UT) voor 0,5 cyclus 40% UT (60% daling in UT) gedurende 5 cycli 70%	Kwaliteit van de netspanning zou dat van een moeten zijn typische commerciële of ziekenhuisomgeving. Als er een dip of een onderbreking van de stroom optreedt,

	70% UIT (30%dip in UT) gedurende 25 cycli <5% UIT (>95% daling in UT) gedurende 5 seconden	(30% daling in UT) gedurende 25 cycli <5% UT (>95% daling in UT) gedurende 5 seconden	stroom van de Het kan zijn dat de AST-300D onder het normale niveau zakt. In dat geval moet u mogelijk een onderbrekingsvrije voeding of een batterij gebruiken.
Stroom frequentie (50/60 Hz)magnetisch veld EN 61000-4-8	3A/m	3A/m	Als er beeldvervorming optreedt, kan het nodig zijn om de AST-300D- beeldversterker verder van het apparaat te plaatsen. bronnen van magnetische velden met een hoge frequentie of om te installeren magnetische afscherming Het magnetische veld van de netfrequentie moet gemeten worden in de beoogde installatie locatie om zeker te zijn dat het voldoende is laag.
OPMERKING UT is de netspanning vóór toepassing van het testniveau			

5. Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit			
De AST-300D is bedoeld voor gebruik in de gespecificeerde elektromagnetische omgeving onderstaand. De klant of de gebruiker van de AST-300D moet ervoor zorgen dat het apparaat op een dergelijke manier wordt gebruikt een omgeving			
Immuniteit test	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving-richtlijnen

Uitgevoerd RFIEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz naar 80 MHz	3 Vrms	Draagbare en mobiele RF communicatieapparatuur mag niet dichterbij enig onderdeel van de AST-300D, inclusief kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand die is berekend op basis van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. Aanbevolen scheidingsafstand $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 2,3 \sqrt{P}$ 80 MHz tot 800 MHz 80 MHz tot 2,5 GHz waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender en de Aanbevolen scheidingsafstand in meters (m). Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetisch locatieonderzoek, moeten lager zijn dan het nalevingsniveau in elk frequentiebereik. b Interferentie kan optreden in de buurt van apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool:
Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3	3 v/m 80 MHz naar 2,5 GHz	3V/m ²	
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en			
mensen. a. Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/ draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving te beoordelen vanwege vaste RF			

zenders, moet een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als de De gemeten veldsterkte op de locatie waar de AST-300D wordt gebruikt, overschrijdt het toepasselijke RF-nalevingsniveau hierboven, moet de AST-300D in acht worden genomen controleer of de werking normaal is. Als er sprake is van abnormale prestaties, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. Er kunnen maatregelen nodig zijn, zoals het opnieuw richten of verplaatsen van de AST-300Db. Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterktes lager zijn dan 3 V/m.

**6. Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF
communicatieapparatuur en de AST-300D**

De AST-300D is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen worden gecontroleerd. De klant of de gebruiker van de AST-300D kan helpen elektromagnetische interferentie te voorkomen door een minimale afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de AST-300D zoals hieronder aanbevolen, volgens de maximaal uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

	Scheidingsafstand volgens de frequentie van de zender		
	150 kHz tot 80 MHz	80 MHz tot 800 MHz	800 MHz tot 2,5 GHz
	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0.1	0,38	0,38	0,73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, geldt: De aanbevolen scheidingsafstand d in meters (m) kan worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P de maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens de zender fabrikant.

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor de hogere frequentiebereik is van toepassing

OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische

voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.



Shenzhen OSTO Medisch Technologie Bedrijf
Beperkt TOEVOEGEN: 2104, Unit4, Building2, Zhongxin
Longsheng-plein, nr. 219 Shenshan Road
(Longgang-sectie), Longxin-gemeenschap,
Baolongstraat, district Longgang, 518116 stad Shenzhen,
Provincie Guangdong, China



Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
RanchoCucamonga, CA 91730



Phoenix Medtech GmbH Koenigsberger Strasse 11,
64839, Münster Hessen, Duitsland

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FOTCIKULATIONSMASSAGER

MODELL: AST-300D

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOTCIRKULATION
MASSAGER

MODELL: AST-300D



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support** och e-

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
--	---

Bruksanvisning

SÄKERHETSÅTGÄRDER



Produkten ska användas på rätt sätt, som förklaras i denna handbok för att förhindra olyckor.

Bekräftelse

Tack för att du köpte vår elektroniska muskelstimulator. Innan du använder, läs bruksanvisningen noggrant, särskilt försiktighetsdelen, så att du kan använda den korrekt, och användarhandboken bör förvaras väl för referens när som helst.


Identifiering av delar

• Elektrodsilikonområde för fötter • Användarmanual

• Sulans massagerulle • Adapter • LCD-skärm

• Handtag • Elektrodkuddar • Fjärrkontroll

• Elektrodråd



Funktion och avsedd användning av utrustningen

Principen för vår elektroniska muskelstimulator är den lågfrekventa strömmen stimulera väckpunkter i människokroppen, orsaka muskelsammandragning eller avslappning. När muskelavslappning, många blodströmmar kommer in i muskeln. När muskel sammandragning, blodet som innehåller metaboliter som ska skickas ut. Denna typ av åtgärder kommer att återvinna vilket kan hjälpa till att påskynda blodcirkulationen och lindra smärta, svullnad, trötthet, smärta och andra symtom.

Det förväntade syftet med vår elektroniska muskelstimulator är att lindra eller minska mänsklig muskelsmärta, svullnad, trötthet värker och främjar blodcirkulationen.

1. Antagen till bättre ABS-material och design i enlighet med människa-maskin ingenjörsvetenskap. Föremålet ser väldigt modernt, moderikt och delikat ut
2. 99 typer av elektromagnetisk vågintensitet med kontinuerlig justering, kommer att möta ditt önskade idealresultat i rätt ordning

3,25 minuter automatisk tidsinställning

4. Det finns 25 olika massagelägen för sula och kropp, varje impulsmassageläge kommer att förbättra de olika symptomen och eliminera trötthet. Alla funktioner kan styras med fjärrkontroll och vara lätta att använda.

Användning av elektrodgelkuddar 1.

Kuddarnas storlek är 5,5x8,5 cm 2. Anslut

utgångskabeln till elektrodgelkuddar 3. Anslut sedan utgångskabeln

till den elektriska muskelstimulatoren 4. Ta bort skyddsfilmerna från de självhäftande

dynorna 5. Fäst elektrodgelkuddarna på huden stadigt 6. Tryck på

Switch-knappen i 3 sekunder för att slå på enheten och justera

stimuleringsläget och utmatningsintensiteten som du vill. (Skärmen visar läget och nivån som du valt)

7. Håll de självhäftande gelkuddarna rena och ställ dem aldrig under hög temperatur och direkt solsken.

8. Om elektroden får elektroderna inte är tillräckligt vidhäftande eller smutsiga, torka med en våt trasa eller byt ut nya. Rengör inte elektrodgelkuddarna med någon kemikalie.

9. Effekterna av kuddar kommer att bli droppar efter många gånger användning. Byt gärna nya kuddar om kuddarna aldrig har använts på ett år.

Drift

Innan du använder den, kontrollera om utrustningen

är i sitt ursprungliga tillstånd: MODE intensitetsnivå display,

SOLE intensitetsnivå display och tidsdisplay visar ZERO, MODE

display visar 1.

Användning av EQUIPMENT över amplitud eller värde, annars


kan orsaka felaktiga resultat. 1. Sätt fötterna på enheten

2. Tryck på omkopplarknappen i cirka 3 sekunder för att vrida

på enheten kommer LCD-skärmen att lysa upp

blå

3. Sedan kan du justera läget genom att trycka på "MODEA" & "MODEV" för att välja



olika lägen, Maximum är det 25:e läget

4. Öka intensiteten genom att trycka på knappen för "SOLEY" "BODYY" Eller minska intensiteten genom att trycka på knappen för "SOLEV" "BODYV"

5. Du kan justera lägena när som helst, men när läget återställs kommer intensiteten att återställas till "0". För att undvika användarens chock från det nya läget bör användaren återställa intensiteten 6.

För att avsluta

massageperioden kan användaren stäng av enheten när som helst genom att trycka på knappen Switch cirka 3 sekunder Tips: Justera intensiteten

gradvis från lägre till starkare PÅ/AV: tryck på knappen cirka 3 sekunder för att

slå på eller stänga av enheten Soley: öka uteffekten på foten sulläge Y : välj ett läge

från 25 förmodifierade massagelägen~uppåt KroppY : öka

utgångsintensiteten för elektrodkuddar Sula Y : minska utgångsintensiteten för fotsulan Läge Y : välj

ett läge från 25 förmodifierade massagelägen~ nedåt BodyY :minska

utgångsintensiteten för elektrodkuddar **Hur man använder**

fjärrkontrollen?

1. Öppna batteriluckan bakom fjärrkontrollen.

2. Sätt i de två 7# (AAA) batterierna i batterikassetten med korrekt polaritet 3. Stäng batteriluckan.



Anmärkningar:

1. Observera att originaltillbehör, löstagbara delar och material är godkända av standarden. 2. Det är inte nödvändigt att kontrollera och byta ut den

ursprungliga strömkällan ofta.

3. Vanligtvis påverkas den här enheten av högfrekvent elektromagnetism och

mikrovågsstrålningsmaskin, snälla var långt borta från dessa maskiner över 500 mm när du använder

Förbud

För följande patienter kan de endast använda detta instrument efter att ha rådfrågat läkare, annars kan det leda till olycka eller fysiskt obehag:

1) Extremt försvagande patienter med kritisk sjukdom bör inte använda:

2) Med tumören, cancer, hypertyreos, tuberkulos aktiv period,

suppurativ inflammation;

3) Åldern som har hjärtsjukdom och som är äldre än 65 år;

4) Patienterna som är nervösa, i rädsla för och känsliga för elektroniska muskler stimulatorer, använd den inte;

5) Personer som har svår diabetes, hög feber, hudallergi, traumatisk blödning och fraktur under behandlad period, använd den inte;

6) Högt blodtryckspatienter;

7) Onormal hud eller hudmedvetande hinder;

8) Psykopat;

9) genomgår behandling, eller som känner sig onormal;

10) ETT PATLEN med en implanterad elektronisk enhet (till exempel en hjärt-pacemaker) bör inte utsättas för stimulering om inte specialisläkare yttrande har först inhämtats.



Försiktighet

Enhetens livslängd är 5 år. Det beror på att elektroniska apparater åldras.

När produkten inte fungerar korrekt, vänligen kontakta oss eller lokalt

återförsäljare. Passar mängden: Den används huvudsakligen över 16 år och krävs energisk och full av intelligens.

- Produkten måste användas med lagligt marknadsförd EMS-stimulerande enhet.

- Placera inte elektroderna i vatten, vätskor eller något annat ämne.

- Sätt inte in ledningar i en huvudströmkälla.

- Applicera inte produkten på sårad eller skadad hud eftersom det kan störa läkningsprocessen.

- Använd inte elektroderna på öppna sår, utslag, svullna, röda, infekterade eller inflammerade områden eller hudutslag (t.ex. flebit, tromboflebit, åderbräck);

Ovanpå eller i närheten av cancerskador.

- Använd inte elektroderna över hudområden som saknar normal känsel.

- Använd inte elektroderna på huden nära hjärtat, huvudet, ansiktet, munnen, privat delar eller områden som har hudsjukdom.

- Applicera inte stimulering över det främre området av halsen eller på munnen eftersom detta kan orsaka allvarliga muskelpasmer som resulterar i stängning av din luftvägar, andningssvårigheter eller negativa effekter på hjärtrytm eller blodtryck.

- Avbryt användningen om hudirritation uppstår på eller runt appliceringsstället.

- Elektroderna är avsedda för användning av en person.
- Låt inte barn eller personer som inte kan uttrycka sina tankar eller avsikter använd elektroderna.
- Om du upplever någon hudirritation eller rodnad efter att ha använt denna produkt, gör inte det fortsatt stimuleringen i det området av huden under en tid tills huden återvänder till normal.
- Förvaras utom räckhåll för barn.




Varningar

- 1) Det är förbjudet att använda utan läkares förslag för patienten med en implanterad elektronisk enhet (till exempel en pacemaker)
- 2) observera att patienten som ansluter till hf kirurgisk utrustning kan påverka stimulator så följ läkarens förslag
- 3) Använd den inte i omedelbar närhet (t.ex. 1 m) till en kortvågsugn eller mikrovågsugn terapiutrustning, som kan ge instabilitet i stimulatorns utmatning
- 4) Observera att följande personer bör följa läkarens förslag om de används: tumör, kronisk sjukdom av allvarlig sjukdom; allvarlig hjärtsjukdom, den galna, gravida kvinnan
- 5) Vänligen låt inte elektrodkuddarna komma i kontakt med metallsubstans, såsom rem, klocka, halsband och etc när maskinen arbetar
- 6) Se till att din hud är ren och ren innan du använder elektrodkuddar
- 7) Använd inte maskinen i vått tillstånd, såsom badrum
- 8) vänligen sitt eller stå inte på apparaten och kasta och fall inte den
- 9) vänligen sluta använda det omedelbart om du drabbades av något obehag och illamående när använder
- 10) Applicera inte elektroder nära bröstkorgen, vilket kan öka risken för hjärtflimmer

Förklaring av figurer, symboler, varningsmeddelanden och förkortningar på utrustningen

1		(Symbol för "B ATCHCODE. Denna symbol ska vara med Produktion Ba No, och bredvid graf, batchkod och partinummer och batchnummer etc.) Exempel.  ABC123
---	--	--

2		(Symbol för " TILLVERKNINGSDATUM . Denna symbol ska stå bredvid numret) Produktionsdatum för medicinsk utrustning (använd märke framför produktionsdatum)
3		Symbol för UPPMÄRKSAMHET, KONSULTERA MEDFÖLJANDE DOKUMENT"
4		Efter antagandet av CE-certifieringen är CE-märkningen enligt följande ritningar. Dess vertikala höjd ska inte vara mindre än 5 mm, väl synlig, tydlig, hållbar. CE-förfarandena för bedömning av överensstämmelse görs av ett anmält organ. sidan av CE-märket (vanligtvis längst ner till höger). Diametern på CE-märkningen bör inte vara mindre än 5MM-halvcirkeln av de två utgör, XXXX i det nedre högra hörnet är det anmälda organets identifieringsnummer, såsom ITS-0473. Alla medicinska produkter som säljs på EU-marknaden måste identifiera "CE". Avfx CE-märket indikerar att: A. Utrustningen för att uppfylla de grundläggande kraven MDD B. Utrustningen inom EU kan säljas lagligt på marknaden, C. Enheten har klarat förfarandena för bedömning av överensstämmelse. CE-märkena som är fästa på de medicintekniska produkterna har två typer. Det vill säga CE-märkning utan Notified Body-identifikationsnummer och CE-märke med Notified Body-identifikationsnummer
5		Symbolen för tillverkaren ("tillverkare"-taggen), taggen ska innehålla företagets namn och tillverkarens adress. Produkttillverkare, EC representerar importörernas namn och adress och/eller distributörer

6		Symbol för "Auktoriserad representant i Europa Community Symbolen för den auktoriserade Representant i Europeiska gemenskapen ("EU Authorized r epresentative"-taggen), bör taggen innehålla com-namn och adress till det auktoriserade företaget av Europeiska unionen
7		Avfallsprodukterna ska hanteras lagligt
8		BF-enheter
9	 THIS SIDE UP	Uppåt
10	 FRAGILE	Bräcklig
11	 KEEP DRY	Håll torrt
12		Stapling
13	SN	Enhetens serienummer
14	IP21	Skyddad från beröring av fingrar och större föremål än 12 millimeter och skyddad från vattenstänk mindre än 15 grader från vertikalen.
15		Indikerar att objektet är en enhet

Förvaring/underhåll

1. Använd en våt trasa eller neutralt rengöringsmedel för att torka av maskinen, och använd inte flyktiga ämnen vätska för att rengöra maskinen, såsom bensen, thinner eller bensin
2. Håll den borta från magnetfält och räckhåll för barn
3. håll maskinen långt borta från fukt, hög temperatur, direkt solljus eller stänk vatten
4. Om elektrodpuddarna inte är tillräckligt vidhäftande eller smutsiga, torka med en våt colth eller ändra nya. Rengör inte elektrodpuddarna med någon kemikalie
5. snälla mantel, reparera eller bygg inte om maskinen privat eller tillverkare kommer inte att garantera att reparera den och servicen efter försäljning
6. Om du inte använder den under en längre tid, ta bort batterierna från fjärrkontrollen

Specifikationer

Modellnummer: AST-300D


Denna utrustning tillhör typ BF av klass I enligt klausul 5.



Shenzhen OSTO Medical Technology
Company Limited

ADD: 2104, Unit4, Building2, Zhongxin Longsheng SquareBaolong
Street, Longgang District, 518116 Shenzhen City. Guangdong-provinsen,

Kina



Phoenix Medtech GmbH Koenigsberger Strasse
11,64839.Muenster Hessen, Tyskland.

Märk: 5 V DC, 1000 mA

Drivs av adapter: EE-0501000DPE/EE-0501000DP

Märkspänning: 100-240V

Märkfrekvens: 50-60Hz

Märkingång: 0,1 A

Nominell uteffekt: 5v 1000mA

Utgångsvågform: Fyrkantsvåg

Pulslängd: 115 us

Pulsrepetitionsfrekvenser: 10-100HZ Maximal

Effekt av lastimpedans: 1KQ

amplitud på utspänning: 72V

Programvaruversionsnummer: MC0188F-REV-V1.0

Driftskick: 10-40 y

ÿ80 % RH

860 hPa till 1060 hPa

Lagrings- och transportskick: 0-40 ÿ 80 %

RH860 hPa till 1060 hPa



Varning för elektrodgelkuddar (rengöring)

Stick aldrig två självhäftande kuddar mot varandra. Håll de självhäftande gelkuddarna rena och ställ dem aldrig under hög temperatur och direkt solljus. För att skydda gelkuddarna, lägg dem alltid på gelkuddsskyddet efter användning. Rör inte gelen på dynorna vid din figur, annars minskar gelen och förlorar sin funktion. Rengör inte elektrodskuddarna med varmt vatten eller någon kemikalie. Om elektrodskuddarna blir smutsiga kan den vidhäftande kraften minska och huden kan bli irriterad. Om denna situation inträffar, bör du fukta ytan på dynorna med vatten och torka bort den smutsiga delen, kommer detta att möjliggöra en återställning av dynan av den vidhäftande poseren. Men det kommer att tappa vidhäftningsförmågan om det blir för mycket vatten. Det bästa sättet är att köpa ytterligare en elektrodskudd. Elektrodskuddarna har godkänts i biokompatibilitetstestet (Testrapporten är SDFY-2006-2623Testrapporten visar att de inte orsakar någon irritation på huden.

Felsökning

Frågor Anledning		Lösningsmedel
Inga stimulering	Om du ansluter ledningen? Ta bort skyddet membran? av kuddarna?	Anslut ledningen korrekt. Ta bort skyddsmembranet från dynorna.
Svag stimulering	Om kuddarna fäster hårt mot huden? Om kuddarna sticker överlappande? Om kuddarna är smutsiga? Om intensiteten är svag? Om stick plats inte varor?	Stick fast dynorna ordentligt. Lossa kuddarna och stick igen. Rengör dynorna. Justera intensiteten för att bli starkare. Byt stickplats.
Huden bli	Är terapitiden för lång? Tapparna för torra?	Behandlingstiden är alltid 10-15 minuter en gång.

röd och sved	Kuddarna är också klistrade tätt? Är dynorna smutsiga? Är dynorna skadade?	Rengör med den våta trasan, använd sedan igen. Fäst kuddarna tätt mot huden. Rengör dynorna. Byt dynorna.
Kraften avskuren under terapi	Kuddarna faller av från hud? Kabelanslutningen avskuren? Inget batteri? Behandlingstiden över?	Stäng av strömmen, stick fast kuddarna igen. Stäng av strömmen, anslut dynorna igen. Ändra nytt batteri. Strömmen kommer att vända av efter 15 minuters terapi

Beskrivning av lägen

LÄGE MÖNSTER	
1	Akupunktur Pushing
2	Akupunktur
3	Akupunkturknådning
4	Akupunkturappning
5	Skrotning
6	Klämning
7	Massage
8	Pushing Massage
9	Tryckande Klämning
10	Akupunktur Klämning
11	Akupunkturhamring
12	Knådning
13	Dunkande
14	Skrotning Pressning
15	Koppning
16	Kroppsformning
17	Hamring
18	Massage Tappning

19	Tryckande
20	Rullande. Dunkande
21	Klämning
22	Stroke
23	Akupunkturmassage
24	Shiatsu
25	Rullande knådning




Exempel på användning av elektrodkuddar

Shoulder, back

Symptom

Shoulder, back muscle ache, etc

Cutlinc






Waist

Symptom

Waist muscle ache, etc

Cutline






Arm

Symptom

Arm numb, muscle ache, etc

Cutline



Leg

Symptom

Leg muscle ache, etc

Cutline







Diagram över fötternas reflexiva zoner



Medföljande dokument:

Bruksanvisning 1.

AST-300D behöver särskilda försiktighetsåtgärder angående EMC och måste installeras och tas i bruk enligt EMC-informationen i

MEDFÖLJANDE DOKUMENT,

2. Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka AST-300D

Teknisk beskrivning 1.

Varning för att användning av andra tillbehör, givare och kablar än de som specificeras med undantag för givare och kablar som säljs av tillverkaren av AST-300D som ersättningsdelar för interna komponenter, kan resultera i ökade EMISSIONER eller minskad IMMUNITET av AST-300D.

2. Varning för att AST-300D inte ska användas intill eller staplad med annan utrustning

3.Vägledning och tillverkarens deklaration-elektromagnetiska emissioner		
AST-300D är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av AST-300D bör försäkra sig om att den används i sådana en miljö.		
Utsläpp	Efterlevnad	Elektromagnetisk miljö--vägledning AST-300D
RF-emissioner CISPR 11	Grupp 1	använder RF-energi endast för sin interna funktion. RF-emissioner är mycket låga och kommer sannolikt inte att orsaka störningar i närliggande elektronisk utrustning.
RF-emissioner CISPR 11	Klass B	AST-300D är lämplig för användning i alla anläggningar, inklusive inhemska anläggningar och de direkt ansluten till det allmänna lågspänningsnätet
Harmonisk utsläpp IEC 61000-3-2	Klass A	

Spänningsfluktuationer /jävla utsläpp IEC 61000-3-3	Följer	som förser byggnader som används för hushållsändamål.
---	--------	--

4.Vägledning och tillverkarens deklaration-elektromagnetisk immunitet

AST-300D är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av AST-300D bör försäkra sig om att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest	IEC 60601 test nivå	efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö-vägledning
Elektrostatisk ansvarsfrihet (ESD)IEC 61000-4-2	±6 kV kontakt ±8 kV luft	±6 kV kontakt ±8 kV luft	Golv ska vara trä, betong eller keramiska plattor. Om golv är täckta med syntetiskt material, den relativa fuktigheten borde vara åtminstone 30 %.
Elektriskt snabb transient/burst IEC61000-4-4	+2 kV för strömförsörjning rader	+2 kV för strömförsörjningsledning	Nätström kvaliteten bör vara den av en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.
Överspänning IEC 61000-4-5	±1 kV ledning(ar) och neutral	±1 kV ledning(ar) och neutral	Nätström kvaliteten bör vara den av en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.
Spänningsfall, kort avbrott och spänningsvariationer på strömförsörjningsingångar IEC 61000-4-11	±2 kW ledning(ar) till jord <5 % UT (>95 % dopp i UT) för 0,5 cykel 40 % UT (60 % dopp i UT) i 5 cykler	±2 kW ledning(ar) till jord <5 % UT (>95 % dopp i UT) i 0,5 cykel 40 % UT (60 % dopp i UT) för 5 cykler 70 % UT	Nätström kvaliteten bör vara en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö. Om ett fall eller ett avbrott i nätströmmen inträffar,

	70 % UTE (30 % dopp i UT) under 25 cykler <5 % UTE (>95 % dopp i UT) i 5s	(30 % dopp i UT) under 25 cykler <5 % UT (>95 % nedgång i UT) i 5 s	ström av AST-300D kan ha tappats från normal nivå, det kan vara nödvändigt att använda avbrottsfri strömförsörjning eller ett batteri.
Driva frekvens(50/60 Hz) magnetfält IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Om bildförvrängning uppstår kan det vara nödvändigt att placera bildförstärkaren AST-300D längre ifrån källor för strömfrekvens magnetiska fält eller att installera magnetisk skärmning Strömfrekvensen magnetfält bör mätas i avsedd installation plats för att vara säker att det är tillräckligt låg.
OBS UT är nätspänningen innan testnivån appliceras			

5.Vägledning och tillverkarens deklaration-elektromagnetisk immunitet			
AST-300D är avsedd för användning i den angivna elektromagnetiska miljön nedan. Kunden eller användaren av AST-300D bör försäkra sig om att den används i sådana en miljö			
Immunitet testa	IEC 60601 testnivå	Efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö-vägledning

Genomförd RFIEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz till 80 MHz	3 Vrms	Bärbar och mobil RF kommunikationsutrustning bör inte användas närmare någon del av AST-300D inklusive kablar, än det rekommenderade separationsavståndet beräknat från ekvationen som gäller för sändarens frekvens. Rekommenderad separationsavstånd $d=1,2\sqrt{P}$ $d=1,2\sqrt{P}$ 80 MHz till 800 MHz $d=2,3\sqrt{P}$ 80 MHz till 2,5 GHz där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändartillverkaren och
Utstrålad RF IEC 61000-4-3	3 v/m 80 MHz till 2,5 GHz	3 V/m	rekommenderad separation Avstånd i meter (m). Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som fastställts av en elektromagnetisk platsundersökning, a bör vara lägre än överensstämmelsenivån i varje frekvensområde. b Störningar kan uppstå i närheten av utrustning märkt med följande symbol:
OBS 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. NOT 2 Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor. a. Fältstyrkor från fasta sändare,			
såsom basstationer för radiotelefoner (mobil/trådlösa) och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fast RF			

sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. om uppmätta fältlängden på den plats där AST-300D används överskrider den tillämpliga RF-överensstämmelsenivån ovan, bör AST-300D observeras verifiera normal funktion. Om onormal prestanda observeras, ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga, såsom omorientering eller omplacering av AST-300Db. Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m.

6.Rekommenderas separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF kommunikationsutrustning och AST-300D

AST-300D är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar kontrolleras. Kunden eller användaren av AST-300D kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla en minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och AST-300D som rekommenderas nedan, enligt maximal uteffekt från kommunikationsutrustningen.

	Separationsavstånd enligt sändarens frekvens		
	150 kHz till 80 MHz	80 MHz till 800 MHz	800 MHz till 2,5 GHz
	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=1,2\sqrt{P}$	$d=2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

För sändare med en maximal uteffekt som inte anges ovan, rekommenderat separationsavstånd d i meter (m) kan uppskattas med hjälp av ekvation tillämplig på sändarens frekvens, där P är maximum sändarens märkeffekt i watt (W) enligt sändaren tillverkare.

NOTERA 1 Vid 80 MHz och 800 MHz, separationsavståndet för de högre frekvensområdet gäller

NOT 2 Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk

utbredningen påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och personer.



Shenzhen OSTO Medical Technology Company
LimitedADD: 2104, Unit4, Building2, Zhongxin
Longsheng Square, NO.219 Shenshan Road
(Longgang-sektionen), LongxinCommunity,

Baolong Street, Longgang District, 518116 Shenzhen City,
Guangdong-provinsen, Kina



2024-08



Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
RanchoCucamonga, CA 91730



Phoenix Medtech GmbH Koenigsberger Strasse 11,
64839, Muenster Hesse, Tyskland

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support