

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RED LIGHT THERAPY BELT

MODEL: PLR-10S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY BELT

MODEL: PLR-10S

RED-LIGHT-THERAPY FOR HUMAN & ANIMALS!

THANK YOU FOR PURCHASING OUR LIGHT, WE HOPE YOU CAN REAP BENEFITS OF RED LIGHT THERAPY AT HOME.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Say hello to your red light!

Before starting your first session, please make sure to read this manual as it may explain important operating procedures.

Notes: Each led diode inside with three chips at 1 pcs 660nm and 2 pcs 850nm.

Near Infrared 850nm is invisible to the human naked eyes.

Specifications:

Rating power	80W
Actual Power	40W
Product Size	810*300*6 MM
LED QTY	400*0.5W
Net Weight	1.65KG
Wavelength	1*660nm;2*850nm
EMF	OUT
Irradiance	Max: 35mW/cm ²
Timer	M5/10/15/20/25/30min
Material	Fabric
Lifespan	Over 50,000 Hours

This package includes:

1* Red light therapy pad

1*Mobile pocket

1* Power cord

1* Stretchy straps

1* Adaptor

1* User manual

1* Controller

1* Goggles

The red light device uses combo red 660nm and Infrared 850nm LEDs which is chosen to give the ideal wavelengths found in the scientific research of the last three decades.

660nm of red light



This light can be seen by the human eyes and targets skin cells.

850nm of near infrared light

This light cannot be seen by the human eyes and targets deep tissue

Red Light Therapy Belt


400 pcs Red Lights + 800 pcs Infrared Lights, unique pulse function, the effect is more obvious



660nm Red Light

850nm Near Infrared Light

CONTROL PANEL



Red Light Energy
L0,L1,L2,L3,L4

Timer
5,10,15,20,25,30 minutes options

Red Light Energy
L4,L3,L2,L1,L0

Power /Mode Switch
Power On, Pulse Mode,Power Off

Benefits backed by science:

Research shows that the wavelengths in the spectrum of 660-900nm show optimal biotical response.

- * Muscle and Joints Pain
- * Weight loss
- * Aging spots and wrinkle removal
- * Hair Re-growth
- * Decreases pain
- * Enhanced blood circulation
- * Speed wound healing
- * Anti-inflammatory
- * Increase collagen


Even though this technology don't have side effects , we suggest taking the following precautions:

- * This device is not waterproof !
- * Not intended for the use by children and pregnant woman.
- * Do not exceed 30 Min.on one same treatment.

Application

Here show you some examples how to use the red light device.You and your pet scan enjoy the red light at different ways for like shoulder , back, feet knee ect.

LED THERAPY LIGHT PAD FOR JOINTS PAIN RELIEF





Thank you for choosing our red light therapy panel. We really appreciate your support and hope you'll enjoy this device.



SAFETY CAUTION:

1. Do not make direct view or observation to the laser beams via any optical instruments.
2. Keep out of reach of children to prevent injuries to their eyes.
3. It's forbidden for pacemaker users since the device may interfere with the operation of pacemaker.
4. During the treatment period, the diet structure should be improved and proper exercises are necessary to enhance the metabolism.
5. When using the device, please keep light emitting ports clean. Otherwise, the light losses will increase and then affect effects.
6. The symptoms like thirst, dry eyes, dizziness or rise of pulse rate after use are normal phenomena.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU.

The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This

applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products

marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CEINTURE DE THÉRAPIE PAR LUMIÈRE ROUGE

MODÈLE : PLR-10S

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FEU ROUGE
CEINTURE THÉRAPEUTIQUE

MODÈLE : PLR-10S

THÉRAPIE PAR LA LUMIÈRE ROUGE POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX !

MERCI D'AVOIR ACHETÉ NOTRE LUMIÈRE, NOUS ESPÉRONS QUE VOUS POURREZ PROFITER DES AVANTAGES DE RED LUMINOTHÉRAPIE À DOMICILE.



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Dites bonjour à votre lumière rouge !

Avant de commencer votre première séance, assurez-vous de lire ce manuel car il peut expliquer les procédures opérationnelles importantes.

Remarques : Chaque diode LED à l'intérieur avec trois puces à 1 pièce 660 nm et 2 pièces 850 nm. Le proche infrarouge 850 nm est invisible à l'œil nu.

Caractéristiques:

Puissance nominale	80W
Puissance réelle	40 W
Taille du produit	810*300*6 MM
Quantité de LED	400*0.5W
Poids net	1,65 kg
Longueur d'onde	1*660 nm;2*850 nm
CEM	DEHORS
Irradiance	Max: 35mW/c m^2
Minuteur	M5/10/15/20/25/30min
Matériel	Tissu
Durée de vie	Plus de 50 000 heures

Ce forfait comprend :

1* Coussin de luminothérapie rouge

1*Poche pour téléphone portable

1* Cordon d'alimentation

1* Sangles extensibles

1* Adaptateur

1* Manuel d'utilisation

1* Contrôleur

1* Lunettes de protection

L'appareil à lumière rouge utilise une combinaison de LED rouges 660 nm et infrarouges 850 nm, ce qui est choisi pour donner les longueurs d'onde idéales trouvées dans la recherche scientifique de la dernière trois décennies.

660 nm de lumière rouge


Cette lumière peut être vue par les yeux humains et cible les cellules de la peau.

850 nm de lumière proche infrarouge

Cette lumière ne peut pas être vue par les yeux humains et le goudron pénètre profondément dans les tissus

Ceinture de luminothérapie rouge

400 lumières rouges + 800 lumières infrarouges, uniques
fonction d'impulsion, l'effet est plus évident



Des avantages prouvés par la science :

Les recherches montrent que les longueurs d'onde dans le spectre de 660 à 900 nm présentent des valeurs optimales réponse biotique.

- | | |
|---|---|
| * Douleurs musculaires et articulaires | * Circulation sanguine améliorée |
| * Perte de poids | * Accélérer la cicatrisation des plaies |
| * Taches de vieillesse et élimination des rides | * Anti-inflammatoire |
| * Repousse des cheveux | * Augmenter le collagène |
| * Diminue la douleur | |


Même si cette technologie n'a pas d'effets secondaires, suivez les , nous vous suggérons de prendre le précautions suivantes :


- * Cet appareil n'est pas étanche !
- * Non destiné à l'usage des enfants et des femmes enceintes.
- * Ne pas dépasser 30 Min. sur un même traitement.

Application

Voici quelques exemples d'utilisation du dispositif à lumière rouge. Vous et votre animal de compagnie scannez pour profiter de la lumière rouge de différentes manières pour les épaules, le dos, les pieds, les genoux, etc.

COUSSIN LUMINEUX DE THÉRAPIE À LED POUR SOULAGER LES DOULEURS ARTICULAIRES





Merci d'avoir choisi notre panneau de luminothérapie rouge. Nous apprécions vraiment votre soutien et espérons que vous apprécierez cet appareil.



ATTENTION DE SÉCURITÉ :

1. Ne regardez pas directement les faisceaux laser ni n'observez-les à l'aide d'instruments optiques.
2. Tenir hors de portée des enfants pour éviter de blesser leurs yeux.
3. Il est interdit aux utilisateurs de stimulateurs cardiaques car l'appareil peut interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.
4. Pendant la période de traitement, la structure du régime alimentaire doit être améliorée et des exercices appropriés sont nécessaires pour améliorer le métabolisme.
5. Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à ce que les ports d'émission de lumière soient propres. Dans le cas contraire, les pertes de lumière augmenteront et affecteront les effets.
6. Les symptômes tels que la soif, les yeux secs, les étourdissements ou l'augmentation du rythme cardiaque après utilisation sont des phénomènes normaux.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne.

s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits

marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ROTLICHT-THERAPIEGÜRTEL

MODELL: PLR-10S

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ROTLICHT
THERAPIEGÜRTEL**

MODELL: PLR-10S

ROTLICHTTHERAPIE FÜR MENSCH & TIER!

DANKE FÜR DEN KAUF UNSERES LICHTS, WIR HOFFEN, DASS SIE VON RED PROFITIEREN KÖNNEN
LICHTTHERAPIE ZU HAUSE.



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Begrüßen Sie Ihr rotes Licht!

Bevor Sie Ihre erste Sitzung beginnen, lesen Sie bitte dieses Handbuch, da es wichtige Betriebsabläufe erklären.

Hinweise: Jede LED-Diode im Inneren besteht aus drei Chips, 1 Stück 660 nm und 2 Stück 850 nm. Nahinfrarot 850 nm ist für das bloße menschliche Auge unsichtbar.

Spezifikationen:

Nennleistung	80W
Tatsächliche Leistung	40 W
Produktgröße	810*300*6 MM
LED-Anzahl	400 * 0,5 W
Nettogewicht	1,65 kg
Wellenlänge	1*660 nm;2*850 nm
EMF	AUS
Strahlung	Max: 35mW/c m^2
Timer	M5/10/15/20/25/30min
Material	Stoff
Lebensdauer	Über 50.000 Stunden

Dieses Paket beinhaltet:

1 * Rotlichttherapie-Pad

1 * Handytasche

1 * Netzkabel

1 * dehnbare Riemen

1 * Adapter

1 * Benutzerhandbuch

1 * Controller

1 * Schutzbrille

Das Rotlichtgerät verwendet kombinierte rote 660 nm und Infrarot 850 nm LEDs, was gewählt, um die idealen Wellenlängen zu geben, die in der wissenschaftlichen Forschung der letzten drei Jahrzehnte.

660 nm rotes Licht


Dieses Licht ist für das menschliche Auge sichtbar und zielt auf die Hautzellen.

850 nm Nahinfrarotlicht

Dieses Licht kann vom menschlichen Auge nicht gesehen werden und Teer dringt tief in das Gewebe ein.

Rotlicht-Therapiegürtel

400 Stück Rotlichter + 800 Stück Infrarotlichter, einzigartig
Pulsfunktion, der Effekt ist deutlicher



Rotes Licht Energie
L0, L1, L2, L3, L4

Timer
5,10,15,20,25,30 Minuten Optionen

Rotes Licht Energie
L4,L3,L2,L1,L0

Netz-/Modusschalter
Einschalten, Pulsmodus, Ausschalten

Wissenschaftlich belegte Vorteile:

Untersuchungen zeigen, dass die Wellenlängen im Spektrum von 660-900 nm optimale biologische Reaktion.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| * Muskel- und Gelenkschmerzen | * Verbesserte Durchblutung |
| * Gewichtsverlust | * Schnellere Wundheilung |
| * Altersflecken und Faltenentfernung | * Entzündungshemmend |
| * Haarwachstum | * Erhöhen Sie die Kollagenproduktion |
| * Lindert Schmerzen | |

Auch wenn diese Technologie keine Nebenwirkungen hat, sollten Sie , Wir empfehlen die folgende Vorsichtsmaßnahmen treffen:


- * Dieses Gerät ist nicht wasserdicht!
- * Nicht für die Verwendung durch Kinder und schwangere Frauen bestimmt.
- * Überschreiten Sie bei einer Behandlung nicht 30 Minuten.


Anwendung

Hier zeigen wir Ihnen einige Beispiele für die Verwendung des Rotlichtgeräts. Sie und Ihr Haustier

Genießen Sie das rote Licht auf verschiedene Arten des Scannens, beispielsweise für Schultern, Rücken, Füße, Knie usw.

LED-Therapie-Lichtkissen zur Schmerzlinderung bei Gelenkschmerzen





Vielen Dank, dass Sie sich für unser Rotlichttherapie-Panel entschieden haben. Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr und hoffen, dass Ihnen dieses Gerät viel Freude bereiten wird.



SICHERHEITSHINWEIS:

1. Blicken Sie nicht direkt in die Laserstrahlen und beobachten Sie sie nicht mit optischen Instrumenten.
2. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Augenverletzungen zu vermeiden.
3. Für Träger von Herzschrittmachern ist es verboten, da das Gerät die Funktion des Herzschrittmachers beeinträchtigen kann.
4. Während der Behandlungszeit sollte die Ernährungsstruktur verbessert werden und es sind entsprechende Übungen notwendig, um den Stoffwechsel anzukurbeln.
5. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass die Lichtaustrittsöffnungen sauber sind. Andernfalls kommt es zu höheren Lichtverlusten, die die Wirkung beeinträchtigen.
6. Symptome wie Durst, trockene Augen, Schwindel oder Pulsanstieg nach der Anwendung sind normale Phänomene.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt.

gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte

Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet bieten Installation.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CINTURA PER TERAPIA CON LUCE ROSSA

MODELLO: PLR-10S

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**LUCE ROSSA
CINTURA TERAPEUTICA**

MODELLO: PLR-10S

TERAPIA CON LUCE ROSSA PER UMANI E ANIMALI!

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO LA NOSTRA LUCE, SPERIAMO CHE TU POSSA TRARRE I BENEFICI DAL ROSSO
FOTOTERAPIA A CASA.



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Saluta il tuo semaforo rosso!

Prima di iniziare la tua prima sessione, assicurati di leggere questo manuale poiché potrebbe spiegare le procedure operative importanti.

Note: Ogni diodo LED contiene al suo interno tre chip da 1 pezzo da 660 nm e 2 pezzi da 850 nm. L'infrarosso vicino a 850 nm è invisibile all'occhio umano nudo.

Specifiche:

Potenza nominale	80 W
Potenza effettiva	40W
Dimensioni del prodotto	810*300*6MM
Quantità LED	400*0,5 W
Peso netto	1,65 kg
Lunghezza d'onda	1*660nm; 2*850nm
Campi elettromagnetici	FUORI
irradiazione	Massimo: 35mW/c m^2
Timer	M5/10/15/20/25/30min
Materiale	Tessuto
Durata	Oltre 50.000 ore

Questo pacchetto include:

1* Tappetino per terapia con luce rossa

1* Cavo di alimentazione

1* Adattatore

1* Controllore

1*Tasca per cellulare

1* Cinghie elastiche

1* Manuale utente

1* Occhiali

Il dispositivo a luce rossa utilizza una combinazione di LED rossi da 660 nm e infrarossi da 850 nm, che è scelti per dare le lunghezze d'onda ideali riscontrate nella ricerca scientifica degli ultimi tre decenni.

660nm di luce rossa


Questa luce può essere vista dall'occhio umano e colpisce le cellule della pelle.

850nm di luce infrarossa vicina

Questa luce non può essere vista dagli occhi umani e penetra nei tessuti profondi

Cintura per terapia con luce rossa

400 pezzi luci rosse + 800 pezzi luci a infrarossi, uniche funzione di impulso, l'effetto è più evidente



Luce rossa 660nm

Luce infrarossa vicina a 850 nm

CONTROL PANEL



Energia della luce rossa
L0,L1,L2,L3,L4

Timer
5,10,15,20,25,30 minuti opzioni

Energia della luce rossa
L4,L3,L2,L1,L0

Interruttore di alimentazione/modalità
Accensione, Modalità impulso, Spegnimento

Benefici supportati dalla scienza:

La ricerca mostra che le lunghezze d'onda nello spettro di 660-900nm mostrano valori ottimali risposta biologica.

- | | |
|---|--|
| * Dolori muscolari e articolari | * Miglioramento della circolazione sanguigna |
| * Perdita di peso | * Accelera la guarigione delle ferite |
| * Macchie di invecchiamento e rimozione delle rughe | * Antinfiammatorio |
| * Ricrescita dei capelli | * Aumentare il collagene |
| * Diminuisce il dolore | |


Anche se questa tecnologia non ha effetti collaterali, si raccomanda di , ti suggeriamo di prendere il seguire le seguenti precauzioni:


- * Questo dispositivo non è impermeabile!
- * Non destinato all'uso da parte di bambini e donne in gravidanza.
- * Non superare i 30 minuti per lo stesso trattamento.

Applicazione

Ecco alcuni esempi su come utilizzare il dispositivo a luce rossa. Tu e il tuo animale domestico esplora e goditi la luce rossa in diversi modi, per esempio sulle spalle, sulla schiena, sui piedi, sulle ginocchia ecc.

CUSCINETTO LUCE TERAPEUTICO A LED PER IL SOLLIEVO DEL DOLORE ARTICOLARE





Grazie per aver scelto il nostro pannello per la terapia con luce rossa. Apprezziamo molto il vostro supporto e speriamo che questo dispositivo vi piaccia.



AVVERTENZE DI SICUREZZA:

1. Non guardare o osservare direttamente i raggi laser tramite strumenti ottici.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare lesioni ai loro occhi.
3. È vietato ai portatori di pacemaker poiché il dispositivo potrebbe interferire con il funzionamento del pacemaker.
4. Durante il periodo di trattamento, la struttura della dieta deve essere migliorata e sono necessari esercizi adeguati per migliorare il metabolismo.
5. Quando si utilizza il dispositivo, si prega di mantenere pulite le porte di emissione della luce. Altrimenti, le perdite di luce aumenteranno e quindi influenzeranno gli effetti.
6. Sintomi come sete, occhi secchi, vertigini o aumento della frequenza cardiaca dopo l'uso sono fenomeni normali.

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea.

si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti

come tali non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per una Classe Dispositivo digitale B conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale. installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CINTURÓN DE TERAPIA DE LUZ ROJA

MODELO: PLR-10S

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUZ ROJA
CINTURÓN TERAPÉUTICO

MODELO: PLR-10S

¡TERAPIA DE LUZ ROJA PARA HUMANOS Y ANIMALES!

GRACIAS POR COMPRAR NUESTRA LUZ, ESPERAMOS QUE PUEDA OBTENER LOS BENEFICIOS DE RED
TERAPIA DE LUZ EN CASA.



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse
en contacto

con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del
manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro
manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.
Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en
nuestro producto.

¡Saluda a tu luz roja!

Antes de comenzar su primera sesión, asegúrese de leer este manual, ya que puede explicar procedimientos operativos importantes.

Notas: Cada diodo LED en su interior contiene tres chips de 1 pieza de 660 nm y 2 piezas de 850 nm. El infrarrojo cercano a 850 nm es invisible a simple vista.

Presupuesto:

Poder de calificación	80W
Potencia real	40 W
Tamaño del producto	810*300*6MM
Cantidad de LED	400*0,5 W
Peso neto	1,65 kg
Longitud de onda	1*660 nm; 2*850 nm
Campo electromagnético	AFUERA
Radiancia	Máx.: 35 mW/c m^2
Minutero	M5/10/15/20/25/30min
Material	Tela
Esperanza de vida	Más de 50.000 horas

Este paquete incluye:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1* Almohadilla de terapia de luz roja | 1 * bolsillo para móvil |
| 1* Cable de alimentación | 1*Correas elásticas |
| 1* Adaptador | 1* Manual de usuario |
| 1* Controlador | 1* Gafas protectoras |

El dispositivo de luz roja utiliza una combinación de LED rojos de 660 nm e infrarrojos de 850 nm que es Elegido para dar las longitudes de onda ideales encontradas en la investigación científica de los últimos Tres décadas.

660 nm de luz roja

Esta luz puede ser vista por los ojos humanos y se dirige a las células de la piel.

850 nm de luz infrarroja cercana

Esta luz no puede ser vista por los ojos humanos y penetra profundamente en el tejido.

Cinturón de terapia de luz roja

400 piezas de luces rojas + 800 piezas de luces infrarrojas, únicas

Función de pulso, el efecto es más obvio.



Beneficios respaldados por la ciencia:

Las investigaciones muestran que las longitudes de onda en el espectro de 660-900 nm muestran un rendimiento óptimo.

respuesta biótica.

* Dolor en músculos y articulaciones

* Circulación sanguínea mejorada

* Pérdida de peso

* Acelera la cicatrización de heridas.

* Eliminación de manchas de envejecimiento y arrugas

* Antiinflamatorio

* Recrecimiento del cabello

* Aumentar el colágeno

* Disminuye el dolor

Aunque esta tecnología no tiene efectos secundarios se deben tomar las , Te sugerimos tomar el siguientes precauciones:

* ¡Este dispositivo no es resistente al agua!

* No apto para uso por parte de niños ni mujeres embarazadas.


* No exceder los 30 Min. en un mismo tratamiento.


Solicitud

Aquí le mostramos algunos ejemplos de cómo utilizar el dispositivo de luz roja. Usted y su mascota

Escanee y disfrute de la luz roja de diferentes maneras, como en el hombro, la espalda, los pies, las rodillas, etc.

ALMOHADILLA DE LUZ TERAPÉUTICA LED PARA ALIVIO DEL DOLOR EN LAS ARTICULACIONES





Gracias por elegir nuestro panel de terapia de luz roja. Realmente apreciamos su apoyo y esperamos que disfrute de este dispositivo.



PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD:

1. No mire ni observe directamente los rayos láser a través de ningún instrumento óptico.
2. Mantener fuera del alcance de los niños para evitar lesiones en los ojos.
3. Está prohibido para usuarios de marcapasos ya que el dispositivo puede interferir con el funcionamiento del marcapasos.
4. Durante el período de tratamiento, se debe mejorar la estructura de la dieta y es necesario realizar ejercicios adecuados para mejorar el metabolismo.
5. Al utilizar el dispositivo, mantenga limpios los puertos de emisión de luz. De lo contrario, las pérdidas de luz aumentarán y afectarán los efectos.
6. Los síntomas como sed, ojos secos, mareos o aumento del ritmo cardíaco después del uso son fenómenos normales.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.

se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos

Los aparatos eléctricos y electrónicos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para una Clase Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PAS DO TERAPII ŚWIATŁEM CZERWONYM

MODEL: PLR-10S

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CZERWONE ŚWIATŁO
PAS TERAPEUTYCZNY

MODEL: PLR-10S

TERAPIA ŚWIATŁEM CZERWONYM DLA LUDZI I ZWIERZĄT!

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO ŚWIATŁA, MAMY NADZIEJĘ, ŻE BĘDZIESZ MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z KORZYŚCI CZERWONEGO KOLORU

TERAPIA ŚWIATŁEM W DOMU.



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Poznaj swoje czerwone światło!

Przed rozpoczęciem pierwszej sesji prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, ponieważ może ona

Wyjaśnij ważne procedury operacyjne.

Uwagi: Każda dioda LED wewnątrz składa się z trzech chipów: 1 szt. 660 nm i 2 szt. 850 nm.

Bliska podczerwień 850 nm jest niewidoczna dla gołego oka człowieka.

Dane techniczne:

Moc znamionowa	80W
Rzeczywista moc	40 W
Rozmiar produktu	810*300*6 mm
Ilość diod LED	400*0,5 W
Masa netto	1,65 kg
Długość fali	1*660nm;2*850nm
Paźnik elektromagnetyczny	NA ZEWNĄTRZ
promieniowanie	Maks.: 35mW/cm ²
Regulator czasowy	M5/10/15/20/25/30min
Tworzywo	Tkanina
Długość życia	Ponad 50 000 godzin

Pakiet zawiera:

1* Podkładka do terapii światłem czerwonym

1*Kieszeń na telefon komórkowy

1* Przewód zasilający

1* Elastyczne paski

1* Adapter

1* Instrukcja obsługi

1* Kontroler

1* Gogle

Urządzenie emitujące światło czerwone wykorzystuje kombinację diod LED o długości fali 660 nm i podczerwieni 850 nm, co jest wybrano, aby uzyskać idealne długości fal znalezione w badaniach naukowych ostatnich lat trzy dekady.

660nm światła czerwonego

Światło to jest widoczne dla ludzkiego oka i oddziałuje na komórki skóry.

850nm światła bliskiej podczerwieni

Ludzkie oko nie widzi tego światła, a smółka wnika głęboko w tkanki

Pas do terapii światłem czerwonym

400 szt. czerwonych światel + 800 szt. światel podczerwonych, unikatowe
funkcja pulsacyjna, efekt jest bardziej widoczny



Energia światła czerwonego
L0, L1, L2, L3, L4

Opcje
timera 5,10,15,20,25,30 minut

Energia światła czerwonego
L4, L3, L2, L1, L0

Przełącznik zasilania/trybu
Włączanie, tryb pulsacyjny, wyłączanie

Korzyści poparte naukowo:

Badania pokazują, że długości fal w widmie 660-900 nm są optymalne

odpowiedź biologiczna.

- | | |
|--|----------------------------------|
| * Ból mięśni i stawów | * Poprawa krążenia krwi |
| * Utrata wagi | * Przyspieszenie gojenia się ran |
| * Usuwanie plam starczych i zmarszczek | * Przeciwwzapalny |
| * Odrost włosów | * Zwiększenie kolagenu |
| * Zmniejsza ból | |

Chociaż technologia ta nie powoduje skutków ubocznych, należy zachować ostrożność, sugerujemy wziąć

następujące środki ostrożności:


- * To urządzenie nie jest wodoodporne!
- * Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci i kobiety w ciąży.
- * Nie przekraczać 30 minut podczas jednego zabiegu.


Aplikacja

Oto kilka przykładów, jak używać urządzenia ze światłem czerwonym. Ty i Twój pupil

skanuj, ciesz się czerwonym światłem w różnych kierunkach, np. na ramionach, plecach, stopach i kolanach itd.

PODKŁADKA ŚWIETLNA DO TERAPII LED NA ULGĘ W BÓLU STAWÓW





Dziękujemy za wybranie naszego panelu do terapii światłem czerwonym. Naprawdę doceniamy Twoje wsparcie i mamy nadzieję, że to urządzenie przypadnie Ci do gustu.



UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:

1. Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera ani jej obserwować za pomocą żadnych przyrządów optycznych.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec urazom ich oczu.
3. Urządzenie jest zabronione osobom z rozrusznikami serca, ponieważ może zakłócać jego działanie.
4. W okresie leczenia należy udoskonalić dietę i wykonywać odpowiednie ćwiczenia w celu przyspieszenia metabolizmu.
5. Podczas korzystania z urządzenia należy utrzymywać porty emitujące światło w czystości. W przeciwnym razie straty światła wzrosną, co wpłynie na efekty.
6. Objawy takie jak pragnienie, suchość oczu, zawroty głowy lub przyspieszenie tętna po użyciu są zjawiskami normalnymi.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Produkt ten podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 12/19/UE.

Symbol przedstawiający przekreślony koszyk na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej.

dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty

Oznaczone w ten sposób urządzenia nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla klasy

Urządzenie cyfrowe B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym. instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ROOD LICHT THERAPIE GORDEL

MODEL: PLR-10S

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROOD LICHT THERAPIE GORDEL

MODEL: PLR-10S

ROOD-LICHT-THERAPIE VOOR MENSEN EN DIEREN!

BEDANKT VOOR DE AANKOOP VAN ONZE LAMP, WIJ HOPEN DAT U DE VOORDELEN VAN ROOD KUNT PROFITEREN
LICHTTHERAPIE THUIS.



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact

met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Zeg hallo tegen uw rode stoplicht!

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u met uw eerste sessie begint, want deze kan belangrijke bedieningsprocedures uitleggen.

Opmerkingen: Elke led-diode bevat drie chips van 1 660 nm en 2 850 nm.

Het nabij-infrarood (850 nm) is voor het blote oog van de mens onzichtbaar.

Specificaties:

Beoordelingsvermogen	80W
Werkelijke kracht	40W
Productgrootte	810*300*6MM
LED-AANTAL	400*0,5W
Netto gewicht	1,65 kg
Golflengte	1*660nm;2*850nm
Elektronische schakelaar	UIT
straling	Maximaal: 35mW/cm^2
Tijdklok	M5/10/15/20/25/30min
Materiaal	Stof
Levensduur	Meer dan 50.000 uur

Dit pakket bevat:

1* Rood lichttherapiepad

1* Stroomkabel

1* Adapter

1* Bedieningspaneel

1* Mobiele zak

1* Rekbare banden

1* Gebruikershandleiding

1* Bril

Het rode lichtapparaat gebruikt een combinatie van rode 660nm en infrarood 850nm leds, wat gekozen om de ideale golflengten te geven die in het wetenschappelijk onderzoek van de laatste tijd zijn gevonden drie decennia.

660nm rood licht


Dit licht is zichtbaar voor het menselijk oog en richt zich op huidcellen.

850nm nabij-infraroodlicht

Dit licht kan niet door het menselijk oog worden gezien en teer dringt diep in het weefsel door

Rode lichttherapie riem

400 stuks rode lichten + 800 stuks infraroodlichten, uniek pulsfunctie, het effect is duidelijker



660nm Rood Licht

850nm nabij-infraroodlicht

CONTROL PANEL



Rood licht energie
L0,L1,L2,L3,L4

Timer
5,10,15,20,25,30 minuten opties

Rood licht energie
L4,L3,L2,L1,L0

Stroom-/modusschakelaar
Inschakelen, pulsmodus, uitschakelen

Wetenschappelijk onderbouwde voordelen:

Onderzoek toont aan dat de golflengten in het spectrum van 660-900 nm een optimale biologische reactie.

- * Spier- en gewrichtspijn
- * Gewichtsverlies
- * Ouderdomsvlekken en rimpels verwijderen
- * Haargroei
- * Vermindert pijn
- * Verbeterde bloedcirculatie
- * Versnelt wondgenezing
- * Ontstekingsremmend
- * Verhoog collageen

Ook al heeft deze technologie geen bijwerkingen, de volgende , wij raden aan om de voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing:


- * Dit apparaat is niet waterdicht!
- * Niet bedoeld voor gebruik door kinderen en zwangere vrouwen.
- * Niet langer dan 30 minuten achter elkaar behandelen.


Sollicitatie

Hier ziet u enkele voorbeelden van hoe u het rode lichtapparaat kunt gebruiken. U en uw huisdier

Scan en geniet van het rode licht op verschillende manieren, zoals schouders, rug, voeten, knieën, enz.

LED-THERAPIE-LICHTPAD VOOR VERLICHTING VAN GEWICHTSPIJN





Hartelijk dank dat u voor ons roodlichttherapiepaneel hebt gekozen. Wij stellen uw steun zeer op prijs en hopen dat u veel plezier zult beleven aan dit apparaat.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

1. Bekijk of observeer de laserstralen niet rechtstreeks via optische instrumenten.
2. Buiten bereik van kinderen houden om oogletsel te voorkomen.
3. Het is verboden voor dragers van een pacemaker, omdat het apparaat de werking van de pacemaker kan verstoren.
4. Tijdens de behandelingsperiode moet de structuur van het dieet worden verbeterd en zijn geschikte oefeningen nodig om het metabolisme te verbeteren.
5. Houd bij gebruik van het apparaat de lichtuitstralende poorten schoon. Anders nemen de lichtverliezen toe en beïnvloeden ze de effecten.
6. Symptomen zoals dorst, droge ogen, duizeligheid of een verhoogde hartslag na gebruik zijn normale verschijnselen.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist.

is van toepassing op het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten

Als zodanig gemarkeerde apparaten mogen niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse

B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BEHANDLING AV RÖTT LJUS

MODELL: PLR-10S

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**RÖTT LJUS
TERAPI-BÄLTE**

MODELL: PLR-10S

RÖDLJUS-TERAPI FÖR MÄNNISKA OCH DJUR!

TACK FÖR ATT DU KÖPDE VÅRT LJUS, VI HOPPAS DU KAN SKÖTA FÖRDELAR MED RÖTT

LJUSTERAPI HEMMA.



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support**
och e-

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Säg hej till ditt röda ljus!

Innan du börjar din första session, se till att du läser den här bruksanvisningen förklara viktiga driftsprocedurer.

Noteringar: Varje led-diod inuti med tre chips vid 1 st 660nm och 2 st 850nm.

Nära infraröd 850nm är osynlig för människans nakna kvällar.

Specifikationer:

Betygskraft	80W
Verklig kraft	40W
Produktstorlek	810*300*6 MM
LED ANTAL	400*0,5W
Nettovikt	1,65 kg
Våglängd	1*660 nm; 2*850 nm
EMF	UT
Irstrålning	Max: 35mW/c m^2
Timer	M5/10/15/20/25/30 min
Material	Tyg
Livslängd	Över 50 000 timmar

Detta paket inkluderar:

1* Rödljusterapidyna

1*Mobilficka

1* Strömsladd

1* Stretchiga remmar

1* Adapter

1* Användarmanual

1* Styrenhet

1* Glasögon

Den röda ljusenheten använder kombinerad röd 660nm och infraröd 850nmled, vilket är valt att ge de ideala våglängderna som hittades i den senaste vetenskapliga forskningen tre decennier.

660nm rött ljus


Detta ljus kan ses av mänskliga ögon och riktar sig mot hudceller.

850nm nära infrarött ljus

Detta ljus kan inte ses av de mänskliga ögonen och tjäran får djup vävnad

Rödljusterapibälte

400 st Red Lights + 800 st Infrared Lights, unika pulsfunktion är effekten mer uppenbar



660nm rött ljus

850nm nära infrarött ljus

CONTROL PANEL



Rött ljus energi
L0,L1,L2,L3,L4

Timer
5,10,15,20,25,30 minuter alternativ

Rött ljus energi
L4,L3,L2,L1,L0

Ström/lägesbrytare
Ström på, pulsläge, stäng av

Fördelar med stöd av vetenskap:

Forskning visar att våglängderna i spektrumet 660-900nm visar sig vara optimala biotiskt svar.

- * Smärta i muskler och leder
- * Viktminskning
- * Åldrande fläckar och avlägsnande av rynkor
- * Håråterväxt
- * Minskar smärta
- * Förbättrad blodcirkulation
- * Snabb sårhäkning
- * Antiinflammatorisk
- * Öka kollagen


Även om denna teknik inte har biverkningar följer följande , vi föreslår att du tar försiktighetsåtgärder:


- * Denna enhet är inte vattentät!
- * Ej avsedd för användning av barn och gravida kvinnor.
- * Överskrid inte 30 min på en och samma behandling.

Ansökan

Här visar du några exempel på hur du använder enheten för röd ljus. Du och ditt husdjur kan njuta av det röda ljuset på olika sätt för som axel, rygg, fötter knä ect.

LED TERAPI LJUSPAD FÖR LÄMPNING AV LIDERSMÄRT





Tack för att du valde vår panel för rött ljusterapi. Vi uppskattar verkligen ditt stöd och hoppas att du kommer att gilla den här enheten.



SÄKERHETSFÖRSIKTIGHET:

1. Se eller observera inte laserstrålarna direkt via några optiska instrument.
2. Förvara utom räckhåll för barn för att förhindra skador på deras ögon.
3. Det är förbjudet för pacemakeranvändare eftersom enheten kan störa pacemakerns funktion.
4. Under behandlingsperioden bör koststrukturen förbättras och ordentliga övningar är nödvändiga för att öka ämnesomsättningen.
5. Håll ljusavgivande portar rena när du använder enheten. Annars kommer ljusförlusterna att öka och då påverka effekter.
6. Symtomen som törst, torra ögon, yrsel eller ökad puls efter användning är normala fenomen.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta

gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter

märkt som sådant får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostäder installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Vänd om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support