

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **RED LIGHT THERAPY BELT**

**MODEL: BRL-1140**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## RED LIGHT THERAPY BELT

MODEL: BRL-1140



### NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Instructional Manual


## NEAR INFRARED – INFRARED A (IR A) Usually use 660nm–850nm



Invisible near infrared energy are absorbed by muscle, subcutaneous tissue, which results in THERMAL EFFECT your body responds to this radiation heat with increased blood flow, allowing the parts of the body to receive the oxygen and nutrients they need in order to function more effectively, regeneration is stimulated.




## Measured value





## Features:

- 1: Perfect performance for body treatments like weight loss and pain relief.
- 2: Portable design so you can use it in different situations.
3. 264 pcs leds with wavelength 630nm 660nm red light and 850nm infrared light ( this light can not see by our own eyes, but they can be lighten up, you can check with you phone camera).
4. Please press the on&off button for 3 seconds when using the switch.
5. We provide 1year warranty for our belt.

## weight loss and pain relief





## Specifications:

Rating power	132W
Actual Power	26W
Product Size	550*350*6 MM
LED QTY	264*0.5W
Net Weight	1.25KG
Wavelength	1*630nm;1*660nm;1*850nm
EMF	OUT
Irradiance	Max: 40mW/cm <sup>2</sup>
Timer	M5/10/15/20/25/30min
Material	Fabric
Lifespan	Over 50,000 Hours

### This package includes:

- 1\* Red light therapy pad
- 1\* Power cord
- 1\* Adaptor
- 1\*Goggles

- 1\* Controller
- 2\* Stretchy straps
- 1\* User manual



## SAFETY CAUTION:

1. Do not make direct view or observation to the laser beams via any optical instruments.

2. Keep out of reach of children to prevent injuries to their eyes.
3. It's forbidden for pacemaker users since the device may interfere with the operation of pacemaker.
4. During the treatment period, the diet structure should be improved and proper exercises are necessary to enhance the metabolism.
5. When using the device, please keep light emitting ports clean. Otherwise, the light losses will increase and then affect effects.
6. The symptoms like thirst, dry eyes, dizziness or rise of pulse rate after use are normal phenomena.

## CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

## FCC Information:

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

**Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**





Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## CEINTURE DE THÉRAPIE PAR LUMIÈRE ROUGE

MODÈLE : BRL-1140


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THÉRAPIE PAR LA LUMIÈRE ROUGE  
CEINTURE

MODÈLE : BRL-1140



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!


Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?  
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.


# Manuel d'instructions

## NEAR INFRARED – INFRARED A (IR A) Usually use 660nm–850nm



Invisible near infrared energy are absorbed by muscle, subcutaneous tissue, which results in **THERMAL EFFECT** your body responds to this radiation heat with increased blood flow, allowing the parts of the body to receive the oxygen and nutrients they need in order to function more effectively, regeneration is stimulated.


## Valeur mesurée




## Caractéristiques:

- 1 : Performance parfaite pour les traitements corporels comme la perte de poids et le soulagement de la douleur.
- 2 : Conception portable pour que vous puissiez l'utiliser dans différentes situations.
3. 264 LED avec longueur d'onde 630 nm, lumière rouge 660 nm et lumière infrarouge 850 nm  
(cette lumière ne peut pas être vue par nos propres yeux, mais elle peut être éclairée, vous pouvez vérifier (avec l'appareil photo de votre téléphone).
4. Veuillez appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes lorsque vous utilisez l'interrupteur.
5. Nous offrons une garantie d'un an pour notre ceinture.

## perte de poids et soulagement de la douleur





## Caractéristiques:

Puissance nominale	132W
Puissance réelle	26W
Taille du produit	550*350*6 MM
Quantité de LED	264*0.5W
Poids net	1,25 kg
Longueur d'onde	1*630 nm; 1*660 nm; 1*850 nm
CEM	DEHORS
Irradiance	Max: 40 mW/c m <sup>2</sup>
Minuteur	M5/10/15/20/25/30min
Matériel	Tissu
Durée de vie	Plus de 50 000 heures

### Ce forfait comprend :

- 1\* Coussin de luminothérapie rouge
- 1\* Cordon d'alimentation
- 1\* Adaptateur
- 1\*Lunettes
- 1\* Contrôleur
- 2\* Sangles extensibles
- 1\* Manuel d'utilisation



### ATTENTION DE SÉCURITÉ :

1. Ne regardez pas directement les faisceaux laser ou n'observez pas ces derniers à l'aide d'un appareil optique. instruments.

2. Tenir hors de portée des enfants pour éviter de blesser leurs yeux.
3. Il est interdit aux utilisateurs de stimulateurs cardiaques car l'appareil peut interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.
4. Pendant la période de traitement, la structure du régime alimentaire doit être améliorée et des exercices appropriés sont nécessaires pour améliorer le métabolisme.
5. Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à ce que les ports d'émission de lumière soient propres. Dans le cas contraire, les pertes de lumière augmenteront et affecteront les effets.
6. Les symptômes tels que la soif, les yeux secs, les étourdissements ou l'augmentation du rythme cardiaque après utilisation sont des phénomènes normaux.

## ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires

marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec déchet ménager normal, mais doit être déposé dans un point de collecte pour être recyclé appareils électriques et électroniques.

## Informations FCC :

**ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
  
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ROTLICHT-THERAPIEGÜRTEL**

**MODELL: BRL-1140**


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROTLICHTTHERAPIE  
GÜRTEL

MODELL: BRL-1140



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**


Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

## Bedienungsanleitung


### NEAR INFRARED – INFRARED A (IR A) Usually use 660nm–850nm



Invisible near infrared energy are absorbed by muscle, subcutaneous tissue, which results in **THERMAL EFFECT** your body responds to this radiation heat with increased blood flow, allowing the parts of the body to receive the oxygen and nutrients they need in order to function more effectively, regeneration is stimulated.

The diagram illustrates the process of near-infrared (IR A) absorption. It shows three stages: 1. IR B and IR C rays are shown being reflected or passing through, while IR A rays are absorbed by the skin. 2. The absorption of IR A energy causes the skin and underlying tissues to heat up. 3. This heating leads to a thermal effect, which increases blood flow in the capillaries, bringing oxygen and nutrients to the area. A text box explains that this process stimulates regeneration.

## Messwert






630 nm  
660 nm  
850 nm

The diagram shows a device with three red dots indicating light emission at 630 nm, 660 nm, and 850 nm. Four orange arrows point from the device to a square image of red light particles, representing the emitted near-infrared radiation.

## Merkmale:

- 1: Perfekte Leistung für Körperbehandlungen wie Gewichtsverlust und Schmerzlinderung.
- 2: Tragbares Design, sodass Sie es in verschiedenen Situationen verwenden können.
3. 264 Stück LEDs mit Wellenlängen von 630 nm, 660 nm, rotem Licht und 850 nm, Infrarotlicht  
(Dieses Licht können wir mit unseren eigenen Augen nicht sehen, aber es kann aufgehehlt werden, Sie können es überprüfen mit der Kamera Ihres Telefons).
4. Bitte drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, wenn Sie den Schalter verwenden.
5. Wir bieten 1 Jahr Garantie auf unseren Gürtel.

## Gewichtsverlust und Schmerzlinderung





## Spezifikationen:

Nennleistung	132 W
Tatsächliche Leistung	26W
Produktgröße	550*350*6 MM
LED-Anzahl	264 * 0,5 W
Nettogewicht	1,25 kg
Wellenlänge	1*630 nm;1*660 nm;1*850 nm
EMF	AUS
Strahlung	Max: 40mW/c m <sup>2</sup>
Timer	M5/10/15/20/25/30min
Material	Stoff
Lebensdauer	Über 50.000 Stunden

### Dieses Paket beinhaltet:

- 1 \* Rotlichttherapie-Pad
- 1 \* Netzkabel
- 1 \* Adapter
- 1 \* Schutzbrille

- 1 \* Controller
- 2 \* dehbare Riemen
- 1 \* Benutzerhandbuch



## SICHERHEITSHINWEIS:

1. Den Laserstrahl nicht direkt betrachten oder beobachten, weder über optische Instrumente.

2. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Augenverletzungen zu vermeiden.
3. Für Träger von Herzschrittmachern ist es verboten, da das Gerät die Funktion des Herzschrittmachers beeinträchtigen kann.
4. Während der Behandlungszeit sollte die Ernährungsstruktur verbessert werden und es sind entsprechende Übungen notwendig, um den Stoffwechsel anzukurbeln.
5. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass die Lichtaustrittsöffnungen sauber sind. Andernfalls kommt es zu höheren Lichtverlusten, die die Wirkung beeinträchtigen.
6. Symptome wie Durst, trockene Augen, Schwindel oder Pulsanstieg nach der Anwendung sind normale Phänomene.

## KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile

gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern müssen zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden elektrische und elektronische Geräte.

## FCC-Informationen:

**ACHTUNG:** Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

**Hinweis:** Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet bieten Installation.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CINTURA PER TERAPIA CON LUCE ROSSA**

**MODELLO: BRL-1140**


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TERAPIA CON LUCE ROSSA  
CINTURA

MODELLO: BRL-1140



**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:


**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)  
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

# Manuale di istruzioni


## NEAR INFRARED – INFRARED A (IR A) Usually use 660nm–850nm



Invisible near infrared energy are absorbed by muscle, subcutaneous tissue, which results in **THERMAL EFFECT** your body responds to this radiation heat with increased blood flow, allowing the parts of the body to receive the oxygen and nutrients they need in order to function more effectively, regeneration is stimulated.

The diagram illustrates the process of infrared energy absorption. It shows a cross-section of skin and muscle layers. Red arrows labeled 'Infrared Contribution' point towards the tissue. Below the skin, red dots represent blood cells in a vessel, with arrows indicating increased blood flow. A text box explains that this leads to a thermal effect and stimulates regeneration.



## Valore misurato



## Caratteristiche:

- 1: Prestazioni perfette per trattamenti corpo come perdita di peso e sollievo dal dolore.
- 2: Design portatile per poterlo utilizzare in diverse situazioni.
3. 264 pezzi LED con lunghezza d'onda 630nm 660nm luce rossa e 850nm luce infrarossa (questa luce non può essere vista dai nostri occhi, ma può essere illuminata, puoi controllare con la fotocamera del telefono).
4. Quando si utilizza l'interruttore, premere il pulsante di accensione e spegnimento per 3 secondi.
5. Offriamo una garanzia di 1 anno per la nostra cintura.

## perdita di peso e sollievo dal dolore





## Specifiche:

Potenza nominale	132W
Potenza effettiva	26W
Dimensioni del prodotto	550*350*6MM
Quantità LED	264*0,5 W
Peso netto	1,25 kg
Lunghezza d'onda	1*630nm; 1*660nm; 1*850nm
<small>Campo elettromagnetico</small>	FUORI
irradiazione	Massimo: 40mW/c m <sup>2</sup>
Timer	M5/10/15/20/25/30min
Materiale	Tessuto
Durata	Oltre 50.000 ore

### Questo pacchetto include:

- 1\* Tappetino per terapia con luce rossa
- 1\* Cavo di alimentazione
- 1\* Adattatore
- 1\*Occhiali

- 1\* Controllore
- 2\* Cinghie elastiche
- 1\* Manuale utente



### AVVERTENZE DI SICUREZZA:

1. Non guardare o osservare direttamente i raggi laser tramite alcun mezzo ottico strumenti.

2. Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare lesioni ai loro occhi.
3. È vietato ai portatori di pacemaker poiché il dispositivo potrebbe interferire con il funzionamento del pacemaker.
4. Durante il periodo di trattamento, la struttura della dieta deve essere migliorata e sono necessari esercizi adeguati per migliorare il metabolismo.
5. Quando si utilizza il dispositivo, si prega di mantenere pulite le porte di emissione della luce. Altrimenti, le perdite di luce aumenteranno e quindi influenzeranno gli effetti.
6. Sintomi come sete, occhi secchi, vertigini o aumento della frequenza cardiaca dopo l'uso sono fenomeni normali.

## SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori

contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.

## Informazioni FCC:

**ATTENZIONE:** cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

**ATTENZIONE:** cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

**Nota:** questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per una Classe Dispositivo digitale B conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale. installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## CINTURÓN DE TERAPIA DE LUZ ROJA

MODELO: BRL-1140


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TERAPIA DE LUZ ROJA  
CINTURÓN

MODELO: BRL-1140



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!


¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto

con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## Manual de instrucciones


### NEAR INFRARED – INFRARED A (IR A) Usually use 660nm–850nm



The diagram illustrates the process of near-infrared (IR A) absorption. It shows three stages of energy penetration into skin layers (epidermis, dermis, and subcutaneous tissue) and muscle. Red arrows represent the infrared energy, and red dots represent blood cells. The final stage shows increased blood flow in the muscle tissue.

Invisible near infrared energy are absorbed by muscle, subcutaneous tissue, which results in **THERMAL EFFECT** your body responds to this radiation heat with increased blood flow, allowing the parts of the body to receive the oxygen and nutrients they need in order to function more effectively, regeneration is stimulated.



## Valor medido



## Características:

- 1: Rendimiento perfecto para tratamientos corporales como pérdida de peso y alivio del dolor.
- 2: Diseño portátil para que puedas usarlo en diferentes situaciones.
3. 264 LED con longitud de onda de 630 nm, 660 nm, luz roja y 850 nm, luz infrarroja (esta luz no la podemos ver con nuestros propios ojos, pero se puede iluminar, puedes comprobarlo con la cámara del teléfono).
4. Presione el botón de encendido y apagado durante 3 segundos cuando utilice el interruptor.
5. Ofrecemos 1 año de garantía para nuestro cinturón.

## Pérdida de peso y alivio del dolor




Energía de luz roja  
L0,L1,L2,L3,L4

Temporizador con opciones de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos

Energía de luz roja  
L4,L3,L2,L1,L0

Interruptor de encendido/modo  
Encendido, modo pulso, apagado



## Presupuesto:

Poder de calificación	132 W
Potencia real	26W
Tamaño del producto	550*350*6MM
Cantidad de LED	264*0,5W
Peso neto	1,25 kg
Longitud de onda	1*630 nm; 1*660 nm; 1*850 nm
<small>Categoría electromagnética</small>	AFUERA
Radiancia	Máx.: 40 mW/c m <sup>2</sup>
Minutero	M5/10/15/20/25/30min
Material	Tela
Esperanza de vida	Más de 50.000 horas

### Este paquete incluye:

- 1\* Almohadilla de terapia de luz roja
- 1\* Cable de alimentación
- 1\* Adaptador
- 1\*Gafas

- 1\* Controlador
- 2\* Correas elásticas
- 1\* Manual de usuario



### PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD:

1. No mire ni observe directamente los rayos láser a través de ningún dispositivo óptico. instrumentos.

2. Mantener fuera del alcance de los niños para evitar lesiones en los ojos.
3. Está prohibido para usuarios de marcapasos ya que el dispositivo puede interferir con el funcionamiento del marcapasos.
4. Durante el período de tratamiento, se debe mejorar la estructura de la dieta y es necesario realizar ejercicios adecuados para mejorar el metabolismo.
5. Al utilizar el dispositivo, mantenga limpios los puertos de emisión de luz. De lo contrario, las pérdidas de luz aumentarán y afectarán los efectos.
6. Los síntomas como sed, ojos secos, mareos o aumento del ritmo cardíaco después del uso son fenómenos normales.

## ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recolección de residuos por separado en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios.

marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con Residuos domésticos normales, pero deben llevarse a un punto de recogida para su reciclaje. Dispositivos eléctricos y electrónicos.

## Información de la FCC:

**PRECAUCIÓN:** ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para una Clase Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
  
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## PAS DO TERAPII ŚWIATŁEM CZERWONYM

MODEL: BRL-1140


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TERAPIA ŚWIATŁEM CZERWONYM  
PASEK

MODEL: BRL-1140



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## Instrukcja obsługi


### NEAR INFRARED – INFRARED A (IR A) Usually use 660nm–850nm



Invisible near infrared energy are absorbed by muscle, subcutaneous tissue, which results in **THERMAL EFFECT** your body responds to this radiation heat with increased blood flow, allowing the parts of the body to receive the oxygen and nutrients they need in order to function more effectively, regeneration is stimulated.




## Wartość zmierzona




## Cechy:

- 1: Doskonaly do zabiegów na ciało, odchudzających i łagodzących ból.
- 2: Przenośna konstrukcja, dzięki czemu można go używać w różnych sytuacjach.
3. 264 diody LED o długości fali 630 nm, 660 nm światła czerwonego i 850 nm światła podczerwonego (tego światła nie możemy zobaczyć naszymi oczami, ale można je rozjaśnić, możesz to sprawdzić) za pomocą aparatu w telefonie).
4. Podczas korzystania z przełącznika naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.
5. Na nasz pasek udzielamy 1 roku gwarancji.

## utrata wagi i łagodzenie bólu





## Dane techniczne:

Moc znamionowa	132W
Rzeczywista moc	26W
Rozmiar produktu	550*350*6 mm
Ilość diod LED	264*0,5 W
Masa netto	1,25 kg
Długość fali	1*630nm;1*660nm;1*850nm
<small>Plazma elektromagnetyczna</small>	NA ZEWNĄTRZ
promieniowanie	Maks.: 40mW/c m <sup>2</sup>
<small>Regulator czasowy</small>	M5/10/15/20/25/30min
Tworzywo	Tkanina
Długość życia	Ponad 50 000 godzin

### Pakiet zawiera:

- 1\* Podkładka do terapii światłem czerwonym
- 1\* Przewód zasilający
- 1\* Adapter
- 1\*Gogle

- 1\* Kontroler
- 2\* Elastyczne paski
- 1\* Instrukcja obsługi



### UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:

1. Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązki laserowe ani ich obserwować za pomocą przyrządów optycznych. instrumenty.

2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec urazom ich oczu.
3. Urządzenie jest zabronione osobom z rozrusznikami serca, ponieważ może zakłócać jego działanie.
4. W okresie leczenia należy udoskonalić dietę i wykonywać odpowiednie ćwiczenia w celu przyspieszenia metabolizmu.
5. Podczas korzystania z urządzenia należy utrzymywać porty emitujące światło w czystości. W przeciwnym razie straty światła wzrosną, co wpłynie na efekty.
6. Objawy takie jak pragnienie, suchość oczu, zawroty głowy lub przyspieszenie tętna po użyciu są zjawiskami normalnymi.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów

oznaczone tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnych odpadów domowych, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzenia elektryczne i elektroniczne.

## Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla klasy

Urządzenie cyfrowe B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym. instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# ROOD LICHT THERAPIE GORDEL

**MODEL: BRL-1140**


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ROOD LICHT THERAPIE  
RIEM**

**MODEL: BRL-1140**



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**


Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact

met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## Instructiehandleiding


**NEAR INFRARED – INFRARED A (IR A)**  
Usually use 660nm–850nm



Invisible near infrared energy are absorbed by muscle, subcutaneous tissue, which results in THERMAL EFFECT your body responds to this radiation heat with increased blood flow, allowing the parts of the body to receive the oxygen and nutrients they need in order to function more effectively, regeneration is stimulated.

The diagram illustrates the process of near-infrared (IR A) absorption. It shows three stages: 1) IR B and IR C rays are blocked by the skin, while IR A rays penetrate. 2) IR A rays reach the muscle and subcutaneous tissue, where they are absorbed. 3) This absorption causes a thermal effect, leading to increased blood flow and the delivery of oxygen and nutrients to the tissue.


## Gemeten waarde




## Functies:

- 1: Perfecte prestaties voor lichaamsbehandelingen zoals gewichtsverlies en pijnverlichting.
- 2: Draagbaar ontwerp, zodat u het in verschillende situaties kunt gebruiken.
3. 264 stuks leds met golflengte 630nm 660nm rood licht en 850nm infrarood licht  
(dit licht kunnen we niet met onze eigen ogen zien, maar ze kunnen wel verlicht worden, je kunt het controleren met je telefooncamera).
4. Houd de aan- en uitknop 3 seconden ingedrukt wanneer u de schakelaar gebruikt.
5. Wij bieden 1 jaar garantie op onze riem.

## Gewichtsverlies en pijnverlichting





## Specificaties:

Beoordelingsvermogen	132W
Werkelijke kracht	26W
Productgrootte	550*350*6MM
LED-AANTAL	264*0.5W
Netto gewicht	1,25 kg
Golflengte	1*630nm;1*660nm;1*850nm
	UIT
straling	Maximaal: 40mW/cm <sup>2</sup>
Tijd klok	M5/10/15/20/25/30min
Materiaal	Stof
Levensduur	Meer dan 50.000 uur

### Dit pakket bevat:

**1\* Rood lichttherapiepad**

**1\* Stroomkabel**

**1\* Adapter**

**1\*Goggles**

**1\* Bedieningspaneel**

**2\* Rekbare banden**

**1\* Gebruikershandleiding**



### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

1. Kijk of observeer de laserstralen niet rechtstreeks via een optische lens. instrumenten.

2. Buiten bereik van kinderen houden om oogletsel te voorkomen.
3. Het is verboden voor dragers van een pacemaker, omdat het apparaat de werking van de pacemaker kan verstoren.
4. Tijdens de behandelingsperiode moet de structuur van het dieet worden verbeterd en zijn geschikte oefeningen nodig om het metabolisme te verbeteren.
5. Houd bij gebruik van het apparaat de lichtuitstralende poorten schoon. Anders nemen de lichtverliezen toe en beïnvloeden ze de effecten.
6. Symptomen zoals dorst, droge ogen, duizeligheid of een verhoogde hartslag na gebruik zijn normale verschijnselen.

## CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires

gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. normaal huishoudelijk afval, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling worden gebracht elektrische en elektronische apparaten.

## FCC-informatie:

**LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

**Let op:** Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse

B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **BEHANDLING AV RÖTT LJUS**

**MODELL: BRL-1140**


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RÖTT LJUSTERAPI  
BÄLTE

MODELL: BRL-1140



### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!


Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

**garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## Instruktionsmanual


### NEAR INFRARED – INFRARED A (IR A) Usually use 660nm–850nm



The diagrams show a cross-section of skin with layers labeled: Epidermis, Dermis, and Muscle. Infrared radiation (IR A) is shown entering from the left. The first diagram shows the radiation passing through the epidermis and dermis into the muscle. The second diagram shows the radiation being absorbed by the muscle, causing it to heat up. The third diagram shows the heat causing blood vessels in the muscle to dilate, increasing blood flow. The fourth diagram shows the increased blood flow bringing oxygen and nutrients to the muscle, stimulating regeneration.

Invisible near infrared energy are absorbed by muscle, subcutaneous tissue, which results in **THERMAL EFFECT** your body responds to this radiation heat with increased blood flow, allowing the parts of the body to receive the oxygen and nutrients they need in order to function more effectively, regeneration is stimulated.



## Uppmätt värde




## Drag:

- 1: Perfekt prestanda för kroppsbehandlingar som viktminskning och smärtlindring.
- 2: Protatable design så att du kan använda den i olika situationer.
3. 264 st lysdioder med våglängd 630nm 660nm rött ljus och 850nm infrarött ljus  
(Detta ljus kan inte se av våra egna ögon, men de kan ljusna upp, kan du kontrollera med din telefonkamera).
4. Tryck på på&av-knappen i 3 sekunder när du använder strömbrytaren.
5. Vi ger 1 års garanti för vårt bälte.

## viktminskning och smärtlindring





## Specifikationer:

Betygskraft	132W
Verklig kraft	26W
Produktstorlek	550*350*6 MM
LED ANTAL	264*0,5W
Nettovikt	1,25 kg
Våglängd	1*630nm;1*660nm;1*850nm
EMF	UT
Irstrålning	Max: 40mW/c m <sup>2</sup>
Timer	M5/10/15/20/25/30 min
Material	Tyg
Livslängd	Över 50 000 timmar

### Detta paket inkluderar:

1\* Rödjusterapidyna

1\* Strömsladd

1\* Adapter

1\* Glasögon

1\* Styrenhet

2\* Stretchiga remmar

1\* Användarmanual



### SÄKERHETSFÖRSIKTIGHET:

1. Se eller observera inte laserstrålarna direkt via någon optisk instrument.

2. Förvara utom räckhåll för barn för att förhindra skador på deras ögon.
3. Det är förbjudet för pacemakeranvändare eftersom enheten kan störa pacemakerns funktion.
4. Under behandlingsperioden bör koststrukturen förbättras och ordentliga övningar är nödvändiga för att öka ämnesomsättningen.
5. Håll ljusavgivande portar rena när du använder enheten. Annars kommer ljusförlusterna att öka och då påverka effekter.
6. Symtomen som törst, torra ögon, yrsel eller ökad puls efter användning är normala fenomen.

## KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet

2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad

indikerar att produkten kräver separat sophämtning i

Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör

märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normalt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning elektriska och elektroniska apparater.

## FCC-information:

**FÖRSIKTIGHET:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

**WARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

**Obs:** Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostäder installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Vänd om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
  
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)