

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

COMMODE

MODEL:FBL760101

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMODE

MODEL:FBL760101



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Read the manual completely to avoid harm, product damage, or warranty avoidance. Seek professional help if you encounter discomfort, pain or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the weight limit.

Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

Physiotherapist

1. Before first use, adjust the height and the width of the rail to your toilet.
2. Back up to the toilet with your assistive device (if available) until the back of your legs are touching the toilet.
3. Reach back for the rail, hold firmly, and slowly lower yourself into a seated position on the toilet.
4. To return to a standing position, place your hands on the rails firmly and push yourself up into a standing position.
5. Once you are standing, gradually let go of the rails, and only then, grab the handle of your assistive device (if available).

IMPORTANT

1. Don't exceed the maximum weight capacity.
2. Use on stable surfaces only.
3. Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.
5. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

SAVE THESE INSTRUCTION

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NO	PICTURE	NAME	QTY	NO	PICTURE	NAME	QTY
①		Leg Tube	4	⑥		Seat Frame	1
②		Backrest Connecting Tube	2	⑦		Pail	1
③		Backrest	1	⑧		Foot Mats	2
④		Left Handrail	1	⑨		Hex Wrench	1
⑤		Right Handrail	1				

PRODUCT PAREMETERS

Model	FBL760101
Seat Measures (L×W)	415×415mm/16.3"×16.3"
Seat Height	490-640mm/19.3"-25.2"
Seat Rated Load	159kg / 350lbs

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

1. Installation Procedures

1



As shown in the picture: (Installation of the leg tube) Press the marble to insert the foot tube into the mouth of the main frame tube, and the marble pops out and snaps into place.

2



As shown in the figure: (Installation of the backrest) Before installing the backrest, press the marble and insert the backrest connecting tube into the installation position.

3



As shown in the picture: (Installing the handrail) Insert the handrail into the main frame, screws with spacers to lock the handrail.

4



As shown in the picture: press and hold the handrail button to turn your handrail by 90°.

5



As shown in the picture: the installation is complete.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Address: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA

UK

REP

Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, United Kingdom

pooledas123@gmail.com

01772418127

EC

REP

SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

COMMODE

Modèle : FBL760101.

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMODE

Modèle : FBL760101.



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

AVERTISSEMENT:

Lisez entièrement le manuel pour éviter tout dommage, dommage au produit ou garantie. évitement. Demandez l'aide d'un professionnel si vous ressentez un inconfort, une douleur ou une aggravation symptômes. Si nécessaire, utilisez la supervision afin d'assembler et d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépassez pas la limite de poids. Vérifiez régulièrement la sécurité de l'assemblage et contactez l'assistance en cas de doute. Assurer le les pieds du produit sont uniformes et verrouillés avant utilisation, et cessez de l'utiliser s'il y a signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Le produit doit être utilisé sur un support plat et stable surfaces. Ne démontez pas si cela n'est pas nécessaire, car cela pourrait compromettre le longévité du produit. Ne modifiez pas le produit sauf indication contraire dans le manuel.

Physiothérapeute

1. Avant la première utilisation, ajustez la hauteur et la largeur de la rampe à vos toilettes.
2. Reculez vers les toilettes avec votre appareil fonctionnel (si disponible) jusqu'à l'arrière de votre les jambes touchent les toilettes.
3. Attrapez le rail, tenez-le fermement et abaissez-vous lentement dans une position assise. position sur les toilettes.
4. Pour revenir en position debout, placez fermement vos mains sur les rails et poussez mettez-vous en position debout.
5. Une fois debout, lâchez progressivement les rails et ensuite seulement, saisissez les poignée de votre appareil fonctionnel (si disponible).

IMPORTANT

1. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale.
2. Utiliser uniquement sur des surfaces stables.
3. Inspectez régulièrement les signes d'usure, de dommages ou de pièces desserrées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, rincez tout savon. résidu. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
5. Avant utilisation, confirmez auprès de votre professionnel de la santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les directives suivantes ne remplacent pas un avis médical.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont inclus et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transit. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas de assembler ou utiliser le produit.

PAS DE NOM DE L'IMAGE		QTÉ	PAS DE NOM DE L'IMAGE		QTÉ		
•1		Tube de jambe	4	•6		Siège Cadre	1
•2		Dossier De liaison Tube	2	•7		Seau	1
•3		Dossier	1	•8		Tapis de pied	2
•4		Gauche Balustrade	1	•9		Hex Clé	1
•5		Droite Balustrade	1				

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	FBL760101
Mesures du siège (L×W)	415×415mm/16,3"×16,3"
Hauteur du siège	490-640 mm/19,3"-25,2"
Charge nominale du siège	159 kg / 350 livres

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

1. Procédures d'installation

1



Comme le montre l'image : (Installation du tube de jambe) Appuyez sur la bille pour insérer le tube de pied dans l'embouchure du tube du cadre principal, et la bille sort et s'enclenche.

2



Comme le montre la figure : (Installation du dossier) Avant d'installer le dossier, appuyez sur le marbre et insérez le tube de raccordement du dossier dans la position d'installation.

3



Comme indiqué sur l'image : (Installation de la main courante) Insérez la main courante dans le cadre principal, vissez avec des entretoises pour verrouiller la main courante.

4



Comme le montre l'image : appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la main courante pour faire tourner votre main courante de 90°.

5



Comme le montre l'image : l'installation est terminée.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Adresse : 3-6F

et 7F-1, n° 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong,
528414, CHINE




Pooledas Group Ltd

Unité 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Royaume-Uni

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

euagent@gmail.com

+49 1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugertifikat www.vevor.com/support

KOMMODE

MODELL:FBL760101

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOMMODE

MODELL:FBL760101



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

WARNUNG:

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, um Schäden, Produktschäden oder Garantieansprüche zu vermeiden

Vermeidung. Suchen Sie professionelle Hilfe auf, wenn Sie Unwohlsein, Schmerzen oder eine Verschlechterung verspüren

Symptome. Lassen Sie sich bei Bedarf von der Aufsicht beaufsichtigen, um dieses Produkt zusammenzubauen und zu verwenden richtig und sicher. Überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze.

Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Sicherstellen, dass die

Stellen Sie sicher, dass die Füße des Produkts vor der Verwendung gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn dies der Fall ist

Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder fehlenden Teilen. Das Produkt ist auf ebenem, stabilem Untergrund zu verwenden

Oberflächen. Zerlegen Sie es nicht, wenn es nicht notwendig ist, da dies die Funktion beeinträchtigen könnte

Langlebigkeit des Produkts. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist im Handbuch angegeben.

Physiotherapeut

1. Passen Sie vor dem ersten Gebrauch die Höhe und Breite der Stange an Ihre Toilette an.

2. Gehen Sie mit Ihrem Hilfsmittel (falls verfügbar) bis zum Rücken zur Toilette zurück

Beine berühren die Toilette.

3. Greifen Sie nach hinten zum Geländer, halten Sie es fest und senken Sie sich langsam in eine Sitzposition ab Position auf der Toilette.

4. Um in eine stehende Position zurückzukehren, legen Sie Ihre Hände fest auf die Schienen und drücken Sie Bringen Sie sich in eine stehende Position.

5. Sobald Sie stehen, lassen Sie die Schienen langsam los und greifen Sie erst dann nach Griff Ihres Hilfsmittels (falls vorhanden).

WICHTIG

1. Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtskapazität.

2. Nur auf stabilen Oberflächen verwenden.

3. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder lockeren Teilen.

4. Regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen, Seifenreste abspülen Rückstand. Nach der Reinigung gründlich trocknen.

5. Bestätigen Sie vor der Verwendung mit Ihrem Arzt, dass das Produkt Ihren Anforderungen entspricht spezielle Bedürfnisse. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.

Bewahren Sie diese Anleitung auf

STÜCKLISTE

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind
enthalten sind und überprüfen Sie sorgfältig, ob eventuelle Schäden entstanden sind
während des Transports. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie es nicht
das Produkt nicht zusammenbauen oder verwenden.

KEIN	BILDNAME	MENGE	KEIN	BILDNAME	MENGE		
•1		Beinrohr	4	•6		Sitz Rahmen	1
•2		Rückenlehne Verbinden Rohr	2	•7		Eimer	1
•3		Rückenlehne	1	•8		Fußmatten	2
•4		Links Geländer	1	•9		Verhexen Schlüssel	1
•5		Rechts Geländer	1				

PRODUKTPARAMETER

Modell	FBL760101
Sitzmaße (LxB)	415 x 415 mm/16,3 Zoll x 16,3 Zoll
Sitzhöhe	490–640 mm/19,3–25,2 Zoll
Nennlast des Sitzes	159 kg

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG

1. Installationsverfahren

1



Wie im Bild gezeigt: (Installation des Beinrohrs) Drücken Sie auf die Kugel, um das Fußrohr in die Öffnung des Hauptrahmenrohrs einzuführen. Die Kugel springt heraus und rastet ein.

2



Wie in der Abbildung gezeigt: (Einbau der Rückenlehne) Drücken Sie vor dem Einbau der Rückenlehne auf den Marmor und stecken Sie das Verbindungsrohr der Rückenlehne in die Einbauposition.

3



Wie im Bild gezeigt: (Montage des Handlaufs) Setzen Sie den Handlauf in den Hauptrahmen ein und befestigen Sie ihn mit Schrauben und Distanzstücken.

4



Wie im Bild gezeigt: Halten Sie die Handlauffaste gedrückt, um Ihren Handlauf um 90° zu drehen.

5



Wie im Bild gezeigt: Die Installation ist abgeschlossen.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Adresse:

3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan,
Guangdong, 528414, CHINA



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Vereinigtes
Königreich
pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

COMODO

MODELLO:FBL760101

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMODO

MODELLO:FBL760101



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro pr

AVVERTIMENTO:

Leggere completamente il manuale per evitare danni, danni al prodotto o garanzia evitare. Cerca un aiuto professionale se riscontri disagio, dolore o peggioramento sintomi. Se necessario, avvalersi della supervisione per assemblare e utilizzare questo prodotto correttamente e in sicurezza. Non superare il limite di peso.

Controllare regolarmente che l'assemblaggio sia sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Garantire il i piedini del prodotto siano livellati e bloccati prima dell'uso e, se presenti, interrompere l'uso segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto è da utilizzare su superfici piane e stabili superfici. Non smontare se non necessario, poiché potrebbe compromettere il longevità del prodotto. Non modificare il prodotto se non diversamente specificato nel manuale.

Fisioterapista

1. Prima del primo utilizzo, regolare l'altezza e la larghezza della ringhiera rispetto alla toilette.
2. Ritorna alla toilette con il tuo dispositivo di assistenza (se disponibile) fino alla parte posteriore del tuo le gambe toccano il WC.
3. Raggiungi la ringhiera, tienilo saldamente e abbassati lentamente per metterti seduto posizione sul WC.
4. Per tornare in posizione eretta, posizionare saldamente le mani sui binari e spingere metterti in posizione eretta.
5. Una volta in piedi, lascia andare gradualmente le rotaie e, solo allora, afferrare maniglia del dispositivo di assistenza (se disponibile).

IMPORTANTE

1. Non superare la capacità di peso massima.
2. Utilizzare solo su superfici stabili.
3. Ispezionare regolarmente eventuali segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulisci regolarmente utilizzando un detergente delicato e acqua tiepida, risciacquando eventuali saponi residuo. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
5. Prima dell'uso, conferma con il tuo medico che il prodotto soddisfa le tue esigenze esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere medico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano presenti sono inclusi e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il transito. Se qualche parte manca o è danneggiata, non tentare di farlo assemblare o utilizzare il prodotto.

NESSUN NOME IMMAGINE QTÀ		NESSUN NOME IMMAGINE QTÀ					
•1		Tubo per gamba	4	•6		Posto a sedere Telaio	1
•2		Schienale Connessione Tubo	2	•7		Secchio	1
•3		Schienale	1	•8		Tappetini	2
•4		Sinistra Corrimano	1	•9		Esadecimale Chiave inglese	1
•5		Giusto Corrimano	1				

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	FBL760101
Misure del sedileL×W×H	415×415 mm/16,3"×16,3"
Altezza del sedile	490-640 mm/19,3"-25,2"
Carico nominale del sedile	159 kg / 350 libbre

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Procedure di installazione

1



Come mostrato nell'immagine: (Installazione del tubo della gamba) Premere la biglia per inserire il tubo del piede nell'imboccatura del tubo del telaio principale e la biglia fuoriesce e scatta in posizione.

2



Come mostrato nella figura: (Installazione dello schienale) Prima di installare lo schienale, premere la biglia e inserire il tubo di collegamento dello schienale nella posizione di installazione.

3



Come mostrato nell'immagine: (Installazione del corrimano) Inserire il corrimano nel telaio principale, viti con distanziatori per bloccare il corrimano.

4



Come mostrato nell'immagine: tieni premuto il pulsante del corrimano per ruotare il corrimano di 90°.


5



Come mostrato nell'immagine: l'installazione è completa.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Indirizzo: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA



Pooledas Group Ltd

Unità 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Regno Unito

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germania

euagent@gmail.com

+491727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CÓMODA

MODELO:FBL760101

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CÓMODA

MODELO:FBL760101



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea el manual por completo para evitar daños, daños al producto o garantía.

evitación. Busque ayuda profesional si siente molestias, dolor o empeoramiento.

síntomas. Si es necesario, solicite supervisión para ensamblar y utilizar este producto.

de forma correcta y segura. No exceda el límite de peso.

Verifique periódicamente que el ensamblaje sea seguro y comuníquese con el soporte técnico en caso de duda. Asegurar la

Las patas del producto están niveladas y bloqueadas antes de su uso, y suspenda su uso si hay

signos de desgaste, daños o piezas faltantes. El producto debe utilizarse en superficies planas y estables.

superficies. No desmontar si no es necesario, ya que podría comprometer la

longevidad del producto. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.

Fisioterapeuta

1. Antes del primer uso, ajuste la altura y el ancho de la barra a su inodoro.

2. Retroceda hasta el baño con su dispositivo de asistencia (si está disponible) hasta que la parte posterior de su

Las piernas tocan el inodoro.

3. Tome la barandilla hacia atrás, sosténgala firmemente y bájese lentamente hasta quedar sentado.

posición en el inodoro.

4. Para volver a la posición de pie, coloque las manos firmemente sobre los rieles y empuje

usted mismo hasta ponerse de pie.

5. Una vez que esté de pie, suelte gradualmente los rieles y solo entonces agarre el

mango de su dispositivo de asistencia (si está disponible).

IMPORTANTE

1. No exceda la capacidad máxima de peso.

2. Úselo únicamente en superficies estables.

3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.

4. Limpiar regularmente con un detergente suave y agua tibia, enjuagar el jabón.

residuo. Después de la limpieza, seque bien.

5. Antes de usar, confirme con su proveedor de atención médica que el producto cumple con sus

necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE

Al desembalar este producto, verifique que las piezas enumeradas a continuación están incluidos e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar o utilizar el producto.

SIN IMAGEN	NOMBRE	CANT.	SIN IMAGEN	NOMBRE	CANT.		
•1		Tubo de pierna	4	•6		Asiento Marco	1
•2		Respaldo Conectando Tubo	2	•7		Cubo	1
•3		Respaldo	1	•8		Alfombrillas para pies	2
•4		Izquierda Pretil	1	•9		Maleficio Llave inglesa	1
•5		Bien Pretil	1				

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	FBL760101
Medidas del asiento (largo x ancho)	415×415 mm/16,3"×16,3"
Altura del asiento	490-640 mm/19,3"-25,2"
Carga nominal del asiento	159 kg / 350 libras

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

1. Procedimientos de instalación

1



Como se muestra en la imagen: (Instalación del tubo de la pierna) Presione la canica para insertar el tubo del pie en la boca del tubo del marco principal, y la canica saldrá y encajará en su lugar.

2



Como se muestra en la figura: (Instalación del respaldo) Antes de instalar el respaldo, presione el mármol e inserte el tubo de conexión del respaldo en la posición de instalación.

3



Como se muestra en la imagen: (Instalación del pasamanos) Inserte el pasamanos en el marco principal, atorníllelos con espaciadores para bloquear el pasamanos.

4



Como se muestra en la imagen: mantenga presionado el botón del pasamano para girar el pasamanos 90°.


5



Como se muestra en la imagen: la instalación está completa.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA




Pooledas Group Ltd

Unidad 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Reino Unido

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Alemania

euagent@gmail.com

+49 1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

KOMODA

MODEL:FBL760101

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, którą możecie uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas.

Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić czy faktycznie oszczędzasz o połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOMODA

MODEL: FBL760101



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj całą instrukcję, aby uniknąć szkód, uszkodzenia produktu lub gwarancji unikanie. Jeśli odczuwasz dyskomfort, ból lub pogorszenie, zasięgnij profesjonalnej pomocy objawy. Jeśli to konieczne, należy zachować nadzór podczas montażu i użytkowania tego produktu poprawnie i bezpiecznie. Nie przekraczaj limitu wagi.

Regularnie sprawdzaj, czy montaż jest bezpieczny, a w razie wątpliwości skontaktuj się z pomocą techniczną. Zapewnić Nóżki produktu są równe i zablokowane przed użyciem. Jeśli tak się stanie, zaprzestań użytkowania oznak zużycia, uszkodzeń lub brakujących części. Produkt przeznaczony do stosowania na płaskim, stabilnym podłożu powierzchni. Nie demontuj, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie trwałości produktu. Nie modyfikuj produktu, jeśli nie jest to określone w instrukcji.

Fizjoterapeuta

1. Przed pierwszym użyciem dopasuj wysokość i szerokość poręczy do swojej toalety.
2. Wróć do toalety, trzymając urządzenie wspomagające (jeśli jest dostępne) aż do tyłu nogi dotykają toalety.
3. Sięgnij do poręczy, przytrzymaj ją mocno i powoli opuść się do pozycji siedzącej pozycja w toalecie.
4. Aby powrócić do pozycji stojącej, położyć dłoń mocno na poręczach i popchnij podnieść się do pozycji stojącej.
5. Gdy już staniesz, stopniowo puszczaj poręcze i dopiero wtedy chwyć uchwyt urządzenia wspomagającego (jeśli jest dostępny).

WAŻNY

1. Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu.
2. Używaj wyłącznie na stabilnych powierzchniach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie występują oznaki zużycia, uszkodzenia lub luźne części.
4. Regularnie czyść przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody, spłucz mydło pozostałości. Po czyszczeniu dokładnie wysuszyć.
5. Przed użyciem potwierdź u swojego lekarza, że produkt spełnia Twoje oczekiwania specyficzne potrzeby. Poniższe wytyczne nie zastępują porady lekarskiej.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, sprawdź , czy wymienione poniż ej części są wymienione są dołączone i dokładnie sprawdź , czy nie wystąpiły jakiegokolwiek uszkodzenia podczas transportu. Jeś li brakuje jakiegóś części lub jest ona uszkodzona, nie próbuj tego robić montować lub używać produktu.

BRAK	NAZWY OBRAZU	ILOŚĆ	BRAK	NAZWY OBRAZU	ILOŚĆ		
•1		Rurka na nogę	4	•6		Siedziba Rama	1
•2		Oparcie Złączony Rura	2	•7		Wiadro	1
•3		Oparcie	1	•8		Maty do stóp	2
•4		Lewy Poręcz	1	•9		Kłątwa Klucz	1
•5		Prawidł owy Poręcz	1				

PARAMETRY PRODUKTU

Model	FBL760101
Wymiary siedziska (dł . x szer.)	415×415 mm/16,3"×16,3"
Wysokoś ć siedzenia	490–640 mm/19,3–25,2 cala
Obciąż enie znamionowe siedzenia	159 kg / 350 funtów

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

1. Procedury instalacyjne

1



Jak pokazano na rysunku: (Montaż rurki na nogę) Naciśnij kulkę, aby włożyć rurkę podnóżka do wylotu rurki ramy głównej, a kulka wyskoczy i zaskoczy na swoim miejscu.

2



Jak pokazano na rysunku: (Montaż oparcia) Przed montażem oparcia dociśnij marmurek i włóż rurkę łączącą oparcie w pozycję montażową.

3



Jak pokazano na rysunku: (Montaż poręczy) Włóż poręcz do ramy głównej, wkręć śruby z podkładkami, aby zablokować poręcz.

4



Jak pokazano na rysunku: naciśnij i przytrzymaj przycisk poręczy, aby obrócić poręcz o 90°.

5




Jak pokazano na rysunku: instalacja została zakończona.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Adres: 3-6F i
7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong,
528414, CHINY



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Wielka Brytania
Pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

COMMODE

MODEL:FBL760101

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COMMODE

MODEL:FBL760101



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees de handleiding volledig door om schade, productschade of garantie te voorkomen
vermijding. Zoek professionele hulp als u ongemak, pijn of verergering ervaart
symptomen. Gebruik indien nodig toezicht bij het monteren en gebruiken van dit product
correct en veilig. Overschrijd de gewichtslimiet niet.

Controleer regelmatig of de montage goed vastzit en neem bij twijfel contact op met de klantenservice. Zorg ervoor dat de
de poten van het product vlak en vergrendeld zijn vóór gebruik, en stop het gebruik als dit het geval is
tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen. Het product moet worden gebruikt op een vlakke, stabiele ondergrond
oppervlakken. Demonteer niet als dit niet nodig is, omdat dit de werking kan aantasten
levensduur van het product. Breng geen wijzigingen aan het product aan, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

Fysiotherapeut

1. Pas vóór het eerste gebruik de hoogte en de breedte van de beugel aan uw toilet aan.
2. Ga achteruit naar het toilet met uw hulpmiddel (indien beschikbaar) tot aan de achterkant van uw lichaam
benen raken het toilet.
3. Reik naar achteren naar de rail, houd stevig vast en laat jezelf langzaam in een zitpositie zakken
positie op het toilet.
4. Om terug te keren naar een staande positie, plaatst u uw handen stevig op de rails en duwt u
jezelf in een staande positie.
5. Zodra je staat, laat je de rails geleidelijk los, en pas dan pak je de rails vast
handgreep van uw hulpmiddel (indien beschikbaar).

BELANGRIJK

1. Overschrijd het maximale draagvermogen niet.
2. Alleen gebruiken op stabiele oppervlakken.
3. Inspecteer regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen.
4. Reinig regelmatig met een mild schoonmaakmiddel en warm water, spoel eventuele zeep af
residu. Na het reinigen grondig drogen.
5. Controleer vóór gebruik bij uw zorgverlener of het product aan uw eisen voldoet
specifieke behoeften. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIE

ONDERDELEN LIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn
zijn meegeleverd en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade
tijdens het transport. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer dit dan niet
het product monteren of gebruiken.

GEEN FOTONAAM AANTAL		GEEN FOTONAAM AANTAL					
•1		Beenbuis	4	•6		Zitplaats Kader	1
•2		Rugleuning Verbinden Buis	2	•7		Emmer	1
•3		Rugleuning	1	•8		Voetmatten	2
•4		Links Leuning	1	•9		Hex Moersleutel	1
•5		Rechts Leuning	1				

PRODUCTPAREMETERS

Model	FBL760101
Afmetingen stoel (LxB)	415×415mm/16,3"×16,3"
Stoelhoogte	490-640 mm/19,3"-25,2"
Nominale belasting van stoel	159 kg

INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Installatieprocedures

1



Zoals weergegeven op de afbeelding: (Installatie van de beenbuis) Druk op de knikker om de voetbuis in de opening van de hoofdframebuis te steken, en de knikker springt eruit en klikt op zijn plaats.

2



Zoals weergegeven in de afbeelding: (Installatie van de rugleuning) Voordat u de rugleuning installeert, drukt u op het marmer en steekt u de verbindingbuis van de rugleuning in de installatiepositie.

3



Zoals weergegeven op de afbeelding: (De leuning installeren) Steek de leuning in het hoofdframe, schroeven met afstandhouders om de leuning te vergrendelen.

4



Zoals weergegeven in de afbeelding: houd de leuningknop ingedrukt om uw leuning 90 graden te draaien.

5



Zoals op de afbeelding te zien is: de installatie is voltooid.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd Adres:

3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com

+49 1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KOMMOD

MODELL: FBL760101

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOMMOD

MODELL: FBL760101



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VARNING:

Läs manualen helt för att undvika skador, produktskador eller garanti undvikande. Sök professionell hjälp om du stöter på obehag, smärta eller försämring symtom. Vid behov, använd övervakning för att montera och använda denna produkt korrekt och säkert. Överskrid inte viktgränsen.

Kontrollera regelbundet för säker montering och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Ta inte isär om det inte är nödvändigt, eftersom det kan äventyra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om det inte anges i manualen.

Fysioterapeut

1. Före första användning, justera höjden och bredden på skenan till din toalett.
2. Backa upp till toaletten med ditt hjälpmedel (om tillgängligt) tills baksidan av din benen rör vid toaletten.
3. Sträck dig bakåt efter skenan, håll stadigt och sänk dig sakta ner i en sittande position på toaletten.
4. För att återgå till stående position, placera händerna stadigt på rälsen och tryck dig själv upp i en stående position.
5. När du väl står, släpp gradvis skenorna, och först då, ta tag i handtaget på ditt hjälpmedel (om tillgängligt).

VIKTIG

1. Överskrid inte den maximala viktkapaciteten.
2. Använd endast på stabila ytor.
3. Inspektera regelbundet efter tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten, skölj av eventuell tvål återstod. Efter rengöring, torka ordentligt.
5. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller din specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELLISTA

När du packar upp denna produkt, kontrollera att de delar som anges nedan medföljer och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transitering. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte göra det montera eller använda produkten.

INGEN BILDNAMN		ANTAL	INGEN BILDNAMN		ANTAL		
•1		Benrör	4	•6		Plats Ram	1
•2		Ryggstöd Ansluter Rör	2	•7		Hink	1
•3		Ryggstöd	1	•8		Fotmattor	2
•4		Vänster Ledstång	1	•9		Hex Rycka	1
•5		Höger Ledstång	1				

PRODUKTPAREMETRAR

Modell	FBL760101
Sätetsmått (L×W)	415×415 mm/16,3"×16,3"
Sätets höjd	490-640 mm/19,3"-25,2"
Sätens nominell belastning	159 kg / 350 lbs

INSTALLATIONS- OCH DRIFTINSTRUKTIONER

1. Installationsprocedurer

1



Som visas på bilden: (Installation av benröret) Tryck på kulan för att föra in fotröret i mynningen på huvudramröret, så hoppar kulan ut och snäpper på plats.

2



Som visas i figuren: (Installation av ryggstödet) Innan du installerar ryggstödet, tryck på marmorn och för in ryggstödet anslutningsrör i installationsläget.

3



Som visas på bilden: (Montering av ledstång) Sätt in ledstången i huvudramen, skruva med distanser för att låsa ledstången.

4



Som visas på bilden: tryck och håll in ledstångsknappen för att vrida din ledstång 90°.

5



Som visas på bilden: installationen är klar.

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Address: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston,
Storbritannien
pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support