

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

FOLDING THRESHOLD-RAMP

USER MANUAL



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLDING THRESHOLD-RAMP

TYPE A	TYPE B
 A black folding threshold-ramp with a silver metal frame and a green and yellow striped safety strip along the top edge.	 A black folding threshold-ramp with a silver metal frame and a green and yellow striped safety strip along the top edge, similar to Type A but with a different internal structure.
Model: 21YF5QCV0 / 19UQ9FV0 / 1YAZTIV0 / 12YUIHV0 / 1JQ8CRV0	Model: CUEI5QV0 / 13E5LEV0 / 17MST1V0

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Important Safety Instructions

WARNING:

1. Carefully read and understand instructions and procedures before installing and using the threshold ramp. Prior to assembly and use, read and follow all instructions, warnings, and labels.

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Read and understand this instruction manual prior to using this product. Failure to do so may result in serious injury or death.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

2. This product is mainly used by users to push wheelchairs, strollers, and carry large objects across thresholds.

- (1) AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH
- (2) DO NOT Exceed the weight capacity or load height of the ramp.
- (3) Use Ramps on a stable and level surface only.
- (4) It is strictly prohibited for users to drive the wheelchair alone on the ramp.
- (5) Only use the ramp with a qualified helper and always use a lap belt.
- (6) When carrying heavy objects through a ramp, be sure to have enough auxiliary personnel to assist in ensuring that people or goods do not tip over and cause damage to people or goods when using the ramp.

3. Before use, refer to your mobility equipment's owner guide for acceptable ramp usage, including proper slope/incline, chair direction; never exceed its recommendations.

4. Do not use the ramp if it is damaged or unstable.

5. Do not tamper with, attempt to repair, or modify any portion of the ramp.


6. Use caution when folding and unfolding the ramp to avoid all potential pinch points.

7. Use it only if the secure,unobstructed,level landings can support,at minimum,the same weight capacity as the ramp(800lbs.)
8. The ramp surface may be slippery in wet conditions;use caution if the surface is wet as traction may be reduced
9. Do not use the ramp if its surface is covered with ice,snow,dirt,leaves,or other debris.Remove all accumulations and sweep the surface clean before use.
10. Improper use of the ramp could result in serious injury.
11. Always exercise caution when handling,installing,and or using the ramp.
12. Casual placement may result in accidental injury due to children's climbing or playing; or the product may fall off and cause major accidents.During walking, the product may shift or dislocate due to the reaction of your walking.Please be careful.
13. Please do not disassemble and reinstall this product, Otherwise, it may cause serious accidents

SAVE THESE INSTRUCTIONS


2.Before use

1. Use it only if sufficient maneuvering room is available at both ends of the ramp to ensure safe travel when entering and exiting the ramp.
2. Unpack the product from the packaging and pull out the locking pin to unfold the product. Ensure that the landings the ramp will be placed on are substantial and of sound construction.



3.Connecting board:

Please place the product firmly on the steps and make sure it is stable before use.



4.Before each use,check the ramp for worn,loose,or damaged parts.If you find any of these conditions,do not use it.


3.How to USE

Step1:Unpack the product from the packaging .

Step2:Remove the latch from the latch hole and unlock the product

Step3:Unfold the product.

(TYPE A)





(TYPE B)

Step1:Unpack the product from the packaging .



Step2:Remove the latch from the latch hole and unlock the product

Step3~Step7:Unfold the product.



step1



step2



step5

step4


step3



step6


step7

Step8: Please put this product firmly on the step. Choose a ramp of appropriate length based on the recommended height. The load-bearing capacity of the ramp should not exceed 800lbs. Before use, please make sure that this product can not be shifted.



Notes:

1. When the latch is not removed from the latch hole, please do not forcefully unfold the product.
2. Fold the products by reversing the order in which they were expanded.
3. When using a wheelchair on this product, please be sure to move it slowly from a low position to a higher one. And when you move it from a high place to a lower place, it may cause a fall for the wheelchair user. In addition, a sudden push or sudden braking of a wheelchair may result in an accident. Please be slow when pushing the wheelchair.



Right(✓)



Wrong (X)

4.Product Parameter

Item	Model	Length	Appropriate height from steps to ground	Max Weight	Material	Note
1	1YF5QCV0	24inch	100-150mm	800lbs	Aluminum Al10y	TYPE A
2	19UQ9FV0	36inch	150-200mm	800lbs	Aluminum Al10y	
3	1YAZTIV0	48inch	200-250mm	800lbs	Aluminum Al10y	
4	12YUIHV0	60inch	250-300mm	800lbs	Aluminum Al10y	
5	1JQ8CRV0	72inch	300-360mm	800lbs	Aluminum Al10y	
6	13E5LEV0	84inch	360-420mm	800lbs	Aluminum Al10y	TYPE B
7	17MST1V0	96inch	420-500mm	800lbs	Aluminum Al10y	
8	CUEI5QV0	120inch	500-600mm	800lbs	Aluminum Al10y	

5.Maintenance Guide

1. Place the product on a sturdy, secure, accessible, and level starting point. The minimum weight capacity of the starting point must be equal to that of the ramp (800 lbs). Do not exceed the maximum weight capacity of the product.
2. Ensure that the product is securely flush against the starting point. If a safe, accessible, and level starting point cannot be found, or if the product does not fit securely against a higher starting point, do not use the ramp.
3. Do not tamper with, attempt to repair, or modify any part of the product. Exercise caution to avoid pinch points during assembly and handling.
4. If using the product with other mobility equipment, refer to the user guide of the equipment to understand the acceptable usage guidelines, including appropriate slope, incline, and chair direction. Do not exceed the recommendations of the mobility equipment.
5. When using the ramp, ensure it is securely flush against the starting point to ensure safety.
6. Before each use, clean the ramp surface of ice, snow, dust, leaves, and other debris. Remove accumulated ice and snow, and sweep the surface clean. For dust and debris, use a soft bristle brush and non-alkaline detergent to clean the ramp surface, then rinse thoroughly.
7. The ramp surface may become slippery in wet conditions. Walk with caution and pay attention to your footing to prevent slipping.
8. If the ramp will not be used for an extended period, store it in a dry and well-ventilated area away from direct sunlight.
9. Do not use thinner, gasoline or other volatile organic solvents to clean the product.
10. Do not scrub this product with a hard brush or hard sponge.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

RAMPE DE SEUIL RABATTABLE

MANUEL D'UTILISATION

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLDING THRESHOLD-RAMP

TYPE A



Modèle : 21YF5QCV0 / 19UQ9FV0 /
1YAZTIV0 / 12YUIHV0 / 1JQ8CRV0

TYPE B



Modèle : CUEI5QV0 / 13E5LEV0
17MST1V0

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

2. Important Safety Instructions

AVERTISSEMENT:

14. Lisez attentivement et comprenez les instructions et les procédures avant d'installer et d'utiliser la rampe de seuil. Avant l'assemblage et l'utilisation, lisez et suivez toutes les instructions, avertissements et consignes de sécurité. étiquettes.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Lisez et comprenez ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

15. Ce produit est principalement utilisé par les utilisateurs pour pousser des fauteuils roulants, des poussettes et transporter de gros objets à travers des seuils.

- (1) ÉVITER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT
- (2) NE PAS dépasser la capacité de poids ou la hauteur de charge de la rampe.
- (3) Utilisez les rampes uniquement sur une surface stable et plane.
- (4) Il est strictement interdit aux utilisateurs de conduire seuls le fauteuil roulant sur la rampe.
- (5) Utilisez la rampe uniquement avec une personne qualifiée et utilisez toujours une ceinture abdominale.
- (6) Lorsque vous transportez des objets lourds sur une rampe, assurez-vous d'avoir suffisamment de personnel auxiliaire pour vous aider à garantir que les personnes ou les marchandises ne basculent pas et ne causent pas de dommages aux personnes ou aux marchandises lors de l'utilisation de la rampe.

16. Avant utilisation, reportez-vous au guide du propriétaire de votre équipement de mobilité pour utilisation acceptable des rampes, y compris une utilisation appropriée pente/inclinaison, chaise direction; jamais

dépasser ses recommandations.

17. N'utilisez pas la rampe si elle est endommagée ou instable.

18. Ne pas altérer, tenter de réparer ou de modifier une quelconque partie de la rampe.

19. Soyez prudent lorsque vous pliez et dépliez la rampe pour éviter tous les points de pincement potentiels.

20. Utilisez -le uniquement si les paliers sécurisés, dégagés et de niveau peuvent supporter, au minimum, la même capacité de poids que la rampe (800 lb).

21. La surface de la rampe peut être glissante par temps humide ; soyez prudent si la surface est mouillée car la traction peut être réduite

22. N'utilisez pas la rampe si sa surface est recouverte de glace, de neige, de saleté, de feuilles ou d'autres débris. Retirez toutes les accumulations et balayez la surface avant utilisation .

23. Une mauvaise utilisation de la rampe peut entraîner des blessures graves .

24. Soyez toujours prudent lors de la manipulation, de l'installation et/ou de l'utilisation de la rampe .

25. Un placement accidentel peut entraîner des blessures accidentelles dues à l'escalade ou à l'escalade des enfants. jouer; ou le produit peut tomber et provoquer des accidents graves. Pendant la marche, le produit peut se déplacer ou se disloquer en raison de la réaction de votre marche. Soyez prudent.

26. S'il vous plaît ne le faites pas démonter et réinstaller ce produit, sinon, cela peut provoquer des accidents graves



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

2. Before use

3. Utilisez -le uniquement si un espace de manœuvre suffisant est disponible aux deux extrémités de la rampe pour assurer un déplacement en toute sécurité lors de l'entrée et de la sortie de la rampe .


4. Déballez le produit et retirez la goupille de verrouillage pour déplier le

produit. Assurez-vous que les paliers sur lesquels la rampe sera placée sont solides et de construction solide.



3. Carte de connexion :

Veuillez placer fermement le produit sur les marches et assurez-vous qu'il est stable avant utilisation.



4. Avant chaque utilisation, vérifiez que la rampe ne présente pas de pièces usées, desserrées ou endommagées. Si vous constatez l'une de ces conditions, ne l'utilisez pas .


3.How to USE

Étape 1 : Déballez le produit de l'emballage.

Étape 2 : Retirez le loquet du trou du loquet et déverrouillez le produit

Étape 3 : Dépliez le produit.

(TYPE A)




étape 1 étape 2 étape 3
(TYPE B)


Étape 1 : Déballez le produit de l'emballage.

Étape 2 : Retirez le loquet du trou du loquet et déverrouillez le produit


Étape 3 à Étape 7 : Dépliez le produit.



étape 1 étape 2




étape 5 étape 4 étape 3



étape 6 étape 7


Étape 8 : Veuillez placer ce produit fermement sur la marche. Choisissez une rampe de longueur appropriée en fonction de la hauteur recommandée. La capacité de charge de la rampe ne doit pas dépasser 800 lb. Avant utilisation, veuillez vous assurer que ce produit ne peut pas



être déplacé .

Remarques :

1. Lorsque le loquet n'est pas retiré du trou de loquet, ne déployez pas le produit de force.
2. Pliez les produits en inversant l'ordre dans lequel ils ont été développés.
3. Lorsque vous utilisez un fauteuil roulant sur ce produit, veuillez à le déplacer lentement d'une position basse à une position plus haute. Et lorsque vous le déplacez d'un endroit élevé à un endroit plus bas, cela peut provoquer une chute de l'utilisateur du fauteuil roulant. De plus, une poussée ou un freinage brusque d'un fauteuil roulant peut entraîner un accident. Veuillez pousser lentement le fauteuil roulant.



Vrai (✓) Faux (X)

4.Product Parameter

Article	Modèle	Longueur	Approprié hauteur des marches au sol	Poids max .	Matériel	Note
1	1YF5QCV0	24 pouces	100-150 mm	800 livres	Alliage d'aluminium	TYPE A
2	19UQ9FV0	36 pouces	150-200 mm	800 livres	Alliage d'aluminium	
3	1YAZTIV0	48 pouces	200-250 mm	800 livres	Alliage d'aluminium	
4	12YUIHV0	60 pouces	250-300 mm	800 livres	Alliage d'aluminium	

5	1JQ8CRV0	72 pouces	300-360 mm	800 livres	Alliage d'aluminium	TYPE B
6	13E5LEV0	84 pouces	360-420 mm	800 livres	Alliage d'aluminium	
7	17MST1V0	96 pouces	420-500 mm	800 livres	Alliage d'aluminium	
8	CUEI5QV0	120 pouces	500-600 mm	800 livres	Alliage d'aluminium	

5.Maintenance Guide

11. Placez le produit sur un point de départ solide, sûr, accessible et de niveau. La capacité de poids minimale du point de départ doit être égale à celle de la rampe (800 lb). Ne dépassez pas la capacité de poids maximale du produit.
12. Assurez-vous que le produit est bien aligné avec le point de départ. Si vous ne parvenez pas à trouver un point de départ sûr, accessible et de niveau, ou si le produit ne s'adapte pas solidement à un point de départ plus élevé, n'utilisez pas la rampe.
13. Ne pas altérer, réparer ou modifier une quelconque partie du produit. Soyez prudent afin d'éviter les points de pincement lors de l'assemblage et de la manipulation.
14. Si vous utilisez le produit avec un autre équipement de mobilité, reportez-vous au guide d'utilisation de l'équipement pour comprendre les consignes d'utilisation acceptables, notamment la pente, l'inclinaison et l'orientation du fauteuil appropriés. Ne dépassez pas les recommandations de l'équipement de mobilité.

15. Lorsque vous utilisez la rampe, assurez-vous qu'elle est bien alignée avec le point de départ pour garantir la sécurité.
16. Avant chaque utilisation, nettoyez la surface de la rampe pour éliminer la glace, la neige, la poussière, les feuilles et autres débris. Retirez la glace et la neige accumulées et balayez la surface pour la nettoyer. Pour la poussière et les débris, utilisez une brosse à poils doux et un détergent non alcalin pour nettoyer la surface de la rampe, puis rincez abondamment.
17. La surface de la rampe peut devenir glissante en cas de pluie. Marchez avec prudence et faites attention à vos pieds pour éviter de glisser.
18. Si la rampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
19. N'utilisez pas de diluant, d'essence ou d'autres solvants organiques volatils pour nettoyer le produit.
20. Ne frottez pas ce produit avec une brosse dure ou une éponge dure.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

KLAPPBARE SCHWELLENRAMPE BENUTZERHANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLDING THRESHOLD-RAMP

TYP A



TYP B



Modell: 21YF5QCV0 / 19UQ9FV0 /
1YAZTIV0 / 12YUIHV0 / 1JQ8CRV0

Modell: CUEI5QV0 / 13E5LEV0
17MST1V0

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

3. Important Safety Instructions

WARNUNG:

27. und verstehen Sie die Anweisungen und Verfahren sorgfältig, bevor Sie die Schwellenrampe installieren und verwenden . Lesen und befolgen Sie vor der Montage und Verwendung alle Anweisungen , Warnungen und Etiketten.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.

28. Dieses Produkt wird hauptsächlich von Benutzern verwendet, um Rollstühle und Kinderwagen zu schieben und große Gegenstände über Schwellen zu tragen.

- (1) VERMEIDEN SIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER DEN TOD
- (2) Überschreiten Sie NICHT die Gewichtskapazität oder Ladehöhe der Rampe.
- (3) Verwenden Sie Rampen nur auf stabilen und ebenen Flächen.
- (4) Es ist Benutzern strengstens untersagt, mit dem Rollstuhl alleine über die Rampe zu fahren.
- (5) Benutzen Sie die Rampe nur mit einer qualifizierten Hilfsperson und verwenden Sie immer einen Beckengurt.
- (6) Stellen Sie beim Transport schwerer Gegenstände über eine Rampe sicher, dass genügend Hilfspersonal zur Verfügung steht, um sicherzustellen , dass Personen oder Gegenstände beim Benutzen der Rampe nicht umkippen und dadurch Personen oder Gegenstände zu Schaden kommen.

29. Lesen Sie vor der Verwendung im Benutzerhandbuch Ihres

Mobilitätsgeräts nach, akzeptable Rampennutzung, einschließlich der ordnungsgemäßen Neigung/Steigung, Stuhl Richtung; nie seine Empfehlungen übertreffen.

30. Verwenden Sie die Rampe nicht, wenn sie beschädigt oder instabil ist.

31. Versuchen Sie nicht, Teile der Rampe zu manipulieren, zu reparieren oder zu modifizieren.

32. Gehen Sie beim Ein- und Ausklappen der Rampe vorsichtig vor, um alle möglichen Quetschstellen zu vermeiden.

33. Verwenden Sie sie nur, wenn die sicheren, hindernisfreien und ebenen Landungen mindestens die gleiche Gewichtskapazität wie die Rampe (800 Pfund) tragen können.

34. Die Rampenoberfläche kann bei Nässe rutschig sein. Seien Sie vorsichtig, wenn die Oberfläche nass ist, da die Bodenhaftung beeinträchtigt sein kann.

35. Verwenden Sie die Rampe nicht, wenn ihre Oberfläche mit Eis, Schnee, Schmutz, Blättern oder anderen Ablagerungen bedeckt ist. Entfernen Sie sämtliche Ablagerungen und fegen Sie die Oberfläche vor der Verwendung sauber .

36. Eine unsachgemäße Verwendung der Rampe kann zu schweren Verletzungen führen .

37. Gehen Sie beim Umgang mit der Rampe, bei der Installation und/oder Verwendung stets vorsichtig vor .


38. Bei unvorsichtigem Aufstellen besteht die Gefahr von Verletzungen durch Kinder, die klettern oder Spielen; oder das Produkt könnte herunterfallen und schwere Unfälle verursachen. Beim Gehen könnte sich das Produkt aufgrund der Reaktion Ihres Gehens verschieben oder verlagern. Seien Sie bitte vorsichtig.

39. Bitte nicht zerlegen und neu installieren dieses Produkt, Andernfalls kann es zu schweren Unfällen führen

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


2.Before use

5. Benutzen Sie sie nur, wenn an beiden Enden der Rampe ausreichend Platz zum Manövrieren vorhanden ist, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten, wenn beim Betreten und Verlassen der Rampe .
6. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und ziehen Sie den Verriegelungsstift heraus, um das Produkt aufzuklappen. Stellen Sie sicher, dass die Podeste, auf denen die Rampe platziert wird, stabil und solide gebaut sind.



3. Anschlussplatine:

Bitte stellen Sie das Produkt fest auf die Stufen und vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass es stabil steht.



4. Überprüfen Sie die Rampe vor jedem Gebrauch auf abgenutzte, lose oder beschädigte Teile. Wenn Sie einen dieser Zustände feststellen, verwenden Sie sie nicht .


3.How to USE

Schritt 1: Packen Sie das Produkt aus der Verpackung aus.

Schritt 2: Entfernen Sie den Riegel aus dem Riegelloch und entriegeln Sie das Produkt

Schritt 3: Falten Sie das Produkt auseinander.

(TYP A)




Schritt1 Schritt2 Schritt3

(TYP B)


Schritt 1: Packen Sie das Produkt aus der Verpackung aus.

Schritt 2: Entfernen Sie den Riegel aus dem Riegelloch und entriegeln Sie das Produkt


Schritt 3 bis 7: Falten Sie das Produkt auseinander.



Schritt1 Schritt2




Schritt5 Schritt4 Schritt3





Schritt 6 Schritt 7



Schritt 8: Bitte stellen Sie dieses Produkt fest auf die Stufe. Wählen Sie eine Rampe mit geeigneter Länge basierend auf der empfohlenen Höhe. Die Tragfähigkeit der Rampe sollte 800 Pfund nicht überschreiten. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass dieses Produkt nicht verschoben



werden kann .

Hinweise:

1. Wenn der Riegel nicht aus dem Riegelloch entfernt ist, klappen Sie das Produkt bitte nicht gewaltsam auf.
2. Falten Sie die Produkte, indem Sie die Reihenfolge umkehren, in der sie erweitert wurden.
3. Wenn Sie einen Rollstuhl auf diesem Produkt verwenden, achten Sie darauf, ihn langsam von einer niedrigen Position in eine höhere zu bewegen. Wenn Sie ihn von einer hohen Position in eine niedrigere Position bewegen, kann der Rollstuhlfahrer stürzen . Außerdem kann ein plötzliches Schieben oder Bremsen eines Rollstuhls zu einem Unfall führen . Bitte schieben Sie den Rollstuhl langsam.



Richtig (✓) Falsch (X)

4.Product Parameter

Artikel	Modell	Länge	Geeignet Höhe von den Stufen bis zum Boden	Max . Gewicht	Material	Notiz
1	1YF5QCV0	24 Zoll	100-150 mm	800 Pfund	Aluminiuml egierung	TYP A

2	19UQ9FV0	36 Zoll	150-200 mm	800 Pfund	Aluminiuml egierung	
3	1YAZTIV0	48 Zoll	200-250 mm	800 Pfund	Aluminiuml egierung	
4	12YUIHV0	60 Zoll	250-300 mm	800 Pfund	Aluminiuml egierung	
5	Modell 1JQ8CRV0	72 Zoll	300-360 mm	800 Pfund	Aluminiuml egierung	
6	13E5LEV0	84 Zoll	360-420 mm	800 Pfund	Aluminiuml egierung	TYP B
7	17MST1V0	96 Zoll	420-500 mm	800 Pfund	Aluminiuml egierung	
8	CUEI5QV0	120 Zoll	500-600 mm	800 Pfund	Aluminiuml egierung	

5.Maintenance Guide

21. Stellen Sie das Produkt auf einen stabilen, sicheren, zugänglichen und ebenen Ausgangspunkt. Die Mindesttragfähigkeit des Ausgangspunkts muss der der Rampe (800 lbs) entsprechen. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Produkts.
22. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher am Startpunkt anliegt. Wenn kein sicherer, zugänglicher und ebener Startpunkt gefunden werden kann oder das Produkt nicht sicher an einem höheren Startpunkt anliegt, verwenden Sie die Rampe nicht.

23. Versuchen Sie nicht, Teile des Produkts zu manipulieren, zu reparieren oder zu modifizieren. Gehen Sie bei der Montage und Handhabung vorsichtig vor, um Quetschstellen zu vermeiden.
24. Wenn Sie das Produkt mit anderen Mobilitätshilfen verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung der jeweiligen Hilfestellung, um die zulässigen Nutzungsrichtlinien zu verstehen, einschließlich der entsprechenden Neigung, Steigung und Stuhlrichtung. Überschreiten Sie die Empfehlungen der Mobilitätshilfe nicht.
25. Achten Sie bei der Verwendung der Rampe darauf, dass diese aus Sicherheitsgründen bündig am Startpunkt anliegt.
26. Reinigen Sie die Rampenoberfläche vor jedem Gebrauch von Eis, Schnee, Staub, Blättern und anderen Ablagerungen. Entfernen Sie angesammeltes Eis und Schnee und fegen Sie die Oberfläche sauber. Reinigen Sie die Rampenoberfläche bei Staub und Ablagerungen mit einer weichen Bürste und einem alkalifreien Reinigungsmittel und spülen Sie sie anschließend gründlich ab.
27. Bei Nässe kann die Oberfläche der Rampe rutschig werden. Gehen Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihren Tritt, um ein Ausrutschen zu verhindern.
28. Wenn die Rampe längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie sie an einem trockenen und gut belüfteten Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
29. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keinen Verdünner, Benzin oder andere flüchtige organische Lösungsmittel.
30. Schrubben Sie dieses Produkt nicht mit einer harten Bürste oder einem harten Schwamm.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

SOGLIA PIEGHEVOLE-RAMPA

MANUALE D'USO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLDING THRESHOLD-RAMP

TIPO A



Modello: 21YF5QCV0 / 19UQ9FV0 /
1YAZTIV0 / 12YUIHV0 / 1JQ8CRV0

TIPO B



Modello: CUEI5QV0 / 13E5LEV0
17MST1V0

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

4. Important Safety Instructions

AVVERTIMENTO:

40. Leggere attentamente e comprendere le istruzioni e le procedure prima di installare e utilizzare la rampa di soglia. Prima del montaggio e dell'uso, leggere e seguire tutte le istruzioni, le avvertenze e etichette.

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Leggere e comprendere il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni gravi o morte.
	Attenzione: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.

41. Questo prodotto viene utilizzato principalmente dagli utenti per spingere sedie a rotelle, passeggini e trasportare oggetti di grandi dimensioni oltre le soglie.

- (1) EVITARE LESIONI GRAVI O MORTE
- (2) NON superare la capacità di peso o l'altezza di carico della rampa.
- (3) Utilizzare le rampe solo su una superficie stabile e piana.
- (4) È severamente vietato agli utenti guidare la sedia a rotelle da soli sulla rampa.
- (5) Utilizzare la rampa solo con un aiutante qualificato e utilizzare sempre la cintura di sicurezza addominale.
- (6) Quando si trasportano oggetti pesanti su una rampa, assicurarsi di avere personale ausiliario sufficiente per garantire che persone o merci non si ribaltino e non causino danni a persone o merci durante l'utilizzo della rampa.


42. Prima dell'uso, fare riferimento al manuale d'uso dell'attrezzatura per la mobilità per utilizzo accettabile della rampa, incluso il corretto pendenza/inclinazione, sedia direzione; mai superare le sue raccomandazioni.

43. Non utilizzare la rampa se danneggiata o instabile.
44. Non manomettere, tentare di riparare o modificare alcuna parte della rampa.
45. Prestare attenzione quando si ripiega e si apre la rampa per evitare potenziali punti di schiacciamento.
46. Utilizzarlo solo se gli atterraggi sicuri, liberi e livellati possono supportare almeno la stessa capacità di peso della rampa (800 libbre) .
47. La superficie della rampa può essere scivolosa in condizioni di bagnato; fare attenzione se la superficie è bagnata poiché la trazione potrebbe essere ridotta
48. Non utilizzare la rampa se la sua superficie è ricoperta di ghiaccio, neve, sporcizia, foglie o altri detriti. Rimuovere tutti gli accumuli e spazzare la superficie prima dell'uso .
49. L'uso improprio della rampa potrebbe causare gravi lesioni .
50. Prestare sempre attenzione durante la movimentazione, l'installazione e/o l'utilizzo della rampa .
51. Il posizionamento casuale può causare lesioni accidentali dovute all'arrampicata dei bambini o giocando; oppure il prodotto potrebbe cadere e causare gravi incidenti. Durante la camminata, il prodotto potrebbe spostarsi o dislocarsi a causa della reazione della camminata. Prestare attenzione.
52. Per favore non smontare e reinstallare questo prodotto, altrimenti potrebbe causare gravi incidenti

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


2.Before use

7. Utilizzarlo solo se è disponibile sufficiente spazio di manovra ad entrambe le estremità della rampa per garantire un viaggio sicuro quando entrando e uscendo dalla rampa .
8. Disimballare il prodotto dall'imballaggio ed estrarre il perno di bloccaggio per dispiegare il prodotto. Assicurarsi che i pianerottoli su cui verrà posizionata la rampa siano solidi e di solida costruzione.



3. Scheda di collegamento:

Posizionare saldamente il prodotto sui gradini e accertarsi che sia stabile prima dell'uso.



4. Prima di ogni utilizzo, controllare la rampa per verificare che non vi siano parti usurate, allentate o danneggiate. Se si riscontra una di queste condizioni, non utilizzarla .


3.How to USE

Fase 1: Disimballare il prodotto dalla confezione.

Passaggio 2: rimuovere il fermo dal foro del fermo e sbloccare il prodotto

Fase 3: Aprire il prodotto.

(TIPO A)




passo 1 passo 2 passo 3

(TIPO B)


Fase 1: Disimballare il prodotto dalla confezione.

Passaggio 2: rimuovere il fermo dal foro del fermo e sbloccare il prodotto


Fase 3~Fase 7: Aprire il prodotto.



passo 1 passo 2




passo 5 passo 4 passo 3



passo 6 passo 7

Fase 8: Posizionare saldamente questo prodotto sul gradino. Scegliere



una rampa di lunghezza appropriata in base all'altezza consigliata. La capacità di carico della rampa non deve superare le 800 libbre. Prima dell'uso, assicurarsi che questo prodotto non possa essere spostato .

Note:

1. Se il fermo non è rimosso dal foro, non aprire con forza il prodotto.
2. Piegarlo i prodotti invertendo l'ordine in cui sono stati espansi.
3. Quando si utilizza una sedia a rotelle su questo prodotto, assicurarsi di spostarla lentamente da una posizione bassa a una più alta. E quando la si sposta da un luogo alto a uno più basso, potrebbe causare una caduta per l'utente della sedia a rotelle. Inoltre, una spinta improvvisa o una frenata improvvisa di una sedia a rotelle potrebbero causare un incidente. Si prega di essere lenti quando si spinge la sedia a rotelle.



Giusto(✓) Sbagliato (X)

4.Product Parameter

Articolo	Modello	Lunghezza	Appropriato altezza dai gradini alla terra	Peso massimo	Materiale	Nota
1	1YF5QCV0	24 pollici	100-150mm	800 libbre	Lega di alluminio	TIPO A
2	19UQ9FV0	36 pollici	150-200mm	800 libbre	Lega di alluminio	
3	1YAZTIV0	48 pollici	200-250mm	800 libbre	Lega di alluminio	
4	12YUIHV0	60 pollici	250-300mm	800 libbre	Lega di alluminio	
5	1JQ8CRV0	72 pollici	300-360mm	800 libbre	Lega di alluminio	
6	13E5LEV0	84 pollici	360-420mm	800 libbre	Lega di alluminio	TIPO B
7	17MST1V0	96 pollici	420-500mm	800 libbre	Lega di alluminio	
8	CUEI5QV0	120 pollici	500-600mm	800 libbre	Lega di alluminio	

5.Maintenance Guide

31. Posizionare il prodotto su un punto di partenza robusto, sicuro, accessibile e livellato. La capacità di peso minima del punto di partenza deve essere uguale a quella della rampa (800 libbre). Non superare la capacità di peso massima del prodotto.
32. Assicurarsi che il prodotto sia saldamente a filo con il punto di partenza. Se non è possibile trovare un punto di partenza sicuro, accessibile e livellato, o se il prodotto non si adatta saldamente a un punto di partenza più alto, non utilizzare la rampa.
33. Non manomettere, tentare di riparare o modificare alcuna parte del prodotto. Prestare attenzione a evitare punti di schiacciamento durante il montaggio e la movimentazione.
34. Se si utilizza il prodotto con altre attrezzature per la mobilità, fare riferimento alla guida utente dell'attrezzatura per comprendere le linee guida di utilizzo accettabili, tra cui pendenza, inclinazione e direzione della sedia appropriate. Non superare le raccomandazioni dell'attrezzatura per la mobilità.
35. Quando si utilizza la rampa, assicurarsi che sia ben a filo con il punto di partenza per garantire la sicurezza.
36. Prima di ogni utilizzo, pulire la superficie della rampa da ghiaccio, neve, polvere, foglie e altri detriti. Rimuovere il ghiaccio e la neve accumulati e spazzare la superficie per pulirla. Per polvere e detriti, utilizzare una spazzola a setole morbide e un detergente non alcalino per pulire la superficie della rampa, quindi risciacquare abbondantemente.
37. La superficie della rampa potrebbe diventare scivolosa in condizioni di bagnato. Camminare con cautela e prestare attenzione ai propri passi per evitare di scivolare.
38. Se la rampa non verrà utilizzata per un lungo periodo, riporla in un luogo asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta.
39. Non utilizzare diluenti, benzina o altri solventi organici volatili per pulire

il prodotto.

40. Non strofinare il prodotto con una spazzola o una spugna dura.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

RAMPA DE UMBRAL PLEGABLE

MANUAL DEL USUARIO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLDING THRESHOLD-RAMP

TIPO A



TIPO B



Modelo: 21YF5QCV0 / 19UQ9FV0 /
1YAZTIV0 / 12YUIHV0 / 1JQ8CRV0

Modelo: CUEI5QV0 / 13E5LEV0
17MST1V0

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

5. Important Safety Instructions

ADVERTENCIA:

53. y comprenda atentamente las instrucciones y los procedimientos antes de instalar y usar la rampa de umbral. Antes del ensamblaje y el uso, lea y siga todas las instrucciones, advertencias y etiquetas.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Lea y comprenda este manual de instrucciones antes de utilizar este producto. De lo contrario, pueden producirse lesiones graves o la muerte.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

54. Este producto es utilizado principalmente por los usuarios para empujar sillas de ruedas, cochecitos y transportar objetos grandes a través de umbrales.

- (1) EVITE LESIONES GRAVES O LA MUERTE
- (2) NO exceda la capacidad de peso ni la altura de carga de la rampa.
- (3) Utilice rampas únicamente sobre superficies estables y niveladas.
- (4) Está estrictamente prohibido que los usuarios conduzcan la silla de ruedas solos en la rampa.
- (5) Utilice la rampa únicamente con ayuda de una persona cualificada y utilice siempre el cinturón de regazo.
- (6) Al transportar objetos pesados a través de una rampa, asegúrese de contar con suficiente personal auxiliar para ayudar a garantizar que las personas o los bienes no vuelquen y provoquen daños a personas o bienes al usar la rampa.

55. Antes de usar, consulte la guía del propietario de su equipo de movilidad. Uso aceptable de la rampa, incluido el uso adecuado pendiente/inclinación, silla dirección; nunca superar sus recomendaciones.

56. No utilice la rampa si está dañada o inestable.



57. No manipule, intente reparar ni modificar ninguna parte de la rampa.

58. Tenga cuidado al plegar y desplegar la rampa para evitar posibles puntos de atrapamiento.
59. Úselo solo si los descansos seguros, sin obstrucciones y nivelados pueden soportar, como mínimo, la misma capacidad de peso que la rampa (800 libras).
60. La superficie de la rampa puede ser resbaladiza en condiciones húmedas; tenga cuidado si la superficie está mojada ya que la tracción puede verse reducida.
61. No utilice la rampa si su superficie está cubierta de hielo, nieve, suciedad, hojas u otros residuos. Retire todas las acumulaciones y barra la superficie antes de usarla .
62. El uso inadecuado de la rampa podría provocar lesiones graves .
63. Tenga siempre cuidado al manipular, instalar o utilizar la rampa .
64. La colocación accidental puede provocar lesiones accidentales debido a que los niños trepan o jugando; o el producto podría caerse y causar accidentes graves. Al caminar, el producto podría moverse o dislocarse debido a la reacción de su caminata. Tenga cuidado.
65. Por favor no lo haga Desmonte y vuelva a instalar este producto; de lo contrario, podría provocar accidentes graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


2. Before use

9. Úselo solo si hay suficiente espacio de maniobra disponible en ambos extremos de la rampa para garantizar un viaje seguro cuando entrando y saliendo de la rampa .
10. Desembale el producto y extraiga el pasador de bloqueo para desplegarlo. Asegúrese de que los rellanos en los que se colocará la rampa sean sólidos y de construcción sólida.



3. Placa de conexión:

Coloque el producto firmemente sobre los escalones y asegúrese de que esté estable antes de usarlo.



4. Antes de cada uso, verifique que la rampa no tenga piezas desgastadas, sueltas o dañadas. Si encuentra alguna de estas condiciones, no la use .


3.How to USE

Paso 1: Desempaquete el producto del embalaje.

Paso 2: Retire el pestillo del orificio del pestillo y desbloquee el producto.

Paso 3: Despliegue el producto.

(TIPO A)




paso 1 paso 2 paso 3

(TIPO B)


Paso 1: Desempaquete el producto del embalaje.

Paso 2: Retire el pestillo del orificio del pestillo y desbloquee el producto.


Paso 3 ~ Paso 7: Despliegue el producto.



Paso 1 Paso 2




paso 5 paso 4 paso 3



paso 6 paso 7


Paso 8: Coloque este producto firmemente sobre el escalón. Elija una rampa de longitud adecuada según la altura recomendada. La capacidad



de carga de la rampa no debe superar las 800 libras. Antes de usar, asegúrese de que este producto no se pueda mover .

Notas:

1. Cuando el pestillo no se pueda quitar del orificio del pestillo, no despliegue el producto con fuerza.
2. Doble los productos invirtiendo el orden en el que fueron expandidos.
3. Cuando utilice una silla de ruedas en este producto, asegúrese de moverla lentamente desde una posición baja a una más alta. Y cuando la mueva de un lugar alto a un lugar más bajo, puede provocar una caída del usuario de la silla de ruedas . Además, un empujón o frenado repentino de una silla de ruedas puede provocar un accidente. Sea lento al empujar la silla de ruedas.



Correcto (✓) Incorrecto (X)

4.Product Parameter

Artículo	Modelo	Longitud	Adecuado altura De los escalones al suelo	Peso máximo	Material	Nota
1	1YF5QCV0	24 pulgadas	100-150 mm	800 libras	Aleación de aluminio	TIPO A
2	19UQ9FV0	36 pulgadas	150-200 mm	800 libras	Aleación de aluminio	
3	1YAZTIV0	48 pulgadas	200-250 mm	800 libras	Aleación de aluminio	
4	12YUIHV0	60 pulgadas	250-300 mm	800 libras	Aleación de aluminio	
5	1JQ8CRV0	72 pulgadas	300-360 mm	800 libras	Aleación de aluminio	
6	13E5LEV0	84 pulgadas	360-420 mm	800 libras	Aleación de aluminio	TIPO B
7	17MST1V0	96 pulgadas	420-500 mm	800 libras	Aleación de aluminio	
8	CUEI5QV0	120 pulgadas	500-600 mm	800 libras	Aleación de aluminio	

5.Maintenance Guide

41. Coloque el producto sobre un punto de partida firme, seguro, accesible y nivelado. La capacidad de peso mínima del punto de partida debe ser igual a la de la rampa (800 lb). No exceda la capacidad de peso máxima del producto.
42. Asegúrese de que el producto esté bien alineado con el punto de partida. Si no se puede encontrar un punto de partida seguro, accesible y nivelado, o si el producto no encaja de forma segura en un punto de partida más alto, no utilice la rampa.
43. No manipule, intente reparar ni modificar ninguna pieza del producto. Tenga cuidado para evitar puntos de atrapamiento durante el montaje y la manipulación.
44. Si utiliza el producto con otro equipo de movilidad, consulte la guía del usuario del equipo para conocer las pautas de uso aceptables, incluidas la inclinación y la dirección de la silla adecuadas. No exceda las recomendaciones del equipo de movilidad.
45. Al utilizar la rampa, asegúrese de que esté bien nivelada contra el punto de inicio para garantizar la seguridad.
46. Antes de cada uso, limpie la superficie de la rampa para eliminar el hielo, la nieve, el polvo, las hojas y otros residuos. Retire el hielo y la nieve acumulados y barra la superficie para limpiarla. Para eliminar el polvo y los residuos, utilice un cepillo de cerdas suaves y un detergente no alcalino para limpiar la superficie de la rampa y, luego, enjuague bien.
47. La superficie de la rampa puede volverse resbaladiza en condiciones húmedas. Camine con precaución y preste atención a dónde pisa para evitar resbalones.
48. Si la rampa no se utilizará durante un período prolongado, guárdela en un área seca y bien ventilada, lejos de la luz solar directa.
49. No utilice disolventes orgánicos volátiles, gasolina ni otros disolventes

orgánicos volátiles para limpiar el producto.

50. No frote este producto con un cepillo duro o una esponja dura.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

SKŁADANA RAMPA PROGOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLDING THRESHOLD-RAMP

TYP A



TYP B



Modele: 21YF5QCV0 / 19UQ9FV0 /
1YAZTIV0 / 12YUIHV0 / 1JQ8CRV0

Modele: CUEI5QV0 / 13E5LEV0
17MST1V0

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

6. Important Safety Instructions

OSTRZEŻENIE:

66. Przed zainstalowaniem i użyciem rampy progowej należy uważnie przeczytać i zrozumieć instrukcje i procedury . Przed montażem i użyciem należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji , ostrzeżeń i etykiety.

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Przed użyciem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

67. Produkt ten jest głównie używany przez użytkowników do pchania wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych i przenoszenia dużych przedmiotów przez progi.

- (1) UNIKAJ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI
- (2) NIE przekraczać dopuszczalnego ciężaru lub wysokości ładunku rampy.
- (3) Używaj ramp wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni.
- (4) Użytkownikom stanowczo zabrania się samodzielnego wjeżdżania wózkiem inwalidzkim na rampę.
- (5) Z rampy należy korzystać wyłącznie w towarzystwie wykwalifikowanej osoby i zawsze używać pasa biodrowego.
- (6) Podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów przez rampę należy zadbać o odpowiednią liczbę osób pomocniczych, które pomogą zapobiec przewróceniu się osób lub towarów, co mogłoby spowodować obrażenia osób lub towarów podczas korzystania z rampy.

68. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu wspomagającego poruszanie się. dopuszczalne użytkowanie rampy, w tym prawidłowe nachylenie, krzesło kierunek;nigdy przekroczyć jego zaleceń.


69. Nie używaj rampy jeśli jest uszkodzona lub niestabilna.
70. Nie wolno manipulować, próbować naprawiać ani modyfikować żadnej części rampy.
71. Podczas składania i rozkładania rampy należy zachować ostrożność, aby uniknąć potencjalnych punktów przytrzaśnięcia.
72. Używaj go tylko wtedy, gdy bezpieczne, równe i niezakłócone lądowanie utrzyma co najmniej taki sam udźwig jak rampa (800 funtów).
73. Powierzchnia rampy może być śliska w mokrych warunkach. Należy zachować ostrożność, jeśli nawierzchnia jest mokra, ponieważ może to zmniejszyć przyczepność.
74. Nie korzystaj z rampy, jeśli jej powierzchnia jest pokryta lodem, śniegiem, brudem, liśćmi lub innymi zanieczyszczeniami. Przed użyciem usuń wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia i zamieć powierzchnię .
75. Niewłaściwe użycie rampy może spowodować poważne obrażenia .
76. Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi, instalacji i użytkowania rampy .
77. Nieprzypadkowe umieszczenie może skutkować przypadkowym urazem spowodowanym przez wspinanie się dzieci lub podczas zabawy; w przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować poważne wypadki. Podczas chodzenia produkt może się przesunąć lub zwichnąć z powodu reakcji Twojego chodzenia. Zachowaj ostrożność.
78. Proszę nie rozmontuj i zainstaluj ponownie ten produkt. W przeciwnym razie może to spowodować poważne wypadki

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

2.Before use


11. Używaj go tylko wtedy, gdy po obu końcach rampy jest wystarczająco dużo miejsca na manewry, aby zapewnić bezpieczną podróż. wchodzenie i wychodzenie z rampy .
12. Wypakuj produkt z opakowania i wyciągnij sworzeń blokujący, aby rozłożyć produkt. Upewnij się, że podesty, na których zostanie

umieszczona rampa, są solidne i mają solidną konstrukcję.



3. Płytki łączące:

należy umieścić produkt na schodach i upewnić się, że jest stabilny.



4. Przed każdym użyciem należy sprawdzić rampę pod kątem zużytych, luźnych lub uszkodzonych części. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, nie używaj rampy .


3.How to USE

Krok 1: Wyjmij produkt z opakowania.

Krok 2: Wyjmij zatrzask z otworu zatrzaskowego i odblokuj produkt

Krok 3: Rozłóż produkt.

(TYP A)




krok 1 krok 2 krok 3

(TYP B)


Krok 1: Wyjmij produkt z opakowania.

Krok 2: Wyjmij zatrzask z otworu zatrzaskowego i odblokuj produkt


Krok 3–7: Rozłóż produkt.



krok 1 krok 2




krok 5 krok 4 krok 3



krok 6 krok 7


Krok 8: Proszę mocno umieścić ten produkt na stopniu. Wybierz rampę o



odpowiedniej długości na podstawie zalecanej wysokości. Nośność rampy nie powinna przekraczać 800 funtów. Przed użyciem upewnij się, że ten produkt nie może zostać przesunięty .

Uwagi:

1. Jeśli zatrask nie jest wyjęty z otworu, nie należy rozkładać produktu na siłę.
2. Złóż produkty w odwrotnej kolejności, niż były rozkładane.
3. Podczas korzystania z wózka inwalidzkiego na tym produkcie, pamiętaj, aby przesuwać go powoli z niskiej pozycji do wyższej. A gdy przesuwasz go z wysokiej pozycji do niższej, może to spowodować upadek użytkownika wózka. Ponadto nagłe pchnięcie lub nagłe hamowanie wózka inwalidzkiego może spowodować wypadek. Pchaj wózek powoli.



Dobrze (✓) Źle (X)

4.Product Parameter

Przedmiot	Model	Długość	Odpowiedni wysokość ze schodów na ziemię	Maksymalna waga	Tworzywo	Notatka
1	1YF5QCV0	24 cali	100-150 mm	800 funtów	Stop aluminium	TYP A
2	19UQ9FV0	36 cali	150-200 mm	800 funtów	Stop aluminium	
3	1YAZTIV0	48 cali	200-250 mm	800 funtów	Stop aluminium	
4	12YUIHV0	60 cali	250-300 mm	800 funtów	Stop aluminium	
5	1JQ8CRV0	72 cali	300-360 mm	800 funtów	Stop aluminium	
6	13E5LEV0	84 cali	360-420 mm	800 funtów	Stop aluminium	TYP B
7	17MST1V0	96 cali	420-500 mm	800 funtów	Stop aluminium	
8	CUEI5QV0	120 cali	500-600 mm	800 funtów	Stop aluminium	

5.Maintenance Guide

51. Umieść produkt na solidnym, bezpiecznym, dostępnym i równym punkcie początkowym. Minimalna nośność punktu początkowego musi być równa nośności rampy (800 funtów). Nie przekraczaj maksymalnej nośności produktu.
52. Upewnij się, że produkt jest bezpiecznie wyrównany z punktem początkowym. Jeśli nie można znaleźć bezpiecznego, dostępnego i równego punktu początkowego lub jeśli produkt nie pasuje bezpiecznie do wyższego punktu początkowego, nie używaj rampy.
53. Nie wolno manipulować, próbować naprawiać ani modyfikować żadnej części produktu. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć punktów zaciskania podczas montażu i obsługi.
54. W przypadku korzystania z produktu z innym sprzętem wspomagającym mobilność należy zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu, aby zrozumieć wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania, w tym odpowiednie nachylenie, pochylenie i kierunek krzesła. Nie należy przekraczać zaleceń dotyczących sprzętu wspomagającego mobilność.
55. Podczas korzystania z rampy należy upewnić się, że jest ona dokładnie przylegająca do punktu początkowego, by zapewnić bezpieczeństwo.
56. Przed każdym użyciem oczyść powierzchnię rampy z lodu, śniegu, kurzu, liści i innych zanieczyszczeń. Usuń nagromadzony lód i śnieg i zamiataj powierzchnię. W przypadku kurzu i zanieczyszczeń użyj miękkiej szczotki i niealkalicznego detergentu, aby wyczyścić powierzchnię rampy, a następnie dokładnie splucz.
57. Powierzchnia rampy może stać się śliska w mokrych warunkach. Zachowaj ostrożność i zwracaj uwagę na to, gdzie stawiasz stopy, aby uniknąć poślizgnięcia.
58. Jeżeli rampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy

przechowywać ją w suchym i przewiewnym miejscu, chroniąc ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

59. Do czyszczenia produktu nie należy używać rozcieńczalników, benzyny ani innych lotnych rozpuszczalników organicznych.
60. Nie szoruj tego produktu twardą szczotką lub gąbką.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

OPVOUWBARE DREMPELHELLING GEBRUIKERSHANDLEIDING



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLDING THRESHOLD-RAMP

TYPE A	TYPE B
	
Model: 21YF5QCV0 / 19UQ9FV0 / 1YAZTIV0 / 12YUIHV0 / 1JQ8CRV0	Model: CUEI5QV0 / 13E5LEV0 / 17MST1V0

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

7. Important Safety Instructions

WAARSCHUWING:

79. en begrijp de instructies en procedures zorgvuldig voordat u de drempelhelling installeert en gebruikt. Lees en volg alle instructies , waarschuwingen en instructies vóór montage en gebruik. etiketten.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.
	Waarschuwing: draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.

80. Dit product wordt voornamelijk gebruikt door gebruikers om rolstoelen en kinderwagens te duwen en grote voorwerpen over drempels te dragen.

- (1) **VOORKOM ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD**
- (2) Overschrijd NIET het draagvermogen of de laadhoogte van de oprit.
- (3) Gebruik hellingen alleen op een stabiele en vlakke ondergrond.
- (4) Het is ten strengste verboden om de rolstoel alleen op de oprit te rijden.
- (5) Gebruik de oprijplaat alleen met een gekwalificeerde begeleider en draag altijd een heupgordel.
- (6) Wanneer u zware voorwerpen over een helling vervoert, zorg er dan voor dat u voldoende hulp personeel hebt om te voorkomen dat personen of goederen omvallen en schade aan personen of goederen veroorzaken bij het gebruik van de helling.

81. Raadpleeg voor gebruik de gebruikershandleiding van uw mobiliteitshulpmiddel. acceptabel gebruik van de hellingbaan, inclusief het juiste gebruik helling/helling,stoel richting;nooit de aanbevelingen overtreffen.

82. Gebruik de oprijplaat niet als deze beschadigd of instabiel is.

83. Probeer niet aan de helling te sleutelen, deze te repareren of enig deel

ervan te wijzigen.

84. Wees voorzichtig bij het in- en uitvouwen van de oprijplaat om mogelijke knelpunten te voorkomen.

85. Gebruik het alleen als de veilige, onbelemmerde en vlakke landingsplaatsen minimaal hetzelfde gewicht kunnen dragen als de helling (800 lbs).

86. Het oppervlak van de helling kan glad zijn bij natte omstandigheden. Wees voorzichtig als het oppervlak nat is, omdat de grip dan verminderd kan zijn.

87. Gebruik de helling niet als het oppervlak bedekt is met ijs, sneeuw, vuil, bladeren of ander vuil. Verwijder alle ophopingen en veeg het oppervlak schoon voordat u de helling gebruikt .

88. Onjuist gebruik van de oprijplaat kan ernstig letsel tot gevolg hebben .

89. Wees altijd voorzichtig bij het hanteren, installeren en/of gebruiken van de oprijplaat .

90. Een toevallige plaatsing kan leiden tot onbedoeld letsel door het klimmen van kinderen of spelen; of het product kan vallen en ernstige ongelukken veroorzaken. Tijdens het lopen kan het product verschuiven of ontwrichten als gevolg van de reactie van uw lopen. Wees voorzichtig.



91. Doe dat alsjeblieft niet Demonteer en installeer dit product niet opnieuw. Anders kunnen er ernstige ongelukken gebeuren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

2.Before use


13. Gebruik het alleen als er aan beide uiteinden van de helling voldoende manoeuvreerruimte is om veilig rijden te garanderen . het op- en afrijden van de helling .

14. Haal het product uit de verpakking en trek de borgpen eruit om het product uit te vouwen. Zorg ervoor dat de landingen waarop de helling wordt geplaatst stevig zijn en van een solide constructie.



3. Aansluitbord:

Plaats het product stevig op de treden en zorg ervoor dat het stabiel staat voordat u het gebruikt.



4. Controleer de oprijplaat voor elk gebruik op versleten, losse of beschadigde onderdelen. Als u een van deze onderdelen constateert, mag u de oprijplaat niet gebruiken .


3.How to USE

Stap 1: Haal het product uit de verpakking.

Stap 2: Verwijder de vergrendeling uit het vergrendelingsgat en ontgrendel het product

Stap 3: Vouw het product open.

(TYPE A)




stap1 stap2 stap3
(TYPE B)


Stap 1: Haal het product uit de verpakking.

Stap 2: Verwijder de vergrendeling uit het vergrendelingsgat en ontgrendel het product


Stap 3~Stap 7: Vouw het product open.



stap1 stap2




stap5 stap4 stap3




stap 6 stap 7

Stap 8: Plaats dit product stevig op de trede. Kies een helling van de juiste lengte op basis van de aanbevolen hoogte. Het draagvermogen van de helling mag niet meer dan 800 lbs bedragen. Controleer voor gebruik of dit product niet kan verschuiven .



Opmerkingen:

1. Wanneer de vergrendeling niet uit het vergrendelingsgat is verwijderd, mag u het product niet met geweld uitvouwen.
2. Vouw de producten in de omgekeerde volgorde waarin u ze hebt uitgevouwen.
3. Wanneer u een rolstoel op dit product gebruikt, zorg er dan voor dat u deze langzaam van een lage naar een hogere positie verplaatst . En wanneer u deze van een hoge naar een lagere positie verplaatst, kan dit een val veroorzaken voor de rolstoelgebruiker. Bovendien kan een plotselinge duw of plotseling remmen van een rolstoel resulteren in een ongeval. Wees langzaam wanneer u de rolstoel duwt.



Goed (✓) Fout (X)

4.Product Parameter

Ik tem	Model	Lengte	Gepast hoogte van treden naar grond	Maximaal gewicht	Materiaal	Opmerking
1	1YF5QCV0	24 inch	100-150mm	800 pond	Aluminiuml egering	TYPE A
2	19UQ9FV0	36 inch	150-200mm	800 pond	Aluminiuml egering	
3	1YAZTIV0	48 inch	200-250mm	800 pond	Aluminiuml egering	
4	12YUIHV0	60 inch	250-300mm	800 pond	Aluminiuml egering	

5	1JQ8CRV0	72 inch	300-360mm	800 pond	Aluminiuml egering	TYPE B
6	13E5LEV0	84 inch	360-420mm	800 pond	Aluminiuml egering	
7	17MST1V0	96 inch	420-500mm	800 pond	Aluminiuml egering	
8	CUEI5QV0	120 inch	500-600mm	800 pond	Aluminiuml egering	

5.Maintenance Guide

61. Plaats het product op een stevig, veilig, toegankelijk en vlak startpunt. Het minimale draagvermogen van het startpunt moet gelijk zijn aan dat van de helling (800 lbs). Overschrijd het maximale draagvermogen van het product niet.
62. Zorg ervoor dat het product stevig tegen het startpunt aanligt. Als er geen veilig, toegankelijk en vlak startpunt kan worden gevonden, of als het product niet stevig tegen een hoger startpunt aanligt, gebruik de helling dan niet.
63. Knoei niet met, probeer niet te repareren of wijzig geen enkel onderdeel van het product. Wees voorzichtig om knelpunten te voorkomen tijdens de montage en het hanteren.
64. Als u het product gebruikt met andere mobiliteitsapparatuur, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de apparatuur om de acceptabele gebruiksrichtlijnen te begrijpen, inclusief de juiste helling, helling en stoelrichting. Overschrijd de aanbevelingen van de mobiliteitsapparatuur niet.

65. Wanneer u de oprit gebruikt, zorg er dan voor dat deze stevig aansluit op het startpunt om de veiligheid te garanderen.
66. Reinig het oppervlak van de helling voor elk gebruik van ijs, sneeuw, stof, bladeren en ander vuil. Verwijder opgehoopt ijs en sneeuw en veeg het oppervlak schoon. Gebruik voor stof en vuil een zachte borstel en een niet-alkalisch reinigingsmiddel om het oppervlak van de helling schoon te maken en spoel het vervolgens grondig af.
67. Het oppervlak van de helling kan glad worden bij natte omstandigheden. Loop voorzichtig en let op uw voeten om uitglijden te voorkomen.
68. Als de oprijplaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, berg deze dan op in een droge en goed geventileerde ruimte, uit de buurt van direct zonlicht.
69. Gebruik geen thinner, benzine of andere vluchtige organische oplosmiddelen om het product schoon te maken.
70. Schrob dit product niet met een harde borstel of een harde spons.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW20 1AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

FÄLLBAR TRÖSKELRAMP ANVÄNDARMANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLDING THRESHOLD-RAMP

TYP A



TYP B



Modell: 21YF5QCV0 / 19UQ9FV0 /
1YAZTIV0 / 12YUIHV0 / 1JQ8CRV0

Modell: CUEI5QV0 / 13E5LEV0
17MST1V0

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

8. Important Safety Instructions

WARNING:

92. och förstå instruktionerna och procedurerna noggrant innan du installerar och använder tröskelrampen. Före montering och användning, läs och följ alla instruktioner , varningar och etiketter.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.

93. Denna produkt används främst av användare för att skjuta rullstolar, barnvagnar och bära stora föremål över trösklar.

- (1) UNDVIK ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL
- (2) Överskrid INTE rampens viktkapacitet eller lasthöjd.
- (3) Använd endast ramper på ett stabilt och plant underlag.
- (4) Det är strängt förbjudet för användare att köra rullstolen ensam på rampen.
- (5) Använd endast rampen med en kvalificerad medhjälpare och använd alltid ett höftbälte.
- (6) När du bär tunga föremål genom en ramp, se till att ha tillräckligt med hjälppersonal för att se till att personer eller gods inte välter och orsakar skador på personer eller gods när du använder rampen.

94. Se bruksanvisningen för din rullstol innan användning acceptabel rampanvändning, inklusive korrekt lutning/lutning, stol riktning; aldrig överskrida dess rekommendationer.

95. Använd inte rampen om den är skadad eller instabil.

96. Ändra inte, försök att reparera eller modifiera någon del av rampen.


97. Var försiktig när du fäller och fäller upp rampen för att undvika alla potentiella klämpunkter.

98. Använd den endast om de säkra, fria, plana landningarna kan stödja, åtminstone, samma viktkapacitet som rampen (800 lbs.)
99. Ramytan kan vara hal i våta förhållanden; var försiktig om ytan är våt eftersom dragkraften kan minska
100. Använd inte rampen om dess yta är täckt med is, snö, smuts, löv eller annat skräp. Ta bort alla ansamlingar och sopa ytan ren före användning .
101. Felaktig användning av rampen kan resultera i allvarliga skador .
102. Var alltid försiktig när du hanterar, installerar och eller använder rampen .
103. Tillfällig placering kan resultera i oavsiktlig skada på grund av barns klättring eller spela; eller så kan produkten falla av och orsaka allvarliga olyckor. Under gång kan produkten förskjutas eller förskjutas på grund av reaktionen från din gång. Var försiktig.
104. Snälla gör inte det ta isär och installera om den här produkten, annars kan det orsaka allvarliga olyckor

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


2.Before use

15. Använd den endast om det finns tillräckligt med manöverutrymme i båda ändarna av rampen för att säkerställa säker färd när in- och utfart från rampen .
16. Packa upp produkten ur förpackningen och dra ut låsstiftet för att vika ut produkten. Se till att avsatserna som rampen kommer att placeras på är betydande och av sund konstruktion.



3. Anslutningskort:

Placera produkten stadigt på stegen och se till att den är stabil före användning.



4. Före varje användning, kontrollera rampen för slitna, lösa eller skadade delar. Om du upptäcker något av dessa tillstånd, använd den inte .


3.How to USE

Steg 1: Packa upp produkten ur förpackningen .

Steg 2: Ta bort spärren från spärrhålet och lås upp produkten

Steg 3: Vik produkten.

(TYP A)




steg 1 steg 2 steg 3

(TYP B)


Steg 1: Packa upp produkten ur förpackningen .

Steg 2: Ta bort spärren från spärrhålet och lås upp produkten


Steg 3 ~ Steg 7: Vik produkten.



steg 1 steg 2




steg 5 steg 4 steg 3




steg 6 steg 7

Steg 8: Sätt den här produkten stadigt på steget. Välj en ramp med lämplig längd baserat på den rekommenderade höjden. Rampens bärförmåga bör inte överstiga 800lbs. Innan användning, se till att denna produkt inte kan flyttas .



Anmärkningar:

1. När spärren inte tas bort från spärrhålet, vik inte ut produkten med våld.
2. Vik produkterna genom att vända den ordning i vilken de expanderades.
3. När du använder en rullstol på denna produkt, var noga med att flytta den långsamt från ett lågt läge till ett högre. Och när du flyttar den från en hög plats till en lägre plats kan det orsaka ett fall för rullstolsanvändaren. Dessutom kan en plötslig knuff eller plötslig inbromsning av en rullstol resultera i en olycka. Var långsam när du skjuter rullstolen.



Rätt (✓) Fel (X)

4.Product Parameter

Jag tem	Modell	Längd	Lämplig höjd från trappsteg till mark	Max B åtta	Material	Notera
1	1YF5QCV0	24 tum	100-150 mm	800 pund	Aluminium All0y	TYP A
2	19UQ9FV0	36 tum	150-200 mm	800 pund	Aluminium All0y	
3	1YAZTIV0	48 tum	200-250 mm	800 pund	Aluminium All0y	
4	12YUIHV0	60 tum	250-300 mm	800 pund	Aluminium All0y	
5	1JQ8CRV0	72 tum	300-360 mm	800 pund	Aluminium All0y	
6	13E5LEV0	84 tum	360-420 mm	800 pund	Aluminium All0y	TYP B
7	17MST1V0	96 tum	420-500 mm	800 pund	Aluminium All0y	
8	CUEI5QV0	120 tum	500-600 mm	800 pund	Aluminium All0y	

5.Maintenance Guide

71. Placera produkten på en stadig, säker, tillgänglig och jämn utgångspunkt. Minsta viktkapacitet för startpunkten måste vara lika med rampens (800 lbs). Överskrid inte produktens maximala viktkapacitet.
72. Se till att produkten ligger ordentligt i linje med startpunkten. Om en säker, tillgänglig och jämn startpunkt inte kan hittas, eller om produkten inte passar säkert mot en högre startpunkt, använd inte rampen.
73. Ändra inte, försök att reparera eller modifiera någon del av produkten. Var försiktig för att undvika klämpunkter under montering och hantering.
74. Om du använder produkten med annan mobilitetsutrustning, se användarhandboken för utrustningen för att förstå de acceptabla användningsriktlinjerna, inklusive lämplig lutning, lutning och stolens riktning. Överskrid inte rekommendationerna för rörelsehjälpmedel.
75. När du använder rampen, se till att den ligger ordentligt i linje med startpunkten för att garantera säkerheten.
76. Före varje användning, rengör rampytan från is, snö, damm, löv och annat skräp. Ta bort ansamlad is och snö och sopa rent ytan. För damm och skräp, använd en mjuk borste och icke-alkaliskt rengöringsmedel för att rengöra rampens yta och skölj sedan noggrant.
77. Ramytan kan bli hal i våta förhållanden. Gå med försiktighet och var uppmärksam på ditt fotfäste för att förhindra halka.
78. Om rampen inte kommer att användas under en längre tid, förvara den på ett torrt och välventilerat utrymme borta från direkt solljus.
79. Använd inte thinner, bensin eller andra flyktiga organiska lösningsmedel för att rengöra produkten.
80. Skrubba inte denna produkt med en hård borste eller hård svamp.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support