

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

HEARING AID

MODEL:GM-912

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL: GM-912



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol.

Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices



To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life, laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.



Compliance is a EC & UK security certification.



WARNING

Move away from any potential source of ignition immediately if the battery leaks or emits an unusual odor. When you notice unusual smell, heat, discoloration, deformation, or any other unusual situations in the process of using, charging, or storing batteries, you should immediately remove them from the device or charger and stop using them.



WARNING

This product are not for use of persons under the age of 18.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly,

read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. If you have any problems, please call us. Do not try to fix the problems yourself, or it will cause injury or property damage.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. If the battery is low, please charge it in time.
2. Do not let children, minors, and pets get close to or touch the machine.
3. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
4. Do not disassemble the product.
5. Using any accessories or attachments that are

not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.

6. Please start to use after the collect is fixed well.

7. Do not leave the product hanging over the edge of table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.

8. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters.

9. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.

10. KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.

11. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.

12. Please clean it regularly, at least once a month.

13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safe.

BEFORE USING

1. Before using the appliance for the first time, peel off any promotional and packaging materials and check that the product is clean and dust-free.
2. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
3. Check all components provided according to the list in this manual.

PRODUCT PARAMETERS

Model	GM-912
Charging port	Type-C
Power In put	DC5V 1A

Note: Please use the correct power source voltage.

Note: Before first use, the earphones need to be placed in the charging compartment to charge for 10-12 hours.

BEFORE WEARING



- It is important to make sure your ears are clean before wearing hearing aids. Take a cotton swab and clean any wax around your outer ear.

Attention: DO NOT push the cotton swab down into your inner ear!

Only clean the outer part of your ears!

If there is too much wax build-up in your ear, it will block the sound from your hearing aids.

HOW TO WEAR



Choose an ear dome size that you think will fit your ears. You may need to try different size until you find the perfect fit. Carefully slip the domes off the hearing aid, then slip the new size dome on.



Insert your hearing aid into ear canal. It should feel snug, secure, and comfortable. If not, try a different size dome.

Be sure to choose the best fitting ear dome for your ears! Everyone's ears are different! If the ear dome are too small or too loose for your ear, you will most likely hear feedback of whistling. Always keep your hearing aids turned off until you have them in your ears to prevent feedback.

TURN ON


Put the hearing aid switch to "N", waiting for 10 seconds to start working.





When wearing hearing aids, please do not cover the microphone above.

TURN OFF

Put the hearing aid switch to "O", the hearing aids will turn off.



VOLUME CONTROL



Turn up the volume


Turn down the volume

As shown in the figure: Take out the tuning stick to adjust the volume.

Rotate clockwise = turn up the volume

Rotate counterclockwise = turn down the volume

Attention: The first time you use a hearing aid to adjust the volume, you should start the trial adjustment from the minimum volume.



CHARGING

L+ Green Bars: Left hearing aid is charging

R+ Green Bars: right hearing aid is charging

The number [0-100] indicates the level of charge of case has left . As long as this number above 0, you can place your hearing aids in the case to recharge them.

Attention: It is recommended to recharge the case (using the USB cable included) any time the case is below 30%.



Charging



Charging complete

1. **Charging Time:** For the first charge, it is recommended to charge for 10-12 hours to ensure the battery is fully activated for optimal performance.
2. **Use Original Charge cable:** Always use the provided original cable to ensure a secure connection and avoid charging efficiency issues.
3. 2-3 hours of charging time can make your hearing aid fully charged.
4. **Temperature Range:** Avoid charging in extreme temperature conditions. Maintain a charging Celsius to safeguard battery health.environment within the range of 5-35 degrees.
5. **Long-Term Storage:** If hearing aids will not be used for an extended period, power them off and

store them in a dry place to prevent moisture-related issues and ensure device performance.

21-DAY WEAR CHART

THE JOURNEY TO LISTENING

Unlike vision correction, which simply wears glasses, hearing correction is a rather detailed process. Once you start your hearing correction journey, you will experience countless "new sounds", and your brain needs to adapt for a period of time. In just a few weeks, you will be shocked by the sound that you have never experienced before. If you have any questions, we will serve you wholeheartedly.

● THE FIRST WEEK

Some sounds may be too noisy when wearing a hearing aid for the first time, such as the humming of the refrigerator, the wrinkling of paper, or the sound of your footsteps. This is normal, and your brain is re-learning how to prioritize these sounds.

Be patient!

Patient

At the beginning, wear the hearing aid for 30 minutes a day. Each day, try increasing your wearing time by another 30 minutes.

Exercise

Listen carefully to a song or watch a movie you familiar with. Embrace being able to hear again!

• THE SECOND WEEK

The more you wear the hearing aid, the more you can adapt to the different sounds in different environments. You can even try telling the people around you to not speak so loudly to you any more. Communication becomes much easier now.

• THE THIRD WEEK

After a few weeks, you will feel much more energetic because you no longer need to spend so much energy trying to hear what others say! The sound will become cleaner and clearer. Listening will come naturally. You will once again enjoy the sounds that surround you in your life.

Participate

Have a meal in a restaurant with friends, watch a movie in a theater, join a family gathering, and no longer have to worry about missing out on memories!

TROUBLESHOOTING

1. There is no sound when wearing? If there is no sound:

- Check to see if the hearing aid is switched On.
- Make sure the hearing aid is fully charged.
- Check the volume level to see if it is adjusted to suit your hearing.
- Make sure your ears are clean and there is nothing blocking your ear canal.

Note: If the hearing aid is silent or the sound becomes low due to the blockage of the sound outlet, please clean the sound outlet

2. If you hear constant feedback or a high sharp sound:

You may need to try different sized ear dome. Feedback usually means that the dome is too small, and the sound is escaping your ear canal. The ear dome should be big enough to prevent feedback, but also feel comfortable and secure in your ear.

TIPS

1. After using for more than 60 minutes, it is recommended to remove the headphones and let the ears rest fully before using them again.
2. Please test the volume of the earphones after powering on and avoid putting them directly into your ears.
3. Avoid using headphones during sports, such as swimming, running, skipping, basketball, football, etc.
4. Strong magnetic or electric fields and high noise will damage the product

Note: Before first use, the earphones need to be placed in the charging compartment to charge for 10-12 hours.

CLEANING AND STORAGE

1. Long-Term Storage: If hearing aids will not be used for an extended period, power them off and store them in a dry place to prevent moisture-related issues and ensure device performance.
2. Wipe with a soft dry cloth and clean with a soft bristle brush.
3. Please keep accessories and products together.

Hong yu kang Technology (Guangdong) Co., Ltd.

Address: Room 301,302,303,3rd Floor, Building
12, Fuqiao Second District, HepingCommunity,
Fuhai Street, Baoan District,
Shenzhen,Guangdong,China,518103

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technical Support and E-Warranty
Certificate www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

PROTHÈSE AUDITIVE

MODÈLE : GM-912

Nous continuons à nous engager à vous fournir
outils à prix compétitif.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre
expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une
estimation des économies dont vous pourriez bénéficier
acheter certains outils chez nous par rapport aux grandes
marques haut de gamme et ne signifie pas nécessairement
couvrir toutes les catégories d'outils proposées
par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier
soigneusement lorsque vous passez une commande avec
nous si vous économisez réellement la moitié
comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODÈLE : GM-912



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :
Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
 	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit être collecté séparément dans les centres de collecte des déchets. Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Pour minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin

Pendant la durée de vie de ce produit, les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et de procéder à un recyclage approprié. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails

sur le recyclage et l'élimination sécuritaire de ces produits dans votre région.



Compliance est une certification de sécurité CE et UK.



AVERTISSEMENT

Si la batterie fuit ou dégage une odeur inhabituelle, éloignez-vous immédiatement de toute source potentielle d'inflammation. Lorsque vous remarquez une odeur inhabituelle, de la chaleur, une décoloration, une déformation ou toute autre situation inhabituelle lors de l'utilisation, du chargement ou du stockage des batteries, vous devez immédiatement les retirer de l'appareil ou du chargeur et cesser de les utiliser.



AVERTISSEMENT

Ce produit n'est pas destiné aux personnes de moins de 18 ans.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1)

Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux ondes radio.

communications. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un cas particulier.

installation. Si ce produit cause des effets nocifs interférence avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant le produit et sur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le interférence par un ou plusieurs des éléments suivants mesures.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté. technicien pour assistance.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales Exigence d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer sûr que vous pouvez utiliser la machine correctement,

lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation et conservez-le correctement pour référence ultérieure. Veuillez assurer-vous de lire les précautions et les règles de sécurité sur cette page pour assurer votre utilisation en toute sécurité.

Ce manuel décrit les avertissements de sécurité et précautions, utilisation, entretien et nettoyage.

Les avertissements et instructions examinés dans ce le manuel ne peut pas couvrir toutes les conditions possibles et situations qui peuvent survenir. Attention et sens ne sont pas intégrés dans ce produit, car nous je crois que les usages seront conformes à ces codes.

Si vous avez des problèmes, veuillez nous appeler. Ne essayez de résoudre les problèmes vous-même, sinon cela causera blessures ou dommages matériels.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant en utilisant votre machine.

1. Si la batterie est faible, veuillez la charger à temps.
2. Ne laissez pas les enfants, les mineurs et les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. autre liquide.
4. Ne démontez pas le produit.
5. Utiliser des accessoires ou des pièces jointes qui sont

non fourni ou recommandé par le fabricant

peut causer des blessures.

6. Veuillez commencer à utiliser une fois la collecte bien fixée.

7. Ne laissez pas le produit pendre sur le bord

de la table ou du comptoir ou le laisser entrer en contact avec

toutes surfaces chaudes.

8. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'appareils à air chaud,

de brûleurs électriques ou de radiateurs.

9. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que

l'utilisation indiquée.

10. GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

11. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN PRODUIT ABRASIF

MATÉRIEL.

12. Veuillez le nettoyer régulièrement, au moins une fois par mois.

13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par

personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales éduquées, ou dépourvues de

expérience ou des connaissances, à moins qu'elles n'aient été

donné une supervision ou des instructions concernant l'utilisation

de l'appareil par une personne responsable de son

sûr.

AVANT UTILISATION

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez-le de tout matériel promotionnel et d'emballage et vérifiez que le produit est propre et sans poussière.
2. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec soin et Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
3. Vérifiez tous les composants fournis conformément aux liste dans ce manuel.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	GM-912
Port de chargement	Type C
Entrée d'alimentation	DC5V 1A

Remarque : veuillez utiliser la source d'alimentation appropriée tension.

Remarque : avant la première utilisation, les écouteurs doivent être placé dans le compartiment de chargement pour charger 10-12 heures.

AVANT DE PORTER



- Il est important de s'assurer que vos oreilles sont propres avant de porter des appareils auditifs. Prenez un coton-tige et nettoyez le cérumen autour de votre oreille externe.

Attention : NE PAS enfoncer le coton-tige dans votre oreille interne !

Nettoyez uniquement la partie externe de vos oreilles !

S'il y a trop de cérumen accumulé dans votre oreille, cela bloquera le son de vos appareils auditifs.

COMMENT PORTER



Choisissez une taille de dôme qui, selon vous, conviendra à vos oreilles. Vous devrez peut-être essayer différentes tailles jusqu'à ce que vous trouviez la taille idéale. Retirez délicatement les dômes de l'aide auditive, puis enfiler le dôme de la nouvelle taille.




Insérez votre appareil auditif dans le conduit auditif. Il doit être bien ajusté, sécurisé et confortable. Si ce n'est pas le cas, essayez un dôme de taille différente.

Assurez-vous de choisir le dôme auriculaire le mieux adapté à vos oreilles ! Les oreilles de chacun sont différentes ! Si le dôme auriculaire est trop petit ou trop lâche pour votre oreille, vous entendrez probablement un retour de sifflement. Gardez toujours vos aides auditives éteintes jusqu'à ce que vous les ayez dans vos oreilles pour

éviter les retours d'information.ACTIVER


Placez l'interrupteur de l'aide auditive sur « N » et attendez 10 secondes pour commencer à fonctionner.




Lorsque vous portez des appareils auditifs, veuillez ne pas couvrir le microphone situé au-dessus.

ÉTEINDRE

Placez l'interrupteur de l'aide auditive sur « O », les aides auditives s'éteindront.




CONTRÔLE DU VOLUME



Augmenter le volume Baisser le volume Comme indiqué sur la figure : Retirez le manche d'accordage pour régler le volume.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre = augmentez le volume
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre = baissez le volume

Attention : la première fois que vous utilisez un appareil auditif pour régler le volume, vous devez commencer le réglage d'essai à partir du volume minimum.



CHARGEMENT

Barres vertes L+ : l'aide auditive gauche est en charge.

Barres vertes R+ : l'aide auditive droite est en charge.

Le chiffre [0-100] indique le niveau de charge restant de l'étui.

Tant que ce chiffre est supérieur à 0, vous pouvez placer vos aides auditives dans l'étui pour les recharger.

Attention : Il est recommandé de recharger le boîtier (à l'aide du câble USB fourni) chaque fois que le boîtier est inférieur à 30 %.



Charging



Charging complete

1. Temps de charge : Pour la première charge, il est recommandé de charger pendant 10 à 12 heures pour garantir la batterie est entièrement activée pour un fonctionnement optimal performance.
2. Utilisez le câble de charge d'origine : utilisez toujours le câble d'origine fourni pour assurer une connexion sécurisée connexion et éviter les problèmes d'efficacité de charge.
3. 2 à 3 heures de temps de charge peuvent rendre votre aide auditive complètement chargée.
4. Plage de température : évitez de charger dans des conditions extrêmes. conditions de température. Maintenir une charge Celsius pour préserver la santé de la batterie. environnement dans la gamme de 5 à 35 degrés.
5. Stockage à long terme : si les aides auditives ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, éteignez-les et

rangez-les dans un endroit sec pour éviter les problèmes liés à l'humidité et garantir que l'appareil performance.

TABLEAU DE PORT DE 21 JOURS

LE VOYAGE VERS L'ÉCOUTE

Contrairement à la correction de la vue, qui consiste simplement à porter des lunettes, la correction auditive est un processus assez détaillé. Une fois que vous aurez commencé votre parcours de correction auditive, vous entendrez d'innombrables « nouveaux sons » et votre cerveau devra s'adapter pendant un certain temps. En quelques semaines seulement, vous serez choqué par le son que vous n'aviez jamais entendu auparavant. Si vous avez des questions, nous vous répondrons de tout cœur.

• LA PREMIÈRE SEMAINE

Certains sons peuvent être trop forts lorsque vous portez un appareil auditif pour la première fois, comme le bourdonnement du réfrigérateur, le froissement du papier ou le bruit de vos pas. C'est normal et votre cerveau réapprend à hiérarchiser ces sons.

Sois patient!

Patient

Au début, portez l'aide auditive pendant 30 minutes par jour.

Chaque jour, essayez d'augmenter votre temps de port de 30 minutes supplémentaires.

Exercice

Écoutez attentivement une chanson ou regardez un film que vous connaissez. Acceptez de pouvoir entendre à nouveau !

• LA DEUXIÈME SEMAINE

Plus vous portez l'appareil auditif, plus vous pouvez vous adapter aux différents sons dans différents environnements. Vous pouvez même essayer de dire aux gens autour de vous de ne plus vous parler aussi fort.

La communication devient beaucoup plus facile maintenant.

• LA TROISIÈME SEMAINE

Après quelques semaines, vous vous sentirez beaucoup plus énergique car vous n'aurez plus besoin de dépenser autant d'énergie pour essayer d'entendre ce que les autres disent ! Le son deviendra plus clair et plus net. L'écoute viendra naturellement. Vous apprécierez à nouveau les sons qui vous entourent dans votre vie.

Participer

Prendre un repas dans un restaurant avec des amis, regarder un film dans un cinéma, participer à une réunion de famille, et non n'avez plus à vous soucier de manquer souvenirs!

DÉPANNAGE

1. Il n'y a pas de bruit lorsque vous le portez ? S'il n'y a pas de bruit son : •

Vérifiez si l'aide auditive est allumée. • Assurez-vous que l'aide auditive est complètement chargée. • Vérifiez le niveau de volume pour voir s'il est réglé adapté à votre audition. • Assurez-vous que vos oreilles sont propres et qu'il y a rien ne bloque votre conduit auditif.

Remarque : Si l'aide auditive est silencieuse ou si le son devient faible en raison du blocage du son sortie, veuillez nettoyer la sortie du son

2. Si vous entendez un retour constant ou un son aigu son:

Vous devrez peut-être essayer des dômes auriculaires de différentes tailles. Les commentaires signifient généralement que le dôme est trop petit, et le son s'échappe de votre conduit auditif. Le dôme de l'oreille doit être suffisamment grand pour éviter commentaires, mais aussi se sentir à l'aise et en sécurité ton oreille.

CONSEILS

1. Après une utilisation de plus de 60 minutes, il est il est recommandé de retirer les écouteurs et de laisser les oreilles se reposent complètement avant de les réutiliser.
 2. Veuillez tester le volume des écouteurs après mise sous tension et éviter de les mettre directement dans tes oreilles.
 3. Évitez d'utiliser des écouteurs pendant que vous faites du sport, par exemple natation, course à pied, saut à la corde, basket-ball, football, etc.
 4. Champs magnétiques ou électriques puissants et bruit élevé endommagera le produit
- Remarque : avant la première utilisation, les écouteurs doivent être placé dans le compartiment de chargement pour charge pendant 10 à 12 heures.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

1. Stockage à long terme : si les aides auditives ne sont pas utilisées pendant une période prolongée, éteignez-les et rangez-les dans un endroit sec pour éviter les problèmes liés à l'humidité et garantir les performances de l'appareil.
2. Essuyez avec un chiffon doux et sec et nettoyez avec une brosse à poils doux.
3. Veuillez conserver les accessoires et les produits ensemble.

Hong Yu Kang Technology (Guangdong) Co., Ltd.

Adresse : Salle 301, 302, 303, 3e étage, bâtiment
12, deuxième arrondissement de Fuqiao, communauté de
Heping, rue Fuhai, arrondissement

de Baoan, Shenzhen, Guangdong, Chine, 518103

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Maison Centurion,
Route de Londres, Staines-upon-Thames
Tamise, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de
garantie électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

HÖRGERÄT

MODELL:GM-912

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen

Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, von denen Sie profitieren könnten. Der Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind von uns. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit uns, wenn Sie tatsächlich die Hälfte sparen in Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELL: GM-912



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im

Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Um Gesundheitsrisiken zu minimieren
und die Umwelt am Ende

Nach Ablauf der Lebensdauer
dieses Produkts müssen Sie gemäß
den Gesetzen zu Elektro- und
Elektronik-Altgeräten (WEEE) und der
Altbatterierichtlinie dieses Produkt bei
einer geeigneten Sammelstelle
entsorgen, wo es zur Entfernung der
Batterien und zum ordnungsgemäßen
Recycling hingeschickt wird. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Ihren
örtlichen Behörden.

Informationen zum Recycling und zur sicheren
Entsorgung dieser in Ihrer Nähe.



Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung
der EG und des Vereinigten Königreichs.



WARNUNG

Entfernen Sie sich sofort von möglichen Zündquellen, wenn die Batterie ausläuft oder einen ungewöhnlichen Geruch abgibt. Wenn Sie beim Verwenden, Laden oder Lagern von Batterien ungewöhnlichen Geruch, Hitze, Verfärbung, Verformung oder andere ungewöhnliche Situationen bemerken, sollten Sie sie sofort aus dem Gerät oder Ladegerät entfernen und nicht mehr verwenden.



WARNUNG

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren bestimmt.

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1) Dieses

Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen

tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität

verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs führen.

Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in einem bestimmten

Installation. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die kann festgestellt werden, indem das Produkt aus- und wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störungen durch einen oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines Stromkreises an anders als die, auf die der Empfänger verbunden.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker Techniker um Hilfe.

Das Gerät wurde auf seine allgemeinen RF-Belastungsanforderung. Das Gerät kann verwendet werden unter tragbaren Belichtungsbedingungen ohne Einschränkung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicher, dass Sie die Maschine richtig bedienen können,

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und Bewahren Sie es für zukünftige Verwendungszwecke gut auf.

Lesen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise auf diese Seite, um Ihre sichere Nutzung zu gewährleisten.

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen, Betrieb, Wartung und Reinigung.

Die in diesem Dokument beschriebenen Warnungen und Anweisungen Das Handbuch kann nicht alle möglichen Bedingungen abdecken und Situationen, die auftreten können. Vorsicht und allgemeine Sinn sind in diesem Produkt nicht eingebaut, da wir davon ausgehen, dass die Verwendung diesen Vorschriften entspricht. Bei Problemen rufen Sie uns bitte an.

Versuchen Sie, die Probleme selbst zu beheben, sonst kommt es zu Verletzungen oder Sachschäden.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie mit Ihrem Gerät.

1. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf.
2. Halten Sie Kinder, Jugendliche und Haustiere von der oder die Maschine berühren.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
4. Das Produkt nicht zerlegen.
5. Die Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die

nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen

kann zu Verletzungen führen.

6. Beginnen Sie mit der Verwendung, nachdem die Sammlung gut fixiert ist.

7. Lassen Sie das Produkt nicht über den Rand hängen
des Tisches oder der Theke oder lassen Sie es mit

keine heißen Oberflächen.

8. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von heißer Luft,
elektrischen Brennern oder Heizgeräten.

9. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als
die angegebene Nutzung.

10. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

11. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFMITTELN
MATERIAL.

12. Bitte reinigen Sie es regelmäßig, mindestens einmal im Monat.

13. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie wurden
unter Aufsicht oder Einweisung in die Benutzung
des Gerätes durch eine für deren Gebrauch verantwortliche Person
sicher.

VOR DEM GEBRAUCH

1. Vor dem ersten Gebrauch des Geräts
von jeglichem Werbe- und Verpackungsmaterial und
Überprüfen Sie, ob das Produkt sauber und staubfrei ist.
2. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und
Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
3. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten gemäß
Liste in diesem Handbuch.

PRODUKTPARAMETER

Modell	GM-912
Ladeanschluss	Typ C
	Gleichstrom 5 V, 1 A

Stromversorgungshinweis : Bitte verwenden Sie die richtige Stromquelle
Stromspannung.

Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch müssen die Ohrhörer
in das Ladefach gelegt, um den Akku aufzuladen
10-12 Stunden.

VOR DEM TRAGEN



- Achten Sie darauf, dass Ihre Ohren sauber sind, bevor Sie Hörgeräte tragen. Entfernen Sie mit einem Wattestäbchen das Ohrenschmalz rund um Ihr Außenohr.

Achtung: Das Wattestäbchen NICHT ins Innenohr drücken!

Reinigen Sie nur die äußeren Ohren!

Wenn sich in Ihrem Ohr zu viel Ohrenschmalz ansammelt, wird der Ton aus Ihren Hörgeräten blockiert.

WIE MAN ES TRÄGT



Wählen Sie eine Ohrstöpselgröße, die Ihrer Meinung nach in Ihre Ohren passt. Möglicherweise müssen Sie verschiedene Größen ausprobieren, bis Sie die perfekte Passform gefunden haben. Ziehen Sie die Stöpsel vorsichtig vom Hörgerät ab und stecken Sie dann den Stöpsel der neuen Größe auf.




Setzen Sie Ihr Hörgerät in den Gehörgang ein. Es sollte sich bequem, sicher und komfortabel anfühlen. Wenn nicht, probieren Sie eine Kuppel einer anderen Größe aus.

Wählen Sie unbedingt die Ohrmuschel, die am besten zu Ihren Ohren passt! Jeder hat andere Ohren! Wenn die Ohrmuschel zu klein oder zu locker für Ihr Ohr ist, werden Sie höchstwahrscheinlich Rückkopplungen oder Pfeifen hören. Lassen Sie Ihre Hörgeräte immer ausgeschaltet, bis Sie sie in Ihren Ohren haben,

Rückkopplung **verhindern.EINSCHALTEN**


Stellen Sie den Hörgeräteschalter auf „N“ und warten Sie 10 Sekunden, bis das Gerät zu arbeiten beginnt.




Wenn Sie ein Hörgerät tragen, decken Sie das Mikrofon oben bitte nicht ab.

AUSSCHALTEN

Stellen Sie den Hörgeräteschalter auf „O“, die Hörgeräte schalten sich aus.



LAUTSTÄRKEREGLER




Erhöhen Sie die Lautstärke. Verringern Sie die Lautstärke. Wie in der Abbildung gezeigt: Nehmen Sie den Stimmstab heraus, um die Lautstärke anzupassen.

Drehen im Uhrzeigersinn = Lautstärke erhöhen

Drehen gegen den Uhrzeigersinn = Lautstärke verringern

Achtung: Wenn Sie die Lautstärke eines Hörgeräts zum ersten Mal einstellen, sollten Sie die Probееinstellung mit der Mindestlautstärke beginnen.



LADEN

L+ Grüne Balken: Linkes Hörgerät wird geladen **R+**

Grüne Balken: rechtes Hörgerät wird geladen Die Zahl [0-100] gibt den verbleibenden Ladestand des Etuis an. Solange diese Zahl über 0 liegt, können Sie Ihre Hörgeräte zum Aufladen in das Etui legen.

Achtung: Es wird empfohlen, das Gehäuse (mit dem mitgelieferten USB-Kabel) immer dann aufzuladen, wenn der Ladestand unter 30 % liegt.



Charging



Charging complete

1. Ladezeit: Für die erste Ladung ist es empfohlen, 10-12 Stunden aufzuladen, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig aktiviert ist für optimale Leistung.
2. Original-Ladekabel verwenden: Verwenden Sie immer das mitgelieferte Originalkabel, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten und vermeiden Sie Probleme mit der Ladeeffizienz.
3. 2-3 Stunden Ladezeit können Ihr Hörgerät vollständig aufladen.
4. Temperaturbereich: Vermeiden Sie das Laden bei extremen Temperaturbedingungen. Halten Sie eine Ladezeit Celsius zum Schutz der Batteriegesundheit. Umwelt im Bereich von 5-35 Grad.
5. Langzeitlagerung: Wenn Hörgeräte nicht
Wenn Sie die Geräte längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie sie aus und

Bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Gerät Leistung.

21-TAGE-TRAGETABELLEN

Die Reise zum Zuhören

Im Gegensatz zur Sehkorrektur, bei der Sie einfach eine Brille tragen, ist die Hörkorrektur ein ziemlich komplexer Prozess. Sobald Sie mit der Hörkorrektur beginnen, werden Sie unzählige „neue Geräusche“ erleben und Ihr Gehirn muss sich eine Zeit lang anpassen. In nur wenigen Wochen werden Sie von Geräuschen überrascht sein, die Sie noch nie zuvor erlebt haben. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen von ganzem Herzen zur Verfügung.

• DIE ERSTE WOCHE

Manche Geräusche können zu laut sein, wenn Sie zum ersten Mal ein Hörgerät tragen, wie etwa das Summen des Kühlschranks, das Rascheln von Papier oder das Geräusch Ihrer Schritte. Das ist normal und Ihr Gehirn lernt neu, diese Geräusche zu priorisieren.

Sei geduldig!

Geduldig

Tragen Sie das Hörgerät zu Beginn 30 Minuten am Tag.

Versuchen Sie, die Tragezeit jeden Tag um weitere 30 Minuten zu erhöhen.

Übung

Hören Sie aufmerksam einem Lied zu oder schauen Sie sich einen Film an, den Sie kennen. Freuen Sie sich darüber, dass Sie wieder hören können!

• DIE ZWEITE WOCHE

Je länger Sie das Hörgerät tragen, desto besser können Sie sich an die verschiedenen Geräusche in unterschiedlichen Umgebungen gewöhnen. Sie können sogar versuchen, die Menschen um Sie herum zu bitten, nicht mehr so laut mit Ihnen zu sprechen. Die Kommunikation wird jetzt viel einfacher.

• DIE DRITTE WOCHE

Nach ein paar Wochen werden Sie sich viel energiegeladener fühlen, weil Sie nicht mehr so viel Energie darauf verwenden müssen, zu hören, was andere sagen! Der Ton wird klarer und deutlicher. Das Zuhören wird ganz natürlich. Sie werden die Geräusche, die Sie in Ihrem Leben umgeben, wieder genießen.

Teilnehmen

Essen Sie mit Freunden im Restaurant, schauen Sie sich ein Film im Kino, Teilnahme an einem Familientreffen, und nein müssen sich keine Sorgen mehr machen, etwas zu verpassen Erinnerungen!

FEHLERBEHEBUNG

1. Es gibt keinen Ton beim Tragen? Wenn es keine

Ton: •

Überprüfen Sie, ob das Hörgerät eingeschaltet ist. • Stellen Sie sicher, dass das Hörgerät vollständig aufgeladen ist. • Überprüfen Sie die Lautstärke, um zu sehen, ob sie auf

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Ohren sauber sind und dass nichts blockiert Ihren Gehörgang.

Hinweis: Wenn das Hörgerät stumm ist oder der Ton wird durch die Blockierung des Schalls niedrig
Reinigen Sie bitte den Tonausgang

2. Wenn Sie ständig Rückkopplungen oder einen hohen, scharfen Klang:

Möglicherweise müssen Sie Ohrstöpsel unterschiedlicher Größe ausprobieren.

Rückkopplung bedeutet in der Regel, dass die Kuppel zu klein und der Ton entweicht aus Ihrem Gehörgang.

Die Ohrmuschel sollte groß genug sein, um zu verhindern Feedback, sondern fühlen sich auch wohl und sicher in dein Ohr.

TIPPS

1. Nach einer Verwendung von mehr als 60 Minuten ist es Es wird empfohlen, die Kopfhörer abzunehmen und Lassen Sie die Ohren vollständig ruhen, bevor Sie sie wieder verwenden.
 2. Bitte testen Sie die Lautstärke der Ohrhörer nach und vermeiden Sie, sie direkt in die Steckdose zu stecken deine Ohren.
 3. Vermeiden Sie die Verwendung von Kopfhörern beim Sport, wie Schwimmen, Laufen, Seilspringen, Basketball, Fußball usw.
 4. Starke magnetische oder elektrische Felder und hoher Lärm beschädigt das Produkt
- Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch müssen die Ohrhörer in das Ladefach gelegt werden, um 10–12 Stunden aufladen.**

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Langzeitlagerung: Wenn Hörgeräte über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, schalten Sie sie aus und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, um feuchtigkeitsbedingte Probleme zu vermeiden und die Geräteleistung sicherzustellen.
2. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen und mit einer weichen Borstenbürste reinigen.
3. Bitte bewahren Sie Zubehör und Produkte zusammen auf.

Hong Yu Kang Technology (Guangdong) Co., Ltd.

Adresse: Zimmer 301,302,303,3. Stock, Gebäude

12, zweiter Bezirk Fuqiao, HepingCommunity, Fuhai Street,

Bezirk Baoan, Shenzhen,

Guangdong, China, 518103

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite

250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited

Büro 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-

Themse, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technischer Support und E-
Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

APPARECCHIO ACUSTICO

MODELLO:GM-912

Continuiamo ad impegnarci per fornirti
strumenti con prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima dei risparmi di cui potresti beneficiare acquistare determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili offerti da noi. Ti ricordiamo cortesemente di verificare con attenzione quando si effettua un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà confronto con i principali marchi.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELLO: GM-912



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.



SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti

Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo.

I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente alla fine della durata di vita di questo prodotto, le leggi che riguardano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle pile esauste richiedono di smaltire questo prodotto in un centro di raccolta idoneo, dove verrà inviato per rimuovere le batterie e per un riciclaggio appropriato. Per maggiori dettagli, contattare le autorità locali.

sul riciclaggio e lo smaltimento sicuro di questi nella tua zona.



Compliance è una certificazione di sicurezza CE e UK.



AVVERTIMENTO

Allontanarsi immediatamente da qualsiasi potenziale fonte di accensione se la batteria perde o emette un odore insolito. Quando si nota un odore insolito, calore, scolorimento, deformazione o qualsiasi altra situazione insolita durante l'utilizzo, la carica o la conservazione delle batterie, è necessario rimuoverle immediatamente dal dispositivo o dal caricabatterie e smettere di utilizzarle.



AVVERTIMENTO

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone di età inferiore a 18 anni.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1)

Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle apparecchiature radio.

comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in un particolare

installazione. Se questo prodotto causa danni interferenza alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinato spegnendo il prodotto e su, l'utente è incoraggiato a provare a correggere il interferenza da parte di uno o più dei seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è soggetto il destinatario collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto tecnico per assistenza.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali Requisito di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per rendere assicurarsi di poter utilizzare correttamente la macchina,

leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarlo correttamente per riferimento futuro. Si prega di essere assicurati di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza su questa pagina per garantirne un utilizzo sicuro.

Questo manuale descriverà le avvertenze di sicurezza e precauzioni, funzionamento, manutenzione e pulizia.

Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo il manuale non può coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Attenzione e norme comuni senso non sono integrati in questo prodotto, poiché noi riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a tali codici.

Se hai qualche problema, chiamaci. Non prova a risolvere i problemi da solo, altrimenti causerai lesioni o danni alla proprietà.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima utilizzando la tua macchina.

1. Se la batteria è scarica, caricarla in tempo.
2. Non lasciare che bambini, minorenni e animali domestici si avvicinino o toccare la macchina.
3. Non immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro altro liquido.
4. Non smontare il prodotto.
5. Utilizzare accessori o attacchi che siano

non fornito o consigliato dal produttore
può causare lesioni.

6. Si prega di iniziare a utilizzare il prodotto solo dopo che il colletto è stato fissato correttamente.

7. Non lasciare il prodotto appeso al bordo
del tavolo o del bancone o lasciarlo entrare in contatto con
qualsiasi superficie calda.

8. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di
aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.

9. Non utilizzare questa unità per scopi diversi da
l'uso indicato.

10. TENERE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

11. NON PULIRLO CON ALCUN ABRASIVO
MATERIALE.

12. Si prega di pulirlo regolarmente, almeno una volta al mese.

13. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di
persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali
o mentali, o prive di
esperienza o conoscenza, a meno che non siano state
fornita supervisione o istruzione in merito all'uso
dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sua
sicuro.

PRIMA DELL'USO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, sbucciare da qualsiasi materiale promozionale e di imballaggio e verificare che il prodotto sia pulito e privo di polvere.
2. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e tenerli lontani dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
3. Controllare tutti i componenti forniti secondo la elencare in questo manuale.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	GM-912
Porta di ricarica	Tipo C
Ingresso	CC5V 1A

alimentazione **Nota:** utilizzare la fonte di alimentazione corretta voltaggio.

Nota: prima del primo utilizzo, gli auricolari devono essere posizionato nel vano di ricarica per la ricarica 10-12 ore.

PRIMA DI INDOSSARE



- È importante assicurarsi che le orecchie siano pulite prima di indossare gli apparecchi acustici. Prendi un batuffolo di cotone e pulisci la cera attorno all'orecchio esterno.

Attenzione: NON spingere il cotton fioc nell'orecchio interno!

Pulisci solo la parte esterna delle orecchie!

Se si accumula troppo cerume nell'orecchio, questo ostruirà il passaggio del suono dagli apparecchi acustici.

COME INDOSSARE



Scegli una dimensione di cupoletta auricolare che pensi si adatti alle tue orecchie. Potresti dover provare diverse dimensioni finché non trovi quella perfetta. Fai scivolare con attenzione le cupolette fuori dall'apparecchio acustico, quindi fai scivolare la cupola della nuova dimensione




Inserisci l'apparecchio acustico nel condotto uditivo. Dovrebbe essere aderente, sicuro e confortevole. In caso contrario, prova una cupola di dimensioni diverse.

Assicurati di scegliere la cupola auricolare più adatta alle tue orecchie! Le orecchie di ognuno sono diverse! Se la cupola auricolare è troppo piccola o troppo larga per il tuo orecchio, molto probabilmente sentirai un feedback di fischio. Tieni sempre spenti gli apparecchi acustici finché non li indossi nelle orecchie per

prevenire il **feedback**. **ACCENDERE**


Posizionare l'interruttore dell'apparecchio acustico su "N" e attendere 10 secondi affinché inizi a funzionare.





Quando si indossano gli apparecchi acustici, si prega di non coprire il microfono posto sopra.

SPEGNERE

Posizionare l'interruttore dell'apparecchio acustico su "O" e l'apparecchio acustico si spegnerà.



CONTROLLO DEL VOLUME




Alza il volume Abbassa il volume Come mostrato nella figura:
Estrarre la levetta di sintonia per regolare il volume.

Ruotare in senso orario = aumentare il volume

Ruotare in senso antiorario = abbassare il volume

**Attenzione: la prima volta che si utilizza un apparecchio
acustico per regolare il volume, è opportuno iniziare la
regolazione di prova dal volume minimo.**



CARICA

L+ Barre verdi: l'apparecchio acustico sinistro è in carica **R+ Barre verdi:** l'apparecchio acustico destro è in carica Il numero [0-100] indica il livello di carica rimanente della custodia. Finché questo numero è superiore a 0, puoi riporre gli apparecchi acustici nella custodia per ricaricarli.

Attenzione: si consiglia di ricaricare la custodia (utilizzando il cavo USB incluso) ogni volta che la carica è inferiore al 30%.



Charging



Charging complete

1. Tempo di ricarica: per la prima carica, è
si consiglia di caricare per 10-12 ore per garantire
la batteria è completamente attivata per un funzionamento ottimale
prestazione.
2. Utilizzare il cavo di ricarica originale: utilizzare sempre il
fornito cavo originale per garantire una sicurezza
connessione ed evitare problemi di efficienza di ricarica.
3. 2-3
ore di tempo di ricarica possono rendere il tuo
apparecchio acustico completamente carico.
4. Intervallo di temperatura: evitare di caricare in condizioni estreme
condizioni di temperatura. Mantenere una carica
Celsius per salvaguardare la salute della batteria.ambiente
nell'intervallo 5-35 gradi.
5. Conservazione a lungo termine: se gli apparecchi acustici non saranno
utilizzati per un periodo prolungato, spegnerli e

conservarli in un luogo asciutto per prevenire problemi legati all'umidità e garantire il dispositivo prestazione.

TABELLA DI INDOSSAMENTO PER 21 GIORNI

IL VIAGGIO VERSO L'ASCOLTO

A differenza della correzione della vista, che prevede semplicemente l'uso di occhiali, la correzione dell'udito è un processo piuttosto dettagliato. Una volta iniziato il percorso di correzione dell'udito, sperimenterai innumerevoli "nuovi suoni" e il tuo cervello avrà bisogno di adattarsi per un periodo di tempo. In poche settimane, sarai scioccato dal suono che non hai mai sperimentato prima. Se hai domande, ti serviremo con tutto il cuore.

• LA PRIMA SETTIMANA

Alcuni suoni potrebbero essere troppo rumorosi quando si indossa un apparecchio acustico per la prima volta, come il ronzio del frigorifero, lo scricchiolio della carta o il rumore dei propri passi. È normale e il cervello sta reimparando a dare la priorità a questi suoni.

Essere paziente!

Paziente

All'inizio, indossa l'apparecchio acustico per 30 minuti al giorno. Ogni giorno, prova ad aumentare il tempo di utilizzo di altri 30 minuti.

Esercizio

Ascolta attentamente una canzone o guarda un film che conosci. Goditi la possibilità di tornare a sentire!

• LA SECONDA SETTIMANA

Più indossi l'apparecchio acustico, più riesci ad adattarti ai diversi suoni in diversi ambienti. Puoi anche provare a dire alle persone intorno a te di non parlarti più così forte.

Ora la comunicazione è molto più semplice.

• LA TERZA SETTIMANA

Dopo alcune settimane, ti sentirai molto più energico perché non dovrai più spendere così tanta energia per cercare di sentire cosa dicono gli altri! Il suono diventerà più pulito e chiaro. L'ascolto verrà naturale. Ti godrai di nuovo i suoni che ti circondano nella tua vita.

Partecipare

Fai un pasto in un ristorante con gli amici, guarda un film al cinema, unisciti a una riunione di famiglia e niente non dovrai più preoccuparti di perderti ricordi!

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Non si sente alcun suono quando lo si indossa? Se non c'è suono: •

Controllare se l'apparecchio acustico è acceso. • Assicurarsi che l'apparecchio acustico sia completamente carico. •

Controllare il livello del volume per vedere se è regolato correttamente. adatti al tuo udito. •

Assicurati che le tue orecchie siano pulite e che ci sia niente che ostruisca il condotto uditivo.

Nota: se l'apparecchio acustico è silenzioso o il suono diventa basso a causa del blocco del suono presa, pulire la presa audio

2. Se senti un feedback costante o un suono acuto e acuto suono:

Potrebbe essere necessario provare copriauricolari di diverse dimensioni.

Il feedback di solito significa che la cupola è troppo piccolo e il suono esce dal condotto uditivo.

La cupola auricolare deve essere sufficientemente grande da impedire feedback, ma anche sentirsi a proprio agio e sicuri in il tuo orecchio.

SUGGERIMENTI

1. Dopo l'utilizzo per più di 60 minuti, è si consiglia di togliere le cuffie e lasciare lasciare riposare completamente le orecchie prima di riutilizzarle.
2. Si prega di testare il volume degli auricolari dopo accendendoli ed evitando di metterli direttamente in le tue orecchie.
3. Evitare di utilizzare le cuffie durante l'attività sportiva, come nuoto, corsa, salto con la corda, basket, calcio, ecc.
4. Forti campi magnetici o elettrici e rumore elevato danneggerà il prodotto

Nota: prima del primo utilizzo, gli auricolari devono essere posizionato nel vano di ricarica per caricare per 10-12 ore.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Conservazione a lungo termine: se gli apparecchi acustici non vengono utilizzati per un lungo periodo, spegnerli e conservarli in un luogo asciutto per evitare problemi legati all'umidità e garantirne le prestazioni.
2. Pulire con un panno morbido e asciutto e con una spazzola a setole morbide.
3. Si prega di tenere insieme accessori e prodotti.

Società per azioni Hong Yu Kang Technology (Guangdong) Co., Ltd.

Indirizzo: Stanza 301,302,303,3° piano, Edificio

12, Fugiao Secondo Distretto, Comunità Heping, Fuhai

Street, Distretto Baoan, Shenzhen,

Guangdong, Cina, 518103

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite

250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited

Ufficio 147, Centurion House,

Strada di Londra, Staines-upon-

Tamigi, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di
garanzia elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

AUDÍFONO

MODELO:GM-912

Seguimos comprometidos a brindarle

Herramientas con precio competitivo.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una

Estimación de los ahorros que podría obtener

Comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes no significa

necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que debe verificar

Tenga cuidado al realizar un pedido con

nosotros si realmente estás ahorrando la mitad

Comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELO: GM-912



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
 	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

	Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes que tratan sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y la Directiva sobre Residuos de Pilas exigen que deseché este producto en un centro de recogida adecuado donde se enviará para retirar las pilas y reciclarlo de forma adecuada. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más detalles. sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en su área.
	Compliance es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.



ADVERTENCIA

Aléjese inmediatamente de cualquier fuente potencial de ignición si la batería tiene fugas o emite un olor inusual. Cuando note un olor inusual, calor, decoloración, deformación o cualquier otra situación inusual durante el proceso de uso, carga o almacenamiento de las baterías, debe retirarlas inmediatamente del dispositivo o del cargador y dejar de usarlas.



ADVERTENCIA

Este producto no está destinado a ser utilizado por personas menores de 18 años.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones

- siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales
2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radio.

comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en un determinado

Instalación. Si este producto causa daños interferencias en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando el producto y En este caso, se anima al usuario a intentar corregirlo. interferencia por uno o más de los siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito. diferente de aquella a la que está dirigido el receptor conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado. Técnico para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con las normas generales. Requisito de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condición de exposición portátil sin restricción.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Gracias por utilizar este producto. Para poder hacer Asegúrese de poder utilizar la máquina correctamente,

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y

Guárdelo adecuadamente para futuras consultas. Por favor, tenga cuidado.

Asegúrese de leer las precauciones y normas de seguridad en

Esta página para garantizar su uso seguro.

Este manual describirá las advertencias de seguridad y

Precauciones, funcionamiento, mantenimiento y limpieza.

Las advertencias e instrucciones revisadas en este

El manual no puede cubrir todas las condiciones posibles y

Situaciones que pueden presentarse. Precauciones y precauciones comunes

Los sentidos no están integrados en este producto, ya que

Creemos que los usos cumplirán con estos códigos.

Si tiene algún problema, llámenos. No lo haga.

Intente solucionar los problemas usted mismo, o causará

lesiones o daños a la propiedad.

**Por favor lea TODAS las instrucciones antes
usando su máquina.**

1. Si la batería está baja, cárguela a tiempo.
2. No permita que niños, menores y mascotas se acerquen.
o tocar la máquina.
3. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro
otro líquido.
4. No desmonte el producto.
5. Utilizar cualquier accesorio o complemento que sea

No proporcionado ni recomendado por el fabricante

Puede causar lesiones.

6. Comience a usarlo después de que la recolección esté bien reparada.

7. No deje el producto colgando del borde.

de la mesa o mostrador o dejar que entre en contacto con

cualquier superficie caliente.

8. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.

9. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.

10. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

11. NO LO LIMPIE CON NINGÚN ABRASIVO MATERIAL.

12. Límpielo periódicamente, al menos una vez al mes.

13. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan sido se le dio supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguro.

ANTES DE USAR

1. Antes de utilizar el aparato por primera vez, pele de cualquier material promocional y de embalaje y Compruebe que el producto esté limpio y libre de polvo.
2. Deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y Manténgalos alejados de los niños y las mascotas.
3. Verifique todos los componentes provistos de acuerdo con las lista en este manual.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	GM-912
Puerto de carga	Tipo C
Entrada de	5 V CC, 1 A

energía Nota: utilice la fuente de alimentación correcta Voltaje.

Nota: Antes del primer uso, los auriculares deben estar... colocado en el compartimento de carga para cargar 10-12 horas.

ANTES DE USARLO



- Es importante asegurarse de que los oídos estén limpios antes de usar los audífonos. Tome un hisopo de algodón y limpie la cera que haya alrededor del oído externo.

Atención: ¡NO introduzca el hisopo de algodón en el oído interno!

¡Limpie únicamente la parte externa de sus oídos!

Si hay demasiada acumulación de cera en su oído, bloqueará el sonido de sus audífonos.

CÓMO USARLO



Elija un tamaño de cono auditivo que crea que se adaptará a sus oídos. Es posible que tenga que probar distintos tamaños hasta encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. Retire con cuidado los conos del audífono y, a continuación, coloque el nuevo tamaño de cono.




Inserte el audífono en el canal auditivo. Debe quedar ajustado, seguro y cómodo. Si no es así, pruebe con un tamaño de cono diferente.

¡Asegúrese de elegir el auricular que mejor se adapte a sus oídos! ¡Los oídos de cada persona son diferentes! Si el auricular es demasiado pequeño o demasiado flojo para su oído, lo más probable es que escuche un silbido. Mantenga siempre sus audífonos apagados hasta que los tenga en sus oídos para

Evitar retroalimentación . ACTIVAR


Coloque el interruptor del audífono en "N", esperando 10 segundos para que comience a funcionar.





Al usar audífonos, no cubra el micrófono que se encuentra arriba.

APAGAR

Coloque el interruptor del audífono en "O", el audífono se apagará.




CONTROL DE VOLUMEN



Subir el volumen Bajar el volumen Como se muestra en la figura:
Saque la palanca de afinación para ajustar el volumen.

Girar en el sentido de las agujas del reloj = subir el
volumen Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj = bajar el volumen

Atención: La primera vez que utilice un audífono para ajustar
el volumen, debe comenzar el ajuste de prueba desde el
volumen mínimo.



CARGANDO

L+ Barras verdes: el audífono izquierdo se está cargando R+ Barras verdes: el audífono derecho se está cargando El número [0-100] indica el nivel de carga que le queda al estuche. Mientras este número sea superior a 0, puede colocar sus audífonos en el estuche para recargarlos.

Atención: Se recomienda recargar el estuche (utilizando el cable USB incluido) cada vez que el nivel de la batería esté por debajo del 30 %.



Charging



Charging complete

1. Tiempo de carga: Para la primera carga, es
Se recomienda cargar durante 10 a 12 horas para garantizar
La batería está completamente activada para un uso óptimo.
actuación.
2. Utilice el cable de carga original: Utilice siempre el
Se proporciona cable original para garantizar una conexión segura.
conexión y evitar problemas de eficiencia de carga. 3. 2-3 horas de
tiempo de carga pueden hacer que su
Audífono completamente cargado.
4. Rango de temperatura: Evite cargar en temperaturas extremas.
Condiciones de temperatura. Mantener la carga
Celsius para proteger la salud de la batería.medio ambiente
dentro del rango de 5-35 grados.
5. Almacenamiento a largo plazo: si los audífonos no se van a utilizar
utilizados durante un período prolongado, apáguelos y

Guárdelos en un lugar seco para evitar problemas relacionados con la humedad y garantizar el funcionamiento del dispositivo. actuación.

TABLA DE DESGASTE DE 21 DÍAS

EL VIAJE HACIA LA ESCUCHA

A diferencia de la corrección de la vista, que consiste simplemente en llevar gafas, la corrección de la audición es un proceso bastante detallado. Una vez que comience su proceso de corrección de la audición, experimentará innumerables "sonidos nuevos" y su cerebro necesitará adaptarse durante un período de tiempo. En tan solo unas semanas, se sorprenderá con un sonido que nunca antes había experimentado. Si tiene alguna pregunta, lo atenderemos de todo corazón.

• LA PRIMERA SEMANA

Algunos sonidos pueden resultar demasiado ruidosos cuando se usa un audífono por primera vez, como el zumbido del refrigerador, el ruido del papel al arrugarse o el sonido de los pasos. Esto es normal y el cerebro está volviendo a aprender a priorizar estos sonidos.

¡Ser paciente!

Paciente

Al principio, use el audífono durante 30 minutos al día.

Cada día, intente aumentar el tiempo de uso en otros 30 minutos.

Ejercicio

Escucha atentamente una canción o mira una película con la que estés familiarizado. ¡Disfruta poder escuchar nuevamente!

• LA SEGUNDA SEMANA

Cuanto más utilice el audífono, más podrá adaptarse a los diferentes sonidos en distintos entornos. Incluso puede intentar decirle a las personas que le rodean que no le hablen tan alto.

La comunicación se vuelve mucho más fácil ahora.

• LA TERCERA SEMANA

Después de unas semanas, te sentirás con mucha más energía porque ya no tendrás que gastar tanta energía intentando escuchar lo que dicen los demás. El sonido se volverá más claro y nítido. Escuchar será algo natural. Volverás a disfrutar de los sonidos que te rodean en tu vida.

Participar

Comer en un restaurante con amigos, ver una película
ver una película en un cine, unirse a una reunión familiar y no
Ya no tienes que preocuparte por perderte algo
¡recuerdos!

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿No hay sonido al usarlo? Si no hay sonido
sonido:

- Verifique si el audífono está encendido. • Asegúrese de que el audífono esté completamente cargado. • Verifique el nivel de volumen para ver si está ajustado
- Asegúrese de que sus oídos estén limpios y que no haya ruidos.

Nada que bloquee su canal auditivo.

Nota: Si el audífono está en silencio o el sonido

Se vuelve bajo debido al bloqueo del sonido.

salida, limpie la salida de sonido

2. Si escuchas una retroalimentación constante o un sonido agudo y agudo
sonido:

Es posible que tengas que probar diferentes tamaños de cúpula auricular.

La retroalimentación generalmente significa que la cúpula es demasiado pequeño y el sonido se escapa del canal auditivo.

La cúpula del oído debe ser lo suficientemente grande para evitar retroalimentación, sino también sentirse cómodo y seguro en tu oído.

CONSEJOS

1. Después de usarlo durante más de 60 minutos, es

Se recomienda quitarse los auriculares y dejarlos

Los oídos descansan completamente antes de volver a usarlos.

2. Pruebe el volumen de los auriculares después

encender y evitar ponerlos directamente en

tus oídos.

3. Evite usar auriculares durante la práctica deportiva, como

nadar, correr, saltar la cuerda, baloncesto, fútbol, etc.

4. Fuertes campos magnéticos o eléctricos y alto nivel de ruido.

dañará el producto

Nota: Antes del primer uso, los auriculares deben

colocarse en el compartimento de carga para

cargar durante 10-12 horas.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Almacenamiento a largo plazo: si los audífonos no se utilizarán durante un período prolongado, apáguelos y guárdelos en un lugar seco para evitar problemas relacionados con la humedad y garantizar el rendimiento del dispositivo.
2. Limpie con un paño suave y seco y con un cepillo de cerdas suaves.
3. Mantenga los accesorios y productos juntos.

Hongyu kang tecnología (guangdong) co., ltd.

Dirección: Habitación 301,302,303, Piso 3, Edificio
12, Distrito 2 de Fuqiao, Comunidad Heping, Calle Fuhai,
Distrito Baoan, Shenzhen,
Guangdong, China, 518103

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETESTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited
Oficina 147, Casa Centurión,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames
Támesis, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de
garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

APARAT SŁUCHOWY

MODEL:GM-912

Nadal staramy się zapewnić Ci
narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź półkę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne
podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają wyłącznie
szacunkowe oszczędności, z których możesz skorzystać
kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do
głównych marek, niekoniecznie oznacza to objęcie
wszystkich kategorii oferowanych narzędzi
przez nas. Uprzejmie przypominamy o sprawdzeniu
ostrożnie, gdy składasz zamówienie
nas, jeśli faktycznie oszczędzasz połowę
porównanie z najlepszymi, głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL: GM-912



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
 	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.



Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowisko na końcu

W ciągu całego okresu użytkowania produktu przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby produkt został przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki, do którego zostanie on wysłany w celu wyjęcia baterii i odpowiedniego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji odpadów w Twojej okolicy.



Compliance to certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WE i Wielką Brytanię .

**OSTRZEŻENIE**

Natychmiast odejdź od potencjalnego źródła zapłonu, jeśli bateria przecieka lub wydziela nietypowy zapach. Jeśli zauważysz nietypowy zapach, ciepło, odbarwienie, odkształcenie lub inne nietypowe sytuacje w trakcie użytkowania, ładowania lub przechowywania baterii, natychmiast wyjmij je z urządzenia lub ładowarki i zaprzestań ich używania.

**OSTRZEŻENIE**

Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: 1)

Ten produkt

może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia,

w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego

produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone

przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować

unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny

z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z

częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu

zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi

zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować

energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie

zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może

powodować szkodliwe zakłócenia w transmisji radiowej.

komunikacji. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie

wystąpią w określonym

instalacja. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można to ustalić poprzez wyłączenie produktu i włącz, zachęcamy użytkownika do próby skorygowania zakłócenia przez jeden lub więcej z następujących czynników środki.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w obwodzie inny niż ten, do którego jest skierowany odbiorca połączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisantem radia/telewizji skontaktuj się z technikiem w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania Wymagania dotyczące ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby dokonać upewnij się, że możesz obsługiwać maszynę prawidłowo,

przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję zachowaj to właściwie do wykorzystania w przyszłości. Proszę pamiętać o zapoznaniu się z zasadami ostrożności i bezpieczeństwa tej strony, aby zapewnić Ci bezpieczne korzystanie z niej.

W niniejszym podręczniku przedstawiono ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności, obsługa, konserwacja i czyszczenie.

Ostrzeżenia i instrukcje omówione w tym instrukcja nie może objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i typowe zmysły nie są wbudowane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych kodeksów. Jeśli masz jakieś problemy, zadzwoń do nas. Nie próbuj rozwiązać problemy samodzielnie, inaczej może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Przed zakupem prosimy o przeczytanie WSZYSTKICH instrukcji. korzystając z Twojego komputera.

1. Jeśli bateria jest słaba, naładuj ją w odpowiednim czasie.
2. Nie pozwalaj dzieciom, osobom niepełnoletnim i zwierzętom zbliżać się do lub dotykać maszyny.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym innym płynie.
4. Nie rozmontowuj produktu.
5. Używanie wszelkich akcesoriów lub elementów mocujących, które są

nie jest dostarczane ani zalecane przez producenta

może spowodować obrażenia.

6. Proszę rozpocząć użytkowanie po prawidłowym zamocowaniu zestawu.

7. Nie pozostawiaj produktu zwisającego poza krawędź stołu lub blatu lub dopuścić do jego kontaktu z

jakichkolwiek gorących powierzchni.

8. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych lub grzejnikach ani w ich pobliżu.

9. Nie należy stosować tego urządzenia do celów innych niż: wskazane zastosowanie.

10. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

11. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI TWORZYWO.

12. Czyścić go regularnie, co najmniej raz w miesiącu.

13. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo o ich braku doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostały zapewniono nadzór lub instruktaż dotyczący użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego

bezpieczna.

PRZED UŻYCIEM

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy odkleić wyłącz wszelkie materiały promocyjne i opakowaniowe oraz sprawdź czy produkt jest czysty i wolny od kurzu.
2. Prosimy o ostrożną utylizację wszystkich plastikowych toreb i Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt domowych.
3. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listę w tym podręczniku.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	GM-912
Port ładowania	Typ C
Moc wejściowa	Prąd stały 5V 1A

Uwaga: Proszę używać właściwego źródła zasilania woltaż.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem słuchawki muszą być umieszczony w komorze ładowania w celu naładowania 10-12 godzin.

PRZED NOSZENIEM



- Ważne jest, aby upewnić się, że uszy są czyste przed założeniem aparatów słuchowych. Weź wacik i wyczyść woskowinę wokół zewnętrznej części ucha.

Uwaga: NIE wsuwaj wacika do ucha wewnętrznego!

Czyść tylko zewnętrzną część uszu!

Jeśli w uchu zgromadzi się zbyt dużo woskowiny, dźwięk z aparatu słuchowego będzie blokowany.

JAK NOSIĆ



Wybierz rozmiar kopułki dousznej, który Twoim zdaniem będzie pasował do Twoich uszu. Być może będziesz musiał wypróbować różne rozmiary, aż znajdziesz idealne dopasowanie. Ostrożnie zdejmij kopułki z aparatu słuchowego, a następnie załóż kopułę nowego rozmiaru.




Włóż aparat słuchowy do kanału słuchowego. Powinien być wygodny, bezpieczny i ciasny. Jeśli nie, wypróbuj kopułę o innym rozmiarze.

Upewnij się , że wybierzesz najlepiej dopasowaną nakładkę do ucha! Uszy każdego są inne! Jeśli nakładka do ucha jest za mała lub za luźna w stosunku do ucha, najprawdopodobniej usłyszysz sprzężenie zwrotne w postaci gwizdania. Zawsze

wyłączaj aparaty słuchowe, dopóki nie założysz ich do uszu, aby

zapobiegaj sprzężeniu zwrotnemu. WŁĄCZ


Ustaw przełącznik aparatu słuchowego w pozycji „N” i odczekaj 10 sekund, aż aparat zacznie działać.




Podczas noszenia aparatu słuchowego nie należy zakrywać mikrofonu znajdującego się nad nim.

WYŁĄCZYĆ COŚ

Ustaw przełącznik aparatu słuchowego w pozycji „O”, a aparaty słuchowe wyłączą się .




REGULACJA GŁOŚNOŚCI



Zwiększ głośność Zmniejsz głośność Jak pokazano na rysunku:
Wyjmij drążek strojenia, aby wyregulować głośność.

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara = zwiększenie
głośności Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = zmniejszenie głośności

Uwaga: Przy pierwszym użyciu aparatu słuchowego w celu
regulacji głośności należy rozpocząć próbną regulację od
minimalnej głośności.



ŁADOWANIE

L+ Zielone paski: lewy aparat słuchowy się ładuje
R+ Zielone paski: prawy aparat słuchowy się ładuje
Liczba [0-100] wskazuje poziom naładowania etui. Dopóki liczba ta jest większa od 0, możesz umieścić aparaty słuchowe w etui, aby je naładować.

Uwaga: Zaleca się ponowne naładowanie etui (za pomocą dołączonego kabla USB) za każdym razem, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%.



Charging



Charging complete

1. Czas ładowania: Podczas pierwszego ładowania zaleca się ładowanie przez 10-12 godzin w celu zapewnienia baterii jest w pełni aktywowana, aby zapewnić optymalną pracę wydajność.
2. Używaj oryginalnego kabla ładującego: Zawsze używaj zapewniono oryginalny kabel, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenie i uniknąć problemów z wydajnością ładowania.
3. Czas ładowania wynoszący 2-3 godziny może sprawić, że aparat słuchowy w pełni naładowany.
4. Zakres temperatur: Unikaj ładowania w ekstremalnych temperaturach. warunki temperaturowe. Utrzymuj ładowanie Celsius chroni zdrowie baterii i środowisko w zakresie 5-35 stopni.
5. Długotrwałe przechowywanie: Jeżeli aparaty słuchowe nie będą przechowywane używane przez dłuższy czas, wyłącz je i

przechowuj je w suchym miejscu, aby zapobiec problemom związanym z wilgocią i zapewnić bezpieczeństwo urządzenia wydajność.

TABELA NOSZENIA W CIĄGU 21 DNI

PODRÓŻ DO SŁUCHANIA

W przeciwieństwie do korekcji wzroku, która polega po prostu na noszeniu okularów, korekcja słuchu jest dość szczegółowym procesem. Gdy rozpoczniesz swoją podróż z korekcją słuchu, doświadczysz niezliczonych „nowych dźwięków”, a Twój mózg musi się przystosować przez pewien czas. W ciągu zaledwie kilku tygodni będziesz w szoku z powodu dźwięku, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, służymy Ci całym sercem.

• PIERWSZY TYDZIEŃ

Niektóre dźwięki mogą być zbyt głośne, gdy nosisz aparat słuchowy po raz pierwszy, takie jak brzęczenie lodówki, marszczenie papieru lub dźwięk twoich kroków. To normalne, a twój mózg uczy się na nowo, jak priorytetyzować te dźwięki.

Bądź cierpliwy!

Pacjent

Na początku noś aparat słuchowy przez 30 minut dziennie. Spróbuj każdego dnia wydłużać czas noszenia o kolejne 30 minut.

Ćwiczenia

Posłuchaj uważnie piosenki lub obejrzyj film, który znasz. Ciesz się możliwością ponownego słyszenia!

• DRUGI TYDZIEŃ

Im częściej nosisz aparat słuchowy, tym bardziej możesz dostosować się do różnych dźwięków w różnych środowiskach. Możesz nawet spróbować powiedzieć ludziom wokół ciebie, aby nie mówili do ciebie już tak głośno. Komunikacja stała się teraz o wiele łatwiejsza.

• TRZECI TYDZIEŃ

Po kilku tygodniach poczujesz się o wiele bardziej energiczny, ponieważ nie będziesz już musiał poświęcać tyle energii na próby usłyszenia tego, co mówią inni! Dźwięk stanie się czystszy i wyraźniejszy. Słuchanie będzie przychodzić naturalnie. Ponownie będziesz cieszyć się dźwiękami, które otaczają cię w twoim życiu.

Brać udział

Zjedz posiłek w restauracji ze znajomymi, obejrzyj film
film w kinie, dołączyć do spotkania rodzinnego i nie
nie musisz się już martwić, że coś przegapisz
wspomnienia!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Nie ma dźwięku podczas noszenia? Jeśli nie ma
dźwięku k:

- Sprawdź, czy aparat słuchowy jest włączony.
- Upewnij się, że aparat słuchowy jest w pełni naładowany.
- Sprawdź poziom głośności, aby upewnić się, że jest on ustawiony na dostosuj je do swojego słuchu.
- Upewnij się, że Twoje uszy są czyste i nic nie blokuje kanału słuchowego.

Uwaga: Jeżeli aparat słuchowy jest cichy lub dźwięk k jest słaby,
staje się niski z powodu zablokowania dźwięku k
Wyjście, proszę wyczyścić wyjście dźwięku k

2. Jeśli słyszysz ciągłe sprzężenie zwrotne lub wysoki, ostry dźwięk k,
dźwięk k:

Może być konieczne wypróbowanie wkładek dousznych o różnych rozmiarach.

Sprzężenie zwrotne zazwyczaj oznacza, że kopuła jest zbyt mała, a dźwięk wydostaje się z kanału słuchowego.

Kopułkę na ucho należy na tyle dużą, aby zapobiec informacji zwrotnej, ale także czuć się komfortowo i bezpiecznie swoje ucho.

PORADY

1. Po użyciu przez ponad 60 minut, zaleca się zdjęcie słuchawek i pozostawienie ich uszy odpoczywają całkowicie przed ponownym użyciem.
 2. Po zakończeniu testu sprawdź głośność słuchawek. wyłączanie i unikanie bezpośredniego podłączania ich do zasilania Twoje uszy.
 3. Unikaj korzystania ze słuchawek podczas uprawiania sportów, takich jak: pływanie, bieganie, skakanie na skakance, koszykówka, piłka nożna itp.
 4. Silne pola magnetyczne lub elektryczne i wysoki poziom szumów uszkodzi produkt
- Uwaga: Przed pierwszym użyciem słuchawki należy umieścić w komorze ładowania, aby ładować przez 10-12 godzin.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Długotrwałe przechowywanie: Jeśli aparaty słuchowe nie będą używane przez dłuższy czas, wyłącz je i przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec problemom związanym z wilgocią i zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
2. Przecierać miękką, suchą ściereczką i czyścić miękką szczotką.
3. Trzymaj akcesoria i produkty razem.

Hong yu kang Technology (Guangdong) Co., Ltd.
Adres: Pokój 301, 302, 303, 3 piętro, budynek
12, Fuqiao Drugi Dzielnicza, HepingCommunity, Fuhai
Street, Baoan Dzielnicza,
Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518103
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia
91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Dom Centuriona,
London Road, Staines-upon-
Tamiza, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEHOORAPPARAAT

MODEL:GM-912

Wij blijven ons inzetten om u te voorzien

gereedschappen met een concurrerende prijs.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen waarvan u kunt profiteren het kopen van bepaalde gereedschappen bij ons in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën van aangeboden gereedschappen worden gedekt door ons. U wordt vriendelijk herinnerd om te verifiëren zorgvuldig wanneer u een bestelling plaatst bij ons als je daadwerkelijk de helft bespaart vergelijking met de grootste topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL: GM-912



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:
Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.



CORRECTE VERWIJDERING

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de

Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.



Om de gevaren voor de gezondheid te minimaliseren en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product vereisen de wetten met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn voor afgedankte batterijen dat u dit product afvoert naar een geschikt inzamelpunt, waar het naartoe wordt gestuurd om de batterijen te verwijderen en voor geschikte recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw regio.



Compliance is een EG- en VK-beveiligingscertificering.



WAARSCHUWING

Ga onmiddellijk weg van een potentiële ontstekingsbron als de batterij lekt of een ongebruikelijke geur afgeeft. Wanneer u een ongebruikelijke geur, hitte, verkleuring, vervorming of andere ongebruikelijke situaties opmerkt tijdens het gebruik, opladen of opslaan van batterijen, moet u ze onmiddellijk uit het apparaat of de oplader halen en stoppen met het gebruik ervan.



WAARSCHUWING

Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product

kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie

accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiofrequenties veroorzaken.

communicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde

installatie. Als dit product schadelijke verstoring van de radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door het product uit te schakelen en wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de fout te corrigeren verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een circuit anders dan datgene waaraan de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus technicus om assistentie.

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereiste. Het apparaat kan worden gebruikt in draagbare blootstellingscondities zonder beperking.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bedankt voor het gebruiken van dit product. Om zeker weten dat u de machine correct kunt bedienen,

Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het goed voor toekomstige referentie. Wees alsjeblieft
Zorg ervoor dat u de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels leest op

Wij raden u aan deze pagina zorgvuldig te lezen om ervoor te zorgen dat u deze veilig gebruikt.

In deze handleiding worden de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging.

De waarschuwingen en instructies die in dit document worden besproken handleiding kan niet alle mogelijke omstandigheden dekken en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en algemene zin zijn niet ingebouwd in dit product, omdat we zijn ervan overtuigd dat de toepassingen aan deze codes zullen voldoen. Als u problemen heeft, bel ons dan.

Probeer de problemen zelf op te lossen, anders zal het letsel of schade aan eigendommen.

Lees ALLE instructies voordat u uw machine gebruiken.

1. Als de batterij bijna leeg is, laad deze dan tijdig op.
2. Laat kinderen, minderjarigen en huisdieren niet in de buurt komen of de machine aanraken.
3. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. andere vloeistof.
4. Haal het product niet uit elkaar.
5. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die

niet geleverd of aanbevolen door de fabrikant kan letsel veroorzaken.

6. Gebruik het pas als de opvangbak goed vastzit.

7. Laat het product niet over de rand hangen van tafel of aanrecht of laat het in contact komen met hete oppervlakken.

8. Plaats het product niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.

9. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan: het aangegeven gebruik.

10. HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

11. MAAK HET NIET SCHOON MET SCHUURMIDDELEN MATERIAAL.

12. Maak het regelmatig schoon, minimaal één keer per maand.

13. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze zijn toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veilig.

VOOR GEBRUIK

1. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, pelt u de van alle promotie- en verpakkingsmaterialen en Controleer of het product schoon en stofvrij is.
2. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en Houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.
3. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding.

PRODUCTPARAMETERS

Model	GM-912
Oplaadpoort	Type-C
Stroomingang	DC5V 1A

Let op: Gebruik de juiste stroombron spanning.

Let op: Voor het eerste gebruik moeten de oordopjes worden geplaatst in het oplaadcompartiment om op te laden voor 10-12 uur.

VOOR HET DRAGEN



- Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw oren schoon zijn voordat u hoortoestellen draagt. Neem een wattenstaafje en maak eventuele oorsmeer rond uw oorschelp schoon.

Let op: Duw het wattenstaafje NIET in uw binnenoor!

Maak alleen de buitenkant van uw oren schoon!

Als er te veel oorsmeer in uw oor zit, wordt het geluid van uw hoortoestellen geblokkeerd.

HOE TE DRAGEN



Kies een oordopmaat waarvan u denkt dat deze bij uw oren past. U moet mogelijk verschillende maten proberen totdat u de perfecte pasvorm hebt gevonden. Schuif de koepels voorzichtig van het hoortoestel en schuif vervolgens de nieuwe maat koepel erop.




Plaats uw hoortoestel in de gehoorgang. Het moet strak, veilig en comfortabel aanvoelen. Als dat niet zo is, probeer dan een andere maat dome.

Zorg ervoor dat u de best passende oordop voor uw oren kiest! Ieders oren zijn anders! Als de oordop te klein of te los is voor uw oor, hoort u waarschijnlijk feedback of fluittonen. Laat uw hoortoestellen altijd uit totdat u ze in uw oren hebt om

voorkom feedback.SCHAKEL IN


Zet de schakelaar van het hoortoestel op "N" en wacht 10 seconden voordat het apparaat begint te werken.




Wanneer u een hoortoestel draagt, mag u de microfoon hierboven niet bedekken.

UITSCHAKELEN

Zet de schakelaar van het hoortoestel op "O", het hoortoestel schakelt uit.



VOLUME CONTROL




Zet het volume hoger Zet het volume lager Zoals in de afbeelding is aangegeven: Haal de stemstok eruit om het volume aan te passen.

Met de klok mee draaien = volume hoger zetten

Tegen de klok in draaien = volume lager zetten

Let op: De eerste keer dat u het volume van een hoortoestel wilt aanpassen, dient u de proefaanpassing te starten op het laagste volume.



OPLADEN

L+ Groene Balken: Linker hoortoestel wordt opgeladen

R+ Groene Balken: Rechter hoortoestel wordt

opgeladen Het getal [0-100] geeft aan hoeveel lading de case nog heeft. Zolang dit getal boven de 0 ligt, kunt u uw hoortoestellen in de case plaatsen om ze op te laden.

Let op: Het is raadzaam om de case op te laden (met behulp van de meegeleverde USB-kabel) wanneer het batterijniveau onder de 30% is.



Charging



Charging complete

1. Oplaadtijd: Voor de eerste keer opladen is het aanbevolen om 10-12 uur op te laden om ervoor te zorgen de batterij is volledig geactiveerd voor optimaal gebruik prestatie.
2. Gebruik originele oplaadkabel: Gebruik altijd de originele kabel meegeleverd om een veilige verbinding te garanderen verbinding en vermijd problemen met de laadefficiëntie. 3. 2-3 uur oplaadtijd kan uw hoortoestel volledig opgeladen.
4. Temperatuurbereik: Vermijd opladen bij extreme temperaturen. temperatuuromstandigheden. Houd een laadstatus aan Celsius om de gezondheid van de batterij te beschermen.milieu binnen het bereik van 5-35 graden.
5. Langdurige opslag: Als hoortoestellen niet worden gebruikt Als u ze langere tijd niet gebruikt, schakelt u ze uit en

Bewaar ze op een droge plaats om vochtgerelateerde problemen te voorkomen en de levensduur van het apparaat te garanderen. prestatie.

21-DAAGSE DRAAGTABEL

DE REIS NAAR HET LUISTEREN

In tegenstelling tot zichtcorrectie, waarbij u gewoon een bril draagt, is gehoorcorrectie een vrij gedetailleerd proces. Zodra u begint met uw gehoorcorrectie, zult u talloze "nieuwe geluiden" ervaren en moet uw brein zich een tijdje aanpassen. Binnen een paar weken zult u geschokt zijn door het geluid dat u nog nooit eerder hebt gehoord. Als u vragen heeft, staan wij voor u klaar.

• DE EERSTE WEEK

Sommige geluiden kunnen te luid zijn als u voor het eerst een hoortoestel draagt, zoals het gezoem van de koelkast, het gekreukel van papier of het geluid van uw voetstappen. Dit is normaal en uw hersenen leren opnieuw hoe ze deze geluiden prioriteit moeten geven.

Heb geduld!

Geduldig

Draag het hoortoestel in het begin 30 minuten per dag.

Probeer de draagtijd elke dag met 30 minuten te verlengen.

Oefening

Luister aandachtig naar een liedje of kijk naar een film die je kent. Geniet ervan dat je weer kunt horen!

• DE TWEEDE WEEK

Hoe vaker u het hoortoestel draagt, hoe beter u zich kunt aanpassen aan de verschillende geluiden in verschillende omgevingen. U kunt zelfs proberen de mensen om u heen te vertellen dat ze niet meer zo hard tegen u moeten praten. Communicatie wordt nu veel gemakkelijker.

• DE DERDE WEEK

Na een paar weken zul je je veel energiever voelen omdat je niet langer zoveel energie hoeft te steken in het proberen te horen wat anderen zeggen! Het geluid zal schoner en duidelijker worden. Luisteren zal vanzelf gaan. Je zult weer genieten van de geluiden die je omringen in je leven.

Deelnemen

Ga met vrienden eten in een restaurant, kijk naar een film in een theater, deelnemen aan een familiebijeenkomst, en nee hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u iets mist herinneringen!

PROBLEEMOPLOSSING

1. Er is geen geluid bij het dragen? Als er geen geluid: •

Controleer of het hoortoestel is ingeschakeld. • Zorg ervoor dat het hoortoestel volledig is opgeladen. • Controleer het volume om te zien of het is aangepast naar geschikt zijn voor uw gehoor. • Zorg ervoor dat uw oren schoon zijn en dat er niets blokkeert uw gehoorgang.

Let op: Als het hoortoestel stil is of het geluid wordt laag door de blokkade van het geluid stopcontact, maak het geluidsstopcontact schoon

2. Als u constante feedback of een hoge scherpe toon hoort geluid:

Mogelijk moet u verschillende maten oordopjes uitproberen. Feedback betekent meestal dat de koepel te klein en het geluid verlaagt uw gehoor. De oorschelp moet groot genoeg zijn om te voorkomen dat feedback, maar voel je ook comfortabel en veilig in jouw oor.

TIPS

1. Na gebruik gedurende meer dan 60 minuten is het aanbevolen om de koptelefoon te verwijderen en de oren volledig tot rust komen voordat ze weer gebruikt worden.
2. Test het volume van de oordopjes nadat u ze hebt aangesloten. inschakelen en vermijd ze rechtstreeks in het stopcontact te steken je oren.
3. Vermijd het gebruik van koptelefoons tijdens sporten, zoals zwemmen, hardlopen, touwtjespringen, basketbal, voetbal, etc.
4. Sterke magnetische of elektrische velden en veel ruis zal het product beschadigen

Let op: Voor het eerste gebruik moeten de oordopjes in het laadcompartiment worden geplaatst om 10-12 uur opladen.

REINIGING EN OPSLAG

1. Langdurige opslag: Als u uw hoortoestellen gedurende een langere periode niet gebruikt, schakelt u ze uit en bewaart u ze op een droge plaats om vochtproblemen te voorkomen en de prestaties van het apparaat te waarborgen.
2. Veeg af met een zachte, droge doek en reinig met een zachte borstel.
3. Houd accessoires en producten bij elkaar.

Hong Yu Kang Technology (Guangdong) Co., Ltd.

Adres: Kamer 301,302,303,3e verdieping, gebouw
12, Fugiao Second District, Heping Community, Fuhai
Street, Baoan District, Shenzhen,
Guangdong, China, 518103

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STRAATWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-
Theems, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

HÖRAPPARAT

MODELL: GM-912

Vi fortsätter att vara engagerade i att tillhandahålla dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds

av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noga när du gör en beställning med oss om du faktiskt sparar hälften in jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELL: GM-912



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
 	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

	För att minimera hälsorisker och miljön i slutet under denna produkts livslängd kräver lagar som handlar om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier att du kasserar denna produkt till en lämplig insamlingsanläggning dit den kommer att skickas för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.
	Compliance är en säkerhetscertifiering från EG och Storbritannien.



WARNING

Flytta dig omedelbart bort från potentiella antändningskällor om batteriet läcker eller avger en ovanlig lukt. När du märker ovanlig lukt, värme, missfärgning, deformation eller andra ovanliga situationer under användning, laddning eller förvaring av batterier, bör du omedelbart ta bort dem från enheten eller laddaren och sluta använda dem.



WARNING

Denna produkt är inte för användning av personer under 18 år.

FCC-INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga

störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radio

kommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss

installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av produkten och på uppmuntras användaren att försöka korrigera störning av ett eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagare.
- Anslut produkten till ett uttag på en krets skiljer sig från den som mottagaren är till ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV tekniker för hjälp.

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna Krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbart exponeringstillstånd utan begränsningar.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att göra se till att du kan använda maskinen korrekt,

läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den ordentligt för framtida referens. Var snäll se till att läsa försiktighetsåtgärder och säkerhetsregler på denna sida för att säkerställa din säker användning.

Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring.

Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manualen kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och vanligt känsla är inte inbyggda i denna produkt, eftersom vi tror att användningarna kommer att följa dessa koder.

Om du har några problem, vänligen ring oss. Gör inte det försök åtgärda problemen själv, annars kommer det att orsaka skada eller egendomsskada.

Läs ALLA instruktionerna innan använder din maskin.

1. Om batteriet är lågt, ladda det i tid.
2. Låt inte barn, minderåriga och husdjur komma nära eller rör vid maskinen.
3. Sänk inte ner apparaten i vatten eller något annat annan vätska.
4. Ta inte isär produkten.
5. Använda tillbehör eller tillbehör som är

inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.

6. Vänligen börja använda efter att kollekten har fixats väl.

7. Låt inte produkten hänga över kanten av bord eller bänk eller låt det komma i kontakt med eventuella heta ytor.

8. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.

9. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.

10. FÖRVARA DET UTOM BARNS RÄCKHÅLL.

11. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPMEDEL MATERIAL.

12. Rengör den regelbundet, minst en gång i månaden.

13. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med utbildade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet eller kunskap, om de inte har varit det ges tillsyn eller anvisning rörande användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säker.

INNAN ANVÄNDNING

1. Innan du använder apparaten för första gången, skala av alla reklam- och förpackningsmaterial och kontrollera att produkten är ren och dammfri.
2. Kassera alla plastpåsar försiktigt och håll dem borta från barn och husdjur.
3. Kontrollera alla komponenter som tillhandahålls enligt lista i denna manual.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	GM-912
Laddningsport	Typ-C
Strömingång	DC5V 1A

Obs: Använd rätt strömkälla
spänning.

Obs: Före första användningen måste hörlurarna vara
placeras i laddfacket att ladda för
10-12 timmar.

INNAN DU BÄR



- Det är viktigt att se till att dina öron är rena innan du använder hörapparater. Ta en bomullspinne och rengör eventuellt vax runt ytterörat.

OBS: Tryck INTE ner bomullspinnen i ditt inneröra!

Rengör endast den yttre delen av öronen!

Om det ansamlas för mycket vax i örat kommer det att blockera ljudet från dina hörapparater.

HUR MAN BÄR



Välj en öronkupolstorlek som du tror passar dina öron. Du kan behöva prova olika storlekar tills du hittar den perfekta passformen. Dra försiktigt av kupolerna från hörapparaten och sätt sedan på kupolen av ny storlek.




Sätt in din hörapparat i hörselgången. Det ska kännas ombonat, säkert och bekvämt. Om inte, prova en annan storlek kupol.

Se till att välja den öronkupa som passar bäst för dina öron! Allas öron är olika! Om öronkupan är för liten eller för lös för ditt öra, kommer du med största sannolikhet att höra återkoppling av visslande. Håll alltid dina hörapparater avstängda tills du har dem i öronen

förhindra återkoppling . SLÅ **PÅ**


Sätt hörapparatens omkopplare på "N" och vänta i 10 sekunder för att börja fungera.




När du bär hörapparater, vänligen täck inte över mikrofonen ovan.

STÄNGA AV

Ställ hörapparatens omkopplare på "O", hörapparaterna stängs av.




VOLYMKONTROLL



Skruva upp volymen Sänk volymen Som visas i figuren: Ta ut stämningsspaken för att justera volymen.

Rotera medurs = höj volymen Rotera moturs = sänk volymen

Observera: Första gången du använder en hörapparat för att justera volymen, bör du starta provjusteringen från den lägsta volymen.



LADDNING

L+ Gröna staplar: Vänster hörapparat laddas **R+**

Gröna staplar: höger hörapparat laddas Siffran [0-100]

indikerar laddningsnivån i fodralet har lämnats . Så länge detta nummer överstiger 0 kan du placera dina hörapparater i fodralet för att ladda upp dem.

Observera: Vi rekommenderar att du laddar om fodralet (med den medföljande USB-kabeln) när fodralet är under 30 %.



Charging



Charging complete

1. Laddningstid: För den första laddningen är det rekommenderas att ladda i 10-12 timmar för att säkerställa batteriet är fullt aktiverat för optimal prestanda.
2. Använd originalladdningskabel: Använd alltid medföljande originalkabel för att säkerställa en säker anslutning och undvika laddningseffektivitetsproblem.
3. 2-3 timmars laddningstid kan göra din hörapparaten är fulladdad.
4. Temperaturområde: Undvik extrem laddning temperaturförhållanden. Behåll en laddning Celsius för att skydda batteriets hälsa inom intervallet 5-35 grader.
5. Långtidsförvaring: Om hörapparater inte kommer att vara används under en längre period, stäng av dem och

förvara dem på en torr plats för att förhindra fuktrelaterade problem och säkerställa enheten prestanda.

21-DAGARS KLÄDSKASTA

RESAN TILL ATT LYSSNA

Till skillnad från synkorrigering, som helt enkelt bär glasögon, är hörselkorrigering en ganska detaljerad process. När du väl påbörjat din hörselkorrigeringsresa kommer du att uppleva otaliga "nya ljud", och din hjärna behöver anpassa sig under en period. Om bara några veckor kommer du att bli chockad av ljudet som du aldrig har upplevt förut. Om du har några frågor kommer vi att betjäna dig helhjärtat.

• FÖRSTA VECKAN

Vissa ljud kan vara för bullriga när du använder hörapparat för första gången, till exempel surrandet av kylskåpet, skrynkligt papper eller ljudet av dina fotsteg. Detta är normalt, och din hjärna håller på att lära sig hur man prioriterar dessa ljud.

Ha tålamod!

Patient

Bär hörapparaten i början i 30 minuter om dagen.
Försök att öka användningstiden med ytterligare 30 minuter varje dag.

Utöva

Lyssna noga på en låt eller titta på en film som du känner till. Omfamna att kunna höra igen!

• ANDRA VECKAN

Ju mer du använder hörapparaten, desto mer kan du anpassa dig till de olika ljuden i olika miljöer. Du kan till och med försöka säga åt människorna runt omkring dig att inte prata så högt till dig längre.
Kommunikationen blir mycket lättare nu.

• TREDJE VECKAN

Efter några veckor kommer du att känna dig mycket mer energisk eftersom du inte längre behöver lägga så mycket energi på att försöka höra vad andra säger! Ljudet blir renare och klarare. Att lyssna kommer naturligt. Du kommer återigen att njuta av ljuden som omger dig i ditt liv.

Delta

Ät en måltid på en restaurang med vänner, titta på en film på en teater, gå med i en familjesammankomst och nej längre behöver oroa sig för att gå miste om minnen!

FELSÖKNING

1. Det finns inget ljud när du bär? Om det finns nej ljud: •

Kontrollera om hörapparaten är påslagen. • Se till att hörapparaten är fulladdad. • Kontrollera volymnivån för att se den den är justerad till passar din hörsel. • Se till att dina öron är rena och att det finns inget blockerar din hörselgång.

Obs: Om hörapparaten är tyst eller ljudet blir låg på grund av blockering av ljudet uttag, rengör ljuduttaget

2. Om du hör konstant feedback eller en hög skarp ljud:

Du kan behöva prova öronkupol i olika storlekar.

Feedback betyder vanligtvis att kupolen också är det liten, och ljudet slipper hörselgången.

Öronkupolen ska vara tillräckligt stor för att förhindra feedback, men också känna dig bekväm och säker i ditt öra.

TIPS

1. Efter att ha använt i mer än 60 minuter, är det rekommenderas att ta bort hörlurarna och låta öronen vilar helt innan du använder dem igen.

2. Testa hörlurarnas volym efteråt slå på och undvika att sätta dem direkt i dina öron.

3. Undvik att använda hörlurar under sport, som t.ex simning, löpning, hopp, basket, fotboll osv.

4. Starka magnetiska eller elektriska fält och högt brus kommer att skada produkten

Obs: Före första användningen måste hörlurarna göra det placeras i laddfacket till ladda i 10-12 timmar.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Långtidsförvaring: Om hörapparater inte ska användas under en längre period, stäng av dem och förvara dem på en torr plats för att förhindra fuktrelaterade problem och säkerställa enhetens prestanda.
2. Torka av med en mjuk torr trasa och rengör med en mjuk borste.
3. Håll tillbehör och produkter tillsammans.

Hong yu kang Technology (Guangdong) Co., Ltd.

Address: Rum 301,302,303, 3:e våningen, byggnad
12, Fuqiao Second District, HepingCommunity, Fuhai
Street, Baoan District, Shenzhen,
Guangdong, Kina, 518103

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited
Kontor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Teknisk support och e-
garanticertifikat www.vevor.com/support**