

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **STANDARD ASSISTED DRIVING**

**MODEL:FBL810277**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD  
ASSISTED DRIVING

MODEL: FBL810277



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## INSTRUCTIONS

### **Preface**

First of all, let us express our heartfelt thanks to our customers who have purchased our equipment. This manual is for customer service to make better use of this equipment. We hope the company's products and services will bring you the same courtesy.

### **Pay attention**

This product must be used in strict accordance with the use method of this manual, misuse of any other methods caused by misuse. The Company does not give any guarantee of any kind, including (but not limited to) the marketability offered to the Company for a particular purpose. Implied warranties with fitness.

The company accepts no liability. The Company shall not be liable for any errors contained in this material, or for any accidental or consequential damages resulting from the provision, actual performance or use of this manual.

This manual contains proprietary information protected by patent law. All rights reserved. Without the written consent of the Company, this manual is not allowed to be photocopied, copied, or translated any part into another language.

The content contained in the manual may be changed without the user's notice.

### **Manufacturer's liability**

The Company shall be held responsible for the safety and reliability of the performance of the equipment only if the assembly operation, returning, improvement and maintenance are carried out by personnel approved by the Company, the electrical equipment concerned conforms to national standards, and the equipment is used in accordance with the operating instructions.

### **Guarantee**

Manufacturing process and raw materials: The Company guarantees that the Equipment (except parts) are in regular use and repair condition, free of manufacturing process and raw materials faults for one year from the date of shipment. None of our inspections is perfect.

## PRECAUTIONS

### Precautions for use

#### Warning:

1. If the equipment feels loose, falls or is damaged, please contact the company in time;
2. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
3. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.
4. During normal use, please use with the accompaniment of family or friends.
5. Reasonably use according to one's own situation, and do not overuse when the body is not in a timely manner.
6. BEFORE USE, PLEASE CONFIRM WHETHER THE COMPONENTS ARE COMPLETE, WHETHER THE BRAKE IS SENSITIVE, AND ASSEMBLE THE ENTIRE PRODUCT IN STRICT ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS.
7. CLEANING PRODUCTS NEED TO BE WASHED WITH WATER AND DRY IN TIME. IF THE SURFACE COATING OF THE PRODUCT HAS SCRATCHES AND FALLS OFF, REPAIR MATERIALS NEED TO BE USED IN TIME TO ACHIEVE THE BEST ANTI-RUST EFFECT.
8. PLEASE ENSURE THAT THE REAR WHEEL OF THE PRODUCT IS LOCKED TO AVOID SLIDING WHEN THE USER STAYS IN THE SLOPING ENVIRONMENT.
9. PLEASE ENSURE THAT THE FOLDING MECHANISM OF THE SEAT PLATE IS LOCKED WHEN USING THIS PRODUCT.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

## PRODUCT PARAMETERS

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Product Name             | Standard assisted driving |
| model                    | FBL810277                 |
| Load bearing capacity/lb | 350lbs                    |

## PRODUCT COMPONENTS

|   |                                                                                   |           |   |   |                                                                                   |                            |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 |  | armrest   | 2 | 2 |  | With<br>wheel foot<br>tube | 2 |
| 3 |  | Foot tube | 2 | 4 |  | Main<br>frame              | 1 |

## INSTALLATION STEPS

1. Open the main frame: Unfold the left and right handrails of the main frame to both sides. After hearing a "ding" sound, the unfolding is completed, as shown in the right picture.



2. Install foot tubes: Insert the wheeled foot tubes into the two pipes in front of the main frame, so that the marbles can smoothly pop out of the marbles hole (note: each wheel is facing the outside of the main frame). Insert the foot tubes with sled foot pads into the two tubes behind the main frame, allowing the marbles to smoothly pop out of the marbles holes.



3. Install the handlebar: Insert the tube of the handlebar into the opening at the top of the main frame, so that the marble can smoothly pop out of the marble hole. Insert the handle tube into the tube under the hand rest, and the distance between the grip and the hand rest can be adjusted by the user. Then, lock the butterfly knob under the hand rest.



Nice Service: 100% tested before leaving the factory and 24-hour friendly email customer service.

**Manufacturer:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

**Address:** 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community  
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA .

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie

électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **CONDUITE ASSISTÉE STANDARD**

**MODÈLE : FBL810277**

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

STANDARD  
CONDUITE ASSISTÉE

MODÈLE : FBL810277



**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

## INSTRUCTIONS

### Préface

Tout d'abord, permettez-nous d'exprimer nos plus sincères remerciements à nos clients qui ont acheté notre équipement. Ce manuel est destiné au service client pour améliorer l'écrit avec cet équipement. J'espère que les produits et services de l'entreprise apporteront vous le canal courtoisie.

### Faites attention

Ce produit doit être utilisé en stricte conformité avec la méthode d'utilisation de ce manuel, une mauvaise utilisation de toute autre méthode causée par une mauvaise utilisation. La Société ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit, y compris (mais sans s'y limiter) la qualité marchande offerte au Société à des fins particulières. Garanties implicites d'adéquation.

La société décline toute responsabilité. La société ne sera pas responsable des éventuelles erreurs contenues dans ce matériel, ou pour tout dommage accidentel ou consécutif résultant de la fourniture, de l'exécution réelle ou de l'utilisation de ce manuel.

Ce manuel contient des informations exclusives protégées par la loi sur les brevets. Tous droits réservés réservés. Sans le consentement écrit de la Société, ce manuel n'est pas autorisé à photocopier, copier ou traduire toute partie dans une autre langue.

Le contenu du manuel peut être modifié sans préavis de l'utilisateur.

### Responsabilité du fabricant

La Société sera tenue responsable de la sécurité et de la fiabilité des performances de l'équipement uniquement si l'opération de montage, de retour, l'amélioration et l'entretien sont effectués par du personnel agréé par le Entreprise, l'équipement électrique concerné est conforme aux normes nationales, et

**l'équipement est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.**

### Garantie

Procédé de fabrication et matières premières : La Société garantit que les

L'équipement (à l'exception des pièces) est en état d'utilisation et de réparation régulier, exempt de défauts de processus de fabrication et de matières premières pendant un an à compter de la date de expédition. Aucune de nos inspections n'est parfaite.

## PRÉCAUTIONS

### Précautions d'emploi

#### Avertissement:

1. Si l'équipement semble lâche, tombe ou est endommagé, veuillez contacter l'entreprise

dans le temps;

2. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

3. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le fonctionnement, les distractions vous feront perdre la vue. perdre le contrôle.

4. Lors d'une utilisation normale, veuillez l'utiliser en compagnie de votre famille ou de vos amis.

5. Utiliser raisonnablement en fonction de sa propre situation et ne pas en abuser lorsque le corps n'est pas en temps opportun.

6. AVANT UTILISATION, VEUILLEZ CONFIRMER SI LES COMPOSANTS SONT COMPLET, SI LE FREIN EST SENSIBLE, ET ASSEMBLER LE PRODUIT ENTIER EN STRICTE CONFORMITÉ AVEC LES INSTRUCTIONS.

7. LES PRODUITS DE NETTOYAGE DOIVENT ÊTRE LAVÉS À L'EAU ET SÉCHÉS TEMPS. SI LE REVÊTEMENT DE SURFACE DU PRODUIT PRÉSENTE DES RAYURES ET TOMBE, LES MATÉRIAUX DE RÉPARATION DOIVENT ÊTRE UTILISÉS À TEMPS POUR OBTENIR LE RÉSULTAT LE MEILLEUR EFFET ANTIROUILLE.

8. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA ROUE ARRIÈRE DU PRODUIT EST VERROUILLÉE POUR ÉVITER DE GLISSER LORSQUE L'UTILISATEUR RESTE DANS LA PENTE ENVIRONNEMENT.

9. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE MÉCANISME DE PLIAGE DE LA PLAQUE DE SIÈGE EST VERROUILLÉ LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### PARAMÈTRES DU PRODUIT

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Nom du produit        | Conduite assistée standard |
| modèle                | FBL810277                  |
| Capacité de charge/lb | 350 livres                 |

## COMPOSANTS DU PRODUIT

|   |                                                                                   |              |   |   |                                                                                   |                              |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 |  | accoudoir    | 2 | 2 |  | Avec<br>pied de roue<br>tube | 2 |
| 3 |  | Tube de pied | 2 | 4 |  | Principal<br>cadre           | 1 |

## ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Ouvrez le cadre principal : déployez les mains courantes gauche et droite du cadre principal cadre des deux côtés. Après avoir entendu un son « ding », le dépliage est terminé, comme indiqué sur l'image de droite.



2. Installez les tubes de pied : insérez les tubes de pied à roulettes dans les deux tubes situés devant le cadre principal, de sorte que les billes puissent sortir en douceur du trou des billes (remarque : chaque roue est tournée vers l'extérieur du cadre principal). Insérez les tubes de pied avec les patins de pied de traîneau dans les deux tubes situés derrière le cadre principal, ce qui permet aux billes de sortir en douceur des trous des billes.



3. Installez le guidon : insérez le tube du guidon dans l'ouverture en haut du cadre principal, afin que la bille puisse sortir en douceur du trou de la bille.

Insérez le tube de la poignée dans le tube sous le repose-main et la distance entre la poignée et le repose-main peuvent être ajustés par l'utilisateur. Ensuite, verrouillez le papillon bouton sous le repose-main.



Service agréable : 100 % testé avant de quitter l'usine et e-mail convivial 24 heures sur 24 service client.

Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse : 3-6F et 7F-1, n° 63, Tongxing East Road, communauté Yumin  
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730

|              |                |
|--------------|----------------|
| REPRÉSENTANT | DU ROYAUME-UNI |
|--------------|----------------|

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,  
Maison du Centurion, route de Londres,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|              |          |
|--------------|----------|
| REPRÉSENTANT | DE LA CE |
|--------------|----------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **STANDARDASSISTENTES FAHREN**

**MODELL:FBL810277**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**STANDARD**

**ASSIIERTES FAHREN**

**MODELL: FBL810277**



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

# ANWEISUNGEN

## Vorwort

Zunächst möchten wir unseren Kunden unseren herzlichsten Dank aussprechen, die

Dieses Handbuch ist für den Kundendienst gedacht, um Ihnen eine bessere

Geschrieben mit dieser Ausrüstung. Hoffen, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zu bringen

Ihnen den Kanal mit freundlicher Genehmigung.

## Passt auf

Dieses Produkt muss in strikter Übereinstimmung mit der Verwendungsmethode dieses Handbuchs verwendet werden, Missbrauch anderer Methoden verursacht durch Missbrauch Das Unternehmen gibt keine

Garantie jeglicher Art, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) die Marktgängigkeit, die dem

Unternehmen für einen bestimmten Zweck. Stillschweigende Garantien bezüglich Eignung.

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung. Das Unternehmen haftet nicht für Fehler

in diesem Material enthalten sind, oder für zufällige oder Folgeschäden

die sich aus der Bereitstellung, der tatsächlichen Durchführung oder der Verwendung dieses Handbuchs ergeben.

Dieses Handbuch enthält patentrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte

vorbehalten. Ohne die schriftliche Zustimmung des Unternehmens ist dieses Handbuch nicht gestattet

Fotokopieren, Kopieren oder Übersetzen einzelner Teile in eine andere Sprache ist nicht gestattet.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Vorankündigung an den Benutzer geändert werden.

## Haftung des Herstellers

Das Unternehmen ist verantwortlich für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der

Leistung der Ausrüstung nur, wenn die Montage, Rücksendung,

Verbesserung und Wartung werden von Personal durchgeführt, das vom

Die betreffenden elektrischen Geräte entsprechen den nationalen Normen und

**das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet wird.**

## Garantie

Herstellungsverfahren und Rohstoffe: Das Unternehmen garantiert, dass die

Die Ausrüstung (außer Teile) ist in normalem Gebrauchs- und Reparaturzustand, frei von

Herstellungsprozess- und Rohstofffehler für ein Jahr ab dem Datum der

Versand. Keine unserer Inspektionen ist perfekt.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

#### Warnung:

1. Wenn sich das Gerät locker anfühlt, herunterfällt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen rechtzeitig;
2. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.
3. Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs fern, Ablenkungen können zu die Kontrolle verlieren.
4. Bei normalem Gebrauch bitte in Begleitung von Familie oder Freunden verwenden.
5. Verwenden Sie es angemessen entsprechend der eigenen Situation und übertreiben Sie es nicht, wenn der Körper ist nicht rechtzeitig fertig.
6. BITTE VOR DEM GEBRAUCH ÜBERPRÜFEN, OB DIE KOMPONENTEN KOMPLETT, OB DIE BREMSE EMPFINDLICH IST, UND MONTIEREN SIE DIE GESAMTES PRODUKT STRENGE NACH DEN ANWEISUNGEN.
7. REINIGUNGSMITTEL MÜSSEN MIT WASSER GEWASCHEN UND TROCKNEN ZEIT. WENN DIE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG DES PRODUKTS KRATZER AUFWEIST UND FÄLLT AB, REPARATURMATERIALIEN MÜSSEN RECHTZEITIG VERWENDET WERDEN, UM ZU ERREICHEN DIE BESTE ROSTSCHUTZWIRKUNG.
8. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DAS HINTERRAD DES PRODUKTS BLOCKIERT IST UM EIN AUSRUTSCHEN ZU VERMEIDEN, WENN DER BENUTZER IN DER SCHRÄGEN UMFELD.
9. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DER KLAPPMECHANISMUS DER SITZPLATTE IST BEI VERWENDUNG DIESES PRODUKTS GESPERRT.

#### BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

## PRODUKTPARAMETER

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Produktname      | Standardmäßiges assistiertes Fahren |
| Modell           | FBL810277                           |
| Tragfähigkeit/lb | 350 Pfund                           |

## PRODUKTKOMPONENTEN

|   |                                                                                   |          |   |   |                                                                                   |                         |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 |  | Armlehne | 2 | 2 |  | Mit<br>Radfuß<br>Rohr   | 2 |
| 3 |  | Fußrohr  | 2 | 4 |  | Hauptsächlich<br>rahmen | 1 |

## INSTALLATIONSSCHRITTE

1. Öffnen Sie den Hauptrahmen: Klappen Sie die linken und rechten Handläufe des Hauptrahmens aus. Rahmen auf beiden Seiten. Nach dem Erklängen eines „Ding“-Geräusches ist die Entfaltung abgeschlossen, wie im rechten Bild gezeigt.



2. Fußrohre installieren: Stecken Sie die Fußrohre mit Rädern in die beiden Rohre vor dem Hauptrahmen, damit die Marmeln problemlos aus den Marmellöchern herauspringen können (Hinweis: Jedes Rad zeigt zur Außenseite des Hauptrahmens). Stecken Sie die Fußrohre mit den Schlittenfußpolstern in die beiden Rohre hinter dem Hauptrahmen, damit die Marmeln problemlos aus den Marmellöchern herauspringen können.



3. Montieren Sie den Lenker: Stecken Sie das Rohr des Lenkers in die Öffnung oben am Hauptrahmen, sodass die Marmel problemlos aus dem Marmelloch herauspringen kann.

Stecken Sie das Griffrohr in das Rohr unter der Handauflage und der Abstand zwischen

Der Griff und die Handauflage können vom Benutzer eingestellt werden. Dann verriegeln Sie den Butterfly Knopf unter der Handauflage.



Netter Service: 100% getestet vor Verlassen des Werks und 24-Stunden-freundliche E-Mail Kundendienst.

**Hersteller:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

**Adresse:** 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community  
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.


**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **GUIDA ASSISTITA STANDARD**

**MODELLO:FBL810277**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**STANDARD**

**GUIDA ASSISTITA**

**MODELLO: FBL810277**



**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## ISTRUZIONI

### **Prefazione**

Innanzitutto, esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri clienti che hanno acquistato la nostra attrezzatura. Questo manuale è per il servizio clienti per migliorare. Scritto con questa attrezzatura. Spero che i prodotti e i servizi dell'azienda portino per cortesia, il canale.

### **Fai attenzione**

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta conformità con il metodo di utilizzo di questo manuale, l'uso improprio di qualsiasi altro metodo causato da un uso improprio. La Società non fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo, inclusa (ma non limitata a) la commerciabilità offerta al Società per uno scopo particolare. Garanzie implicite con idoneità.

La società non accetta alcuna responsabilità. La Società non sarà responsabile per eventuali errori contenuti in questo materiale, o per eventuali danni accidentali o consequenziali derivanti dalla fornitura, dall'effettiva esecuzione o dall'uso del presente manuale.

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui brevetti. Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto della Società, il presente manuale non è consentito di fotocopiare, copiare o tradurre qualsiasi parte in un'altra lingua.

Il contenuto del manuale può essere modificato senza preavviso da parte dell'utente.

### **Responsabilità del produttore**

La Società sarà ritenuta responsabile della sicurezza e dell'affidabilità del prestazioni dell'attrezzatura solo se l'operazione di montaggio, restituzione, il miglioramento e la manutenzione sono effettuati da personale abilitato dall' Società, l'apparecchiatura elettrica interessata è conforme alle norme nazionali e l'attrezzatura venga utilizzata conformemente alle istruzioni per l'uso.

### **Garanzia**

Processo di fabbricazione e materie prime: La Società garantisce che il L'attrezzatura (ad eccezione delle parti) è in condizioni di normale utilizzo e riparazione, priva di difetti del processo di fabbricazione e delle materie prime per un anno dalla data di spedizione. Nessuna delle nostre ispezioni è perfetta.

## PRECAUZIONI

### Precauzioni per l'uso

#### Avvertimento:

1. Se l'attrezzatura sembra allentata, cade o è danneggiata, contattare l'azienda nel tempo;
2. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'uso, le distrazioni potrebbero causare perdere il controllo.
4. Durante il normale utilizzo, utilizzare in compagnia di familiari o amici.
5. Utilizzare ragionevolmente in base alla propria situazione e non abusare quando il corpo non è in modo tempestivo.
6. PRIMA DELL'USO, VERIFICARE CHE I COMPONENTI SIANO COMPLETARE, SE IL FRENO È SENSIBILE, E ASSEMBLARE IL TUTTO IL PRODOTTO È STATO ESEGUITO SECONDO LE ISTRUZIONI.
7. I PRODOTTI PER LA PULIZIA DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E ASCIUGATI IN TEMPO. SE IL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DEL PRODOTTO PRESENTA GRAFFI E CADUTE, I MATERIALI DI RIPARAZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN TEMPO PER OTTENERE IL MIGLIOR EFFETTO ANTIRUGGINE.
8. ASSICURARSI CHE LA RUOTA POSTERIORE DEL PRODOTTO SIA BLOCCATA PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO QUANDO L'UTENTE RIMANE IN PENDENZA AMBIENTE.
9. ASSICURARSI CHE IL MECCANISMO DI PIEGHEVOLEZZA DELLA PIASTRA DEL SEDILE È BLOCCATO DURANTE L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO.

## SALVA QUESTE ISTRUZIONI

### PARAMETRI DEL PRODOTTO

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Nome del prodotto         | Guida assistita standard |
| modello                   | FBL810277                |
| Capacità di carico/libbra | 350 libbre               |

## COMPONENTI DEL PRODOTTO

|   |                                                                                   |                |   |   |                                                                                   |                                  |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 |  | bracciolo      | 2 | 2 |  | Con<br>piede della ruota<br>tubo | 2 |
| 3 |  | Tubo del piede | 2 | 4 |  | Principale<br>telaio             | 1 |

## FASI DI INSTALLAZIONE

1. Aprire il telaio principale: aprire i corrimano sinistro e destro del telaio principale telaio su entrambi i lati. Dopo aver sentito un suono "ding", lo svolgimento è completato, come mostrato nell'immagine a destra.



2. Installare i tubi dei piedi: inserire i tubi dei piedi con le ruote nei due tubi davanti al telaio principale, in modo che le biglie possano uscire senza problemi dai fori delle biglie (nota: ogni ruota è rivolta verso l'esterno del telaio principale). Inserire i tubi dei piedi con i cuscinetti per i piedi a slitta nei due tubi dietro il telaio principale, consentendo alle biglie di uscire senza problemi dai fori delle biglie.



3. Installare il manubrio: inserire il tubo del manubrio nell'apertura nella parte superiore del telaio principale, in modo che la biglia possa uscire agevolmente dal foro.

Inserire il tubo della maniglia nel tubo sotto il poggiamano e la distanza tra

l'impugnatura e il poggiamano possono essere regolati dall'utente. Quindi, bloccare la farfalla manopola sotto il poggiamano.



Ottimo servizio: testato al 100% prima di lasciare la fabbrica e assistenza via email 24 ore su 24 assistenza clienti.

**Produttore:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

**Indirizzo:** 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community  
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,  
Casa del centurione, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**CONDUCCIÓN ASISTIDA ESTÁNDAR**

**MODELO:FBL810277**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

ESTÁNDAR  
CONDUCCIÓN ASISTIDA

MODELO: FBL810277



**¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!**

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía**  
**electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## INSTRUCCIONES

### Prefacio

En primer lugar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes que han...

Adquirimos nuestro equipo Este manual es para el servicio al cliente para hacer un mejor servicio.

Escrito con este equipo. Esperamos que los productos y servicios de la empresa brinden  
usted el canal de cortesía.

### Prestar atención

Este producto debe utilizarse en estricta conformidad con el método de uso de este manual. El uso indebido de cualquier otro método causado por un mal uso. La Compañía no otorga ninguna responsabilidad  
garantía de ningún tipo, incluyendo (pero no limitado a) la comerciabilidad ofrecida al  
Empresa para un fin determinado Garantías implícitas de idoneidad.

La empresa no asume ninguna responsabilidad. La empresa no será responsable de ningún error.  
contenida en este material, o por cualquier daño accidental o consecuente  
resultantes de la provisión, ejecución real o uso de este manual.

Este manual contiene información patentada protegida por la ley de patentes. Todos los derechos reservados.

Reservado. Sin el consentimiento por escrito de la Compañía, este manual no está permitido.

fotocopiar, copiar o traducir cualquier parte a otro idioma.

El contenido incluido en este manual puede modificarse sin previo aviso al usuario.

### Responsabilidad del fabricante

La Compañía será responsable de la seguridad y confiabilidad del  
el rendimiento del equipo sólo si la operación de montaje, devolución,

La mejora y el mantenimiento los realiza personal autorizado por la  
Empresa, el equipo eléctrico en cuestión cumple las normas nacionales, y

**El equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.**

### Garantizar

Proceso de fabricación y materias primas: La Empresa garantiza que el

El equipo (excepto las piezas) se encuentra en condiciones normales de uso y reparación, libre de  
defectos en el proceso de fabricación y en las materias primas durante un año a partir de la fecha de  
Envío. Ninguna de nuestras inspecciones es perfecta.

## PRECAUCIONES

### Precauciones de uso

#### Advertencia:

1. Si el equipo se afloja, se cae o está dañado, comuníquese con la empresa.  
a tiempo;
2. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras son una invitación a los accidentes.
3. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera, las distracciones pueden causarle perder el control.
4. Durante el uso normal, utilícelo acompañado de familiares o amigos.
5. Utilizar razonablemente según la propia situación y no abusar cuando  
El cuerpo no está en el momento oportuno.
6. ANTES DE USAR, CONFIRME SI LOS COMPONENTES ESTÁN  
COMPLETO, SI EL FRENO ES SENSIBLE, Y MONTAR EL  
TODO EL PRODUCTO EN ESTRICTO ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.
7. LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEBEN LAVARSE CON AGUA Y SECARSE EN  
TIEMPO. SI EL RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL DEL PRODUCTO PRESENTA RASGUÑOS Y  
SE CAE, ES NECESARIO UTILIZAR MATERIALES DE REPARACIÓN A TIEMPO PARA LOGRARLO  
EL MEJOR EFECTO ANTIÓXIDO.
8. ASEGÚRESE DE QUE LA RUEDA TRASERA DEL PRODUCTO ESTÉ BLOQUEADA  
PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS CUANDO EL USUARIO PERMANECE EN PENDIENTE  
AMBIENTE.
9. ASEGÚRESE DE QUE EL MECANISMO DE PLEGADO DE LA PLACA DEL ASIENTO  
ESTÁ BLOQUEADO AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### PARÁMETROS DEL PRODUCTO

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nombre del producto   | Conducción asistida estándar |
| modelo                | FBL810277                    |
| Capacidad de carga/lb | 350 libras                   |

## COMPONENTES DEL PRODUCTO

|   |                                                                                   |             |   |   |                                                                                   |                             |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 |  | brazo       | 2 | 2 |  | Con<br>pie de rueda<br>tubo | 2 |
| 3 |  | Tubo de pie | 2 | 4 |  | Principal<br>marco          | 1 |

## PASOS DE INSTALACIÓN

1. Abra el marco principal: despliegue los pasamanos izquierdo y derecho del marco principal. marco a ambos lados. Después de escuchar un sonido "ding", el despliegue está Completado, como se muestra en la imagen de la derecha.



2. Instalar los tubos de los pies: Inserte los tubos de los pies con ruedas en los dos tubos que se encuentran frente al marco principal, de modo que las canicas puedan salir suavemente de los orificios correspondientes (nota: cada rueda debe estar orientada hacia el exterior del marco principal). Inserte los tubos de los pies con las almohadillas para los pies en los dos tubos que se encuentran detrás del marco principal, de modo que las canicas puedan salir suavemente de los orificios correspondientes.



3. Instale el manillar: inserte el tubo del manillar en la abertura en la parte superior del marco principal, de modo que la canica pueda salir suavemente del orificio.

Inserte el tubo del mango en el tubo debajo del reposamanos y la distancia entre

El usuario puede ajustar la empuñadura y el reposamanos. Luego, bloquee la mariposa.

Perilla debajo del reposamanos.




Buen servicio: 100% probado antes de salir de fábrica y correo electrónico amigable las 24 horas. servicio al cliente.

Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.  
Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Comunidad Yumin  
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.  
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Casa Centurión, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### STANDARDOWE WSPOMAGANIE JAZDY

MODEL:FBL810277

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

STANDARD  
WSPOMAGANE JAZDY

MODEL: FBL810277



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## INSTRUKCJE

### Przedmowa

Przed wszystkim chcielibyśmy wyrazić nasze najszczerze podziękowania naszym klientom, którzy zakupili nasz sprzęt. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla obsługi klienta w celu lepszego dostosowania. Napisane przy użyciu tego sprzętu. Mamy nadzieję, że produkty i usługi firmy przyniosą ci kanał uprzejmość.

### Uważać na

Produkt ten należy stosować ściśle według sposobu użytkowania podanego w niniejszej instrukcji. Za wszelkie niewłaściwe użycie innych metod Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

gwarancja jakiegokolwiek rodzaju, w tym (ale nie wyłącznie) zbywalność oferowana

Firma w określonym celu. Gwarancje domniemane dotyczące przydatności.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym materiale lub za jakiegokolwiek przypadkowe lub następne szkody wynikających z udostępnienia, faktycznego wykonania lub użytkowania niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone chronione prawem patentowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Spółki, niniejsza instrukcja nie jest dozwolona być kserowanym, kopiowanym lub tłumaczonym w jakiegokolwiek części na inny język.

Treść podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

### Odpowiedzialność producenta

Spółka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i niezawodność

wykonanie urządzenia wyłącznie w przypadku wykonania operacji montażu, zwrotu, ulepszenia i konserwację przeprowadza personel zatwierdzony przez

Firma, przedmiotowy sprzęt elektryczny jest zgodny z normami krajowymi i

**sprzęt jest używany zgodnie z instrukcją obsługi.**

### Gwarancja

Proces produkcyjny i surowce: Spółka gwarantuje, że:

Sprzęt (z wyjątkiem części) jest w stanie umożliwiającym normalną eksploatację i naprawę, wolny od wady procesu produkcyjnego i surowców przez okres jednego roku od daty przesyłki. Żadna z naszych kontroli nie jest idealna.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenie:

1. Jeśli sprzęt jest luźny, upadnie lub ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się z firmą punktualnie;
2. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Zagrażone lub ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
3. Podczas obsługi trzymaj dzieci i osoby postronne z dala, ponieważ mogą one rozpraszać uwagę. stracić kontrolę.
4. Podczas normalnego użytkowania, prosimy o korzystanie z urządzenia w towarzystwie rodziny lub przyjaciół.
5. Używaj rozsądnie, zgodnie z własną sytuacją i nie nadużywaj, gdy ciało nie jest w odpowiednim czasie.
6. PRZED UŻYCIEM PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY SĄ ELEMENTY UZUPEŁNIJ, CZY HAMULEC JEST CZUŁY I ZMONTUJ CAŁY PRODUKT ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
7. PRODUKTY CZYSZCZĄCE NALEŻY MYĆ W WODZIE I SUSZYĆ CZAS. JEŚLI POWIERZCHNIA POWŁOKI PRODUKTU MA ZARYSOWANIA I ODPADA, MATERIAŁY NAPRAWCZE MUSZĄ BYĆ UŻYTE NA CZAS, ABY OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZY EFEKT ANTYRDZY.
8. PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TYLNE KOŁO PRODUKTU JEST ZABLOKOWANE ABY UNIKNĄĆ POŚLIZGANIA SIĘ, GDY UŻYTKOWNIK POZOSTAJE NA POCHYLEJ POWIERZCHNI ŚRODOWISKO.
9. PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MECHANIZM SKŁADANIA PŁYTY SIEDZISKA DZIAŁA JEST ZABLOKOWANY PODCZAS UŻYWANIA TEGO PRODUKTU.

## ZAPISZ TE INSTRUKCJE

### PARAMETRY PRODUKTU

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Standardowe wspomaganie jazdy |
| model          | FBL810277                     |
| Nośność/funt   | 350 funtów                    |

## SKŁADNIKI PRODUKTU

|   |                                                                                   |               |   |   |                                                                                   |                         |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 |  | podłokietnik  | 2 | 2 |  | Z<br>stopa koła<br>rura | 2 |
| 3 |  | Rura podnóżka | 2 | 4 |  | Główny<br>rama          | 1 |

## KROKI INSTALACJI

1. Otwórz ramę główną: Rozłóż lewą i prawą poręcz ramy głównej. ramka z obu stron. Po usłyszeniu dźwięku „ding”, rozkładanie jest ukończone, jak pokazano na prawym obrazku.



2. Zamontuj rurki na stopy: Włóż rurki na stopy z kółkami do dwóch rurek przed ramą główną, tak aby kulki mogły płynnie wyskoczyć z otworu na kulki (uwaga: każde koło jest skierowane na zewnątrz ramy głównej). Włóż rurki na stopy z podkładkami na stopy saneczkowe do dwóch rurek za ramą główną, umożliwiając płynne wyskoczenie kulek z otworu na kulki.



3. Zamontuj kierownicę: Włóż rurę kierownicy do otworu w górnej części ramy głównej, tak aby kulka mogła płynnie wysunąć się z otworu.

Włóż rurkę uchwytu do rurki pod podpórką dłoni, a odległość między nimi uchwyt i podpórka dłoni mogą być regulowane przez użytkownika. Następnie zablokuj motyla pokrętko pod podpórką dłoni.



Miła obsługa: 100% testów przed opuszczeniem fabryki i 24-godzinna przyjazna obsługa e-mailowa obsługa klienta.

Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, społeczność Yumin

Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Dom Centuriona, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **STANDAARD BEHULPZAAM RIJDEN**

**MODEL:FBL810277**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**STANDAARD**

**BEGELEID RIJDEN**

**MODEL: FBL810277**



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

## INSTRUCTIES

### Voorwoord

Allereerst willen we onze oprechte dank uitspreken aan onze klanten die ons hebben geholpen. onze apparatuur gekocht Deze handleiding is bedoeld voor klantenservice om uw ervaring te verbeteren Geschreven met deze apparatuur. Ik hoop dat de producten en diensten van het bedrijf u de kanaalhoffelijkheid.

### Let op

Dit product moet strikt volgens de gebruiksmethode van deze handleiding worden gebruikt. Misbruik van andere methoden wordt veroorzaakt door misbruik. Het bedrijf geeft geen garantie.

garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de verkoopbaarheid die aan de Bedrijf voor een bepaald doel Impliciete garanties met geschiktheid.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die in dit materiaal zijn opgenomen, of voor enige accidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verstrekking, feitelijke uitvoering of het gebruik van deze handleiding.

Deze handleiding bevat bedrijfseigen informatie die beschermd is door octrooirecht. Alle rechten gereserveerd. Zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf is het niet toegestaan deze handleiding te gebruiken. om een deel ervan te kopiëren, te kopiëren of te vertalen naar een andere taal.

De inhoud van de handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker worden gewijzigd.

### Aansprakelijkheid van de fabrikant

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de uitvoering van de apparatuur alleen als de montage, retournering, verbetering en onderhoud worden uitgevoerd door personeel dat door de

Bedrijf, de betreffende elektrische apparatuur voldoet aan de nationale normen, en

het apparaat wordt gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing.

### Garantie

Productieproces en grondstoffen: Het bedrijf garandeert dat de

Apparatuur (behalve onderdelen) is in normale gebruiks- en reparatieconditie, vrij van fabricageproces en fouten in de grondstoffen gedurende één jaar vanaf de datum van verzending. Geen van onze inspecties is perfect.

## VOORZORGSMATREGELEN

### Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

#### Waarschuwing:

1. Als de apparatuur los aanvoelt, valt of beschadigd is, neem dan contact op met het bedrijf op tijd;
2. Zorg dat de werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere plekken zijn een uitnodiging tot ongelukken.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen, afleidingen kunnen u de controle verliezen.
4. Gebruik het apparaat bij normaal gebruik alleen in gezelschap van familie of vrienden.
5. Gebruik het op een redelijke manier, afhankelijk van uw eigen situatie, en gebruik het niet te veel als u het nodig heeft. het lichaam is niet op tijd.

#### 6. CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF DE COMPONENTEN ZIJN

VOLLEDIG, OF DE REM GEVOELIG IS, EN MONTEER DE  
HET GEHELE PRODUCT IS STRIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES.

7. REINIGINGSPRODUCTEN MOETEN MET WATER WORDEN GEWASSEN EN IN DE DROOGKAST WORDEN GEDROOGD  
TIJD. ALS DE OPPERVLAKTECOATING VAN HET PRODUCT KRASSEN HEEFT EN  
VALT AF, REPARATIEMATERIALEN MOETEN OP TIJD WORDEN GEBRUIKT OM HET VERLOOP TE BEREIKEN  
HET BESTE ANTI-ROEST EFFECT.

8. ZORG ERVOOR DAT HET ACHTERWIEL VAN HET PRODUCT GEBLOKKEERD IS  
OM SCHUIVEN TE VOORKOMEN WANNEER DE GEBRUIKER OP DE HELLING BLIJFT  
OMGEVING.

9. ZORG ERVOOR DAT HET OPVOUWMECHANISME VAN DE ZITPLAAT  
IS VERGRENDELD BIJ GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### PRODUCTPARAMETERS

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Productnaam      | Standaard ondersteund rijden |
| model            | FBL810277                    |
| Draagvermogen/lb | 350 pond                     |

## PRODUCTCOMPONENTEN

|   |                                                                                   |          |   |   |                                                                                   |                          |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 |  | armsteun | 2 | 2 |  | Met<br>wiel voet<br>buis | 2 |
| 3 |  | Voetbuis | 2 | 4 |  | Voornaamst<br>kader      | 1 |

## INSTALLATIESTAPPEN

1. Open het hoofdframe: Vouw de linker- en rechterleuningen van het hoofdframe open frame aan beide kanten. Na het horen van een "ding"-geluid, is de ontvouwing voltooid, zoals te zien is op de rechterfoto.



2. Installeer voetbuizen: Plaats de voetbuizen met wielen in de twee buizen voor het hoofdframe, zodat de knikkers soepel uit het knikker gat kunnen springen (let op: elk wiel is naar de buitenkant van het hoofdframe gericht). Plaats de voetbuizen met sledevoetkussentjes in de twee buizen achter het hoofdframe, zodat de knikkers soepel uit de knikker gaten kunnen springen.



3. Monteer het stuur: Steek de buis van het stuur in de opening aan de bovenkant van het hoofdframe, zodat de knikker soepel uit het knikker gat kan springen.

Steek de handgreepbuis in de buis onder de handsteun en zorg dat de afstand tussen de buis en de handgreep goed is. de grip en de handsteun kunnen door de gebruiker worden aangepast. Vergrendel vervolgens de vlinder knop onder de handsteun.



Goede service: 100% getest voordat het de fabriek verlaat en 24 uur per dag vriendelijke e-mail klantenservice.

**Fabrikant:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

**Adres:** 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community  
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurionhuis, Londen Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **STANDARD ASSISTERAD KÖRNING**

**MODELL: FBL810277**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**STANDARD  
ASSISTERAD KÖRNING**

**MODELL: FBL810277**



**BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## INSTRUKTIONER

### Förord

Låt oss först och främst uttrycka vårt hjärtliga tack till våra kunder som har köpt vår utrustning. Den här manualen är till för att kundtjänst ska bli bättre. Skrivet med denna utrustning. Hoppas företagets produkter och tjänster att ta med du kanalen artighet.

### Var uppmärksam

Denna produkt måste användas i strikt överensstämmelse med användningsmetoden i denna manual, felaktig användning av andra metoder orsakade av felaktig användning. Företaget ger inte några garanti av något slag, inklusive (men inte begränsat till) den säljbarhet som erbjuds. Företag för ett särskilt ändamål. Underförstådda garantier med lämplighet. Bolaget tar inget ansvar. Bolaget ansvarar inte för eventuella fel som ingår i detta material, eller för oavsiktliga skador eller följdskador som ett resultat av tillhandahållandet, faktiska prestanda eller användningen av denna handbok. Denna handbok innehåller patentskyddad information. Alla rättigheter reserverad. Utan skriftligt medgivande från företaget är denna manual inte tillåten att fotokopieras, kopieras eller översätta någon del till ett annat språk. Innehållet i manualen kan ändras utan användarens meddelande.

### Tillverkarens ansvar

Företaget ska hållas ansvarigt för säkerheten och tillförlitligheten hos utrustningens prestanda endast om monteringsoperationen, retur, förbättring och underhåll utförs av personal godkänd av Företaget, den berörda elektriska utrustningen överensstämmer med nationella standarder, och utrustningen används i enlighet med bruksanvisningen.

### Garanti

Tillverkningsprocess och råvaror: Företaget garanterar att Utrustning (förutom delar) är i regelbunden användning och reparationsskick, fri från tillverkningsprocess och råvarufel i ett år från dagen för transport. Ingen av våra inspektioner är perfekta.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

### Försiktighetsåtgärder för användning

#### Varning:

1. Om utrustningen känns lös, faller eller är skadad, kontakta företaget med tiden;
2. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden leder till olyckor.
3. Håll barn och åskådare borta medan du arbetar, distraktioner orsakar dig att tappa kontrollen.
4. Under normal användning, använd tillsammans med familj eller vänner.
5. Rimligt använda efter ens egen situation, och överanvänd inte när kroppen är inte i tid.
6. INNAN ANVÄNDNING, BEKRÄFTA OM KOMPONENTERNA ÄR KOMPLETT, OM BROMSEN ÄR KÄNSLIG, OCH MONTERA HELA PRODUKTEN I STRIGT ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA.
7. RENGÖRINGSPRODUKTER MÅSTE TVÄTTAS MED VATTEN OCH TORKA I TID. OM PRODUKTENS YTBEIÄGGNING HAR REPAR OCH FALLAR AV, REPARATIONSMATERIAL MÅSTE ANVÄNDAS I TID FÖR ATT UPPFÄLLA DEN BÄSTA ANTI-ROSTEFFEKTEN.
8. KONTROLLERA ATT PRODUKTENS BAKHJUL ÄR LÅST FÖR ATT UNDVIKA GLIDNING NÄR ANVÄNDAREN STÅR I SLUTNING MILJÖ.
9. KONTROLLERA ATT SITPLATENS VÄCKNINGSMEKANISM ÄR LÅST NÄR DENNA PRODUKT ANVÄNDS.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

### PRODUKTPARAMETRAR

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Produktnamn   | Standard assisterad körning |
| modell        | FBL810277                   |
| Bärförmåga/lb | 350 pund                    |

## PRODUKTKOMPONENTER

|   |                                                                                   |         |   |   |                                                                                   |                           |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| 1 |  | armstöd | 2 | 2 |  | Med<br>hjul<br>fot<br>rör | 2 |
| 3 |  | Fotrör  | 2 | 4 |  | Main<br>ram               | 1 |

## INSTALLATIONSSTEG

1. Öppna huvudramen: Fäll ut de vänstra och högra ledstängerna på huvudramen åt båda sidor. Efter att ha hört ett "ding"-ljud är utspelnningen färdig, som visas i den högra bilden.



2. Installera fotrör: Sätt in de hjulförsedda fotrören i de två rören framför huvudramen, så att kulorna smidigt kan hoppa ut ur kulornas hål (obs: varje hjul är vänd mot utsidan av huvudramen). Sätt in fotrören med slädens fotkuddar i de två rören bakom huvudramen, låt kulorna mjukt hoppa ut ur kulornas hål.



3. Montera styret: Sätt in styrets rör i öppningen överst på huvudramen, så att marmorn smidigt kan hoppa ut ur marmorhålet.

Sätt in handtagsröret i röret under handstödet och avståndet däremellan greppet och handstödet kan justeras av användaren. Lås sedan fjärlen knapp under handstödet.



Trevlig service: 100% testad innan du lämnade fabriken och 24-timmars vänlig e-post kundservice.

**Tillverkare:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

**Adress:** 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community  
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**