

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **LED FACE THERAPY**

**MODEL: FM60;FM60X**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brand

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## LED FACE THERAPY

Model: FM60



FM60X



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# IMPORTANT USE PRECAUTIONS



## WARNING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not stand on the product.
3. TO AVOID ELECTRICAL SHOCK, DO NOT put liquid of any kind into the Main Unit Housing containing the electrical components.
4. When installing and using, check whether the nails installed on the wall are firm
5. For your safety, please do not disassemble or modify the product

## SAFETY INSTRUCTIONS, WARNINGS, AND DISCLAIMER

### SUPERVISION

1. **DO NOT** use this device on infants.
2. **DO NOT** let sleeping, disabled, or unconscious persons use the device.
3. **DO NOT** exceed 20 minutes of use in one therapy session.
4. **DO NOT** use on open, fresh wounds.
5. **DO NOT** use in combination with liniments, salves, ointments, or balms that contain heat-producing ingredients. A skin burn could be the result of doing so.
6. **DO NOT** modify or attempt to repair this equipment. There are no parts that are serviceable by the user.

**This device is an electrical device. To avoid electric shock and other electricity-related dangers, adhere to the following instructions:**

1. **DO NOT** wash electrical parts with water or other liquids.
2. **DO NOT** apply or touch the device to, or with, wet or damp skin.
3. **DO NOT** pull, carry, or lift the device by its cord. If the cord is damaged, don't use the device.
4. **DO NOT** use on or near heated surfaces.
5. **DO NOT** operate this device in areas where it could be exposed to flammable or combustible products or vapours. Explosion of fire may occur.
6. **DO NOT** store your device in hot temperatures exceeding 140 degrees Fahrenheit.
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction

concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**The product is constantly being upgraded, and there will be no notification if there is any change**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## **FCC Information**

### **CAUTION:**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **WARNING:**

Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

### **Note:**

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

## **THE BENEFITS OF RED LIGHT THERAPY FOR DIVERSE CONDITIONS**

A few of the scientifically proven results of red light therapy investigated thus far include:

### **1. Reduced Inflammation**

Near-infrared light reduces overall inflammation in the body by decreasing the presence of inflammatory markers. This reduction can help ease the symptoms associated with joint pain, sore muscles, autoimmune diseases, arthritis, traumatic brain injuries, and spinal cord injuries.

### **2. Reduced Pain**

In one clinical study, neuropathic pain caused by a spinal cord injury was dramatically reduced by the application of red light treatment. Scientists conducting the study referred to it as “an exciting prospect with significant clinical relevance.” Near-infrared light wavelengths reduce overall pain by easing joint stiffness and soreness, diminishing inflammation, easing muscle spasms and enhancing blood flow.

### **3. Reduced recovery times after training and injury**

For high-performance athletes (and those who train like them) red light therapy can help accelerate muscle repair following fatigue and injury. Mitochondria within cells are particularly responsive to red light therapy, and muscle cells are exceptionally rich in mitochondria. Red light therapy may additionally stimulate stem cells, further assisting in muscle recovery.

#### **Healthier, plumper-looking skin due to increased collagen production.**

Red light therapy can dramatically transform the skin.

Red light wavelengths in particular target the mitochondrial chromophores within skin cells, generating the production of collagen proteins. Collagen stimulation yields more holistic and enduring benefits than simply resurfacing the outer layers of the skin. Stem cells may also be activated, increasing tissue repair. The result is accelerated healing and wound repair, improved appearance in hypertrophic scars, a reduction in fine lines and wrinkles, and improved skin texture.

Participants in one study experienced a clinically assessed improvement in skin complexion and collagen density. Improved circulation (improved blood flow). In many studies, red light therapy has been clinically proven to increase the diameter of blood vessels and to improve circulation. Additionally, red light therapy protects red blood cells against oxidative stress and limits platelet loss during surgical procedures.

#### **4. What types of light are there and what do they do?**

Antiaging, rejuvenation, and perfecting your complexion: fine lines, loss of elasticity, dehydration, large pores, dull, uneven tone or sun-damaged skin, use combined red and NIR light on your face, neck, chest, and hands.

Heals & relieves:

- ✓ Psoriasis
- ✓ Muscle & joint pain
- ✓ Thins & delicate skin, wounds, burns & red scars

To regulate sebum and reduce and control mild to moderate acne, add blue light to the combo.

#### **Red & NIR**

Antiaging, rejuvenation, and perfecting your complexion: fine lines, loss of elasticity, dehydration, large pores, dull, uneven tone or sun-damaged skin, use combined red and NIR light on your face, neck, chest, and hands.

Rejuvenates & perfects:

- ✓ Brightens & hydrates
- ✓ Firms, tones & depuffs
- ✓ Smooths bumps & wrinkles
- ✓ Clarifies redness & refines pores
- ✓ Fades fine lines, spider veins, dark spots & scars

And use red and NIR again for psoriasis and wound healing such as sunburn, open wounds and red scars, thin and vulnerable skin, and muscular or joint pain relief on your face, body, and scalp.

Heals & relieves:

- ✓ Psoriasis
- ✓ Muscle & joint pain
- ✓ Thins & delicate skin, wounds, burns & red scars

#### **Blue, Red & NIR**

To regulate sebum and reduce and control mild to moderate acne, add blue light to the combo.

Mild to moderate acne:

- ✓ Kills acne causing bacteria
- ✓ REgulates sebum/ oily T-zone
- ✓ Controls & heals blemishes, spots & comedones

#### **NIR**

Use NIR for dry, tight, flaky, and rough skin, redness such as diffused redness and visible capillaries, or compromised, thin and vulnerable skin.

Sensitive skin:

- ✓ Diffused redness
- ✓ Visible capillaries
- ✓ Dry, tight, flaky, or rough skin
- ✓ Compromised, thin or vulnerable skin

#### **Red**

Use red for hyperpigmentation (dark spots) on your face caused by medicines, hormones, and post inflammatory hyperpigmentation (PIH)

- Hyperpigmentation & dark spots caused by:
- ✓ Medicines
  - ✓ Hormones
  - ✓ Post inflammatory hyperpigmentation (PIH)

## Product Introduction

### FM60

#### Technical Specifications

**LED Spectra:** 630nm&660nm&850nm

**Color:** Black

**Number of LEDs:** 222LEDs (3per LED bulb)  
74LED bulbs

**Face Mask Size:** 300mm(w)x195mm(h)

**Program time:** 10minutes

**Electrical output:** 5V/1A/2500mAh

**Operating Temperature:** 0°C to 40°C

**Storage and Transport Temperature:** -5°C to 55°C




#### Model

- 1.High-end
- 2.Mid-range
- 3.Low-end

#### Device Description

1. Silicon flexible face mask
2. Controller
3. Power supply and country specific adaptors
4. USB C to USB A connector
5. Head straps
6. Carry bag
7. Charger



# FM60X

## Technical Specifications

**LED Spectra:** 630nm&660nm&850nm Or customized wavelengths

**Color:** Black

**Material:** Silicone rubber

**Number of LEDs:** 222LEDs(3per LED bulb)  
74LED bulbs


**Face Mask Size:** 300mm(w)x195mm(h)

**Program time:** 10minutes

**Electrical output:** 5V/1A/2500mAh


**Operating Temperature:** 0°Cto40°C

**Storage and Transport Temperature:** -5°C to 55°C



## Device Description

1. Silicon flexible face mask
2. Controller
3. Power supply and country specific adaptors
4. USB C to USB A connector
5. Head straps
6. Carry bag
7. Charger





# Contraindications

Stop using the This device facial mask if you encounter any prolonged skin redness or discomfort that lasts for more than 2 hours.

If a problem occurs for more than 2 hours you might be light sensitive, or have another condition. We recommend you consult with a medical professional for advice.

1. Please do not use this product if you have lupus erythematosus, photosensitive eczema or leukemia. Otherwise, it may cause severe skin reactions.
2. Please do not use this product if you are sensitive or dizzy to light. Otherwise, it may cause severe skin reactions. Contraindications
3. It is recommended not to use this product if you have migraine.
4. Please do not use this product if you have a history of seizures caused by light

# Warnings

Safety warning:

1. Please ensure the USB port been linked to the plug adapter before plugging in the power source.
2. Do not place the device at spots of water or dripping water. Please unplug the power and stop using immediately if the device has liquid or water on.
3. If the mask light is scratched or intruded by liquid, please stop using it immediately.
4. Do not use the mask when in the sauna or in the rain.
5. Keep the mask or wires away from heat sources.
6. If the mask, controller or wire is damaged, please do not use it again.
7. Do not pull the USB cable forcefully, in case the mask cable fall off.
8. Please stop use the mask when it is overheated.
9. Do not let children use the mask without supervise.

# Care and Maintenance

Store This Device (FACE MASK) system at room temperature in dry conditions. Use the carry bag provided.

Before each use, with the device switched off, clean the facemask following the cleaning instructions below.

Avoid storing This Device LED system in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.

# COEEECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to

a collection point for recycling electrical and electronic devices.

# BATTERY DISPOSAL



Li-Ion

To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life, laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The Waste Battery Directive require you to

dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road, Staines-  
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### THÉRAPIE DU VISAGE LED MODÈLE : FM60;FM60X

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport au meilleur son majeur.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VISAGE LED  
THÉRAPIE

Modèle : FM60

FM60X



#### BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES



### AVERTISSEMENT:

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'approcher de ce article.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne vous tenez pas debout sur le produit.
3. POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS mettre de liquide d'aucune sorte dans le Boîtier de l'unité principale contenant les composants électriques.
4. Lors de l'installation et de l'utilisation, vérifiez si les clous installés sur le mur sont ferme
5. Pour votre sécurité, veuillez ne pas démonter ou modifier le produit

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, AVERTISSEMENTS ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

## SURVEILLANCE

- 1NE PAS utiliser cet appareil sur des nourrissons.
2. NE laissez PAS les personnes endormies, handicapées ou inconscientes utiliser l'appareil.
3. NE PAS dépasser 20 minutes d'utilisation en une seule séance de thérapie.
4. NE PAS utiliser sur des plaies ouvertes et fraîches.
5. NE PAS utiliser en combinaison avec des liniments, des pommades, des onguents ou des baumes qui contiennent des ingrédients produisant de la chaleur. Une brûlure cutanée pourrait en résulter.
6. NE PAS modifier ou tenter de réparer cet équipement. Il n'y a aucune pièce qui sont réparables par l'utilisateur.

Cet appareil est un appareil électrique. Pour éviter les chocs électriques et autres dangers liés à l'électricité, respectez les instructions suivantes :

1. NE PAS laver les pièces électriques avec de l'eau ou d'autres liquides.
2. NE PAS appliquer ni toucher l'appareil sur ou avec une peau mouillée ou humide.
3. NE PAS tirer, transporter ou soulever l'appareil par son cordon. Si le cordon est endommagé, ne utiliser l'appareil.
4. NE PAS utiliser sur ou à proximité de surfaces chauffées.
5. NE PAS utiliser cet appareil dans des zones où il pourrait être exposé à des produits inflammables. ou des produits ou vapeurs combustibles. Une explosion d'incendie peut se produire.
6. NE stockez PAS votre appareil à des températures chaudes supérieures à 140 degrés Fahrenheit.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions

concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers impliqué. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisateur l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

Le produit est constamment mis à niveau et il n'y aura pas notification en cas de changement

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## Informations FCC

### PRUDENCE:

Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux suivant deux conditions :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

### AVERTISSEMENT:

Changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par le La partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

### Note:

Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe B appareil numérique conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et sinon installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférence avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées par en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le le récepteur est connecté.



· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

## LES BIENFAITS DE LA THÉRAPIE PAR LA LUMIÈRE ROUGE POUR CONDITIONS DIVERSES

Voici quelques-uns des résultats scientifiquement prouvés de la thérapie par la lumière rouge étudiés jusqu'à présent :

### 1. Inflammation réduite

La lumière proche infrarouge réduit l'inflammation globale du corps en diminuant la présence de marqueurs inflammatoires. Cette réduction peut aider à soulager les symptômes associés aux douleurs articulaires, aux douleurs musculaires, aux maladies auto-immunes, à l'arthrite, aux traumatismes crâniens et aux lésions de la moelle épinière.

### 2. Douleur réduite

Dans une étude clinique, la douleur neuropathique provoquée par une lésion de la moelle épinière a été considérablement réduite grâce à l'application d'un traitement à la lumière rouge. Les scientifiques menant l'étude l'ont qualifiée de « perspective passionnante avec une pertinence clinique significative ». Les longueurs d'onde de la lumière proche infrarouge réduisent la douleur globale en atténuant la raideur et les douleurs articulaires, en diminuant l'inflammation, en atténuant les spasmes musculaires et en améliorant la circulation sanguine.

### 3. Réduction des temps de récupération après un entraînement et une

blessure. Pour les athlètes de haut niveau (et ceux qui s'entraînent comme eux), la thérapie par la lumière rouge peut aider à accélérer la réparation musculaire après une fatigue et une blessure. Les mitochondries au sein des cellules sont particulièrement sensibles à la thérapie par la lumière rouge et les cellules musculaires sont exceptionnellement riches en mitochondries. La thérapie par la lumière rouge peut également stimuler les cellules souches, contribuant ainsi à la récupération musculaire.

Une peau plus saine et d'apparence plus rebondie grâce à une production accrue de collagène.

La thérapie par la lumière rouge peut transformer radicalement la peau.

Les longueurs d'onde de la lumière rouge ciblent en particulier les chromophores mitochondriaux des cellules de la peau, générant ainsi la production de protéines de collagène. La stimulation du collagène produit des avantages plus holistiques et durables que le simple resurfaçage des couches externes de la peau. Les cellules souches peuvent également être activées, augmentant ainsi la réparation des tissus. Le résultat est une cicatrisation et une réparation des plaies accélérées, une amélioration de l'apparence des cicatrices hypertrophiques, une réduction des rides et ridules et une amélioration de la texture de la peau.

Les participants à une étude ont constaté une amélioration cliniquement évaluée du teint de la peau et de la densité du collagène. Une meilleure circulation (amélioration du flux sanguin). Dans de nombreuses études, il a été cliniquement prouvé que la thérapie par la lumière rouge augmente le diamètre des vaisseaux sanguins et améliore la circulation. De plus, la thérapie par la lumière rouge protège les globules rouges contre le stress oxydatif et limite la perte de plaquettes lors des interventions chirurgicales.

#### 4. Quels types de lumière existe-t-il et à quoi servent-ils ?

Anti-âge, rajeunissement et perfection de votre teint : ridules, perte de élasticité, déshydratation, pores dilatés, teint terne, irrégulier ou peau endommagée par le soleil, utiliser Lumière rouge et NIR combinée sur votre visage, votre cou, votre poitrine et vos mains.

Guérit et soulage :

Psoriasis Douleurs musculaires et articulaires

Peau fine et délicate, plaies, brûlures et cicatrices rouges

Pour réguler le sébum et réduire et contrôler l'acné légère à modérée, ajoutez de la lumière bleue au combo.

#### Rouge et NIR

Anti-âge, rajeunissement et perfection de votre teint : ridules, perte de élasticité, déshydratation, pores dilatés, teint terne, irrégulier ou peau endommagée par le soleil, utiliser Lumière rouge et NIR combinée sur votre visage, votre cou, votre poitrine et vos mains.

Rajeunit et perfectionne :

Éclaircit et hydrate Raffermit, tonifie et dégonfle

Lisse les bosses et les rides Clarifie les rougeurs et affine les pores

Estompe les ridules, les varicosités, les taches brunes et les cicatrices

Et utilisez à nouveau le rouge et le NIR pour le psoriasis et la cicatrisation des plaies telles que les coups de soleil, les plaies ouvertes et les cicatrices rouges, la peau fine et vulnérable et les douleurs musculaires ou articulaires. soulagement sur votre visage, votre corps et votre cuir chevelu.

Guérit et soulage :

Psoriasis Douleurs musculaires et articulaires

Peau fine et délicate, plaies, brûlures et cicatrices rouges

#### Bleu, rouge et NIR

Pour réguler le sébum et réduire et contrôler les effets légers à modérés l'acné, ajoutez de la lumière bleue au combo.

Acné légère à modérée :

Tue les bactéries responsables de Régule le sébum/zone T grasse

l'acné Contrôle et guérit les imperfections, les boutons et les comédons

#### NIR

Utilisez NIR pour les peaux sèches, tirillées, squameuses et rugueuses, ainsi que pour les rougeurs telles que les rougeurs diffuses. et capillaires visibles, ou peau fragilisée, fine et vulnérable.

Peau sensible:

Rougeurs diffuses Capillaires visibles

Peau sèche, tirillée, squameuse ou rugueuse Peau fragilisée, fine ou vulnérable

#### Rouge

Utilisez du rouge pour l'hyperpigmentation (taches brunes) sur votre visage causée par des médicaments, des hormones et l'hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH).

Hyperpigmentation et taches brunes causées par :  
Médicaments Hormones  
Hyperpigmentation post-inflammatoire (HIP)

## Présentation du produit

### FM60

Spécifications techniques

Spectres LED : 630 nm, 660 nm et 850 nm  
La couleur noire

Nombre de LED : 222 LED (3 par ampoule LED)  
Ampoules 74LED

Taille du masque facial : 300 mm (l) x 195 mm (h)

Durée du programme : 10 minutes

Sortie électrique : 5V/1A/2500mAh

Température de fonctionnement : 0 à 40

Température de stockage et de transport : -5 à 55



### Model

- 1.High-end
- 2.Mid-range
- 3.Low-end

Description de l'appareil 1.

Masque facial flexible en silicone

2. Contrôleur


3. Alimentation et adaptateurs spécifiques au pays 4.

Connecteur USB C vers USB A

5. Sangles de tête

6. Sac de

transport 7. Chargeur



# FM60X

Spécifications techniques

Spectres LED : 630 nm, 660 nm et 850 nm ou longueurs d'onde personnalisées

La couleur noire

Matériel: Caoutchouc de silicone

Nombre de LED : 222 LED (3 par ampoule LED).

Ampoules 74LED


Taille du masque facial : 300 mm (l) x 195 mm (h)

Durée du programme : 10 minutes

Sortie électrique : 5V/1A/2500mAh

Température de fonctionnement : 0 à 40

Température de stockage et de transport : -5 à 55



Description de l'appareil 1.

Masque facial flexible en silicone

2. Contrôleur

3. Alimentation et adaptateurs spécifiques au pays


4.

Connecteur USB C vers USB A

5. Sangles de tête

6. Sac de

transport 7. Chargeur



## Contre-indications

Arrêtez d'utiliser le masque facial de cet appareil si vous rencontrez une peau prolongée rougeur ou inconfort qui dure plus de 2 heures.

Si un problème survient pendant plus de 2 heures, vous pourriez être sensible à la lumière ou avoir une autre condition. Nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé pour conseil.

1. Veuillez ne pas utiliser ce produit si vous souffrez de lupus érythémateux, photosensible, eczéma ou leucémie. Dans le cas contraire, cela peut provoquer de graves réactions cutanées.
2. Veuillez ne pas utiliser ce produit si vous êtes sensible ou étourdi par la lumière. Sinon, il peut provoquer de graves réactions cutanées. Contre-indications
3. Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit si vous souffrez de migraine.
4. Veuillez ne pas utiliser ce produit si vous avez des antécédents de convulsions causées par la lumière.

## Avertissements

Alerte de sécurité:

1. Veuillez vous assurer que le port USB est lié à l'adaptateur de prise avant de le brancher. la source d'alimentation.
2. Ne placez pas l'appareil à proximité de points d'eau ou de gouttes d'eau. Veuillez débrancher le alimentez-le et arrêtez immédiatement de l'utiliser si l'appareil contient du liquide ou de l'eau.
3. Si la lumière du masque est rayée ou pénétrée par un liquide, veuillez cesser de l'utiliser. immédiatement.
4. N'utilisez pas le masque dans le sauna ou sous la pluie.
5. Gardez le masque ou les fils loin des sources de chaleur.
6. Si le masque, le contrôleur ou le fil est endommagé, veuillez ne plus l'utiliser.
7. Ne tirez pas avec force sur le câble USB, au cas où le câble du masque tomberait.
8. Veuillez cesser d'utiliser le masque lorsqu'il est surchauffé.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser le masque sans surveillance.

## Entretien et maintenance

Conservez le système de cet appareil (FACE MASK) à température ambiante dans des conditions sèches. Utilisez le sac de transport fourni.

Avant chaque utilisation, appareil éteint, nettoyez le masque en suivant les instructions de nettoyage ci-dessous.

Évitez de stocker le système LED de cet appareil dans des conditions poussiéreuses, à la lumière directe du soleil ou dans conditions humides et humides.

## ÉLIMINATION DES COEEEEECTS



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqué de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à

un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

## ÉLIMINATION DE LA BATTERIE



Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à l'issue de ce durée de vie du produit, lois traitant des déchets électriques et électroniques

Équipement (DEEE) et la directive sur les piles usagées vous obligent à

jetez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et pour un recyclage approprié. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de ceux-ci dans votre région.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie


Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road, Staines- upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.



**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **LED-GESICHTSTHERAPIE**

#### **MODELL: FM60;FM60X**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## LED-GESICHT THERAPIE

Modell: FM60



FM60X



### Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

## WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH



### WARNUNG:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen oder sich diesem Artikel.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf das Produkt stellen.
3. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, geben Sie keine Flüssigkeiten jeglicher Art in das Gehäuse der Haupteinheit, das die elektrischen Komponenten enthält.
4. Überprüfen Sie bei der Installation und Verwendung, ob die an der Wand installierten Nägel sind  
Firma
5. Zu Ihrer Sicherheit zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht

## SICHERHEITSHINWEISE, WARNHINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

### AUFSICHT

1. Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** bei Kleinkindern.
2. Lassen Sie das Gerät **NICHT** von schlafenden, behinderten oder bewusstlosen Personen benutzen.
3. Die Anwendung darf in einer Therapiesitzung **NICHT** länger als 20 Minuten dauern.
4. **NICHT** auf offenen, frischen Wunden anwenden.
5. **NICHT** in Kombination mit Linimenten, Salben, Salben oder Balsamen verwenden, die enthalten hitzerzeugende Inhaltsstoffe. Dies kann zu Hautverbrennungen führen.
6. Das Gerät **NICHT** modifizieren oder reparieren. Es gibt keine Teile, die können vom Benutzer gewartet werden.

**Bei diesem Gerät handelt es sich um ein elektrisches Gerät. Um Stromschläge und andere Um die Gefahren durch Elektrizität zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:**

1. Waschen Sie elektrische Teile **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
2. Das Gerät **NICHT** auf nasser oder feuchter Haut anbringen oder damit berühren.
3. Ziehen, tragen oder heben Sie das Gerät **NICHT** am Kabel. Wenn das Kabel beschädigt ist, Verwenden Sie das Gerät.
4. **NICHT** auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
5. Betreiben Sie das Gerät **NICHT** in Bereichen, in denen es entflammbar oder brennbare Produkte oder Dämpfe. Es kann zu einer Feuerexplosion kommen.
6. Lagern Sie Ihr Gerät **NICHT** bei Temperaturen über 140 Grad Fahrenheit.
7. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beabsichtigt oder unterwiesen wurden

über den sicheren Gebrauch des Geräts informiert und verstehen die Gefahren  
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer  
Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

## **Das Produkt wird ständig aktualisiert, und es wird keine Benachrichtigung bei Änderungen ANLEITUNG AUFBEWAHREN**

### **FCC-Informationen**

#### **VORSICHT:**

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden  
Bei Nichtbeachtung erlischt die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den  
die folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die  
kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

#### **WARNUNG:**

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden,  
Die Verwendung einer für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des  
Produkt.

#### **Notiz:**

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse B  
digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu,  
bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet  
Installation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.  
nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet werden, können schädliche  
Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass  
Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht,  
schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch  
Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben.  
Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das  
Empfänger ist angeschlossen.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

## **DIE VORTEILE DER ROTLICHTTHERAPIE FÜR VIELFÄLTIGE BEDINGUNGEN**

Zu den bisher untersuchten wissenschaftlich nachgewiesenen Ergebnissen der Rotlichttherapie gehören:

### **1. Reduzierte Entzündung**

Nahinfrarotlicht reduziert Entzündungen im Körper, indem es die Präsenz von Entzündungsmarkern verringert. Diese Reduzierung kann dazu beitragen, die Symptome zu lindern, die mit Gelenkschmerzen, Muskelkater, Autoimmunerkrankungen, Arthritis, traumatischen Hirnverletzungen und Rückenmarksverletzungen einhergehen.

### **2. Reduzierte Schmerzen**

In einer klinischen Studie konnten neuropathische Schmerzen aufgrund einer Rückenmarksverletzung durch eine Rotlichtbehandlung drastisch reduziert werden. Die Wissenschaftler, die die Studie durchführten, bezeichneten sie als „eine spannende Aussicht mit erheblicher klinischer Relevanz“. Nahinfrarotlichtwellenlängen reduzieren den allgemeinen Schmerz, indem sie Gelenksteifheit und -schmerzen lindern, Entzündungen verringern, Muskelkrämpfe lindern und die Durchblutung verbessern.

### **3. Verkürzte Erholungszeiten nach Training und Verletzungen Bei**

Hochleistungssportlern (und denen, die wie sie trainieren) kann die Rotlichttherapie helfen, die Muskelreparatur nach Ermüdung und Verletzungen zu beschleunigen. Mitochondrien in Zellen reagieren besonders gut auf die Rotlichttherapie und Muskelzellen sind außergewöhnlich reich an Mitochondrien. Die Rotlichttherapie kann zusätzlich Stammzellen stimulieren und so die Muskelregeneration weiter unterstützen.

### **Gesündere, praller aussehende Haut durch erhöhte Kollagenproduktion.**

Eine Rotlichttherapie kann die Haut dramatisch verändern.

Insbesondere die Wellenlängen des roten Lichts zielen auf die mitochondrialen Chromophore in den Hautzellen ab und lösen die Produktion von Kollagenproteinen aus. Die Stimulation des Kollagens bringt ganzheitlichere und nachhaltigere Vorteile als nur die Erneuerung der äußeren Hautschichten. Auch Stammzellen können aktiviert werden, was die Gewebereparatur beschleunigt. Das Ergebnis ist eine beschleunigte Heilung und Wundheilung, ein verbessertes Erscheinungsbild hypertropher Narben, eine Verringerung feiner Linien und Fältchen sowie eine verbesserte Hautstruktur.

Teilnehmer einer Studie erlebten eine klinisch festgestellte Verbesserung des Hautbildes und der Kollagendichte. Verbesserte Durchblutung (verbesserter Blutfluss). In vielen Studien wurde klinisch nachgewiesen, dass die Rotlichttherapie den Durchmesser der Blutgefäße vergrößert und die Durchblutung verbessert. Darüber hinaus schützt die Rotlichttherapie die roten Blutkörperchen vor oxidativem Stress und begrenzt den Blutplättchenverlust bei chirurgischen Eingriffen.

#### 4. Welche Arten von Licht gibt es und was bewirken sie?

Anti-Aging, Verjüngung und Perfektionierung Ihres Teints: feine Linien, Verlust von

Elastizität, Dehydratation, große Poren, stumpfe, ungleichmäßige Haut oder sonnengeschädigte Haut, verwenden Sie kombiniertes rotes und NIR-Licht auf Gesicht, Hals, Brust und Händen.

Heilt und lindert:

• Schuppenflechte • Muskel- und Gelenkschmerzen

• Dünnere und empfindliche Haut, Wunden, Verbrennungen und rote Narben

Um die Talgproduktion zu regulieren und leichte bis mittelschwere Akne zu reduzieren und zu kontrollieren, fügen Sie blaues Licht hinzu zur Kombination.

#### Rot und NIR

Anti-Aging, Verjüngung und Perfektionierung Ihres Teints: feine Linien, Verlust von

Elastizität, Dehydratation, große Poren, stumpfe, ungleichmäßige Haut oder sonnengeschädigte Haut, verwenden Sie kombiniertes rotes und NIR-Licht auf Gesicht, Hals, Brust und Händen.

Verjüngt & perfektioniert:

• Hellt auf und spendet Feuchtigkeit • Strafft, festigt und lindert Schwellungen

• Glättet Unebenheiten und Fältchen • Lindert Rötungen und verfeinert die Poren

• Lässt feine Linien, Besenreiser, dunkle Flecken und Narben verblassen

Und verwenden Sie Rot und NIR wieder bei Schuppenflechte und Wundheilung wie Sonnenbrand, offenen Wunden

und roten Narben, dünner und empfindlicher Haut sowie Muskel- oder Gelenkschmerzen

Linderung für Gesicht, Körper und Kopfhaut.

Heilt und lindert:

• Schuppenflechte • Muskel- und Gelenkschmerzen

• Dünnere und empfindliche Haut, Wunden, Verbrennungen und rote Narben

#### Blau, Rot und NIR

Zur Regulierung des Talgs und zur Reduzierung und Kontrolle leichter bis mittelschwerer

Akne, fügen Sie der Kombination blaues Licht hinzu.

Leichte bis mittelschwere Akne:

• Tötet Akne verursachende Bakterien ab • Reguliert Talg/fettige T-Zone

Kontrolliert und heilt Hautunreinheiten, Pickel und Komedonen

#### NIR

Verwenden Sie NIR bei trockener, straffer, schuppiger und rauer Haut, Rötungen wie diffuser Rötung

und sichtbaren Kapillaren oder angegriffener, dünner und empfindlicher Haut.

Empfindliche Haut:

• Diffuse Rötung • Sichtbare Kapillaren

• Trockene, gespannte, schuppige oder raue Haut • Angegriffene, dünne oder empfindliche Haut

#### Rot

Verwenden Sie Rot bei Hyperpigmentierung (dunkle Flecken) im Gesicht, die durch Medikamente, Hormone und postinflammatorische Hyperpigmentierung (PIH) verursacht wird.

Hyperpigmentierung und dunkle Flecken verursacht durch:  
• Medikamente • Hormone •  
Postinflammatorische Hyperpigmentierung (PIH)

## Produkteinführung

### FM60

#### Technische Spezifikationen

**LED-Spektren:** 630 nm, 660 nm und 850 nm.

**Farbe:** Schwarz

**Anzahl der LEDs:** 222 LEDs (3 pro LED-Lampe)  
74LED-Lampen


**Größe der Gesichtsmaske:** 300 mm (B) x 195 mm (H)

**Programmdauer:** 10 Minuten

**Elektrische Leistung:** 5V/1A/2500mAh

**Betriebstemperatur:** 0 °C bis 40 °C

**Lager- und Transporttemperatur:** -5° bis 55°



#### Model

- 1.High-end
- 2.Mid-range
- 3.Low-end

#### Gerätebeschreibung 1.

Flexible Gesichtsmaske aus Silikon


2. Verantwortlicher

3. Netzteil und länderspezifische Adapter 4. USB C auf USB  
A Anschluss

5. Kopfbänder 6.

Tragetasche 7.

Ladegerät



# FM60X

## Technische Spezifikationen

**LED-Spektren:** 630 nm, 660 nm und 850 nm oder benutzerdefinierte Wellenlängen

**Farbe:** Schwarz

**Material:** Silikonkautschuk

**Anzahl der LEDs:** 222 LEDs (3 pro LED-Lampe)  
74LED-Lampen


**Größe der Gesichtsmaske:** 300 mm (B) x 195 mm (H)

**Programmdauer:** 10 Minuten

**Elektrische Leistung:** 5V/1A/2500mAh

**Betriebstemperatur:** 0 bis 40 °C

**Lager- und Transporttemperatur:** -5 bis 55 °C



## Gerätebeschreibung 1.

Flexible Gesichtsmaske aus Silikon

2. Verantwortlicher


3. Netzteil und länderspezifische Adapter 4. USB  
C auf USB

A Anschluss

5. Kopfbänder 6.

Tragetasche 7.

Ladegerät





# Kontraindikationen

Beenden Sie die Anwendung dieser Gesichtsmaske, wenn Sie über längere Zeit Hautprobleme haben. Rötung oder Unbehagen, das länger als 2 Stunden anhält.

Wenn ein Problem länger als 2 Stunden anhält, sind Sie möglicherweise lichtempfindlich oder haben eine andere Erkrankung. Wir empfehlen Ihnen, einen Arzt zu konsultieren für Beratung.

1. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Lupus erythematodes, lichtempfindlich Ekzeme oder Leukämie. Andernfalls kann es zu schweren Hautreaktionen kommen.
2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie lichtempfindlich oder schwindlig sind. Andernfalls kann schwere Hautreaktionen verursachen. Kontraindikationen
3. Es wird empfohlen, dieses Produkt nicht zu verwenden, wenn Sie unter Migräne leiden.
4. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie in der Vergangenheit Anfälle durch Licht

## Warnhinweise

Sicherheitswarnung:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss mit dem Steckeradapter verbunden ist, bevor Sie ihn einstecken die Stromquelle.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wasserflecken oder tropfendem Wasser. Ziehen Sie den Netzstecker. Schalten Sie das Gerät aus und beenden Sie die Verwendung sofort, wenn sich Flüssigkeit oder Wasser im Gerät befindet.
3. Wenn das Maskenlicht zerkratzt ist oder Flüssigkeit eingedrungen ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr sofort.
4. Verwenden Sie die Maske nicht in der Sauna oder im Regen.
5. Halten Sie die Maske oder Kabel von Wärmequellen fern.
6. Wenn die Maske, der Controller oder das Kabel beschädigt sind, verwenden Sie sie bitte nicht wieder.
7. Ziehen Sie nicht mit Gewalt am USB-Kabel, da sich das Maskenkabel sonst ablösen könnte.
8. Bitte verwenden Sie die Maske nicht mehr, wenn sie überhitzt ist.
9. Lassen Sie Kinder die Maske nicht unbeaufsichtigt benutzen.

## Pflege und Wartung

Lagern Sie dieses Gerätesystem (GESICHTSMASKE) bei Raumtemperatur unter trockenen Bedingungen.

Verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche.

Reinigen Sie die Gesichtsmaske vor jedem Gebrauch bei ausgeschaltetem Gerät gemäß den Reinigungsanweisungen unten.

Vermeiden Sie die Lagerung dieses Gerätes LED-System in staubigen Umgebungen, in direktem Sonnenlicht oder in feuchten und nassen Bedingungen.

## KOMPLETTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen

eine Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

## BATTERIEENTSORGUNG



Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende dieses Produktlebensdauer, Gesetze über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) und die Altbatterie-Richtlinie schreiben vor, dass Sie

entsorgen Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle, wo es zwecks Entnahme der Batterien und ordnungsgemäßer Wiederverwertung eingeschickt werden.

Weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Geräte erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden. dein Gebiet.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD.  
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd.  
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### TERAPIA VISO LED

MODELLO: FM60;FM60X

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto alle migliori marche

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## VOLTO LED TERAPIA

**Modello: FM60**



**FM60X**



### HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro pr

# IMPORTANTI PRECAUZIONI D'USO



## AVVERTIMENTO:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare o di avvicinarsi a questo articolo.
2. Utilizzare solo come previsto. Non salire sul prodotto.
3. PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON introdurre liquidi di alcun tipo all'interno Alloggiamento dell'unità principale contenente i componenti elettrici.
4. Durante l'installazione e l'utilizzo, verificare se i chiodi installati sul muro lo sono ditta
5. Per la vostra sicurezza, non smontare o modificare il prodotto

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA, AVVERTENZE E ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

### SUPERVISIONE

**1) NON** utilizzare questo dispositivo sui neonati.

**2) NON** lasciare che persone addormentate, disabili o incoscienti utilizzino il dispositivo.

**3) NON** superare i 20 minuti di utilizzo in una sessione terapeutica.

**4) NON** utilizzare su ferite aperte e fresche.

**5) NON** utilizzare in combinazione con linimenti, pomate, unguenti o balsami che contengono ingredienti che producono calore. Il risultato potrebbe essere un'ustione cutanea.

**6) NON** modificare o tentare di riparare questa apparecchiatura. Non ci sono parti che sono riparabili dall'utente.

**Questo dispositivo è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche e altro pericoli legati all'elettricità, attenersi alle seguenti istruzioni:**

1. **NON** lavare le parti elettriche con acqua o altri liquidi.
2. **NON** applicare o toccare il dispositivo su o con la pelle bagnata o umida.
3. **NON** tirare, trasportare o sollevare il dispositivo afferrandolo per il cavo. Se il cavo è danneggiato, non farlo utilizzare il dispositivo.
4. **NON** utilizzare sopra o vicino a superfici riscaldate.
5. **NON** utilizzare questo dispositivo in aree in cui potrebbe essere esposto a sostanze infiammabili o prodotti o vapori combustibili. Potrebbe verificarsi un'esplosione di fuoco.
6. **NON** conservare il dispositivo a temperature elevate superiori a 140 gradi Fahrenheit.
7. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di capacità esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni

informazioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprenderne i pericoli coinvolto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e utente la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

**Il prodotto viene costantemente aggiornato e non ci sarà notifica se c'è qualche cambiamento**

**CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI**

## Informazioni FCC

### ATTENZIONE:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile la conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta all'art seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

### AVVERTIMENTO:

Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da La parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il servizio Prodotto.

### Nota:

Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti della Classe B dispositivo digitale ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, in caso contrario installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare danni interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia in tal senso non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è invitato a provare a correggere il problema interferenza da parte di una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.



- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

## **I BENEFICI DELLA TERAPIA A LUCE ROSSA PER CONDIZIONI DIVERSE**

Alcuni dei risultati scientificamente provati della terapia con luce rossa studiati finora includono:

### **1. Infiammazione ridotta**

La luce nel vicino infrarosso riduce l'infiammazione generale nel corpo diminuendo la presenza di marcatori infiammatori. Questa riduzione può aiutare ad alleviare i sintomi associati a dolori articolari, dolori muscolari, malattie autoimmuni, artrite, lesioni cerebrali traumatiche e lesioni del midollo spinale.

### **2. Dolore ridotto**

In uno studio clinico, il dolore neuropatico causato da una lesione del midollo spinale è stato drasticamente ridotto dall'applicazione del trattamento con luce rossa. Gli scienziati che hanno condotto lo studio lo hanno definito "una prospettiva entusiasmante con significativa rilevanza clinica". Le lunghezze d'onda della luce del vicino infrarosso riducono il dolore generale alleviando la rigidità e il dolore articolare, diminuendo l'infiammazione, alleviando gli spasmi muscolari e migliorando il flusso sanguigno.

### **3. Tempi di recupero ridotti dopo allenamenti e infortuni** Per gli

atleti ad alte prestazioni (e coloro che si allenano come loro) la terapia con la luce rossa può aiutare ad accelerare la riparazione muscolare dopo affaticamento e infortuni. I mitocondri all'interno delle cellule sono particolarmente sensibili alla terapia con luce rossa e le cellule muscolari sono eccezionalmente ricche di mitocondri. La terapia con luce rossa può inoltre stimolare le cellule staminali, favorendo ulteriormente il recupero muscolare.

#### **Pelle più sana e dall'aspetto rimpolpato grazie alla maggiore produzione di collagene.**

La terapia con luce rossa può trasformare radicalmente la pelle.

Le lunghezze d'onda della luce rossa, in particolare, prendono di mira i cromofori mitocondriali all'interno delle cellule della pelle, generando la produzione di proteine di collagene. La stimolazione del collagene produce benefici più olistici e duraturi rispetto al semplice rifacimento degli strati esterni della pelle. Anche le cellule staminali possono essere attivate, aumentando la riparazione dei tessuti. Il risultato è una guarigione e una riparazione delle ferite accelerate, un migliore aspetto delle cicatrici ipertrofiche, una riduzione delle linee sottili e delle rughe e una migliore struttura della pelle. I partecipanti a uno studio hanno riscontrato un miglioramento valutato clinicamente della carnagione della pelle e della densità del collagene. Circolazione migliorata (flusso sanguigno migliorato). In molti studi, è stato clinicamente dimostrato che la terapia con luce rossa aumenta il diametro dei vasi sanguigni e migliora la circolazione. Inoltre, la terapia con luce rossa protegge i globuli rossi dallo stress ossidativo e limita la perdita di piastrine durante le procedure chirurgiche.

#### 4. Quali tipi di luce esistono e cosa fanno?

Ansietà, ringiovanimento e perfezionamento della carnagione: linee sottili, perdita di elasticità, disidratazione, pori dilatati, tono opaco e irregolare o pelle danneggiata dal sole, utilizzare luce combinata rossa e NIR su viso, collo, petto e mani.

Guarisce e allevia:

• Psoriasi • Dolori muscolari e articolari

• Pelle sottile e delicata, ferite, ustioni e cicatrici rosse

Per regolare il sebo e ridurre e controllare l'acne da lieve a moderata, aggiungi la luce blu alla combinata.

#### Rosso e NIR

Ansietà, ringiovanimento e perfezionamento della carnagione: linee sottili, perdita di elasticità, disidratazione, pori dilatati, tono opaco e irregolare o pelle danneggiata dal sole, utilizzare luce combinata rossa e NIR su viso, collo, petto e mani.

Ringiovanisce e perfeziona:

• Illumina e idrata • Rassoda, tonifica e sgonfia

• Leviga protuberanze e rughe • Chiarisce il rossore e affina i pori

• Sfuma linee sottili, vene varicose, macchie scure e cicatrici

E usa di nuovo il rosso e il NIR per la psoriasi e la guarigione delle ferite come scottature solari, ferite aperte e cicatrici rosse, pelle sottile e vulnerabile e dolori muscolari o articolari sollievo su viso, corpo e cuoio capelluto.

Guarisce e allevia:

• Psoriasi • Dolori muscolari e articolari

• Pelle sottile e delicata, ferite, ustioni e cicatrici rosse

#### Blu, rosso e NIR

Per regolare il sebo e ridurre e controllare da lieve a moderato acne, aggiungi la luce blu alla combo.

Acne da lieve a moderata:

• Uccide i batteri che causano l'acne • REGOLA la zona T sebo/grassa

• Controlla e cura imperfezioni, macchie e comedoni

#### NIR

Utilizzare NIR per pelle secca, tesa, squamosa e ruvida, arrossamento come arrossamento diffuso e capillari visibili, o pelle compromessa, sottile e vulnerabile.

Pelle sensibile:

• Rossore diffuso • Capillari visibili

• Pelle secca, tesa, squamosa o ruvida • Pelle compromessa, sottile o vulnerabile

#### Rosso

Usa il rosso per l'iperpigmentazione (macchie scure) sul viso causata da farmaci, ormoni e iperpigmentazione postinfiammatoria (PIH)

Iperpigmentazione e macchie scure causate da:  
• Farmaci  
• Ormoni  
• Iperpigmentazione postinfiammatoria (PIH)

## introduzione al prodotto

### FM60

#### Specifiche tecniche

**Spettri LED:** 630 nm, 660 nm e 850 nm

**Colore:** nero

**Numero di LED:** 222 LED (lampadina LED 3 per)

Lampadine 74LED


**Dimensioni maschera facciale:** 300 mm (larghezza) x 195 mm (altezza)

**Durata del programma:** 10 minuti

**Uscita elettrica:** 5 V/1 A/2500 mAh

**Temperatura operativa:** da 0 °C a 40 °C

**Temperatura di stoccaggio e trasporto:** da -5 °C a 55 °C




#### Model

- 1.High-end
- 2.Mid-range
- 3.Low-end

#### Descrizione del dispositivo

1. Maschera facciale flessibile in silicone
2. Controllore
3. Alimentatore e adattatori specifici per paese
4. Connettore da USB C a USB A
5. Cinghie per la testa
6. Borsa per il trasporto
7. Caricabatterie



## FM60X

### Specifiche tecniche

**Spettri LED:** 630 nm, 660 nm e 850 nm o lunghezze d'onda personalizzate

**Colore** nero

**Materiale:** gomma silicónica

**Numero di LED:** 222 LED (lampadina LED 3 per)  
Lampadine 74LED


**Dimensioni maschera facciale:** 300 mm (larghezza) x 195 mm (altezza)

**Durata del programma:** 10 minuti

**Uscita elettrica:** 5 V/1 A/2500 mAh


**Temperatura operativa:** da 0 ° a 40 °

**Temperatura di stoccaggio e trasporto:** da -5 ° a 55 °



### Descrizione del dispositivo

1. Maschera facciale flessibile in silicone
2. Controllore
3. Alimentatore e adattatori specifici per paese
4. Connettore da USB C a USB A
5. Cinghie per la testa
6. Borsa per il trasporto
7. Caricabatterie



## Controindicazioni

Smetti di usare la maschera facciale di questo dispositivo se incontri pelle prolungata arrossamento o disagio che dura per più di 2 ore.

Se un problema si verifica per più di 2 ore potresti essere fotosensibile o esserlo un'altra condizione. Ti consigliamo di consultare un medico per consiglio.

1. Si prega di non utilizzare questo prodotto se si soffre di lupus eritematoso fotosensibile eczema o leucemia. In caso contrario, può causare gravi reazioni cutanee.
2. Si prega di non utilizzare questo prodotto in caso di sensibilità o vertigini alla luce. Altrimenti, esso può causare gravi reazioni cutanee. Controindicazioni
3. Si consiglia di non utilizzare questo prodotto in caso di emicrania.
4. Si prega di non utilizzare questo prodotto se si ha una storia di convulsioni causate dalla luce

## Avvertenze

Avvertenza di sicurezza:

1. Assicurarsi che la porta USB sia collegata all'adattatore prima di collegarla la fonte di energia.
2. Non posizionare il dispositivo in prossimità di macchie d'acqua o di gocce d'acqua. Si prega di scollegare il accendere e interrompere immediatamente l'uso se il dispositivo presenta liquidi o acqua.
3. Se la luce della maschera è graffiata o invasa da liquidi, smettere di usarla subito.
4. Non utilizzare la maschera durante la sauna o sotto la pioggia.
5. Tenere la maschera o i fili lontani da fonti di calore.
6. Se la maschera, il controller o il cavo sono danneggiati, non riutilizzarli.
7. Non tirare il cavo USB con forza, nel caso in cui il cavo della maschera cada.
8. Smettere di usare la maschera quando è surriscaldata.
9. Non lasciare che i bambini utilizzino la maschera senza supervisione.

## Cura e manutenzione

Conservare il sistema di questo dispositivo (MASCHERA VISO) a temperatura ambiente in condizioni asciutte. Utilizzare la borsa per il trasporto fornita.

Prima di ogni utilizzo, con il dispositivo spento, pulire la maschera seguendo le istruzioni istruzioni per la pulizia riportate di seguito.

Evitare di conservare il sistema LED di questo dispositivo in ambienti polverosi, alla luce diretta del sole o all'interno condizioni umide e umide.

## SMALTIMENTO COEETTI



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti in Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non esserlo smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato a

un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

## SMALTIMENTO BATTERIA



Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente vita del prodotto, leggi in materia di rifiuti elettrici ed elettronici

Le apparecchiature (RAEE) e la Direttiva sullo smaltimento delle batterie lo richiedono smaltire questo prodotto in un centro di raccolta adeguato dove sarà

inviato per rimuovere le batterie e per un riciclaggio appropriato. Si prega di contattare alle autorità locali per ulteriori dettagli sul riciclaggio e sullo smaltimento sicuro di questi prodotti la tua zona.

**Produttore:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi


**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### TERAPIA FACIAL LED MODELO: FM60;FM60X

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con el salvado principal.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## CARA LED TERAPIA

Modelo: FM60

FM60X



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:  
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## PRECAUCIONES DE USO IMPORTANTES



### ADVERTENCIA:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen o se acerquen a este artículo.
2. Úselo únicamente según lo previsto. No se pare sobre el producto.
3. PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO ponga líquido de ningún tipo en el Unidad Principal Alojamiento que contiene los componentes eléctricos.
4. Al instalar y usar, verifique si los clavos instalados en la pared están firme
5. Por su seguridad, no desmonte ni modifique el producto.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

## SUPERVISIÓN

- 1NO utilice este dispositivo en bebés.
- 2NO permita que personas dormidas, discapacitadas o inconscientes utilicen el dispositivo.
3. NO exceda los 20 minutos de uso en una sesión de terapia.
4. NO lo use en heridas abiertas y frescas.
- 5NO lo use en combinación con linimentos, ungüentos, ungüentos o bálsamos que contienen ingredientes que producen calor. Una quemadura en la piel podría ser el resultado de hacerlo.
- 6NO modifique ni intente reparar este equipo. No hay partes que son reparables por el usuario.

Este dispositivo es un dispositivo eléctrico. Para evitar descargas eléctricas y otros peligros relacionados con la electricidad, siga las siguientes instrucciones:

1. NO lave las piezas eléctricas con agua u otros líquidos.
2. NO aplique ni toque el dispositivo con la piel mojada o húmeda.
3. NO tire, transporte ni levante el dispositivo por el cable. Si el cable está dañado, no utilizar el dispositivo.
4. NO lo use sobre o cerca de superficies calientes.
5. NO opere este dispositivo en áreas donde podría estar expuesto a sustancias inflamables. o productos o vapores combustibles. Puede ocurrir una explosión de fuego.
6. NO guarde su dispositivo en temperaturas superiores a 140 grados. Fahrenheit.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción

sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y usuario El mantenimiento no podrá ser realizado por niños sin supervisión.

**El producto se actualiza constantemente y no habrá notificación si hay algún cambio**

**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES**

## Información de la FCC

### PRECAUCIÓN:

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el responsable de ¡El cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a la siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puede causar un funcionamiento no deseado.

### ADVERTENCIA:

Cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por el parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

### Nota:

Este producto ha sido probado y cumple con los límites de Clase B. dispositivo digital de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser así, instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el error. interferencia por una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado El receptor está conectado.

· Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

## LOS BENEFICIOS DE LA TERAPIA DE LUZ ROJA PARA CONDICIONES DIVERSAS

Algunos de los resultados científicamente probados de la terapia con luz roja investigados hasta ahora incluyen:

### 1. Inflamación reducida

La luz infrarroja cercana reduce la inflamación general del cuerpo al disminuir la presencia de marcadores inflamatorios. Esta reducción puede ayudar a aliviar los síntomas asociados con el dolor en las articulaciones, los dolores musculares, las enfermedades autoinmunes, la artritis, las lesiones cerebrales traumáticas y las lesiones de la médula espinal.

### 2. Dolor reducido

En un estudio clínico, el dolor neuropático causado por una lesión de la médula espinal se redujo drásticamente mediante la aplicación del tratamiento con luz roja. Los científicos que realizaron el estudio se refirieron a él como "una perspectiva apasionante con una importante relevancia clínica". Las longitudes de onda de la luz infrarroja cercana reducen el dolor general al aliviar la rigidez y el dolor de las articulaciones, disminuir la inflamación, aliviar los espasmos musculares y mejorar el flujo sanguíneo.

### 3. Tiempos de recuperación reducidos después del entrenamiento y las lesiones

Para los atletas de alto rendimiento (y aquellos que entrenan como ellos), la terapia con luz roja puede ayudar a acelerar la reparación muscular después de la fatiga y las lesiones. Las mitocondrias dentro de las células responden particularmente a la terapia con luz roja y las células musculares son excepcionalmente ricas en mitocondrias. La terapia con luz roja también puede estimular las células madre, ayudando aún más en la recuperación muscular.

Piel más sana y de aspecto más terso debido al aumento de la producción de colágeno.

La terapia con luz roja puede transformar drásticamente la piel.

Las longitudes de onda de la luz roja, en particular, se dirigen a los cromóforos mitocondriales dentro de las células de la piel, generando la producción de proteínas de colágeno. La estimulación del colágeno produce beneficios más holísticos y duraderos que simplemente rejuvenecer las capas externas de la piel. Las células madre también pueden activarse, aumentando la reparación de tejidos. El resultado es una curación acelerada y reparación de heridas, una mejor apariencia de las cicatrices hipertróficas, una reducción de las líneas finas y arrugas y una mejor textura de la piel.

Los participantes en un estudio experimentaron una mejora clínicamente evaluada en la tez de la piel y la densidad del colágeno. Mejora de la circulación (mejor flujo sanguíneo). En muchos estudios, se ha demostrado clínicamente que la terapia con luz roja aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos y mejora la circulación. Además, la terapia con luz roja protege los glóbulos rojos contra el estrés oxidativo y limita la pérdida de plaquetas durante los procedimientos quirúrgicos.

#### 4. ¿Qué tipos de luz existen y para qué sirven?

Antienvejecimiento, rejuvenecimiento y perfeccionamiento de tu cutis: líneas finas, pérdida de elasticidad, deshidratación, poros dilatados, piel apagada, tono desigual o dañada por el sol, utilice Luz combinada roja y NIR en la cara, el cuello, el pecho y las manos.

Cura y alivia:

Psoriasis Dolores musculares y articulares

Piel fina y delicada, heridas, quemaduras y cicatrices rojas

Para regular el sebo y reducir y controlar el acné leve a moderado, agregue luz azul a la combinación.

#### Rojo y NIR

Antienvejecimiento, rejuvenecimiento y perfeccionamiento de tu cutis: líneas finas, pérdida de elasticidad, deshidratación, poros dilatados, piel apagada, tono desigual o dañada por el sol, utilice Luz combinada roja y NIR en la cara, el cuello, el pecho y las manos.

Rejuvenece y perfecciona:

Ilumina e hidrata Reafirma, tonifica y suaviza

Suaviza los golpes y las arrugas Aclara el enrojecimiento y refina los poros

Desvanece las líneas finas, las arañas vasculares, las manchas oscuras y las cicatrices.

Y use rojo y NIR nuevamente para la psoriasis y la cicatrización de heridas como quemaduras solares, heridas abiertas y cicatrices rojas, piel fina y vulnerable y dolores musculares o articulares. Alivio en tu cara, cuerpo y cuero cabelludo.

Cura y alivia:

Psoriasis Dolores musculares y articulares

Piel fina y delicada, heridas, quemaduras y cicatrices rojas

#### Azul, Rojo y NIR

Para regular el sebo y reducir y controlar de leve a moderado. acné, agregue luz azul al combo.

Acné leve a moderado:

Mata las bacterias que causan el acné Regula el sebo/zona T grasa  
Controla y cura imperfecciones, manchas y comedones

#### NIR

Utilice NIR para piel seca, tirante, escamosa y áspera, enrojecimiento como enrojecimiento difuso y capilares visibles, o piel comprometida, fina y vulnerable.

Piel sensible:

Enrojecimiento difuso Capilares visibles

Piel seca, tirante, escamosa o áspera Piel comprometida, fina o vulnerable

#### Rojo

Use rojo para la hiperpigmentación (manchas oscuras) en la cara causada por medicamentos, hormonas e hiperpigmentación posinflamatoria (PIH).

Hiperpigmentación y manchas oscuras causadas por:  
Medicamentos Hormonas  
Hiperpigmentación posinflamatoria (PIH)

## Introducción del producto

### FM60

Especificaciones técnicas

Espectros LED: 630 nm, 660 nm y 850 nm.  
De color negro

Número de LED: 222 LED (3 por bombilla LED)  
74 bombillas LED


Tamaño de la máscara facial: 300 mm (ancho) x 195 mm (alto)

Duración del programa: 10 minutos

Salida eléctrica: 5V/1A/2500mAh

Temperatura de funcionamiento: 0 a 40

Temperatura de almacenamiento y transporte: -5 a 55




### Model

- 1.High-end
- 2.Mid-range
- 3.Low-end

### Descripción del dispositivo

1. Mascarilla facial flexible de silicona
2. Controlador
3. Fuente de alimentación y adaptadores específicos del país
4. Conector USB C a USB A
5. Correas para la cabeza
6. Bolsa de transporte
7. Cargador



## FM60X

Especificaciones técnicas

Espectros LED: 630 nm, 660 nm y 850 nm o longitudes

de onda personalizadas

De color negro

Material: caucho de silicona

Número de LED: 222 LED (3 por bombilla LED)

74 bombillas LED


Tamaño de la máscara facial: 300 mm (ancho) x 195 mm (alto)

Duración del programa: 10 minutos

Salida eléctrica: 5V/1A/2500mAh


Temperatura de funcionamiento: 0 a 40

Temperatura de almacenamiento y transporte: -5 a 55



Descripción del dispositivo

1. Mascarilla facial flexible de silicona
2. Controlador
3. Fuente de alimentación y adaptadores específicos del país
4. Conector USB C a USB A
5. Correas para la cabeza
6. Bolsa de transporte
7. Cargador





## Contraindicaciones

Deje de usar la mascarilla facial de este dispositivo si experimenta problemas prolongados en la piel. enrojecimiento o malestar que dura más de 2 horas.

Si ocurre un problema durante más de 2 horas, es posible que sea sensible a la luz o que tenga otra condición. Le recomendamos consultar con un profesional médico para consejo.

1. No utilices este producto si tienes lupus eritematoso, fotosensible. eccema o leucemia. De lo contrario, puede provocar reacciones cutáneas graves.
2. No utilices este producto si eres sensible o estás mareado a la luz. De lo contrario puede causar reacciones cutáneas graves. Contraindicaciones
3. Se recomienda no utilizar este producto si padece migraña.
4. No utilice este producto si tiene antecedentes de convulsiones causadas por la luz.

## Advertencias

Advertencia de seguridad:

1. Asegúrese de que el puerto USB esté vinculado al adaptador de enchufe antes de enchufarlo. la fuente de energía.
2. No coloque el dispositivo en lugares con agua o goteos de agua. Por favor desconecte el Encienda y deje de usarlo inmediatamente si el dispositivo tiene líquido o agua.
3. Si la luz de la máscara se raya o se introduce líquido, deje de usarla. inmediatamente.
4. No utilice la mascarilla cuando esté en la sauna o bajo la lluvia.
5. Mantenga la mascarilla o los cables alejados de fuentes de calor.
6. Si la máscara, el controlador o el cable están dañados, no los vuelva a utilizar.
7. No tire del cable USB con fuerza, en caso de que el cable de la máscara se caiga.
8. Deje de usar la mascarilla cuando esté sobrecalentada.
9. No permita que los niños usen la mascarilla sin supervisión.

## Cuidado y mantenimiento

Guarde este sistema de dispositivo (MASCARA FACIAL) a temperatura ambiente en condiciones secas.

Utilice la bolsa de transporte proporcionada.

Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, limpie la mascarilla siguiendo las instrucciones de limpieza a continuación.

Evite almacenar el sistema LED de este dispositivo en condiciones de mucho polvo, bajo la luz solar directa o en condiciones húmedas y húmedas.

## DISPOSICIÓN DEL COEEECT



Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcado con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden ser desecharse con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a

Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

## ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



Minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de este vida del producto, leyes relacionadas con Residuos Eléctricos y Electrónicos

Equipos (WEEE) y la Directiva sobre baterías de desecho requieren que usted deseché este producto en una instalación de recolección adecuada donde será

enviado para retirar las pilas y para su correcto reciclaje. Por favor, póngase en contacto con Consulte con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en tu area.

Fabricante: Shanhaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)


### TERAPIA TWARZY LED MODEL: FM60;FM60X

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź do połowy”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzisz połowę w porównaniu z głównymi otoczeniami

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TWARZ LED  
TERAPIA

Model: FM60



FM60X



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:  
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

## WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIA



### OSTRZEŻENIE:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się lub zbliżać się do tego urządzenia przedmiot.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawaj na produkcie.
3. **ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRADEM, NIE WOLNO** wlewać do urządzenia żadnych płynów  
Obudowa jednostki głównej zawierająca elementy elektryczne.
4. Podczas montażu i użytkowania sprawdź, czy gwoździe zamontowane na ścianie są solidny
5. Dla własnego bezpieczeństwa nie demontuj ani nie modyfikuj produktu

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, OSTRZEŻENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

### NADZÓR

1. **NIE** używaj tego urządzenia u niemowląt.
2. **NIE** pozwalaj osobom śpiącym, niepełnosprawnym lub nieprzytomnym korzystać z urządzenia.
3. **NIE WOLNO** przekraczać 20 minut stosowania w jednej sesji terapeutycznej.
4. **NIE** stosować na otwarte, świeże rany.
5. **NIE** stosować w połączeniu z maziłdami, maściami, maściami lub balsamami zawierają składniki powodujące ciepło. Konsekwencją takiego działania może być oparzenie skóry.
6. **NIE** modyfikuj ani nie próbuj naprawiać tego sprzętu. Nie ma takich części mogą być serwisowane przez użytkownika.

To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym. Aby uniknąć porażenia prądem i innych zagrożeń związanych z prądem elektrycznym, należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. **NIE** myj części elektrycznych wodą lub innymi płynami.
2. **NIE NALEŻY** przykładać ani dotykać urządzenia na mokrą lub wilgotną skórę .
3. **NIE** ciągnij, nie przenoś ani nie podnoś urządzenia za przewód. Jeśli przewód jest uszkodzony, nie rób tego korzystając z urządzenia.
4. **NIE** używaj na lub w pobliżu nagranych powierzchni.
5. **NIE WOLNO** używać tego urządzenia w miejscach, gdzie mogłoby być narażone na działanie substancji łatwopalnych lub produkty lub opary palne. Może nastąpić eksplozja ognia.
6. **NIE** przechowuj urządzenia w temperaturze przekraczającej 140 stopni Fahrenheita.
7. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub ich braku doświadczenia i wiedzy , jeśli zapewniono im nadzór lub instrukcje

dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia zagrożeń zaangażowany. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkownik konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

Produkt jest stale udoskonalany i nie bę dzie go  
powiadomienie w przypadku jakichkolwiek zmian  
**ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE**

## Informacje FCC

### OSTROŻNOŚĆ

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z czę ścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega nastę pujące dwa warunki:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia może spowodować niepożądane działanie.

### OSTRZEŻENIE:

Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produkt.

Notatka:

Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami klasy B urządzenia cyfrowego zgodnie z czę ścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewniają odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o czę stotliwości radiowej, a jeśli nie, to zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą być szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma na to gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie: wyłączając i włączając produkt, zachę ca się użytkownika do podję cia próby skorygowania usterek zakłócenia poprzez jeden lub wię cej z poniższych środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwię ksz odległość pomię dzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest produkt odbiornik jest podłączony.



· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

## KORZYŚCI TERAPII ŚWIATŁEM CZERWONYM DLA ZRÓŻNICOWANE WARUNKI

Oto kilka z naukowo potwierdzonych wyników terapii światłem czerwonym, które zostały dotychczas zbadane:

### 1. Zmniejszony stan zapalny

Światło bliskiej podczerwieni zmniejsza ogólny stan zapalny w organizmie, zmniejszając obecność markerów stanu zapalnego. To zmniejszenie może pomóc złagodzić objawy związane z bólem stawów, bólem mięśni, chorobami autoimmunologicznymi, zapaleniem stawów, urazami mózgu i urazami rdzenia kręgowego.

### 2. Zmniejszony ból

W jednym badaniu klinicznym ból neuropatyczny spowodowany urazem rdzenia kręgowego został radykalnie zmniejszony dzięki zastosowaniu leczenia czerwonym światłem. Naukowcy prowadzący badanie nazwali je „ekscytującą perspektywą o istotnym znaczeniu klinicznym”. Długość fal światła bliskiej podczerwieni zmniejsza ogólny ból, łagodząc sztywność i bolesność stawów, zmniejszając stan zapalny, łagodząc skurcze mięśni i poprawiając przepływ krwi.

### 3. Krótszy czas regeneracji po treningu i kontuzji. W przypadku

sportowców wyczerpanych (i tych, którzy trenują podobnie jak oni) terapia światłem czerwonym może pomóc przyspieszyć regenerację mięśni po zmęczeniu i kontuzji. Mitochondria w komórkach są szczególnie wrażliwe na terapię światłem czerwonym, a komórki mięśniowe są wyjątkowo bogate w mitochondria. Terapia światłem czerwonym może dodatkowo stymulować komórki macierzyste, dodatkowo pomagając w regeneracji mięśni.

Zdrowsza i bardziej jędrna skóra dzięki zwiększonej produkcji kolagenu.

Terapia światłem czerwonym może radykalnie zmienić skórę.

W szczególności długości fal światła czerwonego celują w chromofory mitochondrialne w komórkach skóry, powodując produkcję białek kolagenowych. Stymulacja kolagenu zapewnia bardziej całościowe i trwałe korzyści niż zwykłe odnawianie zewnętrznych warstw skóry. Można również aktywować komórki macierzyste, zwiększając naprawę tkanek. Rezultatem jest przyspieszone gojenie i gojenie się ran, poprawa wyglądu blizn przerosłych, redukcja drobnych linii i zmarszczek oraz poprawa tekstury skóry.

Uczestnicy jednego badania doświadczyli klinicznie ocenionej poprawy cery i gęstości kolagenu.

Poprawa krążenia (poprawa przepływu krwi). W wielu badaniach udowodniono klinicznie, że terapia światłem czerwonym zwiększa średnicę naczyń krwionośnych i poprawia krążenie. Dodatkowo terapia światłem czerwonym chroni krwinki czerwone przed stresem oksydacyjnym i ogranicza utratę płytek krwi podczas zabiegów chirurgicznych.

#### 4. Jakie są rodzaje światła i do czego służą?

Przeciwdziałanie efektom starzenia, odmładzanie i udoskonalanie cery: drobne zmarszczki, utrata jej drności elastyczność, odwodnienie, rozszerzone pory, matową, nierówny koloryt lub zniszczoną słońcem skórę połączone światło czerwone i NIR na twarz, szyję , klatkę piersiową i dłonie.  
Leczy i łagodzi:

Łuszczyca      Bóle mięśni i stawów

Cienka i delikatna skóra, rany, oparzenia i czerwone blizny

Aby regulować wydzielanie sebum oraz redukować i kontrolować łagodny i umiarkowany trądzik, dodaj niebieskie światło do kombi.

#### Czerwony i NIR

Przeciwdziałanie efektom starzenia, odmładzanie i udoskonalanie cery: drobne zmarszczki, utrata jej drności elastyczność, odwodnienie, rozszerzone pory, matową, nierówny koloryt lub zniszczoną słońcem skórę połączone światło czerwone i NIR na twarz, szyję , klatkę piersiową i dłonie.

Odmładza i udoskonala:

Rozjaśnia i nawilża      Uję drnia, tonizuje i łagodzi obrzęki

Wygładza nierówności i zmarszczki      Oczyszcza zaczerwienienia i zwęża pory

Zanika drobne linie, pajęczki, ciemne plamy i blizny

I ponownie użyj czerwieni i NIR w przypadku łuszczycy i gojenia się ran, takich jak oparzenia słoneczne, otwarte rany i czerwone blizny, cienka i wrażliwa skóra oraz bóle mięśni i stawów  
ulgę na twarzy, ciele i skórze głowy.

Leczy i łagodzi:

Łuszczyca      Bóle mięśni i stawów

Cienka i delikatna skóra, rany, oparzenia i czerwone blizny

#### Niebieski, czerwony i NIR

Do regulacji wydzielania sebum oraz redukcji i kontroli od łagodnego do umiarkowanego trądzik, dodaj niebieskie światło do kombinacji.

Łagodny do umiarkowanego trądzik:

Zabija bakterie wywołujące trądzik

Reguluje wydzielanie sebum i przetłuszczającą się skórę

Kontroluje i leczy wypryski, plamy i zaskórniki

#### NIR

Stosuj NIR w przypadku suchej, napiętej, łuszczącej się i szorstkiej skóry, z zaczerwienieniami, takimi jak rozproszone zaczerwienienia i widocznymi naczynkami lub uszkodzoną, cienką i wrażliwą skórą.

Wrażliwa skóra:

Rozproszone zaczerwienienia      Widoczne naczynka

Sucha, napięta, łuszcząca się lub szorstka skóra.      Naruszona, cienka lub wrażliwa skóra

#### Czerwony

Użyj koloru czerwonego w przypadku przebarwień (ciemnych plam) na twarzy spowodowanych lekami, hormonami i przebarwieniami pozapalnymi (PIH).

Przebarwienia i ciemne plamy spowodowane przez:

Leki Hormony Przebarwienia

pozapalne (PIH)

## Wprowadzenie produktów

### FM60

Specyfikacja techniczna

Widma LED: 630 nm i 660 nm i 850 nm

Czarny kolor

Liczba diod LED: 222 diody LED (3 na żarówkę LED)

Żarówki 74LED


Rozmiar maski na twarz: 300 mm (szer.) x 195 mm (wys.)

Czas programu: 10 minut

Wyjście elektryczne: 5 V/1 A/2500 mAh

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C

Temperatura przechowywania i transportu: -5 °C do 55 °C



### Model

- 1.High-end
- 2.Mid-range
- 3.Low-end

Opis urządzenia 1.

Elastyczna maska na twarz z silikonu


2. Kontroler

3. Zasilacz i adaptery specyficzne dla kraju 4. Złącze USB C do USB A

5. Paski na głowę 6.

Torba transportowa

7. Ładowarka



## FM60X

Specyfikacja techniczna

Widma LED: 630 nm i 660 nm i 850 nm lub

niestandardowe długości fal

Czarny kolor

Materiał: guma silikonowa

Liczba diod LED: 222 diody LED (3 na żarówkę LED)

Żarówki 74LED


Rozmiar maski na twarz: 300 mm (szer.) x 195 mm (wys.)

Czas programu: 10 minut

Wyjście elektryczne: 5 V/1 A/2500 mAh

Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C

Temperatura przechowywania i transportu: -5 °C do 55 °C



Opis urządzenia 1.

Elastyczna maska na twarz z silikonu

2. Kontroler

3. Zasilacz i adaptery specyficzne dla kraju 4.


Złącze USB

C do USB A

5. Paski na głowę 6.

Torba transportowa

7. Ładowarka



## Przeciwwskazania

Jeśli zauważysz przedłużającą się skórę, przestań używać maski na twarz tego urządzenia z zaczerwienieniem lub dyskomfortem utrzymującym się dłużej niż 2 godziny.

Jeśli problem utrzymuje się dłużej niż 2 godziny, możesz być wrażliwy na światło lub mieć go inny warunek. Zalecamy konsultację ze specjalistą ds. medycyny rada.

1. Nie używaj tego produktu, jeśli cierpisz na tocznię rumieniowatą, światłoczuły egzema lub białaczka. W przeciwnym razie może powodować cię żkie reakcje skórne.
2. Nie używaj tego produktu, jeśli jesteś wrażliwy lub masz zawroty głowy na światło. W przeciwnym razie to może powodować cię żkie reakcje skórne. Przeciwwskazania
3. Zaleca się, aby nie używać tego produktu, jeśli cierpisz na migrenę .
4. Nie należy używać tego produktu, jeśli w przeszłości wystę powały u Ciebie drgawki spowodowane światłem

## Ostrzeżenia

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

1. Przed podłączeniem upewnij się, że port USB jest podłączony do adaptera wtyczki źródło zasilania.
2. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach zalanych wodą lub kapiącą wodą. Proszę odłączyć zasilania i natychmiast przestań go używać, jeśli na urządzeniu znajduje się płyn lub woda.
3. Jeśli lampka maski zostanie zarysowana lub dostanie się do środka przez ciecz, przestań jej używać natychmiast.
4. Nie używaj maski podczas przebywania w saunie lub podczas deszczu.
5. Trzymaj maskę lub przewody z dala od źródeł ciepła.
6. Jeśli maska, kontroler lub przewód są uszkodzone, nie używaj ich ponownie.
7. Nie ciągnij na siłę za kabel USB, gdyż może to spowodować odpadnięcie kabla maski.
8. Przestań używać maski, gdy jest przegrzana.
9. Nie pozwalaj dzieciom używać maski bez nadzoru.

## Opieka i utrzymanie

Przechowuj to urządzenie (maskę na twarz) w temperaturze pokojowej i w suchych warunkach. Skorzystaj z dołączonej torby transportowej.

Przed każdym użyciem, przy wyłączonym urządzeniu, wyczyść maskę zgodnie z instrukcją czyszczenia poniżej.

Należy unikać przechowywania systemu LED tego urządzenia w zapylnym środowisku, w miejscu nasłonecznionym lub w wilgotne i wilgotne warunki.

## UTYLIZACJA COEEECT



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci w Unia Europejska. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie mogą nie być wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać

punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## UTYLIZACJA BATERII



Aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia i środowiska, należy to zakończyć życia produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tego wymaga sprzęt (WEEE) i dyrektywa w sprawie zużytych baterii

należy pozbyć się tego produktu w odpowiednim miejscu zbiórki, gdzie będą znajdował wysyłany w celu wyjęcia baterii i odpowiedniego recyklingu. Prosimy o kontakt skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji tych odpadów Twoja okolica.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200 000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT	KE
-----------	----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### LED-GEZICHTSTHERAPIE MODEL: FM60; FM60X

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de beste grote merken

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LED-GEZICHT

BEHANDELING

Model: FM60



FM60X



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

**Technische**

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

## BELANGRIJKE GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN



### WAARSCHUWING:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen hier niet mee spelen of in de buurt komen item.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Ga niet op het product staan.
3. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, mag u GEEN vloeistof van welke aard dan ook in de behuizing doen  
Behuizing van de hoofdeenheid met daarin de elektrische componenten.
4. Controleer bij installatie en gebruik of de spijkers op de muur zijn geïnstalleerd stevig
5. Voor uw veiligheid mag u het product niet demonteren of wijzigen

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES, WAARSCHUWINGEN EN DISCLAIMER

### OVERZICHT

1. Gebruik dit apparaat **NIET** bij baby's.
2. Laat slapende, gehandicapte of bewusteloze personen het apparaat **NIET** gebruiken.
3. **Gebruik het apparaat NIET** langer dan 20 minuten in één therapieessie.
4. **NIET** gebruiken op open, verse wonden.
5. **NIET** gebruiken in combinatie met smeersels, zalven, zalven of balsems bevatten warmteproducerende ingrediënten. Een brandwond op de huid kan hiervan het gevolg zijn.
6. Wijzig deze apparatuur **NIET** en probeer deze **NIET** te repareren. Er zijn geen onderdelen die kunnen door de gebruiker worden onderhouden.

**Dit apparaat is een elektrisch apparaat. Om elektrische schokken en andere te voorkomen elektriciteitsgerelateerde gevaren dient u zich aan de volgende instructies te houden:**

1. Was elektrische onderdelen **NIET** met water of andere vloeistoffen.
2. Breng het apparaat **NIET** aan op of met een natte of vochtige huid.
3. Trek, draag of til het apparaat **NIET** aan het snoer op. Als het snoer beschadigd is, doe dat dan niet gebruik het apparaat.
4. **NIET** gebruiken op of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
5. Gebruik dit apparaat **NIET** in gebieden waar het kan worden blootgesteld aan ontvlambare stoffen of brandbare producten of dampen. Er kan een brandexplosie optreden.
6. Bewaar uw apparaat **NIET** bij temperaturen boven de 140 graden Fahrenheit.
7. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek daaraan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen

over het veilige gebruik van het apparaat en begrijp de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruiker onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

## **Het product wordt voortdurend geüpgraded en dat zal er niet zijn informeren als er iets verandert**

### **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## **FCC-informatie**

### **VOORZICHTIGHEID:**

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij naleving hiervan kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

### **WAARSCHUWING:**

Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken Product.

### **Opmerking:**

Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor klasse B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en zo niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijk zijn interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie daarvoor Er zal geen interferentie optreden in een bepaalde installatie. Als dit product dit veroorzaakt schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld aan de hand van: Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen het probleem te corrigeren interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

## **DE VOORDELEN VAN ROOD LICHTTHERAPIE VOOR DIVERSE OMSTANDIGHEDEN**

Enkele van de tot nu toe onderzochte wetenschappelijk bewezen resultaten van roodlichttherapie zijn:

### **1. Verminderde ontstekingen**

Nabij-infraroodlicht vermindert de algehele ontsteking in het lichaam door de aanwezigheid van ontstekingsmarkers te verminderen. Deze vermindering kan de symptomen helpen verlichten die gepaard gaan met gewrichtspijn, pijnlijke spieren, auto-immuunziekten, artritis, traumatisch hersenletsel en letsel aan het ruggenmerg.

### **2. Verminderde pijn**

In één klinische studie werd neuropathische pijn veroorzaakt door een dwarslaesie dramatisch verminderd door behandeling met rood licht. Wetenschappers die het onderzoek uitvoerden, noemden het 'een opwindend vooruitzicht met aanzienlijke klinische relevantie'. Nabij-infrarode lichtgolflengten verminderen de algehele pijn door gewrichtsstijfheid en -pijn te verlichten, ontstekingen te verminderen, spierspasmen te verlichten en de bloedstroom te verbeteren.

### **3. Kortere hersteltijden na training en blessures** Voor topsporters

(en degenen die net als zij trainen) kan roodlichttherapie het spierherstel na vermoeidheid en blessures helpen versnellen. Mitochondriën in cellen reageren bijzonder goed op roodlichttherapie, en spiercellen zijn uitzonderlijk rijk aan mitochondriën. Roodlichttherapie kan bovendien stamcellen stimuleren, wat verder helpt bij spierherstel.

### **Gezondere, voller uitziende huid dankzij verhoogde collageenproductie.**

Roodlichttherapie kan de huid dramatisch transformeren.

De golflengten van rood licht richten zich vooral op de mitochondriale chromoforen in de huidcellen, waardoor de productie van collageeneiwitten wordt gegenereerd. Collageenstimulatie levert meer holistische en duurzame voordelen op dan simpelweg het vernieuwen van de buitenste lagen van de huid. Stamcellen kunnen ook worden geactiveerd, waardoor het weefselherstel toeneemt. Het resultaat is een versnelde genezing en wondherstel, een verbeterd uiterlijk van hypertrofische littekens, een vermindering van fijne lijntjes en rimpels en een verbeterde huidtextuur.

Deelnemers aan één onderzoek ervoeren een klinisch beoordeelde verbetering van de huidteint en de collageendichtheid. Verbeterde bloedsomloop (verbeterde bloedstroom). In veel onderzoeken is klinisch bewezen dat roodlichttherapie de diameter van bloedvaten vergroot en de bloedsomloop verbetert. Bovendien beschermt roodlichttherapie de rode bloedcellen tegen oxidatieve stress en beperkt het het verlies van bloedplaatjes tijdens chirurgische ingrepen.

#### 4. Welke soorten licht zijn er en wat doen ze?

Anti-aging, verjonging en perfectionering van uw teint: fijne lijntjes, verlies van elasticiteit, uitdroging, grote poriën, doffe, ongelijkmatige teint of door de zon beschadigde huid, gebruik gecombineerd rood en NIR-licht op uw gezicht, nek, borst en handen.

Geneest en verlicht:

ÿ Psoriasis ÿ Spier- en gewrichtspijn

ÿ Verdunde en gevoelige huid, wonden, brandwonden en rode littekens

Voeg blauw licht toe om talg te reguleren en milde tot matige acne te verminderen en onder controle te houden naar de combi.

#### Rood & NIR

Anti-aging, verjonging en perfectionering van uw teint: fijne lijntjes, verlies van elasticiteit, uitdroging, grote poriën, doffe, ongelijkmatige teint of door de zon beschadigde huid, gebruik gecombineerd rood en NIR-licht op uw gezicht, nek, borst en handen.

Verjongt en perfectioneert:

ÿ Verheldert en hydrateert ÿ Verstevigt, versterkt en verzacht

ÿ Maakt oneffenheden en rimpels glad ÿ Verheldert roodheid en verwijnt de poriën

ÿ Vervaagt fijne lijntjes, spataderen, donkere vlekken en littekens

En gebruik rood en NIR opnieuw bij psoriasis en wondgenezing zoals zonnebrand, open wonden en rode littekens, dunne en kwetsbare huid en spier- of gewrichtspijn

verlichting op uw gezicht, lichaam en hoofdhuid.

Geneest en verlicht:

ÿ Psoriasis ÿ Spier- en gewrichtspijn

ÿ Verdunde en gevoelige huid, wonden, brandwonden en rode littekens

#### Blauw, rood en NIR

Om talg te reguleren en mild tot matig te verminderen en onder controle te houden acne, voeg blauw licht toe aan de combo.

Milde tot matige acne:

ÿ Doodt acne veroorzakende bacteriën ÿ Reguleert talg/vette T-zone

ÿ Beheerst en geneest oneffenheden, puistjes en comedonen

#### NIR

Gebruik NIR voor een droge, trekkerige, schilferige en ruwe huid, roodheid zoals diffuse roodheid en zichtbare haarvaten, of aangetaste, dunne en kwetsbare huid.

Gevoelige huid:

ÿ Verspreide roodheid ÿ Zichtbare haarvaten

ÿ Droge, trekkerige, schilferige of ruwe huid ÿ Gecompromitteerde, dunne of kwetsbare huid

#### Rood

Gebruik rood voor hyperpigmentatie (donkere vlekken) op uw gezicht veroorzaakt door medicijnen, hormonen en post-inflammatoire hyperpigmentatie (PIH)

Hyperpigmentatie en donkere vlekken veroorzaakt door:  
• Medicijnen • Hormonen • Post-  
inflammatoire hyperpigmentatie (PIH)

## product Introductie

### FM60

#### Technische specificaties

**LED-spectra:** 630nm&660nm&850nm

**De kleur** zwart

**Aantal LED's:** 222LED's (3per LED-lamp)  
74LED-lampen


**Afmeting gezichtsmasker:** 300 mm (b) x 195 mm (h)

**Programmaduur:** 10 minuten

**Elektrisch vermogen:** 5V/1A/2500mAh

**Bedrijfstemperatuur:** 0ÿtot 40ÿ

**Opslag- en transporttemperatuur:** -5ÿtot55ÿ



#### Model

- 1.High-end
- 2.Mid-range
- 3.Low-end

#### Apparaatbeschrijving 1.

Flexibel gezichtsmasker van siliconen


2. Beheerder

3. Voeding en landspecifieke adapters 4. USB C naar USB  
A-connector

5. Hoofdbanden 6.

Draagtas 7.

Oplader



## FM60X

### Technische specificaties

**LED-spectra:** 630nm&660nm&850nm of aangepaste golflengten

**De kleur** zwart

**Materiaal:** siliconenrubber

**Aantal LED's:** 222 LED's (3 per LED-lamp)  
74LED-lampen


**Afmeting gezichtsmasker:** 300 mm (b) x 195 mm (h)

**Programmaduur:** 10 minuten

**Elektrisch vermogen:** 5V/1A/2500mAh

**Bedrijfstemperatuur:** 0ÿtot40ÿ

**Opslag- en transporttemperatuur:** -5ÿ tot 55ÿ



### Apparaatbeschrijving 1.

Flexibel gezichtsmasker van siliconen

2. Beheerder


3. Voeding en landspecifieke adapters 4. USB  
C naar

USB A-connector

5. Hoofdbanden

6. Draagtas 7.

Oplader





## Contra-indicaties

Stop met het gebruik van het gezichtsmasker van dit apparaat als u last heeft van langdurige huid roodheid of ongemak dat langer dan 2 uur aanhoudt.

Als een probleem langer dan 2 uur aanhoudt, bent u mogelijk lichtgevoelig of heeft u dat ook een andere voorwaarde. Wij raden u aan hiervoor een medische professional te raadplegen advies.

1. Gebruik dit product niet als u lupus erythematosus heeft, lichtgevoelig eczeem of leukemie. Anders kan het ernstige huidreacties veroorzaken.
2. Gebruik dit product niet als u gevoelig of duizelig bent voor licht. Anders zou het kan ernstige huidreacties veroorzaken. Contra-indicaties
3. Het wordt aanbevolen dit product niet te gebruiken als u migraine heeft.
4. Gebruik dit product niet als u een voorgeschiedenis heeft van aanvallen veroorzaakt door licht

## Waarschuwingen

Veiligheidswaarschuwing:

1. Zorg ervoor dat de USB-poort is aangesloten op de stekkeradapter voordat u deze aansluit de krachtbron.
2. Plaats het apparaat niet op plekken met water of druppelend water. Haal de stekker uit het stopcontact Schakel de stroom uit en stop onmiddellijk met het gebruik als er vloeistof of water op het apparaat zit.
3. Als het maskerlicht bekrast is of door vloeistof wordt binnengedrongen, stop dan met het gebruik ervan onmiddellijk.
4. Gebruik het masker niet in de sauna of in de regen.
5. Houd het masker of de draden uit de buurt van warmtebronnen.
6. Als het masker, de controller of de draad beschadigd zijn, gebruik deze dan niet opnieuw.
7. Trek niet met kracht aan de USB-kabel, voor het geval de maskerkabel eraf valt.
8. Stop met het gebruik van het masker als het oververhit is.
9. Laat kinderen het masker niet zonder toezicht gebruiken.

## Verzorging en onderhoud

Bewaar dit apparaatsysteem (GEZICHTSMASKER) bij kamertemperatuur en in droge omstandigheden. Gebruik de meegeleverde draagtas.

Reinig vóór elk gebruik, terwijl het apparaat is uitgeschakeld, het gezichtsmasker volgens de instructies onderstaande schoonmaakinstructies.

Vermijd opslag van dit apparaat-LED-systeem in stoffige omstandigheden, in direct zonlicht of in vochtige en vochtige omstandigheden.

## COEEECT-VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product aparte afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, zijn dat mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet wel worden afgevoerd

een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

## VERWIJDERING VAN BATTERIJEN



Om uiteindelijk de gevaren voor de gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken levensduur van het product, wetten met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval

Apparatuur (AEEA) en de richtlijn betreffende afgedankte batterijen vereisen dat u dit doet gooi dit product weg bij een geschikt inzamelpunt waar het zich bevindt

verzonden om de batterijen te verwijderen en voor passende recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan jouw gebied.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### LED ANSIKTSTERAPI

MODELL: FM60;FM60X

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med det översta stora klet

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## LED ANSIKTE TERAPI

Modell: FM60



FM60X



### BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

**garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING



### VARNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller närma sig detta Artikel.
2. Använd endast på avsett sätt. Stå inte på produkten.
3. FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISK STÖT, håll INTE vätska av något slag i Huvudenhetshus som innehåller de elektriska komponenterna.
4. Vid installation och användning, kontrollera om spikarna monterade på väggen är fast
5. För din säkerhet, vänligen ta inte isär eller modifiera produkten

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER, VARNINGAR OCH FRISKRIVNING

### ÖVERVAKNING

1) **Använd INTE** denna enhet på spädbarn.

2. Låt INTE sovande, funktionshindrade eller medvetlösa personer använda enheten.

3. **Överskrid INTE** 20 minuters användning i en behandlingssession.

4. **Använd INTE** på öppna, färska sår.

5. **Använd INTE** i kombination med liniment, salvor, salvor eller balsam som innehåller värmeproducerande ingredienser. En brännskada på huden kan vara resultatet av att göra det.

6. Modifiera eller försök INTE reparera denna utrustning. Det finns inga delar som kan användas av användaren.

**Denna enhet är en elektrisk enhet. För att undvika elektriska stötar och annat elrelaterade faror, följ följande instruktioner:**

1. Tvätta **INTE** elektriska delar med vatten eller andra vätskor.
2. Applicera eller rör **INTE** enheten på, eller med, våt eller fuktig hud.
3. Dra, bär eller lyft **INTE** enheten i sladden. Om sladden är skadad, gör det inte använda enheten.
4. Använd **INTE** på eller nära uppvärmda ytor.
5. Använd **INTE** denna enhet i områden där den kan utsättas för brandfarligt eller brännbara produkter eller ångor. Explosion av brand kan inträffa.
6. Förvara **INTE** din enhet i varma temperaturer som överstiger 140 grader Fahrenheit.
7. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktion

angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå farorna inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

## **Produkten uppgraderas ständigt, och det kommer inte att finnas några meddelande om det blir någon förändring**

### **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

## **FCC-information**

### **WARNING:**

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

### **WARNING:**

Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av part.ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

### **Notera:**

Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.



- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

## **FÖRDELARNA MED RÖTT LJUSTERAPI FÖR OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR**

Några av de vetenskapligt bevisade resultaten av rött ljusterapi som hittills undersökts inkluderar:

### **1. Minskad inflammation**

Nära-infrarött ljus minskar den totala inflammationen i kroppen genom att minska förekomsten av inflammatoriska markörer. Denna minskning kan hjälpa till att lindra symtomen i samband med ledvärk, ömma muskler, autoimmuna sjukdomar, artrit, traumatiska hjärnskador och ryggmärgsskador.

### **2. Minskad smärta**

I en klinisk studie reducerades neuropatisk smärta orsakad av en ryggmärgsskada dramatiskt genom tillämpning av rött ljus. Forskare som genomförde studien kallade det "ett spännande perspektiv med betydande klinisk relevans." Nära-infraröda ljusvåglängder minskar total smärta genom att lindra stelhet och ömhet i lederna, minska inflammation, lindra muskelspasmer och förbättra blodflödet.

### **3. Minskad återhämtningstid efter träning och skada**

För högpresterande idrottare (och de som tränar som dem) kan rödljusterapi hjälpa till att påskynda muskelreparationen efter trötthet och skador. Mitokondrier i celler är särskilt känsliga för rött ljusterapi, och muskelceller är exceptionellt rika på mitokondrier. Rödljusterapi kan dessutom stimulera stamceller, vilket ytterligare hjälper till att återhämta musklerna.

#### **Friskare, fylligare hud tack vare ökad kollagenproduktion.**

Rödljusterapi kan dramatiskt förändra huden.

Våglängder för rött ljus riktar sig särskilt mot mitokondriella kromoforer i hudceller, vilket genererar produktionen av kollagenproteiner. Kollagenstimulering ger mer holistiska och varaktiga fördelar än att bara återuppliva de yttre skikten av huden. Stamceller kan också aktiveras, vilket ökar vävnadsreparationen. Resultatet är snabbare läkning och sårreparation, förbättrat utseende i hypertrofiska ärr, en minskning av fina linjer och rynkor och förbättrad hudstruktur.

Deltagarna i en studie upplevde en kliniskt bedömd förbättring av hudens hy och kollagendensitet. Förbättrad cirkulation (förbättrat blodflöde). I många studier har rött ljusbehandling kliniskt bevisats öka blodkärlens diameter och förbättra cirkulationen. Dessutom skyddar rött ljus terapi röda blodkroppar mot oxidativ stress och begränsar blodplättsförlust under kirurgiska ingrepp.

#### **4. Vilka typer av ljus finns det och vad gör de?**

Antiaging, föryngring och perfektion av din hy: fina linjer, förlust av elasticitet, uttorkning, stora porer, matt, ojämn ton eller solskadad hud, använd kombinerat rött och NIR-ljus i ansiktet, halsen, bröstet och händerna.

Läkar och lindrar:

ÿ Psoriasis ÿ Muskel- & ledvärk

ÿ Tunn och ömtålig hud, sår, brännskador och röda ärr

För att reglera talg och minska och kontrollera mild till måttlig akne, lägg till blått ljus till kombon.

#### **Röd & NIR**

Antiaging, föryngring och perfektion av din hy: fina linjer, förlust av elasticitet, uttorkning, stora porer, matt, ojämn ton eller solskadad hud, använd kombinerat rött och NIR-ljus i ansiktet, halsen, bröstet och händerna.

Föryngrar och fulländar:

ÿ Ljusar upp och återfuktar ÿ Stramar upp, tonar upp och dämpar

ÿ Jämnar ut bulor och rynkor ÿ Förtydligar rodnad och förfinar porerna

ÿ Blekar fina linjer, spindelådror, mörka fläckar och ärr

Och använd rött och NIR igen för psoriasis och sårhäkning som solbränna, öppna sår och röda ärr, tunn och sårbar hud och muskel- eller ledvärk

lättnad på ditt ansikte, kropp och hårbotten.

Läkar och lindrar:

ÿ Psoriasis ÿ Muskel- och ledvärk

ÿ Tunn och ömtålig hud, sår, brännskador och röda ärr

#### **Blå, Röd & NIR**

För att reglera talg och minska och kontrollera mild till måttlig akne, lägg till blått ljus i kombinationen.

Mild till måttlig akne:

ÿ Dödar bakterier som orsakar akne ÿ Reglerar talg/oljig T-zon

ÿ Kontrollerar och läker fläckar, fläckar och komedoner

#### **NIR**

Använd NIR för torr, stram, flagnande och grov hud, rodnad som diffus rodnad och synliga kapillärer, eller komprometterad, tunn och sårbar hud.

Känslig hud:

ÿ Diffuserad rodnad ÿ Synliga kapillärer

ÿ Torr, stram, flagnande eller grov hud ÿ Kompromissad, tunn eller sårbar hud

#### **Röd**

Använd rött för hyperpigmentering (mörka fläckar) i ansiktet orsakad av mediciner, hormoner och postinflammatorisk hyperpigmentering (PIH)

Hyperpigmentering och mörka fläckar orsakade av:  $\ddot{y}$   
Läkemedel  $\ddot{y}$  Hormoner  $\ddot{y}$  Postinflammatorisk  
hyperpigmentering (PIH)

## produkt introduktion

### FM60

#### Tekniska specifikationer

**LED Spectra:** 630nm & 660nm & 850nm

**Svart färg**

**Antal lysdioder:** 222 lysdioder (3 per LED-lampa)  
74 LED-lampor


**Ansiktsmaskstorlek:** 300mm(b)x195mm(h)

**Programtid:** 10 minuter

**Elektrisk utgång:** 5V/1A/2500mAh

**Drifttemperatur:** 0 $\ddot{y}$  till 40 $\ddot{y}$

**Förvarings- och transporttemperatur:** -5  $\ddot{y}$  till 55  $\ddot{y}$



#### Model

- 1.High-end
- 2.Mid-range
- 3.Low-end

#### Enhetsbeskrivning 1.

Silikon flexibel ansiktsmask


2. Styrenhet

3. Strömförsörjning och landsspecifika adapttrar 4. USB C  
till USB A-kontakt

5. Huvudband 6.

Bärväska 7.

Laddare



## FM60X

### Tekniska specifikationer

**LED Spectra:** 630nm & 660nm & 850nm Eller

anpassade våglängder

**Svart färg**

**Material:** Silikongummi

**Antal lysdioder:** 222 lysdioder (3 per LED-lampa)

74 LED-lampor


**Ansiktsmaskstorlek:** 300mm(b)x195mm(h)

**Programtid:** 10 minuter

**Elektrisk utgång:** 5V/1A/2500mAh

**Driftstemperatur:** 0y till 40y

**Förvarings- och transporttemperatur:** -5y till 55y



### Enhetsbeskrivning 1.

Silikon flexibel ansiktsmask

2. Styrenhet

3. Strömförsörjning och landsspecifika adapttrar


4. USB C

till USB A-kontakt

5. Huvudband 6.

Bärväska 7.

Laddare



## Kontraindikationer

Sluta använda denna enhets ansiktsmask om du stöter på långvarig hudrodnad eller obehag som varar i mer än 2 timmar.

Om ett problem uppstår i mer än 2 timmar kan du vara ljuskänslig eller ha ett annat tillstånd. Vi rekommenderar att du rådgör med en läkare för detta råd.

1. Använd inte denna produkt om du har lupus erythematosus, ljuskänslig eksem eller leukemi. Annars kan det orsaka allvarliga hudreaktioner.
2. Använd inte denna produkt om du är känslig eller yr för ljus. Annars, det kan orsaka allvarliga hudreaktioner. Kontraindikationer
3. Det rekommenderas att inte använda denna produkt om du har migrän.
4. Använd inte denna produkt om du har en historia av anfall orsakade av ljus

## Varningar

Säkerhetsvarning:

1. Se till att USB-porten är kopplad till kontaktadaptern innan du ansluter den strömkällan.
2. Placera inte enheten på ställen med vatten eller droppande vatten. Vänligen koppla ur ström och sluta använda omedelbart om enheten har vätska eller vatten på.
3. Om maskljustet är repat eller inträngt av vätska, vänligen sluta använda det omedelbart.
4. Använd inte masken när du är i bastun eller i regn.
5. Håll masken eller ledningarna borta från värmekällor.
6. Om masken, styrenheten eller kabeln är skadad, använd den inte igen.
7. Dra inte i USB-kabeln med våld om maskkabeln skulle falla av.
8. Sluta använda masken när den är överhettad.
9. Låt inte barn använda masken utan uppsikt.

## Vård och underhåll

Förvara denna enhet (FACE MASK)-systemet i rumstemperatur i torra förhållanden.

Använd den medföljande bärväskan.

Före varje användning, med enheten avstängd, rengör ansiktsmasken enligt anvisningarna rengöringsinstruktioner nedan.

Undvik att förvara denna enhets LED-system i dammiga förhållanden, i direkt solljus eller i fuktiga och fuktiga förhållanden.

## COEEECT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till

en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

## AVFALLSHANTERING AV BATTERI



Att minimera riskerna för hälsa och miljö i slutet av detta produktens liv, lagar som handlar om avfall från elektriska och elektroniska produkter Utrustning (WEEE) och Waste Battery Directive kräver att du gör det

kassera denna produkt på en lämplig insamlingsplats där den kommer att finnas skickas för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD.  
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd.  
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**