

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LIGHT THERAPY FOR FOOT

MODEL: PLR-100 PLR-100S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIGHT THERAPY
FOR FOOT

MODEL: PLR-100 PLR-100S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

MANUAL

Before using this product please read this user instruction carefully and keep it for future reference.



Safety requirements and Notes

Dear Users,

Thanks for purchasing red light & infrared light therapy. instruction for use has been provided to ensure that you will be able to understand and safely use this device.

Important Notice

If you have any problem or need help in using, please contact our technical service center for help in time. We will give you technical support or arrange professional technical expert for service at the first time.

Use correctly can extend the life of equipment, also make full usability of equipment by farthest.

Abnormal operation, hazards to equipment or personal injury caused by operations that are absolutely prohibited as specified in this document. Disclaims any responsibility for safety, reliability or performance of this equipment by not observing the instructions! Ant

faults arising from such non-observance will invalidate the warranty!
Please carefully read the instructions in the “safety requirements”, “Note” and the special warnings”! part of the content.



1. Relax muscles and relieve muscle cramps, pain and stiffness
2. Relieve foot pain
3. Accelerate healing, relieve pain and relax muscles.
4. Reduce pain and stiffness
5. Promote blood circulation
6. Enhance recovery ability after sports or injuries.


Introduction



Effective wavelength of near infrared light therapy include 750nm to 1,400nm. The wave length of the near infrared is more beneficial in treating deep wounds and relieving muscle and joint pain. 850nm is common for near infrared light therapy. Shoes adopt 66pcs 850nm infrared led lights(invisible to naked light) and 66pcs 660nm red lights. The combination of red and

infrared light increase blood circulation by thermal effect to provide pain relief.

How does infrared light work?



The NIR is the shortest wavelength and the most penetrating infrared ray. Which can penetrate 5 to 10mm of the human body tissues.

Infrared light can penetrate the skin, directly to the muscles, subcutaneous tissue which helps to accelerate blood circulation, increase metabolism, relieve pain and increase muscle relaxation, resulting in massage effects. Infrared treats the disease at different levels because of mobilize the body's own disease-resistant ability.

► **Function**

The Amazing Light Therapy Product (infrared LED therapy Mitten) benefits:

- ◆ Relieves stiffness & spasm
- ◆ Reduces pain and inflammation
- ◆ Easily administer at home
- ◆ Improves hydration and oxygenation of the tissues
- ◆ Improve circulations
- ◆ Safe for all types of skin
- ◆ Calms the nervous system

SAFE & NATURAL PAIN TREATMENT


- ◆ Double sides treatment
- ◆ OTC class II medical device
- ◆ Relieves pain and stiffness
- ◆ Increase blood circulation
- ◆ Enhances recovery from exercise or injury
- ◆ Accelerates healing, soothes pain, and relaxes muscles

Medical -grade LED lights reach deep into joints and soft tissue Infrared & Red Light Therapy Device penetrates muscles and joints effectively to improve blood circulation and relieve pain, suitable for hand joint rheumatism nerve tendon sheath pain, etc

Targeting The Body to Protect Your feet



Running for a long time, often wearing high heels, often play football Causes manual work, and strenuous exercise leads to muscle strain.



Product description

LEd red light consists of infrared light shoe120pcs Lights: SMD(60pcs red lights&60pcs IR lights)

- DC cord
- AC Adapter: AC100~240V with a cord.



Instruction for use

- ◆ A1: Red&Infrared LED Lights Therapy Devices
- ◆ A2: DC Cord.
- ◆ A3:Auto Shut-Off Timer(30 Minutes)
- ◆ A4:Adapter(AC100-240V)& Power Cord.



► Cleaning

1. Disconnect the device from the power supply before cleaning.
2. Using a soft cloth with a little water to gently wipe the surface of device.

► Caution

1. Do not use alcohol or other corrosive cleaning agents to avoid corroding the surface and damaging internal parts.
2. Do not apply liquid cleaner directly to any surface of the adapter, timer, pad as it could cause damage to the electrical components.

► Storage

The device must be stored in dry area; away from high humidity

Warning

No washing

No compression

Stay dry

Handle lightly

Attention

People with heart disease or heart pacemaker can not use this light therapy system Pregnant woman, skin-ulcers and allergic people can not use it.

Features

Model:	
Material:	75% neoprene and 25%velvet
Power supply	AC 100-240Vor DC 5 V Portable power
Product size	12.5*5.3*2.3inches
wavelength	660nm+850nm
Temperature	Max 104 °F
Frequency	50/60 Hz
N.W	0.80kg
G.W	0.82kg

Warranty and disclaimer

Limited One-Year Warranty

We service a limited one-year warranty for the original purchaser against any technical defects

Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

We warranty that the device shall be free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase when the device is used and maintained according to the requirements outlined in the User Manual.

If your device stops functioning or working as intended during the one-year warranty period please contact with us and one of our customer service team members will work with you to understand the issue and give you instructions on how to get your LIGHT THERAPY repaired or replaced, free of charge.

This warranty does not cover normal wear of the device and does not apply to any device that has been tampered with or damaged due to misuse, abuse, or negligent handling. Dear Customer, thanks so much for your great support on us! if there is anything problem with device, please feel free to contact us and we will be glad to help you.

Please send us the photos or videos of the product failure, and please kindly advise me your order number, phone number, contact name and shipping address.

If your order is still on one-year warranty, we will resend you the new replacement once we confirm the exact problems. Thanks for your cooperation in advance.

Specific Warranty Policy

-  1-Year defects liability period
-  60 days return and replacement warranty
-  18-month free replacement for charger, controller and connectors.
(if they are broken).
-  Return postage borne by customers

- ✓ Return requests as "I don't like it", "i don't want it", "the color doesn't look good" are not accepted.
- ✓ The less-than-three-light-broke-situation will not be covered in the warranty policy because it doesn't affect usage effect.
- ✓ keep the original outer package for successful return.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

LUMINOTHÉRAPIE POUR LE PIED

MODÈLE : PLR-100 PLR-100S

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie

Moitié en comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIGHT THERAPY
FOR FOOT

MODÈLE : PLR-100 PLR-100S



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

MANUAL

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation et les conserver pour référence future .



Exigences de sécurité et remarques

Chers utilisateurs,

Merci d'avoir acheté la thérapie par la lumière rouge et la lumière infrarouge. les instructions d'utilisation ont été fournies pour vous assurer que vous serez en mesure de comprendre et d'utiliser cet appareil en toute sécurité.

Avis important

Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d'aide pour l'utilisation, veuillez contacter notre centre de service technique pour obtenir de l'aide à temps. Nous vous fournirons un support technique ou organiserons un expert technique professionnel pour service dès la première fois.

Une utilisation correcte peut prolonger la durée de vie de l'équipement et rendre l'équipement pleinement utilisable en le plus éloigné.

Fonctionnement anormal, risques pour l'équipement ou blessures corporelles causés par des opérations qui sont absolument interdit comme précisé dans ce document. décline toute responsabilité quant à la sécurité, à la fiabilité ou aux performances de cet équipement en ne respectant pas les instructions ! Défauts de fournis résultant d'un tel non-respect annulera la garantie ! Veuillez lire attentivement les instructions dans les « exigences de sécurité », « Remarque » et les spécifications particulières. avertissements"! partie du contenu.



1. Détendez les muscles et soulagez les crampes musculaires, les douleurs et les raideurs.
2. Soulager les douleurs aux pieds
3. Accélérez la guérison, soulagez la douleur et détendez les muscles.
4. Réduire la douleur et la raideur
5. Favoriser la circulation sanguine
6. Améliorez la capacité de récupération après un sport ou une

blessure.

Introduction




La longueur d'onde efficace de la luminothérapie proche infrarouge comprend 750 nm à 1 400 nm. La vague longueur du proche infrarouge est plus bénéfique pour traiter les plaies profondes et soulager les muscles et les articulations pain. 850nm est courant pour la luminothérapie proche infrarouge.

Les chaussures adoptent 66 lumières LED infrarouges de 850 nm (invisibles à la lumière nue) et 66 lumières rouges de 660 nm. La combinaison de la lumière rouge et infrarouge augmente la circulation sanguine par therma effet pour soulager la douleur.

Comment fonctionne la dose de lumière infrarouge ?

NEAR INFRARED- INFRARED A (IR A) Usually use 660nm-850nm



Le NIR est la longueur d'onde la plus courte et le rayon infrarouge le plus pénétrant. Qui peut pénétrer 5 à 10 mm des tissus du corps humain. La lumière infrarouge peut pénétrer la peau, directement vers les muscles et les tissus sous-cutanés, ce qui aide pour accélérer la circulation sanguine, augmenter le métabolisme, soulager la douleur et augmenter les muscles relaxation, entraînant des effets de massage. L'infrarouge traite la maladie à différents niveaux car de mobiliser la propre capacité de résistance du corps aux maladies.



Fonction

L'incroyable produit de luminothérapie (mitaine de thérapie LED infrarouge) présente les avantages suivants :

- ◆ Soulage les raideurs et les spasmes
- ◆ Réduit la douleur et l' inflammation
- ◆ Administrer facilement à la maison
- ◆ Améliore l'hydratation et oxygénation des tissus
- ◆ Améliorer la circulation
- ◆ Sans danger pour tous les types de peau
- ◆ Calme le système nerveux

TRAITEMENT SÛR ET NATUREL DE LA DOULEUR

- ◆ Traitement double face
- ◆ Dispositif médical OTC classe II
- ◆ Soulage la douleur et la raideur
- ◆ Augmenter la circulation sanguine
- ◆ Améliore la récupération après un exercice ou une blessure
- ◆ Accélère la guérison, apaise la douleur et détend les muscles

Les lumières LED de qualité médicale pénètrent profondément dans les articulations et les tissus mous. L'appareil de thérapie par lumière


infrarouge et rouge pénètre efficacement dans les muscles et les articulations pour améliorer le sang. Circulation et soulager la douleur, adapté aux douleurs de la gaine du tendon nerveux des rhumatismes des articulations de la main, etc.

Cibler le corps pour protéger vos pieds



Courir longtemps, porter souvent des talons hauts, jouer souvent au football

Provoque un travail manuel et un exercice intense entraîne des tensions musculaires .



Description du produit

La lumière rouge LED se compose de 120 lumières infrarouges : S MD (60 lumières rouges et 60 lumières IR).

- Cordon CC
- Adaptateur secteur : AC100 ~ 240 V avec un cordon.



Instructions d'utilisation

- ◆ A1 : Appareils de thérapie par lumières LED rouges et infrarouges
- ◆ A2 : Cordon CC.
- ◆ A3 : minuterie d'arrêt automatique (30 minutes).
- ◆ A4 : adaptateur (AC100-240 V) et cordon d'alimentation.



Nettoyage

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon doux avec un peu d'eau pour essuyer délicatement la surface de l'appareil.



Prudence

1. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres produits de nettoyage corrosifs pour éviter corroder la surface et endommager les pièces internes.
2. N'appliquez pas de nettoyant liquide directement sur n'importe quelle surface de l'adaptateur, de la minuterie ou du tampon, car cela pourrait

causer des dommages aux composants électriques.

Stockage

L'appareil doit être stocké dans un endroit sec ; à l'abri d'une humidité élevée

Avertissement

Pas de lavage

Pas de compression

Reste sec

Manipuler légèrement

Attention

Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou d'un stimulateur cardiaque ne peuvent pas utiliser ce système de luminothérapie. Les femmes enceintes, les ulcères cutanés et les personnes allergiques ne peuvent pas l'utiliser.

Caractéristiques

Model:	
Material:	75% neoprene and 25%velvet
Power supply	AC 100-240V DC 5 V Portable power
Product size	12.5*5.3*2.3inches
wavelength	660nm+850nm
Temperature	Max 104 °F
Frequency	50/60 Hz
N.W	0.80kg
G.W	0.82kg



Garantie et clause de non-responsabilité

Garantie limitée d'un an

Nous offrons une garantie limitée d'un an à l'acheteur d'origine contre tout défaut technique.

La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et au produit d'origine et n'est pas transférable.

Nous garantissons que l'appareil sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une année à compter de la date d'achat lorsque l'appareil est utilisé et entretenu conformément aux exigences décrites dans le manuel d' utilisation.

Si votre appareil cesse de fonctionner ou ne fonctionne plus comme prévu pendant la période de garantie d'un an veuillez nous contacter et l'un des membres de notre équipe de service client travaillera avec vous pour comprendre le problème et vous donner des instructions sur la façon de réparer votre LUMINOTHÉRAPIE ou remplacé gratuitement.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil et ne s'applique pas à tout appareil qui a été altéré ou endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une manipulation négligente Cher client, merci beaucoup pour votre grand soutien à notre égard ! s'il y a un problème avec appareil, n'hésitez pas à nous

contacter et nous serons heureux de vous aider.

Veuillez nous envoyer les photos ou vidéos de la panne du produit, et veuillez m'informer de votre numéro de commande, numéro de téléphone, nom du contact et adresse de livraison.

Si votre commande bénéficie toujours d'une garantie d'un an, nous vous renverrons le nouveau remplacement une fois que nous aurons confirmé les problèmes exacts. Merci d'avance pour votre coopération.



Politique de garantie spécifique

- ✓ Période de garantie d'un an contre les défauts
- ✓ Garantie de retour et de remplacement de 60 jours
- ✓ Remplacement gratuit de 18 mois pour le chargeur, le contrôleur et les connecteurs. (s'ils sont cassés).
- ✓ Frais de retour à la charge des clients
- ✓ Les demandes de retour telles que "Je ne l'aime pas", "Je n'en veux pas", "La couleur n'a pas l'air bien" ne sont pas acceptées.
- ✓ La situation de panne de moins de trois lumières ne sera pas couverte par la politique de garantie car elle n'affecte pas l'effet d'utilisation.
- ✓ conservez l' emballage extérieur d' origine pour un retour réussi.

FCC Information

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément

approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LICHTTHERAPIE FÜR DIE FÜßE

MODELL: PLR-100 PLR-100S

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Halb im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIGHT THERAPY
FOR FOOT

MODELL: PLR-100 PLR-100S



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .



KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

MANUAL

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf .



Sicherheitsanforderungen und Hinweise

Sehr geehrte Benutzer,

Vielen Dank für den Kauf der Rotlicht- und Infrarotlichttherapie. Eine Gebrauchsanweisung liegt bei. um sicherzustellen, dass Sie dieses Gerät verstehen und sicher verwenden können.

Wichtiger Hinweis

rechtzeitig an unser technisches Servicecenter . Wir bieten Ihnen technischen Support oder arrangieren einen professionellen technischen Experten für Service beim ersten Mal.

Die ordnungsgemäße Verwendung kann die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern und ihre volle Nutzbarkeit sicherstellen. am weitesten.

Ungewöhnlicher Betrieb, Gefährdungen der Ausrüstung oder Verletzungen durch Operationen, die absolut verboten, wie in

diesem Dokument angegeben. Jegliche Verantwortung für Sicherheit, Zuverlässigkeit oder Leistung dieses Geräts wird abgelehnt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden! Ameisenfehler Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie! Bitte lesen Sie die Anweisungen in den „Sicherheitsanforderungen“, „Hinweisen“ und den speziellen Warnungen"! Teil des Inhalts.



1. Muskeln entspannen und Muskelkrämpfe, Schmerzen und Steifheit lindern
2. Lindert Fußschmerzen
3. Beschleunigen Sie die Heilung, lindern Sie Schmerzen und entspannen Sie die Muskeln.
4. Reduziert Schmerzen und Steifheit
5. Fördert die Durchblutung
6. Verbessert die Erholungsfähigkeit nach Sport oder Verletzungen.

Einführung




Die effektive Wellenlänge der Nahinfrarot-Lichttherapie liegt

zwischen 750 nm und 1.400 nm. Die Wellenlänge des Nahinfrarots ist vorteilhafter bei der Behandlung tiefer Wunden und der Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen. 850 nm ist bei der Nahinfrarot-Lichttherapie üblich.

Die Schuhe sind mit 66 Infrarot-LED-Leuchten (850 nm, unsichtbar für offenes Licht) und 66 roten 660 nm-Leuchten ausgestattet. Die Kombination aus rotem und infrarotem Licht fördert die Durchblutung durch Wärme. Wirkung zur Schmerzlinderung.

Wie wirkt Infrarotlicht?



NIR ist der Infrarotstrahl mit der kürzesten Wellenlänge und der durchdringendsten Wirkung. Er kann 5 bis 10 mm tief in das menschliche Körpergewebe eindringen.

Infrarotlicht kann die Haut durchdringen, direkt zu den Muskeln, Unterhautgewebe, das hilft zur Beschleunigung der Durchblutung, Steigerung des Stoffwechsels, Schmerzlinderung und Muskelaufbau

Entspannung, was zu Massageeffekten führt. Infrarot behandelt die Krankheit auf verschiedenen Ebenen, weil die körpereigene Abwehrkraft gegen Krankheiten zu mobilisieren.



Funktion

Vorteile des Amazing Light Therapy-Produkts
(Infrarot-LED-Therapie-Fäustling):

- ◆ Lindert Steifheit und Krämpfe
- ◆ Reduziert Schmerzen und Entzündungen
- ◆ Einfache Verabreichung zu Hause
- ◆ Verbessert die Hydratation und Sauerstoffversorgung des Gewebes
- ◆ Verbessern Sie die Durchblutung
- ◆ Sicher für alle Hauttypen
- ◆ Beruhigt das Nervensystem

SICHERE UND NATÜRLICHE

SCHMERZBEHANDLUNG

- ◆ Doppelseitige Behandlung
- ◆ OTC-Medizinprodukt der Klasse II
- ◆ Lindert Schmerzen und Steifheit
- ◆ Fördert die Durchblutung
- ◆ Verbessert die Erholung nach dem Training oder einer Verletzung
- ◆ Beschleunigt die Heilung, lindert Schmerzen und entspannt die Muskeln

Medizinische LED-Leuchten erreichen tiefe Bereiche der Gelenke und des Weichgewebes Das Infrarot- und Rotlichttherapiegerät dringt effektiv in Muskeln und Gelenke ein und verbessert die Durchblutung. Durchblutung und lindert Schmerzen, geeignet für Handgelenk Rheuma Nervensehnenscheide Schmerzen, etc

Schützen Sie Ihre Füße gezielt durch den Körper



Langes Laufen, oft High Heels tragen, oft Fußball spielen
Manuelle Arbeit und anstrengende Übungen führen zu Muskelzerrungen .



Produktbeschreibung

LED-Rotlicht besteht aus Infrarotlichtschuh 120 Stück Lichter: S MD (60 Stück Rotlichter und 60 Stück IR-Lichter)

- Gleichstromkabel
- Netzteil: AC100~240 V mit Kabel.



Bedienungsanleitung

- ◆ A1: Therapiegeräte mit rotem und infrarotem LED-Licht
- ◆ A2: Gleichstromkabel.
- ◆ A3: Automatischer Abschalttimer (30 Minuten)
- ◆ A4: Adapter (AC100-240 V) und Netzkabel.



► **Reinigung**

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
2. Wischen Sie die Oberfläche des Geräts vorsichtig mit einem weichen Tuch und etwas Wasser ab.

► **Vorsicht**

1. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere ätzende Reinigungsmittel, um Dadurch kann die Oberfläche korrodieren und innere Teile beschädigt werden.
2. Tragen Sie flüssigen Reiniger nicht direkt auf die Oberfläche des Adapters, Timers oder Pads auf, da dies kann zu Schäden an den elektrischen Komponenten führen.

► **Lagerung**

Das Gerät muss an einem trockenen Ort gelagert werden, fern von hoher Luftfeuchtigkeit.

 Warnung

- Kein Waschen
- Keine Komprimierung
- Bleib trocken
- Leicht zu handhaben

 Aufmerksamkeit

Menschen mit Herzerkrankungen oder Herzschrittmacher können dieses Lichttherapiesystem nicht verwenden Schwangere, Menschen mit Hautgeschwüren und Allergiker dürfen es nicht verwenden.

 Merkmale

Model:	
Material:	75% neoprene and 25%velvet
Power supply	AC 100-240Vor DC 5V Portable power
Product size	12.5*5.3*2.3inches
wavelength	660nm+850nm
Temperature	Max 104 °F
Frequency	50/60 Hz
N.W	0.80kg
G.W	0.82kg

 Garantie und Haftungsausschluss

Eingeschränkte einjährige Garantie

Wir gewähren dem Erstkäufer eine beschränkte einjährige Garantie gegen technische Defekte

Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Eigentümer und das ursprüngliche Produkt und ist nicht übertragbar.

Wir garantieren, dass das Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist für einen Jahr ab Kaufdatum, wenn das Gerät gemäß den Die im Benutzerhandbuch beschriebenen Anforderungen müssen erfüllt sein.

Wenn Ihr Gerät während der einjährigen Garantiezeit nicht mehr funktioniert oder nicht mehr wie vorgesehen funktioniert Bitte kontaktieren Sie uns und ein Mitglied unseres Kundenservice-Teams wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um verstehen das Problem und geben Ihnen Anweisungen, wie Sie Ihre LICHTTHERAPIE reparieren lassen können oder ersetzt, kostenlos.

Diese Garantie deckt nicht den normalen Verschleiß des Gerätes ab und gilt nicht für Geräte, die aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung oder nachlässiger Handhabung manipuliert oder beschädigt wurde Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung! Wenn es irgendein Problem gibt mit Gerät haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bitte senden Sie uns die Fotos oder Videos des Produktfehlers und teilen Sie mir bitte Ihre Bestellnummer, Telefonnummer, Ansprechpartner und Lieferadresse.

Wenn Ihre Bestellung noch ein Jahr Garantie hat, senden wir Ihnen den neuen Ersatz zu, sobald wir Bestätigen Sie die genauen Probleme. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit.



Spezifische Garantiebestimmungen



1 Jahr Gewährleistungsfrist



60 Tage Rückgabe- und Umtauschgarantie

- ✓ 18 Monate kostenloser Ersatz für Ladegerät, Controller und Anschlüsse (bei Defekt).
- ✓ Rücksendekosten zu Lasten des Kunden
- ✓ Rücksendeanfragen wie „Gefällt mir nicht“, „Ich will das nicht“, „Die Farbe passt nicht“ werden nicht akzeptiert.
- ✓ Der Fall, dass weniger als drei Lampen kaputt sind, wird von der Garantie nicht abgedeckt, da er die Nutzungswirkung nicht beeinträchtigt.
- ✓ Bewahren Sie für eine erfolgreiche Rücksendung die Originalverpackung auf.

FCC Information

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TERAPIA DELLA LUCE PER IL PIEDE

MODELLO: PLR-100 PLR-100S

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente farlo copertina

tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Si ricorda gentilmente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi, se lo sei effettivamente Salvataggio
Metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**LIGHT THERAPY
FOR FOOT**

MODELLO: PLR-100 PLR-100S



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



CORRETTO SMALTIMENTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

MANUAL

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'utente e conservarle per riferimento futuro .



Requisiti di sicurezza e note

Cari utenti,

Grazie per aver acquistato la terapia con luce rossa e infrarossa. Sono state fornite le istruzioni per l'uso per garantire che sarai in grado di comprendere e utilizzare in sicurezza questo dispositivo.

Avviso IMPORTANTE

In caso di problemi o bisogno di aiuto nell'utilizzo, contattare il nostro centro di assistenza tecnica per assistenza in tempo. Ti forniremo supporto tecnico o organizzeremo un esperto tecnico professionale servizio per la prima volta.

L'uso corretto può prolungare la vita dell'apparecchiatura e renderla pienamente utilizzabile più lontano.

Funzionamento anomalo, pericoli per l'apparecchiatura o lesioni personali causati da operazioni non eseguite assolutamente proibito come specificato nel presente documento. Declina ogni responsabilità per la sicurezza, l'affidabilità o le prestazioni di questa

apparecchiatura qualora non si osservino le istruzioni! Difetti delle formiche derivanti da tale inosservanza invalideranno la garanzia! Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate nelle "Prescrizioni di sicurezza", "Note" e nella specia avvertenze"! parte del contenuto.



1. Rilassa i muscoli e allevia i crampi muscolari, il dolore e la rigidità
2. Allevia il dolore ai piedi
3. Accelera la guarigione, allevia il dolore e rilassa i muscoli.
4. Ridurre il dolore e la rigidità
5. Promuovere la circolazione sanguigna
6. Migliora la capacità di recupero dopo sport o infortuni.


introduzione

► La lunghezza d'onda effettiva della terapia con luce nel vicino infrarosso comprende da 750 nm a 1.400 nm. L'onda lunghezza del vicino infrarosso è più utile nel trattamento di ferite profonde e nel dare sollievo a muscoli e articolazioni dolore. 850nm è

comune per la terapia della luce nel vicino infrarosso.

Le scarpe adottano luci a LED a infrarossi da 66 pezzi 850 nm (invisibili alla luce nuda) e luci rosse da 66 pezzi 660 nm. La combinazione di luce rossa e infrarossa aumenta la circolazione sanguigna tramite therma effetto per fornire sollievo dal dolore.

Come funziona la dose di luce infrarossa?



L'NIR è la lunghezza d'onda più corta e il raggio infrarosso più penetrante. Che può penetrare da 5 a 10 mm nei tessuti del corpo umano.

La luce infrarossa può penetrare nella pelle, direttamente nei muscoli, nel tessuto sottocutaneo che aiuta per accelerare la circolazione sanguigna, aumentare il metabolismo, alleviare il dolore e aumentare la massa muscolare rilassamento, con conseguenti effetti di massaggio. Gli infrarossi trattano la malattia a diversi livelli perché di mobilitare la capacità di resistenza alle malattie del corpo.



Funzione

I vantaggi dello straordinario prodotto per la terapia della luce (guanto per terapia a LED a infrarossi):

- ◆ Allevia rigidità e spasmi
- ◆ Riduce il dolore e l'infiammazione
- ◆ Amministrare facilmente a casa
- ◆ Migliora l'idratazione e ossigenazione dei tessuti
- ◆ Migliorare le circolazioni
- ◆ Sicuro per tutti i tipi di pelle
- ◆ Calma il sistema nervoso

TRATTAMENTO DEL DOLORE SICURO E

NATURALE

- ◆ Trattamento double face
- ◆ Dispositivo medico OTC classe II
- ◆ Allevia il dolore e la rigidità
- ◆ Aumentare la circolazione sanguigna
- ◆ Migliora il recupero da esercizio fisico o infortunio
- ◆ Accelera la guarigione, allevia il dolore e rilassa i muscoli

Le luci LED di livello medico raggiungono in profondità le articolazioni e i tessuti molli Il dispositivo per la terapia della luce rossa e a infrarossi penetra efficacemente nei muscoli e nelle articolazioni per migliorare il sangue circolazione e alleviare il dolore, adatto per reumatismi articolari della mano, dolori alla guaina dei tendini nervosi, ecc

Mirare al corpo per proteggere i tuoi piedi



Correre a lungo, spesso indossare tacchi alti, spesso giocare a calcio
Causa lavoro manuale e un intenso esercizio fisico porta a affaticamento muscolare .



Descrizione del prodotto

La luce rossa a LED è composta da 120 luci a infrarossi: S MD (60 luci rosse e 60 luci IR)

- Cavo CC
- Adattatore CA: CA 100~240 V con cavo.



Istruzioni per l'uso

- ◆ A1: Dispositivi per terapia con luci LED rosse e infrarosse
- ◆ A2: cavo CC.
- ◆ A3: Timer di spegnimento automatico (30 minuti)
- ◆ A4: Adattatore (AC100-240V) e cavo di alimentazione.



Pulizia

1. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione prima della pulizia.
2. Utilizzare un panno morbido con un po' d'acqua per pulire delicatamente la superficie del dispositivo.

Attenzione

1. Non utilizzare alcool o altri detergenti corrosivi per evitare corrodere la superficie e danneggiare le parti interne.
2. Non applicare il detergente liquido direttamente su alcuna superficie dell'adattatore, del timer o del pad poiché potrebbe causare danni ai componenti elettrici.

Magazzinaggio

Il dispositivo deve essere conservato in un'area asciutta; lontano da

umidità elevata

 Avvertimento

- Nessun lavaggio
- Nessuna compressione
- Resta asciutto
- Maneggiare con leggerezza

 Attenzione

Le persone con malattie cardiache o pacemaker cardiaci non possono utilizzare questo sistema di terapia della luce Le donne incinte, le ulcere cutanee e le persone allergiche non possono usarlo.

 Caratteristiche

Model:	
Material:	75% neoprene and 25%velvet
Power supply	AC 100-240Vor DC 5 V Portable power
Product size	12.5*5.3*2.3inches
wavelength	660nm+850nm
Temperature	Max 104 °F
Frequency	50/60 Hz
N.W	0.80kg
G.W	0.82kg

 Garanzia e clausola di esclusione della responsabilità

Garanzia limitata di un anno

Forniamo una garanzia limitata di un anno per l'acquirente originale

contro eventuali difetti tecnici

La copertura della garanzia si applica solo al proprietario originale e al prodotto originale e non lo è trasferibile.

Innanzitutto garantiamo che il dispositivo sarà esente da difetti di materiale e lavorazione anno dalla data di acquisto quando il dispositivo viene utilizzato e mantenuto secondo le requisiti delineati nel Manuale dell'utente.

Se il dispositivo smette di funzionare o funziona come previsto durante il periodo di garanzia di un anno ti preghiamo di contattarci e uno dei membri del nostro team di assistenza clienti lavorerà con te comprendere il problema e fornirti istruzioni su come riparare la tua LIGHT THERAPY o sostituito, gratuitamente.

Questa garanzia non copre la normale usura del dispositivo e non si applica a qualsiasi dispositivo che è stato manomesso o danneggiato a causa di uso improprio, abuso o negligenza Gentile Cliente, grazie mille per il tuo grande supporto nei nostri confronti! se c'è qualche problema con dispositivo, non esitate a contattarci e saremo lieti di aiutarvi.

Vi preghiamo di inviarci le foto o i video del guasto del prodotto e di comunicarmi gentilmente il vostro numero dell'ordine, numero di telefono, nome del contatto e indirizzo di spedizione.

Se il tuo ordine è ancora in garanzia di un anno, ti invieremo nuovamente la nuova sostituzione una volta che lo avremo confermato i problemi esatti. Grazie per la collaborazione in anticipo.



Politica di garanzia specifica y



Periodo di responsabilità per difetti di 1 anno



Garanzia di restituzione e sostituzione di 60 giorni



Sostituzione gratuita per 18 mesi di caricabatterie, controller e connettori. (se sono rotti).

- ✓ Spese di spedizione per la restituzione a carico dei clienti
- ✓ Non vengono accettate richieste di reso del tipo "non mi piace", "non lo voglio", "il colore non mi sta bene".
- ✓ La situazione di rottura inferiore a tre luci non sarà coperta dalla politica di garanzia perché non influisce sull'effetto di utilizzo.
- ✓ conservare la confezione esterna originale per una restituzione riuscita.

FCC Information

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare

interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TERAPIA DE LUZ PARA EL PIE

MODELO: PLR-100 PLR-100S

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente verificar con cuidado cuando realiza un pedido con nosotros si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIGHT THERAPY
FOR FOOT

MODELO: PLR-100 PLR-100S



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico?
Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

MANUAL

Antes de utilizar este producto, lea atentamente estas instrucciones de usuario y consérvelas para consultarlas en el futuro .



Requisitos de seguridad y notas

Estimados usuarios,

Gracias por comprar la terapia de luz roja y luz infrarroja. Se han proporcionado instrucciones de uso. para garantizar que podrá comprender y utilizar este dispositivo de forma segura.

Noticia importante

Si tiene algún problema o necesita ayuda con el uso, comuníquese con nuestro centro de servicio técnico para obtener ayuda a tiempo. Le brindaremos soporte técnico o contrataremos a un experto técnico profesional para servicio por primera vez.

El uso correcto puede prolongar la vida útil del equipo y también garantizar su plena usabilidad al más lejano.

Operación anormal, peligros para el equipo o lesiones personales causadas por operaciones que son absolutamente prohibido según

lo especificado en este documento. ¡ Renuncia a cualquier responsabilidad por la seguridad, confiabilidad o rendimiento de este equipo al no seguir las instrucciones! Fallas de hormigas que surjan de tal incumplimiento invalidará la garantía! Lea atentamente las instrucciones en los "requisitos de seguridad", "Nota" y las especificaciones. Advertencias"! parte del contenido.



1. Relajar los músculos y aliviar los calambres musculares, el dolor y la rigidez.
2. Aliviar el dolor de pies
3. Acelera la curación, alivia el dolor y relaja los músculos.
4. Reducir el dolor y la rigidez
5. Promover la circulación sanguínea.
6. Mejorar la capacidad de recuperación después de deportes o lesiones.


Introducción



La longitud de onda efectiva de la terapia con luz infrarroja cercana incluye de 750 nm a 1400 nm. La ola longitud del infrarrojo cercano es más beneficioso para tratar heridas profundas y aliviar músculos y articulaciones. Pain.850nm es común para la terapia con luz infrarroja cercana.

Los zapatos adoptan 66 luces LED infrarrojas de 850 nm (invisibles a la luz desnuda) y 66 luces rojas de 660 nm. La combinación de luz roja e infrarroja aumenta la circulación sanguínea por term. efecto para proporcionar alivio del dolor.

¿Cómo funciona la dosis de luz infrarroja?



El NIR es la longitud de onda más corta y el rayo infrarrojo más penetrante. Que puede penetrar de 5 a 10 mm de los tejidos del cuerpo humano. La luz infrarroja puede penetrar la piel, directamente a los músculos y al tejido subcutáneo, lo que ayuda Para acelerar la circulación sanguínea, aumentar el metabolismo, aliviar el dolor y aumentar la masa muscular.

relajación, lo que resulta en efectos de masaje. Los infrarrojos tratan la enfermedad a diferentes niveles porque de movilizar la propia capacidad del cuerpo para resistir enfermedades.

Función

Beneficios del increíble producto de terapia de luz (manopla de terapia LED infrarroja):

- ◆ Alivia la rigidez y los espasmos.
- ◆ Reduce el dolor y la inflamación.
- ◆ Administrar fácilmente en casa
- ◆ Mejora la hidratación y oxigenación de los tejidos
- ◆ Mejorar las circulaciones
- ◆ Seguro para todo tipo de piel.
- ◆ Calma el sistema nervioso

TRATAMIENTO DEL DOLOR SEGURO Y NATURAL

- ◆ Tratamiento de doble cara
- ◆ Dispositivo médico de venta libre clase II
- ◆ Alivia el dolor y la rigidez.
- ◆ Aumentar la circulación sanguínea.
- ◆ Mejora la recuperación del ejercicio o de una lesión.
- ◆ Acelera la curación, alivia el dolor y relaja los músculos.


Las luces LED de grado médico llegan profundamente a las articulaciones y los tejidos blandos. El dispositivo de terapia con luz infrarroja y roja penetra eficazmente en los músculos y las articulaciones para mejorar la sangre Circulación y alivio del dolor, adecuado para el dolor de la vaina del tendón del nervio del reumatismo de las articulaciones de la mano, etc.

Dirigirse al cuerpo para proteger sus pies



Correr durante mucho tiempo, a menudo usando tacones altos, a menudo juega al fútbol.

Provoca trabajo manual y el ejercicio extenuante provoca tensión muscular .



Descripción del Producto

La luz roja LED consta de una zapata de luz infrarroja. 120 luces: S MD (60 luces rojas y 60 luces IR).

- cable CC
- Adaptador de CA: CA 100 ~ 240 V con cable.



Instrucciones de uso

- ◆ A1: Dispositivos de terapia con luces LED rojas e infrarrojas
- ◆ A2: Cable de CC.
- ◆ A3: Temporizador de apagado automático (30 minutos)
- ◆ A4: Adaptador (AC100-240V) y cable de alimentación.



▶ Limpieza

1. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
2. Utilice un paño suave con un poco de agua para limpiar suavemente la superficie del dispositivo.

▶ Precaución

1. No utilice alcohol u otros agentes de limpieza corrosivos para evitar corroyendo la superficie y dañando las piezas internas.
2. No aplique limpiador líquido directamente a ninguna superficie del adaptador, temporizador o almohadilla, ya que podría causar daños a los componentes eléctricos.

▶ Almacenamiento

El dispositivo debe almacenarse en un lugar seco; lejos de la alta humedad

 Advertencia

- Sin lavado
- Sin compresión
- Permanecer seco
- Manejar ligeramente

 Atención

Las personas con enfermedades cardíacas o con marcapasos no pueden utilizar este sistema de fototerapia. Las mujeres embarazadas, las úlceras cutáneas y las personas alérgicas no pueden utilizarlo.

 Características

Model:	
Material:	75% neoprene and 25%velvet
Power supply	AC 100-240Vor DC 5V Portable power
Product size	12.5*5.3*2.3inches
wavelength	660nm+850nm
Temperature	Max 104 °F
Frequency	50/60 Hz
N.W	0.80kg
G.W	0.82kg

 Garantía y descargo de responsabilidad

Garantía limitada de un año

Ofrecemos una garantía limitada de un año para el comprador original contra cualquier defecto técnico.

La cobertura de la garantía se aplica únicamente al propietario original y al producto original y no transferible.

Garantizamos que el dispositivo estará libre de defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra cuando el dispositivo se utiliza y mantiene de acuerdo con las requisitos descritos en el manual del usuario.

Si su dispositivo deja de funcionar o deja de funcionar según lo previsto durante el período de garantía de un año póngase en contacto con nosotros y uno de los miembros de nuestro equipo de servicio al cliente trabajará con usted para entender el problema y darle instrucciones sobre cómo reparar o reparar su TERAPIA DE LUZ. reemplazado, sin cargo.

Esta garantía no cubre el desgaste normal del dispositivo y no se aplica a ningún dispositivo que ha sido manipulado o dañado debido

a mal uso, abuso o manejo negligente Estimado cliente, ¡ muchas gracias por su gran apoyo hacia nosotros! si hay algún problema con dispositivo, no dude en contactarnos y estaremos encantados de ayudarlo.

Envíenos las fotos o vídeos del fallo del producto y por favor avíseme su número de pedido, número de teléfono, nombre de contacto y dirección de envío.

Si su pedido aún tiene un año de garantía, le reenviaremos el nuevo reemplazo una vez que confirmar los problemas exactos. Gracias por su cooperación de antemano.



Política de garantía específica



Período de responsabilidad por defectos de 1 año



Garantía de devolución y reemplazo de 60 días

- ✓ Reemplazo gratuito durante 18 meses para cargador, controlador y conectores. (si están rotos).
- ✓ Gastos de envío de devolución a cargo del cliente.
- ✓ No se aceptan solicitudes de devolución como "no me gusta", "no lo quiero", "el color no queda bien".
- ✓ La situación de menos de tres luces rotas no estará cubierta por la póliza de garantía porque no afecta el efecto de uso.
- ✓ Conserve el paquete exterior original para una devolución exitosa.

FCC Information

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

TERAPIA ŚWIATŁEM STÓP

MODEL: PLR-100 PLR-100S

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas

reprezentuje szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie to oznacza okładka wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy o weryfikacji ostrożnie kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie tak jest Oszczędność

Półowa w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIGHT THERAPY
FOR FOOT

MODEL: PLR-100 PLR-100S



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

MANUAL

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość .



Wymagania bezpieczeństwa i uwagi

Droży Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup terapii światłem czerwonym i podczerwonym. dołączono instrukcję obsługi aby mieć pewność, że będziesz w stanie zrozumieć i bezpiecznie korzystać z tego urządzenia.

Ważna uwaga

Jeśli masz jakiś problem lub potrzebujesz pomocy w obsłudze, skontaktuj się z naszym centrum obsługi technicznej, aby uzyskać pomoc na czas. Udzielimy Ci wsparcia technicznego lub zorganizujemy profesjonalnego eksperta technicznego usługę po raz pierwszy.

Prawidłowe użytkowanie może wydłużyć żywotność sprzętu, a także zapewnić jego pełną użyteczność najdalej.

Nieprawidłowe działanie, zagrożenie dla sprzętu lub obrażenia ciała

spowodowane operacjami całkowicie zabronione, jak określono w tym dokumencie. Zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność tego sprzętu w przypadku nieprzestrzegania instrukcji! Błędy mrówek powstałe w wyniku takiego nieprzestrzegania powodują utratę gwarancji! Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w „Wymaganiach bezpieczeństwa”, „Uwagach” oraz w specyfikacji ostrzeżenia”! część treści.



1. Rozluźnij mięśnie i złagodź skurcze mięśni, ból i sztywność
2. Uwolnij ból stóp
3. Przyspiesz gojenie, uśmierz ból i rozluźnij mięśnie.
4. Zmniejsz ból i sztywność
5. Promuj krążenie krwi
6. Zwiększ zdolność regeneracji po sporcie lub kontuzjach.


Wstęp



Efektywna długość fali terapii światłem bliskiej podczerwieni wynosi od 750 nm do 1400 nm. Fala długość bliska podczerwień jest bardziej korzystna w leczeniu głębokich ran oraz łagodzeniu mięśni i stawów ból. 850nm jest powszechny w terapii światłem bliskiej podczerwieni.

W butach zastosowano 66 sztuk diod LED na podczerwień o długości fali 850 nm (niewidocznych dla gołego światła) i 66 sztuk diod czerwonych o długości fali 660 nm. Połączenie światła czerwonego i podczerwonego zwiększa krążenie krwi poprzez termę efekt łagodzący ból.

Jak działa dawka światła podczerwonego?



NIR to najkrótsza długość fali i najbardziej przenikliwy promień

podczerwieni. Które mogą przeniknąć od 5 do 10 mm tkanek ludzkiego ciała.

Światło podczerwone może przenikać przez skórę, bezpośrednio do mięśni, tkanki podskórnej, co pomaga w celu przyspieszenia krążenia krwi, zwiększenia metabolizmu, łagodzenia bólu i wzrostu mięśni odprężenie, dające efekt masażu. Podczerwień leczy chorobę na różnych poziomach, ponieważ mobilizacji własnej odporności organizmu na choroby.



Funkcjonować

Korzyści z niesamowitego produktu do terapii światłem (rękawica do terapii LED na podczerwień):

- ◆ Łagodzi sztywność i skurcze
- ◆ Zmniejsza ból i stany zapalne
- ◆ Łatwe administrowanie w domu
- ◆ Poprawia nawilżenie i dotlenienie tkanek
- ◆ Popraw krążenie
- ◆ Bezpieczny dla każdego rodzaju skóry
- ◆ Uspokaja układ nerwowy

BEZPIECZNE I NATURALNE LECZENIE BÓLU

- ◆ Leczenie dwustronne
- ◆ Wyrób medyczny OTC klasy II
- ◆ Łagodzi ból i sztywność
- ◆ Zwiększ krążenie krwi
- ◆ Przyspiesza regenerację po wysiłku fizycznym lub kontuzji
- ◆ Przyspiesza gojenie, łagodzi ból i rozluźnia mięśnie

Światła LED klasy medycznej docierają głęboko do stawów i tkanek miękkich Urządzenie do terapii światłem podczerwonym i czerwonym

skutecznie przenika do mięśni i stawów, poprawiając jakość krwi Krążenie i łagodzenie bólu, odpowiednie na reumatyzm stawów dłoni, ból osłonki ścięgna nerwu itp

Celowanie w ciało, aby chronić stopy



Długo biegam, często noszę buty na wysokich obcasach, często gram w piłkę nożną

Powoduje pracę ręczną, a forsowne ćwiczenia prowadzą do nadwyżężenia mięśni .



Opis produktu

Czerwone światło LED składa się ze 120 szt. świateł podczerwonych: S MD (60 szt. czerwonych świateł i 60 szt. świateł podczerwonych)

- Przewód prądu stałego
- Zasilacz sieciowy: AC 100 ~ 240 V z przewodem.



Instrukcja użytkowania

- ◆ A1: Urządzenia do terapii światłem LED w kolorze czerwonym i

podczerwonym

- ◆ A2: Przewód prądu stałego.
- ◆ A3: Timer automatycznego wyłączenia (30 minut)
- ◆ A4: Adapter (AC100 – 240 V) i przewód zasilający.



Czyszczenie

1. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej niewielką ilością wody delikatnie przetrzyj powierzchnię urządzenia.



Ostrożność

1. Aby tego uniknąć, nie używaj alkoholu ani innych żrących środków czyszczących powodując korozję powierzchni i uszkodzenie części wewnętrznych.

2. Nie nakładać płynu czyszczącego bezpośrednio na jakąkolwiek powierzchnię adaptera, timera, podkładki, jeśli to możliwe spowodować uszkodzenie podzespołów elektrycznych.



Składowanie

Urządzenie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu; z dala od dużej wilgotności



Ostrzeżenie

Żadnego prania

Brak kompresji

Pozostać suchym

Obchodź się lekko



Uwaga

Osoby z chorobami serca lub rozrusznikiem serca nie mogą korzystać z tego systemu terapii światłem Nie mogą go używać kobiety w ciąży, owrzodzenia skóry i osoby z alergią.



Cechy

Model:	
Material:	75% neoprene and 25%velvet
Power supply	AC 100-240Vor DC 5 V Portable power
Product size	12.5*5.3*2.3inches
wavelength	660nm+850nm
Temperature	Max 104 °F
Frequency	50/60 Hz
N.W	0.80kg
G.W	0.82kg



Gwarancja i zastrzeżenie

Ograniczona roczna gwarancja

Udzielamy ograniczonej rocznej gwarancji pierwotnemu nabywcy na wszelkie wady techniczne

Gwarancja dotyczy tylko pierwotnego właściciela i oryginalnego produktu i nie jest nią objęta przenośny.

Gwarantujemy, że urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i wykonawczych roku od daty zakupu, jeśli urządzenie jest używane i konserwowane zgodnie z przepisami wymagania określone w instrukcji obsługi.

Jeśli Twoje urządzenie przestanie działać lub działać zgodnie z przeznaczeniem w ciągu rocznego okresu gwarancyjnego skontaktuj się z nami, a jeden z członków naszego zespołu obsługi klienta skontaktuje się z Tobą zrozumieć problem i udzielić wskazówek, jak naprawić TERAPIĘ ŚWIATŁEM lub wymienić, bezpłatnie.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia urządzenia i nie ma zastosowania do żadnego urządzenia, które to dotyczy został naruszony lub uszkodzony w wyniku niewłaściwego użycia, nadużycia lub zaniedbania Drogi Kliencie, bardzo dziękujemy za Twoje wspaniałe wsparcie! jeśli jest z czymś problem urządzenia, skontaktuj się z nami, a chętnie Ci pomożemy.

Prosimy o przesłanie nam zdjęć lub filmów przedstawiających awarię produktu i uprzejmie prosimy o poinformowanie mnie o swoich problemach numer zamówienia, numer telefonu, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz adres wysyłki. Jeśli Twoje zamówienie jest nadal objęte roczną gwarancją, ponownie wyślemy Ci nowy zamiennik, gdy tylko to nastąpi potwierdź dokładne problemy. Dziękujemy za współpracę z góry.

zasady gwarancji

-  1-letni okres odpowiedzialności za wady
-  60-dniowa gwarancja zwrotu i wymiany
-  Bezpłatna wymiana ładowarki, kontrolera i złączy na 18 miesięcy. (jeśli są zepsute).
-  Koszty przesyłki zwrotnej pokrywają klienci
-  Zwroty w formie „nie podoba mi się” , „nie chcę” , „kolor nie wygląda dobrze” nie są akceptowane.
-  Sytuacja, w której zepsuły się mniej niż trzy światła, nie jest objęta polityką gwarancyjną, ponieważ nie ma wpływu na efekt użytkowania.
-  zachowaj oryginalne opakowanie zewnętrzne, aby umożliwić pomyślny zwrot.

FCC Information

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone

przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LICHTTHERAPIE VOOR VOET

MODEL: PLR-100 PLR-100S

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde hulpmiddelen koopt bij ons vergeleken met de grote topmerken en dat hoeft niet per se zo te zijn omslag alle categorieën tools die door ons worden aangeboden. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit te verifiëren voorzichtig wanneer u bij ons een bestelling plaatst, als u dat daadwerkelijk doet Besparing Half in vergelijking met de belangrijkste grote merken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIGHT THERAPY
FOR FOOT

MODEL: PLR-100 PLR-100S



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

MANUAL

Voordat u dit product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding aandachtig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik .



Veiligheidseisen en opmerkingen

Beste gebruikers,

Bedankt voor uw aankoop van roodlicht- en infraroodlichttherapie. gebruiksaanwijzing is meegeleverd om ervoor te zorgen dat u dit apparaat kunt begrijpen en veilig kunt gebruiken.

Belangrijke mededeling

tijdig contact op met ons technisch servicecentrum voor hulp . Wij geven u technische ondersteuning of regelen een professionele technische expert dienst bij de eerste keer.

Correct gebruik kan de levensduur van apparatuur verlengen en de apparatuur volledig bruikbaar maken verst.

Abnormale werking, gevaar voor apparatuur of persoonlijk letsel veroorzaakt door handelingen die dat wel zijn absoluut verboden zoals gespecificeerd in dit document. Wijst elke verantwoordelijkheid af voor de veiligheid, betrouwbaarheid of prestaties van deze

apparatuur door de instructies niet in acht te nemen! Mierenfouten die voortvloeit uit een dergelijke niet-naleving, maakt de garantie ongeldig! Lees aandachtig de instructies in de “veiligheidseisen”, “Opmerking” en de specia waarschuwingen”! onderdeel van de inhoud.



1. Ontspan de spieren en verlicht spierkrampen, pijn en stijfheid
2. Verlicht voetpijn
3. Versnel de genezing, verlicht pijn en ontspan de spieren.
4. Verminder pijn en stijfheid
5. Bevorder de bloedcirculatie
6. Verbeter het herstellvermogen na sport of blessures.

Invoering




De effectieve golflengte van nabij-infraroodlichttherapie omvat 750 nm tot 1.400 nm. De Golf lengte van het nabij-infrarood is gunstiger bij het behandelen van diepe wonden en het verlichten van spieren en gewrichten pain.850nm is gebruikelijk

voor nabij-infraroodlichttherapie.

Schoenen gebruiken 66 stuks 850 nm infrarood led-verlichting (onzichtbaar voor naakt licht) en 66 stuks 660 nm rode lichten. De combinatie van rood en infrarood licht verhoogt de bloedcirculatie door therma effect om pijnverlichting te bieden.

Hoe werkt gedoseerd infrarood licht?



Het NLR is de kortste golflengte en de meest doordringende infraroodstraal. Welke 5 tot 10 mm van de menselijke lichaamsweefsels kan doordringen.

Infraroodlicht kan de huid binnendringen, rechtstreeks naar de spieren, het onderhuidse weefsel helpt daarbij om de bloedcirculatie te versnellen, de stofwisseling te verhogen, pijn te verlichten en de spieren te vergroten ontspanning, resulterend in massage-effecten. Infrarood behandelt de ziekte op verschillende niveaus omdat van het mobiliseren van het eigen ziekeresistente vermogen van het lichaam.



Functie

De voordelen van het Amazing Light Therapy Product (infrarood LED-therapiewant):

- ◆ Verlicht stijfheid en spasmen
- ◆ Vermindert pijn en ontstekingen
- ◆ Eenvoudig thuis beheren
- ◆ Verbetert de hydratatie en oxygenatie van de weefsels
- ◆ Verbeter de bloedsomloop
- ◆ Veilig voor alle huidtypes
- ◆ Kalmeert het zenuwstelsel

VEILIGE EN NATUURLIJKE PIJNBEBANDELING

- ◆ Dubbele kanten behandeling
- ◆ OTC-klasse II medisch hulpmiddel
- ◆ Verlicht pijn en stijfheid
- ◆ Verhoog de bloedcirculatie
- ◆ Verbetert het herstel na inspanning of blessure
- ◆ Versnelt de genezing, verzacht pijn en ontspant de spieren

LED-lampen van medische kwaliteit reiken diep in gewrichten en zacht weefsel Infrarood- en roodlichttherapieapparaat dringt effectief door in spieren en gewrichten om het bloed te verbeteren bloedsomloop en pijn verlichten, geschikt voor handgewrichtsreuma, zenuwpeesschedepijn, enz

Richt je op het lichaam om je voeten te beschermen



Lange tijd hardlopen, vaak hoge hakken dragen, vaak voetballen
Veroorzaakt handmatig werk en zware inspanning leidt tot spierspanning .



▶ **Product beschrijving**

LED rood licht bestaat uit infrarood lichtschoen 120 stuks Lichten: S MD
(60 stuks rode lichten en 60 stuks IR-lichten)

- Gelijkstroomsnoer
- Wisselstroomadapter: AC100~240V met snoer.

▶ **Gebruiksaanwijzing**

- ◆ A1: Therapieapparaten met rode en infrarood LED-verlichting
- ◆ A2: DC-snoer.
- ◆ A3: Automatische uitschakeltimer (30 minuten)
- ◆ A4: Adapter (AC100-240V) en netsnoer.



▶ **Schoonmaak**

1. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het reinigt.
2. Gebruik een zachte doek met een beetje water om het oppervlak van het apparaat voorzichtig af te vegen.

▶ **Voorzichtigheid**

1. Gebruik geen alcohol of andere bijtende schoonmaakmiddelen om te vermijden het oppervlak aantasten en interne onderdelen beschadigen.
2. Breng geen vloeibaar schoonmaakmiddel rechtstreeks aan op enig oppervlak van de adapter, timer of pad schade aan de elektrische componenten veroorzaken.

▶ **Opslag**

Het apparaat moet in een droge ruimte worden bewaard; uit de buurt van

hoge luchtvochtigheid



Waarschuwing

Geen wassen
Geen compressie
Blijf droog
Licht hanteren



Aandacht

Mensen met een hartaandoening of een pacemaker kunnen dit lichttherapiesysteem niet gebruiken Zwangere vrouwen, huidzweren en allergische mensen kunnen het niet gebruiken.



Functies

Model:	
Material:	75% neoprene and 25%velvet
Power supply	AC 100-240Vor DC 5 V Portable power
Product size	12.5*5.3*2.3inches
wavelength	660nm+850nm
Temperature	Max 104 °F
Frequency	50/60 Hz
N.W	0.80kg
G.W	0.82kg



Garantie en disclaimer

Beperkte garantie van één jaar

Wij bieden de oorspronkelijke koper een beperkte garantie van één

jaar tegen eventuele technische defecten

De garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en voor het originele product, en dat is niet het geval overdraagbaar.

Wij garanderen dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten jaar vanaf de datum van aankoop wanneer het apparaat wordt gebruikt en onderhouden volgens de vereisten zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Als uw apparaat tijdens de garantieperiode van één jaar niet meer functioneert of werkt zoals bedoeld. Neem dan contact met ons op en een van onze klantenservicemedewerkers zal met u samenwerken het probleem begrijpt en u instructies geeft over hoe u uw LICHTTHERAPIE kunt laten repareren of kosteloos vervangen.

Deze garantie dekt geen normale slijtage van het apparaat en is niet van toepassing op apparaten die dat wel doen er mee is geknoeid of beschadigd is als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik of nalatige behandeling. Beste klant, hartelijk dank voor uw geweldige steun aan ons! als er iets probleem mee is apparaat, neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Stuur ons alstublieft de foto's of video's van de productfout en laat mij alstublieft weten wat uw probleem is, bestelnummer, telefoonnummer, contactnaam en verzendadres.

Als uw bestelling nog steeds een jaar garantie heeft, sturen wij u de nieuwe vervanging opnieuw toe zodra wij deze hebben ontvangen bevestig de exacte problemen. Bedankt voor uw medewerking bij voorbaat.

Specifiek garantiebeleid

-  Aansprakelijkheidstermijn van 1 jaar voor defecten
-  60 dagen retour- en vervangingsgarantie
-  18 maanden gratis vervanging voor oplader, controller en

connectoren. (als ze kapot zijn).

- ✓ Retourkosten voor rekening van klanten
- ✓ Retourverzoeken als "Ik vind het niet leuk", "Ik wil het niet", "De kleur ziet er niet goed uit" worden niet geaccepteerd.
- ✓ De situatie dat er minder dan drie keer kapot is gegaan, wordt niet gedekt door het garantiebeleid, omdat dit geen invloed heeft op het gebruikseffect.
- ✓ bewaar de originele buitenverpakking voor een succesvolle retourzending.

FCC Information

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels.

Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LJUSTERAPI FÖR FOT

MODELL: PLR-100 PLR-100S

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att omslag alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIGHT THERAPY
FOR FOOT

MODELL: PLR-100 PLR-100S



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

MANUAL

Innan du använder denna produkt läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens .



Säkerhetskrav och anmärkningar

Kära användare,

Tack för att du köpte terapi med rött ljus och infrarött ljus. bruksanvisning har tillhandahållits för att säkerställa att du kommer att kunna förstå och säkert använda den här enheten.

Viktigt meddelande

Om du har några problem eller behöver hjälp med att använda, vänligen kontakta vårt tekniska servicecenter för hjälp i tid. Vi kommer att ge dig teknisk support eller ordna professionell teknisk expert för service vid första gången.

Användning på rätt sätt kan förlänga utrustningens livslängd, även göra utrustningen fullt användbar genom längst.

Onormal drift, faror för utrustning eller personskador orsakade av operationer som är absolut förbjudet enligt det här dokumentet.

Frånsäger sig allt ansvar för säkerhet, tillförlitlighet eller prestanda för denna utrustning genom att inte följa instruktionerna! Myrfel som

uppstår till följd av sådant underlåtenhet att följa garantin ogiltigförklaras! Vänligen läs noggrant instruktionerna i "säkerhetskrav", "Obs" och specia varningar"! en del av innehållet.



1. Slappna av i musklerna och lindra muskelkramper, smärta och stelhet
2. Lindra fotsmärter
3. Påskynda läkningen, lindra smärta och slappna av i musklerna.
4. Minska smärta och stelhet
5. Främja blodcirkulationen
6. Förbättra återhämtningsförmågan efter sport eller skador.


Introduktion



Effektiv våglängd för nära infraröd ljusterapi inkluderar 750 nm till 1 400 nm. Vågen längd av det nära infraröda är mer fördelaktigt för att behandla djupa sår och lindra muskler och leder smärta. 850nm är vanligt för nära infrarött ljusterapi. Skor använder 66st 850nm infraröda led-lampor (osynliga för naket

ljus) och 66st 660nm röda lampor. Kombinationen av rött och infrarött ljus ökar blodcirkulationen genom värme effekt för att ge smärtlindring.

Hur fungerar dos infrarött ljus?



NIR är den kortaste våglängden och den mest penetrerande infraröda strålen. Som kan penetrera 5 till 10 mm av människokroppens vävnader. Infrarött ljus kan penetrera huden, direkt till musklerna, subkutan vävnad vilket hjälper för att påskynda blodcirkulationen, öka ämnesomsättningen, lindra smärta och öka musklerna avslappning, vilket resulterar i massageeffekter. Infraröd behandlar sjukdomen på olika nivåer eftersom av att mobilisera kroppens egen sjukdomsresistent förmåga.

► Fungera

The Amazing Light Therapy Product (infraröd LED-terapivante) fördelar:

- ◆ Lindrar stelhet och spasmer
- ◆ Minskar smärta och inflammation
- ◆ Administrera enkelt hemma
- ◆ Förbättrar hydrering och syresättning av vävnaderna
- ◆ Förbättra cirkulationerna
- ◆ Säker för alla typer av hud
- ◆ Lugnar nervsystemet

SÄKER & NATURLIG SMÄRTBEHANDLING

- ◆ Dubbelsidig behandling
- ◆ OTC klass II medicinsk utrustning
- ◆ Lindrar smärta och stelhet
- ◆ Öka blodcirkulationen
- ◆ Förbättrar återhämtningen från träning eller skada
- ◆ Påskyndar läkning, lindrar smärta och slappnar av muskler


LED-lampor av medicinsk kvalitet når djupt in i leder och mjukvävnad
Infrarött och rött ljus terapianordning penetrerar muskler och leder effektivt
för att förbättra blodet cirkulation och lindra smärta, lämplig för
handledsreumatism, senhöljesmärta, etc.

Rikta kroppen för att skydda dina fötter



Springer länge, har ofta höga klackar, spelar ofta fotboll

Orsakar manuellt arbete och ansträngande träning leder till muskelansträngning .



Produktbeskrivning

LED rött ljus består av infrarött ljus sko120st Ljus: S MD (60st röda lampor & 60st IR lampor)

- DC sladd
- Nätadapter: AC100~240V med sladd.



I nstruktion för användning

- ◆ A1: Behandlingsenheter för röda och infraröda LED-ljus
- ◆ A2: Likströmssladd.
- ◆ A3: Timer för automatisk avstängning (30 minuter)
- ◆ A4: Adapter (AC100-240V) & nätsladd.



► Rengöring

1. Koppla bort enheten från strömförsörjningen före rengöring.
2. Använd en mjuk trasa med lite vatten för att försiktigt torka av enhetens yta.

► Varning

1. Använd inte alkohol eller andra frätande rengöringsmedel för att undvika korroderar ytan och skadar inre delar.
2. Applicera inte flytande rengöringsmedel direkt på någon yta av adaptern, timern, dynan som det skulle kunna orsaka skador på de elektriska komponenterna.

► Lagring

Enheten måste förvaras i torrt utrymme; borta från hög luftfuktighet

Varning

Ingen tvätt
Ingen kompression
Håll dig torr
Hantera lätt

Uppmärksamhet

Personer med hjärtsjukdom eller pacemaker kan inte använda detta ljusterapisystem Gravid kvinna, hudsår och allergiska personer kan inte använda det.

Funktioner

Model:	
Material:	75% neoprene and 25%velvet
Power supply	AC 100-240Vor DC 5V Portable power
Product size	12.5*5.3*2.3inches
wavelength	660nm+850nm
Temperature	Max 104 °F
Frequency	50/60 Hz
N.W	0.80kg
G.W	0.82kg

Garanti och ansvarsfriskrivning

Begränsad ett års garanti

Vi servar en begränsad ettårig garanti för den ursprungliga köparen mot eventuella tekniska defekter

Garantitäckning gäller endast den ursprungliga ägaren och den ursprungliga produkten och är det inte överförbar.

Vi garanterar att enheten är fri från defekter i material och utförande för en år från inköpsdatum när enheten används och underhålls enligt krav som beskrivs i användarhandboken.

Om din enhet slutar fungera eller fungera som avsett under den ettåriga garantiperioden vänligen kontakta oss så kommer en av våra kundtjänstmedlemmar att arbeta med dig förstå problemet och ge dig instruktioner om hur du får din LJUSTERAPI reparerad eller byts ut, utan kostnad.

Denna garanti täcker inte normalt slitage av enheten och gäller inte för någon enhet som har manipulerats eller skadats på grund av felaktig användning, missbruk eller vårdslös hantering Kära kund, tack så mycket för ditt fantastiska stöd hos oss! om det är något problem med kontakta oss gärna så hjälper vi dig gärna.

Skicka oss bilderna eller videorna av produktfelet, och vänligen meddela mig ditt ordernummer, telefonnummer, kontaktnamn och leveransadress.

Om din beställning fortfarande har ett års garanti, skickar vi om den nya ersättningen när vi bekräfta de exakta problemen. Tack för ditt samarbete på förhand.



Specifik garantipolicy y



1-års ansvarstid för fel



60 dagars retur- och bytesgaranti



18 månaders gratis utbyte för laddare, kontroller och kontakter.

(om de är trasiga).



Returporto betalas av kunder

- ✓ Returförfrågningar som "jag gillar det inte", "jag vill inte ha det", "färgen ser inte bra ut" accepteras inte.
- ✓ Den-mindre-än-tre-ljus-bröt-situationen täcks inte av garantipolicyn eftersom den inte påverkar användningseffekten.
- ✓ behåll den ursprungliga ytterförpackningen för framgångsrik retur.

FCC Information

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten,

uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

