

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

OPTICAL ELECTRIC MOTORIZED TABLE

MODEL:WZ-3A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OPTICAL ELECTRIC MOTORIZED TABLE

MODEL: WZ-3A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning - To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. General safety information for the use of electrical devices:

To avoid injury from or electric shock, please ensure compliance with safety instructions when using this device. Please read the instruction carefully and make sure that you have understood it well. Keep the manual near the equipment to be able to read it at any time.

Always use current sources connected to the ground and provide the necessary voltage (indicated on the label on the device). If you have any doubts, let an electrician check that the unit is properly grounded. Never use a damaged power cable.

2. When operating the lifting platform, pay attention to safety protection to avoid hands, feet and clothes being squeezed.

3. The lifting platform must be placed on a flat and solid ground to avoid overturning.

4. When placing items, the center of gravity should be placed on the center of gravity of the table, pay attention to not overload.

WARNING:

Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

MODEL AND PARAMETERS

Model	WZ-3A
Input	AC 120V 60Hz
Power	120W
Max. Capacity	55kg
Adjustable Height	630-810mm
Tabletop Size	580*400mm(A16) / 480*400mm(D16)
Materials	Steel+Density board

STRUCTURE DIAGRAM



1. Table top 2. Switch(UP/DOWN) 3. Bottom drawer 4. Switch
 5. External power socket(≤500W) 6. Power Socket(Built-in fuse)
 7. Caster Wheel

PARTS LIST

NOTE: Please check you have all the parts as shown in the part list.

	
Table Plate x1	Column Assembly x1
	
Square & wheel Assembly x2	Bottom Drawer x1
	
Eye Mask x1	Hex Key x1
	
Plastic End Plug x4	Power Cord x1
	
Screw x8	Washer x4
	
User Manual x1	

INSTALLATION



- A. Install the two tripods with casters in the boxes on the both sides of the elevator base respectively and tightening them.
- B. Tight the table plate with four M8(With the washer) inside Hexagon screw on the support board.
- C. Plug the plug of the elevator into the socket in place by the same direction.

FAULT REPAIR

① Around the foot platform is not parallel.

- a) It can be used wrench to adjust up and down, respectively, the two casters.
- b) Such as the lifting platform of the feet have posted signs RL. Loosen the screws of the RL wire and tighten the screws after the whole installation is complete.

② The platform can not take-off and landing.

- a) Check the power switch whether or not light up.
- b) Check whether the plug inserted in place.
- c) Check the power socket on the fuse is blown.

d) Inspection machines and table control switch plug is inserted in place.

③ **Slow rise and fall. (You are advised to contact professional maintenance personnel.)**

a) Check that the voltage used is correct - if the voltage is normal, the starting capacitor can be replaced with a 10-12UF capacitor according to the motor parameters.

MAINTENANCE

1. Wipe the table top regularly with a soft cloth and neutral cleaner, and be careful not to use cleaners containing acidic and alkaline ingredients.
2. Electrical cords and sockets need to be checked regularly.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MESA ÓPTICA ELÉCTRICA MOTORIZADA

MODELO:WZ-3A

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRICIDAD ÓPTICA
MESA MOTORIZADA

MODELO: WZ-3A



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.

Lea el manual con cuidado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Información general de seguridad para el uso de dispositivos eléctricos:

Para evitar lesiones o descargas eléctricas, asegúrese de cumplir con las normas de seguridad.

instrucciones de uso de este dispositivo. Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de que

Asegúrese de haberlo entendido bien. Guarde el manual cerca del equipo a utilizar.

capaz de leerlo en cualquier momento.

Utilice siempre fuentes de corriente conectadas a tierra y proporcione la tensión necesaria.

voltaje (indicado en la etiqueta del dispositivo). Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un

Un electricista debe comprobar que la unidad esté correctamente conectada a tierra. Nunca utilice un cable de alimentación dañado.

cable.

2. Al operar la plataforma elevadora, preste atención a las medidas de seguridad para evitar

Manos, pies y ropa apretadas.

3. La plataforma elevadora debe colocarse sobre una superficie plana y sólida para evitar

vuelco.

4. Al colocar los objetos, el centro de gravedad debe estar en el centro de la

Gravedad de la mesa, prestar atención a no sobrecargarla.

ADVERTENCIA:

Cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por el

Parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el

producto.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para una Clase Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema. interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	WZ-3A
Aporte	CA 120 V 60 Hz
Fuerza	120 W
Capacidad Máxima	55 kilos
Altura ajustable	630-810 mm
Tamaño de la mesa	580 x 400 mm (ancho x profundidad) / 480 x 400 mm (profundidad x profundidad)
Materiales	Tablero de acero+densidad

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Tablero de la mesa 2. Interruptor (ARRIBA/ABAJO) 3. Cajón inferior 4. Interruptor
5. Toma de corriente externa (≤500 W) 6. Toma de corriente (fusible incorporado)
7. Rueda giratoria

LISTA DE PIEZAS

NOTA: Verifique que tenga todas las piezas como se muestra en la lista de piezas.

	
Plato de mesa x1	Conjón de columna x1
	
Conjunto de rueda y escuadra x2	Cajón inferior x1
	
Máscara para ojos x1	Llave hexagonal x1
	
Tapón de plástico para extremos x4	Cable de alimentación x1
	
Tornillo x8	Arandela x4
	
Manual de usuario x1	

INSTALACIÓN



- A. Instale los dos trípodes con ruedas en las cajas a ambos lados del base del elevador respectivamente y apretándolos.
- B. Apriete la placa de la mesa con cuatro M8 (con arandela) en el interior del hexágono. Atornillar en la placa de soporte.
- C. Conecte el enchufe del ascensor a la toma de corriente situada en el mismo lugar. dirección.

REPARACIÓN DE AVERÍAS

Alrededor de la plataforma para los pies no es paralelo.

- a) Se puede utilizar una llave para ajustar hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, los dos ruedas
- b) Como la plataforma elevadora de los pies tiene señalizaciones RL. Afloje las tornillos del cable RL y apriete los tornillos después de que toda la instalación esté

La

plataforma no puede despegar ni aterrizar. a) Verifique si el interruptor de encendido se enciende o no. b) Verifique si el enchufe está insertado en su lugar. c) Verifique si el fusible del enchufe de alimentación está fundido.

- d) Las máquinas de inspección y el enchufe del interruptor de control de la mesa están insertados en su lugar. Sube y baja lentamente. (Se recomienda contactar a un profesional personal de mantenimiento.)
- a) Verifique que el voltaje utilizado sea correcto: si el voltaje es normal, el El condensador de arranque se puede sustituir por un condensador de 10-12 UF según Los parámetros del motor.

MANTENIMIENTO

1. Limpie la superficie de la mesa periódicamente con un paño suave y un limpiador neutro. Tenga cuidado de no utilizar limpiadores que contengan ingredientes ácidos y alcalinos.
2. Los cables y enchufes eléctricos deben revisarse periódicamente.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

OPTISKT ELEKTRISKA BORD

MODELL: WZ-3A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**OPTISK ELEKTRISK
MOTORISERAD BORD**

MODELL: WZ-3A



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Allmän säkerhetsinformation för användning av elektriska apparater:

För att undvika skador från eller elektriska stötar, vänligen se till att säkerhetskraven följs instruktioner när du använder den här enheten. Läs instruktionerna noggrant och gör säker på att du har förstått det väl. Förvara manualen nära den utrustning som ska finnas kunna läsa den när som helst.

Använd alltid strömkällor anslutna till jord och tillhandahåll nödvändiga spänning (anges på etiketten på enheten). Om du har några tvivel, låt en elektriker kontrollera att enheten är ordentligt jordad. Använd aldrig en skadad ström kabel.

2. När du använder lyftplattformen, var uppmärksam på säkerhetsskydd för att undvika händer, fötter och kläder som kläms.

3. Lyftplattformen måste placeras på ett plant och fast underlag för att undvika välta.

4. Vid placering av föremål ska tyngdpunkten placeras på mitten av bordets gravitation, var uppmärksam på att inte överbelasta.

VARNING:

Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av part.ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

FCC-information

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.


Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	WZ-3A
Input	AC 120V 60Hz
Driva	120W
Max. Kapacitet	55 kg
Justerbar höjd	630-810 mm
Bordsskiva storlek	580*400 mm (A16) / 480*400 mm (D16)
Material	Stål+Densitetstavla

STRUKTURDIAGRAM



1. Bordsskiva 2. Strömställare (UPP/NER) 3. Nedre låda 4. Strömställare
 5. Externt eluttag (500W) 6. Strömuttag (inbyggd säkring)
 7. Svänghjul

DELLISTA

OBS: Kontrollera att du har alla delar som visas i dellistan.

	
Bordsplatta x1	Kolumnmontering x1
	
Fyrkantig och hjulmontering x2	Nedre låda x1
	
Ögonmask x1	Insexnyckel x1
	
Plast ändplugg x4	Nätsladd x1
	
Skruv x8	Bricka x4
	
Användarmanual x1	

INSTALLATION



- A. Installera de två stativen med hjul i lådorna på båda sidorna av hissbas respektive och dra åt dem.
- B. Dra åt bordsskivan med fyra M8 (med brickan) inuti Hexagon skruva fast stödbordet.
- C. Sätt i stickkontakten till hissen i uttaget på plats med densamma riktning.

FELREPARATION

- ÿ Runt fotplattformen är inte parallell.** a) Den kan användas med en skiftnyckel för att justera upp respektive ned de två hjul.
- b) Såsom lyftplattformen på fötterna har skyltar RL. Lossa på skruvar på RL-tråden och dra åt skruvarna efter hela installationen komplett. ÿ

- Plattformen kan inte starta och landa.** a) Kontrollera om strömbrytaren lyser eller inte. b) Kontrollera om kontakten är isatt på plats. c) Kontrollera att eluttaget på säkringen har gått.

d) Inspektionsmaskiner och bordskontrollkontakt är insatt på plats. **ylångsam uppgång och fall. (Du rekommenderas att kontakta en professionell underhållspersonal.)**

a) Kontrollera att den använda spänningen är korrekt - om spänningen är normal, startkondensator kan bytas ut mot en 10-12UF kondensator enl motorparametrarna.

UNDERHÅLL

1. Torka av bordsskivan regelbundet med en mjuk trasa och neutralt rengöringsmedel, och vara var noga med att inte använda rengöringsmedel som innehåller sura och alkaliska ingredienser.
2. Elektriska sladdar och uttag måste kontrolleras regelbundet.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

OPTISCHE ELEKTRISCHE GEMOTORISEERDE TAFEL

MODEL:WZ-3A

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OPTISCH ELEKTRISCH

GEMOTORISEERDE TAFEL

MODEL: WZ-3A



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen
handleiding zorgvuldig door.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Algemene veiligheidsinformatie voor het gebruik van elektrische apparaten:

Om letsel of elektrische schokken te voorkomen, dient u zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften.
instructies bij het gebruik van dit apparaat. Lees de instructies zorgvuldig door en maak
zeker dat u het goed begrepen hebt. Bewaar de handleiding bij de apparatuur die u wilt gebruiken
op elk gewenst moment kunnen lezen.

Gebruik altijd stroombronnen die met de aarde zijn verbonden en zorg voor de nodige
spanning (aangegeven op het etiket op het apparaat). Als u twijfels hebt, laat het dan aan een
elektricien controleren of het apparaat goed geaard is. Gebruik nooit een beschadigde stroombron
kabel.

2. Let bij het bedienen van het hefplatform op de veiligheidsvoorzieningen om letsel te voorkomen
handen, voeten en kleding worden geknepen.

3. Het hefplatform moet op een vlakke en stevige ondergrond worden geplaatst om te voorkomen dat
omvallen.

4. Bij het plaatsen van items moet het zwaartepunt op het midden van de tafel liggen.
zwaartekracht van de tafel, let op dat u deze niet overbelast.

WAARSCHUWING:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de
partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de
product.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd. de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse

B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om bieden redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door


Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen. verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

MODEL EN PARAMETERS

Model	WZ-3A
Invoer	Wisselstroom 120V 60Hz
Stroom	120W
Maximale capaciteit	55kg
Verstelbare hoogte	630-810mm
Tafelbladformaat	580*400mm (A16) / 480*400mm (D16)
Materialen	Staal+Dichtheidsplaat

STRUCTUURDIAGRAM



1. Tafelblad
2. Schakelaar (OMHOOG/OMLAAG)
3. Onderste lade
4. Schakelaar
5. Extern stopcontact (500W)
6. Stopcontact (ingebouwde zekering)
7. Zwenkwiel

ONDERDELENLIJST

LET OP: Controleer of u alle onderdelen hebt die in de onderdelenlijst staan.

	
Tafelblad x1	Kolommontage x1
	
Vierkant en wielmontage x2	Onderste lade x1
	
Oogmasker x1	Inbussleutel x1
	
Kunststof eindplug x4	Stroomkabel x1
	
Schroef x8	Ring x4
	
Gebruiksaanwijzing x1	

INSTALLATIE



- A. Installeer de twee statieven met wieltjes in de dozen aan beide zijden van de liftbasis respectievelijk vast te zetten en vast te draaien.
- B. Draai de tafelplaat vast met vier M8 (met de ring) binnenin de zeskant. Schroef het steunbord vast.
- C. Steek de stekker van de lift in het stopcontact op dezelfde plaats richting.

STORING REPAREREN

⚠ Rond het voetplatform is niet parallel. a) Er kan

een sleutel worden gebruikt om de twee respectievelijk omhoog en omlaag te verstellen wielen.

b) Zoals het hefplatform van de voeten hebben borden RL geplaatst. Maak de schroeven van de RL-draad en draai de schroeven vast nadat de hele installatie is voltooid compleet.

⚠ Het platform kan niet opstijgen en landen. a)

Controleer of de schakelaar wel of niet oplicht. b) Controleer

of de stekker goed is aangesloten. c) Controleer of de

zekering in het stopcontact is doorgebrand.

d) De stekker van de inspectiemachines en de tafelbedieningsschakelaar is op zijn plaats gestoken.

ÿ Langzaam stijgen en dalen. (U wordt geadviseerd om contact op te nemen met een professional onderhoudspersoneel.)

a) Controleer of de gebruikte spanning correct is. Als de spanning normaal is, startcondensator kan worden vervangen door een 10-12UF condensator volgens de motorparameters.

ONDERHOUD

1. Veeg het tafelblad regelmatig af met een zachte doek en een neutrale reiniger en Let op dat u geen reinigingsmiddelen gebruikt die zure en alkalische ingrediënten bevatten.
2. Elektrische snoeren en stopcontacten moeten regelmatig gecontroleerd worden.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TABLE ELECTRIQUE MOTORISEE OPTIQUE

MODÈLE : WZ-3A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OPTIQUE ELECTRIQUE
TABLE MOTORISÉE

MODÈLE : WZ-3A



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions

Lisez attentivement le manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Consignes générales de sécurité pour l'utilisation des appareils électriques :

Pour éviter toute blessure ou tout choc électrique, veuillez vous assurer de respecter les consignes de sécurité.

instructions lors de l'utilisation de cet appareil. Veuillez lire attentivement les instructions et

Assurez-vous de l'avoir bien compris. Gardez le manuel à proximité de l'équipement à utiliser.

pouvoir le lire à tout moment.

Utilisez toujours des sources de courant connectées à la terre et fournissez les

tension (indiquée sur l'étiquette de l'appareil). En cas de doute, contactez un

électricien, vérifiez que l'appareil est correctement mis à la terre. N'utilisez jamais une alimentation endommagée
câble.

2. Lors de l'utilisation de la plate-forme élévatrice, faites attention aux protections de sécurité pour éviter
les mains, les pieds et les vêtements sont pressés.

3. La plate-forme élévatrice doit être placée sur un sol plat et solide pour éviter
renversant.

4. Lors du placement des objets, le centre de gravité doit être placé au centre de
gravité de la table, attention à ne pas surcharger.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par le
partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le
produit.

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux les deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.


Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne l'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée par en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème. interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	WZ-3A
Saisir	CA 120 V 60 Hz
Pouvoir	120 W
Capacité max.	55 kg
Hauteur réglable	630-810 mm
Taille de la table	580*400mm(A16) / 480*400mm(D16)
Matériels	Acier + panneau de densité

SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Plateau de table 2. Interrupteur (HAUT/BAS) 3. Tiroir inférieur 4. Interrupteur
 5. Prise de courant externe ($\leq 500W$) 6. Prise de courant (fusible intégré)
 7. Roulette pivotante

LISTE DES PIÈCES

REMARQUE : Veuillez vérifier que vous disposez de toutes les pièces comme indiqué dans la liste des pièces.

	
Plateau de table x1	Ensemble de colonnes x1
	
Ensemble carré et roue x2	Tiroir inférieur x1
	
Masque pour les yeux x1	Clé hexagonale x1
	
Embout en plastique x4	Cordon d'alimentation x1
	
Vis x8	Rondelle x4
	
Manuel d'utilisation x1	

INSTALLATION



- A. Installez les deux trépieds à roulettes dans les boîtes des deux côtés du base de l'élévateur respectivement et en les serrant.
- B. Serrez la plaque de table avec quatre M8 (avec la rondelle) à l'intérieur de l'hexagone visser la planche de support.
- C. Branchez la fiche de l'ascenseur dans la prise en place par le même direction.

RÉPARATION DE DÉFAUTS

Autour de la plate-forme du pied n'est pas parallèle.

- a) Il peut être utilisé une clé pour régler de haut en bas, respectivement, les deux roulettes.
- b) Comme la plate-forme de levage des pieds ont affiché des panneaux RL. Desserrez le vis du fil RL et serrez les vis une fois l'installation terminée.

La plate-

- forme ne peut pas décoller et atterrir. a) Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation s'allume ou non. b) Vérifiez si la fiche est insérée en place. c) Vérifiez que la prise de courant du fusible est grillée.

d) Les machines d'inspection et la prise de l'interrupteur de commande de la table sont insérées en place. Montée et descente lentes. (Il est conseillé de contacter un professionnel personnel d'entretien.)

a) Vérifiez que la tension utilisée est correcte - si la tension est normale, la le condensateur de démarrage peut être remplacé par un condensateur 10-12UF selon les paramètres du moteur.

ENTRETIEN

1. Essuyez régulièrement le dessus de la table avec un chiffon doux et un nettoyant neutre, et soyez veillez à ne pas utiliser de nettoyants contenant des ingrédients acides et alcalins.

2. Les cordons et les prises électriques doivent être vérifiés régulièrement.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

OPTISCHER ELEKTRISCH MOTORISierter TISCH

MODELL: WZ-3A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OPTISCH ELEKTRISCH
MOTORISIERTER TISCH

MODELL: WZ-3A



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Achtung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit elektrischen Geräten:

Um Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden, achten Sie bitte auf die Einhaltung der Sicherheitshinweise Anweisungen, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, Stellen Sie sicher, dass Sie es gut verstanden haben. Bewahren Sie das Handbuch in der Nähe des zu Sie können es jederzeit lesen.

Verwenden Sie immer geerdete Stromquellen und sorgen Sie für die notwendige Spannung (auf dem Etikett des Geräts angegeben). Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie Lassen Sie die Erdung des Geräts von einem Elektriker überprüfen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Kabel.

2. Achten Sie beim Betrieb der Hebebühne auf Sicherheitsschutz, um zu vermeiden Hände, Füße und Kleidung werden eingequetscht.

3. Die Hebebühne muss auf einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt werden, um Umkippen.

4. Beim Platzieren von Gegenständen sollte der Schwerpunkt auf der Mitte des Schwerkraft des Tisches, achten Sie darauf, ihn nicht zu überlasten.

WARNUNG:

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden,

Die Verwendung einer für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkt.

FCC-Informationen

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden
Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des
Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den
die folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die
kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von
Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des
Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse
B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu,
bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet
Installation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.

nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies zu

Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass

Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht,
schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch

Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben.

Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das
Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

MODELL UND PARAMETER

Modell	WZ-3A
Eingang	Wechselstrom 120 V, 60 Hz
Leistung	120 W
Max. Kapazität	55 kg
Einstellbare Höhe	630-810 mm
Tischplattengröße	580 x 400 mm (A16)/480 x 400 mm (D16)
Materialien	Stahl+Dichteplatte

STRUKTURDIAGRAMM



1. Tischplatte 2. Schalter (AUF/AB) 3. Untere Schublade 4. Schalter
 5. Externe Steckdose (500 W) 6. Steckdose (eingebaute Sicherung)
 7. Lenkrolle

TEILELISTE

HINWEIS: Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle in der Teileliste aufgeführten Teile haben.

	
Tischplatte x1	Säulenbaugruppe x1
	
Vierkant- und Radbaugruppe x2	Untere Schublade x1
	
Augenmaske x1	Inbusschlüssel x1
	
Kunststoff-Endstopfen x4	Netzkabel x1
	
Schraube x8	Unterlegscheibe x4
	
Benutzerhandbuch x1	

INSTALLATION



- A. Installieren Sie die beiden Stative mit Rollen in den Kästen auf beiden Seiten des Aufzugssockel einsetzen und festziehen.
- B. Befestigen Sie die Tischplatte mit vier M8 (mit Unterlegscheibe) im Sechskant Trägerplatte anschrauben.
- C. Stecken Sie den Stecker des Aufzugs in die Steckdose an der gleichen Richtung.

FEHLERBEHEBUNG

Um die Fußplattform herum ist nicht parallel. a) Es

kann ein Schraubenschlüssel verwendet werden, um die beiden nach oben bzw. unten einzustellen Rollen.

b) Wie die Hebebühne der Füße haben Zeichen RL veröffentlicht. Lösen Sie die Schrauben des RL-Kabels und ziehen Sie die Schrauben fest, nachdem die gesamte Installation

abgeschlossen. **Die Plattform kann nicht starten und**

landen. a) Überprüfen Sie, ob der Netzschalter leuchtet. b)

Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig eingesteckt ist. c)

Überprüfen Sie, ob die Sicherung an der Steckdose durchgebrannt ist.

d) Der Stecker für den Kontrollschalter der Inspektionsmaschinen und des Tisches wird eingesteckt.

Ÿ Langsamer Anstieg und Abfall. (Wir empfehlen Ihnen, sich an einen Fachmann zu wenden. Wartungspersonal.)

a) Überprüfen Sie, ob die verwendete Spannung korrekt ist. Wenn die Spannung normal ist,

Der Startkondensator kann durch einen 10-12UF-Kondensator ersetzt werden.

die Motorparameter.

WARTUNG

1. Wischen Sie die Tischplatte regelmäßig mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reiniger ab.

Achten Sie darauf, keine Reinigungsmittel mit säurehaltigen oder alkalischen Inhaltsstoffen zu verwenden.

2. Stromkabel und Steckdosen müssen regelmäßig überprüft werden.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

OPTYCZNY ELEKTRYCZNY STÓŁ Z NAPĘDEM

MODEL:WZ-3A

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź półowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OPTYCZNY ELEKTRYCZNY

Stół z napędem elektrycznym

MODEL: WZ-3A



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z instrukcją instrukcję uważnie.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych:

Aby uniknąć obrażeń lub porażenia prądem, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

instrukcji podczas korzystania z tego urządzenia. Przeczytaj uważnie instrukcję i zrób to upewnij się, że dobrze to rozumiałeś. Trzymaj instrukcję w pobliżu sprzętu, który chcesz możliwość przeczytania go w każdej chwili.

Zawsze używaj źródeł prądu podłączonych do uziemienia i zapewnij niezbędną zasilanie.

napięcie (oznaczone na etykiecie urządzenia). W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. Nigdy nie używaj uszkodzonego zasilacza kabel.

2. Podczas obsługi podnośnika należy zwrócić uwagę na środki bezpieczeństwa, aby uniknąć ścisnąć rąk, stóp i ubrań.

3. Platformę podnoszącą należy ustawić na płaskim i twardym podłożu, aby uniknąć wywrócenie.

4. Podczas umieszczania przedmiotów środek ciężkości powinien znajdować się w środku ciężaru stołu, zwróć uwagę aby go nie przeciążyć.

OSTRZEŻENIE:

Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez

stroną odpowiedzialną za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania z usługi produkt.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyrażnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega spełnianiu dwóch warunków:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, może powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z usługi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla klasy

Urządzenie cyfrowe B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu: zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie wyłączając i włączając produkt, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłócenia spowodowane przez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

MODEL I PARAMETRY

Model	WZ-3A
Wejście	Prąd zmienny 120 V 60 Hz
Moc	120 W
Maksymalna pojemność	55kg
Regulowana wysokość	630-810 mm
Rozmiar blatu stołu	580*400mm(A16) / 480*400mm(D16)
Przybory	Płyta stalowa+gę sta

SCHEMAT STRUKTURY



1. Błat stołu 2. Przełącznik (GÓRA/DÓŁ) 3. Dolna szuflada 4. Przełącznik
5. Gniazdo zasilania zewnęie (500W) 6. Gniazdo zasilania (wbudowany bezpiecznik)
7. Koło jezdne

LISTA CZĘŚCI

UWAGA: Sprawdź, czy masz wszystkie części pokazane na liście części.

	
Talerz stołowy x1	Montaż kolumny x1
	
Zestaw kół kwadratowych i kwadratowych x2	Dolna szuflada x1
	
Maska na oczy x1	Klucz imbusowy x1
	
Plastikowa zaślepka końcowa x4	Przewód zasilający x1
	
Śruba x8	Podkładka x4
	
Instrukcja obsługi x1	

INSTALACJA



A. Zamontuj dwa statywy z kółkami w skrzynkach po obu stronach odpowiednio podstawy windy i dokręć cając je.

B. Dokręć płytę stołu czterema śrubami M8 (z podkładką) wewnątrz sześciokąta przykręć cię deskę podporową.

C. Podłącz wtyczkę windy do gniazdka w tym samym miejscu kierunku.

NAPRAWA USTEREK

Wokół platformy stopy nie ma równoległości. a)

Można użyć klucza, aby odpowiednio wyregulować w górę i w dół, odpowiednio dwa koła.

b) Na przykład platforma podnosząca stopy ma umieszczone znaki RL. Poluzuj śruby przewodu RL i dokręć śruby po zakończeniu całej instalacji kompletne.

Platforma nie może startować i lądować. a) Sprawdź, czy wyłącznik zasilania świeci się. b) Sprawdź, czy wtyczka jest włożona na miejsce. c) Sprawdź, czy gniazdo zasilania na bezpieczniku jest przepalone.

d) Wtyczka przełącznika maszyny kontrolnej i stołu sterującego jest włożona na miejsce.

Powolne podnoszenie i opadanie. (Zaleca się kontakt z fachowcem)

(personelu zajmującego się konserwacją.)

a) Sprawdź, czy napięcie jest prawidłowe – jeżeli napięcie jest prawidłowe, kondensator rozruchowy można zastąpić kondensatorem 10-12UF zgodnie z parametrami silnika.

KONSERWACJA

1. Blat stołu należy regularnie przecierać miękką ściereczką i neutralnym środkiem czyszczącym.

Uważaj, aby nie używać środków czyszczących zawierających składniki kwaśne i zasadowe.

2. Należy regularnie sprawdzać przewody i gniazda elektryczne.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TAVOLO OTTICO ELETTRICO MOTORIZZATO

MODELLO:WZ-3A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**OTTICO ELETTRICO
TAVOLO MOTORIZZATO**

MODELLO: WZ-3A



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Informazioni generali sulla sicurezza per l'uso di apparecchi elettrici:

Per evitare lesioni o scosse elettriche, assicurarsi di rispettare le norme di sicurezza istruzioni per l'uso di questo dispositivo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di assicurarsi di averlo capito bene. Tieni il manuale vicino all'attrezzatura da poterlo leggere in qualsiasi momento.

Utilizzare sempre fonti di corrente collegate a terra e fornire le necessarie tensione (indicata sull'etichetta del dispositivo). In caso di dubbi, contattare un elettricista verifica che l'unità sia correttamente messa a terra. Non utilizzare mai un alimentatore danneggiato cavo.

2. Durante l'utilizzo della piattaforma elevatrice, prestare attenzione alle protezioni di sicurezza per evitare mani, piedi e vestiti vengono strizzati.

3. La piattaforma elevatrice deve essere posizionata su un terreno piano e solido per evitare ribaltamento.

4. Quando si posizionano gli oggetti, il baricentro deve essere posizionato al centro dell'oggetto. gravità del tavolo, fare attenzione a non sovraccaricarlo.

AVVERTIMENTO:

Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dal party.responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguendo due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per una Classe Dispositivo digitale B conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.


Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni interferenza alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l' interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il il ricevitore è collegato.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	Modello WZ-3A
Ingresso	CA 120 V 60 Hz
Energia	120W
Capacità massima	55 kg
Altezza regolabile	630-810mm
Dimensioni del tavolo	580*400mm (A16) / 480*400mm (D16)
Materiali	Acciaio + pannello di densità

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Piano del tavolo 2. Interruttore (SU/GIÙ) 3. Cassetto inferiore 4. Interruttore
5. Presa di alimentazione esterna (500W) 6. Presa di corrente (fusibile incorporato)
7. Ruota girevole

ELENCO DELLE PARTI

NOTA: verificare di avere a disposizione tutti i pezzi indicati nell'elenco.

	
Piatto da tavolo x1	Gruppo colonna x1
	
Gruppo quadrato e ruota x2	Cassetto inferiore x1
	
Maschera per gli occhi x1	Chiave esagonale x1
	
Tappo terminale in plastica x4	Cavo di alimentazione x1
	
Vite x8	Rondella x4
	
Manuale utente x1	

INSTALLAZIONE



- A. Installare i due treppiedi con rotelle nelle scatole su entrambi i lati del rispettivamente la base dell'elevatore e serrandole.
- B. Serrare la piastra del tavolo con quattro M8 (con la rondella) all'interno dell'esagono avvitare la tavola di supporto.
- C. Inserire la spina dell'ascensore nella presa predisposta con la stessa direzione.

RIPARAZIONE GUASTI

Intorno alla piattaforma del piede non è parallelo. a)

È possibile utilizzare una chiave inglese per regolare rispettivamente verso l'alto e verso il basso i due rotelle.

b) Come la piattaforma di sollevamento dei piedi hanno pubblicato i segnali RL. Allentare il viti del filo RL e stringere le viti dopo che l'intera installazione è completo.

La piattaforma non può decollare e atterrare. a)

Controllare che l'interruttore di alimentazione sia acceso o meno.

b) Controllare che la spina sia inserita correttamente. c)

Controllare che il fusibile della presa di corrente non sia bruciato.

d) La spina dell'interruttore di controllo delle macchine di ispezione e del tavolo è inserita in posizione. y

Aumento e discesa lenti. (Si consiglia di contattare un professionista personale addetto alla manutenzione.)

a) Controllare che la tensione utilizzata sia corretta: se la tensione è normale, il condensatore di avviamento può essere sostituito con un condensatore da 10-12UF secondo i parametri del motore.

MANUTENZIONE

1. Pulire regolarmente il piano del tavolo con un panno morbido e un detergente neutro, quindi fare attenzione a non usare detergenti contenenti ingredienti acidi e alcalini.
2. I cavi elettrici e le prese devono essere controllati regolarmente.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support