

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

USER MANUAL

MODEL:YHEO-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODEL:YHEO-1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lab Distillation Apparatus.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. **DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lab Distillation Apparatus.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.


SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

Thank you very much for choosing this model. Glass fittings should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Parts name	Number of parts	Description
Two-necked flat bottom flask	1	2000ml
Opposite mouth flask	1	2000ml
Coil condenser	1	24/40 ground glass joint
Conical flask	1	150ml
Gas guide tube	1	24/40 ground glass joint, 40/38 ground glass joint
Glass stopper	2	24/40
Separatory funnel	1	24/40 ground glass joint, 100ml
beaker	1	150ml
Glue head dropper	2	Red glue head
Thermometer	1	200°C
Thermometer adapter	1	24/40 ground glass joint
Latex tubing	1	6*9*2000mm
Vacuum grease	1	Vaseline
Flask brush	1	Big size
Electronic hot plate	1	1500W
Essential oil bottle	2	30ml brown bottle
Iron support stand	1	With 50cm supporting pole
Plastic clip	3	2 of 24/40, 1 of 40/38
Cross clamp	2	/
Flask clamp	2	/
Circular ring	1	7.3cm


2. Fix the flask with a flask clamp;




3. Install the opposite mouth flask;




4. Install the gas guide tube and fix it with a plastic clip;



5. Install the coil condenser and fix it with a plastic clip;



6. Install the separatory funnel and fix it with a flask clamp;



7. Install the thermometer adapter and the thermometer at the branch of the two-necked flat bottom flask.



PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO-1		
Power	1500W		
Voltage	AC 120V ,60HZ	AC 220-240V ,50HZ	
Region	AMERICA	EUROPE	AUSTRALIA

RECOVERY AND DISPOSAL

This product complies with the provisions of the European Directive 2012/19/EC. The symbol marked with a crossed out wheelie bin indicates that this product requires separate recycling in the EU. The same is true for products and all accessories marked with this symbol. Products marked as such must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APPAREIL DE DISTILLATION DE LABORATOIRE

Manuel D'UTILISATION

MODÈLE : YHEO-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODÈLE : YHEO-1



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

9. Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
10. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
11. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
12. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
13. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
15. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité l'appareil de distillation de laboratoire.
16. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez consulter le schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'emploi

7. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
8. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
9. Ne pas dépasser les capacités de poids.
10. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un appareil de distillation de

laboratoire entièrement chargé .

11. Utiliser uniquement comme prévu.

12. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST

Merci d'avoir choisi ce modèle . Les ferrures en verre doivent toujours être manipulées avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Nom des pièces	Nombre de pièces	Description
Ballon à fond plat à deux cols	1	2000 ml
Flacon à col opposé	1	2000 ml
Condenseur à serpentín	1	Joint en verre rodé 24/40
Fiole conique	1	150 ml
Tube de guidage de gaz	1	Joint en verre dépoli 24/40, joint en verre dépoli 40/38
Bouchon en verre	2	24/40
Entonnoir de séparation	1	Joint en verre rodé 24/40, 100 ml
gobelet	1	150 ml
Compte-gouttes à tête de colle	2	Tête de colle rouge
Thermomètre	1	200°C
Adaptateur de thermomètre	1	Joint en verre rodé 24/40
Tubes en latex	1	6*9*2000mm
Graisse sous vide	1	Vaseline


Brosse à flacon	1	Grande taille
Plaque chauffante électronique	1	1500 W
Bouteille d'huile essentielle	2	Bouteille marron de 30 ml
Support en fer	1	Avec poteau de support de 50 cm
Clip en plastique	3	2 sur 24/40, 1 sur 40/38
Serre-joint en croix	2	/
Pince à fiole	2	/
Anneau circulaire	1	7,3 cm




No.	Parts Name
1	Two-necked flat bottom flask
2	Opposite mouth flask
3	Coil condenser
4	Conical flask
5	Gas guide tube
6	Glass stopper
7	Separatory funnel
8	Beaker
9	Glue head dropper
10	Thermometer
11	Thermometer adapter
12	Latex tubing
13	Vacuum grease
14	Flask brush
15	Electronic hot plate
16	Essential oil bottle
17	Iron support stand
18	Plastic clip
19	Cross clamp
20	Flask clamp
21	Circular ring

OPERATION

8. Placez le plat à deux cols ballon inférieur sur la plaque chauffante électronique ;




9. Fixez le flacon avec une pince à flacon ;



10. Installer le flacon à goulot opposé ;




11. Installez le tube de guidage de gaz et fixez-le avec un clip en plastique ;



12. Installez le condenseur à serpentin et fixez-le avec un clip en plastique ;



13. Installer l'ampoule à décanter et la fixer avec une pince à flacon ;




14. Installer l'adaptateur de thermomètre et le thermomètre à la branche du tuyau plat à deux cols ballon inférieur .



PRODUCT PARAMETER

Modèle	YHEO-1		
Pouvoir	1500 W		
Tension	CA 120 V, 60 HZ	CA 220-240 V, 50 HZ	
Région	AMÉRIQUE	EUROPE	AUSTRALIE

RECOVERY AND DISPOSAL

Ce produit est conforme aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit doit être recyclé séparément dans l'UE. Il en va de même pour les produits et accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage de  uipements électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABORDESTILLATIONSGERÄT

Benutzerhandbuch

MODELL: YHEO-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODELL: YHEO-1



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

17. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
18. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
21. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
23. Labordestillationsgerät sicher stehen kann .
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

13. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.
14. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.
15. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität.
16. Labordestillationsgerät sicher stehen kann .
17. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
18. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Modell entschieden haben .
Glasbeschläge sollten stets mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.


Teilebezeichnung	Anzahl der Teile	Beschreibung
Zweihals-Stehkolben	1	2000 ml
Gegenmündungsflasche	1	2000 ml
Spulenkondensator	1	24/40 Schliff
Erlenmeyerkolben	1	150 ml
Gasführungsrohr	1	24/40 Schliffverbindung, 40/38 Schliffverbindung
Glasstopfen	2	24/40
Scheidetrichter	1	24/40 Schliff, 100ml
Becherglas	1	150 ml
Klebekopftropfer	2	Roter Klebekopf
Thermometer	1	200°C
Thermometeradapter	1	24/40 Schliff
Latexschläuche	1	6*9*2000 mm
Vakuumfett	1	Vaseline
Kolbenbürste	1	Große Größe
Elektronische Kochplatte	1	1500 W
Flasche mit ätherischem Öl	2	30 ml braune Flasche
Bügeleisen-Ständer	1	Mit 50cm Stützstange
Kunststoffclip	3	2 von 24/40,1 von 40/38
Kreuzklemme	2	/
Kolbenklemme	2	/
Kreisring	1	7,3 cm




No.	Parts Name
1	Two-necked flat bottom flask
2	Opposite mouth flask
3	Coil condenser
4	Conical flask
5	Gas guide tube
6	Glass stopper
7	Separatory funnel
8	Beaker
9	Glue head dropper
10	Thermometer
11	Thermometer adapter
12	Latex tubing
13	Vacuum grease
14	Flask brush
15	Electronic hot plate
16	Essential oil bottle
17	Iron support stand
18	Plastic clip
19	Cross clamp
20	Flask clamp
21	Circular ring

OPERATION

15. Platzieren Sie den Zwei-hals - Flach Bodenkolben auf der elektronischen Heizplatte ;




16. Fixieren Sie den Kolben mit einer Kolbenklemme;




17. Installieren Sie den Kolben mit der gegenüberliegenden Öffnung.




18. Installieren Sie das Gasführungsrohr und befestigen Sie es mit einem Kunststoffclip.




19. Installieren Sie den Spulenkondensator und befestigen Sie ihn mit einem Kunststoffclip.



20. Installieren Sie den Scheidetrichter und befestigen Sie ihn mit einer Kolbenklemme.



21. Montieren Sie den Thermometeradapter und das Thermometer am Abzweig des zweihalsigen Flachschauchs Bodenkolben .



PRODUCT PARAMETER

Modell	YHEO-1		
Leistung	1500 W		
Stromspannung	WECHSELSTROM 120 V, 60 HZ	WECHSELSTROM 220-240 V, 50 HZ	
Region	AMERIKA	EUROPA	AUSTRALIEN

RECOVERY AND DISPOSAL

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU getrennt recycelt werden muss. Dies gilt auch für Produkte und Zubehör, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Produkte, die entsprechend gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Hausmüll, sondern muss zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.



Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**APPARECCHIATURA DI DISTILLAZIONE
DA LABORATORIO
MANUALE utente
MODELLO:YHEO-1**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODELLO:YHEO-1



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

25. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
26. Durante il montaggio indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
27. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
28. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
29. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
30. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
31. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro l'apparato di distillazione da laboratorio .
32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso

19. **NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**
20. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
21. Non superare la capacità di peso.
22. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro un apparecchio di distillazione da laboratorio completamente carico .
23. Utilizzare solo come previsto.
24. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST

Grazie mille per aver scelto questo modello . I raccordi in vetro devono essere sempre maneggiati con cura. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Nome delle parti	Numero di parti	Descrizione
Pallone a fondo piatto a due colli	1	2000 ml
Fiaschetta a bocca opposta	1	2000 ml
Condensatore a serpentina	1	Giunto in vetro smerigliato 24/40
Beuta conica	1	150 ml
Tubo guida gas	1	Giunto in vetro smerigliato 24/40, giunto in vetro smerigliato 40/38
Tappo di vetro	2	24/40
Imbuto separatore	1	Giunto in vetro smerigliato 24/40, 100 ml
becher	1	150 ml
Contagocce per colla	2	Testa di colla rossa
Termometro	1	200°C
Adattatore per termometro	1	Giunto in vetro smerigliato 24/40
tubi in lattice	1	6*9*2000mm
Grasso per vuoto	1	Vaselina
Spazzola per fiaschetta	1	Grandi dimensioni
Piastra riscaldante elettronica	1	1500W


Bottiglia di olio essenziale	2	Flacone marrone da 30 ml
Supporto in ferro	1	Con palo di supporto da 50 cm
clip di plastica	3	2 di 24/40, 1 di 40/38
Morsetto a croce	2	/
Morsetto per pallone	2	/
Anello circolare	1	7,3 centimetri




No.	Parts Name
1	Two-necked flat bottom flask
2	Opposite mouth flask
3	Coil condenser
4	Conical flask
5	Gas guide tube
6	Glass stopper
7	Separatory funnel
8	Beaker
9	Glue head dropper
10	Thermometer
11	Thermometer adapter
12	Latex tubing
13	Vacuum grease
14	Flask brush
15	Electronic hot plate
16	Essential oil bottle
17	Iron support stand
18	Plastic clip
19	Cross clamp
20	Flask clamp
21	Circular ring

OPERATION


22. Posizionare il piatto a due colli pallone inferiore sulla piastra riscaldante elettronica ;




23. Fissare il pallone con un morsetto per pallone;




24. Installare il pallone con la bocca opposta;




25. Installare il tubo guida del gas e fissarlo con una clip di plastica;



26. Installare il condensatore a serpentina e fissarlo con una clip di plastica;



27. Installare l'imbutto separatore e fissarlo con una fascetta per pallone;



28. Installare l'adattatore del termometro e il termometro sul ramo del tubo piatto a due colli pallone inferiore .



PRODUCT PARAMETER

Modello	YHEO-1		
Energia	1500W		
Voltaggio	CA 120 V, 60 HZ	CA 220-240 V, 50 HZ	
Regione	AMERICA	EUROPA	AUSTRALIA

RECOVERY AND DISPOSAL

Questo prodotto è conforme alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto richiede un riciclaggio separato nell'UE. Lo stesso vale per i prodotti e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non devono essere smaltiti con i normali rifiuti. rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APARATO DE DESTILACIÓN DE LABORATORIO

MANUAL DEL usuario

MODELO: YHEO-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODELO: YHEO-1



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

33. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
34. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
35. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
36. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
37. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
38. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
39. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el aparato de destilación de laboratorio .
40. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

25. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
26. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
27. No exceda las capacidades de peso.
28. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un aparato de destilación de laboratorio completamente cargado .
29. Úselo únicamente según lo previsto.
30. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST

Muchas gracias por elegir este modelo . Los herrajes de vidrio deben manipularse siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

Nombre de las piezas	Número de piezas	Descripción
Matraz de fondo plano de dos bocas	1	2000 ml
Matraz de boca opuesta	1	2000 ml
Condensador de serpentín	1	Junta de vidrio esmerilado 24/40
Matraz cónico	1	150 ml
Tubo guía de gas	1	Junta de vidrio esmerilado 24/40, junta de vidrio esmerilado 40/38
tapón de vidrio	2	24/40
Embudo de decantación	1	Junta de vidrio esmerilado 24/40, 100 ml
cubilete	1	150 ml
Gotero para cabezal de pegamento	2	Cabeza de pegamento rojo
Termómetro	1	200°C
Adaptador de termómetro	1	Junta de vidrio esmerilado 24/40
Tubos de látex	1	6*9*2000 mm
Grasa de vacío	1	Vaselina
Cepillo para matraz	1	Gran tamaño


Placa calefactora electrónica	1	1500 W
Botella de aceite esencial	2	Botella marrón de 30 ml
Soporte de hierro	1	Con poste de soporte de 50cm
Clip de plástico	3	2 de 24/40, 1 de 40/38
Abrazadera transversal	2	/
Abrazadera de matraz	2	/
Anillo circular	1	7,3 cm




No.	Parts Name
1	Two-necked flat bottomflask
2	Opposite mouth flask
3	Coil condenser
4	Conical flask
5	Gas guide tube
6	Glass stopper
7	Separatory funnel
8	Beaker
9	Glue head dropper
10	Thermometer
11	Thermometer adapter
12	Latex tubing
13	Vacuum grease
14	Flask brush
15	Electronic hot plate
16	Essential oil bottle
17	Iron support stand
18	Plastic clip
19	Cross clamp
20	Flask clamp
21	Circular ring

OPERATION

29. Coloque la placa plana de dos cuellos Matraz de fondo sobre placa electrónica calefactora ;




30. Fije el matraz con una abrazadera para matraces;




31. Instalar el matraz de boca opuesta;




32. Instale el tubo guía de gas y fíjelo con un clip de plástico;



33. Instale el condensador de la bobina y fíjelo con un clip de plástico;



34. Instalar el embudo de decantación y fijarlo con una abrazadera para matraz;




35. Instale el adaptador del termómetro y el termómetro en la rama de la boquilla plana de dos cuellos . matraz de fondo .



PRODUCT PARAMETER

Modelo	YHEO-1		
Fuerza	1500 W		
Voltaje	CA 120 V, 60 HZ	CA 220-240 V, 50 HZ	
Región	AMÉRICA	EUROPA	AUSTRALIA

RECOVERY AND DISPOSAL

Este producto cumple con las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo marcado con un contenedor de basura tachado indica que este producto requiere reciclaje por separado en la UE. Lo mismo aplica a los productos y accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura normal. residuos domésticos, sino que deben llevarse a un punto de recogida par  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APARATURA DO DESTYLACJI

LABORATORYJNEJ

INSTRUKCJA obsługi

MODEL:YHEO-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODEL:YHEO-1



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
42. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
45. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
47. Zmontować na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać laboratoryjny aparat destylacyjny .
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

31. **NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.**
32. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
33. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
34. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany laboratoryjny aparat destylacyjny .
35. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

36. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST

Dziękujemy bardzo za wybór tego modelu . Z okuciami szklanymi należy zawsze obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Nazwa części	Liczba części	Opis
Kolba płaskodenna dwuszyjkowa	1	2000 ml
Kolba z przeciwległym otworem	1	2000 ml
Kondensator cewkowy	1	Złącze szklane szlifowane 24/40
Kolba stożkowa	1	150 ml
Rurka prowadząca gaz	1	Złącze szlifowane 24/40, złącze szlifowane 40/38
Korek szklany	2	24/40
Rozdzielacz	1	24/40 szlif szklany, 100ml
zlewka	1	150 ml
Kroplomierz z główką klejącą	2	Czerwona główka kleju
Termometr	1	200°C
Adapter termometru	1	Złącze szklane szlifowane 24/40
Rurki lateksowe	1	6*9*2000mm
Smar próżniowy	1	Wazelina
Pędzel do kolby	1	Duży rozmiar
Elektroniczna płyta	1	1500 W


grzewcza		
Butelka z olejkim eterycznym	2	30 ml brązowa butelka
Podstawa żelazna	1	Z 50cm słupkiem podporowym
Plastikowy klips	3	2 z 24/40, 1 z 40/38
Zacisk krzyżowy	2	/
Zacisk do kolby	2	/
Pierścień okrągły	1	7,3 cm




No.	Parts Name
1	Two-necked flat bottom flask
2	Opposite mouth flask
3	Coil condenser
4	Conical flask
5	Gas guide tube
6	Glass stopper
7	Separatory funnel
8	Beaker
9	Glue head dropper
10	Thermometer
11	Thermometer adapter
12	Latex tubing
13	Vacuum grease
14	Flask brush
15	Electronic hot plate
16	Essential oil bottle
17	Iron support stand
18	Plastic clip
19	Cross clamp
20	Flask clamp
21	Circular ring

OPERATION

36. Umieść dwuszyjkowy płaski dolna kolba na elektronicznej płycie grzewczej ;




37. Zamocuj kolbę za pomocą zacisku kolbowego;




38. Zamontuj kolbę z przeciwnym wylotem;



39. Zamontuj rurkę prowadzącą gaz i zamocuj ją za pomocą plastikowego klipsa;



40. Zamontuj kondensator cewki i zamocuj go za pomocą plastikowego klipsa;



41. Zamontuj lejek rozdzielczy i zamocuj go za pomocą zacisku kolby;



42. Zamontuj adapter termometru i termometr na odgałężeniu płaskiego przewodu dwusztyjkowego . kolba dolna .



PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO-1		
Moc	1500 W		
Woltaż	PRĄD ZMIENNY 120 V, 60 HZ	PRĄD ZMIENNY 220-240 V, 50 HZ	
Region	AMERYKA	EUROPA	AUSTRALIA

RECOVERY AND DISPOSAL

Ten produkt jest zgodny z przepisami dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kontenera na śmieci oznacza, że produkt ten wymaga oddzielnego recyklingu w UE. To samo dotyczy produktów i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać razem z normalnymi odpadami. odpady domowe, ale należy je oddać do punktu zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABORATORIUMDESTILLATIEAPPARAAT

T

Gebruikershandleiding

MODEL: YHEO-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODEL: YHEO-1



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

49. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
50. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
51. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
52. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
53. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
54. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
55. laboratoriumdestillatieapparaat veilig kan dragen .
56. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

37. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
38. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
39. Overschrijd het toegestane gewicht niet.
40. laboratoriumdestillatieapparaat veilig kan dragen .
41. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
42. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST

Hartelijk dank dat u voor dit model hebt gekozen . Behandel glaswerk altijd met zorg. Lees de instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Naam van het onderdeel	Aantal onderdelen	Beschrijving
Tweehalskolf met platte bodem	1	2000 ml
Tegenoverliggende mondkolf	1	2000 ml
Spoelcondensator	1	24/40 slijpglasverbinding
Conische kolf	1	150 ml
Gasgeleidingsbuis	1	24/40 geslepen glasverbinding, 40/38 geslepen glasverbinding
Glazen stop	2	24/40
Scheitrechter	1	24/40 gemalen glasverbinding, 100 ml
beker	1	150 ml
Lijmkop druppelaar	2	Rode lijmkop
Thermometer	1	200°C
Thermometeradapter	1	24/40 geslepen glasverbinding
Latex slangen	1	6*9*2000mm
Vacuümvet	1	Vaseline
Kolfborstel	1	Groot formaat
Elektronische kookplaat	1	1500W
Flesje etherische olie	2	30 ml bruine fles
IJzeren steunstandaard	1	Met 50cm steunpaal


Kunststof clip	3	2 van 24/40, 1 van 40/38
Kruisklem	2	/
Flesklem	2	/
Cirkelvormige ring	1	7,3 cm




No.	Parts Name
1	Two-necked flat bottom flask
2	Opposite mouth flask
3	Coil condenser
4	Conical flask
5	Gas guide tube
6	Glass stopper
7	Separatory funnel
8	Beaker
9	Glue head dropper
10	Thermometer
11	Thermometer adapter
12	Latex tubing
13	Vacuum grease
14	Flask brush
15	Electronic hot plate
16	Essential oil bottle
17	Iron support stand
18	Plastic clip
19	Cross clamp
20	Flask clamp
21	Circular ring

OPERATION

43. Plaats de tweehalsplatte onderste kolf op de elektronische verwarmingsplaat ;




44. Bevestig de kolf met een kolfklem;




45. Plaats de kolf met de tegenovergestelde mond;



46. Plaats de gasgeleidingsbuis en zet deze vast met een kunststof clip;



47. Plaats de speelcondensator en zet deze vast met een kunststof clip;



48. Plaats de scheitrechter en zet deze vast met een flesklem;



49.de thermometeradapter en de thermometer op de tak van de tweehalsplatte onderste kolf .



PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO-1		
Stroom	1500W		
Spanning	AC 120V, 60HZ	AC 220-240V, 50HZ	
Regio	AMERIKA	EUROPA	AUSTRALIË

RECOVERY AND DISPOSAL

Dit product voldoet aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit product in de EU gescheiden gerecycled moet worden. Hetzelfde geldt voor producten en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden afgevoerd. huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij  inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LABDESTILLATIONSAPPARAT

Användarmanual

MODELL: YHEO-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAB DISTILLATION APPARATUS

MODELL: YHEO-1



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
58. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
59. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
61. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
62. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
63. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära laboratedestillationsapparaten .
64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

43. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
44. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
45. Överskrid inte viktkapaciteten.
46. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullt lastad laboratedestillationsapparat .
47. Använd endast som avsett.
48. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST

Tack så mycket för att du valde den här modellen . Glasbeslag bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.


Delarnas namn	Antal delar	Beskrivning
Tvåhalsad plattbottnad kolv	1	2000 ml
Motsatt mynningskolv	1	2000 ml
Spolkondensor	1	24/40 slipad glasskarv
Konisk kolv	1	150 ml
Gasstyr rör	1	24/40 slipad glasskarv, 40/38 slipad glasskarv
Glaspropp	2	24/40
Separationstratt	1	24/40 slipad glasfog, 100 ml
bägare	1	150 ml
Limhuvuddroppar	2	Rött limhuvud
Termometer	1	200 °C
Termometeradapter	1	24/40 slipad glasskarv
Latexslang	1	6*9*2000mm
Vakuumfett	1	Vaselin
Kolvborste	1	Stor storlek
Elektronisk värmeplatta	1	1500W
Flaska med eterisk olja	2	30 ml brun flaska
Stödstativ i järn	1	Med 50 cm stödstång
Plastklämma	3	2 av 24/40, 1 av 40/38
Kryssklämma	2	/
Kolvklämma	2	/
Cirkulär ring	1	7,3 cm




No.	Parts Name
1	Two-necked flat bottom flask
2	Opposite mouth flask
3	Coil condenser
4	Conical flask
5	Gas guide tube
6	Glass stopper
7	Separatory funnel
8	Beaker
9	Glue head dropper
10	Thermometer
11	Thermometer adapter
12	Latex tubing
13	Vacuum grease
14	Flask brush
15	Electronic hot plate
16	Essential oil bottle
17	Iron support stand
18	Plastic clip
19	Cross clamp
20	Flask clamp
21	Circular ring

OPERATION

50. Placera den tvåhalsade plattan bottenkolv på den elektroniska värmeplattan ;




51. Fäst kolven med en kolvklämma;




52. Montera kolven med motsatt mynning;




53. Montera gasstyrret och fäst det med en plastklämma;



54. Montera spolkondensorn och fäst den med en plastklämma;



55. Montera separationstratten och fixera den med en kolvklämma;




56. Montera termometeradaptorn och termometern vid grenen på den tvåhalsade plattan bottenkolv .



PRODUCT PARAMETER

Modell	YHEO-1		
Kraft	1500W		
Spänning	AC 120V, 60HZ	AC 220–240 V, 50 HZ	
Region	AMERIKA	EUROPA	AUSTRALIEN

RECOVERY AND DISPOSAL

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen markerad med en överkorsad soptunna indikerar att denna produkt kräver separat återvinning inom EU. Detsamma gäller för produkter och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter markerade som sådana får inte kasseras med vanligt avfall. hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk u ning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

