

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Baby Scale

Model: B18H

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thanks for purchasing our baby scale. In order to ensure the accuracy of weighing and its service life, please read this instruction manual carefully before using. This baby scale provides accurate weight and height measurement for baby growth. Suitable for infant and toddlers.

PRODUCT PARAMETER

- High precision sensors
- LED display with white word
- Automatic shutdown
- Unit conversion function
- Tare function
- Hold function
- Overload indication-Err
- Low voltage indication-LO
- HIPS platform
- Large weight measurement range: 30g (0.07lb) - 30kg (66lb)
- Large height measurement range: 0-60cm (23.6 inch)

POWER SAVING MODE

If there is no action within 2 minutes (in a stationary state), the scale will automatically shut down.

BATTERY INSTALLATION

1. Tear off the transparent insulation film on the battery, open the battery cover at the bottom.
2. Please pay attention to the positive and negative pole directions during the installation. Please refer to the “+”、“-” on the battery cover.(See the picture below)
3. Install the battery cover.




Install Scale Guide


Step 1: Install the tray



Step 2: Insert the tray into Scale body



Step 3: Twist lock to lock tray




Using Guide

1. Place the scale on a stable, sturdy and level platform.(Do not use it on a shaking/uneven platform.)

2. Short Press “” button to turn it on, after 2s, the display will show “0”;



3. Short press “UNIT” to select the units (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. You can put the Blanket or cotton pad etc on the tray, short press “” to zero out.

5. Put the baby on the scale and press “HOLD” button to lock the weight. (When the display shows “HOLD”, the weighing function is not working unless you press the “HOLD” again to unlock the weight.)

6. After weighing, long press “” to turn off the device or it will automatically turn off after two minutes.

Notice: If you don't use a tray, please let your child stand or sit on the scale steadily.

Notice

1. Choose a suitable floor: It should be on a stable&solid floor or table, and avoid using it in a shaking or uneven place.

2. Be gentle when placing and taking out the baby, and avoid collision or impact on the baby scale.

3. Cleaning: Clean the scale plate frequently to keep it clean . It can be disinfected before use to prevent cross infection.

4. Secure fixation: Make sure that the baby is properly fixed on the scale to prevent it from slipping or rolling.

5. Avoid overload: Do not exceed the maximum load capacity of the baby scale.
6. Battery maintenance: If it is battery-powered, pay attention to replace the battery in time to ensure that the battery is sufficient.
7. Stay away from water sources: Prevent water from splashing on the baby scale to avoid damaging the electronic components.
8. Check the appearance: Check the baby scale for signs of damage or malfunction before use. Do not use it if there is any abnormality.
9. Accurate reading: Record the reading after it stabilizes to avoid reading inaccurate data too early.
10. Storage conditions: When not in use, it should be stored in a suitable environment to avoid extreme environments such as moisture, high temperature or low temperature that may affect its performance.

Safety Information

1. When using, please place the scale on a flat and solid surface, and avoid using it in a shaking or uneven place, which may cause safety problems for infants and children and the scale.
2. Do not use this product in places with high humidity, high altitude, extremely hot or extremely cold.
3. Do not damage the product due to accidental drops, vibrations or other impacts.
4. Please clean it with a soft clean cloth and soapy water in time after use. Do not use chemical solutions such as bleach or alcohol for cleaning.
5. This product is for home use only. This product is not intended for weighing and measuring for commercial purposes.
6. If it is not used for a long time, please remove the battery.
7. If "L0" is displayed, please replace the battery in time.
8. If "Err" overload is displayed, please remove or reduce the object from the scale.

INCLUDES

1. Baby Scale
2. Tray Assembly
3. Instruction Manual
4. 3 AAA Batteries

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

CORRECT DISPOSAL:



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Pèse-bébé

Modèle : B18H

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pèse-bébé
Manuel d'instructions



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à contacter

nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Merci d'avoir acheté notre pèse-bébé. Afin de garantir l'exactitude du pesage et sa durée de vie, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation.

Ce pèse-bébé fournit une mesure précise du poids et de la taille pour la croissance de bébé.

Convient aux nourrissons et aux tout-petits.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

- Capteurs de haute précision
- Affichage LED avec mot blanc
- Arrêt automatique
- Fonction de conversion d'unité
- Fonction tare
- Fonction de maintien
- Indication de surcharge-Err
- Indication de basse tension-LO
- Plateforme HIPS
- Large plage de mesure de poids : 30 g (0,07 lb) - 30 kg (66 lb)
- Grande plage de mesure de la hauteur : 0 à 60 cm (23,6 pouces)

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

S'il n'y a aucune action dans les 2 minutes (à l'état stationnaire), la balance s'éteint automatiquement.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Retirez le film isolant transparent de la batterie, ouvrez le couvercle de la batterie en le fond.
2. Veuillez faire attention aux directions des pôles positifs et négatifs pendant le installation. Veuillez vous référer aux « + » et « - » sur le couvercle de la batterie. (Voir l'image ci-dessous)
3. Installez le couvercle de la batterie.




Guide d'installation de la balance


Étape 1 : Installer le plateau



Étape 2 : Insérez le plateau dans
Corps d'échelle



Étape 3 : tournez le verrou pour verrouiller le plateau.




Utilisation du guide

1. Placez la balance sur une plate-forme stable, solide et de niveau. (Ne l'utilisez pas sur un plate-forme tremblante/inégale.)

2. Appui court "  » bouton pour l'allumer, après 2 secondes, l'écran affichera « 0 » ;



3. Appuyez brièvement sur « UNIT » pour sélectionner les unités (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. Vous pouvez mettre la couverture ou le coton, etc. sur le plateau, en appuyant brièvement "  » à zéro
dehors.

5. Mettez le bébé sur la balance et appuyez sur le bouton « HOLD » pour verrouiller le poids. (Quand l'écran affiche « HOLD », la fonction de pesée ne fonctionne que si vous appuyez sur appuyez à nouveau sur « HOLD » pour débloquer le poids.)

6. Après la pesée, appuyez longuement sur «  » pour éteindre l'appareil, sinon il s'éteindra automatiquement éteignez-le après deux minutes.

Remarque : Si vous n'utilisez pas de plateau, veuillez laisser votre enfant se tenir debout ou s'asseoir sur la balance. régulièrement.

Avis

1. Choisissez un sol approprié : il doit être sur un sol ou une table stable et solide, et éviter utilisez-le dans un endroit tremblant ou inégal.

2. Soyez doux lorsque vous placez et sortez le bébé et évitez les collisions ou les impacts. sur le pèse-bébé.

3. Nettoyage : nettoyez fréquemment la plaque de balance pour la garder propre. Il peut être désinfecté avant utilisation pour éviter les infections croisées.

4. Fixation sécurisée : Assurez-vous que le bébé est correctement fixé sur la balance pour l'empêcher de glisser ou de rouler.

5. Évitez les surcharges : Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du pèse-bébé.
6. Entretien de la batterie : s'il est alimenté par batterie, veillez à remplacer la Batterie à temps pour garantir que la batterie est suffisante.
7. Restez à l'écart des sources d'eau : évitez les éclaboussures d'eau sur le pèse-bébé pour éviter d'endommager les composants électroniques.
8. Vérifiez l'apparence : vérifiez que le pèse-bébé ne présente aucun signe de dommage ou dysfonctionnement avant utilisation. Ne l'utilisez pas en cas d'anomalie.
9. Lecture précise : enregistrez la lecture une fois qu'elle s'est stabilisée pour éviter de la lire des données inexactes trop tôt.
10. Conditions de stockage : Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être stocké dans un endroit approprié. Environnement pour éviter les environnements extrêmes tels que l'humidité, les températures élevées ou basse température qui peut affecter ses performances.

Information de sécurité

1. Lors de l'utilisation, veuillez placer la balance sur une surface plane et solide et éviter de l'utiliser dans un endroit tremblant ou inégal, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité pour les nourrissons et les enfants et la balance.
2. N'utilisez pas ce produit dans des endroits très humides, à haute altitude, extrêmement chauds ou extrêmement froid.
3. N'endommagez pas le produit en raison de chutes accidentelles, de vibrations ou d'autres impacts.
4. Veuillez le nettoyer avec un chiffon doux et propre et de l'eau savonneuse à temps après utilisation. Ne pas utiliser des solutions chimiques telles que de l'eau de Javel ou de l'alcool pour le nettoyage.
5. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique. Ce produit n'est pas destiné à la pesée et mesure à des fins commerciales.
6. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie.
7. Si « L0 » s'affiche, veuillez remplacer la batterie à temps.
8. Si une surcharge « Err » s'affiche, veuillez retirer ou réduire l'objet du échelle.

COMPREND

1. Pèse-bébé 2. Plateau 3. Manuel d'instructions 4. 3 piles AAA

Informations FCC :

ATTENTION : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux suivant deux conditions :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et sinon installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférence avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées par en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ÉLIMINATION CORRECTE :



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires

marqué de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte pour recyclage appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison Centurion, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Babywaage

Modell: B18H

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Babywaage
Bedienungsanleitung**



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns

uns: **Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Vielen Dank für den Kauf unserer Babywaage. Um die Genauigkeit des Wiegens zu gewährleisten und seiner Lebensdauer lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Diese Babywaage ermöglicht eine genaue Messung von Gewicht und Größe gemäß dem Wachstum des Babys. Geeignet für Säuglinge und Kleinkinder.

PRODUKTPARAMETER

- Hochpräzise Sensoren
- LED-Anzeige mit weißem Wort
- Automatische Abschaltung
- Einheitenumrechnungsfunktion
- Tara-Funktion
- Hold-Funktion
- Überlastanzeige-Err
- Niederspannungsanzeige-LO
- HIPS-Plattform
- Großer Gewichtsmessbereich: 30ÿg (0,07ÿlb) – 30ÿkg (66ÿlb)
- Großer Höhenmessbereich: 0–60ÿcm (23,6ÿZoll)

ENERGIESPARMODUS

Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Aktion erfolgt (im stationären Zustand), wird die Waage automatisch heruntergefahren.

EINSETZEN DER BATTERIE

1. Den transparenten Isolierfilm von der Batterie abziehen, den Batteriedeckel öffnen und der Boden.
2. Bitte achten Sie bei der Installation auf die Plus- und Minuspolrichtung.
Installation. Bitte beachten Sie das „+“ÿ-“ auf der Batterieabdeckung. (Siehe Abbildung unten)
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.




Anleitung zur Installation der Waage


Schritt 1: Installieren Sie das Fach



Schritt 2: Setzen Sie das Fach ein
Skalenkörper



Schritt 3: Drehen Sie das Schloss, um das Fach zu verriegeln




Handbuch verwenden

1. Stellen Sie die Waage auf eine stabile, stabile und ebene Unterlage. (Verwenden Sie sie nicht auf einem wackelnde/unebene Plattform.)

2. Kurz drücken "  " Taste zum Einschalten, nach 2s zeigt das Display „0“ an;



3. Drücken Sie kurz „UNIT“, um die Einheiten auszuwählen (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. Sie können die Decke oder Wattepad usw. auf das Tablett legen, kurz drücken



bis Null

aus.

5. Legen Sie das Baby auf die Waage und drücken Sie die Taste „ HOLD “, um das Gewicht zu fixieren.

Das Display zeigt „ HOLD “ an, die Wiegefunktion funktioniert nur, wenn Sie drücken

Drücken Sie erneut „ HOLD “, um das Gewicht freizugeben.)

6. Nach dem Wiegen lange drücken“



, um das Gerät auszuschalten, oder es wird automatisch

nach zwei Minuten abschalten.

Hinweis: Wenn Sie kein Tablett verwenden, lassen Sie Ihr Kind bitte auf der Waage stehen oder sitzen ständig.

Beachten

1. Wählen Sie einen geeigneten Boden: Es sollte auf einem stabilen und festen Boden oder Tisch stehen und vermeiden Sie Verwenden Sie es an einem erschütternden oder unebenen Ort.

2. Seien Sie beim Hineinlegen und Herausnehmen des Babys behutsam und vermeiden Sie Zusammenstöße oder Stöße auf der Babywaage.

3. Reinigung: Reinigen Sie die Waageplatte regelmäßig, um sie sauber zu halten. Sie kann desinfiziert werden vor der Verwendung, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.

4. Sichere Fixierung: Stellen Sie sicher, dass das Baby richtig auf der Waage fixiert ist, um ein Verrutschen oder Wegrollen zu verhindern.

5. Überlastung vermeiden: Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit der Babywaage.
6. Batteriewartung: Wenn es batteriebetrieben ist, achten Sie darauf, die Batterie rechtzeitig, um sicherzustellen, dass die Batterie ausreichend ist.
7. Halten Sie sich von Wasserquellen fern: Verhindern Sie, dass Wasser auf die Babywaage spritzt um eine Beschädigung der elektronischen Komponenten zu vermeiden.
8. Prüfen Sie das Aussehen: Überprüfen Sie die Babywaage auf Anzeichen von Beschädigungen oder Überprüfen Sie vor der Verwendung die Funktionsstörung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Anomalie auftritt.
9. Genaue Messung: Notieren Sie den Messwert, nachdem er sich stabilisiert hat, um ungenaue Daten zu früh.
10. Lagerbedingungen: Bei Nichtgebrauch sollte es in einem geeigneten Umgebung, um extreme Umgebungen wie Feuchtigkeit, hohe Temperaturen zu vermeiden oder niedrige Temperaturen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Sicherheitsinformation

1. Stellen Sie die Waage bei der Verwendung auf eine flache und feste Oberfläche und vermeiden Sie die Verwendung Stellen Sie es nicht an einen wackeligen oder unebenen Ort, da dies zu Sicherheitsproblemen für Säuglinge und Kleinkinder führen kann. Kinder und die Waage.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, großer Höhe, extrem heiß oder extrem kalt.
3. Beschädigen Sie das Produkt nicht durch versehentliches Fallenlassen, Vibrationen oder andere Stöße.
4. Bitte reinigen Sie es rechtzeitig nach Gebrauch mit einem weichen, sauberen Tuch und Seifenlauge. Nicht Verwenden Sie zur Reinigung chemische Lösungen wie Bleichmittel oder Alkohol.
5. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist nicht zum Wiegen und Messungen für kommerzielle Zwecke.
6. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.
7. Wenn „LO“ angezeigt wird, ersetzen Sie die Batterie bitte rechtzeitig.
8. Wenn „Err“ Überlast angezeigt wird, entfernen oder reduzieren Sie bitte das Objekt aus dem Skala.

INKLUSIVE

1. Babywaage 2. Tabletteinheit 3. Bedienungsanleitung 4. 3 AAA-Batterien

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Verantwortlichen kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den die folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet Installation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht, schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben. Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

KORREKTE ENTSORGUNG:



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im

Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile

gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern müssen zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden elektrische und elektronische Geräte.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Bilancia per neonati

Modello: B18H

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bilancia per bambini
Manuale di istruzioni



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci

noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro pr

Grazie per aver acquistato la nostra bilancia per neonati. Al fine di garantire l'accuratezza della pesatura e la sua durata, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Questa bilancia per bambini fornisce misurazioni accurate del peso e dell'altezza per la crescita del bambino. Adatto per neonati e bambini piccoli.

PARAMETRO DEL PRODOTTO

- Sensori ad alta precisione
- Display LED con scritta bianca
- Spegnimento automatico
- Funzione di conversione delle unità
- Funzione tara
- Funzione di attesa
- Indicazione di sovraccarico: Err
- Indicazione di bassa tensione-LO
- Piattaforma HIPS
- Ampio intervallo di misurazione del peso: 30 g (0,07 libbre) - 30 kg (66 libbre)
- Ampio intervallo di misurazione dell'altezza: 0-60 cm (23,6 pollici)

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Se non viene eseguita alcuna azione entro 2 minuti (in stato stazionario), la bilancia lo farà si spegne automaticamente.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Strappare la pellicola isolante trasparente sulla batteria, aprire il coperchio della batteria il fondo.
2. Si prega di prestare attenzione alle direzioni dei poli positivo e negativo durante il processo installazione. Fare riferimento a "+" e "-" sul coperchio della batteria. (Vedere l'immagine sotto)
3. Installare il coperchio della batteria.




Installa la guida alla bilancia

Passaggio 1: installare il vassoio




Passaggio 2: inserire il vassoio

Corpo in scala



Passaggio 3: ruotare il blocco per bloccare il vassoio




Guida all'uso

1. Posizionare la bilancia su una piattaforma stabile, robusta e piana. (Non utilizzarla su a piattaforma tremante/irregolare.)

2. Pressione breve "  " pulsante per accenderlo, dopo 2s il display mostrerà "0";



3. Premere brevemente "UNIT" per selezionare le unità (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. È possibile posizionare la coperta, il batuffolo di cotone, ecc. sul vassoio, premendo brevemente "  " a zero fuori.

5. Metti il bambino sulla bilancia e premi il pulsante " HOLD " per bloccare il peso. (Quando il display mostra " HOLD ", la funzione di pesatura non è operativa a meno che non si prema premere di nuovo " HOLD " per sbloccare il peso.)

6. Dopo la pesatura, premere a lungo "  " per spegnere il dispositivo altrimenti lo farà automaticamente spegnere dopo due minuti.

Avviso: se non si utilizza un vassoio, lasciare che il bambino si alzi o si sieda sulla bilancia costantemente.

Avviso

1. Scegli un pavimento adatto: dovrebbe essere su un pavimento o un tavolo stabile e solido ed evitare utilizzandolo in un luogo tremante o irregolare.

2. Sii gentile quando metti e tiri fuori il bambino ed evita collisioni o impatti sulla scala del bambino.

3. Pulizia: pulire frequentemente la piastra della bilancia per mantenerla pulita. Può essere disinfettato prima dell'uso per prevenire infezioni crociate.

4. Fissaggio sicuro: assicurarsi che il bambino sia fissato correttamente sulla bilancia evitare che scivoli o rotoli.

5. Evitare il sovraccarico: non superare la capacità di carico massima della bilancia pesaneonati.
6. Manutenzione della batteria: Se è alimentata a batteria, prestare attenzione a sostituire la batteria in tempo per garantire che la batteria sia sufficiente.
7. Stare lontano dalle fonti d'acqua: evitare che l'acqua schizzi sulla bilancia pesa neonati per evitare di danneggiare i componenti elettronici.
8. Controllare l'aspetto: controllare la bilancia pesaneonati per eventuali segni di danneggiamento o malfunzionamento prima dell'uso. Non utilizzarlo in caso di anomalie.
9. Lettura accurata: registrare la lettura dopo che si è stabilizzata per evitare la lettura dati inesatti troppo presto.
10. Condizioni di conservazione: quando non in uso, deve essere conservato in un luogo adatto ambiente per evitare ambienti estremi come umidità e temperature elevate o basse temperature che potrebbero influenzarne le prestazioni.

Informazioni sulla sicurezza

1. Durante l'utilizzo, posizionare la bilancia su una superficie piana e solida ed evitare l'uso posizionarlo in un luogo tremante o irregolare, che potrebbe causare problemi di sicurezza per i neonati e i bambini i bambini e la bilancia.
2. Non utilizzare questo prodotto in luoghi con elevata umidità, alta quota, estremamente caldi o estremamente freddo.
3. Non danneggiare il prodotto a causa di cadute accidentali, vibrazioni o altri urti.
4. Si prega di pulirlo con un panno morbido e pulito e acqua saponata dopo l'uso. Non utilizzare soluzioni chimiche come candeggina o alcool per la pulizia.
5. Questo prodotto è solo per uso domestico. Questo prodotto non è destinato alla pesatura e alla pesatura misurazione per scopi commerciali.
6. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.
7. Se viene visualizzato "LO", sostituire la batteria in tempo.
8. Se viene visualizzato il sovraccarico "Err", rimuovere o ridurre l'oggetto dal scala.

COMPRENDE

1. Bilancia pesaneonati 2. Gruppo vassoio 3. Manuale di istruzioni 4. 3 batterie AAA

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta all'art seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il Prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di una classe B dispositivo digitale ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, in caso contrario installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare danni interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia in tal senso non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è invitato a provare a correggere il problema interferenza da parte di una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

CORRETTO SMALTIMENTO:



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti in

Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori


contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere eliminati normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.

Produttore: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del Centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Báscula para bebés

Modelo: B18H

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros.

Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Báscula para bebés
Manual de instrucciones



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor sientase libre de contactar

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/

support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Gracias por comprar nuestra báscula para bebés. Para garantizar la precisión del pesaje y su vida útil, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo.

Esta báscula para bebés proporciona una medición precisa del peso y la altura para el crecimiento del bebé. Adecuado para bebés y niños pequeños.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

- Sensores de alta precisión
- Pantalla LED con palabra blanca
- Apagado automático
- Función de conversión de unidades
- Función de tara
- Función de retención
- Indicación de sobrecarga: Err
- Indicación de bajo voltaje-LO
- Plataforma HIPS
- Amplio rango de medición de peso: 30 g (0,07 lb) - 30 kg (66 lb)
- Amplio rango de medición de altura: 0-60 cm (23,6 pulgadas)

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Si no se realiza ninguna acción dentro de 2 minutos (en estado estacionario), la báscula se apaga automáticamente.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Retire la película aislante transparente de la batería, abra la tapa de la batería en El fondo.
2. Preste atención a las direcciones de los polos positivo y negativo durante el instalación. Consulte "+" "-" en la tapa de la batería. (Vea la imagen a continuación)
3. Instale la tapa de la batería.




Instalar guía de báscula


Paso 1: instale la bandeja



Paso 2: Inserte la bandeja en
Cuerpo de escala



Paso 3: Gire el bloqueo para bloquear la bandeja.



Guía de uso

1. Coloque la báscula en una plataforma estable, resistente y nivelada. (No la use en una plataforma temblorosa/desnivelada.)

2. Pulsación corta "  " botón para encenderlo, después de 2 segundos, la pantalla mostrará "0";



3. Presione brevemente "UNIT" para seleccionar las unidades (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. Puede colocar la manta o la almohadilla de algodón, etc. en la bandeja, presionar brevemente "  " a cero afuera.

5. Coloque al bebé en la báscula y presione el botón "HOLD" para bloquear el peso. (Cuando la pantalla muestra "HOLD", la función de pesaje no funciona a menos que presione Presione "HOLD" nuevamente para desbloquear el peso.)

6. Después de pesar, mantenga presionado "  " para apagar el dispositivo o automáticamente apague después de dos minutos.

Aviso: si no utiliza una bandeja, deje que su hijo se pare o se siente en la báscula. continuamente.

Aviso

1. Elija un piso adecuado: debe estar sobre un piso o mesa estable y sólido, y evite usarlo en un lugar tembloroso o irregular.

2. Sea cuidadoso al colocar y sacar al bebé y evite colisiones o impactos. en la báscula para bebés.

3. Limpieza: Limpie la placa de escala con frecuencia para mantenerla limpia. Se puede desinfectar antes de su uso para prevenir infecciones cruzadas.

4. Fijación segura: Asegúrese de que el bebé esté correctamente fijado en la báscula para evitar que se resbale o ruede.

5. Evite la sobrecarga: No exceda la capacidad máxima de carga de la báscula para bebés.
6. Mantenimiento de la batería: si funciona con batería, preste atención para reemplazar la batería a tiempo para garantizar que la batería sea suficiente.
7. Manténgase alejado de fuentes de agua: evite que el agua salpique la báscula para bebés para evitar dañar los componentes electrónicos.
8. Verifique la apariencia: Revise la báscula para bebés en busca de signos de daño o mal funcionamiento antes de su uso. No lo utilice si hay alguna anomalía.
9. Lectura precisa: registre la lectura después de que se estabilice para evitar la lectura de datos inexactos demasiado pronto.
10. Condiciones de almacenamiento: Cuando no esté en uso, debe almacenarse en un lugar adecuado. Ambiente para evitar ambientes extremos como humedad, alta temperatura. o baja temperatura que pueda afectar su rendimiento.

Información de seguridad

1. Cuando la utilice, coloque la báscula sobre una superficie plana y sólida y evite usarla. en un lugar tembloroso o irregular, lo que puede causar problemas de seguridad para los bebés y Los niños y la báscula.
2. No utilice este producto en lugares con alta humedad, gran altitud, extremadamente calurosos. o extremadamente frío.
3. No dañe el producto debido a caídas accidentales, vibraciones u otros impactos.
4. Límpielo con un paño suave y limpio y agua jabonosa después de su uso. No Utilice soluciones químicas como lejía o alcohol para la limpieza.
5. Este producto es sólo para uso doméstico. Este producto no está diseñado para pesar y medición con fines comerciales.
6. Si no se utiliza durante mucho tiempo, retire la batería.
7. Si se muestra "L0", reemplace la batería a tiempo.
8. Si se muestra una sobrecarga "Err", elimine o reduzca el objeto del escala.

INCLUYE

1. Báscula para bebés 2. Conjunto de bandeja 3. Manual de instrucciones 4. 3 pilas AAA

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a la siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puede causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para una Clase

Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser así, instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños

interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que

No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el error.

interferencia por una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN CORRECTA:



Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea.

2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el

Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios.


marcado con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con Residuos domésticos normales, pero deben llevarse a un punto de recogida para su reciclaje. dispositivos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Skala dziecka

Modelka: B18H

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Skala dziecka
Instrukcja obsługi



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt nas: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszej wagi dziecięcej. W celu zapewnienia dokładności ważenia i jego żywotność, przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Ta waga dla niemowląt zapewnia dokładny pomiar masy ciała i wzrostu dziecka. Odpowiedni dla niemowląt i małych dzieci.

PARAMETRY PRODUKTU

- Czujniki o wysokiej precyzji
- Wyświetlacz LED z białym napisem
- Automatyczne wyłączanie
- Funkcja konwersji jednostek
- Funkcja tarowania
- Funkcja wstrzymania
- Wskazanie przeciążenia – Err
- Wskazanie niskiego napięcia – LO
- Platforma HIPS
- Duży zakres pomiaru masy: 30 g (0,07 funta) - 30 kg (66 funtów)
- Duży zakres pomiaru wysokości: 0-60 cm (23,6 cala)

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

Jeśli w ciągu 2 minut (w stanie stacjonarnym) nie zostanie wykonana żadna czynność, waga to zrobi automatycznie wyłączony.

INSTALACJA AKUMULATORA

1. Oderwij przezroczystą folię izolacyjną z akumulatora, otwórz pokrywę akumulatora w dół.
2. Proszę zwrócić uwagę na kierunki biegunów dodatnich i ujemnych podczas instalacji. Proszę zapoznać się ze znakami „+”, „-” na pokrywie baterii. (Zobacz zdjęcie poniżej)
3. Załóż pokrywę baterii.




Zainstaluj przewodnik po skali


Krok 1: Zainstaluj tacę



Krok 2: Włóż tacę do
Skala ciała



Krok 3: Przekreść blokadę , aby zablokować tacę



Korzystanie z przewodnika

1. Umieść wagę na stabilnej, solidnej i poziomej platformie. (Nie używaj jej na trzęsącej się /nierównej platformie.)

2. Krótkie naciśnięcie przycisku "TARE" przycisk, aby go wyłączyć, po 2 sekundach na wyświetlaczu pojawi się „0”;



3. Krótko naciśnij „JEDNOSTKA”, aby wybrać jednostki (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. Możesz położyć koc, wacik itp. na tacy, naciśnij krótko przycisk "TARE" do zera

na zewnątrz.

5. Połóż dziecko na wadze i naciśnij przycisk „HOLD”, aby zablokować wagę. (Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „HOLD”, funkcja ważenia nie będzie działać, jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk „HOLD”, aby odblokować cię żar.)

6. Po ważeniu naciśnij długo przycisk "TARE", aby wyłączyć urządzenie, w przeciwnym razie nastąpi to automatycznie wyłączyć po dwóch minutach.

Uwaga: Jeśli nie korzystasz z tacy, pozwól dziecku stać lub siedzieć na wadze stale.

Ogłoszenie

1. Wybierz odpowiednią podłogę : powinna znajdować się na stabilnej i solidnej podłodze lub stole, unikaj jej używać go w trzęsącym się lub nierównym miejscu.

2. Zachowaj ostrożność podczas wkładania i wyjmowania dziecka oraz unikaj kolizji i uderzeń w skali niemowlęcej.

3. Czyszczenie: Często czyść płytkę skali, aby utrzymać ją w czystości. Można go dezynfekować przed użyciem, aby zapobiec zakażeniom krzyżowym.

4. Bezpieczne mocowanie: Upewnij się, że dziecko jest prawidłowo zamocowane na wadze zapobiec jego poślizgowi lub przetoczeniu.

5. Unikaj przeciążenia: Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia wagi dziecięcej.
6. Konserwacja baterii: Jeśli jest ona zasilana bateryjnie, pamiętaj o jej wymianie akumulatora na czas, aby upewnić się, że jest on wystarczający.
7. Trzymaj się z daleka od źródeł wody: zapobiegaj rozpryskiwaniu się wody na wagę dziecięcą, aby uniknąć uszkodzenia elementów elektronicznych.
8. Sprawdź wygląd: Sprawdź wagę dziecięcą pod kątem uszkodzeń lub nieprawidłowe działanie przed użyciem. Nie używaj go, jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości.
9. Dokładny odczyt: Zapisz odczyt po ustabilizowaniu się, aby uniknąć odczytu niedokładne dane zbyt wcześnie.
10. Warunki przechowywania: Gdy nie jest używany, należy go przechowywać w odpowiednim pomieszczeniu środowisku, aby unikać ekstremalnych warunków, takich jak wilgoć i wysoka temperatura lub niska temperatura, która może mieć wpływ na jego działanie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Podczas używania umieść wagę na płaskiej i solidnej powierzchni i unikaj jej używania go w drżącym lub nierównym miejscu, co może powodować problemy związane z bezpieczeństwem niemowląt i dzieci i skala.
2. Nie używaj tego produktu w miejscach o dużej wilgotności, na dużych wysokościach i w miejscach bardzo gorących lub bardzo zimno.
3. Nie uszkadzaj produktu na skutek przypadkowych upadków, wibracji lub innych uderzeń.
4. Po użyciu wyczyść go miękką, czystą szmatką i wodą z mydłem. Nie rób do czyszczenia używaj roztworów chemicznych, takich jak wybielacz lub alkohol.
5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Ten produkt nie jest przeznaczony do ważenia i pomiaru w celach komercyjnych.
6. Jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię.
7. Jeśli wyświetli się „LO”, należy w odpowiednim czasie wymienić baterię.
8. Jeżeli wyświetli się komunikat „Err” o przeciążeniu, usuń lub zmniejsz obiekt z skala.

ZAWIERA

1. Waga dziecię ca 2. Zestaw tacy 3. Instrukcja obsługi 4. 3 baterie AAA

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialny za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzęt !

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następujące dwa warunki:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia może spowodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produkt.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami danej klasy B urządzenie cyfrowe zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu: zapewniają odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie, to zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą być szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma na to gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie: wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania usterek zakłócenia poprzez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest produkt odbiornik jest podłączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:



Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci w

Unia Europejska. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać zwykłych odpadów domowych, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200 000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Babyweegschaal

Model: B18H

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs. 'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Babyweegschaal
Handleiding**



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen

ons:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/

support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Bedankt voor het kopen van onze babyweegschaal. Om de nauwkeurigheid van het wegen te garanderen en de levensduur ervan, lees dan deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Deze babyweegschaal biedt nauwkeurige gewichts- en lengtemetingen voor de groei van baby's. Geschikt voor baby's en peuters.

PRODUCTPARAMETER

- Hoge precisiesensoren
- LED-display met wit woord
- Automatische uitschakeling
- Eenheidsconversiefunctie
- Tarrafunctie
- Hold-functie
- Overbelastingsindicatie-Err
- Lage spanningsindicatie-LO
- HIPS-platform
- Groot gewichtsmeetbereik: 30 g (0,07 lb) - 30 kg (66 lb)
- Groot hoogtemeetbereik: 0-60 cm (23,6 inch)

ENERGIEBESPARENDE MODUS

Als er binnen 2 minuten geen actie plaatsvindt (in stilstand), zal de weegschaal dat wel doen automatisch uitgeschakeld.

BATTERIJ INSTALLATIE

1. Scheur de transparante isolatiefilm van de batterij af en open het batterijdeksel de onderkant.
2. Let tijdens het gebruik op de positieve en negatieve poolrichtingen installatie. Raadpleeg de "+" "-" op het batterijdeksel. (Zie onderstaande afbeelding)
3. Installeer het batterijdeksel.




Installeer Schaalgids


Stap 1: Installeer de lade



Stap 2: Plaats de lade erin
Schaal lichaam



Stap 3: Draai de vergrendeling om de lade te vergrendelen



Gids gebruiken

1. Plaats de weegschaal op een stabiel, stevig en vlak platform

(schuddend/ongelijk platform.)

2. Kort indrukken “  ” knop om hem in te schakelen, na 2 seconden geeft het display “0” weer;



3. Druk kort op “UNIT” om de eenheden te selecteren (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. U kunt de deken of het wattenschijfje enz. op de lade leggen, kort indrukken “  ” naar nul uit.

5. Zet de baby op de weegschaal en druk op de “HOLD”-knop om het gewicht te vergrendelen. (Wanneer op het display verschijnt “HOLD”, de weegfunctie werkt alleen als u op drukt nogmaals op “ HOLD ” om het gewicht te ontgrendelen.)

6. Druk na het wegen lang op “  ” om het apparaat uit te schakelen, anders gebeurt dit automatisch na twee minuten uitschakelen.

Opmerking: Als u geen dienblad gebruikt, laat uw kind dan op de weegschaal staan of zitten gestaag.

Kennisgeving

1. Kies een geschikte vloer: deze moet op een stabiele en stevige vloer of tafel staan en vermijd deze als u het op een trillende of oneffen plaats gebruikt.

2. Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van de baby en vermijd botsingen of stoten op de babyweegschaal.

3. Reiniging: Maak de schaalplaat regelmatig schoon om hem schoon te houden. Het kan worden gedesinfecteerd vóór gebruik om kruisbesmetting te voorkomen.

4. Veilige fixatie: Zorg ervoor dat de baby goed op de weegschaal is bevestigd voorkomen dat het wegglijdt of rolt.

5. Voorkom overbelasting: Overschrijd het maximale draagvermogen van de babyweegschaal niet.
6. Onderhoud van de batterij: Als de batterij op batterijen werkt, let er dan op dat u de batterij vervangt batterij op tijd om ervoor te zorgen dat de batterij voldoende is.
7. Blijf uit de buurt van waterbronnen: Voorkom dat er water op de babyweegschaal spat om beschadiging van de elektronische componenten te voorkomen.
8. Controleer het uiterlijk: Controleer de babyweegschaal op tekenen van schade of storing vóór gebruik. Gebruik het niet als er een afwijking is.
9. Nauwkeurige meting: registreer de meting nadat deze is gestabiliseerd om lezen te voorkomen onjuiste gegevens te vroeg.
10. Opslagvoorwaarden: Wanneer het niet in gebruik is, moet het in een geschikte opslagruimte worden bewaard omgeving om extreme omgevingen zoals vocht en hoge temperaturen te vermijden of lage temperaturen die de prestaties kunnen beïnvloeden.

Veiligheidsinformatie

1. Plaats de weegschaal bij gebruik op een vlakke en stevige ondergrond en vermijd gebruik op een trillende of oneffen plaats, wat veiligheidsproblemen voor baby's kan veroorzaken kinderen en de schaal.
2. Gebruik dit product niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, grote hoogte of extreem heet of extreem koud.
3. Beschadig het product niet als gevolg van een val, trillingen of andere schokken.
4. Maak het na gebruik tijdig schoon met een zachte, schone doek en zeepsop. Niet doen gebruik chemische oplossingen zoals bleekmiddel of alcohol voor het reinigen.
5. Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik. Dit product is niet bedoeld voor het wegen en meten voor commerciële doeleinden.
6. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij.
7. Als "L0" wordt weergegeven, vervang dan de batterij op tijd.
8. Als er overbelasting "Err" wordt weergegeven, verwijder of verklein dan het object uit de schaal.

INCLUSIEF

1. Babyweegschaal 2. Ladeconstructie 3. Handleiding 4. 3 AAA-batterijen

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd

die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken
apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de
volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die
kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door
de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken
Product.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse

B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om
redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving
installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en zo niet
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijk zijn
interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie daarvoor

Er zal geen interferentie optreden in een bepaalde installatie. Als dit product dit veroorzaakt
schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld aan de hand van:

Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te corrigeren
interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de
ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

JUISTE VERWIJDERING:



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product aparte afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires

gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mogen niet worden weggegooid normaal huishoudelijk afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Babyvåg

Modell: B18H

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Babyvåg
Instruktionsmanual**



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna

OSS:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack för att du köpte vår babyvåg. För att säkerställa noggrannheten i vägningen och dess livslängd, läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den. Denna babyvåg ger exakta vikt- och höjdmätningar för barnets tillväxt. Lämplig för spädbarn och småbarn.

PRODUKTPARAMETER

- Högpresisionssensorer
- LED-display med vitt ord
- Automatisk avstängning
- Enhetskonverteringsfunktion
- Tarafunktion
- Håll funktion
- Överbelastningsindikering-Err
- Lågspänningsindikering-LO
- HIPS-plattform
- Stort viktmätområde: 30 g (0,07 lb) - 30 kg (66 lb)
- Stort höjdmätområde: 0-60 cm (23,6 tum)

STRÖMSPARLÄGE

Om det inte sker någon åtgärd inom 2 minuter (i stationärt tillstånd), kommer vågen stängs av automatiskt.

INSTALLATION AV BATTERI

1. Riv av den genomskinliga isoleringsfilmen på batteriet, öppna batteriluckan kl botten.
2. Var uppmärksam på de positiva och negativa polriktningarna under installation. Se "+"/"- " på batteriluckan.(Se bilden nedan)
3. Montera batteriluckan.




Installera Scale Guide


Steg 1: Installera brickan



Steg 2: Sätt in facket i
Skalkropp



Steg 3: Vrid låset för att låsa brickan




Använder guide

1. Placera vågen på en stabil, stadig och jämn plattform.(Använd den inte på en skakande/ojämn plattform.)

2. Kort tryck "  " knappen för att slå på den, efter 2 sekunder visar displayen "0";



3. Tryck kort på "UNIT" för att välja enheter (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. Du kan lägga filten eller bomulldynan etc på brickan, kort tryckning



till noll

ut.

5. Lägg barnet på vågen och tryck på " HOLD "-knappen för att låsa vikten. (När displayen visar " HOLD ", vägningsfunktionen fungerar inte om du inte trycker på " HOLD " igen för att låsa upp vikten.)

6. Efter vägning, tryck länge"



för att stänga av enheten, annars gör den automatiskt stäng av efter två minuter.

Observera: Om du inte använder en bricka, låt ditt barn stå eller sitta på vågen stadigt.

Lägga märke till

1. Välj ett lämpligt golv: Det bör ligga på ett stabilt och fast golv eller bord, och undvik använda den på en skakande eller ojämn plats.

2. Var försiktig när du placerar och tar ut barnet och undvik kollision eller stötar på babyvågen.

3. Rengöring: Rengör vågplattan ofta för att hålla den ren. Det kan desinficeras före användning för att förhindra korsinfektion.

4. Säker fixering: Se till att barnet sitter ordentligt fast på vågen till förhindra att den glider eller rullar.

5. Undvik överbelastning: Överskrid inte babyvågens maximala lastkapacitet.
6. Batteriunderhåll: Om det är batteridrivet, var noga med att byta ut batteriet i tid för att säkerställa att batteriet är tillräckligt.
7. Håll dig borta från vattenkällor: Förhindra att vatten stänker på babyvågen för att undvika skador på de elektroniska komponenterna.
8. Kontrollera utseendet: Kontrollera babyvågen för tecken på skada eller fel före användning. Använd den inte om det finns något avvikande.
9. Noggrann avläsning: Registrera avläsningen efter att den stabiliserats för att undvika avläsning felaktiga uppgifter för tidigt.
10. Förvaringsförhållanden: När den inte används ska den förvaras på ett lämpligt sätt miljö för att undvika extrema miljöer som fukt, hög temperatur eller låg temperatur som kan påverka dess prestanda.

Säkerhetsinformation

1. Placera vågen på en plan och solid yta vid användning och undvik att använda den det på en skakande eller ojämn plats, vilket kan orsaka säkerhetsproblem för spädbarn och barn och skalan.
2. Använd inte denna produkt på platser med hög luftfuktighet, hög höjd, extremt varma eller extremt kallt.
3. Skada inte produkten på grund av oavsiktliga fall, vibrationer eller andra stötar.
4. Rengör den med en mjuk ren trasa och tvålatten i tid efter användning. Låt bli använd kemiska lösningar som blekmedel eller alkohol för rengöring.
5. Denna produkt är endast för hemmabruk. Denna produkt är inte avsedd för vägning och mätning för kommersiella ändamål.
6. Om den inte används under en längre tid, ta ur batteriet.
7. Om "L0" visas, byt ut batteriet i tid.
8. Om "Err" överbelastning visas, vänligen ta bort eller minska objektet från skala.

INKLUDERAR

1. Babyvåg 2. Brickmontering 3. Bruksanvisning 4. 3 AAA-batterier

FCC-information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda Utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

KORREKT AVFALLSHANTERING:



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i

Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normalt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Bluetooth Baby Scale Instruction

Free BabyFit APP



Search "BabyFit" in the application market.



get on Google Play



get on Google Play

You can scan the QR code to download the app, or search APP named "BabyFit" in the app store to download it.


Please read the instruction before using this item
BabyFit downloading guide

You can scan the QR code to download the app, or search APP named “BabyFit “in the app store to download it.


After download the app , open the app and follow the prompts to register information.

Steps guide

Step 1: Create a new account (you can use your email /Facebook /Wechat to creative your babyFit account)





The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms 《Service Agreement》 and 《Privacy Policy》'.



The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: '○ Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Step 2: after registration, turn on your phone's Bluetooth and turn on the baby scale , then click “add device”. When device icon appears on the screen and click the icon to pair successfully.



Step 3: Set the device name and using location

15:48

Bluetooth, NO, 4G, and battery status icons



Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Step 4: setting weight and height unit, choose the unit you need

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK


Step 5: Enter a nickname for your baby and select the relationship (son, daughter or other) and select the date of birth and gender (male/female)



The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header is a form with the following sections:

- Nickname:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Relationship:** Three buttons labeled "Son", "Daughter", and "Other". The "Son" button is highlighted in blue.
- Instructional text:** A light gray bar containing the text "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Gender:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Confirm button:** A large, light gray rounded rectangle at the bottom with the word "Confirm" in the center.


Step 6: Once the settings are complete, you can weigh your baby. Weigh your baby and click "Record" to save the data. You can manually enter weight, height and head circumference (HG)



Step 7: If you want to view records, click to enter your previous records to view summary information. You can view records of weight, height, head circumference (HC) and body mass index (BMI).

15:49					
<	U29980				
Record	Weight	Height	HC	BMI	
2024-06-07 2Y-11M					
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm		
HC	20.0 cm	BMI	56.5		
Your baby's physical development has not reached the normal range!					
2024-06-03 2Y-11M					
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm		
HC	37.50 cm	BMI	0.6		
Your baby's physical development has not reached the normal range!					
2024-05-23 2Y-11M					
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm		
HC	37.50 cm	BMI	1.6		
Your baby's physical development has not reached the normal range!					
2024-05-23 2Y-11M					

Step 8: For the growth curve, you can view the data points on the chart.



Instructions pour le pèse-bébé Bluetooth

APPLICATION BabyFit gratuite



Recherchez « BabyFit » sur le marché des applications.



get on Google Play



get on Google Play

Vous pouvez scanner le code QR pour télécharger l'application, ou rechercher l'application nommée « BabyFit » dans l'App Store pour la télécharger.

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser cet article


Guide de téléchargement BabyFit

Vous pouvez scanner le code QR pour télécharger l'application, ou recherchez l'application nommée « BabyFit » dans l'App Store pour télécharger le.


Après avoir téléchargé l'application, ouvrez l'application et suivez les vous invite à enregistrer les informations.

Guide des étapes

Étape 1 : Créez un nouveau compte (vous pouvez utiliser votre email /Facebook /Wechat pour créer votre compte babyFit)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Login' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Étape 2 : après l'inscription, allumez votre téléphone

Bluetooth et allumez le pèse-bébé ». Lorsque , puis cliquez sur « ajouter l'icône de l'appareil apparaît sur l'écran et

cliquez sur l'icône pour effectuer le couplage avec succès.



Étape 3 : Définissez le nom de l'appareil et l'emplacement d'utilisation

15:48







Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Étape 4 : réglage de l'unité de poids et de taille, choisissez l'unité dont vous avez besoin

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK

Étape 5 : Saisissez un surnom pour votre bébé et sélectionnez le lien de parenté (fils, fille ou autre) et sélectionnez la date de naissance et le sexe (homme/femme)



The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header, the form has several sections: a 'Nickname' text input field with a right arrow; a 'Relationship' section with three buttons: 'Son' (highlighted in blue), 'Daughter', and 'Other'; a light gray instruction bar that says 'Please fill in the baby information for analysis of the data'; a 'Birthday' text input field with a right arrow; and a 'Gender' text input field with a right arrow. At the bottom of the form is a large, light gray 'Confirm' button. The entire form is set against a light gray background.

<

Camera icon

Nickname >

Relationship

Son Daughter Other


Please fill in the baby information for analysis of the data

Birthday >

Gender >

Confirm


Étape 6 : Une fois les réglages terminés, vous pouvez peser votre bébé. Pesez votre bébé et cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer les données. Vous pouvez saisir manuellement le poids, la taille et le tour de tête (HG)



Étape 7 : Si vous souhaitez afficher les enregistrements, cliquez pour saisir vos enregistrements précédents afin d'afficher les informations récapitulatives. Vous pouvez afficher des enregistrements de poids, de taille, de tour de tête (HC) et d'indice de masse corporelle (IMC).

15:49		* 4G 5G	
<		U29980	
Record	Weight	Height	HC BMI
2024-06-07 2Y-11M			
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm
HC	20.0 cm	BMI	56.5
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-06-03 2Y-11M			
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	0.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	1.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			

Étape 8 : Pour la courbe de croissance, vous pouvez afficher les points de données sur le graphique.



Anleitung für Bluetooth-Babywaage

Kostenlose BabyFit APP



Suchen Sie im Anwendungsmarkt nach „BabyFit“.



Sie können den QR-Code scannen, um die App herunterzuladen, oder im App Store nach der App mit dem Namen „BabyFit“ suchen, um sie herunterzuladen.

Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie diesen Artikel verwenden


Anleitung zum Herunterladen von BabyFit

Sie können den QR-Code scannen, um die App herunterzuladen, oder Suchen Sie im App Store nach der App „BabyFit“ lade es herunter.


Nach dem Download der App öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung von Informationen auf.

Schritte-Anleitung

Schritt 1: Erstellen Sie ein neues Konto (Sie können Ihre E-Mail verwenden /Facebook /Wechat, um Ihr BabyFit-Konto zu erstellen)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two circular icons for Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Schritt 2: Nach der Registrierung schalten Sie das

Bluetooth und schalten Sie die Babywaage ein“. , Klicken Sie dann auf „Hinzufügen

Wenn das Gerätesymbol auf dem Bildschirm erscheint und

Klicken Sie auf das Symbol, um die Kopplung erfolgreich durchzuführen.



Schritt 3: Gerätenamen und Standort festlegen

15:48    

<



Device name Baby scale >

Choose device place

Living room Bedroom Kitchen Dining room

Study room Bathroom

Start to use

Schritt 4: Einstellen der Gewichts- und Größeneinheit, wählen Sie die gewünschte Einheit

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK


Schritt 5: Geben Sie einen Spitznamen für Ihr Baby ein, wählen Sie die Beziehung (Sohn, Tochter oder anderes) und wählen Sie das Geburtsdatum und das Geschlecht (männlich/weiblich) aus.



The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header, the form contains the following fields and options:

- Nickname:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Relationship:** A section with three buttons: "Son" (highlighted in blue), "Daughter", and "Other".
- Instruction:** A light gray bar with the text "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Gender:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Confirm:** A large, light gray rounded button at the bottom of the form.


Schritt 6: Sobald die Einstellungen abgeschlossen sind, können Sie Ihr Baby wiegen. Wiegen Sie Ihr Baby und klicken Sie auf „Aufzeichnen“, um die Daten zu speichern. Sie können Gewicht, Größe und Kopfumfang (HG) manuell eingeben.



Schritt 7: Wenn Sie Datensätze anzeigen möchten, klicken Sie auf Ihre vorherigen Datensätze, um die Zusammenfassungsinformationen anzuzeigen. Sie können Datensätze zu Gewicht, Größe, Kopfumfang (HC) und Body-Mass-Index (BMI) anzeigen.

15:49		* 5G 4G	
<		U29980	
Record	Weight	Height	HC BMI
2024-06-07 2Y-11M			
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm
HC	20.0 cm	BMI	56.5
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-06-03 2Y-11M			
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	0.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	1.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			

Schritt 8: Für die Wachstumskurve können Sie die Datenpunkte im Diagramm anzeigen.



Istruzioni per la bilancia pesa neonati Bluetooth

APP BabyFit gratuita



Cerca "BabyFit" nel mercato delle applicazioni.



Puoi scansionare il codice QR per scaricare l'app o cercare l'APP denominata "BabyFit" nell'app store per scaricarla.

Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare questo articolo


Guida al download di BabyFit

Puoi scansionare il codice QR per scaricare l'app oppure cercare l'APP denominata "BabyFit" nell'app store per scaricarlo.


Dopo aver scaricato l'app, apri l'app e segui le istruzioni richieste di registrare le informazioni.

Guida ai passaggi

Passaggio 1: crea un nuovo account (puoi utilizzare la tua email /Facebook /Wechat per creare il tuo account babyFit)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main title is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main title is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Passaggio 2: dopo la registrazione, accendi il telefono

Bluetooth e accendi la bilancia pesa neonati". Quando , quindi fare clic su "aggiungi".

l'icona del dispositivo viene visualizzata sullo schermo e

fare clic sull'icona per accoppiare correttamente.



Passaggio 3: imposta il nome del dispositivo e utilizza la posizione

15:48    

<



Device name Baby scale >

Choose device place

Living room Bedroom Kitchen Dining room

Study room Bathroom

Start to use

Passaggio 4: impostazione dell'unità di peso e altezza, scegliere l'unità necessaria

The image shows a mobile application screen titled "Unit setting". At the top left is a back arrow icon. The screen is divided into two main sections: "Weight unit" and "Height unit".

Weight unit section:


- The "kg" option is selected, indicated by a checkmark icon to its right.
- Below "kg" are three unselected options: "lb:oz", "oz", and "lb", each with a horizontal line for selection.

Height unit section:

- The "cm" option is selected, indicated by a checkmark icon to its right.
- Below "cm" is one unselected option: "inch", with a horizontal line for selection.

At the bottom of the screen is a large, rounded rectangular button labeled "OK". Below the "OK" button is a thick black horizontal line, likely representing the home indicator bar on an iPhone.

Passaggio 5: inserisci un soprannome per il tuo bambino e seleziona la relazione (figlio, figlia o altro) e seleziona la data di nascita e il sesso (maschio/femmina)




The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header is a form with the following sections:

- Nickname:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Relationship:** Three buttons: "Son" (highlighted in blue), "Daughter", and "Other".
- A light gray separator bar with the text: "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Gender:** A text input field with a right-pointing chevron.

At the bottom of the form is a large, light gray rectangular area, and at the very bottom is a rounded "Confirm" button. A black horizontal line is visible at the bottom edge of the screen, indicating a mobile device interface.

Passaggio 6: una volta completate le impostazioni, puoi pesare il tuo bambino. Pesa il tuo bambino e fai clic su "Registra" per salvare i dati. Puoi inserire manualmente peso, altezza e circonferenza della testa (HG)



Passaggio 7: se desideri visualizzare i record, fai clic su per inserire i record precedenti per visualizzare le informazioni di riepilogo. È possibile visualizzare le registrazioni di peso, altezza, circonferenza della testa (HC) e indice di massa corporea (BMI).

15:49

<

U29980

Record

Weight

Height

HC

BMI

2024-06-07 2Y-11M

Weight

2.260

kg

Height

20.0

cm

HC

20.0

cm

BMI

56.5

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-06-03 2Y-11M

Weight

0.200

kg

Height

55.70

cm

HC

37.50

cm

BMI

0.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Weight

0.51

kg

Height

55.70

cm

HC

37.50

cm


BMI

1.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Passaggio 8: per la curva di crescita, puoi visualizzare i punti dati sul grafico.



Instrucción de báscula para bebés con Bluetooth

Aplicación gratuita BabyFit



Busque "BabyFit" en el mercado de aplicaciones.



Puede escanear el código QR para descargar la aplicación o buscar la aplicación llamada "BabyFit" en la tienda de aplicaciones para descargarla.

Lea las instrucciones antes de usar este artículo.


Guía de descarga de BabyFit

Puede escanear el código QR para descargar la aplicación, o busque la APLICACIÓN llamada "BabyFit" en la tienda de aplicaciones para Descargalo.


Después de descargar la aplicación, ábrala y siga las instrucciones. Indicaciones para registrar información.

guía de pasos

Paso 1: Crea una nueva cuenta (puedes usar tu correo electrónico /Facebook /Wechat para crear su cuenta babyFit)



This screenshot shows the registration interface of the BabyFit app. At the top right is a "Log in" link. The main heading is "Registration". Below it are three input fields: "Please enter email" with an envelope icon, "Verification" with a shield icon and a blue "Send" button, and "Input password" with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey "Register" button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: "Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)".





This screenshot shows the login interface of the BabyFit app. At the top right is a "Register" link. The main heading is "Log in". Below it are two input fields: "Please input Account" with a person icon and "Input password" with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link "Forgot Password?" is below the password field. A large grey "Log in" button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: "Agree Service Agreement and Privacy Policy".

Paso 2: después del registro, enciende tu teléfono

Bluetooth y enciende el dispositivo báscula para bebés". , luego haga clic en "agregar

Cuando el icono del dispositivo aparece en la pantalla y

haga clic en el icono para emparejar correctamente.



Paso 3: establece el nombre del dispositivo y la ubicación de uso

15:48







Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Paso 4: configurando la unidad de peso y altura, elige la unidad que necesitas

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK


Paso 5: Ingrese un apodo para su bebé y seleccione la relación (hijo, hija u otro) y seleccione la fecha de nacimiento y el sexo (masculino/femenino)



The screenshot shows a mobile application interface for adding a baby's information. At the top, there is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in the center, indicating a profile picture. Below the header, the form contains the following fields and options:

- Nickname:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Relationship:** A section with three buttons: "Son" (selected, highlighted in blue), "Daughter", and "Other".
- Instruction:** A light gray bar with the text "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Gender:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Confirm:** A large, rounded gray button at the bottom of the form.

Paso 6: Una vez que se completen los ajustes, podrá pesar a su bebé. Pese a su bebé y haga clic en "Registrar" para guardar los datos. Puede ingresar manualmente el peso, la altura y la circunferencia de la cabeza (HG)




Paso 7: Si desea ver registros, haga clic para ingresar sus registros anteriores para ver información resumida.

Puede ver registros de peso, altura, circunferencia de la cabeza (HC) e índice de masa corporal (IMC).

15:49				
<	U29980			
Record	Weight	Height	HC	BMI
2024-06-07 2Y-11M				
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm	
HC	20.0 cm	BMI	56.5	
Your baby's physical development has not reached the normal range!				
2024-06-03 2Y-11M				
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm	
HC	37.50 cm	BMI	0.6	
Your baby's physical development has not reached the normal range!				
2024-05-23 2Y-11M				
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm	
HC	37.50 cm	BMI	1.6	
Your baby's physical development has not reached the normal range!				
2024-05-23 2Y-11M				

Paso 8: Para la curva de crecimiento, puede ver los puntos de datos en el gráfico.



Instrukcja wagi dziecięcej Bluetooth

Bezpłatna aplikacja BabyFit



Wyszukaj „BabyFit” na rynku aplikacji.



Możesz zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację, lub wyszukać aplikację o nazwie „BabyFit” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać.

Przed użyciem tego przedmiotu przeczytaj instrukcję


Przewodnik pobierania BabyFit

Możesz zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację lub
wyszukaj aplikację o nazwie „BabyFit” w sklepie z aplikacjami
Pobierz to.


Po pobraniu aplikacji otwórz ją i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetla monit o zarejestrowanie informacji.

Przewodnik po krokach

Krok 1: Utwórz nowe konto (możesz użyć swojego adresu e-mail
/Facebook /Wechat, aby utworzyć konto babyFit)





The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.



The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Krok 2: po rejestracji włącz swój telefon Bluetooth i włącz wagę dziecięcą". Kiedy na ekranie pojawi się ikona urządzenia i kliknij ikonę, aby pomyślnie sparować.



Krok 3: Ustaw nazwę urządzenia i użyj lokalizacji

15:48    





Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Krok 4: ustawienie jednostki wagi i wzrostu, wybierz jednostkę, której potrzebujesz



Unit setting

Weight unit

kg

✓

lb:oz

oz

lb

Height unit


cm

✓

inch

OK


Krok 5: Wpisz pseudonim dla swojego dziecka i wybierz pokrewieństwo (syn, córka lub inny) oraz wybierz datę urodzenia i płeć (mężczyzna/kobieta)



The screenshot shows a mobile application interface for adding a baby. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header, the form contains the following fields and options:

- Nickname**: A text input field with a right-pointing chevron.
- Relationship**: Three buttons labeled "Son", "Daughter", and "Other". The "Son" button is currently selected.
- A grey separator bar with the text: "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday**: A text input field with a right-pointing chevron.
- Gender**: A text input field with a right-pointing chevron.
- A large, light grey rectangular area below the input fields.
- A rounded "Confirm" button at the bottom of the form.


Krok 6: Po zakończeniu ustawień możesz zważyć dziecko. Zważ swoje dziecko i kliknij „Zapisz”, aby zapisać dane. Możesz ręcznie wprowadzić wagę, wzrost i obwód głowy (HG)



Krok 7: Jeśli chcesz wyświetlić rekordy, kliknij, aby wprowadzić poprzednie rekordy i wyświetlić informacje podsumowujące. Możesz przeglądać dane dotyczące masy ciała, wzrostu, obwodu głowy (HC) i wskaźnika masy ciała (BMI).

15:49		* 5G 4G	
<		U29980	
Record	Weight	Height	HC BMI
2024-06-07 2Y-11M			
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm
HC	20.0 cm	BMI	56.5
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-06-03 2Y-11M			
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	0.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	1.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			

Krok 8: W przypadku krzywej wzrostu możesz wyświetlić punkty danych na wykresie.



Bluetooth-babyweegschaal-instructie

Gratis BabyFit-APP



Zoek naar "BabyFit" in de applicatiemarkt.



U kunt de QR-code scannen om de app te downloaden, of zoeken naar de APP met de naam "BabyFit" in de app store om deze te downloaden.

Lees de instructies voordat u dit artikel gebruikt


BabyFit-downloadgids

U kunt de QR-code scannen om de app te downloaden, of zoek naar de APP met de naam "BabyFit" in de app store download het.


Nadat u de app heeft gedownload, opent u de app en volgt u de vraagt om informatie te registreren.

Stappengids

Stap 1: Maak een nieuw account aan (u kunt uw e-mailadres gebruiken /Facebook /Wechat om uw babyFit-account te creëren)



This screenshot shows the registration interface of the BabyFit app. At the top right is a "Log in" link. The main heading is "Registration". Below it are three input fields: "Please enter email" with an envelope icon, "Verification" with a shield icon and a blue "Send" button, and "Input password" with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey "Register" button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: "Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)".





This screenshot shows the login interface of the BabyFit app. At the top right is a "Register" link. The main heading is "Log in". Below it are two input fields: "Please input Account" with a person icon and "Input password" with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link "Forgot Password?" is below the password field. A large grey "Log in" button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: "○ Agree Service Agreement and Privacy Policy".

Stap 2: na registratie zet u uw telefoon aan

Bluetooth en schakel de babyweegschaal in". , klik vervolgens op "toevoegen

Wanneer het apparaatpictogram op het scherm verschijnt en

klik op het pictogram om succesvol te koppelen.



Stap 3: Stel de apparaatnaam en gebruikslocatie in

15:48







Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Stap 4: gewichts- en lengte-eenheid instellen, kies de eenheid die u nodig heeft

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK

Stap 5: Voer een bijnaam in voor je baby en selecteer de relatie (zoon, dochter of anders) en selecteer de geboortedatum en het geslacht (man/vrouw)




The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header, there is a form with the following sections:

- Nickname:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Relationship:** Three buttons: "Son" (highlighted in blue), "Daughter", and "Other".
- A grey separator bar with the text: "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Gender:** A text input field with a right-pointing chevron.

At the bottom of the form is a large, light grey rectangular area, and at the very bottom is a rounded "Confirm" button.


Stap 6: Zodra de instellingen zijn voltooid, kunt u uw baby wegen. Weeg uw baby en klik op "Opnemen" om de gegevens op te slaan. U kunt handmatig gewicht, lengte en hoofdomtrek (HG) invoeren



Stap 7: Als u records wilt bekijken, klikt u op om uw eerdere records in te voeren om samenvattende informatie te bekijken. U kunt gegevens over gewicht, lengte, hoofdomtrek (HC) en body mass index (BMI) bekijken.

15:49		* 4G LTE	
<		U29980	
Record	Weight	Height	HC BMI
2024-06-07 2Y-11M			
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm
HC	20.0 cm	BMI	56.5
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-06-03 2Y-11M			
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	0.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	1.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			

Stap 8: Voor de groeicurve kunt u de gegevenspunten in de grafiek bekijken.




Instruktion för Bluetooth babyvåg

Gratis BabyFit APP



Sök "BabyFit" på applikationsmarknaden.



Du kan skanna QR-koden för att ladda ner appen, eller söka i APP som heter "BabyFit" i appbutiken för att ladda ner den.

Vänligen läs instruktionerna innan du använder detta föremål


BabyFit nedladdningsguide

Du kan skanna QR-koden för att ladda ner appen, eller sök APP som heter "BabyFit" i appbutiken för att ladda ner det.


När du har laddat ner appen öppnar du appen och följer uppmanar att registrera information.

Steg guide

Steg 1: Skapa ett nytt konto (du kan använda din e-post /Facebook /Wechat för att skapa ditt babyFit-konto)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Steg 2: Slå på din telefon efter registrering

Bluetooth och slå på babyvågsenheten". , klicka sedan på "lägg till

När enhetsikonen visas på skärmen och

klicka på ikonen för att koppla ihop framgångsrikt.



Steg 3: Ställ in enhetens namn och använd plats

15:48



Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Steg 4: ställ in vikt- och höjdenhet, välj den enhet du behöver

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK


Steg 5: Ange ett smeknamn för ditt barn och välj förhållandet (son, dotter eller annat) och välj födelsedatum och kön (man/kvinna)



The screenshot shows a mobile application interface for adding a new baby. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header, the form contains the following fields and options:

- Nickname:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Relationship:** A section with three buttons: "Son" (highlighted in blue), "Daughter", and "Other".
- Instruction:** A light gray bar with the text "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Gender:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Confirm:** A large, rounded gray button at the bottom of the form.

Steg 6: När inställningarna är klara kan du väga ditt barn. Väg ditt barn och klicka på "Record" för att spara data. Du kan manuellt ange vikt, längd och huvudomkrets (HG)



Steg 7: Om du vill visa poster, klicka för att ange dina tidigare poster för att se sammanfattningsinformation. Du kan se uppgifter om vikt, längd, huvudomkrets (HC) och body mass index (BMI).

15:49		U29980	
<		✎	
Record	Weight	Height	HC BMI
2024-06-07 2Y-11M			
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm
HC	20.0 cm	BMI	56.5
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-06-03 2Y-11M			
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	0.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	1.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			

Steg 8: För tillväxtkurvan kan du se datapunkterna i diagrammet.

