

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TechnicalSupport and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

EYE MASSAGE

Model:SD-007F


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EYE MASSAGE

Model: SD-007F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Attention:

Please read and comprehend all the contents of this manual and operate the product according to the instructions.

--DO NOT use this product if you have eye diseases like Glaucoma, Cataract, and Retinal detachment. If you have ever carried out surgery, it is prohibited to use this product.

--DO NOT clean the product with water, clean it with cotton soaked in alcohol.

--DO NOT disassemble the product.

--This product has a hot surface, people sensitive to heat should take extra care when using this.

--This product is not intended to be used by people who are physically weak, slow in response, or mentally disabled, unless it is used safely under the guidance or help of the person responsible for their safety. Unattended young children and disabled persons are prohibited from using this appliance, and children are prohibited from playing with this appliance.

--This product is intended for personal care use, it is not intended to replace medical care and medical devices.

--DO NOT disassemble the product. DO NOT impact or squeeze its interior lithium battery or expose it to fire. Do not use when severe swelling occurs.

--DO NOT use if the battery has been immersed in water.

--Lithium battery set inside the product. DO NOT place in high temperature environment.

--Consult your doctor if you have sensitive skin, allergic dermatitis, or orthopedic bio materials on face.

--Remove contact lenses, hairpin and hair accessories before using.

--Start the eye massager after putting it on, in order to avoid damage to the air bag due to over pressure.

--DO NOT use in high temperatures or humid environments.

Avoid direct exposure to the sun and gas corrosion.

--This product will block the view, DO NOT use when walking or driving.

--Only use the charger (5V/1A) to recharge the eye massager.

--You must have your eyes closed while massaging.

--After massaging, the eyes are relatively blurred, and slowly become clear after closing the eyes for 1 minute. Run time: around 1.5 hours

--DO NOT use sharp objects to scratch this product.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.


Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Product Structure

Wireless BT Main Engine




Accessories



Preparation before use --- Charging

- Before using, use 5V mobile charger for charging eye massager.
- Insert USB plug into the socket of the mobile charger.
- Charging Plug into the socket of the device, make sure the Charging Plug is inserted in the right direction.
- While charging, the POWER LED indicator will slowly flicker. The POWER LED indicator will change to (keeps) light on after charging is doneance is charging,
- The device will not work while charging is in progress.
- The charge duration will be 2-3 hours. Run time: around 1.5 hours Disconnect the power adapter after charging is complete.



Using Instructions

Wearing the Device

Align the cloth cover to your eyes, put on the device, adjust the elastic band, adjust the device to the most comfortable position. Hold the power button for 3-5 seconds to turn on the eye massager.







Attention:

Remove any glasses, contact lenses, hairpins and hair accessories before use to avoid discomfort. Do not operate the device with wet hands. Do not drop or step on the product.

Key Control:

- Press and hold for 3 seconds to start up/swith-off.
- Short Touch POWER button to change massager program (suit for touch function device)

Key Control

-  Long press 3 seconds to turns on/off Eye Massager.
Short press switch massage mode.
-  Short press: Switch the hot compress gear, and cycle
Successively: Low Heat/High Heat/NoTemperature/Low Heat
-  Short press: Switch the pressure intensity, and cycle
Successively: Soft Pressure/Strong Pressure/No Pressure/Soft Pressure
-  Short press: Volume adjustment (Level 3 default-4-5-Turn off volume-1-2-3)
Press the button twice in a row to switch to silent mode, and
press the button twice in a row to activate voice mode.
Long press this button to switch to the next music track.
Theoperation is also the same after connecting Bluetooth music.

Wireless BT Music :

BT pairing name: Eye Massager

--Wireless BT is ON by default.

--Massager will play built in music after start up.

--It will switch to Wireless BT device to play the BT music after mobile phone connection to the BT.

--It will automatically restore the built in music play after Wireless BT disconnection.


Note: Over time, repeated exposure to loud noise and music can cause hearing loss.

Massager Programs

Default Setting:

Air Pressure Plus Heat(15minutes)

Press POWER button to cyclely changing massager mode:Every time short press/touch POWER button, Audio voice will confm mode change. (music will stop during this operation, it will auto restore music after 2 senconds)



Products Features



Hot Compress



Automatic Timing



Air Pressure



Intelligent Voice



BT



180" foldable

Reminder(for
customized
functioncurrent version
not brings it)

Transport and Storage

Temperature requirement: -40 ~50°C (-40°F~ 122°F)

Relative humidity: ≥80%, No corrosive gas, good ventilation.

This product is equipped with simple anti-vibration facilities, suitable for air, railway, highway and ship transportation. Rain, snow, upside-down and collision should be avoided.

When the storage period is more than three months, you should open the box for inspection, and do the power-on processing for half an hour.

FAQ and Troubleshooting

Problem	Possible causes	Actions
There is a sound mechanical or air sound coming from device	Normal sound of air pump inflating, motor working, or air pressure	No need to do anything
Device turns off automatically. Device does not turn on. Buttons are not responsive. Air pressure is weak.	Battery is low	Charge the device

--If there are other problems, please cut off the power supply for the abnormality after being treated as above and then contact with the distributor or our company.

--Do not disassemble the product for maintenance by yourself. Our company shall not be liable for product damages or personal injuries therefore.

Cleaning and Maintenance

Attention:

Turn off the power when cleaning, do not use corrosive detergents such as benzene or diluents to clean the product. If long time no use the device, please use your own anti-dust cloth to protect the device.

Guarantee

This product comes with one-year warranty from the date of purchase. Warranty will be voided due to any of the following:

- Damaged due to the improper usage or storage.
- Damaged by attempting to repair or disassemble the device.
- Period of warranty exceeded.

Products Features

- Compact & Portable Facial Massage Therapy System
- Selectable Preset Eye Massage Modes
- Assists in the Relief of Eye Strain, Dry Eyes, Puffness, Sinus Pressure Headaches, Stress Relief and Helps to Sleep
- 5 Massage Modes: Soft, Strong, and Sleep Mode
- Acupressure: Simulated Pressure Pulsing
- Heating Mode: Hot Compress for Improved Blood Circulation, Helps Alleviate Dark Circles
- Pneumatic Mode: Double Airbag, Simulates Pressure of Soft Hand Massages
- Music: Wireless Eye Massager with Soothing Sounds
- With Wireless BT Speaker to Play your Own Soothing Sounds
- Sleek, Next-Gen Fashionable Goggle Visor Style
- Simple One-Button Activation
- Built-in Rechargeable Battery
- Ultra-Quiet Operation
- With UsB Cable

- Adjustable Headband Wrap Design
- Universal Size for All Ages: Adjustable Elastic Band
- Perfect for Use AfterTV & Computer Screen Viewing, Before Bedtime

Wireless BT Connectivity

- Built-in BT for Wireless Streaming
- Works with Smartphone Only
- Wireless BT Network Name: 'Eye Massager'
- Wireless BT Wireless Range: 98'+ Ft.
- Wireless BT Version: 5.0

What's in the Box

- Digital Eye Massager
- USB Charging Cable

Technical Specs

- Construction Material: Engineered ABS, Soft Fabric
- Recommended Massage Session Duration: 10, 15, 20 Minutes
- Eye Massage Pressure Strength: 65 kPa
- Rechargeable Battery: 3.7V Lithium, 1500 mAh
- Power Supply: 5V DC, 1A (USB Powered)USB Charging Cable Length: 3.28 ft.
- Product Dimensions (L xW x H): 1.57"x8.19"x3.90"-inches

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MASAJE DE OJOS

Modelo: SD-007F

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASAJE DE OJOS

Modelo: SD-007F



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Atención:

Lea y comprenda todo el contenido de este manual y utilice el producto de acuerdo con las instrucciones.

--NO use este producto si tiene enfermedades oculares como glaucoma, cataratas y desprendimiento de retina. Si alguna vez se realizó una cirugía ocular, está prohibido usar este producto.

--NO limpie el producto con agua, límpielo con un algodón empapado en alcohol.

--NO desmonte el producto.

--Este producto tiene una superficie caliente, las personas sensibles al calor deben tener especial cuidado al utilizarlo.

--Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas físicamente débiles, lentas en responder o mentalmente discapacitadas, a menos que se use de manera segura bajo la guía o ayuda de la persona responsable de su seguridad. Los niños pequeños y las personas discapacitadas sin supervisión tienen prohibido utilizar este aparato, y los niños tienen prohibido jugar con este aparato.

--Este producto está destinado para uso de cuidado personal, no pretende reemplazar la atención médica ni los dispositivos médicos.

--NO desmonte el producto. NO golpee ni apriete la batería de litio interna ni la esponja al fuego. No lo utilice si se produce una gran acumulación de agua.

--NO lo use si la batería ha estado sumergida en agua.

--Batería de litio dentro del producto. NO la coloque en lugares altos. temperatura ambiente.

--Consulte a su médico si tiene piel sensible, dermatitis alérgica o materiales biológicos ortopédicos en la cara.

--Quitar lentes de contacto, horquillas y accesorios para el cabello antes de usarlos.

--Encienda el masajeador de ojos después de colocárselo, para evitar dañar la bolsa de aire debido a la sobrepresión.

--NO utilizar en altas temperaturas o ambientes húmedos.

Evite la exposición directa al sol y a la corrosión del gas.

--Este producto bloqueará la vista, NO lo use mientras camina o conduce.

--Utilice únicamente el cargador (5 V/1 A) para recargar el masajeador de ojos.

--Debes tener los ojos cerrados mientras realizas el masaje.

--Después del masaje, los ojos se ven relativamente borrosos y se van aclarando lentamente después de cerrar los ojos durante 1 minuto. Duración: alrededor de 1,5 horas.

--NO utilice objetos afilados para rayar este producto.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
¡mento!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un Instalación residencial.


Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Estructura del producto

Motor principal inalámbrico BT



Accesorios



Preparación antes del uso --- Carga


--Antes de usar, utilice un cargador móvil de 5 V para cargar el masajeador de ojos.

--Inserte el enchufe USB en el enchufe del cargador móvil.

--Enchufe el cargador en el zócalo del dispositivo, asegúrese de que el enchufe de carga esté insertado en la dirección correcta.

--Durante la carga, el indicador LED de ENCENDIDO parpadeará lentamente. El indicador LED de ENCENDIDO cambiará a (permanecerá) encendido una vez que se haya completado la carga. --El dispositivo no funcionará mientras la carga esté en curso.

--La duración de la carga será de 2 a 3 horas. Tiempo de funcionamiento: alrededor de 1,5 horas
Desconecte el adaptador de corriente una vez completada la carga.



Instrucciones de uso

Uso del dispositivo

Alinee la cubierta de tela con sus ojos, coloque el dispositivo, ajuste la banda elástica, ajuste el dispositivo a la posición más cómoda. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 a 5 segundos para encender el masajeador de ojos.



Atención:

Quítese las gafas, las lentillas, las horquillas y los accesorios para el pelo antes de usarlo para evitar molestias.

No utilice el dispositivo con las manos mojadas. No deje caer ni pise el producto.

Control de teclas:

--Mantenga presionado durante 3 segundos para iniciar/apagar.

--Toque brevemente el botón de ENCENDIDO para cambiar el programa del masajeador (adecuado para dispositivos con función táctil)

Control de teclas



Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar el masajeador de ojos.

Presione brevemente el interruptor para cambiar al modo masaje.



Pulsación corta: cambia la marcha de la compresa caliente y realiza un ciclo sucesivo:

Calor bajo/Calor alto/Sin temperatura/Calor bajo



Pulsación corta: cambia la intensidad de la presión y realiza un ciclo sucesivo: Presión

suave/Presión fuerte/Sin presión/Presión suave



Pulsación corta: Ajuste de volumen (Nivel 3 predeterminado-4-5-Apagar volumen-1-2-3)

Presione el botón dos veces seguidas para cambiar al modo silencioso y

Presione el botón dos veces seguidas para activar el modo de voz.

Mantenga presionado este botón para cambiar a la siguiente pista de música.

El funcionamiento también es el mismo después de conectar la música Bluetooth.

Música inalámbrica BT:

Nombre de emparejamiento BT: Masajeador de ojos

--La conexión inalámbrica BT está activada de forma predeterminada.

--El masajeador reproducirá música incorporada después de iniciarse.

--Cambiará al dispositivo BT inalámbrico para reproducir música BT después de la conexión del teléfono móvil al BT.

--Restaurará automáticamente la reproducción de música incorporada después de la desconexión inalámbrica BT.

Nota: Con el tiempo, la exposición repetida a ruidos y música fuertes puede provocar pérdida de audición.


Programas de masajeador

Configuración predeterminada:

Presión de aire más calor (15 minutos)

Presione el botón de ENCENDIDO para cambiar cíclicamente el modo de masajeador: cada vez que se presiona brevemente

Presione/toque el botón de ENCENDIDO, la voz de audio confirmará el cambio de modo. (la música se detendrá durante esta operación, se restaurará automáticamente después de 2 segundos)



Características del producto



Compresa caliente



Sincronización automática



Presión del aire



Voz inteligente



BT



180" plegable

Recordatorio(para
personalizado
funciónversión actual
no lo trae)

Transporte y almacenamiento

Requisito de temperatura: -40 ~50 °C (-40 °F ~ 122 °F)

Humedad relativa: ≥80%, sin gases corrosivos, buena ventilación.

Este producto está equipado con instalaciones antivibración simples, adecuadas para transporte aéreo, ferroviario, por carretera y marítimo. Lluvia, nieve, vuelcos y colisiones.

Debe evitarse.

Cuando el período de almacenamiento sea superior a tres meses, debe abrir la caja para inspección y realizar el proceso de encendido durante media hora.

Preguntas frecuentes y solución de problemas

Problema	Posibles causas	Comportamiento
Hay una sonido mecanico o aire sonido que viene del dispositivo	Sonido normal de la bomba de aire inflando, del motor en funcionamiento o de la presión del aire.	No es necesario hacer cualquier cosa
El dispositivo se apaga automáticamente. El dispositivo no se enciende. Los botones no responden. La presión del aire es débil.	La batería está baja	Cargar el dispositivo

--Si hay otros problemas, corte el suministro de energía debido a la anomalía después de tratarlo como se indica anteriormente y luego comuníquese con el distribuidor o nuestra empresa.

- No desmonte el producto para realizar tareas de mantenimiento usted mismo. Nuestra empresa no será responsable por daños al producto ni por lesiones personales.

Limpieza y Mantenimiento

Atención:

Apague el dispositivo durante la limpieza, no utilice detergentes corrosivos como benceno o diluyentes para limpiar el producto. Si no utiliza el dispositivo durante un período prolongado, utilice su propio paño antipolvo para protegerlo.

Garantizar

Este producto viene con garantía de un año a partir de la fecha de compra. La garantía quedará anulada debido a cualquiera de los siguientes motivos:

- Dañado debido al uso o almacenamiento inadecuado.
- Dañado al intentar reparar o desmontar el dispositivo.
- Período de garantía excedido.

Características del producto

- Sistema de terapia de masaje facial compacto y portátil
- Modos de masaje ocular preestablecidos seleccionables
- Ayuda a aliviar la fatiga visual, los ojos secos, la hinchazón y la sinusitis.
- Dolores de cabeza por presión, alivio del estrés y ayuda para dormir
- 5 modos de masaje: suave, fuerte y modo sueño.
- Acupresión: pulsación de presión simulada
- Modo de calentamiento: compresa caliente para mejorar la circulación sanguínea, ayuda a aliviar Ojeras
- Modo neumático: doble airbag, simula la presión de suaves masajes manuales.
- Música: Masajeador de ojos inalámbrico con sonidos relajantes
- Con altavoz Bluetooth inalámbrico para reproducir tus propios sonidos relajantes
- Estilo de visera de gafas elegante y de última generación
- Activación sencilla con un solo botón
- Batería recargable incorporada
- Funcionamiento ultra silencioso
- Con cable USB

- Diseño de envoltura de diadema ajustable
- Tamaño universal para todas las edades: banda elástica ajustable.
- Perfecto para usar después de ver televisión y la pantalla de la computadora, antes de acostarse

Conectividad inalámbrica BT

- BT incorporado para transmisión inalámbrica
- Funciona solo con teléfonos inteligentes
- Nombre de la red inalámbrica BT: 'Masajeador de ojos'
- Alcance inalámbrico BT: 98'+ pies.
- Versión inalámbrica BT: 5.0

¿Qué hay en la caja?

- Masajeador de ojos digital
- Cable de carga USB

Especificaciones técnicas

- Material de construcción: ABS diseñado, tela suave.
- Duración recomendada de la sesión de masaje: 10, 15, 20 minutos
- Fuerza de presión del masaje ocular: 65 kPa
- Batería recargable: litio de 3,7 V, 1500 mAh
- Fuente de alimentación: 5 V CC, 1 A (alimentado por USB)Longitud del cable de carga USB: 3,28 pies.
- Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 1,57" x 8,19" x 3,90" pulgadas

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certyfikat wsparcia technicznego i gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASAŻ OCZU

Model:SD-007F


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASAŻ OCZU

Model:SD-007F



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

Uwaga:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i zapoznanie się z jej treścią oraz korzystanie z produktu zgodnie z zaleceniami.

--NIE UŻYWAJ tego produktu, jeśli cierpisz na choroby oczu, takie jak jaskra, zaćma i odwarstwienie siatkówki.

Produktu nie wolno stosować osobom, u których kiedykolwiek przeprowadzono operację oka.

-- NIE czyść produktu wodą, czyść go wacikiem nasączonym alkoholem.

--NIE rozmontowuj produktu.

--Powierzchnia produktu jest gorąca, osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować szczególną ostrożność podczas jego używania.

-- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby słabe fizycznie, o powolnej reakcji lub niepełnosprawne umysłowo, chyba że jest używany bezpiecznie pod nadzorem lub przy pomocy osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Zabrania się korzystania z tego urządzenia przez małe dzieci i osoby niepełnosprawne pozostawione bez opieki, a dzieciom zabrania się zabawy tym urządzeniem.

--Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji osobistej i nie zastępuje opieki medycznej ani wyrobów medycznych.

--NIE rozmontowuj produktu. NIE uderzaj ani nie ściskaj jego wewnętrzną baterię litową ani nie wystawiaj jej na działanie ognia. Nie używaj, gdy występuje poważna porażenie cie.

--NIE UŻYWAJ, jeśli akumulator był zanurzony w wodzie.

-- Zestaw baterii litowej wewnątrz produktu. NIE umieszczać w wysokiej temperaturze temperatura otoczenia.

--Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz wrażliwą skórę, alergiczne zapalenie skóry lub stosujesz na twarzy materiały ortopedyczne.

--Przed użyciem należy zdjąć soczewki kontaktowe, spinki do włosów i ozdoby do włosów.

--Po założeniu urządzenia należy uruchomić masażer oczu, aby zapobiec uszkodzeniu poduszki powietrznej na skutek nadmiernego ciśnienia.

--NIE stosować w wysokich temperaturach lub wilgotnym środowisku.

Unikaj bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych i korozji gazowej.

--Produkt ten zasłania widoczność, NIE UŻYWAJ go podczas chodzenia lub prowadzenia pojazdu.

--Do ładowania masażera oczu należy używać wyłącznie ładowarki (5 V/1 A).

--Podczas masażu należy mieć zamknięte oczy.

--Po masażu oczy są stosunkowo niewyraźne i powoli stają się wyraźne po zamknięciu oczu na 1 minutę. Czas trwania: około 1,5 godziny

-- NIE używaj ostrych przedmiotów do zarysowania produktu.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.


Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.


- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

Struktura produktu

Bezprzewodowy silnik główny BT




Akcesoria



Przygotowanie przed użyciem --- Ładowanie

- Przed użyciem należy naładować masażer oczu za pomocą ładowarki mobilnej 5 V.
- Podłącz wtyczkę USB do gniazda ładowarki mobilnej.
- Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda urządzenia, upewnij się , że wtyczka ładowarki jest włożona we właściwym kierunku.
- Podczas ładowania wskaźnik POWER LED będzie powoli migać. Wskaźnik POWER LED zmieni się na (będzie świecił) po zakończeniu ładowania, --Urządzenie nie będzie działać podczas ładowania.
- Czas ładowania wynosi 2-3 godziny. Czas pracy: około 1,5 godziny. Odłącz zasilacz po zakończeniu ładowania.



Korzystanie z instrukcji

Noszenie urządzenia

Dopasuj osłonę materiałową do oczu, załóż urządzenie, wyreguluj gumkę, ustaw urządzenie w najwygodniejszej pozycji. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3-5 sekund, aby wyłączyć masażer oczu.



Uwaga:

Przed użyciem należy zdjąć okulary, soczewki kontaktowe, spinki do włosów i akcesoria do włosów, aby uniknąć dyskomfortu. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy upuszczać ani stawać na produkcie.

Kontrola kluczy:

--Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomić/wyłączyć.

--Krótkie dotknięcie przycisku POWER powoduje zmianę programu masażu (odpowiedni dla urządzeń z funkcją dotykową)

Kontrola kluczy



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/Wyłączyć masażer oczu.

Krótkie naciśnięcie przełącza tryb masażu.



Krótkie naciśnięcie: Zmiana trybu gorącego kompresu i cykl kolejno: Niskie ciepło/Wysokie ciepło/Brak temperatury/Niskie ciepło



Krótkie naciśnięcie: Zmień intensywność nacisku i cykluj kolejno: Lekki nacisk/

Silny nacisk/Brak nacisku/Lekki nacisk



Krótkie naciśnięcie: Regulacja głośności (Poziom 3 domyślny-4-5-Wyłącz głośność-1-2-3)

Naciśnij przycisk dwa razy z rzędu, aby przełączyć się w tryb cichy, a następnie

Naciśnij przycisk dwa razy z rzędu, aby aktywować tryb głośowy.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przejść do następnego utworu muzycznego.

Obsługa jest taka sama po podłączeniu muzyki przez Bluetooth.

Bezprzewodowa muzyka BT:

Nazwa połączenia BT: Masażer oczu

--Łączność bezprzewodowa BT jest domyślnie WŁĄCZONA.

--Po uruchomieniu masażer będzie odtwarzał wbudowaną muzykę .

--Po połączeniu telefonu komórkowego z BT nastąpi przełączenie na urządzenie bezprzewodowe BT w celu odtwarzania muzyki BT.

--Automatycznie przywróci wbudowaną funkcję odtwarzania muzyki po rozłączeniu bezprzewodowego połączenia BT.

Uwaga: Z biegiem czasu powtarzające się narażenie na głośny hałas i muzykę może spowodować utratę słuchu.


Programy masażu

Ustawienie domyślne:

Ciśnienie powietrza plus ciepło (15 minut)

Naciśnij przycisk POWER, aby cyklicznie zmieniać tryb masażu: Za każdym razem krótko

Naciśnij/dotknij przycisku ZASILANIA, a głos potwierdzi zmianę trybu. (podczas tej operacji muzyka zostanie zatrzymana, odtwarzanie zostanie automatycznie wznowione po 2 sekundach)



Cechy produktu



Gorący kompres



Automatyczne ustawianie czasu



Ciśnienie powietrza



Inteligentny głos



BT



180" składany

Przypomnienie (dla dostosowanej funkcji bieżącej wersji nie przynosi)

Transport i magazynowanie

Wymagania dotyczące temperatury: -40 ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)

Wilgotność wzglę dna: 80%, Brak gazów żrących, dobra wentylacja.

Produkt ten jest wyposażony w proste urządzenia antywibracyjne, odpowiednie do transportu lotniczego, kolejowego, drogowego i morskiego. Odporny na deszcz, śnieg, upadek i zderzenie należy tego unikać.

Jeżeli okres przechowywania przekracza trzy miesiące, należy otworzyć pudełko w celu sprawdzenia, a nastę pnie włączyć urządzenie na pół godziny.

FAQ i rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Akcje
Jest dźwię k mechaniczny lub powietrzny dźwię k dochodzący z urządzenia	Normalny dźwię k pompowania powietrza, pracy silnika lub ciśnienia powietrza	Nie ma potrzeby robić cokolwiek
Urządzenie wyłącza się automatycznie. Urządzenie nie włącza się . Przyciski nie reagują. Ciśnienie powietrza jest słabe.	Bateria jest słaba	Naładuj urządzenie

--Jeśli wystę pują inne problemy, po zastosowaniu powyższych procedur należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z dystrybutorem lub naszą firmą.

-- Nie rozmontowuj produktu w celu konserwacji. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku tego uszkodzenia.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga:

Wyłącz zasilanie podczas czyszczenia, nie używaj żrących detergentów, takich jak benzen lub rozcieńczalniki, do czyszczenia produktu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, użyj własnej ściereczki przeciwkurzowej, aby chronić urządzenie.

Gwarancja

Na ten produkt udzielana jest roczna gwarancja od daty zakupu. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń:

- Uszkodzone na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania.
- Uszkodzone na skutek próby naprawy lub demontażu urządzenia.
- Okres gwarancji został przekroczony.

Cechy produktu

- Kompaktowy i przenośny system do masażu twarzy
- Możliwość wyboru wstępnie ustawionych trybów masażu oczu
- Pomaga w łagodzeniu zmęczenia oczu, suchości oczu, opuchlizny i zapalenia zatok
- Bóle głowy spowodowane ciśnieniem, łagodzenie stresu i pomoc w zasypianiu
- 5 trybów masażu: delikatny, mocny i tryb snu
- Akupresura: symulowane pulsowanie ciśnienia
- Tryb ogrzewania: Gorący kompres poprawiający krążenie krwi, pomagający złagodzić Cienie pod oczami
- Tryb pneumatyczny: Podwójna poduszka powietrzna, symuluje nacisk delikatnego masażu dłoni
- Muzyka: Bezprzewodowy masażer oczu z kojącymi dźwiękami
- Z bezprzewodowym głośnikiem BT, który odtwarza własne uspokajające dźwięki
- Smukły, modny styl osłony gogli nowej generacji
- Prosta aktywacja jednym przyciskiem
- Wbudowana bateria ładowalna
- Bardzo cicha praca
- Z kablem USB

- Regulowana konstrukcja opaski na głowę
- Rozmiar uniwersalny dla osób w każdym wieku: Regulowana gumka
- Doskonały do stosowania po oglądaniu telewizji i komputera, przed pójściem spać

Łączność bezprzewodowa BT

- Wbudowany BT do bezprzewodowego przesyłania strumieniowego

- Działa tylko ze smartfonem
- Nazwa sieci bezprzewodowej BT: „Masażer oczu”
- Zasięg sieci bezprzewodowej BT: 98'+ Ft.
- Wersja BT bezprzewodowa: 5.0

Co jest w pudełku

- Cyfrowy masażer oczu
- Kabel ładujący USB

Dane techniczne

- Materiał konstrukcyjny: inżynierski ABS, miękką tkaniną
- Zalecany czas trwania sesji masażu: 10, 15, 20 minut
- Siła nacisku masażu oczu: 65 kPa
- Akumulator: litowy 3,7 V, 1500 mAh
- Zasilanie: 5 V DC, 1 A (zasilanie przez USB) Długość kabla ładującego USB: 3,28 stopy.
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 1,57" x 8,19" x 3,90"-cali

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

AUGENMASSAGE

Modell:SD-007F

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AUGENMASSAGE

Modell:SD-007F



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ANWEISUNGEN

Aufmerksamkeit:

Bitte lesen und verstehen Sie den gesamten Inhalt dieses Handbuchs und bedienen Sie das Produkt entsprechend den Anweisungen.

--Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn Sie an Augenkrankheiten wie Glaukom, Katarakt oder Netzhautablösung leiden. Wenn jemals eine Augenoperation durchgeführt wurde, ist die Verwendung dieses Produkts verboten.

--Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Wasser, sondern mit in Alkohol getränkter Watte.

--Das Produkt NICHT zerlegen.

-- Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche. Personen, die hitzeempfindlich sind, sollten bei der Verwendung besonders vorsichtig sein.

-- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch körperlich schwache, reaktionsträge oder geistig behinderte Personen bestimmt, es sei denn, es wird unter Anleitung oder mit Hilfe einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sicher verwendet. Unbeaufsichtigten kleinen Kindern und behinderten Personen ist die Verwendung dieses Geräts untersagt, und Kindern ist das Spielen mit diesem Gerät untersagt.

--Dieses Produkt ist für die persönliche Pflege bestimmt und soll keine medizinische Behandlung oder medizinische Geräte ersetzen.

--Das Produkt NICHT auseinandernehmen. Die Lithiumbatterie im Inneren NICHT stoßen, quetschen oder offenem Feuer aussetzen. Nicht verwenden, wenn eine starke Schwellung auftritt.

--NICHT verwenden, wenn die Batterie in Wasser getaucht wurde.

--Lithiumbatterie im Produkt. NICHT in hohen Temperaturen lagern.

Temperaturumgebung.

--Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie empfindliche Haut, allergische Dermatitis oder orthopädische Biomaterialien im Gesicht haben.

--Kontaktlinsen, Haarnadel und Haarschmuck vor der Anwendung entfernen.

--Starten Sie das Augenmassagegerät nach dem Anlegen, um eine Beschädigung des Airbags durch Überdruck zu vermeiden.

--NICHT bei hohen Temperaturen oder feuchten Umgebungen verwenden.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Gaskorrosion.

--Dieses Produkt blockiert die Sicht. NICHT beim Gehen oder Autofahren verwenden.

--Verwenden Sie zum Aufladen des Augenmassagegeräts nur das Ladegerät (5 V/1 A).

--Während der Massage müssen die Augen geschlossen sein.

--Nach dem Massieren sind die Augen relativ verschwommen und werden langsam klar, wenn man die Augen 1 Minute lang schließt. Laufzeit: ca. 1,5 Stunden

--Verwenden Sie KEINE scharfen Gegenstände, um dieses Produkt zu zerkratzen.

FCC-Informationen

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. ment!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.


Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Installation im Wohnbereich.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.


- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Produktstruktur

Kabellose BT-Hauptmaschine




Zubehör



Vorbereitung vor dem Gebrauch --- Aufladen

- Laden Sie das Augenmassagegerät vor der Verwendung mit einem 5-V-Ladegerät für Mobilgeräte auf.
- USB-Stecker in die Buchse des mobilen Ladegeräts stecken.
- Stecken Sie den Ladestecker in die Buchse des Geräts und achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Ladesteckers.
- Während des Ladevorgangs blinkt die POWER-LED-Anzeige langsam. Die POWER-LED-Anzeige wechselt zu (bzw. leuchtet dauerhaft), nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist. --Das Gerät funktioniert nicht, während der Ladevorgang läuft.
- Die Ladedauer beträgt 2-3 Stunden. Laufzeit: ca. 1,5 Stunden. Trennen Sie das Netzteil, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Gebrauchsanweisung

Tragen des Geräts

Richten Sie die Stoffabdeckung auf Ihre Augen aus, setzen Sie das Gerät auf, passen Sie das Gummiband an und bringen Sie das Gerät in die angenehmste Position. Halten Sie den Einschaltknopf 3–5 Sekunden lang gedrückt, um das Augenmassagerät einzuschalten.



Aufmerksamkeit:

Entfernen Sie vor dem Gebrauch Brillen, Kontaktlinsen, Haarnadeln und Haarschmuck, um Beschwerden zu vermeiden. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und treten Sie nicht darauf.

Tastensteuerung:

--Zum Starten/Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.

--Berühren Sie kurz die POWER-Taste, um das Massageprogramm zu ändern (geeignet für Geräte mit Touch-Funktion).

Tastensteuerung



3 Sekunden lang drücken, um den Augenmassager ein-/auszuschalten.

Kurz drücken, um den Massagemodus zu wechseln.



Kurz drücken: Heißkompressengerät umschalten und nacheinander durch folgende

Zyklen schalten: Niedrige Hitze/Hohe Hitze/Keine Temperatur/Niedrige Hitze



Kurz drücken: Druckintensität wechseln und nacheinander durchlaufen: Sanfter

Druck/Starker Druck/Kein Druck/Sanfter Druck



Kurz drücken: Lautstärke anpassen (Stufe 3 Standard-4-5-Lautstärke ausschalten-1-2-3)

Drücken Sie die Taste zweimal hintereinander, um in den Lautlos-Modus zu wechseln, und

Drücken Sie die Taste zweimal hintereinander, um den Sprachmodus zu aktivieren.

Drücken Sie diese Taste lange, um zum nächsten Musiktitel zu wechseln.

Auch nach dem Verbinden mit Bluetooth-Musik ist die Bedienung identisch.

Kabellose BT-Musik:

BT-Kopplungsname: Augenmassagegerät

--Kabelloses Bluetooth ist standardmäßig aktiviert.

--Das Massagegerät spielt nach dem Start integrierte Musik ab.

--Nachdem das Mobiltelefon eine Verbindung zum BT hergestellt hat, wird zum Abspielen der BT-Musik auf ein drahtloses BT-Gerät umgeschaltet.

--Nach der Trennung der drahtlosen Bluetooth-Verbindung wird die integrierte Musikwiedergabe automatisch wiederhergestellt.

Hinweis: Wiederholte Belastung durch Lärm und Musik kann mit der Zeit zu Hörverlust führen.


Massageprogramme

Standardeinstellung:

Luftdruck plus Wärme (15 Minuten)

Drücken Sie die POWER-Taste, um den Massagemodus zyklisch zu ändern: Jedes Mal kurz

Drücken/berühren Sie die POWER-Taste. Eine Audio-Stimme bestätigt den Moduswechsel. (Die Musik wird während dieses Vorgangs angehalten und nach 2 Sekunden automatisch wiederhergestellt.)



Produkteigenschaften



Heiße Komresse



Automatisches Timing



Luftdruck



Intelligente Stimme



BT



180° faltbar

Erinnerung(für
individuell
Funktionaktuelle Version
bringt es nicht)

Transport und Lagerung

Temperaturanforderung: -40 ~50°C (-40°F~ 122°F)

Relative Luftfeuchtigkeit: \dot{y} 80 %, keine ätzenden Gase, gute Belüftung.

Dieses Produkt ist mit einfachen Antivibrationseinrichtungen ausgestattet und für den Transport in der Luft, auf der Schiene, auf der Straße und per Schiff geeignet. Regen, Schnee, Aufprall und Kollisionen sollte vermieden werden.

Wenn die Lagerdauer mehr als drei Monate beträgt, sollten Sie die Verpackung zur Überprüfung öffnen und den Einschaltvorgang eine halbe Stunde lang durchführen.

FAQ und Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Aktionen
Es gibt eine Schallmechanisch oder Luft Ton kommt vom Gerät	Normales Geräusch beim Aufpumpen der Luftpumpe, beim Arbeiten des Motors oder beim Luftdruck	Kein Grund irgendetwas tun
Gerät schaltet sich automatisch aus. Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Die Tasten reagieren nicht. Der Luftdruck ist schwach.	Batterie schwach	Laden Sie das Gerät auf

--Wenn andere Probleme auftreten, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung, nachdem Sie die Störung wie oben beschrieben behoben haben, und wenden Sie sich dann an den Händler oder unser Unternehmen.

--Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst zu Wartungsarbeiten. Unser Unternehmen übernimmt daher keine Haftung für Produktschäden oder Personenschäden.

Reinigung und Wartung

Aufmerksamkeit:

Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus und verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünnungsmittel zum Reinigen des Produkts. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, verwenden Sie zum Schutz des Geräts Ihr eigenes Staubschutztuch.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt aus folgenden Gründen:

- Beschädigt aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung.
- Beschädigung durch Reparatur- oder Demontageversuche des Geräts.
- Garantiezeitraum überschritten.

Produkteigenschaften

- Kompaktes und tragbares Gesichtsmassage-Therapiesystem
- Auswählbare voreingestellte Augenmassagemodi
- Hilft bei der Linderung von Augenüberanstrengung, trockenen Augen, Schwellungen, Nebenhöhlenentzündungen
- Druckkopfschmerzen, Stressabbau und hilft beim Einschlafen
- 5 Massagemodi: Sanft, Stark und Schlafmodus
- Akupressur: Simulierte Druckpulsation
- Heizmodus: Heiße Komresse für eine verbesserte Durchblutung, hilft bei der Linderung Dunkle Augenringe
- Pneumatischer Modus: Doppel-Airbag, simuliert den Druck einer sanften Handmassage
- Musik: Kabelloser Augenmassager mit beruhigenden Klängen
- Mit kabellosem BT-Lautsprecher zum Abspielen Ihrer eigenen beruhigenden Klänge
- Schlankes, modisches Goggle-Visier der nächsten Generation
- Einfache Aktivierung per Knopfdruck
- Eingebauter wiederaufladbarer Akku
- Ultra-leiser Betrieb
- Mit USB-Kabel

--Verstellbares Stirnband-Wrap-Design

--Universelle Größe für alle Altersgruppen: Verstellbares Gummiband

--Perfekt für die Anwendung nach dem Fernsehen oder Computerbildschirm-Betrachten, vor dem Schlafengehen

Kabellose BT-Konnektivität

- Integriertes Bluetooth für kabelloses Streaming

- Funktioniert nur mit Smartphone

--Name des drahtlosen BT-Netzwerks: „Augenmassagegerät“

--Drahtlose BT-Reichweite: 98 Fuß+.

--Drahtlose BT-Version: 5.0

Lieferumfang

--Digitales Augenmassagegerät

--USB-Ladekabel

Technische Spezifikationen

--Konstruktionsmaterial: Technisches ABS, weicher Stoff

--Empfohlene Dauer der Massagesitzung: 10, 15, 20 Minuten

--Augenmassage Druckstärke: 65 kPa

--Wiederaufladbarer Akku: 3,7 V Lithium, 1500 mAh

--Stromversorgung: 5 V DC, 1 A (Stromversorgung über USB) Länge des USB-Ladekabels: 3,28 Fuß.

- Produktabmessungen (L x B x H): 1,57 x 8,19 x 3,90 Zoll

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MASSAGE DES YEUX

Modèle : SD-007F


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASSAGE DES YEUX

Modèle : SD-007F



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

INSTRUCTIONS

Attention:

Veillez lire et comprendre tout le contenu de ce manuel et utiliser le produit conformément aux instructions.

--N'utilisez PAS ce produit si vous souffrez de maladies oculaires telles que le glaucome, la cataracte et le décollement de la rétine. Si l'œil a déjà subi une intervention chirurgicale, il est interdit d'utiliser ce produit.

--NE PAS nettoyer le produit avec de l'eau, nettoyez-le avec un coton imbibé d'alcool.

--NE PAS démonter le produit.

--Ce produit a une surface chaude, les personnes sensibles à la chaleur doivent faire très attention lors de son utilisation.

--Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes physiquement faibles, lentes à réagir ou handicapées mentales, à moins qu'il ne soit utilisé en toute sécurité sous la direction ou l'aide de la personne responsable de leur sécurité. Il est interdit aux jeunes enfants sans surveillance et aux personnes handicapées d'utiliser cet appareil, et il est interdit aux enfants de jouer avec cet appareil.

--Ce produit est destiné à un usage de soins personnels, il n'est pas destiné à remplacer les soins médicaux et les dispositifs médicaux.

--NE PAS démonter le produit. NE PAS heurter ou presser la batterie au lithium interne ni l'exposer au feu.

Ne pas utiliser en cas de gonflement important.

--NE PAS utiliser si la batterie a été immergée dans l'eau.

--Batterie au lithium placée à l'intérieur du produit. NE PAS placer dans un endroit à haute température.

environnement de température.

--Consultez votre médecin si vous avez la peau sensible, une dermatite allergique ou des matériaux biologiques orthopédiques sur le visage.

--Retirez les lentilles de contact, l'épingle à cheveux et les accessoires pour cheveux avant utilisation.

--Démarré le masseur oculaire après l'avoir mis en place, afin d'éviter d'endommager l'airbag en raison d'une surpression.

--NE PAS utiliser à des températures élevées ou dans des environnements humides.

Évitez l'exposition directe au soleil et la corrosion du gaz.

--Ce produit bloquera la vue, NE PAS l'utiliser lorsque vous marchez ou conduisez.

--Utilisez uniquement le chargeur (5 V/1 A) pour recharger le masseur oculaire.

--Vous devez avoir les yeux fermés pendant le massage.

--Après le massage, les yeux sont relativement flous et s'éclaircissent lentement après avoir fermé les yeux pendant 1 minute. Durée : environ 1h30

--N'utilisez PAS d'objets tranchants pour rayer ce produit.

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.


Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.


- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Structure du produit

Moteur principal du BT sans fil



Accessoires



Préparation avant utilisation --- Chargement


--Avant utilisation, utilisez un chargeur mobile 5 V pour charger le masser oculaire.

--Insérez la fiche USB dans la prise du chargeur mobile.

--Branchez la fiche de charge dans la prise de l'appareil, assurez-vous que la fiche de charge est insérée dans le bon sens.

--Pendant la charge, le voyant LED POWER clignote lentement. Le voyant LED POWER reste allumé une fois la charge terminée. --L'appareil ne fonctionnera pas pendant la charge.

--La durée de charge sera de 2 à 3 heures. Autonomie : environ 1,5 heure. Débranchez l'adaptateur secteur une fois la charge terminée.



Instructions d'utilisation

Porter l'appareil

Alignez la housse en tissu sur vos yeux, mettez l'appareil, ajustez la bande élastique, ajustez l'appareil à la position la plus confortable. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer le masser oculaire.



Attention:

Retirez vos lunettes, lentilles de contact, épingles à cheveux et accessoires pour cheveux avant utilisation afin d'éviter tout inconfort. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. Ne laissez pas tomber le produit et ne marchez pas dessus.

Contrôle des touches :

--Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour démarrer/éteindre.

--Appuyez brièvement sur le bouton POWER pour changer le programme de massage (convient aux appareils à fonction tactile)

Contrôle des clés



Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le masseur oculaire.

Appuyez brièvement sur l'interrupteur pour passer en mode massage.



Appui court : Changez la vitesse de la compresse chaude et faites des cycles

successifs : Faible chaleur/Forte chaleur/Aucune température/Faible chaleur



Appui court : Changez l'intensité de la pression et alternez successivement : Pression

douce/Pression forte/Aucune pression/Pression douce



Appui court : Réglage du volume (Niveau 3 par défaut-4-5-Désactiver le volume-1-2-3)

Appuyez deux fois de suite sur le bouton pour passer en mode silencieux, et

appuyez deux fois de suite sur le bouton pour activer le mode vocal.

Appuyez longuement sur ce bouton pour passer au morceau de musique suivant.

L'opération est également la même après avoir connecté la musique Bluetooth.

Musique sans fil BT :

Nom de l'appairage BT : masseur oculaire

--Le Bluetooth sans fil est activé par défaut.

--Le masseur jouera de la musique intégrée après le démarrage.

--Il passera à l'appareil BT sans fil pour lire la musique BT après la connexion du téléphone mobile au BT.

--Il restaurera automatiquement la lecture de musique intégrée après la déconnexion sans fil BT.

Remarque : Au fil du temps, une exposition répétée à des bruits forts et à de la musique peut entraîner une perte auditive.


Programmes de massage

Paramètre par défaut :

Pression d'air plus chaleur (15 minutes)

Appuyez sur le bouton POWER pour changer de mode de massage de manière cyclique : à chaque fois que vous appuyez brièvement

Appuyez/touchez le bouton POWER, la voix audio confirmera le changement de mode. (la musique s'arrêtera pendant cette opération, elle restaurera automatiquement la musique après 2 secondes)



Caractéristiques des produits



Compresse chaude



Chronométrage automatique



Pression atmosphérique



Voix intelligente



BT



Pliable 180°

Rappel (pour
personnalisé
fonctionversion actuelle
ne l'apporte pas)

Transport et stockage

Exigence de température : -40 ~ 50 °C (-40 °F ~ 122 °F)

Humidité relative : ≥80%, pas de gaz corrosif, bonne ventilation.

Ce produit est équipé d'installations anti-vibrations simples, adaptées au transport aérien, ferroviaire, routier et maritime. Pluie, neige, renversement et collision devrait être évité.

Lorsque la période de stockage est supérieure à trois mois, vous devez ouvrir la boîte pour l'inspecter et effectuer le traitement de mise sous tension pendant une demi-heure.

FAQ et dépannage

Problème	Causes possibles	Actes
Il y a un sonomécanique ou aérien son provenant de l'appareil	Bruit normal de gonflage de pompe à air, de fonctionnement du moteur ou de pression d'air	Pas besoin de faire n'importe quoi
L'appareil s'éteint automatiquement. L'appareil ne s'allume pas. Les boutons ne sont pas réactifs. La pression atmosphérique est faible.	La batterie est faible	Charger l'appareil

--S'il y a d'autres problèmes, veuillez couper l'alimentation électrique pour l'anomalie après avoir traité comme ci-dessus, puis contacter le distributeur ou notre société.

--Ne démontez pas le produit pour l'entretien par vous-même. Notre société ne sera pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures corporelles.

Nettoyage et entretien

Attention:

Coupez l'alimentation lors du nettoyage, n'utilisez pas de détergents corrosifs tels que le benzène ou les diluants pour nettoyer le produit. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez utiliser votre propre chiffon anti-poussière pour protéger l'appareil.

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. La garantie sera annulée en cas de l'une des raisons suivantes :

- Endommagé en raison d'une utilisation ou d'un stockage inapproprié.
- Endommagé lors d'une tentative de réparation ou de démontage de l'appareil.
- Période de garantie dépassée.

Caractéristiques des produits

- Système de thérapie de massage facial compact et portable
- Modes de massage des yeux prédéfinis sélectionnables
- Aide à soulager la fatigue oculaire, les yeux secs, les gonflements et les sinus
- Maux de tête dus à la pression, soulagement du stress et aide au sommeil
- 5 modes de massage : doux, fort et mode veille
- Acupression : simulation de pulsation de pression
- Mode de chauffage : compresse chaude pour une meilleure circulation sanguine, aide à soulager Cernes
- Mode pneumatique : Double Airbag, simule la pression des massages doux des mains
- Musique : Masseur oculaire sans fil avec sons apaisants
- Avec haut-parleur BT sans fil pour diffuser vos propres sons apaisants
- Style de visière de lunettes de protection élégant et tendance de nouvelle génération
- Activation simple à un seul bouton
- Batterie rechargeable intégrée
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Avec câble USB

- Conception de bandeau ajustable
- Taille universelle pour tous les âges : bande élastique réglable
- Parfait pour une utilisation après avoir regardé la télévision ou l'ordinateur, avant de se coucher

Connectivité BT sans fil

- BT intégré pour la diffusion sans fil
- Fonctionne uniquement avec les smartphones
- Nom du réseau sans fil BT : « Masseur oculaire »
- Portée sans fil BT sans fil : 98'+ Ft.
- Version BT sans fil : 5.0

Qu'y a-t-il dans la boîte

- Masseur oculaire numérique
- Câble de chargement USB

Spécifications techniques

- Matériau de construction : ABS technique, tissu doux
- Durée recommandée de la séance de massage : 10, 15, 20 minutes
- Force de pression du massage oculaire : 65 kPa
- Batterie rechargeable : 3,7 V au lithium, 1 500 mAh
- Alimentation : 5 V CC, 1 A (alimenté par USB) Longueur du câble de chargement USB : 3,28 pi.
- Dimensions du produit (L x l x H) : 1,57"x8,19"x3,90"-pouces

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

OOGMASSAGE

Model:SD-007F


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OOGMASSAGE

Model:SD-007F



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INSTRUCTIES

Aandacht:

Lees en begrijp de volledige inhoud van deze handleiding en bedien het product volgens de instructies.

--Gebruik dit product NIET als u last heeft van oogziekten zoals glaucoom, staar en netvliesloslating. Als u ooit een oogoperatie heeft ondergaan, is het verboden dit product te gebruiken.

--Maak het product NIET schoon met water, maar met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol.

-- Haal het product NIET uit elkaar.

--Dit product heeft een heet oppervlak. Mensen die gevoelig zijn voor hitte, moeten extra voorzichtig zijn bij gebruik hiervan.

--Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen die lichamelijk zwak zijn, traag reageren of geestelijk gehandicapt zijn, tenzij het veilig wordt gebruikt onder begeleiding of met de hulp van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Jonge kinderen en gehandicapten mogen dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken en kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

--Dit product is bedoeld voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld ter vervanging van medische verzorging of medische hulpmiddelen.

--Haal het product NIET uit elkaar. Stoot of knijp de interne lithiumbatterij NIET en stel het niet bloot aan vuur. Gebruik het niet wanneer er ernstige zwelling optreedt.

--NIET gebruiken als de batterij in water is ondergedompeld.

--Lithiumbatterij in het product. NIET op een hoge plaats leggen. temperatuur omgeving.

--Raadpleeg uw arts als u een gevoelige huid, allergische dermatitis of orthopedische biomaterialen op uw gezicht heeft.

--Verwijder contactlenzen, haarspelden en haaraccessoires voor gebruik.

--Start het oogmassage-apparaat direct nadat u het heeft opgezet, om schade aan de airbag door overdruk te voorkomen.

--NIET gebruiken bij hoge temperaturen of in vochtige omgevingen.

Vermijd directe blootstelling aan zonlicht en gascorrosie.

--Dit product blokkeert het zicht. NIET gebruiken tijdens het lopen of rijden.

--Gebruik alleen de oplader (5V/1A) om de oogmassager op te laden.

--U moet uw ogen gesloten houden tijdens de massage.

--Na het masseren zijn de ogen relatief wazig en worden langzaam helder na het sluiten van de ogen gedurende 1 minuut. Looptijd: ongeveer 1,5 uur

--Gebruik GEEN scherpe voorwerpen om dit product te krassen.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. ment!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.


Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.


- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Productstructuur

Draadloze BT-hoofdmotor




Accessoires



Vorbereiding voor gebruik --- Opladen

- Voor gebruik, laad het oogmassage-apparaat op met een 5V mobiele oplader.
- Steek de USB-stekker in de aansluiting van de mobiele oplader.
- Steek de oplaadstekker in het stopcontact van het apparaat. Zorg ervoor dat de oplaadstekker in de juiste richting wordt geplaatst.
- Tijdens het opladen zal de POWER LED-indicator langzaam knipperen. De POWER LED-indicator zal veranderen naar (blijft) branden nadat het opladen is voltooid, --Het apparaat zal niet werken terwijl het opladen bezig is.
- De oplaadduur is 2-3 uur. Gebruiksduur: ongeveer 1,5 uur Koppel de stroomadapter los nadat het opladen is voltooid.



Gebruiksaanwijzing

Het dragen van het apparaat

Plaats de stoffen hoes op uw ogen, doe het apparaat om, verstel de elastische band en stel het apparaat in op de meest comfortabele positie. Houd de aan/uit-knop 3-5 seconden ingedrukt om de oogmassager in te schakelen.



Aandacht:

Verwijder alle brillen, contactlenzen, haarspelden en haaraccessoires voor gebruik om ongemak te voorkomen.

Bedien het apparaat niet met natte handen. Laat het product niet vallen of erop stappen.

Sleutelcontrole:

--Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen.

--Korte druk op de POWER-knop om het massageprogramma te wijzigen (geschikt voor een apparaat met aanraakfunctie)

Sleutelcontrole



Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de oogmassager in of uit te schakelen.

Kort indrukken om de massagemodus te activeren.



Kort indrukken: Schakel de hete kompresversnelling in en herhaal de cyclus

achtereenvolgens: Lage warmte/Hoge warmte/Geen temperatuur/Lage warmte



Kort indrukken: Verander de drukintensiteit en wissel achtereenvolgens van:

Zachte druk/Sterke druk/Geen druk/Zachte druk



Kort indrukken: Volume aanpassen (Standaard niveau 3-4-5-Volume uitschakelen-1-2-3)

Druk tweemaal achter elkaar op de knop om over te schakelen naar de stille modus en

Druk twee keer achter elkaar op de knop om de spraakmodus te activeren.

Houd deze knop lang ingedrukt om naar het volgende muzieknummer te gaan.

De werking is hetzelfde nadat u Bluetooth-muziek hebt aangesloten.

Draadloze BT-muziek:

BT-koppelingsnaam: Oogmassager

--Draadloze Bluetooth staat standaard AAN.

--De massage-apparaat speelt ingebouwde muziek af na het opstarten.

--Er wordt overgeschakeld naar het draadloze Bluetooth-apparaat om Bluetooth-muziek af te spelen nadat de mobiele telefoon verbinding heeft gemaakt met Bluetooth.

--Hiermee wordt de ingebouwde muziekfunctie automatisch hersteld nadat de draadloze Bluetooth-verbinding is verbroken.

Let op: Herhaalde blootstelling aan harde geluiden en muziek kan na verloop van tijd gehoorverlies veroorzaken.


Massageprogramma's

Standaardinstelling:

Luchtdruk plus warmte (15 minuten)

Druk op de POWER-knop om de massagemodus cyclisch te veranderen: Elke keer als het apparaat kort is,

Druk op de POWER-knop, de audiostream bevestigt de moduswijziging. (De muziek stopt tijdens deze handeling, de muziek wordt na 2 seconden automatisch hersteld)



Productkenmerken



Warm kompres



Automatische timing



Luchtdruk



Intelligente stem



BT



180" opvouwbaar

Herinnering (voor
op maat gemaakt
functiehuidige versie
brengt het niet)

Transport en opslag

Temperatuurvereiste: -40 ~50°C (-40°F~ 122°F)

Relatieve vochtigheid: >80%, Geen corrosieve gassen, goede ventilatie.

Dit product is uitgerust met eenvoudige antivibratievoorzieningen en is geschikt voor lucht-, spoor-, snelweg- en scheepstransport. Regen, sneeuw, ondersteboven en botsingen. moet worden vermeden.

Wanneer de opslagperiode langer dan drie maanden bedraagt, dient u de doos te openen voor inspectie en de inschakelverwerking gedurende een half uur uit te voeren.

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken	Acties
Er is een geluidmechanisch of lucht geluid afkomstig van apparaat	Normaal geluid van opblazende luchtpomp, motorwerking of luchtdruk	Geen noodzaak om iets doen
Apparaat schakelt automatisch uit. Apparaat gaat niet aan. Knoppen reageren niet. De luchtdruk is laag.	Batterij is bijna leeg	Laad het apparaat op

--Als er andere problemen zijn, sluit dan de stroomtoevoer af vanwege de afwijking nadat u de bovenstaande stappen hebt gevolgd. Neem vervolgens contact op met de distributeur of ons bedrijf.

--Demonteer het product niet zelf voor onderhoud. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel.

Reiniging en onderhoud

Aandacht:

Schakel de stroom uit tijdens het schoonmaken. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen zoals benzeen of verdunningsmiddelen om het product schoon te maken. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, gebruik dan uw eigen antistofdoek om het apparaat te beschermen.

Garantie

Op dit product zit één jaar garantie vanaf de aankoopdatum. De garantie vervalt in de volgende gevallen:

- Beschadigd door onjuist gebruik of opslag.
- Beschadigd door een poging om het apparaat te repareren of te demonteren.
- Garantieperiode overschreden.

Productkenmerken

- Compact en draagbaar gezichtsmassagetherapiesysteem
- Selecteerbare vooraf ingestelde oogmassagemodi
- Helpt bij het verlichten van vermoeide ogen, droge ogen, zwellingen en sinusitis
- Drukhoofdpijn, stressverlichting en helpt bij het slapen
- 5 massagestanden: zachte, sterke en slaapstand
- Acupressuur: Gesimuleerde drukpulsen
- Verwarmingsmodus: Warm kompres voor verbeterde bloedcirculatie, helpt bij het verlichten van Donkere kringen
- Pneumatische modus: dubbele airbag, simuleert de druk van zachte handmassages
- Muziek: Draadloze oogmassage met rustgevende geluiden
- Met draadloze BT-luidspreker om uw eigen rustgevende geluiden af te spelen
- Strakke, modieuze brilvizierstijl van de volgende generatie
- Eenvoudige activering met één knop
- Ingebouwde oplaadbare batterij
- Ultrastille werking
- Met USB-kabel

- Verstelbaar hoofdbandwikkelontwerp
- Universele maat voor alle leeftijden: verstelbare elastische band
- Perfect voor gebruik na het tv-kijken en computeren, voor het slapengaan

Draadloze BT-connectiviteit

- Ingebouwde BT voor draadloos streamen
- Werkt alleen met smartphone
- Draadloze BT-netwerknnaam: 'Oogmassager'
- Draadloos BT draadloos bereik: 98'+ Ft.
- Draadloze BT-versie: 5.0

Wat zit er in de doos?

- Digitale oogmassager
- USB-oplaadkabel

Technische specificaties

- Constructiemateriaal: technisch ABS, zachte stof
- Aanbevolen duur van massagesessie: 10, 15, 20 minuten
- Oogmassage druksterkte: 65 kPa
- Oplaadbare batterij: 3,7 V lithium, 1500 mAh
- Voeding: 5V DC, 1A (via USB)Lengte USB-oplaadkabel: 1 m.
- Productafmetingen (L x B x H): 1,57" x 8,19" x 3,90" inch

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ÖGONMASSAGE

Modell: SD-007F


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ÖGONMASSAGE

Modell: SD-007F



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUKTIONER

Uppmärksamhet:

Läs och förstå allt innehåll i denna manual och använd produkten enligt instruktionerna.

--Använd INTE denna produkt om du har ögonsjukdomar som glaukom, grå starr och näthinneavlossning. Om ögat någonsin genomgått en operation är det förbjudet att använda denna produkt.

-- Rengör INTE produkten med vatten, rengör den med bomull indränkt i alkohol.

-- Plocka INTE isär produkten.

--Denna produkt har en varm yta, personer som är känsliga för värme bör vara extra försiktiga när de använder denna.

--Denna produkt är inte avsedd att användas av personer som är fysiskt svaga, långsamma till svar eller mentalt handikappade, såvida den inte används på ett säkert sätt under vägledning eller hjälp av den person som ansvarar för deras säkerhet. Obevakade små barn och handikappade personer är förbjudna att använda denna apparat, och barn är förbjudna att leka med denna apparat.

--Denna produkt är avsedd för personlig vård, den är inte avsedd att ersätta medicinsk vård och medicinsk utrustning.

-- Plocka INTE isär produkten. Slå inte eller kläm inte dess inre litiumbatteri eller utsätt det för fre. Använd inte när kraftig välvning uppstår.

--Använd INTE om batteriet har doppats i vatten.

--Litiumbatteri inuti produkten. Placera INTE högt temperaturmiljö.

--Konsultera din läkare om du har känslig hud, allergisk dermatit eller ortopediska biomaterial i ansiktet.

--Ta bort kontaktlinser, hårnål och hårtillbehör innan du använder dem.

--Starta ögonmassagern efter att ha satt på den, för att undvika skador på krockkudden på grund av övertryck.

--Använd INTE i höga temperaturer eller fuktiga miljöer.

Undvik direkt exponering för solen och gaskorrosion.

--Denna produkt blockerar sikten, använd INTE när du går eller kör.

--Använd endast laddaren (5V/1A) för att ladda ögonmassagern.

--Du måste ha ögonen stängda medan du masserar.

--Efter massage är ögonen relativt suddiga och blir långsamt klara efter att ha stängt ögonen i 1 minut. Körzeit: cirka 1,5 timmar

--Använd INTE vassa föremål för att repa denna produkt.

FCC-information

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. ment!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.


Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.


- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Produktstruktur

Trådlös BT huvudmotor




Tillbehör



Förberedelse före användning --- Laddning

- Innan du använder, använd 5V mobiladdare för att ladda ögonmassager.
- Sätt i USB-kontakten i uttaget på mobiladdaren.
- Laddning Koppla in i uttaget på enheten, se till att laddkontakten är i rätt riktning.

- Under laddning kommer POWER LED-indikatorn långsamt att flimra. POWER LED-indikatorn kommer att ändras till (förblir) tänd efter att laddningen är klar och laddas, -- Enheten kommer inte att fungera medan laddning pågår.
- Laddningen kommer att vara 2-3 timmar. Drifttid: cirka 1,5 timmar Koppla bort strömadaptern efter att laddningen är klar.



Använda instruktioner

Bär enheten

Rikta in tygskyddet mot dina ögon, sätt på enheten, justera det elastiska bandet, justera enheten till den mest bekväma positionen. Håll strömknappen intryckt i 3-5 sekunder för att slå på ögonmassagern.



Uppmärksamhet:

Ta bort eventuella glasögon, kontaktlinser, hårnålar och håraccessoarer före användning för att undvika obehag. Använd inte enheten med våta händer. Tappa eller trampa inte på produkten.

Nyckelkontroll:

--Tryck och håll in i 3 sekunder för att starta/stänga av.

--Short Touch POWER-knapp för att ändra massageprogram (suit fortouch-funktionsenhet)

Nyckelkontroll



Långt tryck i 3 sekunder för att slå på/av Eye Massager.

Kort tryck på knappen massageläge.



Kort tryck: Växla den heta kompressväxeln och cykla successivt: Låg värme/Hög värme/Ingen temperatur/Låg värme



Kort tryck: Byt tryckintensitet och cykla successivt: Mjukt tryck/starkt tryck/inget tryck/mjukt tryck



Kort tryck: Volymjustering (Nivå 3 standard-4-5-Stäng av volym-1-2-3)

Tryck på knappen två gånger i rad för att växla till tyst läge, och

tryck på knappen två gånger i rad för att aktivera röstläget.

Tryck länge på denna knapp för att växla till nästa musikspår.

Funktionen är också densamma efter anslutning av Bluetooth-musik.

Wireless BT Music:

BT parningsnamn: Eye Massager

--Trådlös BT är PÅ som standard.

--Massager kommer att spela inbyggd musik efter uppstart.

--Den växlar till trådlös BT-enhet för att spela BT-musiken efter mobiltelefonanslutning till BT.

--Det kommer automatiskt att återställa den inbyggda musikuppspelningen efter att Wireless BT kopplats bort.

Obs: Med tiden kan upprepad exponering för högt ljud och musik orsaka hörselnedsättning.


Massageprogram

Standardinställning:

Luftryck plus värme (15 minuter)

Tryck på POWER-knappen för att byta massagefunktion: Varje gång kort

tryck/tryck på POWER-knappen, ljudröst kommer att bekräfta lägesändring. (musiken stoppas under denna operation, den återställer automatiskt musiken efter 2 sekunder)



Produktens funktioner



Varm komprimera



Automatisk tidtagning



Luftryck



Intelligent röst



BT



180" hopfällbar

Påminnelse (för
anpassade
funktion nuvarande version
tar inte med det)

Transport och förvaring

Temperaturkrav: -40 –50°C (-40°F~ 122°F)

Relativ luftfuktighet: >80%, ingen frätande gas, bra ventilation.

Denna produkt är utrustad med enkla antivibrationsanordningar, lämpliga för luft-, järnvägs-, motorvägs- och fartygstransporter. Regn, snö, upp och ner och kollision bör undvikas.

När lagringstiden är mer än tre månader, bör du öppna lådan för inspektion och göra startbehandlingen i en halvtimme.

FAQ och felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
Det finns en ljudmekanisk eller luft ljud som kommer från enheten	Normalt ljud av luftpump som blåser upp, motordrift eller luftryck	Inget behov av det göra någonting
Enhetsen stängs av automatiskt. Enhetsen slås inte på. Knapparna svarar inte. Luftrycket är svagt.	Batteriet är lågt	Ladda enheten

--Om det finns andra problem, stäng av strömförsörjningen för avvikelser efter att ha behandlats enligt ovan och kontakta sedan distributören eller vårt företag.

-- Ta inte isär produkten för underhåll själv. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för produktskador eller personskador därför.

Städning och underhåll

Uppmärksamhet:

Stäng av strömmen vid rengöring, använd inte frätande rengöringsmedel som bensen eller spädningsmedel för att rengöra produkten. Om du inte använder enheten länge, använd din egen antidammduk för att skydda enheten.

Garanti

Denna produkt levereras med ett års garanti från inköpsdatumet. Garantin upphör att gälla på grund av något av följande:

- Skadad på grund av felaktig användning eller förvaring.
- Skadad genom försök att reparera eller ta isär enheten.
- Garantiperioden har överskridits.

Produktens funktioner

- Kompakt och bärbart ansiktsmassageterapisystem
- Väljbara förinställda ögonmassagelägen
- Hjälper till att lindra ansträngda ögon, torra ögon, svullnader, bihålor
- Tryckhuvudvärk, stressavlastning och hjälper till att sova
- 5 massagelägen: mjukt, starkt och viloläge
- Akupressur: Simulerad tryckpulsering
- Uppvärmningsläge: varm kompress för förbättrad blodcirkulation, hjälper till att lindra Mörka cirkclar
- Pneumatiskt läge: Dubbel krockkudde, simulerar trycket från mjuk handmassage
- Musik: Trådlös ögonmassager med lugnande ljud
- Med trådlös BT-högtalare för att spela upp dina egna lugnande ljud
- Elegant, nästa generations trendiga glasögonvisirstil
- Enkel aktivering med en knapp
- Inbyggt uppladdningsbart batteri
- Ultra-tyst drift
- Med USB-kabel

- Justerbar huvudbandsomslutningsdesign
- Universell storlek för alla åldrar: Justerbart elastiskt band
- Perfekt för användning efter TV och datorskrämsvisning, före läggdags

Trådlös BT-anslutning

- Inbyggd BT för trådlös streaming
- Fungerar endast med smartphone
- Trådlöst BT-nätverksnamn: 'Eye Massager'
- Trådlös BT trådlös räckvidd: 98'+ Ft.
- Trådlös BT-version: 5.0

Vad finns i lådan

- Digital ögonmassageapparat
- USB-laddningskabel

Tekniska specifikationer

- Konstruktionsmaterial: Konstruerad ABS, mjukt tyg
- Rekommenderad massagesessionslängd: 10, 15, 20 minuter
- Ögonmassage Tryckstyrka: 65 kPa
- Uppladdningsbart batteri: 3,7V litium, 1500 mAh
- Strömförsörjning: 5V DC, 1A (USB-driven)USB-laddningskabel Längd: 3,28 fot.
- Produktmått (L xB x H): 1,57"x8,19"x3,90"-tum

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MASSAGGIO OCCHI

Modello:SD-007F

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASSAGGIO OCCHI

Modello:SD-007F



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Attenzione:

Si prega di leggere e comprendere l'intero contenuto del presente manuale e di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni.

--NON usare questo prodotto se si soffre di patologie agli occhi come glaucoma, cataratta e distacco della retina. Se l'occhio è mai stato sottoposto a intervento chirurgico, è vietato usare questo prodotto.

--NON pulire il prodotto con acqua, pulirlo con cotone imbevuto di alcol.

--NON smontare il prodotto.

--Questo prodotto ha una superficie calda, le persone sensibili al calore devono prestare particolare attenzione durante l'uso.

--Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone fisicamente deboli, lente a reagire o mentalmente disabili, a meno che non venga utilizzato in sicurezza sotto la guida o l'aiuto della persona responsabile della loro sicurezza. È vietato l'uso di questo apparecchio da parte di bambini piccoli e disabili incustoditi e ai bambini è vietato giocare con questo apparecchio.

--Questo prodotto è destinato all'uso per la cura personale e non intende sostituire l'assistenza medica o i dispositivi medici.

--NON smontare il prodotto. NON urtare o schiacciare la batteria al litio interna o esporla al fuoco. Non utilizzare in caso di gravi perdite.

--NON utilizzare se la batteria è stata immersa in acqua.

--Batteria al litio inserita all'interno del prodotto. NON posizionarla in alto temperatura ambiente.

--Consultare il medico in caso di pelle sensibile, dermatite allergica o presenza di materiali biologici ortopedici sul viso.

--Rimuovere lenti a contatto, forcine e accessori per capelli prima dell'uso.

--Avviare il massaggiatore oculare dopo averlo indossato, per evitare danni all'airbag dovuti a sovrappressione.

--NON utilizzare in ambienti con temperature elevate o umidi.

Evitare l'esposizione diretta al sole e la corrosione dei gas.

--Questo prodotto blocca la visuale, NON utilizzarlo mentre si cammina o si guida.

--Per ricaricare il massaggiatore per gli occhi, utilizzare esclusivamente il caricabatterie (5 V/1 A).

--Durante il massaggio è necessario tenere gli occhi chiusi.

--Dopo il massaggio, gli occhi sono relativamente sfocati e diventano lentamente chiari dopo aver chiuso gli occhi per 1 minuto. Durata: circa 1,5 ore

--NON utilizzare oggetti appuntiti per graffiare questo prodotto.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. mento!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.


Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure.


- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Struttura del prodotto

Motore principale BT wireless



Accessori



Preparazione prima dell'uso --- Carica


--Prima dell'uso, utilizzare un caricabatterie portatile da 5 V per caricare il massaggiatore oculare.

--Inserire la spina USB nella presa del caricabatterie del cellulare.

--Inserire la spina di ricarica nella presa del dispositivo, assicurandosi che la spina di ricarica sia inserita nella direzione corretta.

--Durante la carica, l'indicatore LED POWER lampeggerà lentamente. L'indicatore LED POWER cambierà in (manterrà) la luce accesa una volta completata la carica, --Il dispositivo non funzionerà mentre la carica è in corso.

--La durata della carica sarà di 2-3 ore. Tempo di esecuzione: circa 1,5 ore Scollegare l'adattatore di alimentazione una volta completata la carica.



Istruzioni per l'uso

Indossare il dispositivo

Allineare la copertura in tessuto agli occhi, indossare il dispositivo, regolare la fascia elastica, regolare il dispositivo nella posizione più comoda. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per accendere il massaggiatore per gli occhi.



Attenzione:

Togliere occhiali, lenti a contatto, forcine e accessori per capelli prima dell'uso per evitare fastidi. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate. Non far cadere o calpestare il prodotto.

Controllo chiave:

--Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere.

--Toccare brevemente il pulsante POWER per cambiare il programma del massaggiatore (adatto per dispositivi con funzione touch)

Controllo chiave



Premere a lungo per 3 secondi per accendere/spegnere il massaggiatore oculare.

Premere brevemente per passare alla modalità massaggio.



Pressione breve: cambia la marcia della compressa calda e cicla in successione:

calore basso/calore alto/nessuna temperatura/calore basso



Pressione breve: cambia l'intensità della pressione e cicla in successione:

Pressione leggera/Pressione forte/Nessuna pressione/Pressione leggera



Pressione breve: Regolazione del volume (Livello 3 predefinito-4-5-Disattiva volume-1-2-3)

Premere il pulsante due volte di seguito per passare alla modalità silenziosa e

premere il pulsante due volte di seguito per attivare la modalità vocale.

Premere a lungo questo pulsante per passare alla traccia musicale successiva.

Il funzionamento è lo stesso anche dopo aver collegato la musica Bluetooth.

Musica BT senza fili:

Nome associazione BT: Massaggiatore oculare

--La funzionalità Wireless BT è ATTIVATA per impostazione predefinita.

--Dopo l'avvio, il massaggiatore riprodurrà la musica integrata.

--Passerà al dispositivo Wireless BT per riprodurre la musica BT dopo che il telefono cellulare si sarà connesso al BT.

--Ripristinerà automaticamente la riproduzione musicale integrata dopo la disconnessione Wireless BT.


Nota: nel tempo, l'esposizione ripetuta a rumori forti e musica può causare la perdita dell'udito.

Programmi per massaggiatori

Impostazione predefinita:

Pressione dell'aria più calore (15 minuti)

Premere il pulsante POWER per cambiare ciclicamente la modalità del massaggiatore: ogni volta brevemente premere/toccare il pulsante POWER, la voce audio confermerà il cambio di modalità. (la musica si interromperà durante questa operazione, verrà ripristinata automaticamente dopo 2 secondi)



Caratteristiche dei prodotti



Impacco caldo



Temporizzazione automatica



Pressione dell'aria



Voce intelligente



BT



180" pieghevole

Promemoria (per personalizzato funzione versione corrente non lo porta)

Trasporto e stoccaggio

Requisiti di temperatura: -40 ~50°C (-40°F~ 122°F)

Umidità relativa: >80%, nessun gas corrosivo, buona ventilazione.

Questo prodotto è dotato di semplici dispositivi antivibrazioni, adatti per il trasporto aereo, ferroviario, autostradale e marittimo. Pioggia, neve, capovolgimento e collisione dovrebbe essere evitato.

Se il periodo di conservazione è superiore a tre mesi, è necessario aprire la scatola per ispezionarla ed effettuare l'accensione per mezz'ora.

FAQ e risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Azioni
C'è un suono meccanico o aria suono proveniente dal dispositivo	Suono normale di gonfiaggio della pompa dell'aria, funzionamento del motore o pressione dell'aria	Non c'è bisogno di fare qualsiasi cosa
Il dispositivo si spegne automaticamente. Il dispositivo non si accende. I pulsanti non rispondono. La pressione dell'aria è debole.	La batteria è scarica	Caricare il dispositivo

--Se si verificano altri problemi, interrompere l'alimentazione elettrica per l'anomalia dopo aver eseguito i trattamenti sopra indicati e contattare il distributore o la nostra azienda.

--Non smontare il prodotto da soli per la manutenzione. La nostra azienda non sarà pertanto responsabile per eventuali danni al prodotto o lesioni personali.

Pulizia e Manutenzione

Attenzione:

Spegnere l'alimentazione durante la pulizia, non utilizzare detersivi corrosivi come benzene o diluenti per pulire il prodotto. Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, utilizzare un panno antipolvere per proteggerlo.

Garanzia

Questo prodotto è dotato di una garanzia di un anno dalla data di acquisto. La garanzia sarà annullata nei seguenti casi:

- Danneggiato a causa di un uso o di una conservazione impropri.
- Danneggiato nel tentativo di riparare o smontare il dispositivo.
- Periodo di garanzia superato.

Caratteristiche dei prodotti

- Sistema di massaggio facciale compatto e portatile
- Modalità di massaggio oculare preimpostate selezionabili
- Aiuta ad alleviare l'affaticamento degli occhi, la secchezza degli occhi, il gonfiore, i seni nasali
- Mal di testa da pressione, sollievo dallo stress e aiuta a dormire
- 5 modalità di massaggio: delicato, forte e modalità Sleep
- Agopressione: pulsazione di pressione simulata
- Modalità di riscaldamento: impacco caldo per migliorare la circolazione sanguigna, aiuta ad alleviare Occhiaie
- Modalità pneumatica: doppio airbag, simula la pressione dei massaggi morbidi delle mani
- Musica: Massaggiatore per occhi wireless con suoni rilassanti
- Con altoparlante wireless BT per riprodurre i tuoi suoni rilassanti
- Stile elegante e alla moda per la visiera degli occhiali di protezione di nuova generazione
- Semplice attivazione con un solo pulsante
- Batteria ricaricabile integrata
- Funzionamento ultra silenzioso
- Con cavo UsB

- Design avvolgente con fascia regolabile
- Taglia universale per tutte le età: fascia elastica regolabile
- Perfetto per l'uso dopo aver guardato la TV e lo schermo del computer, prima di andare a letto

Connettività BT wireless

- BT integrato per lo streaming wireless
- Funziona solo con smartphone
- Nome della rete wireless BT: 'Massaggiatore per gli occhi'
- Portata wireless BT: 98'+ Ft.
- Versione BT wireless: 5.0

Cosa c'è nella scatola

- Massaggiatore digitale per gli occhi
- Cavo di ricarica USB

Specifiche tecniche

- Materiale di costruzione: ABS ingegnerizzato, tessuto morbido
- Durata consigliata della sessione di massaggio: 10, 15, 20 minuti
- Pressione del massaggio oculare: 65 kPa
- Batteria ricaricabile: litio da 3,7 V, 1500 mAh
- Alimentazione: 5 V CC, 1 A (alimentazione tramite USB) Lunghezza cavo di ricarica USB: 3,28 piedi.
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 1,57"x8,19"x3,90" pollici

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support