

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLAMMABLE CABINET



MODEL:SS-13GAL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLAMMABLE CABINET

MODEL:SS-13GAL



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Product Introduction

1. A safety cabinet is a type of storage unit designed to securely store hazardous chemicals, reducing the risk of fire and protecting personnel and equipment.
2. It provides safe storage, containment, and organized management of dangerous chemicals
3. Compact chemical storage cabinets can be placed in your workspace to store flammable substances and organic solvents eliminating the need to go back and forth to a hazardous materials storage room and thus improving efficiency.
4. Even in smaller work spaces, small safety cabinets offer secure storage for flammable liquids and chemicals, reducing raw material waste and saving company costs.

USAGE SAFETY

1. **ATTENTION!** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury or even death. The terms "device" or "product" are used in the warning and instructions to refer to Flammable Cabinet.
2. If you are unsure about whether the product is operating correctly or if you find damage, please contact the manufacturer's service centre. Only the manufacturer's service center may make repairs to the product. Do not attempt to make repairs yourself! Keep the device away from sources of fire and heat.

PRODUCT TYPES AND USES

Yellow chemical cabinets are internationally recognized for professional storage of flammable liquid chemicals. These include alcohol, adhesives, gasoline, kerosene, crude oil, ethanol, benzene, toluene, acetone, and more.

PRODUCT FEATURES





1. Complies with OSHA 29 CFR 1910.106 (Occupational Safety and Health Administration regulations) and NFPA CODE 30 (National Fire Protection Association regulations)
2. Constructed with double-layer fire-resistant steel plates, with a 38mm air insulation layer between the layers.
3. High-quality steel plates are point-welded for durability and excellent fire resistance.
4. Three-point interlocking door lock design enhances door sealing
5. Cabinet doors are equipped with dual keys for improved security and regulation of chemical substance management.
6. Professionally standardized warning labels are corrosion-resistant and highly visible.
7. Both sides of the cabinet are equipped with ventilation openings and fire protection devices.
8. Both the interior and exterior of the cabinet are coated with epoxy resin paint.
9. In strict accordance with OSHA regulations, the cabinet body includes electrostatic grounding ports for connecting grounding wires, minimizing the risk of hazards.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Place the explosion-proof safety cabinet on a level surface. If multiple explosion-proof safety cabinets are placed together, the distance between each cabinet should not be less than 15 centimeters.
2. The location for placing the explosion-proof safety cabinet should be away from ignition sources, other heat-generating instruments, and should also be far from splashes of chemicals or slag.
3. At the lower corner of the left exterior wall of the cabinet, there is a static grounding terminal. After properly placing the cabinet, connect the electrostatic grounding wire to discharge any accumulated static electricity from the cabinet.
4. Do not exceed the weight limit of the shelves when placing items on the cabinet shelves. If there are multiple shelves, place larger or heavier items on the bottom shelf and smaller or lighter items on the upper shelf.
5. If the explosion-proof safety cabinet is placed in a confined small space, or if there are strict restrictions on the evaporation of flammable liquids in the cabinet's location, a ventilation system should be connected to the cabinet's vent to eliminate flammable liquids that may accumulate due to evaporation.
6. When placing items inside the cabinet or performing other operations at night or under insufficient light conditions, turn on the surrounding lights or use explosion-proof flashlights for operations.
7. Prohibited actions near the cabinet include lighting candles, alcohol lamps, or using lighters that could potentially cause combustion or explosion.


SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST


English Manual*1	
Adjustable foot*4	
Door Key*2	
Ground lead*1	

ASSEMBLY STEP

When the placement surface is not normal, install the adjusting foot into the reserved thread hole at the bottom, and adjust the height to balance the box.



Adjusting foot installation details:



PRODUCT PARAMETER

Model	SS-13GAL
Main Color	Yellow
Product Size(W*D*H)	590*460*900mm
Net Weight	44.9kg

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARMOIRE INFLAMMABLE



MODÈLE : SS-13GAL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLAMMABLE CABINET

MODÈLE : SS-13GAL



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Présentation du produit

5. Une armoire de sécurité est un type d'unité de stockage conçue pour sécuriser stocker les produits chimiques dangereux, réduisant ainsi le risque d'incendie et protégeant personnel et matériel.
6. Il offre un stockage, un confinement et une organisation sûrs gestion des produits chimiques dangereux
7. Des armoires de stockage de produits chimiques compactes peuvent être placées dans votre espace de travail pour stocker des substances inflammables et des solvants organiques éliminant ainsi le besoin d'aller-retour vers un lieu de stockage de matières dangereuses espace de stockage et améliorant ainsi l'efficacité.
8. Même dans les petits travaux espaces, les petites armoires de sécurité offrent une sécurité stockage de liquides et de produits chimiques inflammables, réduisant ainsi la consommation de matières premières déchets et économies de coûts pour l'entreprise.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

3. **ATTENTION !** Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort. La les termes « appareil » ou « produit » sont utilisés dans l'avertissement instructions de sable à consulter dans l'armoire inflammable.
4. Si vous n'êtes pas sûr que le produit soit fonctionne correctement ou si vous constatez des dommages, veuillez contactez le centre de service du fabricant. Seul le centre de service du fabricant peut effectuer réparations du produit. Ne tentez pas de faire Réparez vous-même ! Gardez l'appareil loin des sources de feu et de chaleur.

PRODUCT TYPES AND USES

Les armoires chimiques jaunes sont reconnues internationalement pour stockage professionnel de produits chimiques liquides inflammables. Il s'agit notamment alcool, adhésifs, essence, kérosène, pétrole brut, éthanol, benzène, toluène, acétone et plus encore.

PRODUCT FEATURES





10. Conforme à la norme OSHA 29 CFR 1910.106 (Sécurité au travail) et les réglementations de l'administration de la santé) et NFPA CODE 30 (réglementations de la National Fire Protection Association)
11. Construit avec des plaques d'acier résistantes au feu à double couche, avec une couche d'isolation d'air de 38 mm entre les couches.
12. Les plaques d'acier de haute qualité sont soudées par points pour plus de durabilité et excellente résistance au feu.
13. La conception de la serrure de porte à verrouillage à trois points améliore l'étanchéité de la porte
14. Les portes des armoires sont équipées de doubles clés pour une sécurité améliorée et la réglementation de la gestion des substances chimiques.
15. Les étiquettes d' avertissement normalisées par des professionnels sont résistantes à la corrosion et très visibles.
16. Les deux côtés de l'armoire sont équipés d'ouvertures de ventilation et de dispositifs de protection contre l'incendie.
17. L'intérieur et l'extérieur de l'armoire sont recouverts de peinture à base de résine époxy.
18. Conformément aux réglementations OSHA, le corps de l'armoire comprend des ports de mise à la terre électrostatique pour connecter les fils de mise à la terre, minimisant ainsi le risque de dangers.

INSTRUCTIONS FOR USE

8. Placez l'armoire de sécurité antidéflagrante sur une surface plane Si plusieurs armoires de sécurité antidéflagrantes sont placées ensemble, la distance entre chaque armoire ne doit pas être inférieure à 15 centimètres.
9. L'emplacement pour placer l'armoire de sécurité antidéflagrante doit être éloigné des sources d'inflammation, d'autres sources de chaleur instruments et doivent également être éloignés des éclaboussures de produits chimiques ou scories
10. Dans le coin inférieur du mur extérieur gauche de l'armoire, il y a une borne de terre électrostatique. Après avoir correctement placé l'armoire, connectez le fil de terre électrostatique pour décharger toute charge électrostatique. électricité statique accumulée dans l'armoire .
11. Ne dépassez pas la limite de poids des étagères lorsque vous placez des articles sur les étagères de l'armoire. S'il y a plusieurs étagères, placez les articles plus grands ou plus lourds sur l'étagère inférieure et les articles plus petits ou plus légers sur l'étagère supérieure.
12. Si l'armoire de sécurité antidéflagrante est placée dans un petit espace confiné, ou s'il existe des restrictions strictes sur l'évaporation des liquides inflammables à l'emplacement de l'armoire, un système de ventilation doit être connecté à l'évent de l'armoire pour éliminer les liquides inflammables qui peuvent s'accumuler en raison de l'évaporation.
13. Lorsque vous placez des objets à l'intérieur de l'armoire ou effectuez d'autres opérations la nuit ou dans des conditions de luminosité insuffisantes, allumez les lumières environnantes ou utilisez des lampes de poche antidéflagrantes pour les opérations.
14. Les actions interdites à proximité de l'armoire comprennent l'allumage de bougies, de lampes à alcool ou l'utilisation de briquets susceptibles de provoquer une combustion ou une explosion.


CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST


English Manual*1	
Ajustable foot*4	
Door Key*2	
Ground lead*1	

ASSEMBLY STEP

Lorsque la surface de placement n'est pas normale, installez le pied de réglage dans le trou de filetage réservé en bas, et ajustez la hauteur pour équilibrer la boîte.



Détails d'installation du pied de réglage :



PRODUCT PARAMETER

Modèle	SS-13GAL
Couleur principale	Jaune
Dimensions du produit (L x P x H)	590*460*900mm
Poids net	44,9 kg

* Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la

conception sont sujets à modification sans préavis.

Fabricant : Shangkaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BRENNBARER SCHRANK



MODELL: SS-13GAL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLAMMABLE CABINET

MODELL: SS-13GAL



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Produkteinführung

9. Ein Sicherheitsschrank ist eine Art Lagereinheit, die dazu bestimmt ist, Lagerung gefährlicher Chemikalien, wodurch das Brandrisiko verringert und Personal und Ausrüstung.
10. Es bietet sichere Lagerung, Eindämmung und organisiert Umgang mit gefährlichen Chemikalien
11. Kompakte Chemikalienschränke können in Ihrem Arbeitsbereich zur Lagerung brennbarer Stoffe und organischer Lösungsmittel Der Weg zu einem Gefahrstofflager entfällt Lagerraum und verbessert so die Effizienz.
12. Auch bei kleineren Arbeiten Räume, kleine Sicherheitsschränke bieten sichere Lagerung für brennbare Flüssigkeiten und Chemikalien, wodurch Rohstoffe reduziert werden Abfall und Kostenersparnis für das Unternehmen.

SICHERHEIT BEI DER VERWENDUNG

5. **ACHTUNG!** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Der Begriffe wie „Gerät“ oder „Produkt“ werden in der Warnung verwendet Beachten Sie die Anweisungen zum Entflammbarkeitsschrank.
6. Wenn Sie unsicher sind, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert oder Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich an das Servicecenter des Herstellers. Nur das Servicecenter des Herstellers darf Reparaturen am Produkt. Versuchen Sie nicht, Führen Sie Reparaturen selbst durch! Halten Sie das Gerät von Feuer- und Hitzequellen fern.

PRODUCT TYPES AND USES

Gelbe Chemikalienschränke sind international anerkannt für professionelle Lagerung von brennbaren flüssigen Chemikalien. Dazu gehören Alkohol, Klebstoffe, Benzin, Kerosin, Rohöl, Ethanol, Benzol, Toluol, Aceton und mehr.

PRODUCT FEATURES





19. Entspricht OSHA 29 CFR 1910.106 (Arbeitssicherheit und Gesundheitsbehörde Vorschriften) und NFPA CODE 30 (National Fire Protection Association Vorschriften)
20. Konstruiert aus doppelschichtigen feuerfesten Stahlplatten mit einer 38 mm dicken Luftisolationsschicht zwischen den Schichten.
21. Hochwertige Stahlplatten sind punktgeschweißt für Haltbarkeit und ausgezeichnete Feuerbeständigkeit.
22. Das Dreipunkt-Türschlossdesign verbessert die Türabdichtung
23. Für mehr Sicherheit sind die Schranktüren mit Doppelschlüsseln ausgestattet und Regulierung des Umgangs mit chemischen Stoffen.
24. Professionell genormte Warnschilder sind korrosionsbeständig und gut sichtbar.
25. Beide Seiten des Schrankes sind mit Belüftungsöffnungen und Brandschutzvorrichtungen ausgestattet.
26. Sowohl die Innen- als auch die Außenseite des Schrankes sind mit Epoxidharzfarbe beschichtet.
27. In strikter Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften verfügt der Schrankkörper über elektrostatische Erdungsanschlüsse zum Anschluss von Erdungskabeln, wodurch das Gefahrenrisiko minimiert wird.

INSTRUCTIONS FOR USE

15. Stellen Sie den explosionsgeschützten Sicherheitsschrank auf eine ebene Fläche. Werden mehrere explosionsgeschützte Sicherheitsschränke zusammen aufgestellt, Der Abstand zwischen den einzelnen Schränken sollte nicht weniger als 15 Zentimeter.
16. Der Standort für die Aufstellung des explosionsgeschützten Sicherheitsschranks sollte von Zündquellen, anderen wärmeerzeugenden Instrumente und sollte auch weit entfernt von Spritzern von Chemikalien oder Schlacke
17. An der unteren Ecke der linken Außenwand des Schrankes befindet sich eine Erdungsklemme. Nach der korrekten Platzierung des Schrankes schließen Sie den elektrostatischen Erdungsdraht an, um eventuelle angesammelte statische Elektrizität aus dem Gehäuse .
18. Überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze der Regale, wenn Sie Gegenstände auf die Schrankregale stellen. Wenn mehrere Regale vorhanden sind, platzieren Sie größere oder schwerere Gegenstände auf dem unteren Regal und kleinere oder leichtere Gegenstände auf dem oberen Regal.
19. Wenn der explosionsgeschützte Sicherheitsschrank in einem engen, kleinen Raum aufgestellt wird oder wenn am Standort des Schrankes strenge Beschränkungen hinsichtlich der Verdunstung brennbarer Flüssigkeiten bestehen, sollte an die Entlüftung des Schrankes ein Belüftungssystem angeschlossen werden, um brennbare Flüssigkeiten zu entfernen, die sich durch Verdunstung ansammeln können.
20. Wenn Sie Gegenstände in den Schrank legen oder andere Vorgänge nachts oder bei unzureichenden Lichtverhältnissen durchführen, schalten Sie die Umgebungsbeleuchtung ein oder verwenden Sie explosionsgeschützte Taschenlampen für den Betrieb
21. Zu den verbotenen Handlungen in der Nähe des Schrankes zählen das Anzünden von Kerzen, Alkohollampen oder die Verwendung von Feuerzeugen, die möglicherweise eine Verbrennung oder Explosion verursachen können.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST


English Manual*1	
Ajustable foot*4	
Door Key*2	
Ground lead*1	

ASSEMBLY STEP

Wenn die Stellfläche nicht normal ist, installieren Sie den Einstellfuß in die Reserviertes Gewindeloch an der Unterseite und passen Sie die Höhe an, um die Box auszubalancieren.



Details zur Fußmontage:



PRODUCT PARAMETER

Modell	SS-13GAL
Hauptfarbe	Gelb
Produktgröße (B*T*H)	590*460*900 mm
Nettogewicht	44,9 kg

* Produktspezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARMADIO INFIAMMABILE



MODELLO: SS-13GAL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLAMMABLE CABINET

MODELLO: SS-13GAL



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Introduzione al prodotto

13. Un armadio di sicurezza è un tipo di unità di stoccaggio progettata per conservare in modo sicuro immagazzinare sostanze chimiche pericolose, riducendo il rischio di incendio e proteggendo personale e attrezzature.
14. Fornisce un deposito sicuro, contenimento e organizzazione gestione delle sostanze chimiche pericolose
15. Gli armadietti compatti per lo stoccaggio di prodotti chimici possono essere posizionati nel tuo spazio di lavoro per lo stoccaggio di sostanze infiammabili e solventi organici eliminando la necessità di andare avanti e indietro verso un centro di stoccaggio di materiali pericolosi spazio di stoccaggio, migliorando così l'efficienza.
16. Anche nei lavori più piccoli spazi, i piccoli armadi di sicurezza offrono sicurezza stoccaggio di liquidi e prodotti chimici infiammabili, riducendo le materie prime sprechi e risparmio sui costi aziendali.

SICUREZZA D'USO

7. **ATTENZIONE!** Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni gravi o addirittura morte. La i termini "dispositivo" o "prodotto" sono utilizzati nell'avviso istruzioni per l'uso riferirsi all'armadio per materiali infiammabili.
8. Se non sei sicuro che il prodotto sia funziona correttamente o se riscontri danni, per favore contattare il centro di assistenza del produttore. Solo il centro di assistenza del produttore può effettuare riparazioni al prodotto. Non tentare di effettuare riparalo da solo! Tenere il dispositivo lontano da fonti di fuoco e calore.

PRODUCT TYPES AND USES

Gli armadi chimici gialli sono riconosciuti a livello internazionale per stoccaggio professionale di prodotti chimici liquidi infiammabili. Questi includono alcol, adesivi, benzina, cherosene, petrolio greggio, etanolo, benzene, toluene, acetone e altro ancora.

PRODUCT FEATURES





28. Conforme a OSHA 29 CFR 1910.106 (Sicurezza sul lavoro e regolamenti dell'Amministrazione sanitaria) e CODICE NFPA 30 (regolamenti della National Fire Protection Association)
29. Realizzato con piastre di acciaio ignifughe a doppio strato, con uno strato di isolamento dell'aria da 38 mm tra gli strati.
30. Le piastre in acciaio di alta qualità sono saldate a punti per garantire durata e eccellente resistenza al fuoco.
31. Il design della serratura della porta a tre punti di interblocco migliora la tenuta della porta
32. Le ante degli armadietti sono dotate di doppie chiavi per una maggiore sicurezza e regolamentazione della gestione delle sostanze chimiche.
33. Le etichette di avvertenza standardizzate a livello professionale sono resistenti alla corrosione e altamente visibili.
34. Entrambi i lati dell'armadio sono dotati di aperture di ventilazione e dispositivi antincendio.
35. Sia l'interno che l'esterno del mobile sono rivestiti con vernice epossidica.
36. In stretta conformità con le normative OSHA, il corpo dell'armadio è dotato di porte di messa a terra elettrostatica per il collegamento dei cavi di messa a terra, riducendo al minimo il rischio di pericoli.

INSTRUCTIONS FOR USE

22. Posizionare l'armadio di sicurezza antideflagrante su una superficie piana. Se vengono posizionati insieme più armadi di sicurezza antideflagranti, la distanza tra ogni mobile non deve essere inferiore a 15 centimetri.
23. Posizione per il posizionamento dell'armadio di sicurezza antideflagrante dovrebbe essere lontano da fonti di accensione, altri generatori di calore, strumenti e dovrebbero essere lontani da schizzi di sostanze chimiche o scorie.
24. Nell'angolo inferiore della parete esterna sinistra del mobile, c'è un terminale di messa a terra statico. Dopo aver posizionato correttamente l'armadio, collegare il filo di messa a terra elettrostatica per scaricare eventuali elettricità statica accumulata dall'armadio.
25. Non superare il limite di peso dei ripiani quando si sistemano oggetti sui ripiani del mobile. Se ci sono più ripiani, posizionare gli oggetti più grandi o pesanti sul ripiano inferiore e quelli più piccoli o leggeri sul ripiano superiore.
26. Se l'armadio di sicurezza antideflagrante è posizionato in uno spazio ristretto o se nel luogo in cui si trova l'armadio vi sono rigide restrizioni sull'evaporazione di liquidi infiammabili, è necessario collegare un sistema di ventilazione allo sfiato dell'armadio per eliminare i liquidi infiammabili che potrebbero accumularsi a causa dell'evaporazione.
27. Quando si ripongono oggetti all'interno dell'armadio o si eseguono altre operazioni di notte o in condizioni di luce insufficiente, accendere le luci circostanti o utilizzare torce antideflagranti per le operazioni.
28. Le azioni proibite in prossimità dell'armadietto includono accendere candele, lampade ad alcol o utilizzare accendini che potrebbero potenzialmente causare combustione o esplosione.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST


English Manual*1	
Ajustable foot*4	
Door Key*2	
Ground lead*1	

ASSEMBLY STEP

Se la superficie di posizionamento non è normale, installare il piedino di regolazione nella foro filettato riservato nella parte inferiore e regolare l'altezza per bilanciare la scatola.



Dettagli di installazione del piedino di regolazione:



PRODUCT PARAMETER

Modello	SS-13GAL
Colore principale	Giallo
Dimensioni del prodotto (L*P*A)	590*460*900mm
Peso netto	44,9 kg

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GABINETE DE MATERIALES INFLAMABLES



MODELO: SS-13GAL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLAMMABLE CABINET

MODELO: SS-13GAL



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Introducción del producto

17. Un armario de seguridad es un tipo de unidad de almacenamiento diseñada para almacenar de forma segura Almacenar productos químicos peligrosos, reduciendo el riesgo de incendio y protegiendo personal y equipo.
18. Proporciona almacenamiento seguro, contención y organización. gestión de productos químicos peligrosos
19. Los gabinetes compactos para almacenamiento de productos químicos se pueden colocar en su espacio de trabajo para almacenar sustancias inflamables y disolventes orgánicos eliminando la necesidad de ir y venir a un almacén de materiales peligrosos sala de almacenamiento y mejorando así la eficiencia.
20. Incluso en trabajos más pequeños Los espacios pequeños y los armarios de seguridad ofrecen seguridad. Almacenamiento de líquidos y productos químicos inflamables, reduciendo el consumo de materia prima. desperdicio y ahorro de costes para la empresa.

SEGURIDAD DE USO

9. ¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias de seguridad y todas instrucciones. No seguir las advertencias y El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones graves o incluso muerte.La En la advertencia se utilizan los términos "dispositivo" o "producto". Instrucciones de arena para referirse al Gabinete de Inflamables.
10. Si no está seguro de si el producto es funcionando correctamente o si encuentra algún daño, por favor Póngase en contacto con el centro de servicio del fabricante. Sólo el centro de servicio del fabricante puede realizar Reparaciones del producto. No intente hacer ¡Repárelo usted mismo! Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de fuego y calor.

PRODUCT TYPES AND USES

Los gabinetes químicos amarillos son reconocidos internacionalmente por Almacenamiento profesional de productos químicos líquidos inflamables. Estos incluyen alcohol, adhesivos, gasolina, queroseno, petróleo crudo, etanol, benceno, tolueno, acetona y más.

PRODUCT FEATURES





37. Cumple con OSHA 29 CFR 1910.106 (Seguridad ocupacional) y regulaciones de la Administración de Salud) y el CÓDIGO 30 de la NFPA (regulaciones de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios)
38. Construido con placas de acero resistentes al fuego de doble capa, con una capa de aislamiento de aire de 38 mm entre las capas.
39. Las placas de acero de alta calidad están soldadas por puntos para mayor durabilidad y Excelente resistencia al fuego.
40. El diseño de cerradura de puerta con enclavamiento de tres puntos mejora el sellado de la puerta.
41. Las puertas de los gabinetes están equipadas con llaves dobles para una mayor seguridad. y regulación de la gestión de sustancias químicas.
42. Las etiquetas de advertencia estandarizadas profesionalmente son resistentes a la corrosión y muy visibles.
43. Ambos lados del armario están equipados con aberturas de ventilación y dispositivos de protección contra incendios.
44. Tanto el interior como el exterior del gabinete están recubiertos con pintura de resina epoxi.
45. En estricta conformidad con las regulaciones de OSHA, el cuerpo del gabinete incluye puertos de conexión a tierra electrostática para conectar cables de conexión a tierra, minimizando el riesgo de peligros.

INSTRUCTIONS FOR USE

29. Coloque el gabinete de seguridad a prueba de explosiones sobre una superficie nivelada Si se colocan juntos varios armarios de seguridad a prueba de explosiones, La distancia entre cada gabinete no debe ser inferior a 15 centímetros.
30. Ubicación para la colocación del armario de seguridad a prueba de explosiones Debe mantenerse alejado de fuentes de ignición y otros elementos generadores de calor. instrumentos, y también deben estar lejos de salpicaduras de productos químicos o escoria
31. En la esquina inferior de la pared exterior izquierda del gabinete, hay Una terminal de conexión a tierra estática. Después de colocar correctamente el gabinete, conecte el cable de conexión a tierra electrostática para descargar cualquier... electricidad estática acumulada en el gabinete .
32. No exceda el límite de peso de los estantes al colocar artículos en los estantes del gabinete. Si hay varios estantes, coloque los artículos más grandes o más pesados en el estante inferior y los artículos más pequeños o más livianos en el estante superior.
33. Si el gabinete de seguridad a prueba de explosiones se coloca en un espacio pequeño y confinado, o si hay restricciones estrictas sobre la evaporación de líquidos inflamables en la ubicación del gabinete, se debe conectar un sistema de ventilación al respiradero del gabinete para eliminar los líquidos inflamables que puedan acumularse debido a la evaporación.
34. Al colocar elementos dentro del gabinete o realizar otras operaciones durante la noche o en condiciones de luz insuficiente, encienda las luces circundantes o utilice linternas a prueba de explosiones para las operaciones.
35. Las acciones prohibidas cerca del gabinete incluyen encender velas, lámparas de alcohol o utilizar encendedores que potencialmente podrían causar combustión o explosión.


GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST


English Manual*1	
Ajustable foot*4	
Door Key*2	
Ground lead*1	

ASSEMBLY STEP

Cuando la superficie de colocación no sea normal, instale el pie de ajuste en la Reserve un orificio de rosca en la parte inferior y ajuste la altura para equilibrar la caja.



Detalles de instalación del pie de ajuste:



PRODUCT PARAMETER

Modelo	SS-13GAL
Color principal	Amarillo
Tamaño del producto (An. x Pr. x Al.)	590*460*900 mm
Peso neto	44,9 kilos

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño

están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SZAFKA ŁATWOPALNA



MODELE: SS-13GAL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLAMMABLE CABINET

MODELE: SS-13GAL



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Wprowadzenie do produktu

21. Szafa bezpieczeństwa to rodzaj jednostki magazynowej zaprojektowanej w celu bezpiecznego przechowywania przechowywać niebezpieczne substancje chemiczne, zmniejszając ryzyko pożaru i chroniąc personel i sprzęt.
22. Zapewnia bezpieczne przechowywanie, przechowywanie i organizację zarządzanie niebezpiecznymi chemikaliami
23. Kompaktowe szafy do przechowywania chemikaliów można umieścić w miejsce pracy do przechowywania substancji łatwopalnych i rozpuszczalników organicznych eliminując konieczność ciągłego przemieszczania się do i z magazynu materiałów niebezpiecznych pomieszczenie magazynowe, a tym samym zwiększenie efektywności.
24. Nawet w mniejszych pracach przestrzenie, małe szafy bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo magazynowanie łatwopalnych cieczy i chemikaliów, redukcja surowców marnotrawstwa i oszczędności kosztów firmy.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

11. **UWAGA!** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. w ostrzeżeniu użyto terminów „urządzenie” lub „produkt” instrukcje dotyczące łatwopalnego przechowywania.
12. Jeśli nie masz pewności, czy produkt jest działa prawidłowo lub jeśli znajdziesz uszkodzenie, prosimy skontaktuj się z serwisem producenta. Tylko serwis producenta może dokonać naprawy. naprawy produktu. Nie próbuj dokonywać napraw samodzielnie!

Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ognia i ciepła.

PRODUCT TYPES AND USES

Żółte szafy na chemikalia są znane na całym świecie z profesjonalne przechowywanie łatwopalnych chemikaliów ciekłych. Należą do nich alkohol, kleje, benzyna, nafta, ropa naftowa, etanol, benzen, toluen, aceton i wiele innych.

PRODUCT FEATURES





46. Zgodny z normą OSHA 29 CFR 1910.106 (bezpieczeństwo w pracy) i przepisy Administracji Zdrowia) oraz KODEKSU NFPA 30 (przepisy Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej)
47. Wykonane z dwuwarstwowych, ognioodpornych płyt stalowych, z 38-milimetrową warstwą izolacji powietrznej pomiędzy warstwami.
48. Wysokiej jakości blachy stalowe są spawane punktowo, co zapewnia trwałość i doskonała odporność na ogień.
49. Trzypunktowa konstrukcja zamka drzwiowego poprawia szczelność drzwi
50. Drzwi szafek wyposażone są w dwa klucze dla zwiększenia bezpieczeństwa i regulacja zarządzania substancjami chemicznymi.
51. Profesjonalnie znormalizowane etykiety ostrzegawcze są odporne na korozję i dobrze widoczne.
52. Po obu stronach szafy znajdują się otwory wentylacyjne i urządzenia przeciwpożarowe.
53. Zarówno wewnątrz, jak i zewnętrzna część szafki pokryte są farbą na bazie żywicy epoksydowej.
54. Zgodnie z przepisami OSHA, korpus szafy zawiera porty uziemienia elektrostatycznego służące do podłączania przewodów uziemiających, minimalizując ryzyko zagrożeń.

INSTRUCTIONS FOR USE

36. Ustaw szafę przeciwwybuchową na równej powierzchni. Jeżeli obok siebie umieszczono kilka szaf przeciwwybuchowych, odległość między szafkami nie powinna być mniejsza niż 15 centymetry.
37. Miejsce umieszczenia szafy przeciwwybuchowej powinien znajdować się z dala od źródeł zapłonu i innych źródeł ciepła instrumentów, a także powinny znajdować się z dala od rozprysków chemikaliów lub żužel
38. W dolnym rogu lewej zewnętrznej ściany szafki znajduje się zacisk uziemienia statycznego. Po prawidłowym ustawieniu szafy podłącz przewód uziemienia elektrostatycznego, aby rozładować wszelkie ładunki nagromadzone ładunki elektrostatyczne w szafie .
39. Nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru półek, umieszczając przedmioty na półkach szafki. Jeżeli w szafce jest więcej półek, większe i cięższe przedmioty umieszczaj na dolnej półce, a mniejsze i lżejsze na górnej.
40. Jeżeli szafa przeciwwybuchowa jest umieszczona w ograniczonej przestrzeni lub jeżeli obowiązują ściśle ograniczenia dotyczące odparowywania łatwopalnych cieczy w miejscu ustawienia szafy, do otworu wentylacyjnego szafy należy podłączyć system wentylacyjny w celu usuwania łatwopalnych cieczy, które mogą gromadzić się w wyniku odparowywania.
41. Podczas umieszczania przedmiotów wewnątrz szafy lub wykonywania innych czynności w nocy lub przy niewystarczającym oświetleniu należy włączyć światła otoczenia lub używać latarek przeciwwybuchowych.
42. W pobliżu szafki zabrania się m.in. zapalania świec, lamp alkoholowych oraz używania zapalniczek, które potencjalnie mogą spowodować zapłon lub wybuch.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST


English Manual*1	
Ajustable foot*4	
Door Key*2	
Ground lead*1	

ASSEMBLY STEP

Jeżeli powierzchnia do ustawienia nie jest normalna, zamontuj stopkę regulacyjną w zarezerwowany otwór na gwint na dole i wyreguluj wysokość, aby zrównoważyć pudełko.



Szczegóły montażu stóp:



PRODUCT PARAMETER

Model	SS-13GAL
Kolor główny	Żółty
Wymiary (szer.*gł.*wys.)	produktu 590*460*900 mm
Masa netto	44,9 kg

* Produkty mogą podlegać zmianom pod względem specyfikacji,

wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BRANDBARE KAST



MODEL: SS-13GAL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLAMMABLE CABINET

MODEL: SS-13GAL



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Productintroductie

25. Een veiligheidskast is een soort opslageenheid die is ontworpen om gevaarlijke chemicaliën opslaan, het brandrisico verminderen en beschermen personeel en uitrusting.
26. Het biedt veilige opslag, insluiting en georganiseerde beheer van gevaarlijke chemicaliën
27. Compacte chemische opslagkasten kunnen in uw ruimte worden geplaatst werkruimte voor de opslag van brandbare stoffen en organische oplosmiddelen waardoor het niet meer nodig is om heen en weer te gaan naar een gevaarlijke stoffenafdeling opslagruimte en verbetert zo de efficiëntie.
28. Zelfs bij kleinere werkzaamheden ruimtes, kleine veiligheidskasten bieden veilige opslag voor brandbare vloeistoffen en chemicaliën, waardoor het grondstoffenverbruik wordt verminderd verspilling en kostenbesparing voor het bedrijf.

GEBRUIKSVEILIGHEID

13. **LET OP!** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs dood. De In de waarschuwing worden termen "apparaat" of "product" gebruikt zandinstructies verwijzen naar Brandbare Kast.
14. Als u niet zeker weet of het product geschikt is voor uw behoeften, werkt het apparaat niet goed of als u schade constateert, neem dan contact met ons op. Neem contact op met het servicecentrum van de fabrikant. Alleen het servicecentrum van de fabrikant mag Reparaties aan het product. Probeer niet zelf reparaties uit te voeren. repareer het apparaat zelf! Houd het apparaat uit de buurt van vuur en

warmtebronnen.

PRODUCT TYPES AND USES

Gele chemische kasten zijn internationaal erkend voor Professionele opslag van brandbare vloeibare chemicaliën. Deze omvatten: alcohol, lijmen, benzine, kerosine, ruwe olie, ethanol, benzeen, toluen, aceton en meer.

PRODUCT FEATURES





55. Voldoet aan OSHA 29 CFR 1910.106 (Arbeidsveiligheid) en de regelgeving van de Health Administration) en NFPA CODE 30 (regelgeving van de National Fire Protection Association)
56. Gemaakt van dubbellaags brandwerende staalplaten, met een 38 mm dikke luchtisoliatielaag tussen de lagen.
57. Hoogwaardige stalen platen zijn puntgelast voor duurzaamheid en uitstekende brandwerendheid.
58. Het driepuntsvergrendelingsontwerp voor de deur verbetert de afdichting van de deur
59. De kastdeuren zijn voorzien van dubbele sleutels voor een betere beveiliging en regulering van het beheer van chemische stoffen.
60. Professioneel gestandaardiseerde waarschuwingslabels zijn corrosiebestendig en zeer goed zichtbaar.
61. Aan beide zijden van de kast bevinden zich ventilatieopeningen en brandbeveiligingsvoorzieningen.
62. Zowel de binnen- als de buitenkant van de kast zijn voorzien van een epoxyharsverf.
63. De kast is, geheel in overeenstemming met de OSHA-voorschriften, voorzien van elektrostatische aardingsaansluitingen voor het aansluiten van aardingsdraden, waardoor het risico op gevaren tot een minimum wordt beperkt.

INSTRUCTIONS FOR USE

43. Plaats de explosieveilige veiligheidskast op een vlakke ondergrond Als er meerdere explosieveilige veiligheidskasten naast elkaar worden geplaatst, de afstand tussen elke kast mag niet minder zijn dan 15 centimeter.
44. De locatie voor het plaatsen van de explosieveilige veiligheidskast moet uit de buurt van ontstekingsbronnen en andere warmtebronnen worden gehouden instrumenten, en moeten ook ver verwijderd zijn van spatten van chemicaliën of slakken
45. Aan de onderste hoek van de linker buitenwand van de kast bevindt zich een statische aardingsklem. Nadat u de kast correct hebt geplaatst, sluit u de elektrostatische aardingsdraad aan om eventuele spanning te ontladen. opgehoopte statische elektriciteit uit de kast .
46. Overschrijd het maximale gewicht van de planken niet wanneer u spullen op de planken van de kast plaatst. Als u meerdere planken hebt, plaats dan zwaardere of grotere spullen op de onderste plank en kleinere of lichtere spullen op de bovenste plank.
47. Als de explosieveilige veiligheidskast in een kleine, besloten ruimte wordt geplaatst of als er strikte beperkingen gelden voor de verdamping van ontvlambare vloeistoffen op de locatie van de kast, moet er een ventilatiesysteem worden aangesloten op de opening van de kast om ontvlambare vloeistoffen die zich door verdamping kunnen ophopen, af te voeren.
48. Wanneer u 's nachts of bij onvoldoende licht voorwerpen in de kast plaatst of andere handelingen uitvoert, dient u de omringende verlichting aan te zetten of explosieveilige zaklampen te gebruiken.
49. Verboden handelingen in de buurt van de kast zijn onder andere het aansteken van kaarsen, alcohollampen en het gebruiken van aanstekers die ontbranding of een explosie kunnen veroorzaken.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST


English Manual*1	
Ajustable foot*4	
Door Key*2	
Ground lead*1	

ASSEMBLY STEP

Als het plaatsingsoppervlak niet normaal is, installeert u de afstelvoet in de gereserveerde schroefdraadgat aan de onderkant en pas de hoogte aan om de doos in evenwicht te brengen.



Details over de installatie van de stelvoet:



PRODUCT PARAMETER

Model	SS-13GAL
Hoofdkleur	Geel
Productafmetingen (B*D*H)	590*460*900mm
Nettogewicht	44,9 kg

* Productspecificaties, zoals het uiterlijk en het ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BRANDFARLIGT SKÅP



MODELL: SS-13GAL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FLAMMABLE CABINET

MODELL: SS-13GAL



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Produktintroduktion

29. Ett säkerhetsskåp är en typ av förvaringsenhet utformad för att säkert förvara farliga kemikalier, vilket minskar brandrisken och skyddar personal och utrustning.
30. Det ger säker förvaring, inneslutning och organiserad hantering av farliga kemikalier
31. Kompakta kemikalieförvaringsskåp kan placeras i din arbetsyta för att förvara brandfarliga ämnen och organiska lösningsmedel eliminerar behovet av att gå fram och tillbaka till farliga material förråd och därmed förbättra effektiviteten.
32. Även i mindre arbeten utrymmen, små säkerhetsskåp erbjuder säkerhet lagring av brandfarliga vätskor och kemikalier, vilket minskar råmaterialanvändningen avfall och besparingar på företagets kostnader.

ANVÄNDNINGSSÄKERHET

15. OBS! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktionerna. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktioner kan leda till allvarliga skador eller till och med döden. Den termer som "enhet" eller "produkt" används i varningen sandinstruktionerna för att hänvisa till brandfarligt skåp.
16. Om du är osäker på om produkten är fungerar korrekt eller om du upptäcker skador, vänligen Kontakta tillverkarens servicecenter. Endast tillverkarens servicecenter får göra reparationer på produkten. Försök inte att göra Reparera själv! Håll apparaten borta från eld- och värmekällor.

PRODUCT TYPES AND USES

Gula kemikalieskåp är internationellt erkända för professionell förvaring av brandfarliga flytande kemikalier. Dessa inkluderar alkohol, lim, bensin, fotogen, råolja, etanol, bensen, toluen, aceton med mera.

PRODUCT FEATURES





64. Uppfyller OSHA 29 CFR 1910.106 (Arbetarskyddsföreskrifter och hälsovårdsmyndighetens föreskrifter) och NFPA CODE 30 (National Fire Protection Associations föreskrifter)
65. Konstruerad med dubbla lager brandbeständiga stålplattor, med ett 38 mm luftisoleringslager mellan lagren.
66. Högkvalitativa stålplattor är punktsvetsade för hållbarhet och utmärkt brandmotstånd.
67. Trepunktslås för dörren förbättrar dörrtätningen
68. Skåpdörrarna är utrustade med dubbla nycklar för förbättrad säkerhet och reglering av hantering av kemiska ämnen.
69. Professionellt standardiserade varningsetiketter är korrosionsbeständiga och väl synliga.
70. Båda sidor av skåpet är utrustade med ventilationsöppningar och brandskyddsanordningar.
71. Både skåpets insida och utsida är målade med epoxihartsfärg.
72. I strikt enlighet med OSHA-föreskrifterna har skåpet elektrostatiske jordningsportar för anslutning av jordledningar, vilket minimerar risken för faror.

INSTRUCTIONS FOR USE

50. Placera det explosionssäkra säkerhetsskåpet på en plan yta Om flera explosionssäkra säkerhetsskåp placeras tillsammans, Avståndet mellan varje skåp bör inte vara mindre än 15 centimeter.
51. Platsen för placering av det explosionssäkra säkerhetsskåpet bör vara borta från antändningskällor, andra värmealstrande instrument, och bör också vara långt ifrån stänk av kemikalier eller slagg
52. I det nedre hörnet av skåpets vänstra yttervägg finns en statisk jordningsterminal. Efter att skåpet har placerats korrekt, anslut den elektrostatiska jordledningen för att urladda eventuella ackumulerad statisk elektricitet från skåpet .
53. Överskrid inte hyllornas viktgräns när du placerar föremål på skåpets hyllor. Om det finns flera hyllor, placera större eller tyngre föremål på den nedersta hyllan och mindre eller lättare föremål på den övre hyllan.
54. Om det explosionssäkra säkerhetsskåpet placeras i ett begränsat litet utrymme, eller om det finns strikta restriktioner för avdunstning av brandfarliga vätskor på skåpets plats, bör ett ventilationssystem anslutas till skåpets ventilation för att eliminera brandfarliga vätskor som kan ansamlas på grund av avdunstning.
55. När du placerar föremål i skåpet eller utför andra åtgärder på natten eller under otillräckliga ljusförhållanden, tänd omgivande belysning eller använd explosionssäkra ficklampor för åtgärderna.
56. Förbjudna handlingar nära skåpet inkluderar att tända ljus, alkohollampor eller använda tändare som potentiellt kan orsaka antändning eller explosion.


SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST


English Manual*1	
Ajustable foot*4	
Door Key*2	
Ground lead*1	

ASSEMBLY STEP

När placeringsytan inte är normal, montera justeringsfoten i det reserverade gäng hållet längst ner och justera höjden för att balansera lådan.



Justering av fotinstallationsdetaljer:



PRODUCT PARAMETER

Modell	SS-13GAL
Huvudfärg	Gul
Produktstorlek (B*D*H)	590*460*900mm
Nettovikt	44,9 kg

* Produktens specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

