



install the backrest board④ with the backrest tube⑥ and secure it with the short bolt⑨ and washer⑧



SUBSEQUENT CONSULTATION: READ CAREFULLY

Warning:

- *Put the chair stably on a flat floor.
- *Stay away from open flames.
- *Building the chairs in good condition.
- *Avoid the overload at the chair.

Precautions before assembly:

- *Prepare a clean and dry mounting area.
- *Verify that the product is not damaged.
- *Check that none of the pieces are missing.

Maintenance:

- *Clean with a soft fabric.
- *Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- *Check the seating regularly.


Storage conditions:

- *The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.

The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation.

Weight limited



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BATH CHAIR



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate


www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Part List



Step1

① x 1 ② x 1 ⑤ x 2

Install the mainframe ①② with the armrest tube ⑤ till the marble is secured



Note: the direction of the pipe

Step2

② x 1 ⑨ x 1 ⑧ x 1


Install the mainframe with the seat board ② and secure it with the short bolt ⑨ and washer ⑧



Step3

⑥ x 2 ⑩ x 4 ⑧ x 4

install the backrest tube ⑥ with the mainframe and secure it with the long bolt ⑩ and washer ⑧




Step4

⑦ x 4

install the foot tube ⑦ with the mainframe till the marble is secured and adjust the same height desired.





installez la plaque de dossier avec le tube de dossier et fixez-la avec le boulon court et la rondelle



CONSULTATION ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

Attention :

- *Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
- *Tenez-vous à l'écart des flammes nues.
- *Construction des chaises en bon état.
- *Évitez la surcharge à la chaise.

Précautions avant le montage :

- *Préparez une zone de montage propre et sèche.
- *Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- *Vérifiez qu'aucune pièce ne manque.

Entretien:

- *Nettoyer avec un chiffon doux.
- *Retirer régulièrement les feuilles et/ou l'eau récupérée sur la toile.
- *Vérifiez régulièrement les sièges.


Conditions de stockage :

- *Le tissu doit être stocké complètement sec, dans un endroit propre et sec pour éviter les risques de moisissures.

Attention aux risques de pincement ou de coupure lors du montage.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une mauvaise installation.

Poids limité



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHAISE DE BAIN



Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation originale. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de procéder à l'utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.


Liste des pièces





Installez le châssis principal avec le tube d'accouder jusqu'à ce que le marbre soit fixé




Remarque : la direction du tuyau



installez le tube du dossier avec le châssis principal et fixez-le avec le long boulon et la rondelle




Installez le châssis principal avec la plaque d'assise et fixez-le avec le boulon court et la rondelle



installez le tube de pied avec le châssis principal jusqu'à ce que le marbre soit fixé et ajustez la même hauteur souhaitée.





Montieren Sie das Rückenbrett mit dem Rückenrohr und befestigen Sie es mit der kurzen Schraube und der Unterlegscheibe



Nachfolgende Beratung: sorgfältig lesen

Achtung:

- *Stellen Sie den Stuhl stabil auf einen ebenen Boden.
- *Halten Sie sich von offenen Flammen fern.
- *Die Stühle sind in einem guten Zustand.
- *Vermeiden Sie eine Überlastung am Stuhl.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

- *Bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- *Überprüfen Sie, ob das Produkt beschädigt ist.
- *Überprüfen Sie, dass keine Teile fehlen.

Wartung:

- *Mit einem weichen Tuch reinigen.
- *Regelmäßig Blätter und / oder gesammeltes Wasser entfernen auf der Leinwand.
- *Kontrollieren Sie regelmäßig die Sitzplätze.

Lagerbedingungen:

- *Der Stoff sollte vollständig trocken an einem sauberen und trockenen Ort gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Vorsicht, Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Für Schäden, die auf eine fehlerhafte Installation zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Gewichtsbeschränkt



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BADESTUHL



Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.









„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technik- oder Software-Updates zu unserem Produkt gibt.

Stückliste

Großrechner  1 x 1 1 x 1		Sitzbrett  1 x 1	Rückenlehnenbrett  1 x 1
Armlehnenrohr  2 x 2	Rückenlehnenrohr  2 x 2	Fußrohr Unterlegscheibe  4 x 4 9 x 9	Kurzer Bolzen Langer Bolzen  5 x 5 4 x 4
Zubehör  2 x 2 2 x 2 1 x 1 1 x 1			




Montieren Sie den Hauptrahmen 1 mit dem Armlehnenrohr 2, bis die Murrele gesichert ist




Hinweis: Die Richtung des Rohres



Montieren Sie das Rückenlehnenrohr 3 am Hauptrahmen und befestigen Sie es mit der langen Schraube 4 und der Unterlegscheibe 5. Murrele gesichert ist, und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.




Montieren Sie den Hauptrahmen mit dem Sitzbrett 1 und befestigen Sie ihn mit der kurzen Schraube 2 und der Unterlegscheibe 3.



Montieren Sie das Fußrohr 4 mit dem Hauptrahmen 1, bis die Murrele gesichert ist, und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.





installare la tavola dello schienale con il tubo dello schienale e fissarla con il bullone corto e la rondella



CONSULTAZIONE SUCCESSIVA: LEGGERE ATTENTAMENTE

Attenzione:

- *Posizionare la sedia in modo stabile su un pavimento piano.
- *Stai lontano dalle fiamme libere.
- *Costruire le sedie in buone condizioni.
- *Evitare il sovraccarico sulla sedia.

Precauzioni prima del montaggio:

- *Preparare un'area di montaggio pulita e asciutta.
- *Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- *Controlla che non manchi nessun pezzo.

Manutenzione:

- *Pulire con un panno morbido.
- *Rimuovere regolarmente le foglie e/o l'acqua raccolta sulla tela.
- *Controllare regolarmente i posti a sedere.

Condizioni di conservazione:

- *Il tessuto deve essere conservato completamente asciutto, in un luogo pulito e asciutto per evitare il rischio di muffa.

Attenzione ai rischi di pizzicamento o taglio durante il montaggio.

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da una cattiva installazione.

Peso limitato



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SEDIA DA BAGNO



Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Ci scusiamo ma non vi informeremo più se saranno disponibili aggiornamenti tecnologici o software per il nostro prodotto.

Elenco delle parti




Installare il telaio principaleÿÿ con il tubo del braccioloÿ finché il marmo non è fissato




Nota: la direzione del tubo



installare il tubo dello schienaleÿ con il telaio principale e fissarlo con il bullone lungoÿ e la rondellaÿ




Installare il telaio principale con il pannello del sedileÿ e fissarlo con il bullone cortoÿ e la rondellaÿ



installare il tubo del piedeÿ con il telaio principaleÿ finché la biglia non è fissata e regolare all'altezza desiderata.





Instale el tablero del respaldo con el tubo del respaldo y fíjelo con el perno corto y la arandela



CONSULTA POSTERIOR: LEER ATENTAMENTE

Advertencia:

- *Coloque la silla de forma estable sobre un suelo plano.
- *Manténgase alejado de las llamas abiertas.
- *Construcción de las sillas en buen estado.
- *Evitar la sobrecarga en la silla.

Precauciones antes del montaje:

- *Prepare un área de montaje limpia y seca.
- *Verifique que el producto no esté dañado.
- *Compruebe que no falte ninguna pieza.

Mantenimiento:

- *Limpiar con un paño suave.
- *Retirar periódicamente las hojas y/o el agua recogida en el lienzo.
- *Revise los asientos periódicamente.

Condiciones de almacenamiento:

- *La tela debe almacenarse completamente seca, en un lugar limpio y seco para evitar riesgos de moho.

Precaución con los riesgos de pinchazos o cortes durante el montaje.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños debidos a una mala instalación.

Peso limitado



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SILLA DE BAÑO



Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilizemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió. Por favor, permóntenos por no informarle nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.


Lista de piezas





Instale el marco principal con el tubo del apoyabrazos hasta que la canica esté asegurada



Nota: la dirección de la tubería



Instale el tubo del respaldo con el marco principal y fíjelo con el perno largo y la arandela




Instale el bastidor principal con el tablero del asiento y fíjelo con el perno corto y la arandela



Instale el tubo del pie con el marco principal hasta que la canica esté asegurada y ajuste a la altura deseada.





zamontuj płytę oparcia z rurą oparcia i zabezpiecz ją krótką śrubą i podkładką



KOLEJNE KONSULTACJE: PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Ostrzeżenie:

- *Krzesło należy ustawić stabilnie na płaskiej powierzchni.
- *Trzymaj się z daleka od otwartego ognia.
- *Budowanie krzesel w dobrym stanie.
- *Unikaj przeciążenia krzesła.

Środki ostrożności przed montażem:

- *Przygotować czyste i suche miejsce montażu.
- *Sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony.
- *Sprawdź, czy nie brakuje żadnego elementu.

Konserwacja:

- *Czyścić miękką szmatką.
- *Regularnie usuwaj liście i/lub zebraną wodę na płótnie.
- *Regularnie sprawdzaj stan miejsc siedzących.

Warunki przechowywania:

- *Tkaninę należy przechowywać w stanie całkowicie suchym, w czystym i suchym miejscu, aby uniknąć ryzyka pojawienia się pleśni.

Należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko przytrażenia lub skaleczenia podczas montażu.

Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w razie uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu.

Ograniczenie wagowe



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WÓZEK DO WOŻENIA CHOREGO



Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.



„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Przepraszamy, ale nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Lista części




Zamontuj ramę główną z rurą podłokietnika, aż marmur zostanie zabezpieczony.



Uwaga: kierunek rury



zamontuj rurę oparcia z ramą główną i zabezpiecz ją długą śrubą i podkładką




Zamontuj ramę główną z deską siedziska i zabezpiecz ją krótką śrubą i podkładką



zamontuj rurę podstawy z ramą główną, aż marmur zostanie zabezpieczony i ustaw żądaną wysokość.





monteer het rugleuningbord met de rugleuningbuis en bevestig het met de korte bout en ring



VERVOLGOVEREENKOMST: LEES ZORGVULDIG

Waarschuwing:

- *Zet de stoel stabiel op een vlakke vloer.
- *Blijf uit de buurt van open vuur.
- *De stoelen in goede staat bouwen.
- *Voorkom overbelasting van de stoel.

Voorzorgsmaatregelen voor montage:

- *Zorg voor een schone en droge montageplek.
- *Controleer of het product niet beschadigd is.
- *Controleer of er geen enkel stuk ontbreekt.

Onderhoud:

- *Reinigen met een zachte doek.
- *Verwijder regelmatig bladeren en/of verzameld water op het doek.
- *Controleer de zitting regelmatig.

Bewaarcondities:

- *De stof moet volledig droog, op een schone en droge plaats worden bewaard om schimmelvorming te voorkomen.

Wees voorzichtig vanwege het risico op beknelling of snijwonden tijdens de montage.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een verkeerde installatie.

Gewicht beperkt



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BAD STOEL



Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Wij vragen u om uw excuses, want wij informeren u niet meer als er technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn.

Onderdelenlijst




Installeer het hoofdframe met de armsteunbuis totdat de knikker vastzit




Let op: de richting van de pijp



Monteer de rugleuningbuis met het hoofdframe en bevestig deze met de lange bout en de ring




Installeer het hoofdframe met het zitbord en bevestig het met de korte bout en ring



Installeer de voetbuis met het hoofdframe totdat de knikker vastzit en pas de gewenste hoogte aan.





installera ryggstödsbrädet med ryggstödsröret och fäst det med den korta bulten och brickan



EFTERFÖLJANDE SAMRÅD: LÄS NOGGRANT

Varning:

*Sätt stolen stabilt på ett plant golv.

*Håll dig borta från öppna lågor.

* Att bygga stolarna i gott skick.

*Undvik överbelastning av stolen.

Försiktighetsåtgärder före montering:

*Förbered ett rent och torrt monteringsområde.

*Verifiera att produkten inte är skadad.

*Kontrollera att ingen av bitarna saknas.

Underhåll:

*Rengör med ett mjukt tyg.

*Ta bort löv och/eller uppsamlat vatten regelbundet på duken.

*Kontrollera sittplatserna regelbundet.


Förvaringsvillkor:

*Tyget ska förvaras helt torrt, på en ren och torr plats för att undvika risker för mögel.

Var försiktig med risker för klämning eller skärsår vid montering.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar vid skador på grund av dålig installation.

Vikt begränsad



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BADSTOL



Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Teknisk support och e-garanticertifikat**
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Dellista



Steg 1



Installera huvudramenÿÿ med armstödsrörÿÿ tills marmorn sitter fast




Obs: rörets riktning

Steg 3



installera ryggstödsrörÿÿ med huvudramenÿÿ och fäst det med den långa bultenÿÿ och brickanÿÿ




Steg 2



Installera huvudramenÿÿ med sittbrädanÿÿ och fäst den med den korta bultenÿÿ och brickanÿÿ



Steg 4



installera fotrörÿÿ med huvudramenÿÿ tills marmorn sitter fast och justera önskad höjd .

