

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Baby Scale

Model: DC5H

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Baby Scale Instruction Manual



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thanks for purchasing our baby scale. In order to ensure the accuracy of weighing and its service life, please read this instruction manual carefully before using. This baby scale provides accurate weight and height measurement for baby growth. Suitable for infant and toddlers.

PRODUCT PARAMETER


- High precision sensors
- LED display with white word
- Automatic shutdown
- Unit conversion function
- Tare function
- Hold function
- Overload indication-Err
- Low voltage indication-LO
- HIPS platform
- Large weight measurement range: 30g(0.07lb)-40kg(88lb)
- Large height measurement range: 0-150cm(59 inch)

POWER SAVING MODE

If there is no action within 2 minutes (in a stationary state), the scale will automatically shut down.

BATTERY INSTALLATION

1. Tear off the transparent insulation film on the battery, open the battery cover at the bottom.
2. Please pay attention to the positive and negative pole directions during the installation. Please refer to the “+”、“-” on the battery cover.(See the picture below)
3. Install the battery cover.




INSTRUCTION

1. Place the scale on a stable, sturdy and level platform. (Do not use it on a shaking/uneven platform.)

2. Short Press “” button to turn it on, after 2s, the display will show “0”;



3. Short press “UNIT” to select the units (kg, oz, lb, lb:oz, g)




4. You can put the Blanket or cotton pad etc on the tray, short press “” to zero out.

5. Put the baby on the scale and press “HOLD” button to lock the weight. (When the display shows “HOLD”, the weighing function is not working unless you press the “HOLD” again to unlock the weight.)

6. After weighing, long press “” to turn off the device or it will automatically turn off after two minutes..

7. Pull out the measuring tape on the right side of the scale to measure the height of the baby. After measurement, press and hold the bottom button of the scale, and the measuring tape will automatically retract into the measuring box.



Safety Information

1. When using, please place the scale on a flat and solid surface, and avoid using it in a shaking or uneven place, which may cause safety problems for infants and children and the scale.
2. Do not use this product in places with high humidity, high altitude, extremely hot or extremely cold.
3. Do not damage the product due to accidental drops, vibrations or other impacts.
4. Please clean it with a soft clean cloth and soapy water in time after use. Do not use chemical solutions such as bleach or alcohol for cleaning.

5. This product is for home use only. This product is not intended for weighing and measuring for commercial purposes.
6. If it is not used for a long time, please remove the battery.
7. If "L0" is displayed, please replace the battery in time.
8. If "Err" overload is displayed, please remove or reduce the object from the scale.

INCLUDES

1. Baby Scale
2. Instruction Manual
3. 3*AAA batteries

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

CORRECT DISPOSAL:



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Pèse-bébé

Modèle : DC5H

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pèse-bébé
Manuel d'instructions



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à contacter

nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Merci d'avoir acheté notre pèse-bébé. Afin de garantir l'exactitude du pesage et sa durée de vie, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation. Ce pèse-bébé fournit une mesure précise du poids et de la taille pour la croissance de bébé. Convient aux nourrissons et aux tout-petits.

PARAMÈTRE DU PRODUIT


- Capteurs de haute précision
- Affichage LED avec mot blanc
- Arrêt automatique
- Fonction de conversion d'unité
- Fonction tare
- Fonction de maintien
- Indication de surcharge-Err
- Indication de basse tension-LO
- Plateforme HIPS
- Large plage de mesure de poids : 30 g (0,07 lb) à 40 kg (88 lb)
- Grande plage de mesure de la hauteur : 0-150 cm (59 pouces)

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

S'il n'y a aucune action dans les 2 minutes (à l'état stationnaire), la balance s'éteint automatiquement.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Retirez le film isolant transparent de la batterie, ouvrez le couvercle de la batterie en le fond.
2. Veuillez faire attention aux directions des pôles positifs et négatifs pendant le installation. Veuillez vous référer aux « + » et « - » sur le couvercle de la batterie. (Voir l'image ci-dessous)
3. Installez le couvercle de la batterie.




INSTRUCTION

1. Placez la balance sur une plate-forme stable, robuste et plane. (Ne l'utilisez pas sur un plate-forme tremblante/inégale.)

2. Appuyez brièvement sur le bouton  pour l'allumer, après 2 secondes, l'écran affichera « 0 » ;



3. Appuyez brièvement sur « UNIT » pour sélectionner les unités (kg, oz, lb, lb:oz, g)




4. Vous pouvez mettre la couverture ou le coton, etc. sur le plateau, en appuyant brièvement
dehors.



5. Mettez le bébé sur la balance et appuyez sur le bouton « HOLD » pour verrouiller le poids. (Quand l'écran affiche « HOLD », la fonction de pesée ne fonctionne que si vous appuyez sur appuyez à nouveau sur « HOLD » pour débloquer le poids.)

6. Après la pesée, appuyez longuement sur  pour éteindre l'appareil, sinon il s'éteindra automatiquement s'éteint au bout de deux minutes..

7. Retirez le ruban à mesurer sur le côté droit de la balance pour mesurer la hauteur du bébé. Après la mesure, appuyez et maintenez enfoncé le bouton inférieur de la balance, et le ruban à mesurer se rétractera automatiquement dans la boîte à mesurer.



Information de sécurité

1. Lors de l'utilisation, veuillez placer la balance sur une surface plane et solide et éviter de l'utiliser dans un endroit tremblant ou inégal, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité pour les nourrissons et les enfants et la balance.
2. N'utilisez pas ce produit dans des endroits très humides, à haute altitude, extrêmement chauds ou extrêmement froids.
3. N'endommagez pas le produit en raison de chutes accidentelles, de vibrations ou d'autres impacts.
4. Veuillez le nettoyer avec un chiffon doux et propre et de l'eau savonneuse à temps après utilisation. Ne pas utiliser des solutions chimiques telles que de l'eau de Javel ou de l'alcool pour le nettoyage.

5. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique. Ce produit n'est pas destiné à la pesée et mesure à des fins commerciales.
6. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie.
7. Si « L0 » s'affiche, veuillez remplacer la batterie à temps.
8. Si une surcharge « Err » s'affiche, veuillez retirer ou réduire l'objet du échelle.

COMPREND

1. Pèse-bébé
2. Manuel d'instructions
3. 3 piles AAA

Informations FCC :

ATTENTION : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux suivant deux conditions :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et sinon installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférence avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées par en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le

interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ÉLIMINATION CORRECTE :



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires

marqué de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte pour recyclage appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Babywaage

Modell: DC5H

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Babywaage
Bedienungsanleitung**



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns

uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Vielen Dank für den Kauf unserer Babywaage. Um die Genauigkeit des Wiegens zu gewährleisten und seiner Lebensdauer lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Diese Babywaage ermöglicht eine genaue Messung von Gewicht und Größe gemäß dem Wachstum des Babys. Geeignet für Säuglinge und Kleinkinder.

PRODUKTPARAMETER


- Hochpräzise Sensoren
- LED-Anzeige mit weißem Wort
- Automatische Abschaltung
- Einheitenumrechnungsfunktion
- Tara-Funktion
- Hold-Funktion
- Überlastanzeige-Err
- Niederspannungsanzeige-LO
- HIPS-Plattform
- Großer Gewichtsmessbereich: 30yg (0,07ylb) – 40ykg (88ylb)
- Großer Höhenmessbereich: 0–150 cm (59 Zoll)

ENERGIESPARMODUS

Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Aktion erfolgt (im stationären Zustand), wird die Waage automatisch heruntergefahren.

EINSETZEN DER BATTERIE

1. Den transparenten Isolierfilm von der Batterie abziehen, den Batteriedeckel öffnen und der Boden.
2. Bitte achten Sie bei der Installation auf die Plus- und Minuspolrichtung.
Installation. Bitte beachten Sie das „+“- und „-“- auf der Batterieabdeckung. (Siehe Abbildung unten)
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.




ANWEISUNG

1. Stellen Sie die Waage auf eine stabile, stabile und ebene Unterlage. (Verwenden Sie sie nicht auf wackelnde/unebene Plattform.)

2. Drücken Sie kurz die Taste „“, um es einzuschalten. Nach 2s zeigt das Display „0“ an.



3. Drücken Sie kurz „UNIT“, um die Einheiten auszuwählen (kg, oz, lb, lb:oz, g).




4. Sie können die Decke oder Wattepad etc. auf das Tablett legen, kurz drücken
aus.



5. Legen Sie das Baby auf die Waage und drücken Sie die Taste „HOLD“, um das Gewicht zu fixieren.
Das Display zeigt „HOLD“ an, die Wiegefunktion funktioniert nicht, es sei denn, Sie drücken
Drücken Sie erneut „HOLD“, um das Gewicht freizugeben.)

6. Nach dem Wiegen lange drücken  , um das Gerät auszuschalten, oder es schaltet sich automatisch
nach zwei Minuten aus.

7. Ziehen Sie das Maßband auf der rechten Seite der Waage heraus, um die Höhe zu messen
des Babys. Nach der Messung drücken und halten Sie die untere Taste der Waage, und das Maßband wird
automatisch in das Messfeld zurückgezogen.



Sicherheitsinformation

1. Stellen Sie die Waage bei der Verwendung auf eine flache und feste Oberfläche und vermeiden Sie die Verwendung Stellen Sie es nicht an einen wackeligen oder unebenen Ort, da dies zu Sicherheitsproblemen für Säuglinge und Kleinkinder führen kann. Kinder und die Waage.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, großer Höhe, extrem heiß oder extrem kalt.
3. Beschädigen Sie das Produkt nicht durch versehentliches Fallenlassen, Vibrationen oder andere Stöße.
4. Bitte reinigen Sie es rechtzeitig nach Gebrauch mit einem weichen, sauberen Tuch und Seifenlauge. Nicht Verwenden Sie zur Reinigung chemische Lösungen wie Bleichmittel oder Alkohol.

5. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist nicht zum Wiegen und Messungen für kommerzielle Zwecke.
6. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.
7. Wenn „L0“ angezeigt wird, ersetzen Sie die Batterie bitte rechtzeitig.
8. Wenn „Err“ Überlast angezeigt wird, entfernen oder reduzieren Sie bitte das Objekt aus dem Skala.

INKLUSIVE

1. Babywaage
2. Bedienungsanleitung
3. 3 * AAA-Batterien

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Verantwortlichen kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet Installation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.

nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies zu

Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass

Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht, schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch

Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben.

Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

KORREKTE ENTSORGUNG:



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie

2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne

weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im

Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile

gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern müssen zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden elektrische und elektronische Geräte.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Bilancia per bambini

Modello: DC5H

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bilancia per bambini
Manuale di istruzioni



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci

noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie per aver acquistato la nostra bilancia per neonati. Al fine di garantire l'accuratezza della pesatura e la sua durata, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Questa bilancia per bambini fornisce misurazioni accurate del peso e dell'altezza per la crescita del bambino. Adatto per neonati e bambini piccoli.

PARAMETRO DEL PRODOTTO


- Sensori ad alta precisione
- Display LED con scritta bianca
- Spegnimento automatico
- Funzione di conversione delle unità
- Funzione tara
- Funzione di attesa
- Indicazione di sovraccarico: Err
- Indicazione di bassa tensione-LO
- Piattaforma HIPS
- Ampio intervallo di misurazione del peso: 30 g (0,07 libbre) -40 kg (88 libbre)
- Ampio intervallo di misurazione dell'altezza: 0-150 cm (59 pollici)

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Se non viene eseguita alcuna azione entro 2 minuti (in stato stazionario), la bilancia lo farà si spegne automaticamente.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Strappare la pellicola isolante trasparente sulla batteria, aprire il coperchio della batteria il fondo.
2. Si prega di prestare attenzione alle direzioni dei poli positivo e negativo durante il processo installazione. Fare riferimento a "+" e "-" sul coperchio della batteria. (Vedere l'immagine sotto)
3. Installare il coperchio della batteria.




ISTRUZIONI

1. Posizionare la bilancia su una piattaforma stabile, robusta e piana. (Non utilizzarlo su a piattaforma tremante/irregolare.)

2. Premere brevemente il pulsante  per accenderlo, dopo 2 secondi, il display mostrerà "0";



3. Premere brevemente "UNIT" per selezionare le unità (kg, oz, lb, lb:oz, g)




4. È possibile posizionare la coperta, il batuffolo di cotone, ecc. sul vassoio, premendo brevemente  a zero fuori.

5. Posizionare il bambino sulla bilancia e premere il pulsante "HOLD" per bloccare il peso. (Quando il display mostra "HOLD", la funzione di pesatura non è operativa a meno che non si prema premere nuovamente il pulsante "HOLD" per sbloccare il peso.)

6. Dopo la pesatura, premere a lungo  per spegnere il dispositivo altrimenti si accenderà automaticamente spento dopo due minuti..

7. Estrarre il nastro di misurazione sul lato destro della scala per misurare l'altezza del bambino. Dopo la misurazione, tieni premuto il pulsante inferiore della bilancia e il nastro di misurazione si ritirerà automaticamente nella scatola di misurazione.



Informazioni sulla sicurezza

1. Durante l'utilizzo, posizionare la bilancia su una superficie piana e solida ed evitare l'uso posizionalo in un luogo tremante o irregolare, che potrebbe causare problemi di sicurezza per i neonati e i bambini i bambini e la bilancia.
2. Non utilizzare questo prodotto in luoghi con elevata umidità, alta quota, estremamente caldi o estremamente freddo.
3. Non danneggiare il prodotto a causa di cadute accidentali, vibrazioni o altri urti.
4. Si prega di pulirlo con un panno morbido e pulito e acqua saponata dopo l'uso. Non utilizzare soluzioni chimiche come candeggina o alcool per la pulizia.

5. Questo prodotto è solo per uso domestico. Questo prodotto non è destinato alla pesatura e alla pesatura misurazione per scopi commerciali.
6. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.
7. Se viene visualizzato "L0", sostituire la batteria in tempo.
8. Se viene visualizzato il sovraccarico "Err", rimuovere o ridurre l'oggetto dal scala.

COMPRENDE

1. Bilancia per neonati
2. Manuale di istruzioni
3. 3 batterie AAA

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta all'art seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il Prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di una classe B dispositivo digitale ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, in caso contrario installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare danni interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia in tal senso non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è invitato a provare a correggere il problema

interferenza da parte di una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

CORRETTO SMALTIMENTO:



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato

indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti in

Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori


contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere eliminati normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Báscula para bebés

Modelo: DC5H

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros.

Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Báscula para bebés
Manual de instrucciones



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor sientase libre de contactar

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdona que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Gracias por comprar nuestra báscula para bebés. Para garantizar la precisión del pesaje y su vida útil, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo.

Esta báscula para bebés proporciona una medición precisa del peso y la altura para el crecimiento del bebé. Adecuado para bebés y niños pequeños.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO


- Sensores de alta precisión
- Pantalla LED con palabra blanca
- Apagado automático
- Función de conversión de unidades
- Función de tara
- Función de retención
- Indicación de sobrecarga: Err
- Indicación de bajo voltaje-LO
- Plataforma HIPS
- Amplio rango de medición de peso: 30 g (0,07 lb) - 40 kg (88 lb)
- Amplio rango de medición de altura: 0-150 cm (59 pulgadas)

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Si no se realiza ninguna acción dentro de 2 minutos (en estado estacionario), la báscula se apaga automáticamente.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Retire la película aislante transparente de la batería, abra la tapa de la batería en El fondo.
2. Preste atención a las direcciones de los polos positivo y negativo durante el instalación. Consulte "+" "-" en la tapa de la batería. (Vea la imagen a continuación)
3. Instale la tapa de la batería.



INSTRUCCIÓN


1. Coloque la báscula sobre una plataforma estable, resistente y nivelada. (No lo use en una plataforma temblorosa/desnivelada.)



2. Presione brevemente el botón " " para encenderlo; después de 2 segundos, la pantalla mostrará "0";



3. Presione brevemente "UNIT" para seleccionar las unidades (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. Puedes poner la manta o la almohadilla de algodón, etc. en la bandeja, presionar brevemente. a cero afuera.


5. Coloque al bebé en la báscula y presione el botón "HOLD" para bloquear el peso. (Cuando la pantalla muestra "HOLD", la función de pesaje no funciona a menos que presione Presione "HOLD" nuevamente para desbloquear el peso.)



6. Después de pesar, mantenga presionado para apagar el dispositivo o se apagará automáticamente apagado después de dos minutos..

7. Saque la cinta métrica en el lado derecho de la escala para medir la altura.

del bebé. Después de la medición, presione y mantenga presionado el botón inferior de la báscula y la cinta métrica se retraerá automáticamente dentro de la caja de medición.



Información de seguridad

1. Cuando la utilice, coloque la báscula sobre una superficie plana y sólida y evite usarla en un lugar tembloroso o irregular, lo que puede causar problemas de seguridad para los bebés y Los niños y la báscula.
2. No utilice este producto en lugares con alta humedad, gran altitud, extremadamente calurosos. o extremadamente frío.
3. No dañe el producto debido a caídas accidentales, vibraciones u otros impactos.
4. Límpielo con un paño suave y limpio y agua jabonosa después de su uso. No Utilice soluciones químicas como lejía o alcohol para la limpieza.

5. Este producto es sólo para uso doméstico. Este producto no está diseñado para pesar y medición con fines comerciales.
6. Si no se utiliza durante mucho tiempo, retire la batería.
7. Si se muestra "L0", reemplace la batería a tiempo.
8. Si se muestra una sobrecarga "Err", elimine o reduzca el objeto del escala.

INCLUYE

1. Báscula para bebés
2. Manual de instrucciones
3. 3 pilas AAA

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a la siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puede causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para una Clase

Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser así, instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el error.

interferencia por una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
 - Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado
- El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN CORRECTA:



Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea.

2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el

Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios.


marcado con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con Residuos domésticos normales, pero deben llevarse a un punto de recogida para su reciclaje. dispositivos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122
Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



REPRESENTANTE DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Skala dziecka

Model: DC5H

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Skala dziecka
Instrukcja obsługi



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt

nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszej wagi dziecięcej. W celu zapewnienia dokładności ważenia i jego żywotność, przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Ta waga dla niemowląt zapewnia dokładny pomiar masy ciała i wzrostu dziecka. Odpowiedni dla niemowląt i małych dzieci.

PARAMETRY PRODUKTU


- Czujniki o wysokiej precyzji
- Wyświetlacz LED z białym napisem
- Automatyczne wyłączanie
- Funkcja konwersji jednostek
- Funkcja tarowania
- Funkcja wstrzymania
- Wskazanie przeciążenia – Err
- Wskazanie niskiego napięcia – LO
- Platforma HIPS
- Duży zakres pomiaru masy: 30 g (0,07 funta)–40 kg (88 funtów)
- Duży zakres pomiaru wysokości: 0-150 cm (59 cali)

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

Jeśli w ciągu 2 minut (w stanie stacjonarnym) nie zostanie wykonana żadna czynność, waga to zrobi automatycznie wyłączony.

INSTALACJA AKUMULATORA

1. Oderwij przezroczystą folię izolacyjną z akumulatora, otwórz pokrywę akumulatora w dół.
2. Proszę zwrócić uwagę na kierunki biegunów dodatnich i ujemnych podczas instalacji. Proszę zapoznać się ze znakami „+”, „-” na pokrywie baterii. (Zobacz zdjęcie poniżej)
3. Załóż pokrywę baterii.




INSTRUKCJA

1. Umieść wagę na stabilnej, solidnej i poziomej platformie. (Nie używaj go na trzęsącej się /nierównej platformie.)


2. Krótco naciśnij przycisk , aby go wyłączyć. Po 2 sekundach wyświetlacz pokaże „0”;



3. Naciśnij krótco „JEDNOSTKA”, aby wybrać jednostki (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. Możesz położyć koc, wacik itp. na tacy, naciśnij krótco




na zewnątrz.

5. Połóż dziecko na wadze i naciśnij przycisk „HOLD”, aby zablokować wagę. (Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „HOLD”, funkcja ważenia nie będzie działać, jeśli nie zostanie naciśnięty ponownie przycisk „HOLD”, aby odblokować ciężar.)

6. Po zważeniu naciśnij długo  aby wyłączyć urządzenie, w przeciwnym razie włączy się ono automatycznie wyłącza się po dwóch minutach..

7. Wyciągnij miarkę znajdującą się po prawej stronie skali, aby zmierzyć wysokość dziecka. Po dokonaniu pomiaru należy wcisnąć i przytrzymać dolny przycisk wagi, a miarka automatycznie wsunie się do skrzynki pomiarowej.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Podczas używania umieść wagę na płaskiej i solidnej powierzchni i unikaj jej używania go w drżącym lub nierównym miejscu, co może powodować problemy związane z bezpieczeństwem niemowląt i dzieci dzieci i skala.
2. Nie używaj tego produktu w miejscach o dużej wilgotności, na dużych wysokościach i w miejscach bardzo gorących lub bardzo zimno.
3. Nie uszkadzaj produktu na skutek przypadkowych upadków, wibracji lub innych uderzeń.
4. Po użyciu wyczyść go miękką, czystą szmatką i wodą z mydłem. Nie rób do czyszczenia używaj roztworów chemicznych, takich jak wybielacz lub alkohol.

5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Ten produkt nie jest przeznaczony do ważenia i pomiarów w celach komercyjnych.

6. Jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

7. Jeśli wyświetli się „L0”, należy w odpowiednim czasie wymienić baterię.

8. Jeżeli wyświetli się komunikat „Err” o przeciążeniu, usuń lub zmniejsz obiekt z skali.

ZAWIERA

1. Skala dziecięca

2. Instrukcja obsługi

3. 3 * baterie AAA

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami danej klasy

B urządzenie cyfrowe zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu: zapewniają odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie, to zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą być szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma na to gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie: wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania usterek

zakłócenia poprzez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest produkt odbiornik jest podłączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radioowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:



Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci w

Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów

oznaczone tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać zwykłych odpadów domowych, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Producent: Shanghaixinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200 000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Babyweegschaal

Model: DC5H

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs. 'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Babyweegschaal
Handleiding



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen

ons:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Bedankt voor het kopen van onze babyweegschaal. Om de nauwkeurigheid van het wegen te garanderen en de levensduur ervan, lees dan deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Deze babyweegschaal biedt nauwkeurige gewichts- en lengtemetingen voor de groei van baby's. Geschikt voor baby's en peuters.

PRODUCTPARAMETER


- Hoge precisiesensoren
- LED-display met wit woord
- Automatische uitschakeling
- Eenheidsconversiefunctie
- Tarrafunctie
- Hold-functie
- Overbelastingsindicatie-Err
- Lage spanningsindicatie-LO
- HIPS-platform
- Groot gewichtsmeetbereik: 30 g (0,07 lb) - 40 kg (88 lb)
- Groot hoogtemeetbereik: 0-150 cm (59 inch)

ENERGIEBESPARENDE MODUS

Als er binnen 2 minuten geen actie plaatsvindt (in stilstand), zal de weegschaal dat wel doen automatisch uitgeschakeld.

BATTERIJ INSTALLATIE

1. Scheur de transparante isolatiefilm van de batterij af en open het batterijdeksel de onderkant.
2. Let tijdens het gebruik op de positieve en negatieve poolrichtingen installatie. Raadpleeg de "+"/"- " op het batterijdeksel. (Zie onderstaande afbeelding)
3. Installeer het batterijdeksel.




INSTRUCTIE

1. Plaats de weegschaal op een stabiel, stevig en vlak platform. (Gebruik het niet op een schuddend/ongelijk platform.)

2. Druk kort op de knop  om hem in te schakelen. Na 2 seconden geeft het display "0" weer;



3. Druk kort op "UNIT" om de eenheden te selecteren (kg, oz, lb, lb:oz, g)




4. U kunt de deken of het wattenschijfje enz. op de lade leggen, kort indrukken  naar nul uit.

5. Zet de baby op de weegschaal en druk op de "HOLD"-knop om het gewicht te vergrendelen. (Wanneer op het display verschijnt "HOLD", de weegfunctie werkt niet tenzij u op drukt druk nogmaals op "HOLD" om het gewicht te ontgrendelen.)

6. Na het wegen lang indrukken  om het apparaat uit te schakelen, anders wordt het automatisch ingeschakeld na twee minuten uit..

7. Trek het meetlint aan de rechterkant van de weegschaal eruit om de hoogte te meten van het kindje. Houd na de meting de onderste knop van de schaal ingedrukt en het meetlint trekt zich automatisch terug in de meetbox.



Veiligheidsinformatie

1. Plaats de weegschaal bij gebruik op een vlakke en stevige ondergrond en vermijd gebruik op een trillende of oneffen plaats, wat veiligheidsproblemen voor baby's kan veroorzaken kinderen en de schaal.
2. Gebruik dit product niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, grote hoogte of extreem heet of extreem koud.
3. Beschadig het product niet als gevolg van een val, trillingen of andere schokken.
4. Maak het na gebruik tijdig schoon met een zachte, schone doek en zeepsop. Niet doen gebruik chemische oplossingen zoals bleekmiddel of alcohol voor het reinigen.

5. Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik. Dit product is niet bedoeld voor het wegen en meten voor commerciële doeleinden.

6. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij.

7. Als "L0" wordt weergegeven, vervang dan de batterij op tijd.

8. Als er overbelasting "Err" wordt weergegeven, verwijder of verklein dan het object uit de schaal.

INCLUSIEF

1. Babyweegschaal

2. Handleiding

3. 3 * AAA-batterijen

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd

die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken Product.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse

B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en zo niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijk zijn interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie daarvoor

Er zal geen interferentie optreden in een bepaalde installatie. Als dit product dit veroorzaakt schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld aan de hand van:

Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te corrigeren

interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

JUISTE VERWIJDERING:



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn

2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product aparte afvalinzameling vereist in de

Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires

gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mogen niet worden weggegooid normaal huishoudelijk afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Babyvåg

Modell: DC5H

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Babyvåg
Instruktionsmanual



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna

OSS:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack för att du köpte vår babyvåg. För att säkerställa noggrannheten i vägningen och dess livslängd, läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den. Denna babyvåg ger exakta vikt- och höjdmätningar för barnets tillväxt. Lämplig för spädbarn och småbarn.

PRODUKTPARAMETER


- Högpresisionssensorer
- LED-display med vitt ord
- Automatisk avstängning
- Enhetskonverteringsfunktion
- Tarafunktion
- Håll funktion
- Överbelastningsindikering-Err
- Lågspänningsindikering-LO
- HIPS-plattform
- Stort viktmätområde: 30 g (0,07 lb)-40 kg (88 lb)
- Stort höjdmåttområde: 0-150 cm (59 tum)

STRÖMSPARLÄGE

Om det inte sker någon åtgärd inom 2 minuter (i stationärt tillstånd), kommer vågen stängs av automatiskt.

INSTALLATION AV BATTERI

1. Riv av den genomskinliga isoleringsfilmen på batteriet, öppna batteriluckan kl botten.
2. Var uppmärksam på de positiva och negativa polriktningarna under installation. Se "+" "Ö" "-" på batteriluckan.(Se bilden nedan)
3. Montera batteriluckan.



INSTRUKTION


1. Placera vågen på en stabil, stadig och jämn plattform. (Använd den inte på en skakande/ojämn plattform.)



2. Tryck kort på knappen " " för att slå på den, efter 2 sekunder visar displayen "0";



3. Tryck kort på "UNIT" för att välja enheter (kg, oz, lb, lb:oz, g)



4. Du kan lägga filtren eller bomullsdynan etc på brickan, kort tryckning ut.




till noll

5. Lägg barnet på vågen och tryck på "HOLD"-knappen för att låsa vikten. (När displayen visar "HOLD", vägningsfunktionen fungerar inte om du inte trycker "HOLD" igen för att låsa upp vikten.)



6. Tryck länge efter vägning för att stänga av enheten, annars stängs den av automatiskt av efter två minuter..

7. Dra ut måttbandet på skalans högra sida för att mäta höjden av barnet. Efter mätning, tryck och håll ned den nedre knappen på vågen, så dras måttbandet automatiskt in i måttlådan.



Säkerhetsinformation

1. Placera vågen på en plan och solid yta vid användning och undvik att använda den det på en skakande eller ojämn plats, vilket kan orsaka säkerhetsproblem för spädbarn och barn och skalan.
2. Använd inte denna produkt på platser med hög luftfuktighet, hög höjd, extremt varma eller extremt kallt.
3. Skada inte produkten på grund av oavsiktliga fall, vibrationer eller andra stötar.
4. Rengör den med en mjuk ren trasa och tvålatten i tid efter användning. Låt bli använd kemiska lösningar som blekmedel eller alkohol för rengöring.

5. Denna produkt är endast för hemmabruk. Denna produkt är inte avsedd för vägning och mätning för kommersiella ändamål.
6. Om den inte används under en längre tid, ta ur batteriet.
7. Om "L0" visas, byt ut batteriet i tid.
8. Om "Err" överbelastning visas, vänligen ta bort eller minska objektet från skala.

INKLUDERAR

1. Babyvåg
2. Bruksanvisning
3. 3*AAA-batterier

FCC-information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda Utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera

störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

KORREKT AVFALLSHANTERING:



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i

Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normalt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Bluetooth Baby Scale Instruction

Free BabyFit APP



Search "BabyFit" in the application market.



get on Google Play



get on Google Play

You can scan the QR code to download the app, or search APP named "BabyFit "in the app store to download it.


Please read the instruction before using this item
BabyFit downloading guide

You can scan the QR code to download the app, or search APP named “BabyFit “in the app store to download it.


After download the app , open the app and follow the prompts to register information.

Steps guide

Step 1: Create a new account (you can use your email /Facebook /Wechat to creative your babyFit account)





The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms 《Service Agreement》 and 《Privacy Policy》'.



The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: '○ Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Step 2: after registration, turn on your phone's Bluetooth and turn on the baby scale , then click “add device”. When device icon appears on the screen and click the icon to pair successfully.



Step 3: Set the device name and using location

15:48



Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Step 4: setting weight and height unit, choose the unit you need

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK


Step 5: Enter a nickname for your baby and select the relationship (son, daughter or other) and select the date of birth and gender (male/female)



The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header is a form with the following sections:

- Nickname:** A text input field with a right-pointing chevron icon.
- Relationship:** Three buttons labeled "Son", "Daughter", and "Other". The "Son" button is highlighted in blue.
- Instructional text:** A light gray bar containing the text "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a right-pointing chevron icon.
- Gender:** A text input field with a right-pointing chevron icon.
- Confirm button:** A large, light gray rounded rectangle at the bottom with the word "Confirm" in the center.


Step 6: Once the settings are complete, you can weigh your baby. Weigh your baby and click "Record" to save the data. You can manually enter weight, height and head circumference (HG)



Step 7: If you want to view records, click to enter your previous records to view summary information. You can view records of weight, height, head circumference (HC) and body mass index (BMI).

15:49					
<	U29980				
Record	Weight	Height	HC	BMI	
2024-06-07 2Y-11M					
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm		
HC	20.0 cm	BMI	56.5		
Your baby's physical development has not reached the normal range!					
2024-06-03 2Y-11M					
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm		
HC	37.50 cm	BMI	0.6		
Your baby's physical development has not reached the normal range!					
2024-05-23 2Y-11M					
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm		
HC	37.50 cm	BMI	1.6		
Your baby's physical development has not reached the normal range!					
2024-05-23 2Y-11M					

Step 8: For the growth curve, you can view the data points on the chart.



Instructions pour le pèse-bébé Bluetooth

APPLICATION BabyFit gratuite



Recherchez « BabyFit » sur le marché des applications.



Vous pouvez scanner le code QR pour télécharger l'application, ou rechercher l'application nommée « BabyFit » dans l'App Store pour la télécharger.

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser cet article


Guide de téléchargement BabyFit

Vous pouvez scanner le code QR pour télécharger l'application, ou recherchez l'application nommée « BabyFit » dans l'App Store pour télécharger le.


Après avoir téléchargé l'application, ouvrez l'application et suivez les vous invite à enregistrer les informations.

Guide des étapes

Étape 1 : Créez un nouveau compte (vous pouvez utiliser votre email /Facebook /Wechat pour créer votre compte babyFit)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Étape 2 : après l'inscription, allumez votre téléphone

Bluetooth et allumez le pèse-bébé ». Lorsque , puis cliquez sur « ajouter l'icône de l'appareil apparaît sur l'écran et

cliquez sur l'icône pour effectuer le couplage avec succès.



Étape 3 : Définissez le nom de l'appareil et l'emplacement d'utilisation

15:48







Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Étape 4 : réglage de l'unité de poids et de taille, choisissez l'unité dont vous avez besoin

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK

Étape 5 : Saisissez un surnom pour votre bébé et sélectionnez le lien de parenté (fils, fille ou autre) et sélectionnez la date de naissance et le sexe (homme/femme)




The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header is a form with the following sections:

- Nickname**: A text input field with a right-pointing chevron.
- Relationship**: Three buttons labeled "Son", "Daughter", and "Other". The "Son" button is highlighted in blue.
- A grey separator bar with the text: "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday**: A text input field with a right-pointing chevron.
- Gender**: A text input field with a right-pointing chevron.

At the bottom of the form is a large, light grey rectangular area, and at the very bottom is a rounded "Confirm" button.


Étape 6 : Une fois les réglages terminés, vous pouvez peser votre bébé. Pesez votre bébé et cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer les données. Vous pouvez saisir manuellement le poids, la taille et le tour de tête (HG)



Étape 7 : Si vous souhaitez afficher les enregistrements, cliquez pour saisir vos enregistrements précédents afin d'afficher les informations récapitulatives. Vous pouvez afficher des enregistrements de poids, de taille, de tour de tête (HC) et d'indice de masse corporelle (IMC).

15:49		* 4G 5G	
<		U29980	
Record	Weight	Height	HC BMI
2024-06-07 2Y-11M			
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm
HC	20.0 cm	BMI	56.5
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-06-03 2Y-11M			
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	0.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	1.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			

Étape 8 : Pour la courbe de croissance, vous pouvez afficher les points de données sur le graphique.



Anleitung für Bluetooth-Babywaage

Kostenlose BabyFit APP



Suchen Sie im Anwendungsmarkt nach „BabyFit“.



Sie können den QR-Code scannen, um die App herunterzuladen, oder im App Store nach der App mit dem Namen „BabyFit“ suchen, um sie herunterzuladen.

Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie diesen Artikel verwenden


Anleitung zum Herunterladen von BabyFit

Sie können den QR-Code scannen, um die App herunterzuladen, oder Suchen Sie im App Store nach der App „BabyFit“ lade es herunter.


Nach dem Download der App öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung von Informationen auf.

Schritte-Anleitung

Schritt 1: Erstellen Sie ein neues Konto (Sie können Ihre E-Mail verwenden /Facebook /Wechat, um Ihr BabyFit-Konto zu erstellen)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two circular icons for Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Schritt 2: Nach der Registrierung schalten Sie das

Bluetooth und schalten Sie die Babywaage ein“. , Klicken Sie dann auf „Hinzufügen

Wenn das Gerätesymbol auf dem Bildschirm erscheint und

Klicken Sie auf das Symbol, um die Kopplung erfolgreich durchzuführen.



Schritt 3: Gerätenamen und Standort festlegen

15:48    

<



Device name Baby scale >

Choose device place

Living room Bedroom Kitchen Dining room

Study room Bathroom

Start to use

Schritt 4: Einstellen der Gewichts- und Größeneinheit, wählen Sie die gewünschte Einheit

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK

Schritt 5: Geben Sie einen Spitznamen für Ihr Baby ein, wählen Sie die Beziehung (Sohn, Tochter oder anderes) und wählen Sie das Geburtsdatum und das Geschlecht (männlich/weiblich) aus.




The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header is a form with the following sections:

- Nickname:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Relationship:** Three buttons: "Son" (highlighted in blue), "Daughter", and "Other".
- A grey separator bar with the text: "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Gender:** A text input field with a right-pointing chevron.

At the bottom of the form is a large, light grey rectangular area, and at the very bottom is a rounded "Confirm" button.

Schritt 6: Sobald die Einstellungen abgeschlossen sind, können Sie Ihr Baby wiegen. Wiegen Sie Ihr Baby und klicken Sie auf „Aufzeichnen“, um die Daten zu speichern. Sie können Gewicht, Größe und Kopfumfang (HG) manuell eingeben.



Schritt 7: Wenn Sie Datensätze anzeigen möchten, klicken Sie auf Ihre vorherigen Datensätze, um die Zusammenfassungsinformationen anzuzeigen. Sie können Datensätze zu Gewicht, Größe, Kopfumfang (HC) und Body-Mass-Index (BMI) anzeigen.

15:49

<

U29980

Record

Weight

Height

HC

BMI

2024-06-07 2Y-11M

Weight

2.260

kg

Height

20.0

cm

HC

20.0

cm

BMI

56.5

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-06-03 2Y-11M

Weight

0.200

kg

Height

55.70

cm

HC

37.50

cm

BMI

0.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Weight

0.51

kg

Height

55.70

cm

HC

37.50

cm


BMI

1.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Schritt 8: Für die Wachstumskurve können Sie die Datenpunkte im Diagramm anzeigen.



Istruzioni per la bilancia pesa neonati Bluetooth

APP BabyFit gratuita



Cerca "BabyFit" nel mercato delle applicazioni.



Puoi scansionare il codice QR per scaricare l'app o cercare l'APP denominata "BabyFit" nell'app store per scaricarla.

Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare questo articolo


Guida al download di BabyFit

Puoi scansionare il codice QR per scaricare l'app oppure cercare l'APP denominata "BabyFit" nell'app store per scaricarlo.


Dopo aver scaricato l'app, apri l'app e segui le istruzioni richieste di registrare le informazioni.

Guida ai passaggi

Passaggio 1: crea un nuovo account (puoi utilizzare la tua email /Facebook /Wechat per creare il tuo account babyFit)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main title is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main title is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Passaggio 2: dopo la registrazione, accendi il telefono

Bluetooth e accendi la bilancia pesa neonati". Quando , quindi fare clic su "aggiungi".

l'icona del dispositivo viene visualizzata sullo schermo e

fare clic sull'icona per accoppiare correttamente.



Passaggio 3: imposta il nome del dispositivo e utilizza la posizione

15:48    

<



Device name Baby scale >

Choose device place

Living room Bedroom Kitchen Dining room

Study room Bathroom

Start to use

Passaggio 4: impostazione dell'unità di peso e altezza, scegliere l'unità necessaria

A screenshot of a mobile application's 'Unit setting' screen. At the top, there is a back arrow icon and the title 'Unit setting'. Below the title, there are two sections: 'Weight unit' and 'Height unit'. Each section has a list of units with a checkmark indicating the selected unit. In the 'Weight unit' section, 'kg' is selected, while 'lb:oz', 'oz', and 'lb' are not. In the 'Height unit' section, 'cm' is selected, while 'inch' is not. At the bottom of the screen, there is a large, rounded rectangular button labeled 'OK'.

< **Unit setting**

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK


Passaggio 5: inserisci un soprannome per il tuo bambino e seleziona la relazione (figlio, figlia o altro) e seleziona la data di nascita e il sesso (maschio/femmina)



The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header, the form contains the following elements:

- Nickname:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Relationship:** A section with three buttons: "Son" (highlighted in blue), "Daughter", and "Other".
- Instruction:** A light gray bar with the text "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Gender:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Confirm:** A large, light gray rounded button at the bottom with the text "Confirm".

Passaggio 6: una volta completate le impostazioni, puoi pesare il tuo bambino. Pesa il tuo bambino e fai clic su "Registra" per salvare i dati. Puoi inserire manualmente peso, altezza e circonferenza della testa (HG)



Passaggio 7: se desideri visualizzare i record, fai clic su per inserire i record precedenti per visualizzare le informazioni di riepilogo. È possibile visualizzare le registrazioni di peso, altezza, circonferenza della testa (HC) e indice di massa corporea (BMI).

15:49

<

U29980

Record

Weight

Height

HC

BMI

2024-06-07 2Y-11M

Weight

2.260

kg

Height

20.0

cm

HC

20.0

cm

BMI

56.5

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-06-03 2Y-11M

Weight

0.200

kg

Height

55.70

cm

HC

37.50

cm

BMI

0.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Weight

0.51

kg

Height

55.70

cm

HC

37.50

cm


BMI

1.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Passaggio 8: per la curva di crescita, puoi visualizzare i punti dati sul grafico.



Instrucción de báscula para bebés con Bluetooth

Aplicación gratuita BabyFit



Busque "BabyFit" en el mercado de aplicaciones.



Puede escanear el código QR para descargar la aplicación o buscar la aplicación llamada "BabyFit" en la tienda de aplicaciones para descargarla.

Lea las instrucciones antes de usar este artículo.


Guía de descarga de BabyFit

Puede escanear el código QR para descargar la aplicación, o busque la APLICACIÓN llamada "BabyFit" en la tienda de aplicaciones para Descargalo.


Después de descargar la aplicación, ábrala y siga las instrucciones. Indicaciones para registrar información.

guía de pasos

Paso 1: Crea una nueva cuenta (puedes usar tu correo electrónico /Facebook /Wechat para crear su cuenta babyFit)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Paso 2: después del registro, enciende tu teléfono

Bluetooth y enciende el dispositivo báscula para bebés". , luego haga clic en "agregar

Cuando el icono del dispositivo aparece en la pantalla y

haga clic en el icono para emparejar correctamente.



Paso 3: establece el nombre del dispositivo y la ubicación de uso

15:48







Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Paso 4: configurando la unidad de peso y altura, elige la unidad que necesitas

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb

Height unit

cm ✓

inch

OK


Paso 5: Ingrese un apodo para su bebé y seleccione la relación (hijo, hija u otro) y seleccione la fecha de nacimiento y el sexo (masculino/femenino)

The screenshot shows a mobile application interface for adding a baby. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header is a form with the following sections:

- Nickname**: A text input field with a right-pointing chevron.
- Relationship**: Three buttons labeled "Son", "Daughter", and "Other". The "Son" button is currently selected.
- A grey separator bar with the text: "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday**: A text input field with a right-pointing chevron.
- Gender**: A text input field with a right-pointing chevron.

At the bottom of the form is a large, light grey rectangular area, and at the very bottom is a rounded "Confirm" button.

Paso 6: Una vez que se completen los ajustes, podrá pesar a su bebé. Pese a su bebé y haga clic en "Registrar" para guardar los datos. Puede ingresar manualmente el peso, la altura y la circunferencia de la cabeza (HG)



Paso 7: Si desea ver registros, haga clic para ingresar sus registros anteriores para ver información resumida.

Puede ver registros de peso, altura, circunferencia de la cabeza (HC) e índice de masa corporal (IMC).

15:49

<

U29980

Record

Weight

Height

HC

BMI

2024-06-07 2Y-11M

Weight

2.260 kg

Height

20.0 cm

HC

20.0 cm

BMI

56.5

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-06-03 2Y-11M

Weight

0.200 kg

Height

55.70 cm

HC

37.50 cm

BMI

0.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Weight

0.51 kg

Height

55.70 cm

HC

37.50 cm


BMI

1.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Paso 8: Para la curva de crecimiento, puede ver los puntos de datos en el gráfico.



Instrukcja wagi dziecięcej Bluetooth

Bezpłatna aplikacja BabyFit



Wyszukaj „BabyFit” na rynku aplikacji.



Możesz zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację, lub wyszukać aplikację o nazwie „BabyFit” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać.

Przed użyciem tego przedmiotu przeczytaj instrukcję


Przewodnik pobierania BabyFit

Możesz zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację lub
wyszukaj aplikację o nazwie „BabyFit” w sklepie z aplikacjami
Pobierz to.


Po pobraniu aplikacji otwórz ją i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetla monit o zarejestrowanie informacji.

Przewodnik po krokach

Krok 1: Utwórz nowe konto (możesz użyć swojego adresu e-mail
/Facebook /Wechat, aby utworzyć konto babyFit)





The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main heading is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.



The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main heading is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Krok 2: po rejestracji włącz swój telefon Bluetooth i włącz wagę dziecięcą". Kiedy na ekranie pojawi się ikona urządzenia i kliknij ikonę, aby pomyślnie sparować.



Krok 3: Ustaw nazwę urządzenia i użyj lokalizacji

15:48    





Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Krok 4: ustawienie jednostki wagi i wzrostu, wybierz jednostkę, której potrzebujesz



Unit setting

Weight unit

kg

✓

lb:oz

oz

lb

Height unit


cm

✓

inch

OK


Krok 5: Wpisz pseudonim dla swojego dziecka i wybierz pokrewieństwo (syn, córka lub inny) oraz wybierz datę urodzenia i płeć (mężczyzna/kobieta)



The screenshot shows a mobile application interface for adding a baby. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header, the form contains the following fields and options:

- Nickname**: A text input field with a right-pointing chevron.
- Relationship**: A section with three buttons: **Son** (highlighted in blue), **Daughter**, and **Other**.
- A grey instruction bar: "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday**: A text input field with a right-pointing chevron.
- Gender**: A text input field with a right-pointing chevron.
- Confirm**: A large, rounded grey button at the bottom of the form.


Krok 6: Po zakończeniu ustawień możesz zważyć dziecko. Zważ swoje dziecko i kliknij „Zapisz”, aby zapisać dane. Możesz ręcznie wprowadzić wagę, wzrost i obwód głowy (HG)



Krok 7: Jeśli chcesz wyświetlić rekordy, kliknij, aby wprowadzić poprzednie rekordy i wyświetlić informacje podsumowujące. Możesz przeglądać dane dotyczące masy ciała, wzrostu, obwodu głowy (HC) i wskaźnika masy ciała (BMI).

15:49		* 5G 4G	
<		U29980	
Record	Weight	Height	HC BMI
2024-06-07 2Y-11M			
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm
HC	20.0 cm	BMI	56.5
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-06-03 2Y-11M			
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	0.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	1.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			

Krok 8: W przypadku krzywej wzrostu możesz wyświetlić punkty danych na wykresie.



Bluetooth-babyweegschaal-instructie

Gratis BabyFit-APP



Zoek naar "BabyFit" in de applicatiemarkt.



U kunt de QR-code scannen om de app te downloaden, of zoeken naar de APP met de naam "BabyFit" in de app store om deze te downloaden.

Lees de instructies voordat u dit artikel gebruikt


BabyFit-downloadgids

U kunt de QR-code scannen om de app te downloaden, of zoek naar de APP met de naam "BabyFit" in de app store download het.


Nadat u de app heeft gedownload, opent u de app en volgt u de vraagt om informatie te registreren.

Stappengids

Stap 1: Maak een nieuw account aan (u kunt uw e-mailadres gebruiken /Facebook /Wechat om uw babyFit-account te creëren)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main title is 'Registration'. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main title is 'Log in'. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Stap 2: na registratie zet u uw telefoon aan

Bluetooth en schakel de babyweegschaal in". , klik vervolgens op "toevoegen

Wanneer het apparaatpictogram op het scherm verschijnt en

klik op het pictogram om succesvol te koppelen.



Stap 3: Stel de apparaatnaam en gebruikslocatie in

15:48    

<



Device name Baby scale >

Choose device place

Living room Bedroom Kitchen Dining room

Study room Bathroom

Start to use

Stap 4: gewichts- en lengte-eenheid instellen, kies de eenheid die u nodig heeft

<

Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK

Stap 5: Voer een bijnaam in voor je baby en selecteer de relatie (zoon, dochter of anders) en selecteer de geboortedatum en het geslacht (man/vrouw)




The screenshot shows a mobile application interface for entering baby information. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header is a form with the following fields:

- Nickname:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Relationship:** A section with three buttons: "Son" (highlighted in blue), "Daughter", and "Other".
- Instruction:** A light gray bar with the text "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a right-pointing chevron.
- Gender:** A text input field with a right-pointing chevron.

At the bottom of the form is a large, light gray rectangular area, and at the very bottom is a rounded "Confirm" button. A black horizontal line is visible at the bottom of the screen, indicating a mobile device interface.

Stap 6: Zodra de instellingen zijn voltooid, kunt u uw baby wegen. Weeg uw baby en klik op "Opnemen" om de gegevens op te slaan. U kunt handmatig gewicht, lengte en hoofdomtrek (HG) invoeren



Stap 7: Als u records wilt bekijken, klikt u op om uw eerdere records in te voeren om samenvattende informatie te bekijken. U kunt gegevens over gewicht, lengte, hoofdomtrek (HC) en body mass index (BMI) bekijken.

15:49

U29980

Record

Weight

Height

HC

BMI

2024-06-07 2Y-11M

Weight

2.260

kg

Height

20.0

cm

HC

20.0

cm

BMI

56.5

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-06-03 2Y-11M

Weight

0.200

kg

Height

55.70

cm

HC

37.50

cm

BMI

0.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Weight

0.51

kg

Height

55.70

cm

HC

37.50

cm


BMI

1.6

Your baby's physical development has not reached the normal range!

2024-05-23 2Y-11M

Stap 8: Voor de groeicurve kunt u de gegevenspunten in de grafiek bekijken.



Instruktion för Bluetooth babyvåg

Gratis BabyFit APP



Sök "BabyFit" på applikationsmarknaden.



Du kan skanna QR-koden för att ladda ner appen, eller söka i APP som heter "BabyFit" i appbutiken för att ladda ner den.

Vänligen läs instruktionerna innan du använder detta föremål


BabyFit nedladdningsguide

Du kan skanna QR-koden för att ladda ner appen, eller sök APP som heter "BabyFit" i appbutiken för att ladda ner det.


När du har laddat ner appen öppnar du appen och följer uppmanar att registrera information.

Steg guide

Steg 1: Skapa ett nytt konto (du kan använda din e-post /Facebook /Wechat för att skapa ditt babyFit-konto)



The screenshot shows the 'Registration' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Log in' link. The main title 'Registration' is centered. Below it are three input fields: 'Please enter email' with an envelope icon, 'Verification' with a shield icon and a blue 'Send' button, and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A large grey 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, there is a line of text: 'Registration means agree user terms (Service Agreement) and (Privacy Policy)'.





The screenshot shows the 'Log in' screen of the BabyFit app. At the top right is a 'Register' link. The main title 'Log in' is centered. Below it are two input fields: 'Please input Account' with a person icon and 'Input password' with a lock icon and a show/hide toggle. A blue link 'Forgot Password?' is below the password field. A large grey 'Log in' button is at the bottom. Below the button are two social media icons: Facebook and WeChat. At the very bottom, there is a line of text: 'Agree Service Agreement and Privacy Policy'.

Steg 2: Slå på din telefon efter registrering

Bluetooth och slå på babyvågsenheten". , klicka sedan på "lägg till

När enhetsikonen visas på skärmen och

klicka på ikonen för att koppla ihop framgångsrikt.



Steg 3: Ställ in enhetens namn och använd plats

15:48



Device name

Baby scale >

Choose device place

Living room

Bedroom

Kitchen

Dining room

Study room

Bathroom

Start to use

Steg 4: ställ in vikt- och höjdenhet, välj den enhet du behöver



Unit setting

Weight unit

kg ✓

lb:oz

oz

lb


Height unit

cm ✓

inch

OK


Steg 5: Ange ett smeknamn för ditt barn och välj förhållandet (son, dotter eller annat) och välj födelsedatum och kön (man/kvinna)



The screenshot shows a mobile application interface for adding a new baby. At the top is a blue header with a back arrow on the left and a camera icon in a circle in the center. Below the header, the form contains the following fields and options:

- Nickname:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Relationship:** A section with three buttons: "Son" (highlighted in blue), "Daughter", and "Other".
- Instruction:** A light gray bar with the text "Please fill in the baby information for analysis of the data".
- Birthday:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Gender:** A text input field with a chevron icon on the right.
- Confirm:** A large, rounded gray button at the bottom with the text "Confirm".

Steg 6: När inställningarna är klara kan du väga ditt barn. Väg ditt barn och klicka på "Record" för att spara data. Du kan manuellt ange vikt, längd och huvudomkrets (HG)



Steg 7: Om du vill visa poster, klicka för att ange dina tidigare poster för att se sammanfattningsinformation. Du kan se uppgifter om vikt, längd, huvudomkrets (HC) och body mass index (BMI).

15:49		U29980	
<		✎	
Record	Weight	Height	HC BMI
2024-06-07 2Y-11M			
Weight	2.260 kg	Height	20.0 cm
HC	20.0 cm	BMI	56.5
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-06-03 2Y-11M			
Weight	0.200 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	0.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			
Weight	0.51 kg	Height	55.70 cm
HC	37.50 cm	BMI	1.6
Your baby's physical development has not reached the normal range!			
2024-05-23 2Y-11M			

Steg 8: För tillväxtkurvan kan du se datapunkterna i diagrammet.

