

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WALKING CANE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALKING CANE

MODEL: GB-8170



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER


Model	NO.	Product size	Product color
GB-8170	SKU3	130*100*770~945mm	Blue
GB-8170	SKU4	130*100*770~945mm	Purple
GB-8170	SKU5	130*100*770~945mm	Black

FDA Registration No.: 3012468755


SETTING UP YOUR WALKING CANE




1. Remove from packaging




2. Unbutton strap




3. Unfold




4. Important: Check to make sure that all joints are secure




PUTTING AWAY YOUR WALKING CANE







2. Pull apart



3. Fold up



4. Button strap




5. Ready for storage

OPTIMAL USE OF THE WALKING CANE HEIGHT OF THE WALKING CANE

The walking cane can adjust between 30.3 to 37.2 inches tall.

The best height to have your walking cane at is your hips.



FEATURES

1. Foldable design for easy carrying and storage with Ergonomic handle
2. Base of cane consists of 'Pivot ball design' provides extra grip & consists of 4 TPR feet design with improved stability.
3. Eight adjustable heights 30.3 inches to 37.2 inches Perfect for people between 5 ft and 6 ft 6 inch.

MAINTENANCE

1. Does not use the cane if the cord is impaired; check the elasticity of cord before use every time.
2. Check if the screws of rubber feet are secure, if not use a screw driver to tighten the feet for proper use. Replace the rubber feet when they stop working properly.

LIMITATIONS

1. Walking cane is not intended to fully hold the weight of a person.
2. Walking cane is not intended to use by persons over 250pounds (113kg)
3. Walking cane is not meant to be used on slippery or wet surfaces.



SAFETY PRECAUTIONS

Please read the safety precautions before use in order to reduce the risk of injury:

1. Consult a physician before use of any walking aid.
2. Do not use the walking cane unless the segments and push button are secure and tightened to lock in place.
3. When straightening the segments keep your fingers away to avoid being pinched.
4. Do not stretch the internal elastic cord more than necessary
5. Do not use the walking cane if the elastic cord is cut or damaged
6. If the handle or bottom base becomes loose, don't use the walking cane.

WARNING

DO NOT disassemble the body of the cane. This will results the damage of elastic cord inside the cane, uncontrolled release of the elastic cord could cause severe injury.

Do not over pull the segments and stretch out the elastic cord. 	Be sure the screws are tight on the bottom of the cane. Make sure to replace the foot every 6 months. 	The walking cane is designed to adapt to many environments but make sure to not use your walking cane on surfaces like these:   Uneven floors Throw rugs
---	--	--

Manufacturer: NINGBO GAOBO SPORTS CO.,LTD.

Address: NO.1 XIAJIN, SHENZHEN, NINGHAI, Ningbo, Zhejiang, 315614, CHINA

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CANNE DE MARCHÉ

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANNE DE MARCHÉ

MODÈLE : GB-8170



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter

nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/

support


Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PARAMÈTRE


Modèle	NON.	Taille du produit	Couleur du produit
GB-8170	SKU3	130*100*770~945mm	Bleu
GB-8170	SKU4	130*100*770~945mm	Violet
GB-8170	SKU5	130*100*770~945mm	Noir

Numéro d'enregistrement FDA : 3012468755


INSTALLATION DE VOTRE CANNE




1. Retirer de l'emballage




2. Débouchez la sangle




3. Déplier




4. Important : Vérifiez que tous les joints sont bien fixés.




RANGER VOTRE CANNE







2. Séparer



3. Plier



4. Sangle à boutons



5. Prêt pour le stockage

UTILISATION OPTIMALE DE LA CANNEHAUTEUR DE LA CANNE

La canne de marche peut être réglée entre 30,3 et 37,2 pouces de hauteur.

La meilleure hauteur pour placer votre canne est celle de vos hanches.



CARACTÉRISTIQUES

1. Conception pliable pour un transport et un rangement faciles avec poignée ergonomique
2. La base de la canne est composée d'une « conception à boule pivotante » qui offre une adhérence supplémentaire et se compose de 4
Conception de pieds TPR avec une stabilité améliorée.
3. Huit hauteurs réglables de 30,3 pouces à 37,2 pouces Parfait pour les personnes
entre 5 pieds et 6 pieds 6

pouce.ENTRETIEN

1. N'utilisez pas la canne si le cordon est endommagé ; vérifiez l'élasticité du cordon
avant chaque utilisation.
2. Vérifiez si les vis des pieds en caoutchouc sont bien serrées, sinon utilisez un tournevis pour
serrez les pieds pour une utilisation correcte. Remplacez les pieds en caoutchouc lorsqu'ils s'arrêtent
fonctionne correctement.

LIMITES

1. La canne n'est pas conçue pour supporter entièrement le poids d'une personne.
2. La canne n'est pas destinée à être utilisée par des personnes pesant plus de 250 livres (113 kg).
3. La canne n'est pas destinée à être utilisée sur des surfaces glissantes ou humides.




PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les précautions de sécurité avant utilisation afin de réduire le risque de blessure :

1. Consultez un médecin avant d'utiliser une aide à la marche.
2. N'utilisez pas la canne à moins que les segments et le bouton-poussoir ne soient bien fixés.
et serré pour verrouiller en place.
3. Lorsque vous redressez les segments, gardez vos doigts éloignés pour éviter d'être
pincé.
4. Ne pas étirer le cordon élastique interne plus que nécessaire
5. N'utilisez pas la canne si le cordon élastique est coupé ou endommagé
6. Si la poignée ou la base inférieure se desserre, n'utilisez pas la canne.

AVERTISSEMENT

NE PAS démonter le corps de la canne. Cela endommagerait l'élastique
cordon à l'intérieur de la canne, la libération incontrôlée du cordon élastique pourrait causer de graves
blessure.

Ne tirez pas trop fort sur le segments et étirements sortir le cordon élastique. 	Assurez-vous que les vis sont serrés sur le bas de la canne. Assurez-vous de remplacer le pied tous les 6 mois. 	La canne est conçu pour s'adapter à de nombreux environnements mais font assurez-vous de ne pas utiliser votre canne de marche sur les surfaces comme ceux-ci:  Sols irréguliers Tapis
--	---	--

Fabricant : NINGBO GAOBO SPORTS CO.,LTD.

Adresse : NO.1 XIAJIN, SHENZHEN, NINGHAI, Ningbo, Zhejiang, 315614, CHINE

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

GEHSTOCK

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GEHSTOCK

MODELL: GB-8170



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns

uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PARAMETER


Modell	NEIN.	Produktgröße	Produktfarbe
GB-8170	SKU3	130*100*770~945 mm	Blau
GB-8170	SKU4	130*100*770~945 mm	Lila
GB-8170	Artikelnummer 5	130*100*770~945 mm	Schwarz

FDA-Registrierungsnummer: 3012468755


EINRICHTEN IHRES GEHSTOCKS




1. Aus der Verpackung nehmen




2. Riemen aufknöpfen




3. Entfalten




4. Wichtig: Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen fest sitzen




Ihren Gehstock weglegen







2. Auseinanderziehen



3. Zusammenklappen



4. Knopfband



5. Bereit zur Lagerung

OPTIMALE NUTZUNG DES GEHSTOCKSHÖHE DES GEHSTOCKS

Die Höhe des Gehstocks lässt sich zwischen 77 und 94 cm einstellen.

Die optimale Höhe für Ihren Gehstock ist Ihre Hüfte.



MERKMALE

1. Faltbares Design für einfaches Tragen und Aufbewahren mit ergonomischem Griff
2. Die Basis des Stocks besteht aus „Pivot Ball Design“ bietet zusätzlichen Halt und besteht aus 4 TPR-Fußdesign mit verbesserter Stabilität.
3. Acht einstellbare Höhen 30,3 Zoll bis 37,2 Zoll Perfekt für Menschen zwischen 5 Fuß und 6 Fuß 6

ZOLL.WARTUNG

1. Verwenden Sie den Stock nicht, wenn die Schnur beeinträchtigt ist; überprüfen Sie die Elastizität der Schnur vor jedem Gebrauch.
2. Überprüfen Sie, ob die Schrauben der Gummifüße fest sitzen. Wenn nicht, verwenden Sie einen Schraubendreher, um Ziehen Sie die Füße für den ordnungsgemäßen Gebrauch fest. Ersetzen Sie die Gummifüße, wenn sie nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

EINSCHRÄNKUNGEN

1. Ein Gehstock ist nicht dafür ausgelegt, das gesamte Gewicht einer Person zu tragen.
2. Der Gehstock ist nicht für die Verwendung durch Personen über 250 Pfund (113 kg) vorgesehen.
3. Der Gehstock ist nicht für die Verwendung auf rutschigen oder nassen Oberflächen vorgesehen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise:

1. Konsultieren Sie vor der Verwendung einer Gehhilfe einen Arzt.
2. Benutzen Sie den Gehstock nur, wenn die Segmente und der Druckknopf sicher befestigt sind. und zur Arretierung festgezogen.
3. Halten Sie beim Richten der Segmente Ihre Finger fern, um eingeklemmt.
4. Dehnen Sie das innere Gummiband nicht mehr als nötig
5. Verwenden Sie den Gehstock nicht, wenn das elastische Band durchtrennt oder beschädigt ist
6. Wenn sich der Griff oder die untere Basis löst, verwenden Sie den Gehstock nicht.

WARNUNG

Zerlegen Sie den Stockkörper NICHT. Dies führt zur Beschädigung des elastischen
Das unkontrollierte Lösen der elastischen Kordel im Stock kann schwere

Verletzung.

Ziehen Sie den Segmente und Dehnung die Gummischnur heraus. 	Stellen Sie sicher, dass die Schrauben sind eng an der Unterseite des Stocks. Ersetzen Sie unbedingt der Fuß alle 6 Monate. 	Der Spazierstock ist Anpassung an viele Umgebungen, aber machen Benutzen Sie nicht Ihre Gehstock auf Oberflächen wie diese:   Unebene Böden Teppiche
---	--	---

Hersteller: NINGBO GAOBO SPORTS CO.,LTD.

Adresse: NO.1 XIAJIN, SHENZHEN, NINGHAI, Ningbo, Zhejiang, 315614,
CHINA

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

BASTONE DA PASSEGGIO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.

Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BASTONE DA PASSEGGIO

MODELLO: GB-8170



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci

noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support


Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PARAMETRO


Modello	NO.	Dimensioni del prodotto	Colore del prodotto
GB-8170	SKU3	Dimensioni: 130*100*770-945mm	Blu
GB-8170	SKU4	Dimensioni: 130*100*770-945mm	Viola
GB-8170	Codice articolo5	Dimensioni: 130*100*770-945mm	Nero

Numero di registrazione FDA: 3012468755


COME INSTALLARE IL TUO BASTONE DA PASSEGGIO




1. Rimuovere dall'imballaggio




2. Sbottonare la cinghia




3. Svolgere




4. Importante: controllare che tutti i giunti siano ben saldi




METTERE VIA IL BASTONE DA PASSEGGIO







2. Separare



3. Piegare



4. Cinturino con bottone



5. Pronto per l'immagazzinamento

USO OTTIMALE DEL BASTONE DA PASSEGGIO

Il bastone da passeggio può essere regolato in altezza tra 30,3 e 37,2 pollici.

L'altezza migliore per tenere il bastone da passeggio è quella dei fianchi.



CARATTERISTICHE

1. Design pieghevole per un facile trasporto e stoccaggio con maniglia ergonomica
2. La base del bastone è costituita da un design a "sfera pivotante" che fornisce una presa extra ed è composta da 4 Piedini in TPR con stabilità migliorata.
3. Otto altezze regolabili da 30,3 pollici a 37,2 pollici Perfetto per le persone tra 5 piedi e 6 piedi 6

pollici.MANUTENZIONE

1. Non utilizzare il bastone se il cordone è danneggiato; controllare l'elasticità del cordone prima di ogni utilizzo.
2. Controllare che le viti dei piedini in gomma siano ben salde, in caso contrario utilizzare un cacciavite per stringere i piedini per un uso corretto. Sostituire i piedini in gomma quando si fermano funziona correttamente.

LIMITAZIONI

1. Il bastone da passeggio non è concepito per sostenere completamente il peso di una persona.
2. Il bastone da passeggio non è destinato all'uso da parte di persone di peso superiore a 250 libbre (113 kg)
3. Il bastone da passeggio non è destinato all'uso su superfici scivolose o bagnate.




PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere le precauzioni di sicurezza prima dell'uso per ridurre il rischio di lesioni:

1. Consultare un medico prima di utilizzare qualsiasi ausilio per la deambulazione.
2. Non utilizzare il bastone da passeggio se i segmenti e il pulsante non sono fissati saldamente e serrato per bloccarlo in posizione.
3. Quando raddrizzi i segmenti tieni le dita lontane per evitare di essere pizzicato.
4. Non allungare il cordone elastico interno più del necessario
5. Non utilizzare il bastone da passeggio se il cordino elastico è tagliato o danneggiato
6. Se l'impugnatura o la base inferiore si allentano, non utilizzare il bastone da passeggio.

AVVERTIMENTO

NON smontare il corpo della canna. Ciò provocherà il danneggiamento dell'elastico corda all'interno della canna, il rilascio incontrollato della corda elastica potrebbe causare gravi infortunio.

Non tirare troppo il segmenti e allungamento fuori il cordone elastico. 	Assicurati che le viti sono stretti sul fondo della canna. Assicurati di sostituire il piede ogni 6 mesi. 	Il bastone da passeggio è progettato per adattarsi a molti ambienti ma rendono assicurati di non usare il tuo bastone da passeggio sulle superfici come questi:  Tappeti irregolari
---	---	---

Produttore: NINGBO GAOBO SPORTS CO.,LTD.

Indirizzo: NO.1 XIAJIN, SHENZHEN, NINGHAI, Ningbo, Zhejiang, 315614, CINA

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, Viale Europa, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Bastón para caminar

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no

necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique

cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales mar

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bastón para caminar

MODELO: GB-8170



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/

support


Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PARÁMETRO


Modelo	NO.	Tamaño del producto	Color del producto
GB-8170	SKU3	130*100*770~945 mm	Azul
GB-8170	SKU4	130*100*770~945 mm	Púrpura
GB-8170	Código 5	130*100*770~945 mm	Negro

Número de registro de la FDA: 3012468755


CONFIGURACIÓN DEL BASTÓN




1.Retirar del embalaje




2. Desabrochar la correa




3. Desplegar




4. Importante: Verifique que todas las uniones estén seguras.




GUARDAR EL BASTÓN







2. Separar



3. Doblar hacia arriba



4. Correa con botones



5. Listo para el almacenamiento

USO ÓPTIMO DEL BASTÓN ALTURA DEL BASTÓN

El bastón se puede ajustar entre 30,3 y 37,2 pulgadas de alto.

La mejor altura para colocar el bastón es la cadera.



CARACTERÍSTICAS

1. Diseño plegable para fácil transporte y almacenamiento con mango ergonómico.
2. La base del bastón consta de un "diseño de bola pivotante" que proporciona un agarre adicional y consta de 4
Diseño de pies de TPR con estabilidad mejorada.
3. Ocho alturas ajustables de 30,3 pulgadas a 37,2 pulgadas Perfecto para personas
Entre 5 pies y 6 pies 6

pulgada.MANTENIMIENTO

1. No utilice el bastón si el cordón está dañado; verifique la elasticidad del cordón.
antes de cada uso.
2. Compruebe si los tornillos de las patas de goma están bien fijados, si no, utilice un destornillador para
Apriete los pies para un uso adecuado. Reemplace los pies de goma cuando dejen de funcionar.
funcionando correctamente

LIMITACIONES

1. El bastón no está diseñado para sostener completamente el peso de una persona.
2. El bastón no está diseñado para ser utilizado por personas que pesen más de 250 libras (113 kg).
3. El bastón no está diseñado para usarse en superficies resbaladizas o mojadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD




Lea las precauciones de seguridad antes de usar para reducir el riesgo de lesiones:

1. Consulte a un médico antes de utilizar cualquier dispositivo de ayuda para caminar.
2. No utilice el bastón a menos que los segmentos y el botón pulsador estén seguros.
y se aprieta para fijarlo en su lugar.
3. Al enderezar los segmentos, mantenga los dedos alejados para evitar ser
apretado.
4. No estire el cordón elástico interno más de lo necesario
5. No utilice el bastón si el cordón elástico está cortado o dañado.
6. Si el mango o la base inferior se aflojan, no utilice el bastón.

ADVERTENCIA

NO desmonte el cuerpo del bastón. Esto provocará daños en el elástico.

cordón dentro del bastón, la liberación incontrolada del cordón elástico podría causar graves lesión.

No tire demasiado del segmentos y estiramiento fuera el cordón elástico. 	Asegúrese de que los tornillos están apretados en la parte inferior de la caña. Asegúrese de reemplazar el pie cada 6 meses. 	El bastón es Diseñado para adaptarse a muchos entornos pero hacen Asegúrate de no usar tu Bastón para caminar sobre superficies como estos:  Pisos irregulares. Alfombras
--	--	---

Fabricante: NINGBO GAOBO SPORTS CO.,LTD.

Dirección: NO.1 XIAJIN, SHENZHEN, NINGHAI, Ningbo, Zhejiang, 315614,
PORCELANA

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

LASKA DO CHODZENIA

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LASKA DO CHODZENIA

MODEL: GB-8170



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami
nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PARAMETR


Model	NIE.	Rozmiar produktu	Kolor produktu
GB-8170	SKU3	130*100*770~945mm	Niebieski
GB-8170	SKU4	130*100*770~945mm	Fioletowy
GB-8170	SKU5	130*100*770~945mm	Czarny

Numer rejestracyjny FDA: 3012468755


KONFIGUROWANIE LASKI




1. Wyjąć z opakowania




2. Rozepnij pasek




3. Rozwiń




4. Ważne: Sprawdź, czy wszystkie połączenia są bezpieczne




ODKŁADANIE LASKI







2. Rozdziel



3. Złóż



4. Pasek z guzikami



5. Gotowe do przechowywania

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE LASKI WYSOKOŚĆ LASKI

Laska może mieć regulowaną wysokość od 30,3 do 37,2 cala.

Najlepsza wysokość, na której możesz umieścić laskę, to wysokość bioder.



CECHY

1. Składana konstrukcja ułatwiająca przenoszenie i przechowywanie z ergonomicznym uchwytem
2. Podstawa laski składa się z „piłkowej konstrukcji obrotowej”, która zapewnia dodatkową przyczepność i składa się z 4 Konstrukcja stóp TPR zapewnia lepszą stabilność.
3. Osiem regulowanych wysokości od 30,3 do 37,2 cala Idealne dla osób między 5 stóp a 6 stóp 6

cał.KONSERWACJA

1. Nie używaj laski, jeśli przewód jest uszkodzony; sprawdź elastyczność przewodu przed każdym użyciem.
2. Sprawdź, czy śruby gumowych nóg są dobrze dokręcone, jeśli nie, użyj śrubokręta. dokręć nóżki, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Wymień gumowe nóżki, gdy się zatrzymają działa prawidłowo.

OGRANICZENIA

1. Laska nie jest przeznaczona do utrzymywania całkowitego ciężaru człowieka.
2. Laska nie jest przeznaczona do użytku przez osoby ważące ponad 250 funtów (113 kg)
3. Laska nie jest przeznaczona do chodzenia po śliskich lub mokrych powierzchniach.




ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń:

1. Przed użyciem jakiegokolwiek sprzętu wspomagającego chodzenie skonsultuj się z lekarzem.
2. Nie używaj laski, jeśli jej segmenty i przycisk nie są zabezpieczone. i dokręć, aby zablokować na miejscu.
3. Podczas prostowania segmentów trzymaj palce z dala, aby uniknąć ściągnięcia.
4. Nie rozciągaj wewnętrznej gumy bardziej niż jest to konieczne.
5. Nie używaj laski, jeśli gumowa linka jest przecięta lub uszkodzona.
6. Jeśli uchwyt lub dolna podstawa poluzują się, nie należy używać laski.

OSTRZEŻENIE

NIE rozmontowuj korpusu laski. Spowoduje to uszkodzenie elastycznej sznurka wewnątrz laski, niekontrolowane uwolnienie elastycznego sznurka może spowodować poważne obrażenia.

Nie naciągaj za mocno segmenty i rozciąganie wyciągnij gumkę. 	Upewnij się, że śruby są ciasne na spód trzciny. Pamiętaj o wymianie stopa co 6 miesiące. 	Laska do chodzenia to zaprojektowany tak, aby dostosować się do wielu środowiska, ale sprawiają, że upewnij się, że nie używasz swojego laska do chodzenia po powierzchniach takie jak te:  Nierówne podłogi Dywaniki
---	---	---

Producent: NINGBO GAOBO SPORTS CO.,LTD.

Adres: NO.1 XIAJIN, SHENZHEN, NINGHAI, Ningbo, Zhejiang, 315614, CHINY

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GÅKÅP

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GÅKÅP

MODELL: GB-8170



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna

OSS:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support


Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETER


Modell	INGA.	Produktstorlek	Produktens färg
GB-8170	SKU3	130*100*770~945mm	Blå
GB-8170	SKU4	130*100*770~945mm	Purpur
GB-8170	SKU5	130*100*770~945mm	Svart

FDA-registreringsnummer: 3012468755


INSTÄLLNING AV DIN GANGKÅP




1. Ta bort från förpackningen




2. Knäpp upp remmen




3. Vik ut




4. Viktigt: Kontrollera att alla leder är säkra




ATT STÄLLA undan din Gångkäpp







2. Dra isär



3. Fäll ihop



4. Knapprem



5. Klar för förvaring

OPTIMALT ANVÄNDNING AV GÅNGKÅPENS HÖJD PÅ GÅNGKÅPEN

Käppen kan justeras mellan 30,3 och 37,2 tum hög.

Den bästa höjden att ha din gångkäpp på är dina höfter.



DRAG

1. Vikbar design för enkel transport och förvaring med ergonomiskt handtag
2. Basen på kappen består av 'Pivot ball design' ger extra grepp och består av 4 TPR-fotdesign med förbättrad stabilitet.
3. Åtta justerbara höjder 30,3 tum till 37,2 tum Perfekt för människor mellan 5 fot och 6 fot 6

tum.UNDERHÅLL

1. Använder inte kappen om sladden är skadad; kontrollera sladdens elasticitet före användning varje gång.
2. Kontrollera att skruvarna på gummifötterna sitter fast, om inte, använd en skruvmejsel för att dra åt fötterna för korrekt användning. Byt ut gummifötterna när de stannar fungerar korrekt.

BEGRÄNSNINGAR

1. Gåkäpp är inte avsedd att helt hålla en persons vikt.
2. Gåkäpp är inte avsedd att användas av personer över 113 kg (250 pund)
3. Gåkäpp är inte avsedd att användas på hala eller våta ytor.




SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning för att minska risken för skador:

1. Rådgör med en läkare innan du använder något gånghjälpmedel.
2. Använd inte kappen om inte segmenten och tryckknappen är säkra och dras åt för att låsa på plats.
3. När du rätar ut segmenten håll fingrarna borta för att undvika att bli det klämd.
4. Sträck inte den inre elastiska sladden mer än nödvändigt
5. Använd inte kappen om den elastiska snören är avskuren eller skadad
6. Om handtaget eller bottenplattan lossnar, använd inte kappen.

VARNING

Plocka INTE isär kåppens kropp. Detta kommer att resultera i skador på elastiken sladd inuti kåppen, kan okontrollerad frigöring av den elastiska snören orsaka allvarliga skada.

Dra inte för mycket segment och stretch ut det elastiska snöret. 	Se till att skruvarna är täta på botten av kåppen. Se till att byta ut foten var 6 månader. 	Gåkåppen är utformad för att anpassa sig till många miljöer men gör säker på att inte använda din gångkåpp på ytor som dessa:  Ojämna golv Kasta mattor
--	---	---

Tillverkare: NINGBO GAOBO SPORTS CO.,LTD.

Adress: NO.1 XIAJIN, SHENZHEN, NINGHAI, Ningbo, Zhejiang, 315614, KINA

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

WANDELSTOK

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WANDELSTOK

MODEL: GB-8170



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op
ons: **Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)**
support


Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PARAMETER


Model	NEE.	Productgrootte	Productkleur
GB-8170	SKU3	130*100*770~945mm	Blauw
GB-8170	SKU4	130*100*770~945mm	Paars
GB-8170	SKU5	130*100*770~945mm	Zwart

FDA-registratienummer: 3012468755


UW WANDELSTOK INSTELLEN




1. Uit de verpakking halen




2. Maak de band los




3. Ontvouwen




4. Belangrijk: Controleer of alle verbindingen goed vastzitten




UW WANDELSTOK OPBERGEN







2. Uit elkaar trekken



3. Vouw op



4. Knoopband



5. Klaar voor opslag

OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE WANDELSTOKHOOGTE VAN DE WANDELSTOK

De wandelstok is in hoogte verstelbaar van 77 tot 94 cm.

De beste hoogte voor uw wandelstok is uw heuphoogte.



FUNCTIONTIES

1. Opvouwbaar ontwerp voor eenvoudig dragen en opbergen met ergonomische handgreep
2. De basis van de stok bestaat uit een 'Pivot ball design' dat extra grip biedt en bestaat uit 4 TPR-voetontwerp met verbeterde stabiliteit.
3. Acht verstelbare hoogtes van 30,3 inch tot 37,2 inch Perfect voor mensen tussen 5 voet en 6 voet 6

inch.ONDERHOUD

1. Gebruik de stok niet als het koord beschadigd is; controleer de elasticiteit van het koord elke keer voor gebruik.
2. Controleer of de schroeven van de rubberen voetjes goed vastzitten. Als dat niet het geval is, gebruik dan een schroevendraaier om Draai de voetjes vast voor een correct gebruik. Vervang de rubberen voetjes wanneer ze niet meer vastzitten. goed werkt.

BEPERKINGEN

1. Een wandelstok is niet bedoeld om het volledige gewicht van een persoon te dragen.
2. De wandelstok is niet bedoeld voor gebruik door personen die zwaarder zijn dan 250 pond (113 kg)
3. Een wandelstok is niet bedoeld voor gebruik op gladde of natte oppervlakken.




VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees voor gebruik de veiligheidsmaatregelen om het risico op letsel te verkleinen:

1. Raadpleeg een arts voordat u een loop hulpmiddel gebruikt.
2. Gebruik de wandelstok niet tenzij de segmenten en de drukknop goed vastzitten.
en vastgedraaid om ze op hun plaats te vergrendelen.
3. Houd uw vingers uit de buurt wanneer u de segmenten recht maakt om te voorkomen dat ze beschadigd raken. geknepen.
4. Rek het interne elastische koord niet meer uit dan nodig is
5. Gebruik de wandelstok niet als het elastische koord is doorgesneden of beschadigd
6. Als het handvat of de onderkant los zit, mag u de wandelstok niet meer gebruiken.

WAARSCHUWING

Haal het lichaam van de stok **NIET** uit elkaar. Dit zal resulteren in schade aan het elastiek koord in de stok, ongecontroleerde loslating van het elastische koord kan ernstige verwondingen veroorzaken blessure.

Trek de segmenten en strekken het elastiek eruit. 	Zorg ervoor dat de schroeven zijn strak op de onderkant van de stok. Zorg ervoor dat u vervangt de voet elke 6 maanden. 	De wandelstok is ontworpen om zich aan te passen aan vele omgevingen maar maak zorg ervoor dat u uw wandelstok op oppervlakken zoals deze:  Oneffen vloeren Gooi kleden
---	---	---

Fabrikant: NINGBO GAOBO SPORTS CO.,LTD.

Adres: NO.1 XIAJIN, SHENZHEN, NINGHAI, Ningbo, Zhejiang, 315614, CHINA

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support