

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060A,SC7060B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060A,SC7060B



SC7060A



SC7060B

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	Raised height	load	Adapt to toilet
SC7060A	5 in	350lbs/159kg	Inner width range: \geq 200mm, inner length range: \geq 230mm
SC7060B	5 in	300lbs/136kg	

NOT SUITABLE for toilets with grooves or inclined surfaces from the inside to the outside.

Please check the size of your toilet before choosing the raised toilet seat.



PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	SC706 0A	SC706 0B
1	Raised Toilet Seat		1	1
2	Armrest		0	2
3	Manual		1	1

CAUTIONS

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that the locking of the seat is tight at all times, thus securing the seat to the toilet bowl. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.
3. The raised toilet seat **MUST NOT** be used when overloaded. User's weight should be centered over toilet seat, not too forward or too far to one side, as unit may tip.
4. This product is designed for use with the most common types of commodes. It will not fit all commode types; be sure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before use.
5. For models with armrests: The arms are for the purpose of providing assistance when getting on and off the seat. **DO NOT** try to use the arms to

support full body weight during transfer, as this may result in failure of the unit and risk of injury.

6. If you have a style of commode that this product will not fit properly, or cannot be tightened securely as noted above, it is recommended that you discontinue usage.

7. Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual.

8. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

9. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.


INSTRUCTIONS

●To install the armrests(Neglect this step for the products without armrests)

1. To install arms, depress the brass push buttons and insert the arms into the telescoping tubes on the sides of the seat. Push down until buttons engage and lock into the toilet seat. Arms should curve outward, away from center of toilet. and a "click" sound.

2. Repeat the process for the rest of the holes.

3. To remove arms, depress the brass push buttons and pull the arms away from the toilet seat.



●To install the Raised Toilet Seat

1. Set the Raised Toilet Seat onto the toilet. Ensure inner portion of the anchor insert of the Raised Toilet Seat is placed inside the toilet bowl and sets against the back of the toilet rim.
2. Tighten the clamp on the unit by turning the gray knob in the front clockwise until it is securely locked onto the toilet.

NOTE: DO NOT over tighten the knob. This may result in the plastic clamp breaking.

3. The square clamp on the bottom of the Raised Toilet Seat should be facing toward the inside of the toilet's front rim. The clamp may have to be loosened, by turning the gray knob counterclockwise, to fit inside the toilet.
4. Pull up on the Raised Toilet Seat to make sure it is securely locked onto the toilet. Always apply even pressure around the Raised Toilet Seat.

MAINTENANCE

1. REGULAR CLEANING IS RECOMMENDED, USE A NON-ABRASIVE CLEANER OR DETERGENT. RINSE WITH WARM WATER AND DRY COMPLETELY. ABRASIVE CLOTHS MAY DAMAGE THE SURFACE.
2. PLEASE REGULARLY INSPECT YOUR RAISED TOILET SEAT WITH ARMS AND ITS PARTS FOR ANY CORROSION, BREAKAGE, COMPRESSION OR WEAR.

Manufacturer: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
Address: 2-3 Floor of 65 Building, Zhongnan Industry Garden, No.88
Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Siège de toilette surélevé

Modèle : SC7060A, SC7060B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modèle : SC7060A, SC7060B



SC7060A



SC7060B

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

Merci d'avoir choisi ce produit. Il doit toujours être manipulé avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

Modèle	Hauteur surélevée	charger	S'adapter aux toilettes
SC7060A	5 pouces	3 5 0 lb/159 kg	Plage de largeur intérieure : \geq 200 mm, plage de longueur intérieure : \geq 230 mm
SC7060B	5 pouces	300 lb/136 kg	

NE CONVIENT PAS aux toilettes avec rainures ou surfaces inclinées de l'intérieur vers l'extérieur.

Veuillez vérifier la taille de vos toilettes avant de choisir le siège de toilette surélevé.



PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	SC706 0A	SC706 0B
1	Siège de toilette surélevé		1	1
2	Accoudoir		0	2
3	Manuel		1	1

CAUTIONS

1. Assurez-vous toujours que le siège est correctement et bien verrouillé en place avant utilisation.
2. Assurez-vous que le verrouillage de le siège est serré à tout moment, sécurisant ainsi le siège à la cuvette des toilettes. Les utilisateurs handicapés physiques doivent être supervisé ou assisté lors de l'utilisation de ce produit.
3. Le siège de toilette surélevé NE DOIT PAS être utilisé en cas de surcharge. Le poids de l'utilisateur doit être centré au-dessus du siège des toilettes, ni trop en avant ni trop loin d' un côté, car l'appareil pourrait basculer.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé avec la plupart types courants de

toilettes. Elles ne conviennent pas à tous types de commodes ; assurez-vous que l'unité est correctement installé, s'adapte correctement et est stable avant utilisation.

5. Pour les modèles avec accoudoirs : Les accoudoirs sont pour le but de fournir une assistance lorsque monter et descendre du siège. N'essayez PAS de utiliser les bras pour supporter tout le poids du corps pendant transfert, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'appareil et un risque de blessure .

6. Si vous avez un style de commode qui correspond à celui-ci le produit ne s'adaptera pas correctement ou ne pourra pas être serré solidement comme indiqué ci-dessus, il est il est recommandé d'arrêter l'utilisation.

7. Vérifiez régulièrement la solidité du montage et contactez le support en cas de doute. Assurez-vous que les pieds du produit sont bien droits et verrouillés avant utilisation et cessez toute utilisation en cas de signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Ne démontez pas le produit si cela n'est pas nécessaire, car cela pourrait compromettre sa longévité. Ne modifiez pas le produit, sauf indication contraire dans le manuel.

8. Soyez prudent lors de l'utilisation et du montage. Évitez les températures extrêmes et les flammes nues. En cas de réaction allergique, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé.


9. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les recommandations suivantes ne remplacent pas un avis médical.

INSTRUCTIONS

● **Pour installer les accoudoirs (négliger cette étape pour les produits sans accoudoirs)**

1. Pour installer les bras, appuyez sur les boutons poussoirs en laiton et insérez les bras dans les tubes télescopiques sur les côtés du siège. Appuyez jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent et se verrouillent dans le siège des toilettes. Les bras doivent être courbés vers l'extérieur, loin du centre des toilettes. et un bruit de « clic ».

2. Répétez le processus pour le reste des trous.
3. Pour retirer les bras, appuyez sur les boutons-poussoirs en laiton et retirez les bras du siège des toilettes.



● Pour installer le siège de toilette surélevé

1. Placez le rehausseur sur les toilettes. Assurez-vous que la partie intérieure de l'insert d'ancrage est bien placée à l'intérieur de la cuvette et contre le rebord.
2. Serrez la pince sur l'appareil en tournant le bouton gris à l'avant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit solidement verrouillé sur les toilettes.

REMARQUE : NE PAS trop serrer le bouton. Cela pourrait casser la pince en plastique.

3. La pince carrée située sous le siège surélevé doit être orientée vers l'intérieur du rebord avant des toilettes. Il peut être nécessaire de desserrer la pince en tournant le bouton gris dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'insérer dans les toilettes.
4. Tirez sur le rehausseur pour vous assurer qu'il est bien fixé aux toilettes. Appliquez toujours une pression uniforme autour du rehausseur.

MAINTENANCE

1. UN NETTOYAGE RÉGULIER EST RECOMMANDÉ. UTILISEZ UN

NETTOYANT OU UN DÉTERGENT NON ABRASIF. RINCER À L'EAU TIÈDE ET SÉCHER. COMPLÈTEMENT. LES CHIFFONS ABRASIFS PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE.

2. VEUILLEZ INSPECTER RÉGULIÈREMENT VOTRE SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ AVEC BRAS ET SES PIÈCES POUR DÉTECTER TOUTE CORROSION, CASSE, COMPRESSION OU USURE.

Fabricant : FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Adresse : 2-3 étage du bâtiment 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINE .

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Erhöhter Toilettensitz

Modell: SC7060A,SC7060B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modell: SC7060A,SC7060B



SC7060A



SC7060B

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Es sollte stets mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

Modell	Erhöhte Höhe	laden	An die Toilette anpassen
SC7060A	5 in	350 lbs/159 kg	Innenbreite: \geq 200 mm, Innenlänge: \geq 230 mm
SC7060B	5 in	300 lbs/136 kg	


NICHT GEEIGNET für Toiletten mit Rillen oder schrägen Flächen von innen nach außen.

Bitte überprüfen Sie die Größe Ihrer Toilette, bevor Sie sich für die Toilettensitzerhöhung entscheiden.



PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	SC706 0A	SC706 0B
1	Erhöhter Toilettensitz		1	1
2	Armlehne		0	2

3	Handbuch		1	1
---	----------	--	---	---

CAUTIOUS

1. Achten Sie immer darauf, dass der Sitz richtig sitzt und vor der Verwendung sicher verriegelt.
2. , dass die Verriegelung Der Sitz ist jederzeit fest und sichert so die Sitz zur Toilettenschüssel. Körperlich eingeschränkte Benutzer sollten beaufsichtigt oder unterstützt werden, wenn Sie dieses Produkt.
3. Der erhöhte Toilettensitz darf NICHT verwendet werden bei Überlastung. Das Gewicht des Benutzers sollte zentriert sein über dem Toilettensitz, nicht zu weit nach vorne oder zu weit zur Seite , da das Gerät kippen könnte.
4. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit den meisten gängige Arten von Kommoden. Es passt nicht für alle Toilettentypen; stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert, sitzt fest und ist stabil vor Gebrauch.
5. Bei Modellen mit Armlehnen: Die Armlehnen sind für der Zweck der Hilfeleistung, wenn Ein- und Aussteigen aus dem Sitz. Versuchen Sie NICHT Verwenden Sie die Arme, um das gesamte Körpergewicht zu stützen Übertragen Sie das Gerät nicht, da dies zu einem Geräteausfall und zu Verletzungsgefahr führen kann .
6. Wenn Sie einen Toilettenstil haben, der Produkt passt nicht richtig oder kann nicht fest angezogen ist, wie oben beschrieben, Es wird empfohlen, die Verwendung einzustellen.
7. Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Support. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder fehlenden Teilen vorliegen. Demontieren Sie das Produkt nicht, wenn es nicht nötig ist, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, es sei denn, dies ist in der Anleitung

angegeben.

8. Seien Sie bei der Bedienung und Montage vorsichtig. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und offenes Feuer. Bei allergischen Reaktionen die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

9. Lassen Sie sich vor der Anwendung von Ihrem Arzt bestätigen, dass das Produkt Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Die folgenden Richtlinien ersetzen keinen ärztlichen Rat.


INSTRUCTIONS

● So installieren Sie die Armlehnen (Überspringen Sie diesen Schritt bei Produkten ohne Armlehnen)

1. Um die Arme zu installieren, drücken Sie die Messingdruckknöpfe und stecken Sie die Arme in die Teleskoprohre an den Seiten des Sitzes. Nach unten drücken, bis Die Knöpfe rasten ein und verriegeln den Toilettensitz. Die Arme sollten nach außen gebogen sein, weg von der Mitte. der Toilette und ein „Klick“-Geräusch.

2. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Löcher.

3. Um die Armlehnen zu entfernen, drücken Sie die Messingdruckknöpfe und ziehen Sie die Armlehnen vom Toilettensitz weg.



● So installieren Sie den erhöhten Toilettensitz

1. Setzen Sie die Toilettensitzerhöhung auf die Toilette. Stellen Sie sicher, dass der innere Teil des Ankereinsatzes der Toilettensitzerhöhung in die Toilettenschüssel eingesetzt ist und an der Rückseite des Toilettenrands anliegt.

2. Ziehen Sie die Klemme am Gerät fest, indem Sie den grauen Knopf vorne im Uhrzeigersinn drehen, bis es sicher an der Toilette befestigt ist. HINWEIS: Ziehen Sie den Knopf NICHT zu fest an. Dies kann zum Brechen der Kunststoffklemme führen.
3. Die quadratische Klemme an der Unterseite der Toilettensitzerhöhung sollte zur Innenseite des vorderen Toilettenrands zeigen. Die Klemme muss möglicherweise durch Drehen des grauen Knopfes gegen den Uhrzeigersinn gelöst werden, damit sie in die Toilette passt.
4. Ziehen Sie die Toilettensitzerhöhung nach oben, um sicherzustellen, dass sie sicher auf der Toilette befestigt ist. Üben Sie immer gleichmäßigen Druck auf die Toilettensitzerhöhung aus.

MAINTENANCE

1. REGELMÄSSIGE REINIGUNG WIRD EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE EIN NICHT SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTEL. SPÜLEN SIE MIT WARMEM WASSER UND TROCKNEN SIE VOLLSTÄNDIG. SCHEUERENDE TÜCHER KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN.
2. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ERHÖHTEN TOILETTENSITZ MIT ARMLEHNEN UND SEINE TEILE REGELMÄSSIG AUF KORROSION, BRÜCHE, KOMPRESSION ODER VERSCHLEISS.

Hersteller: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Adresse: 2.–3. Stock, Gebäude 65, Zhongnan Industry Garden, Haitian Road Nr. 88, Bezirk Gaoming, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA .

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sedile del water rialzato

Modello: SC7060A,SC7060B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modello: SC7060A,SC7060B



SC7060A



SC7060B

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Maneggetelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

Modello	Altezza rialzata	carico	Adattarsi al bagno
SC7060A	5 pollici	350 libbre/159 kg	Gamma di larghezza interna: ≥ 200 mm, intervallo di lunghezza interna: ≥ 230 mm
SC7060B	5 pollici	300 libbre/136 kg	

NON ADATTO a WC con scanalature o superfici inclinate dall'interno verso l'esterno.

Prima di scegliere il sedile rialzato per WC, verifica le dimensioni del tuo WC.



PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	SC706 0A	SC706 0B
1	Sedile del water rialzato		1	1
2	Bracciolo		0	2
3	Manuale		1	1

CAUTIOUS

1. Assicurarsi sempre che il sedile sia correttamente e saldamente bloccato in posizione prima dell'uso.
2. Assicurarsi che il bloccaggio di il sedile è sempre ben saldo, assicurando così il sedile del water. Gli utenti con disabilità fisiche dovrebbero essere supervisionato o assistito ogni volta che si utilizza questo prodotto.
3. Il sedile rialzato per WC NON DEVE essere utilizzato in caso di sovraccarico. Il peso dell'utente deve essere centrato sopra il sedile del water, non troppo in avanti né troppo di lato , altrimenti l'unità potrebbe ribaltarsi.
4. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con la maggior parte

tipi comuni di comò. Non si adatta a tutti tipi di comò; assicurarsi che l'unità sia installato correttamente, si adatta correttamente ed è stabile prima dell'uso.

5. Per i modelli con braccioli: I braccioli sono per lo scopo di fornire assistenza quando salire e scendere dal sedile. **NON** provare a utilizzare le braccia per sostenere tutto il peso corporeo durante trasferimento, poiché ciò potrebbe causare il guasto dell'unità e il rischio di lesioni .

6. Se hai uno stile di comò che questo il prodotto non si adatta correttamente o non può essere serrato saldamente come indicato sopra, è si consiglia di interromperne l'uso.

7. Controllare regolarmente il montaggio sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interromperne l'uso in caso di segni di usura, danni o parti mancanti. Non smontare se non necessario, poiché ciò potrebbe compromettere la longevità del prodotto. Non modificare il prodotto se non specificato nel manuale.

8. Prestare attenzione durante l'uso e il montaggio. Evitare temperature estreme o fiamme libere. In caso di reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

9. Prima dell'uso, verificare con il proprio medico curante che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere del medico.


INSTRUCTIONS

● **Per installare i braccioli (ignorare questo passaggio per i prodotti senza braccioli)**

1. Per installare i bracci, premere i pulsanti in ottone e inserire i bracci nei tubi telescopici sui lati del sedile. Spingere verso il basso finché i pulsanti si innestano e si bloccano nel sedile del water. Le braccia dovrebbero curvarsi verso l'esterno, lontano dal centro del water. e un suono di "clic".

2. Ripetere il procedimento per i fori rimanenti.

3. Per rimuovere i bracci, premere i pulsanti in ottone e allontanare i bracci dal sedile del water.



● Per installare il sedile rialzato del WC

1. Posizionare il rialzo per WC sul water. Assicurarsi che la parte interna dell'inserto di ancoraggio del rialzo per WC sia posizionata all'interno del water e appoggiata contro il retro del bordo del water.
2. Stringere il morsetto sull'unità ruotando in senso orario la manopola grigia nella parte anteriore finché non è saldamente bloccato sul WC.
NOTA: NON stringere eccessivamente la manopola. Ciò potrebbe causare la rottura del morsetto di plastica.
3. Il morsetto quadrato sul fondo del rialzo per WC deve essere rivolto verso l'interno del bordo anteriore del WC. Potrebbe essere necessario allentare il morsetto, ruotando la manopola grigia in senso antiorario, per adattarlo all'interno del WC.
4. Tirare il rialzo per WC per assicurarsi che sia saldamente fissato al WC. Applicare sempre una pressione uniforme attorno al rialzo.

MAINTENANCE

1. SI CONSIGLIA UNA PULIZIA REGOLARE, USARE UN DETERGENTE O UN DETERGENTE NON ABRASIVO. RISCIAQUARE CON ACQUA TIEPIDA E ASCIUGARE COMPLETAMENTE. I PANNI ABRASIVI POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.
2. SI PREGA DI CONTROLLARE REGOLARMENTE IL SEDILE WC

RIALZATO CON BRACCIOLI E I SUOI COMPONENTI PER EVENTUALI
CORROSIONI, ROTTURE, COMPRESSIONI O USURA.

Produttore: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Indirizzo: 2-3 piano dell'edificio 65, Zhongnan Industry Garden, n. 88
Haitian Road, distretto di Gaoming, città di Foshan, Guangdong, 528500,
CINA .

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Asiento de inodoro elevado

Modelo: SC7060A,SC7060B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modelo: SC7060A,SC7060B



SC7060A



SC7060B

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto. Manéjelo siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

SPECIFICATION

Modelo	Altura elevada	carga	Adaptarse al baño
SC7060A	5 pulgadas	350 libras/159 kg	Rango de ancho interior: ≥ 200 mm, rango de largo interior: ≥ 230 mm
SC7060B	5 pulgadas	300 libras/136 kg	

NO APTO para inodoros con ranuras o superficies inclinadas de interior a exterior.

Compruebe el tamaño de su inodoro antes de elegir el asiento de inodoro elevado.



PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	SC706 0A	SC706 0B
1	Asiento de inodoro elevado		1	1
2	Brazo		0	2
3	Manual		1	1

CAUTIONS

1. Asegúrese siempre de que el asiento esté correctamente colocado y bien bloqueado en su lugar antes de usarlo.
2. Asegúrese de que el bloqueo de El asiento está bien sujeto en todo momento, asegurando así la asiento de la taza del inodoro. Los usuarios con discapacidades físicas deben ser supervisado o asistido siempre que utilice este producto.
3. El asiento de inodoro elevado NO DEBE utilizarse Cuando esté sobrecargado, el peso del usuario debe estar centrado. sobre el asiento del inodoro, ni demasiado hacia adelante ni demasiado hacia un lado, ya que la unidad podría volcarse.
4. Este producto está diseñado para usarse con la mayoría Tipos

comunes de inodoros. No se adapta a todos. tipos de inodoro; asegúrese de que la unidad esté Correctamente instalado, encaja correctamente y es estable Antes de usar.

5. Para modelos con apoyabrazos: Los brazos son para el propósito de proporcionar asistencia cuando subir y bajar del asiento. NO intente Utilice los brazos para soportar todo el peso del cuerpo durante transferencia, ya que esto puede provocar una falla de la unidad y riesgo de lesiones .

6. Si tienes un estilo de cómoda que este El producto no encajará correctamente o no se podrá Apretado firmemente como se indicó anteriormente, es Se recomienda suspender su uso.

7. Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y contacte con el servicio de asistencia en caso de duda. Asegúrese de que las patas del producto estén niveladas y bloqueadas antes de usarlo, e interrumpa su uso si presenta signos de desgaste, daños o faltan piezas. No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer su vida útil. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.

8. Tenga cuidado durante el funcionamiento y el montaje. Evite temperaturas extremas y llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un profesional de la salud.

9. Antes de usarlo, confirme con su profesional de la salud que el producto se ajusta a sus necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

INSTRUCTIONS


● **Para instalar los apoyabrazos (Omita este paso para los productos sin apoyabrazos)**

1. Para instalar los brazos, presione los botones pulsadores de latón. e inserte los brazos en los tubos telescópicos en los lados del asiento.

Empuje hacia abajo hasta Los botones se enganchan y bloquean en el asiento del inodoro. Los brazos deben curvarse hacia afuera, lejos del centro. del inodoro y un sonido de “clic”.

2. Repita el proceso para el resto de los agujeros.

3. Para quitar los brazos, presione los botones de latón y tire de los brazos para separarlos del asiento del inodoro.



● **Para instalar el asiento de inodoro elevado**

1. Coloque el asiento elevado sobre el inodoro. Asegúrese de que la parte interior del inserto de anclaje esté colocada dentro de la taza y contra la parte posterior del borde.

2. Apriete la abrazadera de la unidad girando la perilla gris en la parte delantera en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente bloqueada en el inodoro.

NOTA: NO apriete demasiado la perilla. Esto podría romper la abrazadera de plástico.

3. La abrazadera cuadrada en la parte inferior del asiento elevado debe estar orientada hacia el interior del borde frontal del inodoro. Es posible que sea necesario aflojar la abrazadera girando la perilla gris en sentido antihorario para que encaje dentro del inodoro.

4. Tire del asiento elevado para comprobar que esté bien fijado al inodoro. Aplique siempre una presión uniforme alrededor del asiento.

MAINTENANCE

1. SE RECOMIENDA UNA LIMPIEZA REGULAR. UTILICE UN LIMPIADOR O DETERGENTE NO ABRASIVO. ENJUAGUE CON AGUA

TIBIA Y SEQUE. COMPLETAMENTE. LOS PAÑOS ABRASIVOS PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE.

2. POR FAVOR INSPECCIONE REGULARMENTE SU ASIENTO DE INODORO ELEVADO CON BRAZOS Y SUS PIEZAS PARA VER SI HAY CORROSIÓN, ROTURA, COMPRESIÓN O DESGASTE.

Fabricante: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Dirección: Planta 2-3 del Edificio 65, Zhongnan Industry Garden, Carretera

Haitiana n.º 88, Distrito de Gaoming, Foshan, Guangdong, 528500,

CHINA .

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verhoogde toiletzitting

Model: SC7060A,SC7060B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Model: SC7060A,SC7060B



SC7060A



SC7060B

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

SPECIFICATION

Model	Verhoogde hoogte	laden	Aanpassen aan het toilet
SC7060A	5 inch	350 lbs/159 kg	Binnenbreedtebereik: ≥ 200 mm, binnenlengtebereik: ≥ 230 mm
SC7060B	5 inch	300 lbs/136 kg	

NIET GESCHIKT voor toiletten met groeven of hellende vlakken van binnen naar buiten.

Controleer de afmetingen van uw toilet voordat u een verhoogde toiletzitting kiest.



PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	SC706 0A	SC706 0B
1	Verhoogde toiletzitting		1	1
2	Armsteun		0	2
3	Handmatig		1	1

CAUTIONS

1. Zorg er altijd voor dat de stoel goed vastzit en goed vastgezet zijn voordat u het gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de vergrendeling van de zitting zit altijd goed vast, waardoor de van de zitting naar de toiletpot. Lichamelijk beperkte gebruikers moeten: begeleid of bijgestaan wanneer u dit gebruikt product.
3. De verhoogde toiletzitting **MAG NIET** worden gebruikt bij overbelasting. Het gewicht van de gebruiker moet gecentreerd zijn boven de toiletbril, niet te ver naar voren of te ver opzij , aangezien het apparaat dan kan kantelen.
4. Dit product is ontworpen voor gebruik met de meeste Veelvoorkomende soorten toiletten. Het past niet bij iedereen. commode-typen; zorg ervoor

dat het apparaat is correct geïnstalleerd, past goed en is stabiel voor gebruik.

5. Voor modellen met armleuningen: De armen zijn voor het doel om hulp te bieden wanneer op en af de stoel stappen. Probeer NIET om Gebruik de armen om het volledige lichaamsgewicht te ondersteunen tijdens overdracht, aangezien dit kan leiden tot storingen in het apparaat en tot risico op letsel .

6. Als u een stijl van commode heeft die dit product past niet goed of kan niet worden stevig vastgedraaid zoals hierboven vermeld, is het wordt aanbevolen om het gebruik ervan te staken.

7. Controleer regelmatig of de montage veilig is en neem contact op met de klantenservice als u twijfelt. Zorg ervoor dat de poten van het product recht en vergrendeld zijn vóór gebruik en stop het gebruik als er tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen zijn. Demonteer het product niet indien dit niet nodig is, aangezien dit de levensduur van het product in gevaar kan brengen. Wijzig het product niet, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

8. Wees voorzichtig tijdens gebruik en montage. Vermijd extreme temperaturen of open vuur. Stop onmiddellijk met het gebruik als er een allergische reactie optreedt en raadpleeg een arts.

9. Controleer voor gebruik met uw zorgverlener of het product aan uw specifieke behoeften voldoet. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.


INSTRUCTIONS

● **Om de armleuningen te installeren (deze stap overslaan voor producten zonder armleuningen)**

1. Om de armen te installeren, drukt u op de messing drukknoppen en steek de armen in de telescopische buizen aan de zijkanten van de stoel. Duw naar beneden totdat knoppen klikken vast en vergrendelen in de toiletbril. De armen moeten naar buiten buigen, weg van het midden van het toilet. en een "klik" geluid.

2. Herhaal het proces voor de overige gaten.

3. Om de armleningen te verwijderen, drukt u op de messing drukknoppen en trekt u de armleningen van de toiletzitting af.



● Om de verhoogde toiletzitting te installeren

1. Plaats de verhoogde toiletbril op het toilet. Zorg ervoor dat het binnenste gedeelte van het anker van de verhoogde toiletbril in de toiletpot zit en tegen de achterkant van de toiletrand rust.

2. Draai de klem op het apparaat vast door de grijze knop aan de voorkant met de klok mee te draaien totdat deze stevig vastzit op het toilet.

LET OP: Draai de knop NIET te vast. Dit kan ertoe leiden dat de kunststof klem breekt.

3. De vierkante klem aan de onderkant van de verhoogde toiletbril moet naar de binnenkant van de voorrand van het toilet wijzen. Mogelijk moet de klem worden losgemaakt door de grijze knop tegen de klok in te draaien om in het toilet te passen.

4. Trek de verhoogde toiletbril omhoog om te controleren of deze goed vastzit op het toilet. Oefen altijd gelijkmatige druk uit rond de verhoogde toiletbril.

MAINTENANCE

1. REGELMATIGE REINIGING WORDT AANBEVOLEN. GEBRUIK EEN NIET-SCHURENDE REINIGER OF WASMIDDEL. SPOEL AF MET WARM

WATER EN DROOG AF. VOLLEDIG. SCHUURDOEKEN KUNNEN HET
OPPERVLAK BESCHADIGEN.

2. CONTROLEER REGELMATIG UW VERHOOGDE TOILETBRIJL MET
ARMEN EN DE ONDERDELEN OP CORROSIE, BREUK, COMPRESSIE
OF SLIJTAGE.

Fabrikant: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD . Adres:
2-3e verdieping van gebouw 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian
Road, Gaoming District, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINA .

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Podwyższone siedzisko sedesowe

Modele: SC7060A, SC7060B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modele: SC7060A, SC7060B



SC7060A



SC7060B

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Należy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

Model	Podniesiona wysokość	obciążenie	Przystosować się do toalety
SC7060A	5 cali	3 5 0 funtów/159 kg	Zakres szerokości wewnętrznej: \geq 200 mm, zakres długości wewnętrznej: \geq 230 mm
SC7060B	5 cali	300 funtów/136 kg	

NIE NADAJE się do toalet z rowkami lub powierzchniami nachylonymi od wewnątrz na zewnątrz.

Przed wyborem podwyższonego siedziska należy sprawdzić rozmiar swojej toalety.



PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	SC706 0A	SC706 0B
1	Podwyższone siedzisko sedesowe		1	1
2	Podłokietnik		0	2
3	Podręcznik		1	1

CAUTIONS

1. Zawsze upewnij się, że siedzenie jest prawidłowo i Przed użyciem należy je bezpiecznie zablokować.
2. Upewnij się, że blokada siedzenia jest zawsze szczelna, co zapewnia bezpieczeństwo siedziska do muszli klozetowej. Użytkownicy niepełnosprawni fizycznie powinni nadzorowani lub wspomagani podczas korzystania z tego produktu.
3. **NIE WOLNO** używać podwyższonego siedziska sedesowego w przypadku przeciążenia. Ciężar użytkownika powinien być wyśrodkowany nad deską sedesową, nie za bardzo do przodu i nie za bardzo na bok, ponieważ może się przewrócić.

4. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania z większością popularne typy komód. Nie pasują do wszystkich typy komód; upewnij się, że jednostka jest prawidłowo zainstalowany, pasuje prawidłowo i jest stabilny przed użyciem.

5. W przypadku modeli z podłokietnikami: Podłokietniki są przeznaczone do celem zapewnienia pomocy, gdy wsiadanie i wysiadanie z siedzenia. NIE próbuj użyj ramion do podtrzymywania ciężaru całego ciała podczas przeniesienia, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia i ryzyko obrażeń .

6. Jeśli masz styl komody, który to produkt nie będzie pasował prawidłowo lub nie będzie mógł być mocno dokręcone, jak wskazano powyżej, jest Zaleca się zaprzestanie stosowania.

7. Regularnie sprawdzaj stabilność montażu i skontaktuj się z pomocą techniczną w razie wątpliwości. Przed użyciem upewnij się, że nóżki produktu są równe i zablokowane. Przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz oznaki zużycia, uszkodzenia lub brak części. Nie rozmontowuj produktu, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość. Nie modyfikuj produktu, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej.

8. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i montażu. Unikaj ekstremalnych temperatur i otwartego ognia. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

9. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, czy produkt spełnia Państwa indywidualne potrzeby. Poniższe wskazówki nie zastępują porady lekarskiej.

INSTRUCTIONS


● **Aby zamontować podłokietniki (pomiń ten krok w przypadku produktów bez podłokietników)**

1. Aby zamontować ramiona, naciśnij mosiężne przyciski i włóż ramiona do rur teleskopowych po bokach siedziska. Naciśnij w dół, aż przyciski

zatrzasną się i zablokują w desce sedesowej. Ramiona powinny być wygięte na zewnątrz, od środka toalety. i dźwięk „kliknięcia”.

2. Powtórz proces dla pozostałych otworów.

3. Aby zdjąć ramiona, naciśnij mosiężne przyciski i pociągnij ramiona od deski sedesowej.



● **Aby zamontować podwyższone siedzisko sedesowe**

1. Zamontuj podwyższone siedzisko sedesowe na muszli klozetowej.

Upewnij się, że wewnętrzna część wkładki mocującej podwyższonego siedziska sedesowego znajduje się w muszli klozetowej i przylega do tylnej krawędzi muszli.

2. Dokręć zacisk na urządzeniu, przekręcając szare pokrętło z przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu, gdy zostanie ono pewnie zablokowane na toalecie.

UWAGA: NIE dokręcaj pokrętła zbyt mocno. Może to spowodować pęknięcie plastikowego zacisku.

3. Kwadratowy zacisk na spodzie podwyższonej deski sedesowej powinien być skierowany w stronę wewnętrznej strony przedniej krawędzi toalety. Zacisk może wymagać poluzowania, obracając szare pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmieścić się w toalecie.

4. Podnieś podwyższone siedzisko sedesowe, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zamocowane na sedesie. Zawsze wywieraj równomierny nacisk wokół podwyższonego siedziska sedesowego.

MAINTENANCE

1. ZALECA SIĘ REGULARNE CZYSZCZENIE. UŻYWAĆ NIEŚCIERNEGO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO LUB DETERGENTU. SPŁUKAĆ CIEPŁĄ WODĄ I WYSUSZYĆ. CAŁKOWICIE. TKANINY ŚCIERNE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ.
2. PROSIMY REGULARNIE SPRAWDZAĆ PODWYŻSZONĄ DESKĘ TOALETOWĄ Z PODŁOKIETNIKAMI I JEJ CZĘŚCI POD KĄTEM KOROZJI, PEKNIĘCIA, ŚCISKANIA LUB ZUŻYCIA.

Producent: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .

Adres: 2-3 piętro budynku nr 65, Zhongnan Industry Garden, No.88 Haitian Road, dzielnica Gaoming, Foshan City, Guangdong, 528500, CHINY .

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Upphöjd toalettsits

Modell: SC7060A, SC7060B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Raised Toilet Seat

Modell: SC7060A, SC7060B



SC7060A



SC7060B

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten, den bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.


SPECIFICATION

Modell	Höjd höjd	ladda	Anpassa till toaletten
SC7060A	5 tum	159 kg	Inre bredd: \geq 200 mm, inre längd: \geq 230 mm
SC7060B	5 tum	136 kg	

EJ LÄMPLIG för toaletter med spår eller lutande ytor inifrån och ut.
Kontrollera storleken på din toalett innan du väljer en upphöjd toaletsits.



PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	SC706 0A	SC706 0B
1	Upphöjd toalettsits		1	1
2	Armstöd		0	2
3	Manuell		1	1

CAUTIONS

1. Se alltid till att sätet är korrekt och ordentligt låst på plats före användning.
2. Se till att låsningen av sätet är tätt hela tiden, vilket säkrar sitsen till toalettstolen. Fysiskt funktionshindrade användare bör övervakad eller assisterad närhelst detta används produkt.
3. Den upphöjda toalettsitsen **FÅR INTE** användas vid överbelastning. Användarens vikt ska vara centrerad över toalettsitsen, inte för framåt eller för långt åt sidan , eftersom enheten kan välta.
4. Denna produkt är utformad för användning med de flesta vanliga typer av toaletter. Det passar inte alla toaletttyper; se till att enheten är korrekt installerad, passar ordentligt och är stabil före användning.
5. För modeller med armstöd: Armstöden är avsedda för syftet att ge hjälp när att ta sig på och av sätet. **FÖRSÖK INTE** att använd armarna för att

stödja hela kroppsvikten under överföring, eftersom detta kan leda till att enheten slutar fungera och risk för skador .

6. Om du har en toalettstil som den här produkten passar inte ordentligt, eller kan inte ordentligt åtdragen enligt ovanstående, är den rekommenderas att du slutar använda det.

7. Kontrollera regelbundet att produkten är ordentligt monterad och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns tecken på slitage, skador eller saknade delar. Demontera inte om det inte är nödvändigt, eftersom det kan försämra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om inte annat anges i manualen.

8. Var försiktig vid användning och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppen låga. Om en allergisk reaktion uppstår, avbryt användningen omedelbart och kontakta sjukvårdspersonal.

9. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller dina specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.


INSTRUCTIONS

● **För att montera armstöden (Upphör detta steg för produkter utan armstöd)**

1. För att montera armarna, tryck ner mässingstryckknapparna och för in armarna i teleskoprören på sidorna av sätet. Tryck ner tills Knapparna klickar och låses fast i toalettsitsen. Armarna ska böjas utåt, bort från mitten. av toaletten. och ett "klick"-ljud.

2. Upprepa processen för resten av hålen.

3. För att ta bort armarna, tryck ner mässingsknapparna och dra bort armarna från toalettsitsen.



● För att installera den upphöjda toalettsitsen

1. Placera den upphöjda toalettsitsen på toaletten. Se till att den inre delen av förankringsinsatsen på den upphöjda toalettsitsen placeras inuti toalettstolen och ligger an mot toalett kantens baksida.
2. Dra åt klämman på enheten genom att vrida den grå vredet framtill medurs tills den är ordentligt låst på toaletten.
OBS: Dra INTE åt vredet för hårt. Det kan leda till att plastklämman går sönder.
3. Den fyrkantiga klämman på undersidan av den upphöjda toalettsitsen ska vara vänd mot insidan av toalettens främre kant. Klämman kan behöva lossas genom att vrida den grå knoppen moturs för att passa inuti toaletten.
4. Dra upp den upphöjda toalettsitsen för att se till att den är ordentligt låst på toaletten. Tryck alltid jämnt runt den upphöjda toalettsitsen.

MAINTENANCE

1. REGELBUNDEN RENGÖRING REKOMMENDERAS, ANVÄND ETT ICKE-SLIPANDE RENGÖRINGS- ELLER TVÄTTMEDEL. SKÖLJ MED VARMT VATTEN OCH TORKA. HELT. SKIDDUGAR KAN SKADA YTAN.
2. INSPEKTERA REGELBUNDET DIN UPPHÖJDA TOALETTSITS MED ARMARNA OCH DESS DELAR FÖR EVENTUELLA KORROSIONER,

BROTT, KOMPRESSIONER ELLER SLITAGE.

Tillverkare: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO ., LTD .
Adress: 2-3 våningen i byggnad 65, Zhongnan Industry Garden, No.88
Haitian Road, Gaoming-distriktet, Foshan City, Guangdong, 528500,
KINA .

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

