

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BATH CHAIR



We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Part List


Mainframe  ① x 1		 ② x 1	Seat board  ③ x 1	Backrest board  ④ x 1	
Armrest tube  ⑤ x 2	Backrest tube  ⑥ x 2	Foot tube  ⑦ x 4	Washer  ⑧ x 9	Short bolt  ⑨ x 5	Long bolt  ⑩ x 4





Install the mainframe①② with the armrest tube⑤ till the marble is secured



Install the mainframe with the seat board② and secure it with the short bolt⑨ and washer⑧



install the backrest tube⑥ with the mainframe and secure it with the long bolt⑩ and washer⑧



install the foot tube⑦ with the mainframe①② till the marble is secured and adjust the same height desired .



install the backrest board④ with the backrest tube⑥ and secure it with the short bolt⑨ and washer⑧



SUBSEQUENT CONSULTATION: READ CAREFULLY

Warning:

- *Put the chair stably on a flat floor.
- *Stay away from open flames.
- *Building the chairs in good condition.
- *Avoid the overload at the chair.

Precautions before assembly:

- *Prepare a clean and dry mounting area.
- *Verify that the product is not damaged.
- *Check that none of the pieces are missing.

Maintenance:

- *Clean with a soft fabric.
- *Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- *Check the seating regularly.


Storage conditions:

- *The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.

The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation.

Weight limited



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHAISE DE BAIN



Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support


Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Liste des pièces



Unité centrale		Planche de siège	Planche de dossier
			
x 1		x 1	x 1
Tube d'accoudoir	Tube de dossier	Tube de pied	Rondelle
			
x2	x2	x 4	x9
Boulon court		Boulon long	
			
x 5		x 4	




Installez le châssis principal avec le tube d'accoudoir jusqu'à ce que le marbre soit fixé



installez le tube de dossier avec le châssis principal et fixez-le avec le boulon long et la rondelle




Installez le châssis principal avec le panneau de siège et fixez-le avec le boulon court et la rondelle



installez le tube de pied avec le cadre principal jusqu'à ce que le marbre soit sécurisé et ajustez la même hauteur souhaitée.



installez la planche de dossier avec le tube du dossier et fixez-la avec le boulon court et la rondelle



CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

- Avertissement :
- *Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
 - *Restez à l'écart des flammes nues.
 - *Construire les chaises en bon état.
 - *Évitez la surcharge à la chaise.

- Précautions avant montage :
- *Préparez une zone de montage propre et sèche.
 - *Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
 - *Vérifiez qu'aucune pièce ne manque.


- Entretien:
- *Nettoyer avec un tissu doux.
 - *Enlever régulièrement les feuilles et/ou l'eau collectée sur la toile.
 - *Vérifiez régulièrement les sièges.

- Conditions de stockage:
- *Le tissu doit être stocké complètement sec, dans un endroit propre et sec pour éviter les risques de moisissures.

Attention aux risques de pincement ou de coupure lors du montage.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une mauvaise installation.

Poids limité



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support
Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie www.vevor.com/support

BADESTUHL



Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Zertifikat für technischen Support und E-Garantie**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Stückliste



Großrechner  ÿ x 1 ÿ x 1	Sitzbrett  ÿ x 1	Rückenlehnenbrett  ÿ x 1		
Armlehnenrohr  ÿ x 2	Rückenlehnenrohr  ÿ x 2	Unterlegscheibe für Fußrohr  ÿ x 4	 ÿ x 9	Kurzer Bolzen. Langer Bolzen  ÿ x 5  ÿ x 4




Installieren Sie den Hauptrahmen mit dem Armlehnenrohr, bis die Murren befestigt ist



Montieren Sie das Rückenlehnenrohr am Hauptrahmen und befestigen Sie es mit der langen Schraube und der Unterlegscheibe



Montieren Sie den Hauptrahmen mit dem Sitzbrett und befestigen Sie es mit der kurzen Schraube und der Unterlegscheibe



Installieren Sie das Fußrohr mit dem Hauptrahmen, bis die Murren befestigt ist, und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.



Montieren Sie das Rückenlehnenbrett mit dem Rückenlehnenrohr und befestigen Sie es mit der kurzen Schraube und der Unterlegscheibe



NACHSTEHENDE BERATUNG: SORGFÄLTIG LESEN

Warnung:

- *Stellen Sie den Stuhl stabil auf einen ebenen Boden.
- *Halten Sie sich von offenen Flammen fern.
- *Die Stühle sind in gutem Zustand.
- *Vermeiden Sie eine Überlastung des Stuhls.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

- *Bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- *Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- *Überprüfen Sie, dass keines der Teile fehlt.

Wartung:

- *Mit einem weichen Tuch reinigen.
- *Entfernen Sie regelmäßig Blätter und/oder Wasser, die sich auf der Leinwand angesammelt haben.
- *Überprüfen Sie regelmäßig den Sitzplatz.


Lagerbedingungen:

- *Der Stoff sollte vollständig trocken, an einem sauberen und trockenen Ort gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden aufgrund einer fehlerhaften Installation ab.

Gewichtsbegrenzt



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SEDIA DA BAGNO



Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Elenco delle parti





Installa il mainframe con il tubo del bracciolo
finché la biglia non è fissata





Nota: la direzione del tubo



Installa il telaio principale con il pannello del sedile
e fissalo con il bullone corto e la rondella



installa il tubo dello schienale con il telaio principale
e fissalo con il bullone lungo e la rondella



installare il tubo del piede con il telaio principale
finché la biglia non è fissata e regolare la
stessa altezza desiderata.



installare il pannello dello schienale con il tubo
dello schienale e fissarlo con il bullone corto e la
rondella



CONSULTAZIONE SUCCESSIVA: LEGGERE ATTENTAMENTE

Avvertenza:

- *Posizionare stabilmente la sedia su un pavimento piano.
- *Stare lontano dalle fiamme libere.
- *Struttura delle sedie in buone condizioni.
- *Evitare il sovraccarico della sedia.

Precauzioni prima del montaggio:

- *Preparare un'area di montaggio pulita e asciutta.
- *Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- *Verifica che non manchi nessun pezzo.

Manutenzione:

- *Pulire con un tessuto morbido.
- *Rimuovere regolarmente foglie e/o acqua raccolta sulla tela.
- *Controlla regolarmente i posti a sedere.


Condizioni di archiviazione:

- *Il tessuto deve essere conservato completamente asciutto, in un luogo pulito e asciutto per evitare rischi di muffa.

Attenzione ai rischi di pizzicamento o taglio durante il montaggio.

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti ad una cattiva installazione.

Peso limitato



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support
Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SILLA DE BAÑO



Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Lista de


Marco principal		tablero del asiento	Tablero de respaldo		
					
x1		x1	x1		
Tubo del reposabrazos	tubo de respaldo	Lavadora del tubo del pie		Perno corto	Perno largo
					
x2	x2	x4		x 5	x 4
		x9			





Instale la estructura principal con el tubo del reposabrazos hasta que el mármol esté asegurado.



Instale el bastidor principal con la tabla del asiento y asegúrelo con el perno corto y la arandela



Instale el tubo del respaldo con el marco principal y asegúrelo con el perno largo y la arandela



Instale el tubo del pie con el marco principal hasta que el mármol esté asegurado y ajuste la misma altura deseada.



Instale la tabla del respaldo con el tubo del respaldo y asegúrelo con el perno corto y la arandela



CONSULTA POSTERIOR: LEER ATENTAMENTE

Advertencia:

- *Coloque la silla de manera estable sobre un piso plano.
- *Manténgase alejado de las llamas abiertas.
- *Construcción de las sillas en buen estado.
- *Evitar la sobrecarga en la silla.

Precauciones antes del montaje:

- *Prepare un área de montaje limpia y seca.
- *Verificar que el producto no esté dañado.
- *Comprueba que no falta ninguna pieza.

Mantenimiento:

- *Limpiar con un paño suave.
- *Retirar periódicamente las hojas y/o agua acumulada en la lona.
- *Revisa los asientos periódicamente.

Condiciones de almacenaje:

- *La tela debe guardarse completamente seca, en un lugar limpio y seco para evitar riesgos de moho.

Precaución con los riesgos de pellizcos o cortes durante el montaje.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños debidos a una mala instalación.

Peso limitado



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support
Hecho en china

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

WÓZEK DO WOŻENIA CHOREGO



Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś.
Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Lista części


Główna rama		Deska do siedzenia	Deska oparcia
			
x1	x 1	x1	x 1
Rurka podłokietnika	Rura oparcia	Podkładka rury podnóżka	Krótką śrubą Długa śruba
			
x 2	x 2	x4	x 5 x 4





Zamontuj ramę główną z rurką podłokietnika, aż marmur zostanie zabezpieczony



Zamontuj ramę główną z deską siedziska i zabezpiecz ją krótką śrubą i podkładką



zamontuj rurę oparcia z ramą główną i zabezpiecz ją długą śrubą i podkładką



zamontuj rurę podnóżka z ramą główną, aż marmur zostanie zamocowany i wyreguluj żądaną wysokość.



zamontuj płytę oparcia z rurą oparcia i zabezpiecz ją krótką śrubą i podkładką



DALSZA KONSULTACJA: PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Ostrzeżenie:

- *Postaw krzesło stabilnie na płaskiej podłodze.
- *Trzymaj się z dala od otwartego ognia.
- *Budowanie krzesła w dobrym stanie.
- *Unikaj przeciążenia na krześle.

Środki ostrożności przed montażem:

- *Przygotuj czyste i suche miejsce do montażu.
- *Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony.
- *Sprawdź, czy nie brakuje żadnego elementu.

Konserwacja:

- *Czyścić miękką tkaniną.
- *Regularnie usuwaj liście i/lub wodę zebraną na płótnie.
- *Regularnie sprawdzaj siedzenia.


Warunki przechowywania:

- *Tkaninę należy przechowywać całkowicie suchą, w czystym i suchym miejscu, aby uniknąć ryzyka pleśni.

Zachowaj ostrożność ze względu na ryzyko zakleszczenia lub skaleczenia podczas montażu.

Producent uchylił się od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń spowodowanych złą instalacją.

Waga ograniczona



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BAD STOEL



We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken, door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support


Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Onderdelen lijst



Mainframe  ÿ x 1	Zitbord  ÿ x 1	Rugleuning bord  ÿ x 1		
Armleuning buis  ÿ x 2	Rugleuning buis  ÿx2	Voetbuis Sluitring  ÿx4	 ÿ x 9	Korte bout Lange bout  ÿ x 5  ÿ x 4




Installeer het hoofdframe met de armleuningbuis totdat het marmer vastzit



Monteer de rugleuningbuis met het hoofdframe en zet deze vast met de lange bout en sluitring




Installeer het hoofdframe met de stoelplank en zet het vast met de korte bout en ring



installeer de voetbuis met het hoofdframe totdat het marmer vastzit en stel dezelfde gewenste hoogte in.



installeer de rugleuningplank met de rugleuningbuis en zet deze vast met de korte bout en sluitring



VOLGENDE OVERLEG: LEES ZORGVULDIG

Waarschuwing: *Zet de stoel stabiel op een vlakke vloer, niet op de buurt van open vuur.
*De stoelen in goede staat opbouwen. *Vermijd de overbelasting van de stoel.

Voorzorgsmaatregelen vóór montage:

- * Zorg voor een schoon en droog montagegebied.
- *Controleer of het product niet beschadigd is.
- *Controleer of er geen stukken ontbreken.

Onderhoud:

- *Reinigen met een zachte stof.
- *Verwijder regelmatig bladeren en/of water dat zich op het canvas heeft verzameld.
- *Controleer de zitplaatsen regelmatig.


Opslag condities:

- *De stof moet volledig droog worden bewaard, op een schone en droge plaats om het risico op schimmel te voorkomen.

Wees voorzichtig met het risico van beknelling of snijwonden tijdens de montage

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade als gevolg van een slechte installatie.

Gewicht beperkt



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support
Gemaakt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BADSTOL



Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Teknisk support och e-garanticertifikat**
www.vevor.com/support


Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Dellista


Stordator  ÿ x 1	Sittbräda  ÿ x 1	Ryggstödsbräda  ÿ x 1		
Armstödsrör  ÿ x 2	Ryggstödsrör  ÿ x 2	Fotrörsbricka  ÿ x 4	 ÿ x 9	Kort bult Lång bult  ÿ x 5 ÿ x 4





Installera huvudramen med armstödsröret tills marmorn sitter fast



Installera huvudramen med sittbrädan och fäst den med den korta bulten och brickan




installera ryggstödsröret med huvudramen och fäst det med den långa bulten och brickan



installera fotröret med huvudramen tills marmorn sitter fast och justera önskad höjd .



installera ryggstödsbrädet med ryggstödsröret och fäst det med den korta bulten och brickan



EFTERFÖLJANDE SAMRÅD: LÄS NOGGRANT

Varning:

- *Sätt stolen stabilt på ett plant golv.
- *Håll dig borta från öppna lågor.
- *Att bygga stolarna i gott skick.
- *Undvik överbelastning av stolen.

Försiktighetsåtgärder före montering:

- *Förbered ett rent och torrt monteringsområde.
- *Verifiera att produkten inte är skadad.
- *Kontrollera att ingen av bitarna saknas.

Underhåll:

- *Rengör med ett mjukt tyg.
- *Ta bort löv och/eller vatten som samlats på duken regelbundet.
- *Kontrollera sittplatserna regelbundet.

Förvaringsförhållanden:

- *Tyget ska förvaras helt torrt, på en ren och torr plats för att undvika risker för mögel.

Var försiktig med risker för klämnings- eller skärsår vid montering.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar vid skador på grund av dålig installation.

Vikt begränsad



VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support
Tillverkad i Kina