

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **ROLLING WALKER**

**MODEL:FBL427113**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODEL: FBL427113



*The product color is for reference only and is mainly promoted on the website*

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# INSTRUCTIONS

## **Preface**

First of all, let us express our heartfelt thanks to our customers who have purchased our equipment. This manual is for customer service to make better use of this equipment. We hope the company's products and services to bring you the canal courtesy.

## **Pay attention**

This product must be used in strict accordance with the use method of this manual, misuse of any other methods caused by misuse. The Company does not give any guarantee of any kind, including (but not limited to) the marketability offered to the Company for a particular purpose. Implied warranties with fitness.

The company accepts no liability. The Company shall not be liable for any errors contained in this material, or for any accidental or consequential damages resulting from the provision, actual performance or use of this manual.

This manual contains proprietary information protected by patent law. All rights reserved. Without the written consent of the Company, this manual is not allowed to be photocopied, copied, or translated any part into another language.

The content contained in the manual may be changed without the user's notice.

## **Manufacturer's liability**

The Company shall be held responsible for the safety and reliability of the performance of the equipment only if the assembly operation, returning, improvement and maintenance are carried out by personnel approved by the Company, the electrical equipment concerned conforms to national standards, and the equipment is used in accordance with the operating instructions.

## **Guarantee**

Manufacturing process and raw materials: The Company guarantees that the Equipment (except parts) are in regular use and repair condition, free of

manufacturing process and raw materials faults for one year from the date of shipment. None of our inspections is perfect.

## **PRECAUTIONS**

### **Precautions for use**

#### **Warning:**

1. If the equipment feels loose, falls or is damaged, please contact the company in time;
2. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- 3.Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.
- 4.During normal use, please use with the accompaniment of family or friends.
- 5.Reasonably use according to one's own situation, and do not overuse when the body is not in a timely manner.
- 6.BEFORE USE, PLEASE CONFIRM WHETHER THE COMPONENTS ARE COMPLETE, WHETHER THE BRAKE IS SENSITIVE, AND ASSEMBLE THE ENTIRE PRODUCT IN STRICT ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS.
- 7.CLEANING PRODUCTS NEED TO BE WASHED WITH WATER AND DRY IN TIME. IF THE SURFACE COATING OF THE PRODUCT HAS SCRATCHES AND FALLS OFF, REPAIR MATERIALS NEED TO BE USED IN TIME TO ACHIEVE THE BEST ANTI-RUST EFFECT.
- 8.PLEASE ENSURE THAT THE REAR WHEEL OF THE PRODUCT IS LOCKED TO AVOID SLIDING WHEN THE USER STAYS IN THE SLOPING ENVIRONMENT.
- 9.PLEASE ENSURE THAT THE FOLDING MECHANISM OF THE SEAT PLATE IS LOCKED WHEN USING THIS PRODUCT.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## PRODUCT PARAMETERS

Product Name	Rolling Walker
model	FBL427113
colour	Blue/Black/Red
Wheel size	Front 8in/Back 10in
Load bearing capacity/lb	300

## INSTALLATION STEPS



1.As shown in the figure: Place the front wheel into the main frame pipe bend, align it with the hole position, and lock it with screws and knobs.



2. As shown in the figure: Install the front wheel on the other side as shown above.



3. As shown in the figure: Place the rear wheel into the straight tube of the main frame, align it with the hole and push it inward until the marble pops out.



4. As shown in the figure: Install the front wheel on the other side as shown above.



5. As shown in the figure: Unfold the main frame and press the two sides of the seat plate by hand to make the hook catch the round pin. When retracting, pull the seat plate webbing up by hand to complete the retraction process.



6. As shown in the figure: Install the left and right armrest tubes into the

main frame tube until the marble pops out.



7. As shown in the figure: Install the right foot pedal assembly into the pin on the right side of the main frame, rotate it to the left to fix the foot pedal assembly.



8. As shown in the figure: Install the left foot pedal assembly into the pin on the right side of the main frame, rotate it to the right to fix the foot pedal assembly.





9. As shown in the figure: Install the crutch holder into the crutch holder.



10. Assembly completed rendering.

## **About this item**

1. **Stable & Not Easy to Tip Over:** 8" front rear wheels, 360° swivel front wheels for easy maneuvering, sturdy enough for indoor and outdoor smooth ride.
2. **Convenient to Go Outside:** Zippered carrying pouch, keep all your important items instantly within reach, free your hands to fully enjoy your life.
3. **Nice Service:** 100% tested before leaving the factory and 24-hour friendly email customer service.
4. This product comes with self braking and auxiliary seat cushion functions. When the operator needs to rest, they can turn on the self braking and sit on the seat cushion to rest.
5. There is a portable storage bag under the product cushion, which is convenient for storing some miscellaneous items and purchasing some daily necessities for storage.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **TOCZĄCY SIĘ CHODZIK**

**MODEL: FBL427113**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODEL: FBL427113



*Kolor produktu ma wyłącznie charakter poglądowy i jest promowany głównie na stronie internetowej*

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## INSTRUCTIONS

### **Przedmowa**

Przede wszystkim chcielibyśmy wyrazić nasze serdeczne podziękowania naszym klientom, którzy kupili nasz sprzęt . Niniejsza instrukcja ma na celu poprawę obsługi klienta Napisane przy użyciu tego sprzętu . Mamy nadzieję, że produkty i usługi firmy umożliwią Państwu skorzystanie z kanału.

### **Zwróć uwagę**

Ten produkt musi być używany ściśle według metody użycia opisanej w tej instrukcji, niewłaściwego użycia wszelkie inne metody spowodowane niewłaściwym użyciem Firma nie udziela żadnej gwarancji, w tym (ale nie wyłącznie) zbywalności oferowanej Spółce w określonym celu Dorozumiane gwarancje dotyczące sprawności.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym materiale ani za jakiegokolwiek przypadkowe lub wtórne szkody powstałe na skutek dostarczenia, faktycznego wykonania lub zastosowanie ten podręcznik. Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone, chronione prawem patentowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Firmy zabrania się kopiowania, kopiowania lub tłumaczenia jakiegokolwiek części tej instrukcji na inny język.

Treść zawarta w instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia użytkownika.

### **Odpowiedzialność producenta**

Spółka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i niezawodność działania sprzętu tylko wtedy, gdy operacja montażu, zwrot , ulepszenia i konserwacja są przeprowadzane przez personel zatwierdzony przez Firmę, dany sprzęt elektryczny jest zgodny z normami krajowymi , a sprzęt jest używany zgodnie z instrukcją obsługi.

### **Gwarancja**

Proces produkcyjny i surowce: Firma gwarantuje, że Sprzęt (z wyjątkiem części) jest w stanie normalnego użytkowania i naprawy, jest wolny od

procesu produkcyjnego i surowy wad materiałowych przez okres jednego roku od daty wysyłki. Żadna z naszych inspekcji nie jest doskonała.

## **PRECAUTIONS**

### **Środki ostrożności dotyczące stosowania**

#### **Ostrzeżenie:**

1. Jeśli sprzęt poluzuje się, spadnie lub ulegnie uszkodzeniu, prosimy o niezwłoczny kontakt z firmą;
2. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagrazone lub ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
3. Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi, ponieważ rozproszenie uwagi spowoduje utratę kontroli.
4. Podczas normalnego użytkowania używaj w towarzystwie rodziny lub przyjaciół.
5. Używaj rozsądnie, stosownie do własnej sytuacji i nie nadużywaj, gdy organizm nie jest w odpowiednim czasie.
6. PRZED UŻYCIEM PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY ELEMENTY SĄ KOMPLETNE, CZY HAMULEC JEST CZUŁY ORAZ ZMONTOWAĆ CAŁY PRODUKT ŚCIŚLE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
7. ŚRODKI CZYSZCZĄCE NALEŻY MYĆ WODĄ I CZASU SUSZEĆ. JEŻELI POWŁOKA POWIERZCHNIOWA PRODUKTU POSIADA ZARYSOWANIA I ODPADNIE, NALEŻY WCZEŚNIEJ UŻYĆ MATERIAŁÓW NAPRAWCZYCH, ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZY EFEKT ANTYKOROZJI.
8. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TYLNE KOŁA PRODUKTU JEST ZABLOKOWANE, ABY UNIKNĄĆ ślizgania się, gdy użytkownik przebywa na pochyłym terenie.
9. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MECHANIZM SKŁADANIA PŁYTY SIEDZISKA JEST ZABLOKOWANY PODCZAS KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU.

## **ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE**



## PRODUCT PARAMETERS

Nazwa produktu	Toczący się chodzik
Model	FBL427113
kolor	Niebieski / Czarny / Czerwony
Rozmiar koła	Przód 8 cali/tył 10 cali
Nośność/funt	300

## INSTALLATION STEPS



1. Jak pokazano na rysunku: Umieść przednie koło w kolanie ramy głównej, wyrównaj je z pozycją otworu i zablokuj za pomocą śrub i pokręteł.



2. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj przednie koło po drugiej stronie, jak pokazano powyżej .



3. Jak pokazano na rysunku: Umieść tylne koło w prostej rurze ramy głównej, wyrównaj je z otworem i wciśnij do wewnątrz, aż kulka wyskoczy.



4. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj przednie koło po drugiej stronie, jak pokazano powyżej.



5. Jak pokazano na rysunku: Rozłóż ramę główną i naciśnij ręcznie obie strony płyty siedziska, aby hak zaczepił się o okrągły sworzeń. Podczas zwijania pociągnij ręcznie taśmę siedziska do góry, aby zakończyć proces zwijania.



6. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj lewą i prawą rurkę podłokietnika w rurze ramy głównej, aż marmurek wyskoczy.



7. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj zespół prawego pedału w sworzniu po prawej stronie ramy głównej, obróć go w lewo, aby zamocować zespół pedału.



8. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj zespół lewego pedału w sworzniu po prawej stronie ramy głównej, obróć go w prawo, aby zamocować zespół pedału .



9. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj uchwyt kuli w uchwycie kuli.



10. Montaż zakończył renderowanie.

### **O tym przedmiocie**

1. Stabilny i nietławy do przewrócenia: 8 -calowe przednie tylne koła, przednie koła obrotowe o 360° ułatwiające manewrowanie, wystarczająco mocne, aby zapewnić płynną jazdę w pomieszczeniach i na zewnątrz.
2. Wygodny do wyjścia na zewnątrz: zapinana na zamek torba do przenoszenia, przechowuj wszystkie ważne przedmioty w zasięgu ręki, uwolnij ręce, aby w pełni cieszyć się życiem.
3. Miła obsługa: 100% testów przed opuszczeniem fabryki i całodobowa przyjazna obsługa klienta e-mailem.
4. Ten produkt jest wyposażony w funkcję samohamowania i dodatkową poduszkę siedziska. Gdy operator potrzebuje odpoczynku, może włączyć

funkcję automatycznego hamowania i usiąść na poduszce siedzenia, aby odpocząć.

**5.** Pod poduszką produktu znajduje się przenośna torba do przechowywania, która jest wygodna do przechowywania różnych przedmiotów i zakupu artykułów codziennego użytku do przechowywania .

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

**Import do AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Import do USA:** Sanven Technology Ltd.

Apartament 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **ROLLENDER WALKER**

**MODELL: FBL427113**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODELL: FBL427113



*Die Produktfarbe dient nur als Referenz und wird hauptsächlich auf der Website beworben*

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# INSTRUCTIONS

## **Vorwort**

Lassen Sie uns zunächst unseren Kunden, die unsere Geräte gekauft haben, unseren herzlichen Dank aussprechen. Dieses Handbuch dient der Verbesserung des Kundendienstes Geschrieben mit dieser Ausrüstung. Wir hoffen, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens Ihnen den Kanal mit freundlicher Genehmigung bringen.

## **Passt auf**

Dieses Produkt muss in strikter Übereinstimmung mit der Verwendungsmethode dieses Handbuchs verwendet werden alle anderen Methoden, die durch Missbrauch verursacht wurden Das Unternehmen übernimmt keine Garantie jeglicher Art, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der dem Unternehmen angebotenen Marktfähigkeit für einen bestimmten Zweck Stillschweigende Garantien mit Eignung. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung. Das Unternehmen haftet nicht für in diesem Material enthaltene Fehler oder für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Bereitstellung, der tatsächlichen Leistung oder ergeben Gebrauch von dieses Handbuch.

Dieses Handbuch enthält proprietäre Informationen, die durch das Patentrecht geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die schriftliche Zustimmung des Unternehmens ist es nicht gestattet, dieses Handbuch zu fotokopieren, zu kopieren oder in Teilen in eine andere Sprache zu übersetzen.

Der Inhalt des Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung des Benutzers geändert werden.

## **Haftung des Herstellers**

Das Unternehmen haftet nur dann für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Leistung der Geräte , wenn der Montagevorgang, die Rücksendung , Verbesserung und Wartung werden von vom Unternehmen zugelassenem Personal durchgeführt, die betreffenden elektrischen Geräte entsprechen den nationalen Normen und die Geräte werden gemäß der Bedienungsanleitung verwendet .

## **Garantie**

Herstellungsprozess und Rohstoffe: Das Unternehmen garantiert, dass sich die Geräte (mit Ausnahme von Teilen) in einem ordnungsgemäßen Gebrauchs- und Reparaturzustand befinden, frei von Herstellungsprozessen und roh sind Materialmängel für ein Jahr ab Versanddatum. Keine unserer Inspektionen ist perfekt.

## **PRECAUTIONS**

### **Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch**

#### **Warnung:**

1. Sollte sich das Gerät locker anfühlen, herunterfallen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an das Unternehmen.
2. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche sind die Gefahr von Unfällen.
3. Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs fern, da Ablenkungen dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
4. Bei normalem Gebrauch bitte in Begleitung von Familie oder Freunden verwenden.
5. Je nach eigener Situation angemessen verwenden und nicht überbeanspruchen, wenn der Körper nicht rechtzeitig versorgt wird.
6. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Komponenten vollständig sind, ob die Bremse empfindlich ist, und bauen Sie das gesamte Produkt streng nach den Anweisungen zusammen.
7. REINIGUNGSPRODUKTE MÜSSEN MIT WASSER GEWASCHEN UND RECHTZEITIG TROCKNEN. WENN DIE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG DES PRODUKTS Kratzer aufweist und abfällt, müssen rechtzeitig Reparaturmaterialien verwendet werden, um die beste Rostschutzwirkung zu erzielen.
8. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DAS HINTERRAD DES PRODUKTS gesperrt ist, um ein Verrutschen zu vermeiden, wenn sich der Benutzer in einer abschüssigen Umgebung aufhält.
9. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DER KLAPPMECHANISMUS DER SITZPLATTE BEI DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS VERRIEGELT IST.

# ANLEITUNG AUFBEWAHREN

## PRODUCT PARAMETERS

Produktname	Rollender Walker
Modell	FBL427113
Farbe	Blau / Schwarz/Rot
Radgröße	Vorne 8 Zoll/Hinten 10 Zoll
Tragfähigkeit/Pfund	300

## INSTALLATION STEPS



1. Wie in der Abbildung gezeigt: Setzen Sie das Vorderrad in den Rohrbogen des Hauptrahmens ein, richten Sie es an der Lochposition aus und befestigen Sie es mit Schrauben und Knöpfen.



2. Wie in der Abbildung gezeigt: Montieren Sie das Vorderrad auf der anderen Seite, wie oben gezeigt .



3. Wie in der Abbildung gezeigt: Setzen Sie das Hinterrad in das gerade Rohr des Hauptrahmens ein, richten Sie es am Loch aus und drücken Sie es nach innen, bis die Kugel herauspringt.



4. Wie in der Abbildung gezeigt: Montieren Sie das Vorderrad auf der anderen Seite, wie oben gezeigt.



5. Wie in der Abbildung gezeigt: Klappen Sie den Haupttrahmen auf und drücken Sie mit der Hand auf die beiden Seiten der Sitzplatte, damit der Haken den runden Stift erfasst. Ziehen Sie beim Einfahren das Gurtband der Sitzplatte von Hand nach oben, um den Einfahrvorgang abzuschließen.





6. Wie in der Abbildung gezeigt: Installieren Sie die linken und rechten Armlehnenrohre im Haupttrahmenrohr, bis die Kugel herauspringt.



7. Wie in der Abbildung gezeigt: Setzen Sie die rechte Fußpedalbaugruppe in den Stift auf der rechten Seite des Hauptrahmens ein und drehen Sie ihn nach links, um die Fußpedalbaugruppe zu fixieren.



8. Wie in der Abbildung gezeigt: Setzen Sie die linke Fußpedalbaugruppe in den Stift auf der rechten Seite des Hauptrahmens ein und drehen Sie ihn nach rechts, um die Fußpedalbaugruppe zu befestigen .



9. Wie in der Abbildung gezeigt: Installieren Sie den Krückenhalter im Krückenhalter.



10. Montage abgeschlossen Rendering.

## **Über diesen Artikel**

1. Stabil und nicht leicht umzukippen: 8 -Zoll-Vorder- und Hinterräder, um 360° drehbare Vorderräder für einfaches Manövrieren, robust genug für eine reibungslose Fahrt im Innen- und Außenbereich.
2. Praktisch für draußen: Tragetasche mit Reißverschluss, damit Sie alle wichtigen Gegenstände sofort griffbereit haben und Ihre Hände frei haben, damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können.
3. Guter Service: 100 % getestet vor Verlassen des Werks und 24-Stunden-freundlicher E-Mail-Kundendienst.
4. Dieses Produkt verfügt über Selbstbrems- und zusätzliche Sitzkissenfunktionen. Wenn der Bediener eine Pause braucht, kann er die Selbstbremsung einschalten und sich zum Ausruhen auf das Sitzkissen setzen.
5. Unter dem Produktkissen befindet sich eine tragbare Aufbewahrungstasche, in der Sie verschiedene Gegenstände aufbewahren und einige Dinge des täglichen Bedarfs zur Aufbewahrung einkaufen können .



**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support- und E-Garantiezertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **MARCHEUR ROULANT**

**MODÈLE : FBL427113**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODÈLE : FBL427113



*La couleur du produit est uniquement à titre de référence et est principalement promue sur le site Web.*

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



# INSTRUCTIONS

## **Préface**

Tout d'abord, exprimons nos plus sincères remerciements à nos clients qui ont acheté notre équipement . Ce manuel est destiné au service client pour améliorer Écrit avec cet équipement . J'espère que les produits et services de l'entreprise vous apporteront la courtoisie du canal.

## **Faites attention**

Ce produit doit être utilisé en stricte conformité avec la méthode d'utilisation de ce manuel, une mauvaise utilisation de toute autre méthode causée par une mauvaise utilisation La Société ne donne aucune garantie d'aucune sorte, y compris (mais sans s'y limiter) la qualité marchande offerte à la Société dans un but particulier. Garanties implicites avec remise en forme.

La société décline toute responsabilité. La Société ne sera pas responsable des erreurs contenues dans ce matériel, ni de tout dommage accidentel ou consécutif résultant de la fourniture, de l' exécution réelle ou utilisation de ce manuel.

Ce manuel contient des informations exclusives protégées par le droit des brevets. Tous droits réservés. Sans le consentement écrit de la Société, ce manuel ne peut être photocopié, copié ou traduit en partie dans une autre langue.

Le contenu contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis de l'utilisateur.

## **Responsabilité du fabricant**

La Société ne sera tenue responsable de la sécurité et de la fiabilité des performances du matériel que si l'opération d'assemblage, de retour , l'amélioration et l'entretien sont effectués par du personnel agréé par la Société, le matériel électrique concerné est conforme aux normes nationales et le matériel est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

## **Garantie**

Processus de fabrication et matières premières : La Société garantit que

les Équipements (à l'exception des pièces) sont en état d'utilisation et de réparation réguliers, exempts de processus de fabrication et de matières premières. défauts de matériaux pendant un an à compter de la date d'expédition. Aucune de nos inspections n'est parfaite.

## **PRECAUTIONS**

### **Précautions d'emploi**

#### **Avertissement:**

1. Si l'équipement semble desserré, tombe ou est endommagé, veuillez contacter l'entreprise à temps ;
2. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
3. Éloignez les enfants et les passants pendant le fonctionnement, les distractions vous feront perdre le contrôle.
4. Lors d'une utilisation normale, veuillez l'utiliser avec l'accompagnement de votre famille ou de vos amis.
5. Utiliser raisonnablement en fonction de sa propre situation et ne pas en abuser lorsque le corps n'est pas en temps opportun.
6. AVANT UTILISATION, VEUILLEZ CONFIRMER SI LES COMPOSANTS SONT COMPLETS, SI LE FREIN EST SENSIBLE, ET ASSEMBLER L'ENSEMBLE DU PRODUIT EN STRICTE CONFORMITÉ AUX INSTRUCTIONS.
7. LES PRODUITS DE NETTOYAGE DOIVENT ÊTRE LAVÉS À L'EAU ET SÉCHÉS À TEMPS. SI LE REVÊTEMENT DE SURFACE DU PRODUIT PRÉSENTE DES RAYURES ET TOMBE, LES MATÉRIAUX DE RÉPARATION DOIVENT ÊTRE UTILISÉS À TEMPS POUR OBTENIR LE MEILLEUR EFFET ANTIROUILLE.
8. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA ROUE ARRIÈRE DU PRODUIT EST VERROUILLÉE POUR ÉVITER DE GLISSER LORSQUE L'UTILISATEUR RESTE DANS UN ENVIRONNEMENT EN PENTE.
9. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE MÉCANISME DE PLIAGE DE LA PLAQUE DE SIÈGE EST VERROUILLÉ LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## PRODUCT PARAMETERS

Nom du produit	Marcheur roulant
modèle	FBL427113
couleur	Bleu / Noir/Rouge
Taille des roues	Avant 8 pouces/arrière 10 pouces
Capacité de charge/lb	300

## INSTALLATION STEPS



1. Comme indiqué sur la figure : placez la roue avant dans le coude du cadre principal, alignez-la avec la position du trou et verrouillez-la avec des vis et des boutons.



2. Comme indiqué sur la figure : installez la roue avant de l'autre côté comme indiqué ci-dessus .



3. Comme le montre la figure : placez la roue arrière dans le tube droit du cadre principal, alignez-la avec le trou et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que la bille ressorte.



4. Comme indiqué sur la figure : installez la roue avant de l'autre côté comme indiqué ci-dessus.



5. Comme le montre la figure : déployez le cadre principal et appuyez à la main sur les deux côtés de la plaque d'assise pour que le crochet accroche la goupille ronde. Lors de la rétraction, tirez la sangle de la plaque d'assise vers le haut à la main pour terminer le processus de rétraction.



6. Comme indiqué sur la figure : installez les tubes d'accoudoir gauche et

droit dans le tube du cadre principal jusqu'à ce que la bille ressorte.



7. Comme indiqué sur la figure : installez l'ensemble de pédale droite dans la goupille située sur le côté droit du cadre principal, faites-le pivoter vers la gauche pour fixer l'ensemble de pédale.



8. Comme indiqué sur la figure : installez l'ensemble de pédale gauche dans la goupille située sur le côté droit du cadre principal, faites-le pivoter vers la droite pour fixer l'ensemble de pédale .



9. Comme indiqué sur la figure : installez le support de béquille dans le support de béquille.



10. Assemblage terminé, rendu.

## **À propos de cet article**

1. Stable et pas facile à renverser : roues avant arrière de 8 pouces, roues avant pivotantes à 360° pour une manœuvre facile, suffisamment robustes pour une conduite en douceur à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Pratique pour sortir : pochette de transport zippée, gardez tous vos objets importants instantanément à portée de main, libérez vos mains pour profiter pleinement de votre vie.
3. Service agréable : 100 % testé avant de quitter l'usine et service client convivial par e-mail 24 heures sur 24.
4. Ce produit est doté de fonctions de freinage automatique et de coussin de siège auxiliaire. Lorsque l'opérateur a besoin de se reposer, il peut activer le freinage automatique et s'asseoir sur le coussin du siège pour se reposer.
5. Il y a un sac de rangement portable sous le coussin du produit, ce qui est pratique pour ranger certains articles divers et acheter des produits de première nécessité quotidiens pour le stockage .





**Fabricant** : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse** : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW  
2122 Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Assistance et certificat de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ROLLENDE WANDELAAR**

**MODEL: FBL427113**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODEL: FBL427113



*De productkleur dient alleen ter referentie en wordt voornamelijk gepromoot op de website*

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# INSTRUCTIONS

## **Voorwoord**

Laten we allereerst onze oprechte dank betuigen aan onze klanten die onze apparatuur hebben gekocht. Deze handleiding is bedoeld om de klantenservice te verbeteren Geschreven met deze apparatuur . Ik hoop dat de producten en diensten van het bedrijf u het kanaal hoffelijk zullen brengen.

## **Let op**

Dit product moet worden gebruikt in strikte overeenstemming met de gebruiksmethode van deze handleiding, misbruik ervan alle andere methoden veroorzaakt door misbruik Het Bedrijf geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) de verkoopbaarheid die aan het Bedrijf wordt aangeboden voor een bepaald doel Impliciete garanties met geschiktheid.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit materiaal, of voor eventuele accidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit de levering, feitelijke uitvoering of gebruik van deze handleiding.

Deze handleiding bevat bedrijfseigen informatie die beschermd wordt door de patentwetgeving. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf mag deze handleiding niet worden gefotokopieerd, gekopieerd of enig onderdeel in een andere taal worden vertaald.

De inhoud van de handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker worden gewijzigd.

## **Aansprakelijkheid van de fabrikant**

Het Bedrijf kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de prestaties van de apparatuur als de montage, het retourneren , verbetering en onderhoud worden uitgevoerd door personeel dat door het bedrijf is goedgekeurd , de betreffende elektrische apparatuur voldoet aan de nationale normen en de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de bedieningsinstructies.

## **Garantie**

Productieproces en grondstoffen: Het Bedrijf garandeert dat de Apparatuur (behalve onderdelen) in normale gebruiks- en reparatieconditie verkeert, vrij is van fabricageprocessen en onbewerkte materialen. materiaalfouten gedurende één jaar vanaf de datum van verzending. Geen van onze inspecties is perfect.

## **PRECAUTIONS**

### **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik**

#### **Waarschuwing:**

1. Als de apparatuur los voelt, valt of beschadigd is, neem dan tijdig contact op met het bedrijf;
2. Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes nodigen uit tot ongelukken.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u aan het werk bent. Door afleiding kunt u de controle verliezen.
4. Bij normaal gebruik graag gebruiken onder begeleiding van familie of vrienden.
5. Redelijk gebruiken volgens de eigen situatie, en niet overmatig gebruiken als het lichaam niet op tijd is.
6. BEVESTIG VOOR GEBRUIK OF DE COMPONENTEN COMPLEET ZIJN, OF DE REM GEVOELIG IS, EN MONTEER HET HELE PRODUCT STRIKT VOLGENS DE INSTRUCTIES.
7. REINIGINGSPRODUCTEN MOETEN OP TIJD WORDEN GEWASSEN MET WATER EN DROGEN. ALS DE OPPERVLAKTECOATING VAN HET PRODUCT KRASSEN HEEFT EN AFVALT, MOETEN REPARATIEMATERIALEN OP TIJD WORDEN GEBRUIKT OM HET BESTE ANTI-ROEST-EFFECT TE BEREIKEN.
8. ZORG ERVOOR DAT HET ACHTERWIEL VAN HET PRODUCT VERGRENDELD IS OM TE VOORKOMEN DAT GIJGSCHUIVEN WANNEER DE GEBRUIKER IN DE HELLENDE OMGEVING BLIJFT.
9. ZORG ERVOOR DAT HET OPVOUWMECHANISME VAN DE ZADELPLAAT VERGRENDELD IS WANNEER U DIT PRODUCT GEBRUIKT.

# BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## PRODUCT PARAMETERS

productnaam	Rollende wandelaar
model	FBL427113
kleur	Blauw / Zwart / Rood
Wielgrootte	Voor kant 8 inch/achterkant 10 inch
Draagvermogen/lb	300

## INSTALLATION STEPS



1. Zoals weergegeven in de afbeelding: Plaats het voorwiel in de pijpbocht van het hoofdframe, lijn het uit met de gatpositie en zet het vast met schroeven en knoppen.





2. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer het voorwiel aan de andere kant, zoals hierboven weergegeven .



3. Zoals weergegeven in de afbeelding: Plaats het achterwiel in de rechte buis van het hoofdframe, lijn het uit met het gat en duw het naar binnen totdat de knikker eruit springt.



4. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer het voorwiel aan de andere kant, zoals hierboven weergegeven.



5. Zoals weergegeven in de afbeelding: Vouw het hoofdframe uit en druk met de hand op de twee zijden van de zitplaat, zodat de haak in de ronde pen valt. Trek bij het intrekken de band van de zitplaat met de hand omhoog om het intrekproces te voltooien.



6. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer de linker- en

rechterarmsteunbuizen in de hoofdframebuis totdat de knikker eruit springt.



7. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer het rechterpedaal in de pen aan de rechterkant van het hoofdframe en draai het naar links om het voetpedaal vast te zetten.



8. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer het linkervoetpedaal in de pen aan de rechterkant van het hoofdframe en draai het naar rechts om het voetpedaal vast te zetten .



9. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer de krukhouder in de krukhouder.



10. Montage voltooide weergave.

## **Over dit artikel**

1. Stabiel en niet gemakkelijk om te kantelen: 8 inch voorwielen achter, 360° draaibare voorwielen voor eenvoudig manoeuvreren, stevig genoeg voor soepel rijden binnen en buiten.
2. Handig om naar buiten te gaan: draagtas met ritssluiting, houd al uw belangrijke spullen direct binnen handbereik, maak uw handen vrij om ten volle van uw leven te genieten.
3. Goede service: 100% getest voordat het de fabriek verlaat en 24 uur per dag vriendelijke e-mailklantenservice.
4. Dit product wordt geleverd met zelfremmende en extra zitkussenfuncties. Wanneer de bestuurder moet rusten, kan hij de zelfremming inschakelen en op het zitkussen gaan zitten om uit te rusten.
5. Onder het productkussen bevindt zich een draagbare opbergtas, handig voor het opbergen van diverse spullen en het kopen van een aantal dagelijkse benodigdheden voor opslag .



**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **RULLANDE WALKER**

**MODELL: FBL427113**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODELL: FBL427113



*Produktens färg är endast för referens och marknadsförs huvudsakligen på webbplatsen*

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# INSTRUCTIONS

## **Förord**

Låt oss först och främst uttrycka vårt hjärtliga tack till våra kunder som har köpt vår utrustning. Denna manual är till för att kundtjänst ska göra bättre Skrivet med denna utrustning .Hoppas företagets produkter och tjänster för att ge dig kanalen artighet.

## **Var uppmärksam**

Denna produkt måste användas i strikt överensstämmelse med användningsmetoden i denna manual, felaktig användning av andra metoder orsakade av felaktig användning Bolaget ger ingen garanti av något slag, inklusive (men inte begränsat till) den säljbarhet som erbjuds Bolaget för ett visst syfte Underförstådda garantier med fitness. Bolaget tar inget ansvar. Företaget ska inte hållas ansvarigt för eventuella fel i detta material eller för oavsiktliga skador eller följdskador till följd av tillhandahållandet, faktiska prestanda eller användning av denna manual. Denna handbok innehåller patentskyddad information. Alla rättigheter förbehållna. Utan företagets skriftliga medgivande är denna manual inte tillåten att fotokopieras, kopieras eller översätta någon del till ett annat språk.

Innehållet i manualen kan ändras utan användarens meddelande.

## **Tillverkarens ansvar**

Företaget ska hållas ansvarigt för säkerheten och tillförlitligheten av utrustningens prestanda endast om monteringen, återlämnande , förbättring och underhåll utförs av personal som godkänts av företaget, den berörda elektriska utrustningen överensstämmer med nationella standarder och utrustningen används i enlighet med bruksanvisningen .

## **Garanti**

Tillverkningsprocess och råmaterial: Företaget garanterar att Utrustningen (förutom delar) är i regelbunden användning och reparationsskick, fri från tillverkningsprocess och råvara materialfel för ett år från leveransdatum. Ingen av våra inspektioner är perfekta.

## PRECAUTIONS

### Försiktighetsåtgärder för användning

#### Varning:

1. Om utrustningen känns lös, faller eller är skadad , kontakta företaget i tid;
2. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden leder till olyckor.
3. Håll barn och åskådare borta medan du kör, distraktioner gör att du tappar kontrollen.
4. Under normal användning, använd tillsammans med familj eller vänner.
5. Använd rimligen enligt ens egen situation, och överanvänd inte när kroppen inte är i rätt tid.
6. INNAN ANVÄNDNING, BEKRÄFTA OM KOMPONENTERNA ÄR KOMPLETTA, OM BROMSEN ÄR KÄNSLIG, OCH MONTERA HELA PRODUKTEN ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
7. RENGÖRINGSPRODUKTER MÅSTE TVÄTTAS MED VATTEN OCH TORKA I TID. OM PRODUKTENS YTBEIÄGGNING HAR REPAR OCH FALLAR AV MÅSTE REPARATIONSMATERIAL ANVÄNDAS I TID FÖR ATT UPPNÅ DEN BÄSTA ROSTBEHANDLINGSEFFEKTEN.
8. KONTROLLERA ATT PRODUKTENS BAKHJUL ÄR LÅST FÖR ATT UNDVIKA SLUTNING NÄR ANVÄNDAREN VÄNNER I SLUTNINGSMILJÖN.
9. KONTROLLERA ATT SITPLATENS VÄCKNINGSMEKANISM ÄR LÅST NÄR DENNA PRODUKT ANVÄNDS.

### SPARA DESSA INSTRUKTIONER

#### PRODUCT PARAMETERS

produktnamn	Rullande Walker
modell	FBL427113
Färg	Blå / svart/röd

Hjul storlek	Fram 8 tum/bak 10 tum
Bärförmåga/lb	300

## INSTALLATION STEPS



1. Som visas i figuren: Placera framhjulet i huvudramens rörböj, rikta in det med hålläget och lås det med skruvar och knoppar.



2. Som visas i figuren: Montera framhjulet på andra sidan enligt bilden ovan .



3. Som visas i figuren: Placera bakhjulet i det raka röret på huvudramen, rikta in det mot hålet och tryck det inåt tills marmorn hoppar ut.



4. Som visas i figuren: Montera framhjulet på andra sidan enligt bilden ovan.



5. Som visas i figuren: Vik ut huvudramen och tryck på de två sidorna av sittplattan för hand så att kroken fångar den runda tappen. Vid indragning, dra upp sätesplattans väv för hand för att slutföra indragningsprocessen.



6. Som visas i figuren: Installera vänster och höger armstödsrör i huvudramröret tills marmorn hoppar ut.




7. Som visas i figuren: Installera den högra fotpedalenheten i stiftet på höger sida av huvudramen, vrid den åt vänster för att fixera

fotpedalenheten.



8. Som visas i figuren: Installera den vänstra fotpedalenheten i stiftet på höger sida av huvudramen, vrid den åt höger för att fixera fotpedalenheten .



9. Som visas i figuren: Montera kryckhållaren i kryckhållaren.





10. Montering slutförd återgivning.

### **Om denna artikel**

1. Stabilt och inte lätt att välta: 8 " framhjul bak, 360° svängbara framhjul för enkel manövrering, robust nog för smidig körning inomhus och utomhus.
2. Bekvämt att gå utanför: Dragkedjeförsedd bärväska, håll alla dina viktiga föremål direkt inom räckhåll, frigör händerna för att njuta fullt ut av ditt liv.
3. Trevlig service: 100% testad innan du lämnade fabriken och 24-timmars vänlig e-postkundservice.
4. Denna produkt levereras med självbromsande och extra sittdynafunktioner. När föraren behöver vila kan de aktivera självbromsningen och sitta på sittdynan för att vila.

**5.** Det finns en bärbar förvaringsväska under produktkudden, vilket är praktiskt för att förvara vissa diverse föremål och köpa några dagliga nödvändigheter för förvaring .

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CAMINANTE RODANTE**

**MODELO: FBL427113**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODELO: FBL427113



*El color del producto es solo de referencia y se promociona principalmente en el sitio web.*

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# INSTRUCTIONS

## **Prefacio**

En primer lugar, expresemos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes que han adquirido nuestro equipo . Este manual es para que el servicio al cliente mejore Escrito con este equipo . Espero que los productos y servicios de la empresa le traigan el canal de cortesía.

## **Prestar atención**

Este producto debe usarse estrictamente de acuerdo con el método de uso de este manual, el mal uso de cualquier otro método causado por el mal uso La Compañía no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, incluida (pero no limitada a) la comerciabilidad ofrecida a la Compañía para un propósito particular. Garantías implícitas con aptitud.

La empresa no acepta ninguna responsabilidad. La Compañía no será responsable de ningún error contenido en este material, ni de ningún daño accidental o consecuente que resulte de la provisión, desempeño real o uso de este manual.

Este manual contiene información patentada protegida por la ley de patentes. Reservados todos los derechos. Sin el consentimiento por escrito de la Compañía, no se permite fotocopiar, copiar ni traducir ninguna parte de este manual a otro idioma.

El contenido del manual puede modificarse sin previo aviso por parte del usuario.

## **Responsabilidad del fabricante**

La Compañía será responsable de la seguridad y confiabilidad del desempeño del equipo solo si la operación de ensamblaje, devolución , las mejoras y el mantenimiento son realizados por personal aprobado por la Compañía, el equipo eléctrico en cuestión cumple con las normas nacionales y el equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

## **Garantizar**

Proceso de fabricación y materias primas: La Compañía garantiza que los Equipos (excepto piezas) se encuentran en condiciones regulares de uso

y reparación, libres de procesos de fabricación y materias primas. fallas de materiales durante un año a partir de la fecha de envío. Ninguna de nuestras inspecciones es perfecta.

## **PRECAUTIONS**

### **Precauciones de uso**

#### **Advertencia:**

1. Si el equipo se siente flojo, se cae o se daña, comuníquese con la empresa a tiempo;
2. Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.
3. Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras opera; las distracciones harán que pierda el control.
4. Durante el uso normal, utilícelo con el acompañamiento de familiares o amigos.
5. Utilizar razonablemente según la propia situación y no abusar cuando el cuerpo no esté en el momento oportuno.
6. ANTES DE UTILIZAR, CONFIRME SI LOS COMPONENTES ESTÁN COMPLETOS, SI EL FRENO ES SENSIBLE Y MONTE TODO EL PRODUCTO EN ESTRICTA CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES.
7. LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEBEN LAVARSE CON AGUA Y SECARSE A TIEMPO. SI EL RECUBRIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO TIENE RAYAS Y SE CAE, LOS MATERIALES DE REPARACIÓN DEBEN UTILIZARSE A TIEMPO PARA LOGRAR EL MEJOR EFECTO ANTIOXIDO.
8. ASEGÚRESE DE QUE LA RUEDA TRASERA DEL PRODUCTO ESTÉ BLOQUEADA PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO CUANDO EL USUARIO PERMANECE EN UN ENTORNO INCLINADO.
9. ASEGÚRESE DE QUE EL MECANISMO DE PLEGADO DE LA PLACA DEL ASIENTO ESTÉ BLOQUEADO AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

## **GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES**



## PRODUCT PARAMETERS

nombre del producto	Caminante rodante
modelo	FBL427113
color	Azul / Negro / Rojo
Tamaño de la rueda	Delantero 8 pulg./Trasero 10 pulg.
Capacidad de carga/lb	300

## INSTALLATION STEPS



1. Como se muestra en la figura: Coloque la rueda delantera en el codo del tubo del marco principal, alinéela con la posición del orificio y asegúrela con tornillos y perillas.



2. Como se muestra en la figura: Instale la rueda delantera en el otro lado como se muestra arriba .



3. Como se muestra en la figura: Coloque la rueda trasera en el tubo recto del marco principal, alinéela con el orificio y empújela hacia adentro hasta que salga la canica.



4. Como se muestra en la figura: Instale la rueda delantera en el otro lado como se muestra arriba.



5. Como se muestra en la figura: despliegue el marco principal y presione los dos lados de la placa del asiento con la mano para que el gancho enganche el pasador redondo. Al retraer, tire de la correa de la placa del asiento hacia arriba con la mano para completar el proceso de retracción.



6. Como se muestra en la figura: Instale los tubos del reposabrazos

izquierdo y derecho en el tubo del marco principal hasta que salga la canica.



7. Como se muestra en la figura: Instale el conjunto del pedal derecho en el pasador en el lado derecho del marco principal, gírelo hacia la izquierda para fijar el conjunto del pedal.



8. Como se muestra en la figura: Instale el conjunto del pedal izquierdo en el pasador en el lado derecho del marco principal, gírelo hacia la derecha para fijar el conjunto del pedal .



9. Como se muestra en la figura: Instale el soporte para muletas en el soporte para muletas.



10. Representación del ensamblaje completado.

## **Acerca de este artículo**

1. Estable y no es fácil de volcar: ruedas delanteras traseras de 8 pulgadas, ruedas delanteras giratorias de 360° para maniobrar fácilmente, lo suficientemente resistentes para una conducción suave en interiores y exteriores.
2. Conveniente para salir: bolsa de transporte con cremallera, mantenga todos sus artículos importantes al instante al alcance, libere sus manos para disfrutar plenamente de su vida.
3. Buen servicio: 100% probado antes de salir de fábrica y servicio de atención al cliente por correo electrónico amigable las 24 horas.
4. Este producto viene con funciones de autofrenado y cojín de asiento auxiliar. Cuando el operador necesita descansar, puede activar el autofrenado y sentarse en el cojín del asiento para descansar.
5. Hay una bolsa de almacenamiento portátil debajo del cojín del producto, que es conveniente para guardar algunos artículos diversos y comprar algunas necesidades diarias para el almacenamiento .



**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **CAMMINATORE ROTOLANTE**

**MODELLO: FBL427113**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODELLO: FBL427113



*Il colore del prodotto è solo di riferimento ed è promosso principalmente sul sito web*

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# INSTRUCTIONS

## **Prefazione**

Innanzitutto, esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri clienti che hanno acquistato la nostra attrezzatura . Questo manuale serve per migliorare il servizio clienti Scritto con questa attrezzatura . Spero che i prodotti e i servizi dell'azienda vi offrano la cortesia del canale.

## **Fai attenzione**

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta conformità con il metodo di utilizzo di questo manuale, uso improprio qualsiasi altro metodo causato da un uso improprio La Società non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo, inclusa (ma non limitata a) la commerciabilità offerta alla Società per uno scopo particolare Garanzie implicite con l'idoneità.

La società non si assume alcuna responsabilità. La Società non sarà responsabile per eventuali errori contenuti in questo materiale o per eventuali danni accidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalla prestazione effettiva o uso di questo manuale.

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui brevetti. Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto della Società, questo manuale non può essere fotocopiato, copiato o tradotto in qualsiasi sua parte in un'altra lingua.

Il contenuto contenuto nel manuale può essere modificato senza preavviso da parte dell'utente.

## **La responsabilità del produttore**

La Società sarà ritenuta responsabile della sicurezza e dell'affidabilità delle prestazioni dell'attrezzatura solo se l'operazione di assemblaggio, restituzione , il miglioramento e la manutenzione sono eseguiti da personale approvato dalla Società, l'attrezzatura elettrica interessata è conforme agli standard nazionali e l' attrezzatura viene utilizzata in conformità con le istruzioni operative.

## **Garanzia**

Processo di produzione e materie prime: la Società garantisce che le Attrezzature (eccetto le parti) sono in condizioni di uso e riparazione

regolari, prive di processi di fabbricazione e materie prime difetti dei materiali per un anno dalla data di spedizione. Nessuna delle nostre ispezioni è perfetta.

## **PRECAUTIONS**

### **Precauzioni per l'uso**

#### **Avvertimento:**

1. Se l' attrezzatura sembra allentata, cade o è danneggiata, contattare l'azienda in tempo;
2. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante il funzionamento, le distrazioni potrebbero causare la perdita di controllo.
4. Durante l'uso normale, utilizzare con l'accompagnamento di familiari o amici.
5. Utilizzare in modo ragionevole in base alla propria situazione e non abusarne quando il corpo non è in tempo.
6. PRIMA DELL'UTILIZZO, VERIFICARE SE I COMPONENTI SONO COMPLETI, SE IL FRENO È SENSIBILE E ASSEMBLARE L'INTERO PRODOTTO SEGUENDO RIGORAMENTE LE ISTRUZIONI.
7. I PRODOTTI PER LA PULIZIA DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E ASCIUGATI NEL TEMPO. SE IL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DEL PRODOTTO PRESENTA GRAFFI E CADE, I MATERIALI DI RIPARAZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN TEMPO PER OTTENERE IL MIGLIOR EFFETTO ANTIRUGGINE.
8. ASSICURARSI CHE LA RUOTA POSTERIORE DEL PRODOTTO SIA BLOCCATA PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO QUANDO L'UTENTE RIMANE IN UN AMBIENTE IN PENDENZA.
9. ASSICURARSI CHE IL MECCANISMO PIEGHEVOLE DELLA PIASTRA DEL SEDILE SIA BLOCCATO QUANDO SI UTILIZZA QUESTO PRODOTTO.

**CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI**

## PRODUCT PARAMETERS

nome del prodotto	Camminatore rotolante
modello	FBL427113
colore	Blu / Nero/Rosso
Dimensioni della ruota	Anteriore 8 pollici/posteriore 10 pollici
Capacità di carico/libbre	300

## INSTALLATION STEPS



1. Come mostrato in figura: posizionare la ruota anteriore nella curvatura del tubo del telaio principale, allinearla con la posizione del foro e bloccarla con viti e manopole.



2. Come mostrato in figura: Installare la ruota anteriore sull'altro lato come mostrato sopra .



3. Come mostrato in figura: posizionare la ruota posteriore nel tubo dritto del telaio principale, allinearla con il foro e spingerla verso l'interno finché la biglia non fuoriesce.



4. Come mostrato in figura: Installare la ruota anteriore sull'altro lato come mostrato sopra.



5. Come mostrato nella figura: aprire il telaio principale e premere manualmente i due lati della piastra del sedile per fare in modo che il gancio si incastri nel perno rotondo. Durante la retrazione, tirare verso l'alto manualmente la cinghia della piastra del sedile per completare il processo di retrazione.





6. Come mostrato nella figura: Installare i tubi del bracciolo sinistro e destro nel tubo del telaio principale finché la biglia non fuoriesce.



7. Come mostrato nella figura: Installare il gruppo pedale destro nel perno sul lato destro del telaio principale, ruotarlo verso sinistra per fissare il gruppo pedale.



8. Come mostrato nella figura: Installare il gruppo pedale sinistro nel perno sul lato destro del telaio principale, ruotarlo verso destra per fissare il gruppo pedale .



9. Come mostrato nella figura: Installare il supporto stampella nel supporto stampella.



10. Rendering completato dell'assemblaggio.

## **Informazioni su questo articolo**

1. Stabile e non facile da ribaltare: ruote anteriori posteriori da 8 ", ruote anteriori girevoli a 360° per una facile manovrabilità, abbastanza robuste per una guida fluida sia all'interno che all'esterno.
2. Comodo per uscire: custodia per il trasporto con cerniera, tieni tutti i tuoi oggetti importanti immediatamente a portata di mano, libera le mani per goderti appieno la vita.
3. Servizio piacevole: testato al 100% prima di lasciare la fabbrica e servizio clienti via e-mail amichevole 24 ore su 24.
4. Questo prodotto è dotato delle funzioni di autofrenamento e di cuscino del sedile ausiliario. Quando l'operatore ha bisogno di riposarsi, può attivare il freno automatico e sedersi sul cuscino del sedile per riposare.
5. Sotto il cuscino del prodotto è presente una borsa portaoggetti portatile, comoda per riporre alcuni oggetti vari e acquistare alcune necessità quotidiane da riporre .



**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**