

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Red Light Therapy Wand

MODEL:TL09-A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Red Light
Therapy Wand**

Model: TL09-A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Congratulations on taking control of your pain! Now you can use the LED Red Light Therapy to provide direct, non-addictive, drug free pain relief.

Efficient Cells Can Enhance Health

Please read the instructional manual to get the most out of your device.

Uses a combo of red 630nm 660nm and Infrared 850nm LEDs which is chosen to give the ideal light intensity for biological effects anywhere on the body.

1. Included With This Package

- 1* Red Light Therapy Wand
- 1* Carry Bag
- 2* Rechargeable Battery 18650
- 1* Battery Charger

1*Protective glasses

1*User Manual

2. Benefits

Temporary relief of minor muscle and joints pain, arthritis and muscle spasm, relieving stiffness, promoting relaxation of muscle tissue.

3. Directions

1) Commit to a 3-week Treatment Plan. While many people achieve pain relief from Red Light Therapy almost immediately, others see measurable pain relief incrementally over time. Depending upon injury type severity and different pain pathways involved, people vary in therapy response time.

This is why we recommend committing to a 3-week Treatment Plan. If you see results right away, great, continue treating as needed. However, if you do not feel relief as quickly, know that this is also normal, so try not to get frustrated. Simply treat your pain consistently with 3 quick treatments per day with the, For up to 3 minutes each time per treatment spot. After 3 weeks of consistent red light therapy, most people experience a diminishing of their pain,

2) Do not suddenly stop your other treatments upon beginning red light therapy. Although you may not be satisfied with current treatments, they may be having a partial effect on the level of your pain. While continuing with your current treatments, start your red light therapy, giving your red device time to provide optimal pain relief. After you have achieved maximum pain relief from your red device, you may then consider slowly weaning yourself off of

other medications or treatments. If you plan to reduce or stop a prescription medication, first consult with your physician.

For many people, Works so well that they are able to come off pain pills completely. Others are able to reduce the amount of pain medications they are on, reducing the risk of drug side effects.


Hold the unit over the painful area at a distance anywhere from touching the skin to 1 inch away from the skin, Depending on the depth of treatment desired. The Red light penetrates up to 1 inch into your tissues or joints.

Use the Dosage Chart below to find the best Dosage to treat your injury. Dosage Chart

Pain Level	Light Pain	Average pain	Deep pain
DOSAGE	1 DOSE Per treatment spot 1 minute treatment) Once a day	2 DOSES Per treatment spot 2 minutes treatment) Twice or 3x a day	3 DOSES Per treatment spot [3 minute treatment] 3 times a day

Do not keep the device on for more than 5 minutes at a time. If you want to treat several parts of your body consecutively, turn off the device for at least 1 minute, after every 5 minutes on. This will keep the unit from overheating.

The treatment spot is an area covered by the red light beam. A small joint i.e. knuckle of a finger, should have only one treatment spot, because the light shines over the entire affected joint.



For wrist treatment



For finger treatment



For knee treatment

How to install batteries?

Insert the Battery provided on the battery compartment. -Positive Pole against the TOP.

- Negative Pole against the BOTTOM.

* Please only use 18650 batteries.

* 18650 batteries can be charged for 4-5 hours.



4. Product Specification

Product Size	Φ25.4.5x H 124mm	Net Weight	0.39kg
Materia	Stainless Stee	Wavelength	630: 660nm 850nm
Irradiance	Surface:>180mw/cm2	Deiault time	5 minutes
Powe	2.26W	Battery Capacity	2500mAh
Warranty	1 year	Lifespan	50,000 Hours

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheellie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

BATTERY DISPOSAL



To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life, laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

5. Caution

*Don't use the light around water

*Don't stare directly at the light use protective glasses while using the device

*Don't treat near the eyes

6. Equipment Maintenance

Cleaning And Disinfecting:

Use only a soft dry cloth to clean the exterior. Never use an abrasive cleanser or submerge in water or any other liquid. This device cannot be sterilized by any liquid or autoclave method.

Storage: Store the unit in a cool, dry place, away from direct light and extreme heat.

* Warning:Do not allow moisture to come in contact with the case or light of the unit.Do not immerse the unit in water.

* Warning:If unit will not be used for an extended period of time(1 month+)remove the batteries from the unit to avoid their Corrosion.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Baguette de thérapie par la lumière rouge

MODÈLE: TL09-A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils que nous proposons par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Vous êtes gentil rappelé de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous nous économisez en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lumière rouge
Baguette thérapeutique

Modèle : TL09-A



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? S'il vous plaît, sentez-vous libre de nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire tout le manuel instructions attentivement avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. S'il-vous-plaît pardonnez-nous que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Félicitations, vous avez pris le contrôle de votre douleur ! Maintenant vous pouvez utiliser la thérapie par la lumière rouge LED pour fournir des médicaments directs et sans dépendance soulagement gratuit de la douleur.

Des cellules efficaces peuvent améliorer la santé

Veuillez lire le manuel d'instructions pour tirer le meilleur parti de votre appareil.

Utilise une combinaison de LED rouges 630 nm 660 nm et infrarouges 850 nm qui sont choisies pour donner l'intensité lumineuse idéale pour les effets biologiques n'importe où sur le corps.

1. Inclus avec ce forfait

- 1 * baguette de thérapie par la lumière rouge
- 1 * sac de transport
- 2 * batterie rechargeable 18650
- 1 * chargeur de batterie

1 * lunettes de protection

1 * manuel d'utilisation

2. Avantages

Soulagement temporaire des douleurs musculaires et articulaires mineures, de l'arthrite et des spasmes musculaires, soulageant les raideurs, favorisant la relaxation musculaire tissu.

3. Itinéraire

1) Engagez-vous à suivre un plan de traitement de 3 semaines. Alors que de nombreuses personnes obtiennent un soulagement de la douleur grâce à la thérapie par la lumière rouge presque immédiatement, d'autres constatent un soulagement mesurable de la douleur progressivement au fil du temps.

En fonction de la gravité du type de blessure et des différentes voies de la douleur impliqués, les gens varient dans le temps de réponse à la thérapie.

C'est pourquoi nous recommandons de s'engager dans une cure de 3 semaines

Plan. Si vous voyez des résultats immédiatement, parfait, continuez le traitement si nécessaire. Toutefois, si vous ne ressentez pas un soulagement aussi rapidement, sachez que c'est également normal, alors essayez de ne pas être frustré. Traitez simplement votre douleur de manière cohérente avec 3 traitements rapides par jour avec le, Pour jusqu'à 3 minutes à chaque fois par zone de traitement. Après 3 semaines de thérapie constante par la lumière rouge, la plupart des gens ressentent une diminution de leur douleur, 2)

N'arrêtez pas brusquement vos autres traitements dès le début du rouge luminothérapie. Même si vous n'êtes peut-être pas satisfait de l'actuel traitements, ils peuvent avoir un effet partiel sur le niveau de votre douleur. Tout en poursuivant vos traitements en cours, démarrez votre rouge luminothérapie, donnant à votre appareil rouge le temps de fournir une douleur optimale relief. Après avoir obtenu un soulagement maximum de la douleur de votre rouge appareil, vous pouvez alors envisager de vous sevrer lentement de

d'autres médicaments ou traitements. Si vous envisagez de réduire ou d'arrêter un médicaments sur ordonnance, consultez d'abord votre médecin.

Pour de nombreuses personnes, cela fonctionne si bien qu'ils peuvent s'en détacher complètement les analgésiques. D'autres sont capables de réduire la quantité d'analgésiques qu'ils prennent, réduisant ainsi le risque d'effets secondaires des médicaments.




Tenez l'appareil au-dessus de la zone douloureuse, à distance n'importe où toucher la peau à 1 pouce de la peau, en fonction de la profondeur de traitement souhaitée. La lumière rouge pénètre jusqu'à 1 pouce dans vos tissus ou vos articulations.

Utilisez le tableau de dosage ci-dessous pour trouver le meilleur dosage pour traiter votre blessure. Tableau posologique

Niveau de douleur	Douleur légère	Douleur moyenne	Douleur profonde
DOSAGE	1 DOSE Par zone de traitement 1 minute (traitement) Une fois par jour	2 DOSES Par zone de traitement 2 minutes (traitement) Deux ou trois fois par jour	3 DOSES Par zone de traitement [3 minutes (traitement)] 3 fois par jour

Ne laissez pas l'appareil allumé plus de 5 minutes à la fois. Si vous souhaitez traiter plusieurs parties de votre corps consécutivement, éteignez l'appareil pendant au moins 1 minute, toutes les 5 minutes d'allumage. Cette volonté empêche l'appareil de surchauffer.

La zone de traitement est une zone couverte par le faisceau lumineux rouge. UN une petite articulation, comme l'articulation d'un doigt, ne devrait avoir qu'un seul point de traitement, car la lumière éclaire toute l'articulation touchée.

	<p>Pour le traitement du poignet</p>
	<p>Pour le traitement des doigts</p>
	<p>Pour le traitement du genou</p>

Comment installer les piles ?

Insérez la batterie fournie sur le compartiment à batterie. -Pôle positif contre le TOP.

- Pôle négatif contre le FOND.

*

Veillez utiliser uniquement des piles 18650.

*

Les batteries 18650 peuvent être chargées pendant 4 à 5 heures.



4. Spécifications du produit

Produit Taille	Φ25,4,5x H 124 mm Poids net		0,39kg
Matière	Acier inoxydable	Longueur d'onde	630 : 660 nm 850 nm
Surface d'irradiance : > 180 mw/cm2	Temps de désactivation		5 minutes
Pouvoir	2,26 W	Batterie Capacité	2500mAh
garantie	1 an	Durée de vie	50 000 heures

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole montrant un wheelie

bac barré indique que le produit nécessite

collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ce

s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés dans les conditions normales déchets ménagers, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour recyclage appareils électriques et électroniques.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE



Minimiser les risques pour la santé et l'environnement

la fin de la vie de ce produit, les lois traitant des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où

il sera envoyé afin

pour retirer les piles et pour un recyclage approprié. Veuillez

contactez vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et la sécurité disposition de ceux-ci dans votre région.

Informations FCC :

ATTENTION : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est sous réserve des deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le l'autorité de l'utilisateur pour utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 de la FCC Règles, ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux

instructions, peut provoquer des interférences nuisibles à la radio communications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminé en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par un ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

5. Attention

*N'utilisez pas la lumière à proximité de l'eau

*Ne regardez pas directement la lumière, utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation le dispositif

*Ne pas traiter près des yeux

6. Entretien de l'équipement

Nettoyage et désinfection : utilisez

uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ou immerger dans l'eau ou tout autre liquide. Cet appareil ne peut être stérilisé par aucune méthode liquide ou en autoclave.

Stockage : Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe et de la chaleur extrême.

* Avertissement : Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec le boîtier ou la lumière de l'appareil. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

* Avertissement : si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (1 mois et plus), retirez les piles de l'appareil pour éviter leur corrosion.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Rotlicht-Therapiestab

MODELL:TL09-A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die nur von uns verwendet werden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Produkte erzielen könnten. Die Auswahl unserer Werkzeuge im Vergleich zu den großen Top-Marken bedeutet nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdeckt. Du bist freundlich

Wir möchten Sie daran erinnern, sorgfältig zu prüfen, ob Sie eine Bestellung bei uns aufgeben tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den Top-Marken einsparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Rotlicht
Therapiestab**

Modell: TL09-A



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte fühlen
Kontaktieren Sie uns gerne unter:

**Technischer Support und E-Garantie-zertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung

Lesen Sie die Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich einen Freibrief vor
Interpretation unserer Bedienungsanleitung. Das Aussehen des Produkts hängt von dem
Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte vergib uns
dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder
Software-Updates gibt.



Herzlichen Glückwunsch, dass Sie Ihre Schmerzen unter Kontrolle gebracht haben! Jetzt können Sie es verwenden Die LED-Rotlichttherapie bietet eine direkte, nicht süchtig machende Wirkung kostenlose Schmerzlinderung.

Effiziente Zellen können die Gesundheit verbessern

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, um Ihr Gerät optimal nutzen zu können.

Verwendet eine Kombination aus roten 630-nm-, 660-nm- und infraroten 850-nm-LEDs, die so ausgewählt wurden, dass sie überall am Körper die ideale Lichtintensität für biologische Effekte bieten.

1. In diesem Paket enthalten

- 1* Rotlicht-Therapiestab
- 1 * Tragetasche
- 2 x wiederaufladbare Batterie 18650
- 1 * Ladegerät

1 * Schutzbrille

1 * Benutzerhandbuch

2. Vorteile

Vorübergehende Linderung von leichten Muskel- und Gelenkschmerzen, Arthritis und Muskelkrämpfen, Linderung von Steifheit und Förderung der Muskelentspannung Gewebe.

3. Wegbeschreibung

1) Legen Sie einen dreiwöchigen Behandlungsplan fest. Während viele Menschen Während andere durch die Rotlichttherapie fast sofort eine Schmerzlinderung erzielen, erleben andere mit der Zeit eine schrittweise messbare Schmerzlinderung.

Abhängig von der Schwere der Verletzung und unterschiedlichen Schmerzwegen Involviert unterscheiden sich die Reaktionszeiten der Patienten auf die Therapie.

Aus diesem Grund empfehlen wir eine dreiwöchige Kur

Planen. Wenn Sie sofort Ergebnisse sehen, ist das großartig. Fahren Sie bei Bedarf mit der Behandlung fort. Wenn Sie jedoch nicht so schnell Erleichterung verspüren, wissen Sie das Das ist auch normal, also versuchen Sie, nicht frustriert zu werden. Behandeln Sie Ihre Schmerzen einfach konsequent mit 3 schnellen Behandlungen pro Tag mit dem,For up jeweils bis zu 3 Minuten pro Behandlungsstelle. Nach 3 Wochen konsequenter Rotlichttherapie stellen die meisten Menschen eine Verschlechterung fest

2) Brechen Sie

Ihre anderen Behandlungen nicht plötzlich ab, wenn Sie rot werden

Lichttherapie. Obwohl Sie mit dem Strom möglicherweise nicht zufrieden sind Behandlungen können einen teilweisen Einfluss auf das Ausmaß Ihrer Schmerzen haben. Während Sie mit Ihren aktuellen Behandlungen fortfahren, beginnen Sie mit der Einnahme von Rot Lichttherapie, die Ihrem roten Gerät Zeit gibt, optimale Schmerzen zu verursachen Erleichterung. Nachdem Sie die maximale Schmerzlinderung durch Ihre Rötung erreicht haben Dann können Sie in Erwägung ziehen, sich langsam von dem Gerät zu entwöhnen

andere Medikamente oder Behandlungen. Wenn Sie planen, eine zu reduzieren oder zu stoppen
Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten konsultieren Sie zunächst Ihren Arzt.

Bei vielen Menschen funktioniert es so gut, dass sie es schaffen
Schmerztabletten komplett. Andere sind in der Lage, die Menge an Schmerzmitteln, die sie einnehmen,
zu reduzieren und so das Risiko von Nebenwirkungen zu verringern.

Halten Sie das Gerät in einiger Entfernung über die schmerzende Stelle
Berühren der Haut bis zu einem Abstand von 1 Zoll von der Haut, je nach
gewünschte Behandlungstiefe. Das rote Licht dringt bis zu 1 Zoll ein
in Ihr Gewebe oder Ihre Gelenke.

Verwenden Sie die Dosierungstabelle unten, um die beste Dosierung für Ihre Behandlung zu finden
Verletzung. Dosierungstabelle

Schmerzniveau	Leichter Schmerz	Durchschnittlicher Schmerz	Starker Schmerz
DOSIERUNG	1 DOSIERUNG Pro Behandlungsstelle 1 Minute Behandlung) Einmal am Tag	2 DOSEN Pro Behandlungsstelle 2 Minuten Behandlung) Zweimal oder dreimal a Tag	3 DOSEN Pro Behandlungspunkt [3 Minuten Behandlung] 3 mal täglich

Lassen Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten am Stück eingeschaltet. Wenn
Wenn Sie mehrere Körperteile nacheinander behandeln möchten, schalten Sie diese aus
Lassen Sie das Gerät alle 5 Minuten mindestens 1 Minute lang eingeschaltet. Dieser Wille
verhindern, dass das Gerät überhitzt.

Der Behandlungspunkt ist ein vom roten Lichtstrahl abgedeckter Bereich. A
B. einem Fingerknöchel, sollte nur eine Behandlungsstelle vorhanden sein, da das Licht über das
gesamte betroffene Gelenk strahlt.

	Zur Handgelenksbehandlung
	Zur Fingerbehandlung
	Zur Kniebehandlung

Wie werden Batterien installiert?

Legen Sie die mitgelieferte Batterie in das Batteriefach ein. -Positiver Pol gegen die TOP.

- Negativer Pol gegen UNTEN.

*

Bitte verwenden Sie ausschließlich 18650-Akkus.

* 18650-Akkus können 4–5 Stunden lang aufgeladen werden.



4. Produktspezifikation

Produkt Größe	∅25,4,5x H 124mm Nettogewicht		0,39 kg
Gegenstand	Edelstahl	Wellenlänge	630: 660 nm 850 nm
Bestrahlungsfläche:	> 180 mW/cm2 Standardzeit 5 Minuten		
Power	2,26 W	Batterie Kapazität	2500 mAh
Garantie	1 Jahr	Lebensdauer	50.000 Stunden

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol zeigt einen Wheelie

Eine durchgestrichene Mülltonne zeigt an, dass das Produkt benötigt wird Getrennte Müllsammlung in der Europäischen Union. Das

gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht ordnungsgemäß entsorgt werden

Es handelt sich um Hausmüll, der jedoch zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden muss elektrische und elektronische Geräte.

ENTSORGUNG DER BATTERIE



Um Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu minimieren

Am Ende der Lebensdauer dieses Produkts sind Sie gemäß den Gesetzen zum Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und der Richtlinie über Altbatterien verpflichtet, dieses Produkt bei einer geeigneten

Sammelstelle zu entsorgen, wo es ordnungsgemäß verschickt wird

Bitte entfernen Sie die Batterien und führen Sie sie einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung zu

Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Recycling und zur Sicherheit zu erhalten
Entsorgung dieser in Ihrer Nähe.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von genehmigt wurden
Die für die Einhaltung verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Benutzers ungültig machen um das Gerät zu bedienen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb ist unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses

Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen auftreten, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen des Produkts führen die Berechtigung des Benutzers, das Produkt zu betreiben.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Anforderungen Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln: Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen

Anweisungen können schädliche Störungen des Radios verursachen

Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt verursacht

Es kann zu schädlichen Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs kommen

Wird die Störung durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben folgende Maßnahmen.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

5. Vorsicht

*Verwenden Sie das Licht nicht in der Nähe von Wasser

*Starren Sie nicht direkt in das Licht und tragen Sie beim Gebrauch eine Schutzbrille das Gerät

*Nicht in der Nähe der Augen behandeln

6. Wartung der Ausrüstung

Reinigung und Desinfektion: Verwenden

Sie zum Reinigen der Außenseite nur ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals ein Scheuermittel verwenden oder in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen. Dieses Gerät kann nicht mit Flüssigkeiten oder im Autoklaven sterilisiert werden.

Lagerung: Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direktem Licht und extremer Hitze.

* Warnung: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit dem Gehäuse in Berührung kommt oder Licht des Geräts. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

* Warnung: Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als einen Monat) nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, um Korrosion zu vermeiden.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Bacchetta per terapia con luce rossa

MODELLO:TL09-A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto alle principali marche e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Sei gentile

ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi, se tu stanno effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi più importanti.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Luce rossa
Bacchetta terapeutica

Modello: TL09-A



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Per favore, senti liberi di contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere tutto il manuale attentamente le istruzioni prima dell'uso. VEVOR si riserva un chiaro interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Per favore perdonaci che non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Congratulazioni per aver preso il controllo del tuo dolore! Ora puoi usare la terapia con luce rossa a LED per fornire farmaci diretti, che non creano dipendenza sollievo dal dolore gratuito.

Cellule efficienti possono migliorare la salute

Si prega di leggere il manuale di istruzioni per ottenere il massimo dal vostro dispositivo.

Utilizza una combinazione di LED rossi da 630 nm 660 nm e infrarossi da 850 nm scelti per fornire l'intensità della luce ideale per gli effetti biologici in qualsiasi parte del corpo.

1. Incluso in questo pacchetto

1 * Bacchetta per terapia con luce rossa

1 borsa per il trasporto

2 batterie ricaricabili 18650

1 * Caricabatterie

1 * Occhiali protettivi

1 * Manuale dell'utente

2. Vantaggi

Sollievo temporaneo di dolori muscolari e articolari minori, artrite e spasmi muscolari, alleviando la rigidità, favorendo il rilassamento dei muscoli tessuto.

3. Indicazioni

1) Impegnarsi in un piano di trattamento di 3 settimane. Mentre molte persone ottengono un sollievo dal dolore con la terapia a luce rossa quasi immediatamente, altri vedono un sollievo dal dolore misurabile in modo incrementale nel tempo. A seconda della gravità del tipo di lesione e dei diversi percorsi del dolore coinvolte, le persone variano nel tempo di risposta alla terapia.

Questo è il motivo per cui ti consigliamo di impegnarti in un trattamento di 3 settimane Piano. Se vedi subito i risultati, bene, continua a trattare secondo necessità. Tuttavia, se non provi sollievo così rapidamente, sappilo anche questo è normale, quindi cerca di non sentirti frustrato. Tratta semplicemente il tuo dolore in modo coerente con 3 trattamenti rapidi al giorno con, Per un massimo a 3 minuti ogni volta per punto di trattamento. Dopo 3 settimane di terapia costante con la luce rossa, la maggior parte delle persone sperimenta una diminuzione del loro dolore,

2) Non interrompere improvvisamente gli altri trattamenti quando inizia il rossore terapia della luce. Anche se potresti non essere soddisfatto della corrente trattamenti, potrebbero avere un effetto parziale sul livello del dolore. Mentre continui con i trattamenti attuali, inizia il rossore terapia della luce, dando al tuo dispositivo rosso il tempo di fornire un dolore ottimale sollievo. Dopo aver ottenuto il massimo sollievo dal dolore dal tuo rosso dispositivo, potresti quindi prendere in considerazione l'idea di svezzarti lentamente

altri farmaci o trattamenti. Se intendi ridurre o interrompere a prescrizione di farmaci, consultare prima il medico.

Per molte persone, funziona così bene che riescono a staccarsi completamente le pillole antidolorifiche. Altri sono in grado di ridurre la quantità di farmaci antidolorifici che assumono, riducendo il rischio di effetti collaterali del farmaco.

Tenere l'unità sopra l'area dolorante, a una certa distanza da toccando la pelle a 1 pollice di distanza dalla pelle, a seconda della profondità del trattamento desiderata. La luce rossa penetra fino a 1 pollice nei tessuti o nelle articolazioni.

Utilizza la tabella di dosaggio qui sotto per trovare il dosaggio migliore per trattare il tuo infortunio. Grafico del dosaggio


Livello di dolore	Dolore leggero	Dolore medio Dolore	Dolore profondo
DOSAGGIO	1 DOSE Per punto di trattamento 1 minuto (trattamento) Una volta al giorno	2 DOSI Per punto di trattamento 2 minuti (trattamento) Due o 3 volte a giorno	3 DOSI Per punto di trattamento [3 minuti (trattamento)] 3 volte al giorno

Non tenere il dispositivo acceso per più di 5 minuti alla volta. Se vuoi trattare più parti del corpo consecutivamente, spegnilo il dispositivo per almeno 1 minuto, dopo ogni 5 minuti di accensione. Questo sarà evitare che l'unità si surriscaldi.

Il punto da trattare è un'area coperta dal raggio di luce rossa. UN la piccola articolazione, ad esempio la nocca di un dito, dovrebbe avere un solo punto di trattamento, poiché la luce illumina l'intera articolazione interessata.



Per il trattamento del polso



Per il trattamento delle dita



Per il trattamento del ginocchio

Come installare le batterie?

Inserire la batteria fornita nel vano batteria. -Polo positivo contro il TOP.

- Polo negativo contro il FONDO.

*

Si prega di utilizzare solo batterie 18650.

* Le batterie 18650 possono essere caricate per 4-5 ore.

TOP 

BOTTOM 



4. Specifiche del prodotto

Prodotto Misurare	Peso netto $\approx 25,4,5 \times H 124$ mm		0,39 kg
Questione	Acciaio inossidabile	Lunghezza d'onda	630: 660 nm 850 nm
Irradianza superficiale:	$> 180 \text{mw/cm}^2$	Tempo di default	5 minuti
Potere	2,26 W	Batteria Capacità	2500 mAh
Garanzia	1 anno	Durata	50.000 ore

CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un'impennata il contenitore barrato indica che il prodotto richiede raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti normalmente rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.

SMALTIMENTO BATTERIA



Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente alla fine della vita utile di questo prodotto, le leggi relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la Direttiva sullo smaltimento delle batterie richiedono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta adeguato dove verrà inviato in ordine per rimuovere le batterie e per un riciclaggio appropriato. Per favore contattare le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e sulla sicurezza smaltimento di questi nella tua zona.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Variazioni o modifiche non espressamente approvate da la parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente per utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare il l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme alla limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 della FCC Regole. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con

istruzioni, potrebbero causare interferenze dannose alla radio comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinato spegnendo e accendendo il prodotto, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza tramite uno o più dei seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

5. Attenzione

*Non utilizzare la luce vicino all'acqua

*Non fissare direttamente la luce e utilizzare occhiali protettivi durante l'utilizzo il dispositivo

*Non trattare vicino agli occhi

6. Manutenzione dell'attrezzatura

Pulizia e disinfezione: utilizzare

solo un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno detergente abrasivo o immergerlo in acqua o altro liquido. Questo dispositivo non può essere sterilizzato con alcun metodo liquido o in autoclave.

Conservazione: conservare l'unità in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta e dal calore estremo.

* Avvertenza: non consentire all'umidità di entrare in contatto con la custodia o la luce dell'unità. Non immergere l'unità in acqua.

* Avvertenza: se l'unità non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo (1 mese+), rimuovere le batterie dall'unità per evitarne la corrosione.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Varita de terapia de luz roja

MODELO:TL09-A

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertos

herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa

necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Eres amable

Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros si

En realidad, en comparación con las principales marcas, se ahorra la mitad.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Luz roja
Varita de terapia

Modelo: TL09-A



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? por favor siente libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea todo el manual. instrucciones cuidadosamente antes de operar. VEVOR se reserva una clara interpretación de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Por favor perdónanos que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



¡Felicitaciones por tomar el control de su dolor! Ahora puedes usar la terapia de luz roja LED para proporcionar drogas directas y no adictivas alivio del dolor gratuito.

Las células eficientes pueden mejorar la salud

Lea el manual de instrucciones para aprovechar al máximo su dispositivo.

Utiliza una combinación de LED rojos de 630 nm, 660 nm e infrarrojos de 850 nm que se eligen para brindar la intensidad de luz ideal para efectos biológicos en cualquier parte del cuerpo.

1. Incluido con este paquete

1 * varita de terapia de luz roja

1 * bolsa de transporte

2 * batería recargable 18650

1 * cargador de batería

1 * gafas protectoras

1 * Manual de usuario

2. Beneficios

Alivio temporal de dolores menores en músculos y articulaciones, artritis y espasmos musculares, aliviando la rigidez y promoviendo la relajación de los músculos. tejido.

3. Direcciones

1) Comprometerse a un plan de tratamiento de 3 semanas. Si bien muchas personas Algunos logran un alivio del dolor con la terapia de luz roja casi de inmediato, otros ven un alivio del dolor medible de forma incremental con el tiempo.

Dependiendo de la gravedad del tipo de lesión y de las diferentes vías del dolor. involucrados, las personas varían en el tiempo de respuesta a la terapia.

Por eso recomendamos comprometerse con un tratamiento de 3 semanas.

Plan. Si ve resultados de inmediato, genial, continúe el tratamiento según sea necesario.

Sin embargo, si no siente alivio tan rápidamente, sepa que

Esto también es normal, así que trate de no frustrarse. Simplemente trate su dolor de manera consistente con 3 tratamientos rápidos por día con, Para hasta

a 3 minutos cada vez por punto de tratamiento. Después de 3 semanas de terapia constante con luz roja, la mayoría de las personas experimentan una disminución

de su dolor, 2) No

suspenda repentinamente sus otros tratamientos al comenzar a enrojecerse.

terapia de luz. Aunque es posible que no esté satisfecho con la actual tratamientos, pueden tener un efecto parcial en el nivel de su dolor. Mientras continúa con sus tratamientos actuales, comience su tratamiento rojo.

Terapia de luz, que le da tiempo a su dispositivo rojo para proporcionar un dolor óptimo.

alivio. Después de haber logrado el máximo alivio del dolor con el color rojo dispositivo, entonces puede considerar 4 dejar de utilizarlo lentamente

otros medicamentos o tratamientos. Si planea reducir o suspender un medicamento recetado, primero consulte con su médico.

Para muchas personas, funciona tan bien que pueden desprenderse pastillas para el dolor por completo. Otros pueden reducir la cantidad de analgésicos que toman, lo que reduce el riesgo de efectos secundarios de los medicamentos.




Sostenga la unidad sobre el área dolorida a una distancia desde tocando la piel a 1 pulgada de distancia de la piel, dependiendo de la profundidad del tratamiento deseado. La luz roja penetra hasta 1 pulgada en sus tejidos o articulaciones.

Utilice la tabla de dosificación a continuación para encontrar la mejor dosis para tratar su lesión. Tabla de dosificación

Nivel de dolor	Dolor ligero	Dolor promedio	Dolor profundo
DOSIS	1 DOSIS Por punto de tratamiento 1 minuto tratamiento) Una vez al día	2 DOSIS Por punto de tratamiento 2 minutos tratamiento) Dos o tres veces al día día	3 DOSIS Por punto de tratamiento [3 minutos tratamiento] 3 veces al día

No mantenga el dispositivo encendido durante más de 5 minutos seguidos. Si desea tratar varias partes de su cuerpo consecutivamente, apague el dispositivo durante al menos 1 minuto, cada 5 minutos encendido. Esta voluntad evitar que la unidad se sobrecaliente.

El punto de tratamiento es un área cubierta por el haz de luz roja. A La articulación pequeña, por ejemplo el nudillo de un dedo, sólo debe tener un punto de tratamiento, ya que la luz brilla sobre toda la articulación afectada.

	<p>Para tratamiento de muñeca</p>
	<p>Para tratamiento de dedos</p>
	<p>Para tratamiento de rodilla</p>

¿Cómo instalar baterías?

Inserte la batería proporcionada en el compartimiento de la batería. -Polo positivo contra el TOP.

- Polo Negativo contra el FONDO.

*
Utilice únicamente baterías 18650.

*

Las baterías 18650 se pueden cargar durante 4-5 horas.



4. Especificación del producto

Producto Tamaño	Φ25.4.5x Alto 124 mm Peso neto		0,39 kg
Asunto	Acero inoxidable	Longitud de onda	630: 660 nm 850nm
Superficie de irradiancia:	>180mw/cm2	Tiempo predeterminado	5 minutos
potencia	2,26W	Batería Capacidad	2500mAh
Garantía	1 año	Esperanza de vida	50.000 horas

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un caballito.

El contenedor tachado indica que el producto requiere

Recogida selectiva de basuras en la Unión Europea. Este se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.

Los productos marcados como tales no se pueden desechar con la normalidad. residuos domésticos, pero deben llevarse a un punto de recogida para su reciclaje dispositivos eléctricos y electrónicos.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



Minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente en

Al final de la vida útil de este producto, las leyes relativas a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y la Directiva sobre residuos de baterías exigen que deseches este producto en una instalación de

recogida adecuada donde se enviará en orden.

para retirar las pilas y para su reciclaje adecuado.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la seguridad. eliminación de estos en su área.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación es sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular el autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de la FCC Reglas, estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las

instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que pueden ser determinado apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

5. Precaución

*No utilices la luz cerca del agua.

*No mires directamente a la luz, usa gafas protectoras mientras usas el dispositivo

*No tratar cerca de los ojos

6. Mantenimiento del equipo

Limpieza y desinfección: Utilice

únicamente un paño suave y seco para limpiar el exterior. Nunca utilice un limpiador abrasivo ni sumergir en agua o cualquier otro líquido. Este dispositivo no se puede esterilizar mediante ningún método líquido ni en autoclave.

Almacenamiento: Guarde la unidad en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa y del calor extremo.

* Advertencia: No permita que la humedad entre en contacto con el estuche, o luz de la unidad. No sumerja la unidad en agua.

* Advertencia: Si la unidad no se utilizará durante un período prolongado (más de 1 mes), retire las baterías de la unidad para evitar su corrosión.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Różdżka do terapii światłem czerwonym

MODEL:TL09-A

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź do połowy ceny”, „Zaoszczędź do połowy ceny” lub inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas reprezentuje szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać na zakupie danego produktu

narzędzia u nas w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie oznacza uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzia. Jesteś uprzejmy

Przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli tak faktycznie oszczędzają połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Czerwone światło
Różdżka terapeutyczna

Model: TL09-A



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę poczuć skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać całą instrukcję dokładnie zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem obsługi. VEVOR zastrzega sobie jasno interpretacja naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam że nie będziemy Cię ponownie informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologii lub oprogramowania.



Gratulujemy przejęcia kontroli nad bólem! Teraz możesz użyć
Terapia światłem czerwonym LED zapewniająca bezpośredni, niezależniący lek
bezpłatną ulgę w bólu.

Wydajne komórki mogą poprawić zdrowie

Przeczytaj instrukcję obsługi, aby w pełni wykorzystać możliwości swojego urządzenia.

Wykorzystuje kombinację czerwonych diod LED 630 nm 660 nm i podczerwieni 850
nm, które są wybrane tak, aby zapewnić idealną intensywność światła dla efektów
biologicznych w dowolnym miejscu na ciele.

1. Zawarte w tym pakiecie

1 * różdżka do terapii światłem czerwonym

1 * torba do noszenia

2 * akumulator 18650

1 * ładowarka

1 * okulary ochronne

1 * instrukcja obsługi

2. Korzyści

Tymczasowa ulga w niewielkich bólach mięśni i stawów, zapaleniu stawów i skurczach mięśni, łagodzenie sztywności, wspomaganie rozluźnienia mięśni tkanka.

3. Wskazówki

1) Podejmij 3-tygodniowy plan leczenia. Wiele osób niemal natychmiast osiąga ulgę w bólu dzięki terapii światłem czerwonym, inni zauważają wymierną ulgę w bólu stopniowo w miarę upływu czasu. W zależności od rodzaju urazu i różnych ścieżek bólu zaangażowani, ludzie różnią się czasem reakcji na terapię .

Dlatego zalecamy podjąć 3-tygodniowej kuracji

Plan. Jeśli od razu zobaczysz rezultaty, świetnie, kontynuuj leczenie w razie potrzeby.

Jeśli jednak nie poczujesz ulgi tak szybko, wiedź o tym

jest to również normalne, więc staraj się nie denerwować. Po prostu walcz ze swoim bólem konsekwentnie, stosując 3 szybkie zabiegi dziennie za pomocą preparatu For up. do 3 minut za każdym razem na punkt zabiegowy. Po 3 tygodniach konsekwentnej terapii światłem czerwonym większość ludzi doświadcza osłabienia bólu, 2) Nie

należy nagle przerywać innych zabiegów, gdy pojawi się zaczerwienienie terapii światłem. Chociaż możesz nie być zadowolony z prądu leczenia, mogą one mieć częsty wpływ na poziom bólu. Kontynuując dotychczasowe zabiegi, rozpocznij czerwien

terapię światłem, dzięki której Twoje czerwone urządzenie będzie miało czas na zapewnienie optymalnego bólu ulga. Po osiągnięciu ciu maksymalnej ulgi w bólu spowodowanym zaczerwienieniem urządzenia, możesz następnie rozważyć powolne odzwyczajanie się od niego

inne leki lub metody leczenia. Jeśli planujesz zmniejszyć lub zaprzestać: leki na receptę , najpierw skonsultuj się z lekarzem.

Dla wielu osób działa tak dobrze, że są w stanie spaść całkowicie tabletki przeciwbólowe. Inni są w stanie zmniejszyć ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych, zmniejszając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leków.



Trzymaj urządzenie nad bolesnym obszarem w dowolnej odległości od niego dotykając skóry w odległości 1 cala od skóry, w zależności od pożądana głę bokość leczenia. Czerwone światło przenika do 1 cala do tkanek lub stawów.

Skorzystaj z poniższej tabeli dawkowania, aby znaleźć najlepszą dawkę w leczeniu obrażenia. Tabela dawkowania

Poziom ból	Lekki ból	Przecię tny ból Głę boki ból	
DAWKOWANIE	1 DAWKA Na jedno miejsce zabiegowe 1 minuta (leczenie) Raz dziennie	2 DAWKI Na jedno miejsce zabiegowe 2 minuty (leczenie) Dwa razy lub 3 razy w roku dzień	3 DAWKI Na punkt zabiegowy [3 minuty (leczenie)] 3 razy dziennie

Nie pozostawiaj urządzenia włączonego jednorazowo dłużej niż 5 minut. Jeśli chcesz poddać się zabiegowi na kilku czę ściach ciała po kolei, wyłącz urządzenia przez co najmniej 1 minutę , co każde 5 minut jego włączenia. To bę dzie chronić urządzenie przed przegrzaniem.

Miejsce zabiegowe to obszar obję ty czerwoną wiązką światła. A mały staw, czyli kostka palca, powinien mieć tylko jedno miejsce zabiegowe, ponieważ światło oświetla cały dotknię ty staw.

	<p>Do leczenia nadgarstków</p>
	<p>Do leczenia palców</p>
	<p>Do leczenia kolana</p>

Jak zainstalować baterie?

Włóż dostarczoną baterię do komory baterii. -Pozytywny Polak przeciwko TOPowi.


- Biegun ujemny wzglę dem DNA.

* Proszę używać wyłącznie baterii 18650.

* Akumulatory 18650 można ładować przez 4-5 godzin.

TOP 

BOTTOM 



4. Specyfikacja Produktu

Produkt Rozmiar	Φ25,4,5 x wys. 124 mm	Masa netto	0,39 kg
Materiał	Stal nierdzewna	Długość fali	630: 660 nm 850nm
Powierzchnia	napromieniowania:> 180 mw/cm2 Czas domyślny 5 minut		
Powe	2,26 W	Bateria Pojemność	2500 mAh
Gwarancja	1 rok	Długość życia	50 000 godzin

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający wózek na kółkach przekreślony koszem oznacza, że produkt tego wymaga selektywna zbiórka śmieci na terenie Unii Europejskiej. Ten

dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

UTYLIZACJA BATERII



Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska przy ul koniec życia tego produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzę tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby ten produkt był utylizowany w odpowiednim punkcie zbiórki, gdzie zostanie wysłany w porządku o wyję cie baterii i odpowiedni recykling. Prosimy skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać wię cej informacji na temat recyklingu i bezpieczeństwa utylizacji w Twojej okolicy.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzę tu!

To urządzenie jest zgodne z czę ścią 15 przepisów FCC. Operacja jest podlega nastę pującym dwóm warunkom: 1)

Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z czę ścią 15 ustawy FCC Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o czę stotliwości radiowej, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przepisami

instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w działaniu radia komunikacja. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które mogą wystąpić można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednej lub więcej kolejnych czynności następujących:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

5. Uwaga

- * Nie używaj światła w pobliżu wody
- * Nie patrz bezpośrednio na światło, podczas używania używaj okularów ochronnych urządzenia
- * Nie stosować w pobliżu oczu

6. Konserwacja sprzętu

Czyszczenie i dezynfekcja: Do

czyszczenia części zewnętrznych używaj wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących lub zanurzać w wodzie lub innym płynie. Tego urządzenia nie można sterylizować żadną metodą płynną ani w autoklawie.

Przechowywanie: Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła i ekstremalnego ciepła.

* Ostrzeżenie: Nie dopuść do kontaktu wilgoci z obudową lub oświetlenie urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

* Ostrzeżenie: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu (ponad 1 miesiąc), należy wyjąć baterie z urządzenia, aby uniknąć ich korozji.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Roodlichttherapiestokje

MODEL:TL09-A

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt vertegenwoordigt een schatting van de besparingen waarvan u zou kunnen profiteren als u bepaalde producten koopt gereedschap bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle door ons aangeboden categorieën gereedschap worden gedekt. Je bent vriendelijk eraan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst besparen feitelijk de helft in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Rood licht
Therapie toverstaf**

Model: TL09-A



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Voel alsjeblieft

Neem vrijblijvend contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees de hele handleiding
instructies zorgvuldig voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een nul voor
interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van
het product dat u heeft ontvangen. Alsjeblieft vergeef ons
dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn
voor ons product.



Gefeliciteerd met het onder controle krijgen van uw pijn! Nu kunt u gebruiken de LED-roodlichttherapie om directe, niet-verslavende medicijnen te bieden gratis pijnbestrijding.

Efficiënte cellen kunnen de gezondheid verbeteren

Lees de handleiding om het maximale uit uw apparaat te halen.

Maakt gebruik van een combinatie van rode 630nm 660nm en infrarood 850nm LED's die gekozen zijn om de ideale lichtintensiteit te geven voor biologische effecten overal op het lichaam.

1. Inbegrepen bij dit pakket

- 1 * Roodlichttherapiestokje
- 1 x draagtas
- 2 * oplaadbare batterij 18650
- 1 * batterijlader

1*Beschermdende bril

1 * Gebruikershandleiding

2. Voordelen

Tijdelijke verlichting van lichte spier- en gewrichtspijn, artritis en spierspasmen, verlichting van stijfheid en bevordering van spierontspanning zakdoek.

3. Routebeschrijving

1) Houd u aan een behandelplan van drie weken. Terwijl veel mensen bereiken vrijwel onmiddellijk pijnverlichting met roodlichttherapie, anderen zien in de loop van de tijd stapsgewijs meetbare pijnverlichting.

Afhankelijk van de ernst van het letsel en de verschillende pijnpaden betrokken zijn, variëren mensen in de reactietijd van de therapie.

Daarom raden wij aan om een behandeling van 3 weken te volgen

Plan. Als u meteen resultaat ziet, prima, ga dan door met behandelen als dat nodig is. Als u echter niet zo snel verlichting voelt, weet dat dan dit is ook normaal, dus probeer niet gefrustreerd te raken. Behandel uw pijn consequent met 3 snelle behandelingen per dag met de For up tot 3 minuten per behandelplek. Na 3 weken consistente roodlichttherapie ervaren de meeste mensen een afname van hun pijn, 2)

Stop niet plotseling met uw andere behandelingen wanneer u rood begint te worden licht therapie. Ook al ben je misschien niet tevreden met de huidige behandelingen, kunnen deze een gedeeltelijk effect hebben op de mate van uw pijn. Terwijl u doorgaat met uw huidige behandelingen, begint u met uw rode behandeling lichttherapie, waardoor uw rode apparaat de tijd krijgt om optimale pijn te veroorzaken opluchting. Nadat u maximale pijnverlichting heeft bereikt met uw rode apparaat, dan kunt u overwegen om langzaam af te bouwen

andere medicijnen of behandelingen. Als u van plan bent een behandeling te verminderen of te stoppen voorgeschreven medicijnen, raadpleeg eerst uw arts.

Voor veel mensen werkt het zo goed dat ze eraf kunnen komen pijnstillers volledig. Anderen zijn in staat de hoeveelheid pijnstillers die ze gebruiken te verminderen, waardoor het risico op bijwerkingen van medicijnen wordt verminderd.

Houd het apparaat op een afstand van waar dan ook boven het pijnlijke gebied door de huid aan te raken tot op 2,5 cm afstand van de huid, afhankelijk van de gewenste diepte van de behandeling. Het rode licht dringt tot 2,5 cm door in uw weefsels of gewrichten.

Gebruik de onderstaande doseringstabel om de beste dosering voor uw behandeling te vinden blessure. Doseringsschema

Pijnniveau	Lichte pijn	Gemiddelde pijn	Diepe pijn
DOSERING	1 DOSIS Per behandelplek 1 minuut behandeling) Een keer per dag	2 DOSES Per behandelplek 2 minuten behandeling) Tweemaal of 3x a dag	3 DOSES Per behandelplek [3 minuut behandeling] 3 keer per dag

Laat het apparaat niet langer dan 5 minuten achter elkaar ingeschakeld. Als

Als u meerdere delen van uw lichaam achter elkaar wilt behandelen, schakelt u deze uit het apparaat minimaal 1 minuut, na elke 5 minuten aan. Dit zal voorkomen dat het apparaat oververhit raakt.

De behandelplek is een gebied dat wordt bedekt door de rode lichtstraal. A klein gewricht iek nokkel van een vinger, mag maar één behandelplek hebben, omdat het licht over het gehele aangetaste gewricht schijnt.

	Voor polsbehandeling
	Voor vingerbehandeling
	Voor kniebehandeling

Hoe batterijen installeren?

Plaats de meegeleverde batterij in het batterijcompartiment. -Positieve pool tegen de TOP.

- Negatieve pool tegen de BODEM.

* Gebruik uitsluitend 18650-batterijen.

* 18650-batterijen kunnen 4-5 uur worden opgeladen.



4. Productspecificatie

Product Maat	ÿ25,4,5x H 124 mm nettogewicht		0,39 kg
Materie	Roestvrij staal	Golflengte	630: 660 nm 850 nm
Bestralingssterkte	Oppervlakte:>180mw/cm2	Standaardtijd	5 minuten
Poëtisch	2,26 W	Accu Capaciteit	2500 mAh
Garantie	1 jaar	Levensduur	50.000 uur

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool toont een wheelie

doorgekruiste bak geeft aan dat het product dit nodig heeft gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit

geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mogen niet bij normaal worden weggegooid huishoudelijk afval, maar moet voor recycling naar een inzamelpunt worden gebracht elektrische en elektronische apparaten.

VERWIJDERING VAN BATTERIJEN



Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu te minimaliseren het einde van de levensduur van dit product, wetten met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn betreffende afgedankte batterijen vereisen dat u dit product weggooit bij een

geschikt inzamelpunt waar het op de juiste manier wordt verzonden

om de batterijen te verwijderen en voor passende recycling

Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veiligheid verwijdering hiervan in uw regio.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker ongeldig maken om de apparatuur te bedienen!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Operatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1)

Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de geldigheidsduur van het product ongeldig maken bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC Regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de

instructies, kan schadelijke interferentie aan de radio veroorzaken communicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product dit veroorzaakt schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst, wat kan zijn bepaald door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie door een of meer van de volgende factoren te corrigeren volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

5. Let op

*Gebruik het licht niet in de buurt van water

*Staar niet rechtstreeks in het licht. Gebruik tijdens het gebruik een veiligheidsbril het apparaat

*Niet in de buurt van de ogen behandelen

6. Onderhoud van apparatuur

Reinigen en desinfecteren: Gebruik

alleen een zachte, droge doek om de buitenkant schoon te maken. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of onderdompelen in water of een andere vloeistof. Dit apparaat kan op geen enkele manier met vloeistoffen of in de autoclaaf worden gesteriliseerd.

Opslag: Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct licht en extreme hitte.

*
Waarschuwing: Zorg ervoor dat er geen vocht in contact komt met de behuizing of licht van het apparaat. Dompel het apparaat niet onder in water.

*Waarschuwing: Als het apparaat gedurende langere tijd (1 maand+) niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen uit het apparaat om corrosie te voorkomen.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Rödljusterapistav

MODELL:TL09-A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du är snäll påminns om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Rött Ljus
Terapistav**

Modell: TL09-A



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Vänligen känn efter gratis att kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionen, läs all manual instruktionerna noggrant innan användning. VEVOR reserverar en klar tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Grattis till att du tagit kontroll över din smärta! Nu kan du använda LED Red Light Therapy för att ge direkt, icke-beroendeframkallande drog gratis smärtlindring.

Effektiva celler kan förbättra hälsan

Läs bruksanvisningen för att få ut så mycket som möjligt av din enhet.

Använder en kombination av röda 630nm 660nm och infraröda 850nm lysdioder som är vald för att ge den idealiska ljusintensiteten för biologiska effekter var som helst på kroppen.

1. Ingår i detta paket

1* Rödljusterapistav

1* Bärväska

2*uppladdningsbart batteri18650

1* Batteriladdare

1* Skyddsglasögon

1* Användarmanual

2. Fördelar

Tillfällig lindring av mindre muskel- och ledvärk, artrit och muskelspasmer, lindrar stelhet, främjar muskelavslappning vävnad.

3. Vägbeskrivning

1) Förbind dig till en 3-veckors behandlingsplan. Medan många människor uppnå smärtlindring från Rödljusterapi nästan omedelbart, andra ser mätbar smärtlindring stegvis över tiden.

Beroende på skadans svårighetsgrad och olika smärtvägar involverade varierar människor i terapivarstid.

Det är därför vi rekommenderar att du förbinder dig till en 3-veckors behandling Planen. Om du ser resultat direkt, bra, fortsätt att behandla efter behov. Men om du inte känner lättnad så snabbt, vet det detta är också normalt, så försök att inte bli frustrerad. Behandla din smärta konsekvent med 3 snabba behandlingar per dag med till 3 minuter varje gång per behandlingsplats. Efter 3 veckors konsekvent rött ljusterapi upplever de flesta en avtagande av deras

smärta, 2) Avbryt inte dina andra behandlingar plötsligt när du börjar röd ljusterapi. Även om du kanske inte är nöjd med ström behandlingar kan de ha en delvis effekt på graden av din smärta. Medan du fortsätter med dina nuvarande behandlingar, starta din röda ljusterapi, vilket ger din röda enhet tid att ge optimal smärta lättnad. Efter att du har uppnått maximal smärtlindring från din röda enhet kan du sedan överväga att långsamt avvänja dig från

andra mediciner eller behandlingar. Om du planerar att minska eller stoppa en receptbelagd medicin, konsultera först med din läkare.

För många människor fungerar det så bra att de kan ta sig av smärttabletter helt. Andra kan minska mängden smärtstillande mediciner de tar, vilket minskar risken för läkemedelsbiverkningar.




Håll enheten över det smärtsamma området på avstånd var som helst från röra huden till 1 tum bort från huden, beroende på önskat behandlingsdjup. Det röda ljuset penetrerar upp till 1 tum in i dina vävnader eller leder.

Använd doseringstabellen nedan för att hitta den bästa dosen för att behandla din skada. Doseringstabell

Smärtnivå	Lätt smärta	Genomsnittlig smärta	Djup smärta
DOSERING	1 DOS Per behandlingsplats 1 minut behandling) En gång om dagen	2 DOSER Per behandlingsplats 2 minuter behandling) Två eller 3 gånger a dag	3 DOSER Per behandlingspunkt [3 minuter behandling] 3 gånger om dagen

Låt inte enheten vara på i mer än 5 minuter åt gången. Om du vill behandla flera delar av din kropp i följd, stäng av enheten i minst 1 minut, efter var 5:e minut. Det här kommer att förhindra att enheten överhettas.

Behandlingsfläcken är ett område som täcks av den röda ljusstrålen. A liten led ieknuckle av ett finger, bör endast ha en behandlingspunkt, eftersom ljuset lyser över hela den drabbade leden.

	För handledsbehandling
	För fingerbehandling
	För knäbehandling

Hur installerar man batterier?

Sätt i det medföljande batteriet i batterifacket. -Positiv pol mot TOPPEN.

- Negativ pol mot BOTTEN.

* Använd endast 18650-batterier.

*

18650 batterier kan laddas i 4-5 timmar.



4. Produktspecifikation

Produkt Storlek	25.4.5x H 124mm	Nettovikt	0,39 kg
Materia	Rostfritt stål	Våglängd	630: 660 nm 850 nm
Bestrålningsyta	>180mw/cm2	Standardtid	5 minuter
Powe	2,26W	Batteri Kapacitet	2500mAh
Garanti	1 år	Livslängd	50 000 timmar

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en wheellie korsad låda anger att produkten kräver

separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normal hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning elektriska och elektroniska apparater.

AVFALLSHANTERING AV BATTERI



För att minimera risker för hälsa och miljö vid slutet av denna produkts livslängd, lagar som handlar om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier kräver att du kasserar denna produkt på en lämplig insamlingsanläggning dit den kommer att skickas i ordning för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säkert kassera dessa i ditt område.

FCC-information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla kraven gränser för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC Regler, Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med

instruktioner, kan orsaka skadliga störningar på radio kommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan vara bestäms genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

5. Varning

*Använd inte ljuset runt vatten

*Stirra inte direkt på ljuset använd skyddsglasögon när du använder den enheten

*Behandla inte nära ögonen

6. Underhåll av utrustning

Rengöring och desinficering:

Använd endast en mjuk torr trasa för att rengöra utsidan. Använd aldrig en slipande rengöringsmedel eller sänk i vatten eller någon annan vätska. Denna enhet kan inte steriliseras med någon vätske- eller autoklavmetod.

Förvaring: Förvara enheten på en sval, torr plats, borta från direkt ljus och extrem värme.

* Varning: Låt inte fukt komma i kontakt med fodralet eller enhetens ljus. Doppa inte ned enheten i vatten.

* Varning: Om enheten inte ska användas under en längre tid (1 månad+) ta bort batterierna från enheten för att undvika korrosion.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support