

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **THRESHOLD RAMP USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## THRESHOLD RAMP

Model: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## 1. Safety Instructions

### **WARNING:**

Carefully read and understand instructions and procedures before installing and using the threshold ramp.

Do not modify the threshold ramp design.

- Do not move a threshold ramp while standing on it.
- Do not use it in bad weather, such as wind, rain, snow, and so on. It is recommended to use the ladder in clear weather.

1. During installation, please wear gloves to prevent hand injuries.
2. Do not stack items or allow children to play on the ramp.
3. Regularly check the structure and fasteners of the ramp to ensure its stability and safety.
4. If the surface of the ramp is worn or damaged, please replace or repair it in time.

## 2. Maintenance Guide

1. Place the product on a sturdy, secure, accessible, and level starting point. The minimum weight capacity of the starting point must be equal to that of the ramp (800 lbs). Do not exceed the maximum weight capacity of the product.
2. Ensure that the product is securely flush against the starting point. If a safe, accessible, and level starting point cannot be found, or if the product does not fit securely against a higher starting point, do not use the ramp.
3. Do not tamper with, attempt to repair, or modify any part of the product. Exercise caution to avoid pinch points during assembly and handling.
4. If using the product with other mobility equipment, refer to the user guide of the equipment to understand the acceptable usage guidelines, including appropriate slope, incline, and chair direction. Do not exceed the

recommendations of the mobility equipment.

5. Before each use, carefully inspect the fasteners on the ramp to ensure they are not loose. Tighten any loose fasteners if necessary.
6. When using the ramp, ensure it is securely flush against the starting point to ensure safety.
7. Before each use, clean the ramp surface of ice, snow, dust, leaves, and other debris. Remove accumulated ice and snow, and sweep the surface clean. For dust and debris, use a soft bristle brush and non-alkaline detergent to clean the ramp surface, then rinse thoroughly.
8. The ramp surface may become slippery in wet conditions. Walk with caution and pay attention to your footing to prevent slipping.
9. If the ramp will not be used for an extended period, store it in a dry and well-ventilated area away from direct sunlight.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**







### **3. Product Description and Main Features**

The threshold interlocking aluminum alloy ramp is made of high-quality aluminum alloy extrusion. This product is durable and provides convenience for people. It is lightweight, portable, stable, and durable and features an interlocking design for easy installation and storage.

➤ **Main Features:**


1. **Material:** High-strength aluminum alloy, extruded.
2. **Surface:** Anti-slip treatment, deburring.
3. **Interlocking design:** Each section's interface is precisely designed; align each section's interface and push them together for installation.
4. **Load limit:** Up to 800 lbs.
5. **Height optional:** suitable for thresholds of different heights.

## 4. Product Parameter


Item	Model	Picture	Height	Load Limit	N.W	G.W
1	LD9YV0		1inch	800lbs	1.9kg	2.6kg
2	LYIMV0		2inch	800lbs	3.6kg	4.4kg
3	Z2UAV0		3inch	800lbs	5.4kg	6.25kg
4	GRBRV0		4inch	800lbs	7.35kg	8.35kg
5	OVUSV0		5inch	800lbs	9.4kg	10.5g
6	SNPTV0		6inch	800lbs	11.7kg	12.55kg

## 5. Installation Guide







- (1) Before starting the installation, please wear gloves to protect your hands.
- (2) Choose an appropriate installation location, ensuring that the ground is level and firm.
- (3) Align and interlock each section of the ramp together until all parts are even.
- (4) Starting with the 1" extension, install the threshold extensions in the order shown (FIG. 1) until the final height is reached. Bring the threshold extensions together at an approximate 45° angle, then rotate them into place after the bulb is engaged in the slot.



- (5) Use the provided screws to tighten each section of the ramp to ensure that the ramp does not slip out or make noise during use.



- (5) After installation, check whether the ramp is stable and tightly attached to the ground.
- (6) When using the ramp, push the equipment up and down the ramp steadily, avoiding sharp turns or speeding.



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **SEUIL RAMPE**

### **MANUEL D'UTILISATION**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## THRESHOLD RAMP

Modèle : LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## 6. Safety Instructions

### **AVERTISSEMENT:**

Lisez attentivement et comprenez les instructions et les procédures avant d'installer et d'utiliser la rampe de seuil.

Ne pas modifier la conception de la rampe de seuil.

- Ne déplacez pas une rampe de seuil en vous tenant debout dessus.
- Ne pas utiliser l'échelle par mauvais temps, comme le vent, la pluie, la neige, etc. Il est recommandé d'utiliser l'échelle par temps clair.

10. Lors de l'installation, veuillez porter des gants pour éviter les blessures aux mains.

11. N'empilez pas d'objets et ne laissez pas les enfants jouer sur la rampe.

12. Vérifiez régulièrement la structure et les fixations de la rampe pour assurer sa stabilité et sa sécurité.

13. Si la surface de la rampe est usée ou endommagée, veuillez la remplacer ou la réparer à temps.

## 7. Maintenance Guide

5. Placez le produit sur un point de départ solide, sûr, accessible et de niveau. La capacité de poids minimale du point de départ doit être égale à celle de la rampe (800 lb). Ne dépassez pas la capacité de poids maximale du produit.

6. Assurez-vous que le produit est bien aligné avec le point de départ. Si vous ne parvenez pas à trouver un point de départ sûr, accessible et de niveau, ou si le produit ne s'adapte pas solidement à un point de départ plus élevé, n'utilisez pas la rampe.

7. Ne pas altérer, réparer ou modifier une quelconque partie du produit. Soyez prudent afin d'éviter les points de pincement lors de l'assemblage et

de la manipulation.

8. Si vous utilisez le produit avec un autre équipement de mobilité, reportez-vous au guide d'utilisation de l'équipement pour comprendre les consignes d'utilisation acceptables, notamment la pente, l'inclinaison et l'orientation du fauteuil appropriés. Ne dépassez pas les recommandations de l'équipement de mobilité.

14. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement les fixations de la rampe pour vous assurer qu'elles ne sont pas desserrées. Resserrez les fixations desserrées si nécessaire.

15. Lorsque vous utilisez la rampe, assurez-vous qu'elle est bien alignée avec le point de départ pour garantir la sécurité.

16. Avant chaque utilisation, nettoyez la surface de la rampe pour éliminer la glace, la neige, la poussière, les feuilles et autres débris. Retirez la glace et la neige accumulées et balayez la surface pour la nettoyer. Pour la poussière et les débris, utilisez une brosse à poils doux et un détergent non alcalin pour nettoyer la surface de la rampe, puis rincez abondamment.

17. La surface de la rampe peut devenir glissante en cas de pluie.

Marchez avec prudence et faites attention à vos pieds pour éviter de glisser.

18. Si la rampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

### **8. Product Description and Main Features**




La rampe de seuil en alliage d'aluminium emboîtable est fabriquée en alliage d'aluminium extrudé de haute qualité. Ce produit est durable et offre




un confort aux personnes. Il est léger, portable, stable et durable et présente une conception emboîtable pour une installation et un stockage faciles.

➤ Caractéristiques principales :

6. Matériau : alliage d'aluminium haute résistance, extrudé.
7. Surface : Traitement antidérapant, ébavurage.
8. Conception imbriquée : l'interface de chaque section est conçue avec précision ; alignez l'interface de chaque section et poussez-les ensemble pour l'installation.
9. Limite de charge : Jusqu'à 800 livres .
10. Hauteur optionnelle : convient aux seuils de différentes hauteurs.

## 9. Product Parameter

Article	Modèle	Image	Hauteur	Limite de charge	Nord-Ouest	GW
1	LD9YV0		1 pouce	800 livres	1,9 kg	2,6 kg
2	LYIMV0		2 pouces	800 livres	3,6 kg	4,4 kg
3	Z2UAV0		3 pouces	800 livres	5,4 kg	6,25 kg

4	GRBRV0		4 pouces	800 livres	7,35 kg	8,35 kg
5	OVUSV0		5 pouces	800 livres	9,4 kg	10,5 g
6	SNPTV0		6 pouces	800 livres	11,7 kg	12,55 kg

## 10. Installation Guide

- (1) Avant de commencer l'installation, veuillez porter des gants pour protéger vos mains.
- (2) Choisissez un emplacement d'installation approprié, en vous assurant que le sol est plat et ferme.
- (3) Alignez et imbriquez chaque section de la rampe jusqu'à ce que toutes les pièces soient uniformes.
- (4) En commençant par l'extension de 1", installez les extensions de seuil dans l'ordre indiqué (FIG. 1) jusqu'à ce que la hauteur finale soit atteinte. Rassemblez les extensions de seuil à un angle d'environ 45°, puis faites-les pivoter en place une fois l'ampoule insérée dans la fente .




FIG1






FIG.1

(5) Utilisez les vis fournies pour serrer chaque section de la rampe afin de garantir que la rampe ne glisse pas ou ne fait pas de bruit pendant l'utilisation .



- (5) Après l'installation, vérifiez si la rampe est stable et solidement fixée au sol.
- (6) Lorsque vous utilisez la rampe, poussez l'équipement de haut en bas de la rampe de manière constante, en évitant les virages serrés ou les excès de vitesse.



**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **SCHWELLE RAMPE BENUTZERHANDBUCH**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## THRESHOLD RAMP

Modell: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## 11. Safety Instructions

### **WARNUNG:**

und verstehen Sie die Anweisungen und Verfahren sorgfältig, bevor Sie die Schwellenrampe installieren und verwenden .

Ändern Sie das Design der Schwellenrampe nicht.

- Bewegen Sie eine Schwellenrampe nicht, während Sie darauf stehen.
- Verwenden Sie sie nicht bei schlechtem Wetter wie Wind, Regen, Schnee usw. Es wird empfohlen, die Leiter bei klarem Wetter zu verwenden.

19. Bitte tragen Sie während der Installation Handschuhe, um Handverletzungen vorzubeugen.

20. Stapeln Sie keine Gegenstände auf der Rampe und lassen Sie Kinder nicht darauf spielen.

21. Überprüfen Sie regelmäßig die Struktur und Befestigungen der Rampe, um ihre Stabilität und Sicherheit sicherzustellen.

22. Wenn die Oberfläche der Rampe abgenutzt oder beschädigt ist, ersetzen oder reparieren Sie sie bitte rechtzeitig.

## 12. Maintenance Guide

9. Stellen Sie das Produkt auf einen stabilen, sicheren, zugänglichen und ebenen Ausgangspunkt. Die Mindesttragfähigkeit des Ausgangspunkts muss der der Rampe (800 lbs) entsprechen. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Produkts.

10. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher am Startpunkt anliegt. Wenn kein sicherer, zugänglicher und ebener Startpunkt gefunden werden kann oder das Produkt nicht sicher an einem höheren Startpunkt anliegt, verwenden Sie die Rampe nicht.

11. Versuchen Sie nicht, Teile des Produkts zu manipulieren, zu reparieren oder zu modifizieren. Gehen Sie bei der Montage und Handhabung

vorsichtig vor, um Quetschstellen zu vermeiden.

12. Wenn Sie das Produkt mit anderen Mobilitätshilfen verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung der jeweiligen Hilfestellung, um die zulässigen Nutzungsrichtlinien zu verstehen, einschließlich der entsprechenden Neigung, Steigung und Stuhlrichtung. Überschreiten Sie die Empfehlungen der Mobilitätshilfe nicht.

23. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig die Befestigungselemente an der Rampe, um sicherzustellen, dass sie nicht locker sind. Ziehen Sie lose Befestigungselemente bei Bedarf fest.

24. Achten Sie bei der Verwendung der Rampe darauf, dass diese aus Sicherheitsgründen bündig am Startpunkt anliegt.

25. Reinigen Sie die Rampenoberfläche vor jedem Gebrauch von Eis, Schnee, Staub, Blättern und anderen Ablagerungen. Entfernen Sie angesammeltes Eis und Schnee und fegen Sie die Oberfläche sauber. Reinigen Sie die Rampenoberfläche bei Staub und Ablagerungen mit einer weichen Bürste und einem alkalifreien Reinigungsmittel und spülen Sie sie anschließend gründlich ab.

26. Bei Nässe kann die Oberfläche der Rampe rutschig werden. Gehen Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihren Tritt, um ein Ausrutschen zu verhindern.

27. Wenn die Rampe längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie sie an einem trockenen und gut belüfteten Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

## **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

### **13. Product Description and Main Features**




Die Schwellenrampe aus ineinandergreifender Aluminiumlegierung besteht aus hochwertigem Aluminiumlegierungsstrangpressprofil. Dieses Produkt




ist langlebig und bietet den Menschen Komfort. Es ist leicht, tragbar, stabil und langlebig und verfügt über ein ineinandergreifendes Design für einfache Installation und Lagerung.

➤ **Haupteigenschaften:**

11. **Material:** Hochfeste Aluminiumlegierung, extrudiert.
12. **Oberfläche:** Anti-Rutsch-Behandlung, Entgraten.
13. **Ineinandergreifendes Design:** Die Schnittstelle jedes Abschnitts ist präzise gestaltet. Richten Sie die Schnittstelle jedes Abschnitts aus und drücken Sie sie zur Installation zusammen.
14. **Belastungsgrenze :** Bis zu 800 Pfund .
15. **Höhe optional :** passend für Schwellen unterschiedlicher Höhe.


## 14. Product Parameter

Artikel	Modell	Bild	Höhe	Lastgrenze	NW	GW
1	LD9YV0		1 Zoll	800 Pfund	1,9 kg	2,6 kg
2	LYIMV0		2 Zoll	800 Pfund	3,6 kg	4,4 kg
3	Z2UAV0		3 Zoll	800 Pfund	5,4 kg	6,25 kg


4	GRBRV0		4 Zoll	800 Pfund	7,35 kg	8,35 kg
5	OVUSV0		5 Zoll	800 Pfund	9,4 kg	10,5 g
6	SNPTV0		6 Zoll	800 Pfund	11,7 kg	12,55 kg

## 15. Installation Guide




- (1) Bitte ziehen Sie vor Beginn der Installation Handschuhe an, um Ihre Hände zu schützen.
- (2) Wählen Sie einen geeigneten Installationsort und stellen Sie sicher, dass der Boden eben und fest ist.
- (3) Richten Sie die einzelnen Abschnitte der Rampe aus und verriegeln Sie sie miteinander, bis alle Teile gleichmäßig sind.
- (4) Beginnen Sie mit der 1-Zoll-Verlängerung und installieren Sie die Schwellenverlängerungen in der gezeigten Reihenfolge (Abb. 1), bis die endgültige Höhe erreicht ist. Bringen Sie die Schwellenverlängerungen in einem Winkel von ungefähr 45° zusammen und drehen Sie sie dann in Position, nachdem die Glühbirne in den Schlitz eingerastet ist .



(5) Ziehen Sie jeden Abschnitt der Rampe mit den mitgelieferten Schrauben fest, um sicherzustellen, dass die Rampe während der Verwendung nicht herausrutscht oder Geräusche macht .



- (5) Prüfen Sie nach der Montage, ob die Rampe stabil und fest am Boden befestigt ist.
- (6) Schieben Sie das Gerät beim Benutzen der Rampe gleichmäßig die Rampe hinauf und hinunter und vermeiden Sie scharfe Kurven oder zu schnelles Fahren.







three inch



two inch




One inch

**Hersteller:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **SOGLIA RAMPA**

### **MANUALE D'USO**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## THRESHOLD RAMP

Modello: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## 16. Safety Instructions

### AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente e comprendere le istruzioni e le procedure prima di installare e utilizzare la rampa di soglia.

Non modificare la progettazione della rampa di soglia.

- Non spostare una rampa di soglia mentre ci si trova sopra.
  - Non utilizzarla in caso di maltempo, come vento, pioggia, neve e così via.
- Si consiglia di utilizzare la scala con tempo sereno.

28. Durante l'installazione, indossare guanti per evitare lesioni alle mani.

29. Non accatastare oggetti e non permettere ai bambini di giocare sulla rampa.

30. Controllare regolarmente la struttura e gli elementi di fissaggio della rampa per garantirne la stabilità e la sicurezza.

31. Se la superficie della rampa è usurata o danneggiata, sostituirla o ripararla in tempo.

## 17. Maintenance Guide

13. Posizionare il prodotto su un punto di partenza robusto, sicuro, accessibile e livellato. La capacità di peso minima del punto di partenza deve essere uguale a quella della rampa (800 libbre). Non superare la capacità di peso massima del prodotto.

14. Assicurarsi che il prodotto sia saldamente a filo con il punto di partenza. Se non è possibile trovare un punto di partenza sicuro, accessibile e livellato, o se il prodotto non si adatta saldamente a un punto di partenza più alto, non utilizzare la rampa.

15. Non manomettere, tentare di riparare o modificare alcuna parte del prodotto. Prestare attenzione a evitare punti di schiacciamento durante il montaggio e la movimentazione.

16. Se si utilizza il prodotto con altre attrezzature per la mobilità, fare riferimento alla guida utente dell'attrezzatura per comprendere le linee guida di utilizzo accettabili, tra cui pendenza, inclinazione e direzione della sedia appropriate. Non superare le raccomandazioni dell'attrezzatura per la mobilità.

32. Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente i dispositivi di fissaggio sulla rampa per assicurarsi che non siano allentati. Stringere eventuali dispositivi di fissaggio allentati, se necessario.

33. Quando si utilizza la rampa, assicurarsi che sia ben a filo con il punto di partenza per garantire la sicurezza.

34. Prima di ogni utilizzo, pulire la superficie della rampa da ghiaccio, neve, polvere, foglie e altri detriti. Rimuovere il ghiaccio e la neve accumulati e spazzare la superficie per pulirla. Per polvere e detriti, utilizzare una spazzola a setole morbide e un detergente non alcalino per pulire la superficie della rampa, quindi risciacquare abbondantemente.

35. La superficie della rampa potrebbe diventare scivolosa in condizioni di bagnato. Camminare con cautela e prestare attenzione ai propri passi per evitare di scivolare.

36. Se la rampa non verrà utilizzata per un lungo periodo, riporla in un luogo asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta.

## **SALVA QUESTE ISTRUZIONI**





### **18. Product Description and Main Features**



La rampa in lega di alluminio interbloccata della soglia è realizzata in estrusione di lega di alluminio di alta qualità. Questo prodotto è durevole e offre praticità alle persone. È leggero, portatile, stabile e durevole e presenta un design ad incastro per una facile installazione e conservazione.

➤ Caratteristiche principali:

16. Materiale: lega di alluminio ad alta resistenza, estrusa.
17. Superficie: Trattamento antiscivolo, sbavatura.
18. Design ad incastro: l'interfaccia di ogni sezione è progettata con precisione; allineare l'interfaccia di ogni sezione e unirle per l'installazione.
19. Limite di carico : fino a 800 libbre .
20. Altezza facoltativa : adatto a soglie di diverse altezze.

## 19. Product Parameter

Articolo	Modello	Immagine	Altezza	Limite di carico	Nord-Ovest	GW
1	LD9YV0		1 pollice	800 libbre	1,9 kg	2,6 kg
2	LYIMV0		2 pollici	800 libbre	3,6 kg	4,4 kg
3	Z2UAV0		3 pollici	800 libbre	5,4 kg	6,25 kg
4	GRBRV0		4 pollici	800 libbre	7,35 kg	8,35 kg

5	OVUSV0		5 pollici	800 libbre	9,4 kg	10,5 grammi
6	SNPTV0		6 pollici	800 libbre	11,7 kg	12,55 kg

## 20. Installation Guide

- (1) Prima di iniziare l'installazione, indossare guanti per proteggere le mani.
- (2) Scegliere un luogo di installazione appropriato, assicurandosi che il terreno sia livellato e solido.
- (3) Allineare e incastrare insieme ogni sezione della rampa finché tutte le parti non risultano uniformi.
- (4) Iniziando con l'estensione da 1", installare le estensioni della soglia nell'ordine mostrato (FIG. 1) fino a raggiungere l'altezza finale. Avvicinare le estensioni della soglia a un angolo di circa 45°, quindi ruotarle in posizione dopo che la lampadina è inserita nella fessura .




FIG. 1







FIG.1

(5) Utilizzare le viti fornite per stringere ciascuna sezione della rampa per garantire che la rampa non scivoli via o faccia rumore durante l'uso .



(5) Dopo l'installazione, verificare che la rampa sia stabile e ben fissata al terreno.

(6) Quando si utilizza la rampa, spingere l'attrezzatura su e giù per la rampa in modo costante, evitando curve strette o velocità eccessive.



six inch



five inch



four inch



three inch



two inch



One inch

**Produttore:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LÍMITE RAMPA**

### **MANUAL DEL USUARIO**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## THRESHOLD RAMP

Modelo: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## 21. Safety Instructions

### **ADVERTENCIA:**

Lea atentamente y comprenda las instrucciones y los procedimientos antes de instalar y utilizar la rampa de umbral.

No modifique el diseño de la rampa de umbral.

- No mueva una rampa de umbral mientras esté parado sobre ella.
- No la utilice en condiciones climáticas adversas, como viento, lluvia, nieve, etc. Se recomienda utilizar la escalera en condiciones climáticas despejadas.

37. Durante la instalación, utilice guantes para evitar lesiones en las manos.

38. No apile artículos ni permita que los niños jueguen en la rampa.

39. Revise periódicamente la estructura y los sujetadores de la rampa para garantizar su estabilidad y seguridad.

40. Si la superficie de la rampa está desgastada o dañada, reemplácela o repárela a tiempo.

## 22. Maintenance Guide

17. Coloque el producto sobre un punto de partida firme, seguro, accesible y nivelado. La capacidad de peso mínima del punto de partida debe ser igual a la de la rampa (800 lb). No exceda la capacidad de peso máxima del producto.

18. Asegúrese de que el producto esté bien alineado con el punto de partida. Si no se puede encontrar un punto de partida seguro, accesible y nivelado, o si el producto no encaja de forma segura en un punto de partida más alto, no utilice la rampa.

19. No manipule, intente reparar ni modificar ninguna pieza del producto. Tenga cuidado para evitar puntos de atrapamiento durante el montaje y la

manipulación.

20. Si utiliza el producto con otro equipo de movilidad, consulte la guía del usuario del equipo para conocer las pautas de uso aceptables, incluidas la inclinación y la dirección de la silla adecuadas. No exceda las recomendaciones del equipo de movilidad.

41. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente los sujetadores de la rampa para asegurarse de que no estén flojos. Apriete los sujetadores flojos si es necesario.

42. Al utilizar la rampa, asegúrese de que esté bien nivelada contra el punto de inicio para garantizar la seguridad.

43. Antes de cada uso, limpie la superficie de la rampa para eliminar el hielo, la nieve, el polvo, las hojas y otros residuos. Retire el hielo y la nieve acumulados y barra la superficie para limpiarla. Para eliminar el polvo y los residuos, utilice un cepillo de cerdas suaves y un detergente no alcalino para limpiar la superficie de la rampa y, luego, enjuague bien.

44. La superficie de la rampa puede volverse resbaladiza en condiciones húmedas. Camine con precaución y preste atención a dónde pisa para evitar resbalones.

45. Si la rampa no se utilizará durante un período prolongado, guárdela en un área seca y bien ventilada, lejos de la luz solar directa.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**





### **23. Product Description and Main Features**

La rampa de aleación de aluminio entrelazada con umbral está hecha de extrusión de aleación de aluminio de alta calidad. Este producto es duradero y brinda comodidad a las personas. Es liviano, portátil, estable y duradero y presenta un diseño entrelazado para una fácil instalación y almacenamiento.



➤ Características principales:

21. Material: Aleación de aluminio de alta resistencia, extruido.
22. Superficie: Tratamiento antideslizante, desbarbado.
23. Diseño entrelazado: la interfaz de cada sección está diseñada con precisión; alinee la interfaz de cada sección y empújelas juntas para la instalación.
24. Límite de carga : hasta 800 libras .
25. Altura opcional : adecuado para umbrales de diferentes alturas.

## 24. Product Parameter

Artículo	Modelo	Imagen	Altura	Límite de carga	noroeste	GW
1	LD9YV0		1 pulgada	800 libras	1,9 kilos	2,6 kilogramos
2	LYIMV0		2 pulgadas	800 libras	3,6 kilogramos	4,4 kilos
3	Z2UAV0		3 pulgadas	800 libras	5,4 kilos	6,25 kilos
4	GRBRV0		4 pulgadas	800 libras	7,35 kilos	8,35 kilos



5	OVUSV0		5 pulgadas	800 libras	9,4 kilos	10,5 gramos
6	SNTPTV0		6 pulgadas	800 libras	11,7 kilos	12,55 kilos

## 25. Installation Guide

- (1) Antes de comenzar la instalación, utilice guantes para protegerse las manos.
- (2) Elija una ubicación de instalación adecuada, asegurándose de que el suelo esté nivelado y firme.
- (3) Alinee y entrelace cada sección de la rampa hasta que todas las partes estén uniformes.
- (4) Comenzando con la extensión de 1", instale las extensiones del umbral en el orden que se muestra (FIG. 1) hasta alcanzar la altura final. Junte las extensiones del umbral en un ángulo aproximado de 45° y luego gírelas hasta colocarlas en su lugar después de que la bombilla esté colocada en la ranura .




FIG.1






FIG.1

(5) Utilice los tornillos provistos para apretar cada sección de la rampa para garantizar que la rampa no se resbale ni haga ruido durante el uso .



- (5) Después de la instalación, verifique que la rampa esté estable y bien fijada al suelo.
- (6) Al utilizar la rampa, empuje el equipo hacia arriba y hacia abajo de manera constante, evitando giros bruscos o exceso de velocidad.



**Fabricante:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **PRÓG RAMPA**

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## THRESHOLD RAMP

Modele: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## 26. Safety Instructions

### **OSTRZEŻENIE:**

Przed zainstalowaniem i użyciem rampy progowej należy uważnie przeczytać i zrozumieć instrukcję oraz procedury .

Nie należy modyfikować konstrukcji rampy progowej.

- Nie przesuwaj progu rampy, stojąc na nim.
- Nie należy używać drabiny w złą pogodę, np. przy wietrze, deszczu, śniegu itp. Zaleca się korzystanie z drabiny przy bezchmurnej pogodzie.

46. Podczas montażu należy założyć rękawice, aby zapobiec obrażeniom dłoni.

47. Nie należy układać przedmiotów jeden na drugim i pozwalać dzieciom bawić się na rampie.

48. Regularnie sprawdzaj konstrukcję i elementy mocujące rampy, aby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo.

49. Jeśli powierzchnia rampy jest zużyta lub uszkodzona, należy ją jak najszybciej wymienić lub naprawić.

## 27. Maintenance Guide

21. Umieść produkt na solidnym, bezpiecznym, dostępnym i równym punkcie początkowym. Minimalna nośność punktu początkowego musi być równa nośności rampy (800 funtów). Nie przekraczaj maksymalnej nośności produktu.

22. Upewnij się, że produkt jest bezpiecznie wyrównany z punktem początkowym. Jeśli nie można znaleźć bezpiecznego, dostępnego i równego punktu początkowego lub jeśli produkt nie pasuje bezpiecznie do wyższego punktu początkowego, nie używaj rampy.

23. Nie wolno manipulować, próbować naprawiać ani modyfikować żadnej części produktu. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć punktów

zaciskania podczas montażu i obsługi.

24. W przypadku korzystania z produktu z innym sprzętem wspomagającym mobilność należy zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu, aby zrozumieć wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania, w tym odpowiednie nachylenie, pochylenie i kierunek krzesła. Nie należy przekraczać zaleceń dotyczących sprzętu wspomagającego mobilność.

50. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź zapięcia na rampie, aby upewnić się, że nie są luźne. W razie potrzeby dokręć wszelkie luźne zapięcia.

51. Podczas korzystania z rampy należy upewnić się, że jest ona dokładnie przylegająca do punktu początkowego, by zapewnić bezpieczeństwo.

52. Przed każdym użyciem oczyść powierzchnię rampy z lodu, śniegu, kurzu, liści i innych zanieczyszczeń. Usuń nagromadzony lód i śnieg i zamiataj powierzchnię. W przypadku kurzu i zanieczyszczeń użyj miękkiej szczotki i niealkalicznego detergentu, aby wyczyścić powierzchnię rampy, a następnie dokładnie spłucz.

53. Powierzchnia rampy może stać się śliska w mokrych warunkach. Zachowaj ostrożność i zwracaj uwagę na to, gdzie stawiasz stopy, aby uniknąć poślizgnięcia.

54. Jeżeli rampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy przechowywać ją w suchym i przewiewnym miejscu, chroniąc ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

## **ZAPISZ TE INSTRUKCJE**

### **28. Product Description and Main Features**

Aluminiowa rampa progowa z blokadą jest wykonana z wysokiej jakości wylaczanego stopu aluminium. Ten produkt jest trwały i zapewnia wygodę



ludziom. Jest lekki, przenośny, stabilny i trwały, a także ma konstrukcję blokującą, co ułatwia instalację i przechowywanie.

➤ Główne cechy:

26. Materiał: Wysokowytrzymały stop aluminium, wytłaczany.

27. Powierzchnia: obróbka antypoślizgowa, gratowanie.




28. Konstrukcja łącząca: interfejs każdej sekcji jest precyzyjnie zaprojektowany; należy wyrównać interfejsy każdej sekcji i docisnąć je do siebie w celu instalacji.

29. Limit obciążenia : do 800 funtów .

30. Wysokość opcjonalna : nadaje się do progów o różnej wysokości.

## 29. Product Parameter

Przedmiot	Model	Zdjęcie	Wysokość	Obciążenie Limit	Północny Zachód	GW
1	LD9YV0		1 cal	800 funtów	1,9kg	2,6 kg
2	LYIMV0		2 cale	800 funtów	3,6 kg	4,4 kg
3	Z2UAV0		3 cale	800 funtów	5,4 kg	6,25 kg

4	GRBRV0		4 cali	800 funtów	7,35 kg	8,35 kg
5	OVUSV0		5 cali	800 funtów	9,4 kg	10,5 grama
6	SNPTV0		6 cali	800 funtów	11,7 kg	12,55 kg

## 30. Installation Guide

- (1) Przed rozpoczęciem instalacji należy założyć rękawice, aby chronić dłonie.
- (2) Wybierz odpowiednie miejsce instalacji, upewniając się, że podłoże jest równe i twarde.
- (3) Wyrównaj i zablokuj wszystkie sekcje rampy, aż wszystkie części będą równe.
- (4) Zaczynając od 1-calowego przedłużenia, zamontuj przedłużenia progowe w kolejności pokazanej (FIG. 1), aż do osiągnięcia ostatecznej wysokości. Zbliż przedłużenia progowe pod kątem około 45°, a następnie obróć je na miejsce po wsunięciu żarówki w szczelinę.




FIG 1





FIG.1

(5) Za pomocą dołączonych śrub dokręć każdą sekcję rampy, aby mieć pewność, że rampa nie będzie się ślizgać ani nie będzie wydawać hałasu podczas użytkowania .



- (5) Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy rampa jest stabilna i dobrze przytwierdzona do podłoża.
- (6) Korzystając z rampy, należy pchać sprzęt w górę i w dół rampy równomiernie, unikając ostrych zakrętów i nadmiernej prędkości.



six inch



five inch



four inch



three inch



two inch



One inch

**Producent:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **DREMPELWAARDE HELLING GEBRUIKERSHANDLEIDING**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## THRESHOLD RAMP

Model: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## 31. Safety Instructions

### WAARSCHUWING:

Lees de instructies en procedures zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u de drempelhulp installeert en gebruikt .

Wijzig het ontwerp van de drempelhelling niet.

- Verplaats een drempelhulp niet terwijl u erop staat.
- Gebruik het niet bij slecht weer, zoals wind, regen, sneeuw, enzovoort.

Het wordt aanbevolen om de ladder te gebruiken bij helder weer.

55. Draag tijdens de installatie handschoenen om handletsel te voorkomen.

56. Stapel geen voorwerpen op de helling en laat kinderen er niet op spelen.

57. Controleer regelmatig de structuur en de bevestigingsmiddelen van de hellingbaan om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen.

58. Als het oppervlak van de oprit versleten of beschadigd is, vervang of repareer het dan tijdig.

## 32. Maintenance Guide

25. Plaats het product op een stevig, veilig, toegankelijk en vlak startpunt. Het minimale draagvermogen van het startpunt moet gelijk zijn aan dat van de helling (800 lbs). Overschrijd het maximale draagvermogen van het product niet.

26. Zorg ervoor dat het product stevig tegen het startpunt aanligt. Als er geen veilig, toegankelijk en vlak startpunt kan worden gevonden, of als het product niet stevig tegen een hoger startpunt aanligt, gebruik de helling dan niet.

27. Knoei niet met, probeer niet te repareren of wijzig geen enkel onderdeel van het product. Wees voorzichtig om knelpunten te voorkomen



tijdens de montage en het hanteren.

28. Als u het product gebruikt met andere mobiliteitsapparatuur, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de apparatuur om de acceptabele gebruiksrichtlijnen te begrijpen, inclusief de juiste helling, helling en stoelrichting. Overschrijd de aanbevelingen van de mobiliteitsapparatuur niet.

59. Controleer voor elk gebruik zorgvuldig de bevestigingsmiddelen op de helling om er zeker van te zijn dat ze niet los zitten. Draai losse bevestigingsmiddelen indien nodig vast.

60. Wanneer u de oprit gebruikt, zorg er dan voor dat deze stevig aansluit op het startpunt om de veiligheid te garanderen.

61. Reinig het oppervlak van de helling voor elk gebruik van ijs, sneeuw, stof, bladeren en ander vuil. Verwijder opgehoopt ijs en sneeuw en veeg het oppervlak schoon. Gebruik voor stof en vuil een zachte borstel en een niet-alkalisch reinigingsmiddel om het oppervlak van de helling schoon te maken en spoel het vervolgens grondig af.

62. Het oppervlak van de helling kan glad worden bij natte omstandigheden. Loop voorzichtig en let op uw voeten om uitglijden te voorkomen.

63. Als de oprijplaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, berg deze dan op in een droge en goed geventileerde ruimte, uit de buurt van direct zonlicht.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

### **33. Product Description and Main Features**

De drempel interlocking aluminiumlegering ramp is gemaakt van hoogwaardige aluminiumlegering extrusie. Dit product is duurzaam en biedt gemak voor mensen. Het is lichtgewicht, draagbaar, stabiel en

duurzaam en heeft een interlocking design voor eenvoudige installatie en opslag.

➤ Belangrijkste kenmerken:

31. Materiaal: Hoogwaardige aluminiumlegering, geëxtrudeerd.





32. Oppervlakte: Antislipbehandeling, ontbraamd.



33. In elkaar grijpend ontwerp: De interface van elke sectie is nauwkeurig ontworpen. Lijn de interface van elke sectie uit en druk ze in elkaar voor installatie.

34. Laadlimiet : tot 800 pond .

35. Hoogte optioneel : geschikt voor drempels van verschillende hoogtes.

### 34. Product Parameter

Ik tem	Model	Afbeelding	Hoogte	Belastingslimiet	NW	GW
1	LD9YV0		2,54 cm	800 pond	1,9 kilo	2,6 kilo
2	LYIMV0		2 inch	800 pond	3,6kg	4,4 kilo
3	Z2UAV0		3 inch	800 pond	5,4 kg	6,25kg
4	GRBRV0		4 inch	800 pond	7,35kg	8,35kg

5	OVUSV0		5 inch	800 pond	9,4 kilo	10,5 gram
6	SNPTV0		6 inch	800 pond	11,7 kg	12,55 kg

## 35. Installation Guide

- (1) Draag handschoenen om uw handen te beschermen voordat u met de installatie begint.
- (2) Kies een geschikte installatielocatie en zorg ervoor dat de ondergrond vlak en stevig is.
- (3) Lijn de verschillende delen van de helling uit en vergrendel ze totdat alle delen gelijk zijn.
- (4) Begin met de 1" verlenging en installeer de drempelverlengingen in de aangegeven volgorde (FIG. 1) totdat de uiteindelijke hoogte is bereikt. Breng de drempelverlengingen samen in een hoek van ongeveer 45° en draai ze vervolgens op hun plaats nadat de lamp in de sleuf is geplaatst .







FIG.1



(5) Gebruik de meegeleverde schroeven om elk deel van de oprijplaat vast te draaien, zodat de oprijplaat niet wegglijdt of geluid maakt tijdens gebruik .



- (5) Controleer na de installatie of de oprijplaat stabiel is en stevig aan de grond vastzit.
- (6) Wanneer u de hellingbaan gebruikt, duwt u het apparaat rustig omhoog en omlaag. Vermijd scherpe bochten en te hard rijden.



**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **TRÖSKEL RAMP ANVÄNDARMANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## THRESHOLD RAMP

Modell: LD9YV0 /LYIMV0 /Z2UAV0 /GRBRV0 /OVUSV0 /SNPTV0



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



## 36. Safety Instructions

### **WARNING:**

och förstå instruktionerna och procedurerna noggrant innan du installerar och använder tröskelrampen.

Ändra inte tröskelrampens design.

- Flytta inte en tröskelramp när du står på den.
- Använd den inte i dåligt väder, som vind, regn, snö och så vidare. Det rekommenderas att använda stegen i klart väder.

64. Under installationen, använd handskar för att förhindra handskador.

65. Stapla inte föremål och låt inte barn leka på rampen.

66. Kontrollera regelbundet strukturen och fästelementen på rampen för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet.

67. Om rampens yta är sliten eller skadad, vänligen byt ut eller reparera den i tid.

## 37. Maintenance Guide

29. Placera produkten på en stadig, säker, tillgänglig och jämn utgångspunkt. Minsta viktkapacitet för startpunkten måste vara lika med rampens (800 lbs). Överskrid inte produktens maximala viktkapacitet.

30. Se till att produkten ligger ordentligt i linje med startpunkten. Om en säker, tillgänglig och jämn startpunkt inte kan hittas, eller om produkten inte passar säkert mot en högre startpunkt, använd inte rampen.

31. Ändra inte, försök att reparera eller modifiera någon del av produkten. Var försiktig för att undvika klämpunkter under montering och hantering.

32. Om du använder produkten med annan mobilitetsutrustning, se användarhandboken för utrustningen för att förstå de acceptabla användningsriktlinjerna, inklusive lämplig lutning, lutning och stolens riktning. Överskrid inte rekommendationerna för rörelsehjälpmedel.

68. Före varje användning, inspektera noggrant fästelementen på rampen för att säkerställa att de inte är lösa. Dra åt eventuella lösa fästen vid behov.

69. När du använder rampen, se till att den ligger ordentligt i linje med startpunkten för att garantera säkerheten.

70. Före varje användning, rengör rampytan från is, snö, damm, löv och annat skräp. Ta bort ansamlad is och snö och sopa rent ytan. För damm och skräp, använd en mjuk borste och icke-alkaliskt rengöringsmedel för att rengöra rampens yta och skölj sedan noggrant.

71. Ramytan kan bli hal i våta förhållanden. Gå med försiktighet och var uppmärksam på ditt fotfäste för att förhindra halka.

72. Om rampen inte kommer att användas under en längre tid, förvara den på ett torrt och välventilerat utrymme borta från direkt solljus.

## **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

### **38. Product Description and Main Features**

Den tröskellåsande aluminiumlegeringsrampen är gjord av högkvalitativ aluminiumlegeringsextrudering. Denna produkt är hållbar och ger bekvämlighet för människor. Den är lätt, bärbar, stabil och hållbar och har en sammankopplande design för enkel installation och förvaring.

➤ Huvudfunktioner:

36. Material: Höghållfast aluminiumlegering, extruderad.





37. Yta: Anti-halkbehandling, gradning.

38. Interlocking design: Varje sektionens gränssnitt är exakt utformat; rikta in varje sektionens gränssnitt och tryck ihop dem för installation.

39. Belastningsgräns : Upp till 800 lbs .


40. H åtta tillval : lämplig för trösklar med olika höjder.

## 39. Product Parameter


Jag tem	Modell	Bild	H åtta	Ladda L imitera	NW	GW
1	LD9YV0		1 tum	800 pund	1,9 kg	2,6 kg
2	LYIMV0		2 tum	800 pund	3,6 kg	4,4 kg
3	Z2UAV0		3 tum	800 pund	5,4 kg	6,25 kg
4	GRBRV0		4 tum	800 pund	7,35 kg	8,35 kg
5	OVUSV0		5 tum	800 pund	9,4 kg	10,5 g
6	SNPTV0		6 tum	800 pund	11,7 kg	12,55 kg

## 40. Installation Guide







- (1) Innan du påbörjar installationen, använd handskar för att skydda dina händer.
- (2) Välj en lämplig installationsplats och se till att marken är jämn och fast.
- (3) Rikta in och lås ihop varje sektion av rampen tills alla delar är jämna.
- (4) Börja med 1"-förlängningen, installera tröskelförlängningarna i den ordning som visas (FIG. 1) tills den slutliga höjden uppnås. För ihop tröskelförlängningarna i en vinkel på ungefär 45° och vrid dem sedan på plats efter att glödlampan har fästs i skåran .



- (5) Använd de medföljande skruvarna för att dra åt varje sektion av rampen för att säkerställa att rampen inte glider ut eller gör oväsen under användning .



- (5) Efter installationen, kontrollera om rampen är stabil och tätt fastsatt i marken.
- (6) När du använder rampen, tryck utrustningen upp och ner för rampen stadigt, undvik skarpa svängar eller fortkörning.



**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**