

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RED LIGHT THERAPY BELT

MODEL: BRL-1120

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT THERAPY BELT

MODEL: BRL-1120



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Instructional Manual

Red-Light-Therapy for Human & Animals!

Thank you for purchasing our light,we hope you can reap benefits of red light therapy at home.

Say hello to your red light!

Before starting your first session,please make sure to read this manual as it may explain important operating procedures.

Notes: Each led diode inside with three chips at 1 pc 660nm and 2 pcs 850nm is invisible to the human made eyes.

Specifications

Rating Power	60W	Wacelength	1*660nm 2*850nm
Actual Power	15W	Irradiance	Max: 40m W/c m ²
Product Size	16.1in*7.9in/41cm*20cm	Timer	20min
LED QTY	120*0.5w	Material	Fabric
Net Weight	200g	Lifespan	Over 50,000 Hours

The red light device uses combo red 660nm and Infrared 850nm leds which is chosen to give the ideal wavelengths found in the scientific resear ch of the last three decades.

660nm of red light

This light can be seen by the human eyes and targets skin cells.

850nm of near infrared light

This light cannot be seen by the human eyes and tar gets deep tissue.

This package includes

- 1* Red light therapy pad
- 1* Adaptor
- 1* Stretchy straps

- 1* Power cord
- 1* USB power cord
- 1* User manual

Way 2 : Power bank supply power



Benefits backed by science:

Research shows that the wavelengths in the spectrum of 660-900nm show optimalbiotical response.

- Muscle and Joints Pain
- Speed wound healing
- Enhanced blood circulatorn
- Weight loss
- Anti-inflammatory
- Decreases pain

Even though this technology don' t have side effects , we suggest taking the following precautions:

This device is not waterproof

This device is not suitable for children and pregnant woman

Do not use this device exceed 30 minutes each time

Do not stare at the light directly

It's NOT recommend to use it when sleeping


Please storage it away from children

Application

Here show you some examples how to use the red light device . You and your pets can enjoy the red light at different ways for like thighs, calves, knees.

Near Infrared-Infrared A(IR A)

Usually use 660nm~850nm



Invisible near infrared energy are absorbed by muscle , subcutaneous tissue, which results in THERMAL EFFECT, your body responds to this radiation heat with increased blood flow,allowing the parts of the body to receive the oxygen and nutrients they need in order to function more effectively,regeneration is stimulated.

Measured value



Note:

Indoor use only : Light is not waterproof . can not used in water or in wet places. Especially can not be used with essential oils.

Repairing : If your light need after-sale service , please contact us directly.

Installation:To avoid the danger of electric shock , please turn off the power switch before installation.



SAFETY CAUTION:

1. Do not make direct view or observation to the laser beams via any optical instruments.
2. Keep out of reach of children to prevent injuries to their eyes.
3. It's forbidden for pacemaker users since the device may interfere with the operation of pacemaker.
4. During the treatment period, the diet structure should be improved and proper exercises are necessary to enhance the metabolism.
5. When using the device, please keep light emitting ports clean. Otherwise, the light losses will increase and then affect effects.
6. The symptoms like thirst, dry eyes, dizziness or rise of pulse rate after use are normal phenomena.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CEINTURE DE THÉRAPIE PAR LUMIÈRE ROUGE

MODÈLE : BRL-1120


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FEU ROUGE
CEINTURE THÉRAPEUTIQUE

MODÈLE : BRL-1120



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Manuel d'instructions

Thérapie par la lumière rouge pour les humains et les animaux !

Merci d'avoir acheté notre lumière, nous espérons que vous pourrez profiter des avantages de la lumière rouge thérapie à domicile.

Dites bonjour à votre lumière rouge !

Avant de commencer votre première séance, assurez-vous de lire ce manuel car il peut expliquer les procédures opérationnelles importantes.

Remarques : Chaque diode LED à l'intérieur avec trois puces à 1 pièce 660 nm et 2 pièces 850 nm est invisible aux yeux de l'homme.

Caractéristiques

Puissance de notation	60W	Longueur de la main	1*660 nm 2*850 nm
Puissance réelle	15 W	Irradiance	Max : 40 m d'eau m ²
Taille du produit	16,1 pouces x 7,9 pouces/41 cm x 20 cm	Minuteur	20 minutes
Quantité de LED	120*0,5w	Matériel	Tissu
Poids net	200g	Durée de vie	Plus de 50 000 heures

Le dispositif à lumière rouge utilise une combinaison de LED rouges 660 nm et infrarouges 850 nm, ce qui est choisi pour donner les longueurs d'onde idéales trouvées dans la recherche scientifique de la dernière trois décennies.

660 nm de lumière rouge

Cette lumière peut être vue par les yeux humains et cible les cellules de la peau.

850 nm de lumière proche infrarouge

Cette lumière ne peut pas être vue par les yeux humains et le goudron pénètre dans les tissus profonds.

Ce forfait comprend

1* Coussin de luminothérapie rouge

1* Cordon d'alimentation

1* Adaptateur

1* cordon d'alimentation USB

1* Sangles extensibles

1* Manuel d'utilisation

Méthode 2 : Alimentation par batterie externe



Avantages soutenus par la science :

la recherche montre que les longueurs d'onde dans le spectre de 660 à 900 nm présentent une réponse biotique optimale.

-Douleurs musculaires et articulaires

- Accélérer la cicatrisation des plaies

-Amélioration de la circulation sanguine

-Perte de poids

-Anti-inflammatoire

-Diminue la douleur

Même si cette technologie n'a pas d'effets secondaires, suivez les , nous vous suggérons de prendre les précautions suivantes :

Cet appareil n'est pas étanche

Cet appareil ne convient pas aux enfants et aux femmes enceintes

N'utilisez pas cet appareil plus de 30 minutes à chaque fois

Ne regardez pas directement la lumière

Il n'est PAS recommandé de l'utiliser pendant le sommeil

Veuillez le ranger hors de portée des enfants.


Application

Voici quelques exemples d'utilisation du dispositif à lumière rouge. Vous et

vos animaux de compagnie peuvent profiter de la lumière rouge de différentes manières pour les cuisses, les mollets et les genoux.

Proche infrarouge-infrarouge A (IR A)

Utiliser généralement 660 nm à 850 nm



L'énergie infrarouge proche invisible est absorbée par les muscles, ce qui , tissu sous-cutané, entraîne un EFFET THERMIQUE, votre corps réagit à ce rayonnement thermique avec un flux sanguin accru, permettant aux parties du corps de recevoir l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner plus efficacement, la régénération est stimulée.

Valeur mesurée



Note:

Utilisation en intérieur uniquement : la lumière n'est pas étanche. Ne peut pas être utilisé dans l'eau ou dans des endroits humides.

Ne peut notamment pas être utilisé avec des huiles essentielles.

Réparation : Si votre lumière a besoin d'un service après-vente, veuillez nous contacter directement.

Installation : Pour éviter tout risque de choc électrique, veuillez couper l'alimentation interrupteur avant l'installation.



ATTENTION DE SÉCURITÉ :

1. Ne regardez pas directement les faisceaux laser ou n'observez pas ces derniers à l'aide d'un appareil optique. instruments.
2. Tenir hors de portée des enfants pour éviter de blesser leurs yeux.
3. Il est interdit aux utilisateurs de stimulateurs cardiaques car l'appareil peut interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque.
4. Pendant la période de traitement, la structure du régime alimentaire doit être améliorée et des exercices appropriés sont nécessaires pour améliorer le métabolisme.
5. Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que les ports d'émission de lumière soient propres. Dans le cas contraire, les pertes de lumière augmenteront et affecteront alors les effets.
6. Les symptômes tels que la soif, les yeux secs, les étourdissements ou l'augmentation du rythme cardiaque après utilisation sont phénomènes normaux.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que

Le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne.

s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être amené à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux les deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne l'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée par en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème. interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ROTLICHT-THERAPIEGÜRTEL

MODELL: BRL-1120


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ROTLICHT
THERAPIEGÜRTEL**

MODELL: BRL-1120



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Bedienungsanleitung

Rotlichttherapie für Mensch & Tier!

Vielen Dank für den Kauf unseres Lichts. Wir hoffen, dass Sie von den Vorteilen des roten Lichts profitieren können. Therapie zu Hause.

Begrüßen Sie Ihr rotes Licht!

Bevor Sie mit Ihrer ersten Sitzung beginnen, lesen Sie bitte dieses Handbuch, da es wichtige Betriebsabläufe erklären.

Hinweise: Jede LED-Diode im Inneren mit drei Chips bei 1 Stück 660 nm und 2 Stück 850 nm ist unsichtbar für das vom Menschen geschaffene Abendland.

Technische Daten

Nennleistung	60W	Wadenlänge	1*660 nm 2*850 nm
Tatsächliche Leistung	15 W	Bestrahlungsstärke	Max: 40 m Wassersäule m ²
Produktgröße	16,1 Zoll * 7,9 Zoll/41 cm * 20 cm	Timer	20 Minuten
LED-Anzahl	120 * 0,5 W	Material	Stoff
Nettogewicht	Ca. 200g	Lebensdauer	Über 50.000 Stunden

Das Rotlichtgerät verwendet kombinierte rote 660 nm und Infrarot 850 nm LEDs, was gewählt, um die idealen Wellenlängen zu geben, die in der wissenschaftlichen Forschung der letzten drei Jahrzehnte.

660 nm rotes Licht

Dieses Licht ist für das menschliche Auge sichtbar und zielt auf die Hautzellen.

850 nm Nahinfrarotlicht

Dieses Licht ist für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar und Teer dringt tief in das Gewebe ein.

Dieses Paket beinhaltet

1 * Rotlichttherapie-Pad

1 * Adapter

1 * dehbare Riemen

1 * Netzkabel

1 * USB-Stromkabel

1 * Benutzerhandbuch

Weg 2: Stromversorgung über die Powerbank



Wissenschaftlich belegte Vorteile:

Untersuchungen belegen, dass Wellenlängen im Spektrum von 660–900nm optimale biotische Reaktionen hervorrufen.

-Muskel- und Gelenkschmerzen

-Schnelle Wundheilung

- Verbesserte Durchblutung

-Gewichtsverlust

-Entzündungshemmend

-Lindert Schmerzen

Auch wenn diese Technologie keine Nebenwirkungen hat, sollten Sie , Wir empfehlen die folgende Vorsichtsmaßnahmen treffen:

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht

Dieses Gerät ist nicht für Kinder und schwangere Frauen geeignet

Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten pro Anwendung.

Blicken Sie nicht direkt in das Licht

Es wird NICHT empfohlen, es beim Schlafen zu verwenden

Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.


Anwendung

Hier zeigen wir Ihnen einige Beispiele, wie Sie das Rotlichtgerät verwenden. Sie und

Ihre Haustiere können das rote Licht auf verschiedene Weise genießen, beispielsweise an den Oberschenkeln, Waden und Knien.

Nahinfrarot-Infrarot A (IR A)

Normalerweise verwenden 660 nm – 850 nm




Unsichtbare Nahinfrarotenergie wird von den Muskeln absorbiert, was , Unterhautgewebe,

zu einem THERMISCHEN EFFEKT führt. Ihr Körper reagiert auf diese Strahlungswärme

mit erhöhter Durchblutung, so dass die Teile des Körpers den Sauerstoff erhalten und

Sie erhalten die Nährstoffe, die sie für eine effektivere Funktion benötigen, die Regeneration wird angeregt.

Messwert



Notiz:

Nur zur Verwendung im Innenbereich: Das Licht ist nicht wasserdicht. Kann nicht im Wasser oder an feuchten Orten verwendet werden.

Insbesondere ist eine Verwendung mit ätherischen Ölen nicht möglich.

Reparatur: Wenn Ihre Leuchte einen Kundendienst benötigt, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Installation: Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, schalten Sie bitte den Strom aus
Schalter vor der Installation.



SICHERHEITSHINWEIS:

1. Den Laserstrahl nicht direkt betrachten oder beobachten, weder über optische Instrumente.
2. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Augenverletzungen zu vermeiden.
3. Es ist für Träger eines Herzschrittmachers verboten, da das Gerät die Betrieb eines Herzschrittmachers.
4. Während der Behandlungszeit sollte die Ernährungsstruktur verbessert werden und Um den Stoffwechsel anzukurbeln, sind entsprechende Übungen notwendig.
5. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass die Lichtaustrittsöffnungen sauber sind. Andernfalls Die Lichtverluste nehmen zu und beeinträchtigen dann die Wirkung.
6. Die Symptome wie Durst, trockene Augen, Schwindel oder Anstieg der Pulsfrequenz nach der Anwendung sind normale Phänomene.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass die

Das Produkt muss in der Europäischen Union getrennt entsorgt werden.

gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Verantwortlichen kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den die folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet Installation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.

nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet werden, können schädliche Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass

Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht, schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch

Durch Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, das Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CINTURA PER TERAPIA CON LUCE ROSSA

MODELLO: BRL-1120

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUCE ROSSA
CINTURA TERAPEUTICA

MODELLO: BRL-1120



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Manuale di istruzioni

Terapia con luce rossa per uomini e animali!

Grazie per aver acquistato la nostra luce, speriamo che tu possa trarre vantaggio dalla luce rossa terapia a domicilio.

Saluta il tuo semaforo rosso!

Prima di iniziare la tua sessione di fiest, assicurati di leggere questo manuale poiché potrebbe spiegare le procedure operative importanti.

Note: Ogni diodo LED all'interno con tre chip a 1 pezzo 660nm e 2 pezzi 850nm è invisibile agli occhi umani.

Specifiche

Potenza nominale	60 W	Lunghezza della canna	1*660nm 2*850nm
Potenza effettiva	15W	Irradianza	Max: 40m W/c m ²
Dimensioni del prodotto	16,1 pollici*7,9 pollici/41 cm*20 cm	Timer	20 minuti
Quantità LED	120*0,5 W	Materiale	Tessuto
Peso netto	200g	Durata	Oltre 50.000 ore

Il dispositivo a luce rossa utilizza una combinazione di LED rossi da 660 nm e infrarossi da 850 nm che è scelto per dare le lunghezze d'onda ideali riscontrate nella ricerca scientifica degli ultimi tre decenni.

660nm di luce rossa

Questa luce può essere vista dall'occhio umano e colpisce le cellule della pelle.

850nm di luce infrarossa vicina

Questa luce non può essere vista dall'occhio umano e penetra nei tessuti profondi.

Questo pacchetto include

1* Tappetino per terapia con luce rossa

1* Adattatore

1* Cinghie elastiche

1* Cavo di alimentazione

1* Cavo di alimentazione USB

1* Manuale utente

Metodo 2: Alimentazione tramite power bank



Benefici supportati dalla scienza: la

ricerca dimostra che le lunghezze d'onda nello spettro 660-900 nm mostrano una risposta microbica ottimale.

-Dolore muscolare e articolare

- Accelera la guarigione delle ferite

-Miglioramento della circolazione sanguigna

-Perdita di peso

-Antinfiammatorio

-Diminuisce il dolore

Anche se questa tecnologia non ha effetti collaterali, si raccomanda di , ti suggeriamo di prendere il seguire le seguenti precauzioni:

Questo dispositivo non è impermeabile

Questo dispositivo non è adatto a bambini e donne incinte

Non utilizzare questo dispositivo per più di 30 minuti ogni volta

Non fissare direttamente la luce

NON è consigliabile utilizzarlo mentre si dorme

Si prega di conservarlo lontano dalla portata dei bambini.


Applicazione

Qui ti mostriamo alcuni esempi su come usare il dispositivo a luce rossa. Tu e

i tuoi animali domestici possono godere della luce rossa in diversi modi, ad esempio su cosce, polpacci e ginocchia.


Vicino infrarosso-infrarosso A (IR A)

Di solito si usa 660nm-850nm



L'energia invisibile del vicino infrarosso viene assorbita dai muscoli, il tessuto sottocutaneo, che si traduce in un EFFETTO TERMICO, il tuo corpo risponde a questo calore di radiazione con un aumento del flusso sanguigno, consentendo alle parti del corpo di ricevere l'ossigeno e nutrienti di cui hanno bisogno per funzionare in modo più efficace, la rigenerazione viene stimolata.

Valore misurato



Nota:

Solo per uso interno: la luce non è impermeabile. Non può essere utilizzata in acqua o in luoghi umidi.

In particolare non può essere utilizzato con oli essenziali.

Riparazione: se la tua luce necessita di assistenza post-vendita, contattaci direttamente.

Installazione: per evitare il pericolo di scosse elettriche, spegnere l'alimentazione cambiare prima dell'installazione.



AVVERTENZE DI SICUREZZA:

1. Non guardare o osservare direttamente i raggi laser tramite alcun mezzo ottico strumenti.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare lesioni ai loro occhi.
3. È vietato ai portatori di pacemaker poiché il dispositivo potrebbe interferire con funzionamento del pacemaker.
4. Durante il periodo di trattamento, la struttura della dieta dovrebbe essere migliorata e Per migliorare il metabolismo sono necessari esercizi adeguati.
5. Quando si utilizza il dispositivo, tenere pulite le porte di emissione della luce. In caso contrario, il le perdite di luce aumenteranno e quindi influenzeranno gli effetti.
6. I sintomi come sete, occhi secchi, vertigini o aumento della frequenza cardiaca dopo l'uso sono fenomeni normali.

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il

prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo

si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguendo due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per una Classe Dispositivo digitale B conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni interferenza alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CINTURÓN DE TERAPIA DE LUZ ROJA

MODELO: BRL-1120


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUZ ROJA
CINTURÓN TERAPÉUTICO

MODELO: BRL-1120



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto

con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Manual de instrucciones

¡Terapia de luz roja para humanos y animales!

Gracias por adquirir nuestra luz, esperamos que pueda aprovechar los beneficios de la luz roja.

Terapia en casa.

¡Saluda a tu luz roja!

Antes de comenzar su primera sesión, asegúrese de leer este manual, ya que puede explicar procedimientos operativos importantes.

Notas: Cada diodo LED en el interior tiene tres chips: 1 pieza de 660 nm y 2 piezas de 850 nm.

Invisible a los ojos creados por el hombre.

Presupuesto

Potencia de calificación	60W	Longitud de onda	1*660 nm 2*850 nm
Potencia real	15 W	Irradiancia	Máx.: 40 m agua caliente m ²
Tamaño del producto	16,1 pulgadas x 7,9 pulgadas/41 cm x 20 cm	Minutero	20 minutos
Cantidad de LED	120*0,5 w	Material	Tela
Peso neto	200 gramos	Esperanza de vida	Más de 50.000 horas

El dispositivo de luz roja utiliza una combinación de LED rojos de 660 nm e infrarrojos de 850 nm que son Elegido para dar las longitudes de onda ideales encontradas en la investigación científica de los últimos Tres décadas.

660 nm de luz roja

Esta luz puede ser vista por los ojos humanos y se dirige a las células de la piel.

850 nm de luz infrarroja cercana

Esta luz no puede ser vista por los ojos humanos y penetra en los tejidos profundos.

Este paquete incluye

1* Almohadilla de terapia de luz roja

1* Cable de alimentación

1* Adaptador

1* cable de alimentación USB

1*Correas elásticas

1* Manual de usuario

Método 2: suministro de energía mediante banco de energía



Beneficios respaldados por la ciencia:

Las investigaciones muestran que las longitudes de onda en el espectro de 660-900 nm muestran una respuesta biótica óptima.

-Dolor muscular y articular

-Acelera la cicatrización de heridas.

-Mejora la circulación sanguínea

-Pérdida de peso

-Antiinflamatorio

-Disminuye el dolor

Aunque esta tecnología no tiene efectos secundarios se deben tomar , Te sugerimos tomar el las siguientes precauciones:

Este dispositivo no es resistente al agua.

Este dispositivo no es adecuado para niños ni mujeres embarazadas.

No utilice este dispositivo más de 30 minutos cada vez.

No mires directamente la luz

NO se recomienda usarlo mientras se duerme.

Guárdelo fuera del alcance de los niños.


Solicitud

Aquí te mostramos algunos ejemplos de cómo utilizar el dispositivo de luz roja. Tú y

Sus mascotas pueden disfrutar de la luz roja de diferentes maneras, como en los muslos, pantorrillas y rodillas.


Infrarrojo cercano-Infrarrojo A (IR A)

Generalmente se utilizan 660 nm ~ 850 nm.



La energía infrarroja invisible cercana es absorbida por los músculos, , tejido subcutáneo, lo que produce un EFECTO TÉRMICO; su cuerpo responde a esta radiación de calor. con un mayor flujo sanguíneo, lo que permite que las partes del cuerpo reciban el oxígeno y Los nutrientes que necesitan para funcionar más eficazmente se estimula la regeneración.

Valor medido



Nota:

Solo para uso en interiores: la luz no es resistente al agua. No se puede utilizar en el agua ni en lugares húmedos.

Especialmente no se puede utilizar con aceites esenciales.

Reparación: si su luz necesita servicio posventa, contáctenos directamente.

Instalación: Para evitar el peligro de descarga eléctrica, apague el dispositivo.

Cambiar antes de la instalación.



PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD:

1. No mire ni observe directamente los rayos láser a través de ningún dispositivo óptico. instrumentos.
2. Mantener fuera del alcance de los niños para evitar lesiones en los ojos.
3. Está prohibido para usuarios de marcapasos ya que el dispositivo puede interferir con el funcionamiento del marcapasos.
4. Durante el período de tratamiento, se debe mejorar la estructura de la dieta y Son necesarios ejercicios adecuados para mejorar el metabolismo.
5. Al utilizar el dispositivo, mantenga limpios los puertos de emisión de luz. De lo contrario, Las pérdidas de luz aumentarán y luego afectarán los efectos.
6. Los síntomas como sed, ojos secos, mareos o aumento del ritmo cardíaco después del uso son Fenómenos normales.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el

Este producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.

se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevados a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el ¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para una Clase Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al encender y apagar el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema. interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PAS DO TERAPII ŚWIATŁEM CZERWONYM

MODEL: BRL-1120


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CZERWONE ŚWIATŁO
PAS TERAPEUTYCZNY

MODEL: BRL-1120



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Instrukcja obsługi

Terapia światłem czerwonym dla ludzi i zwierząt!

Dziękujemy za zakup naszego światła, mamy nadzieję, że będziesz mógł czerpać korzyści z czerwonego światła terapia w domu.

Poznaj swoje czerwone światło!

Przed rozpoczęciem sesji fiestowej należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, ponieważ może ona

Wyjaśnij ważne procedury operacyjne.

Uwagi: Każda dioda LED wewnątrz składa się z trzech chipów przy 1 szt. 660 nm i 2 szt. 850 nm niewidoczne dla oczu stworzonych przez człowieka.

Specyfikacje

Moc znamionowa	60 W	Długość fali	1*660nm 2*850nm
Rzeczywista moc	15 W	Natężenie promieniowania	Maks.: 40m W/c m ²
Rozmiar produktu	16,1 cala * 7,9 cala / 41 cm * 20 cm	Regulator czasowy	20 minut
Ilość diod LED	120*0,5 w	Tworzywo	Tkanina
Masa netto	200g	Długość życia	Ponad 50 000 godzin

Urządzenie emitujące światło czerwone wykorzystuje kombinację czerwonych diod LED o długości fali 660 nm i podczerwonych diod LED o długości fali 850 nm, co jest wybrano, aby uzyskać idealne długości fal znalezione w badaniach naukowych ostatnich lat trzy dekady.

660nm światła czerwonego

Światło to jest widoczne dla ludzkiego oka i oddziałuje na komórki skóry.

850nm światła bliskiej podczerwieni

Ludzkie oko nie widzi tego światła, a substancje smoliste wnikają głęboko w tkanki.

W skład pakietu wchodzi:

1* Podkładka do terapii światłem czerwonym

1* Adapter

1* Elastyczne paski

1* Przewód zasilający

1* Przewód zasilający USB

1* Instrukcja obsługi

Sposób 2: Zasilanie power banku



Korzyści poparte naukowo: Badania

pokazują, że optymalną odpowiedź biologiczną wykazują fale o długości 660-900 nm.

- Ból mięśni i stawów
- Przyspieszenie gojenia się ran
- Poprawione krążenie krwi
- Utrata wagi
- Przeciwzapalny
- Zmniejsza ból

Chociaż technologia ta nie ma skutków ubocznych, należy zachować , sugerujemy wziąć cię następujące środki ostrożności:

To urządzenie nie jest wodoodporne

Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci i kobiet w ciąży.

Nie używaj tego urządzenia dłużej niż 30 minut za każdym razem.

Nie patrz bezpośrednio na światło

NIE zaleca się stosowania podczas snu.

Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Aplikacja

Oto kilka przykładów, jak używać urządzenia ze światłem czerwonym. Ty i

Twoje zwierzę ta mogą cieszyć się czerwonym światłem na różne sposoby, np. na udach, łydkach i kolanach.

Bliska podczerwień-podczerwień A(IR A)

Zwykle używa się 660nm~850nm




Niewidzialna energia bliskiej podczerwieni jest absorbowana przez mięśnie, , tkanka podskórna,

co powoduje EFEKT CIEPLNY, Twoje ciało reaguje na to promieniowanie ciepłe

ze zwiękaszonym przepływem krwi, co pozwala częściom ciała na otrzymywanie tlenu i

składników odżywczych, których potrzebują, aby funkcjonować efektywniej, stymulowana jest regeneracja.

Wartość zmierzona



Notatka:

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń: Lampa nie jest wodoodporna. Nie należy jej używać w wodzie ani w wilgotnych miejscach.

W szczególności nie należy stosować razem z olejkami eterycznymi.

Naprawa: Jeśli Twoje oświetlenie wymaga serwisu posprzedażowego skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Instalacja: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy wyłączyć zasilanie.

przełącznik przed instalacją.



UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:

1. Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązki laserowe ani ich obserwować za pomocą przyrządów optycznych. instrumenty.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec urazom ich oczu.
3. Urządzenie jest zabronione dla osób z rozrusznikami serca, ponieważ może zakłócać pracę serca. operacja rozrusznika serca.
4. W okresie leczenia należy poprawić strukturę diety i Aby przyspieszyć metabolizm konieczne są odpowiednie ćwiczenia.
5. Podczas korzystania z urządzenia należy utrzymywać porty emitujące światło w czystości. W przeciwnym razie straty światła wzrosną i będą miały wpływ na efekty.
6. Objawy takie jak pragnienie, suchość oczu, zawroty głowy lub przyspieszone tętno po użyciu są normalne zjawisko.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Produkt ten podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.

Symbol przedstawiający przekreślony pojemnik na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej.

dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz muszą być zabrane do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyraźnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega spełnianiu dwóch warunków:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, może powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z usługi produkt.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla klasy Urządzenie cyfrowe B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu: zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie wyłączając i włączając produkt, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłócenia spowodowane przez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ROOD LICHT THERAPIE GORDEL

MODEL: BRL-1120

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROOD LICHT THERAPIE GORDEL

MODEL: BRL-1120



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact

met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Instructiehandleiding

Roodlichttherapie voor mens en dier!

Bedankt voor de aankoop van onze lamp, we hopen dat u de voordelen van rood licht zult ervaren. therapie thuis.

Zeg hallo tegen uw rode stoplicht!

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u met uw eerste sessie begint, want deze kan belangrijke bedieningsprocedures uitleggen.

Opmerkingen: Elke led-diode binnenin met drie chips van 1 stuk 660 nm en 2 stuks 850 nm is onzichtbaar voor de door mensen gemaakte ramen.

Specificaties

Beoordelingsvermogen	60W	Waaierlengte	1*660nm 2*850nm
Werkelijke kracht	15W	Bestralingssterkte	Max: 40m W/C m ²
Productgrootte	16,1 inch * 7,9 inch / 41 cm * 20 cm	Tijd klok	20 minuten
LED-AANTAL	120*0,5w	Materiaal	Stof
Netto gewicht	200 gram	Levensduur	Meer dan 50.000 uur

Het rode lichtapparaat maakt gebruik van gecombineerde rode 660nm en infrarood 850nm leds, gekozen om de ideale golflengten te geven die in het wetenschappelijk onderzoek van de laatste tijd zijn gevonden drie decennia.

660nm rood licht

Dit licht is zichtbaar voor het menselijk oog en richt zich op huidcellen.

850nm nabij-infraroodlicht

Dit licht is niet zichtbaar voor het menselijk oog en teer dringt diep in het weefsel door.

Dit pakket bevat

1* Rood lichttherapiepad

1* Adapter

1* Rekbare banden

1* Stroomkabel

1* USB-voedingskabel

1* Gebruikershandleiding

Manier 2: Powerbank levert stroom



Wetenschappelijk onderbouwde

voordelen: Onderzoek toont aan dat de golflengten in het spectrum van 660-900 nm een optimale biotische respons vertonen.

- Spier- en gewrichtspijn
- Snelle wondgenezing
- Verbeterde bloedcirculatie
- Gewichtsverlies
- Ontstekingsremmend
- Vermindert pijn

Ook al heeft deze technologie geen bijwerkingen, de volgende , wij raden aan om de voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing:

Dit apparaat is niet waterdicht

Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen en zwangere vrouwen

Gebruik dit apparaat niet langer dan 30 minuten per keer

Kijk niet rechtstreeks in het licht

Het is NIET aan te raden om het te gebruiken tijdens het slapen

Bewaar het buiten bereik van kinderen.


Sollicitatie

Hier ziet u enkele voorbeelden van hoe u het rode lichtapparaat kunt gebruiken. U en

Uw huisdieren kunnen op verschillende manieren van het rode licht genieten, bijvoorbeeld op hun dijen, kuiten en knieën.

Nabij-infrarood-infrarood A (IR A)

Gebruik meestal 660nm-850nm



Onzichtbare nabij-infrarode energie wordt door spieren geabsorbeerd, wat , onderhuids weefsel, resulteert in THERMISCH EFFECT, uw lichaam reageert op deze stralingswarmte met een verhoogde bloedstroom, waardoor de delen van het lichaam zuurstof kunnen ontvangen en voedingsstoffen die ze nodig hebben om effectiever te functioneren, wordt de regeneratie gestimuleerd.

Gemeten waarde



Opmerking:

Alleen voor gebruik binnenshuis: de lamp is niet waterdicht. Kan niet in water of op natte plaatsen worden gebruikt.

Kan vooral niet gebruikt worden in combinatie met etherische oliën.

Reparatie: Als uw lamp aftersales-service nodig heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Installatie: Om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen, schakelt u de stroom uit
Schakel vóór de installatie over.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

1. Kijk of observeer de laserstralen niet rechtstreeks via een optische lens. instrumenten.
2. Buiten bereik van kinderen houden om oogletsel te voorkomen.
3. Het is verboden voor dragers van een pacemaker, omdat het apparaat de hartslag kan verstoren. werking van pacemaker.
4. Tijdens de behandelingsperiode moet de structuur van het dieet worden verbeterd en Om de stofwisseling te verbeteren, zijn de juiste oefeningen nodig.
5. Houd bij gebruik van het apparaat de lichtuitstralende poorten schoon. Anders kan de Lichtverliezen zullen toenemen en dan de effecten beïnvloeden.
6. De symptomen zoals dorst, droge ogen, duizeligheid of een verhoogde hartslag na gebruik zijn normale verschijnselen.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat de product vereist aparte afvalinzameling in de Europese Unie. Dit

is van toepassing op het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten Als zodanig gemarkeerde artikelen mogen niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten gebracht.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd. de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse

B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om bieden redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door

Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen. verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BEHANDLING AV RÖTT LJUS

MODELL: BRL-1120

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RÖTT LJUS TERAPI-BÄLTE

MODELL: BRL-1120



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Instruktionsmanual

Rödljusterapi för människor och djur!

Tack för att du köpte vårt ljus, vi hoppas att du kan dra nytta av rött ljus terapi hemma.

Säg hej till ditt röda ljus!

Innan du startar din festliga session, se till att du läser den här bruksanvisningen förklara viktiga driftsprocedurer.

Noteringar: Varje led-diod inuti med tre chips på 1 st 660nm och 2 st 850nm är osynlig för den mänskliga gjorda kvällar.

Specifikationer

Betygskraft	60W	Wacelength	1*660nm 2*850nm
Verklig kraft	15W	Bestrålning	Max: 40m W/c m ²
Produktstorlek	16.1in*7.9in/41cm*20cm	Timer	20 min
LED ANTAL	120*0,5w	Material	Tyg
Nettovikt	200 g	Livslängd	Över 50 000 timmar

Den röda ljusenheten använder kornboröda 660nm och infraröda 850nm lysdioder, vilket är valt att ge de idealiska våglängderna som finns i den vetenskapliga forskningen av den sista tre decennier.

660nm rött ljus

Detta ljus kan ses av mänskliga ögon och riktar sig mot hudceller.

850nm nära infrarött ljus

Detta ljus kan inte ses av de mänskliga ögonen och tjäran får djup vävnad.

Detta paket inkluderar

1* Rödjusterapidyna

1* Adapter

1* Stretchiga remmar

1* Strömsladd

1* USB-nätsladd

1* Användarmanual

Sätt 2: Strömbanksförsörjning



Fördelar som stöds av vetenskap:

Forskning visar att våglängderna i spektrumet 660-900nm visar optimal biotisk respons.

- Smärta i muskler och leder
- Snabba sårhäkning
- Förbättrad blodcirkulation
- Viktminskning
- Anti-inflammatorisk
- Minskar smärta

Även om den här tekniken inte har biverkningar följer följande , vi föreslår att du tar försiktighetsåtgärder:

Denna enhet är inte vattentät

Denna enhet är inte lämplig för barn och gravida kvinnor

Använd inte denna enhet i mer än 30 minuter varje gång

Stirra inte direkt i ljuset

Det rekommenderas INTE att använda det när du sover


Förvara den borta från barn

Ansökan

Här visar du några exempel på hur du använder enheten för rött ljus. Du och dina husdjur kan njuta av det röda ljuset på olika sätt för som lår, vader, knän.


Nära infraröd-infraröd A(IR A)

Använd vanligtvis 660nm-850nm



Osynlig nära infraröd energi absorberas av muskler vilket resulterar i subkutan vävnad, i TERMISK EFFEKT, din kropp reagerar på denna strålningsvärme med ökat blodflöde, vilket gör att delarna av kroppen kan ta emot syret och näringsämnen de behöver för att fungera mer effektivt stimuleras regenerering.

Uppmätt värde



Notera:

Endast inomhusbruk: Ljuset är inte vattentätt. kan inte användas i vatten eller på våta platser. Särskilt kan inte användas med eteriska oljor.

Reparation: Om din lampa behöver service efter försäljningvänligen kontakta oss direkt.

Installation: Stäng av strömmen för att undvika risken för elektriska stötar byta före installation.



SÄKERHETSFÖRSIKTIGHET:

1. Se eller observera inte laserstrålarna direkt via någon optik instrument.
2. Förvara utom räckhåll för barn för att förhindra skador på deras ögon.
3. Det är förbjudet för pacemakeranvändare eftersom enheten kan störa drift av pacemaker.
4. Under behandlingsperioden bör koststrukturen förbättras och och rätt övningar är nödvändiga för att förbättra ämnesomsättningen.
5. Håll ljusavgivande portar rena när du använder enheten. Annars, den ljusförlusterna ökar och påverkar då effekterna.
6. Symtomen som törst, torra ögon, yrsel eller ökad puls efter användning är normala fenomen.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Symbolen som visar en soptunna på hjul anger att

Produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta

gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkt som sådant får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste vara det tas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Vänd om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support