

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tool Sanitizer

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tool Sanitizer

Model: CH-360T



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	<p>Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.</p>
	<p>This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.</p>
	<p>CORRECT DISPOSAL:</p> <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.</p>

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

SAFETY INSTRUCTIONS




WARNING: Do not expose eyes or skin to UV light.

- 1.The first time you use it, there will be white smoke coming out. This is a normal phenomenon. The white smoke will significantly decrease afterwards.
- 2.When using the sterilizer for the first time,operate it in an empty load mode for working cycle,then open the door for 20 minutes.This operation can eliminate any odd smell inside the cabinet.
- 3.Make sure to drain all water the utensils before placing them in the sterilizer.The utensils should not be stacked but placed vertically one by one to achieve the best sterilization effect.
- 4.In case of any abnormal conditions(such as unusual noise,odd smell,or smoke),immediately unplug the power cord of the sterilizer and contact the repair center or the manufacturer for inspection and repair.Do not use it again until the cause of the fault is resolved.
- 5.When maintaining or cleaning the device,make sure to unplug the power cord to ensure complete disconnection from the power source.
- 6.Wait for 10 minutes after the sterilization cycle completed before opening the door.Use the utensils only after they have cooled down to avoid affecting the sterilization effect or causing burns.
- 7.Do not install sterilizer near flammable materials.
- 8.If the power cord is damaged,it must be replaced by a professional from the manufacturer,its repair department,or similar department to avoid danger.
- 9.Do not place the sterilizer in areas prone to moisture or water splashes,and do not use heating appliances near the sterilizer,as this may cause deformation or malfunction of the sterilizer.
- 10.After use,if it will not be used for a long,please cut off the power and do not leave the power cord in a connected state to avoid danger.
- 11.It is strictly prohibited to directly rinse the with water or immerse the machine in water.

MODEL AND PARAMETERS

Model	CH-360T
Input	AC 110V 60Hz(US), AC 220-240V 50Hz(EU&AU)
Max. Power	300W
Temperature setting	0~220℃
Time setting	5-60 min
Size	349*193*175mm

STRUCTURE DIAGRAM








8



1.Handle	2.Tray
3.Handle	4.Temperature adjustment knob
5.Power indicator light	6.Work indicating lamp
7.Time adjustment knob	8.Electrical outlets

PARTS LIST

	
<p style="text-align: center;">Tool Sanitizer x1</p>	<p style="text-align: center;">Tray x1</p>
	
<p style="text-align: center;">Power Cord x1</p>	<p style="text-align: center;">Ring x2 Fuse x1</p>
<div style="text-align: center;">  <p>VEVOR 10000 INDUSTRIAL ROAD, PHOENIX Special Report: A-52 Meeting Customer's Demand ELECTRIC MELTING FURNACE MODEL: V2-20041</p> </div>	
<p style="text-align: center;">User Manual x1</p>	

OPERATION METHOD

1. Please remove the protective film on the tray for the first use.
2. Plug the matching power source we provide.
3. Put your instrument to be sterilized on the tray and close the cover.
4. Adjust the time dial according to your requirement, activating the device. The red indicator will light on which means the device is under working mode. Next, adjust the temperature dial according to your requirement, and by now the green indicator will light on. Both of the lights will go out when the device has finished its work. Please note that neither of the indicator will light on if you only adjust the temperature dial. Generally speaking, all instrument and goods can be totally sterilized and disinfected in 15 minutes at 125 Celsius degrees.
5. Adjust the temperature by dialing the left hand knob.



6. Unplug the power supply after each use.
7. After sterilization, hook the ring onto the tray and fetch it out the device.



Maintenance

1. Make sure to unplug the power cord before cleaning or maintaining the disinfection cabinet.
2. Wear gloves cleaning or maintenance to prevent cuts from sharp edges inside the cabinet.
3. Regularly wipe off stains from the surface to keep the cabinet clean and attractive.
4. Electrical components must not be immersed in water. Do not rinse the cabinet with water.
5. Regular maintenance is recommended. Unplug the power cord, use a cloth with a small amount of neutral detergent to gently remove stains inside and outside the cabinet, then use a clean damp cloth to remove the detergent.
6. When disinfection cabinet is not in use, it should be unplugged. If it is to be unused for a long time, moved, or serviced, make sure to unplug the power cord first.
7. If any abnormality occurs during use, stop using it immediately and unplug the power cord. To avoid danger, installation or repair must be done by a qualified electrical repair person.

Common Fault Guidelines

Fault Description	Cause Analysis	Solution
The device is not powered on	The power cord is not plugged in	Plug the matching power source we provide
The device is not functioning	The time adjustment knob is not adjusted	Adjust the time adjustment knob

Manufacturer: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co.,Ltd

Address: No.23-2,Liuyi San Road,Nanhai District,Foshan City,Guangdong Province, China

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Disinfettante per utensili

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

Disinfettante per utensili

Modello: CH-360T



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Simbolo	Descrizione
	<p>Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p>Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza sulla sicurezza, indica una sorta di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questa avvertenza può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.</p>
	<p>SMALTIMENTO CORRETTO:</p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dispositivi elettronici.</p>

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: eventuali modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA




ATTENZIONE: Non esporre gli occhi o la pelle ai raggi UV.

1. Al primo utilizzo, uscirà del fumo bianco. Questo è normale. fenomeno. Il fumo bianco diminuirà notevolmente in seguito.
2. Quando si utilizza lo sterilizzatore per la prima volta, farlo funzionare in modalità di carico vuoto per ciclo di lavoro, quindi aprire la porta per 20 minuti. Questa operazione può eliminare qualsiasi odore strano all'interno dell'armadio.
3. Assicurarsi di scolare tutta l'acqua dagli utensili prima di metterli nello sterilizzatore. gli utensili non devono essere impilati ma posizionati verticalmente uno alla volta per ottenere il massimo risultato effetto sterilizzante.
4. In caso di condizioni anomale (come rumori insoliti, odori strani o fumo), scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dello sterilizzatore e contattare il centro di riparazione centro o dal produttore per l'ispezione e la riparazione. Non utilizzarlo di nuovo fino a quando il la causa del guasto è stata risolta.
5. Durante la manutenzione o la pulizia del dispositivo, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione per assicurare la completa disconnessione dalla fonte di alimentazione.
6. Attendere 10 minuti dopo il completamento del ciclo di sterilizzazione prima di aprire il porta. Utilizzare gli utensili solo dopo che si sono raffreddati per evitare di compromettere la effetto sterilizzante o provocare ustioni.
7. Non installare lo sterilizzatore vicino a materiali infiammabili.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista produttore, il suo reparto riparazioni o un reparto simile per evitare pericoli.
9. Non posizionare lo sterilizzatore in aree soggette a umidità o schizzi d'acqua e non utilizzare apparecchi di riscaldamento vicino allo sterilizzatore, poiché ciò potrebbe causare deformazioni o malfunzionamento dello sterilizzatore.
10. Dopo l'uso, se non verrà utilizzato per un lungo periodo, interrompere l'alimentazione e non lasciare il cavo di alimentazione collegato per evitare pericoli.
11. È severamente vietato sciacquare direttamente con acqua o immergere la macchina in acqua.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	CH-360T
Ingresso	CA 110 V 60 Hz (USA), CA 220-240 V 50 Hz (UE e AU)
Potenza massima	300W
Impostazione della temperatura	0~220 \bar{y}
Impostazione dell'ora	5-60 minuti
Misure	349*193*175mm

SCHEMA DELLA STRUTTURA








8



1. Maniglia	2. Vassoio
3. Maniglia	4. Manopola di regolazione della temperatura
5. Spia di alimentazione	6. Lampada di segnalazione del lavoro
7. Manopola di regolazione dell'ora	8. Prese elettriche

ELENCO DEI PEZZI

	
Disinfettante per utensili x1	Vassoio x1
	
Cavo di alimentazione x1	Anello x2 Fusibile x1
	
Manuale utente x1	

METODO DI FUNZIONAMENTO

- 1. Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva dal vassoio.**
2. Collegare la fonte di alimentazione corrispondente da noi fornita.
3. Posizionare lo strumento da sterilizzare sul vassoio e chiudere il coperchio.
4. Regolare il quadrante dell'ora in base alle proprie esigenze, attivando il dispositivo. L'indicatore rosso si accenderà, il che significa che il dispositivo è in modalità di lavoro. Successivamente, regolare la manopola della temperatura in base alle proprie esigenze requisito, e a questo punto la spia verde si accenderà. Entrambe le luci si spegnerà quando il dispositivo avrà terminato il suo lavoro. Si prega di notare che nessuno dei due l'indicatore si accenderà se si regola solo la manopola della temperatura. Generalmente parlando, tutti gli strumenti e i beni possono essere completamente sterilizzati e disinfettati in 15 minuti a 125 gradi Celsius.
5. Regolare la temperatura ruotando la manopola sinistra.



6. Scollegare l'alimentatore dopo ogni utilizzo.
7. Dopo la sterilizzazione, agganciare l'anello al vassoio ed estrarlo dal dispositivo.



Manutenzione

1. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio. armadio di disinfezione.
2. Indossare guanti per la pulizia o la manutenzione per evitare tagli da bordi taglienti all'interno dell'armadio.
3. Pulire regolarmente le macchie dalla superficie per mantenere il mobile pulito e attraente.
4. I componenti elettrici non devono essere immersi in acqua. Non risciacquare il mobiletto con acqua.
5. Si consiglia una manutenzione regolare. Scollegare il cavo di alimentazione, utilizzare un panno con una piccola quantità di detersivo neutro per rimuovere delicatamente le macchie all'interno e all'esterno del mobile, quindi utilizzare un panno pulito e umido per rimuovere il detergente.
6. Quando l'armadietto di disinfezione non è in uso, deve essere scollegato. Se deve essere inutilizzato per lungo tempo, spostato o sottoposto a manutenzione, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione Primo.
7. Se si verifica un'anomalia durante l'uso, interromperne immediatamente l'uso e scollegare il cavo di alimentazione. Per evitare pericoli, l'installazione o la riparazione devono essere eseguite da un elettricista qualificato.

Linee guida per i guasti comuni

Descrizione del guasto	Analisi delle cause	Soluzione
Il dispositivo non è acceso	Il cavo di alimentazione non è collegato	Collegare l'alimentazione corrispondente fonte che forniamo
Il dispositivo non è funzionamento	La regolazione del tempo la manopola non è regolata	Regolare la regolazione dell'ora manopola

Produttore: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co.,Ltd **Indirizzo:**

No.23-2,Liuyi San Road,Nanhai District,Foshan City,Guangdong Province,China **Importato in**


AUS: SIHAO PTY

LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Środek dezynfekujący do narzędzi

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

Środek dezynfekujący do narzędzi

Model: CH-360T



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
	<p>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:</p> <p>Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy UE 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej.</p> <p>Dotyczy to produktu i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie wolno ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. urządzenia elektroniczne.</p>

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA




OSTRZEŻENIE: Nie wystawiać oczu i skóry na działanie promieni UV.

1. Za pierwszym razem, gdy użyjesz go, będzie wydobywał się biały dym. To normalne zjawisko. Biały dym znacznie się zmniejszy.
2. Podczas pierwszego użycia sterylizatora należy go uruchomić w trybie pustego ładunku. cyklu roboczego, a następnie otwórz drzwi na 20 minut. Ta operacja może wyeliminować wszelkie dziwny zapach wewnątrz szafki.
3. Przed włożeniem naczyń do sterylizatora należy upewnić się, że cała woda została z nich usunięta. aby uzyskać najlepszy efekt, nie należy układać naczyń w stosy, lecz ustawiać je pionowo, jedno po drugim efekt sterylizacji.
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych warunków (takich jak nietypowy hałas, dziwny zapach lub dymu), natychmiast odłącz przewód zasilający sterylizatora i skontaktuj się z serwisem centrum serwisowego lub producenta w celu sprawdzenia i naprawy. Nie należy używać go ponownie do momentu przyczyna usterki została usunięta.
5. Podczas konserwacji lub czyszczenia urządzenia należy pamiętać o odłączeniu przewodu zasilającego. zapewnić całkowite odłączenie od źródła zasilania.
6. Po zakończeniu cyklu sterylizacji odczekaj 10 minut przed otwarciem drzwi. Używaj naczyń dopiero po ich ostygnięciu, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia. efekt sterylizacji lub powodowanie oparzeń.
7. Nie instaluj sterylizatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.
8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę fachowcowi z producenta, jego dział napraw lub podobny dział, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
9. Nie umieszczaj sterylizatora w miejscach narażonych na wilgoć lub zachlapanie wodą. nie należy używać urządzeń grzewczych w pobliżu sterylizatora, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie lub awaria sterylizatora.
10. Po użyciu, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania i nie używać. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, pozostaw przewód zasilający podłączony.
11. Zabrania się bezpośredniego płukania urządzenia wodą lub zanurzania go w wodzie. woda.

MODEL I PARAMETRY

Model	CH-360T
Wejście	AC 110 V 60 Hz (USA), AC 220-240 V 50 Hz (UE i AU)
Maksymalna moc	300 W
Ustawienie temperatury 0~220°C	
Ustawienie czasu	5-60 minut
Rozmiar	Wymiary: 349*193*175 mm

SCHEMAT STRUKTURY








8



1. Uchwyt	2. Taca
3. Uchwyt	4. Pokrętko regulacji temperatury
5. Kontrolka zasilania	6. Lampka kontrolna pracy
7. Pokrętko regulacji czasu	8. Gniazdko elektryczne

LISTA CZĘŚCI

	
Środek dezynfekujący do narzędzi x1	Taca x1
	
Przewód zasilający x1	Pierścień x2 Bezpiecznik x1
	
Instrukcja obsługi x1	

SPOSÓB DZIAŁANIA

1. Przed pierwszym użyciem należy zdjąć folię ochronną z tacki.
2. Podłącz dostarczone przez nas odpowiednie źródło zasilania.
3. Połóż instrument przeznaczony do sterylizacji na tacy i zamknij pokrywę.
4. Ustaw pokrętko czasu zgodnie ze swoimi potrzebami, aktywując urządzenie. Zaświeci się czerwona kontrolka, co oznacza, że urządzenie jest pod napięciem. Następnie ustaw pokrętko temperatury zgodnie ze swoimi potrzebami. Wymagania, a teraz zaświeci się zielona kontrolka. Obie kontrolki zgaśnie, gdy urządzenie zakończy pracę. Należy pamiętać, że żadna z nich wskaźnik zaświeci się, jeśli zmienisz tylko pokrętko temperatury. Zwykle mówiąc, wszystkie instrumenty i towary mogą być całkowicie wysterylizowane i zdezynfekowane w 15 minut w temperaturze 125 stopni Celsjusza.
5. Ustaw temperaturę za pomocą lewego pokrętła.



6. Po każdym użyciu odłączaj zasilacz od zasilania.
7. Po sterylizacji zawieś pierścień na tacce i wyjmij go z urządzenia.



Konserwacja

1. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć przewód zasilający szafka dezynfekcyjna.
 2. Noś rękawice czyszczące i konserwacyjne, aby zapobiec skaleczeniom ostrymi krawędziami. wewnątrz szafki.
 3. Regularnie wycieraj plamy z powierzchni, aby utrzymać szafkę w czystości i atrakcyjny.
 4. Elementów elektrycznych nie wolno zanurzać w wodzie. Nie należy ich płukać szafka z wodą.
 5. Zalecana jest regularna konserwacja. Odłącz przewód zasilający, użyj szmatka z niewielką ilością neutralnego detergentu, aby delikatnie usunąć plamy wewnątrz i na zewnątrz szafki, a następnie usuń je czystą, wilgotną szmatką detergent.
 6. Jeżeli szafka dezynfekcyjna nie jest używana, należy ją odłączyć od zasilania. Jeżeli ma być używana, nieużywany przez dłuższy czas, przenoszony lub serwisowany, należy odłączyć przewód zasilający
- Pierwszy.
7. Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia. odłączyć przewód zasilający. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy przeprowadzić instalację lub naprawę przez wykwalifikowanego elektryka.

Wytyczne dotyczące typowych usterek

Opis usterki	Analiza przyczyn	Rozwiązanie
Urządzenie nie jest włączony	Przewód zasilający nie jest podłączony	Podłącz pasującą moc źródło, które podajemy
Urządzenie nie jest funkcjonowanie	Regulacja czasu pokrętko nie jest regulowane	Dostosuj regulację czasu pokrętko

Producent: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co.,Ltd Adres: No.23-2, Liuyi
San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Chiny Importowane do AUS:
SIHAO PTY LTD. 1
ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Werkzeugdesinfektionsmittel

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

Werkzeugdesinfektionsmittel

Modell: CH-360T



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Symbol	Symbol Beschreibung
	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Nichtbeachten dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehende Empfehlung.
	RICHTIGE ENTSORGUNG: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte Daher dürfen sie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. elektronischen Geräten.

FCC-INFORMATIONEN

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

SICHERHEITSHINWEISE




WARNUNG: Augen und Haut keinem UV-Licht aussetzen.

1. Beim ersten Gebrauch tritt weißer Rauch aus. Das ist normal. Phänomen. Der weiße Rauch wird danach deutlich abnehmen.
2. Wenn Sie den Sterilisator zum ersten Mal verwenden, betreiben Sie ihn im Leerlademodus für Arbeitszyklus, dann öffnen Sie die Tür für 20 Minuten. Dieser Vorgang kann beseitigen seltsamer Geruch im Schrank.
3. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Wasser aus den Utensilien abgelassen ist, bevor Sie sie in den Sterilisator legen. Utensilien sollten nicht gestapelt, sondern einzeln vertikal platziert werden, um die beste Sterilisationseffekt.
4. Im Falle von ungewöhnlichen Bedingungen (wie ungewöhnliche Geräusche, seltsame Gerüche oder Rauch), ziehen Sie sofort das Netzkabel des Sterilisators ab und kontaktieren Sie den Reparaturdienst. Bringen Sie es zur Inspektion und Reparatur zum Hersteller. Verwenden Sie es erst wieder, wenn Ursache des Fehlers ist behoben.
5. Wenn Sie das Gerät warten oder reinigen, achten Sie darauf, das Netzkabel zu ziehen, um Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zur Stromquelle vollständig getrennt ist.
6. Warten Sie nach Abschluss des Sterilisationszyklus 10 Minuten, bevor Sie die Tür. Benutzen Sie das Geschirr erst, wenn es abgekühlt ist, um die Sterilisationseffekt oder Verbrennungen verursachen.
7. Installieren Sie den Sterilisator nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann aus dem Wenden Sie sich zur Vermeidung von Gefahren an den Hersteller, seine Reparaturabteilung oder eine ähnliche Abteilung.
9. Stellen Sie den Sterilisator nicht in Bereichen auf, wo er Feuchtigkeit oder Spritzwasser ausgesetzt ist. Verwenden Sie keine Heizgeräte in der Nähe des Sterilisators, da dies zu Verformungen oder Fehlfunktion des Sterilisators.
10. Nach dem Gebrauch, wenn es für längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus und Lassen Sie das Netzkabel angeschlossen, um Gefahren zu vermeiden.
11. Es ist streng verboten, die Maschine direkt mit Wasser abzuspülen oder in Wasser.

MODELL UND PARAMETER

Modell	CH-360T
Eingang	AC 110 V 60 Hz (USA), AC 220–240 V 50 Hz (EU und AU)
Max. Leistung	300 W
Temperatureinstellung	0–220°C
Zeiteinstellung	5-60 Minuten
Größe	349*193*175 mm

STRUKTURDIAGRAMM








8



1.Griff	2.Tablett
3.Griff	4.Temperatur-Einstellknopf
5.Betriebsanzeige	6.Arbeitsanzeigelampe
7.Zeiteinstellknopf	8. Steckdosen

TEILELISTE

	
Werkzeugdesinfektionsmittel x1	Fach x1
	
Netz kabel x1	Ring x2 Sicherung x1
	
Benutzerhandbuch x1	

FUNKTION

- 1. Bitte entfernen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzfolie vom Tablett.**
2. Schließen Sie die passende Stromquelle an, die wir mitliefern.
3. Legen Sie Ihr zu sterilisierendes Instrument auf das Tablett und schließen Sie die Abdeckung.
4. Passen Sie die Zeitschaltuhr Ihren Anforderungen an und aktivieren Sie die Gerät. Die rote Anzeige leuchtet auf, was bedeutet, dass das Gerät unter Arbeitsmodus. Als nächstes stellen Sie den Temperaturregler entsprechend Ihrer Anforderung, und jetzt leuchtet die grüne Anzeige. Beide Lichter erlischt, wenn das Gerät seine Arbeit beendet hat. Bitte beachten Sie, dass keines der Die Anzeige leuchtet auf, wenn Sie nur den Temperaturregler einstellen. Alle Instrumente und Waren können vollständig sterilisiert und desinfiziert werden in 15 Minuten bei 125 Grad Celsius.
5. Stellen Sie die Temperatur durch Drehen des linken Knopfes ein.



6. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
7. Nach der Sterilisation den Ring in die Schale einhaken und aus dem Gerät nehmen.



Wartung

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel abziehen, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten. Desinfektionsschrank.
2. Tragen Sie beim Reinigen oder Warten Handschuhe, um Schnitte durch scharfe Kanten zu vermeiden im Schrankinneren.
3. Wischen Sie regelmäßig Flecken von der Oberfläche ab, um den Schrank sauber zu halten und attraktiv.
4. Elektrische Komponenten dürfen nicht in Wasser getaucht werden. Spülen Sie die Schrank mit Wasser.
5. Regelmäßige Wartung wird empfohlen. Ziehen Sie das Netzkabel ab, verwenden Sie ein Tuch mit einer kleinen Menge neutralem Reinigungsmittel, um Flecken sanft zu entfernen Innen- und Außenseite des Schanks, dann mit einem sauberen, feuchten Tuch die Waschmittel.
6. Wenn der Desinfektionsschrank nicht verwendet wird, sollte er vom Stromnetz getrennt werden. Wenn er Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, es bewegen oder warten, ziehen Sie unbedingt das Netzkabel ab. Erste.
7. Wenn während der Verwendung eine Anomalie auftritt, beenden Sie die Verwendung sofort und Ziehen Sie das Netzkabel ab. Um Gefahren zu vermeiden, müssen Installation oder Reparatur von einem qualifizierten Elektrofachmann repariert werden.

Richtlinien für häufige Fehler

Fehlerbeschreibung	Ursachenanalyse	Lösung
Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt	Stecken Sie das passende Netzteil Quelle, die wir bereitstellen
Das Gerät ist nicht Funktion	Die Zeiteinstellung Knopf ist nicht eingestellt	Passen Sie die Zeiteinstellung an Knopf

Hersteller: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd. **Adresse:** Nr. 23-2,
Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Provinz Guangdong, China. **Importiert nach**
Australien: SIHAO
PTY LTD. 1 ROKEVA STREEEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon- Thames, Surrey, TW18 4AX
---------------------------	--

EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
---------------------	--



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Désinfectant pour outils

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

Désinfectant pour outils

Modèle : CH-360T



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Symbole	Description du symbole
	<p>Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>Ce symbole, placé devant une remarque de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.</p>
	<p>ÉLIMINATION CORRECTE :</p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit.</p> <p>et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel, il ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques.</p>

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ




AVERTISSEMENT : Ne pas exposer les yeux ou la peau aux rayons UV.

1. Lors de la première utilisation, de la fumée blanche s'échappera. C'est normal. phénomène. La fumée blanche diminuera considérablement par la suite.
2. Lorsque vous utilisez le stérilisateur pour la première fois, faites-le fonctionner en mode de charge vide pendant cycle de travail, puis ouvrez la porte pendant 20 minutes. Cette opération peut éliminer tout odeur étrange à l'intérieur de l'armoire.
3. Assurez-vous de vider toute l'eau des ustensiles avant de les placer dans le stérilisateur. les ustensiles ne doivent pas être empilés mais placés verticalement un par un pour obtenir le meilleur résultat effet de stérilisation.
4. En cas de conditions anormales (telles que bruit inhabituel, odeur étrange ou fumée), débranchez immédiatement le cordon d'alimentation du stérilisateur et contactez le service de réparation centre ou le fabricant pour inspection et réparation. Ne l'utilisez plus jusqu'à ce que la cause du défaut est résolue.
5. Lors de l'entretien ou du nettoyage de l'appareil, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation pour assurer une déconnexion complète de la source d'alimentation.
6. Attendez 10 minutes après la fin du cycle de stérilisation avant d'ouvrir le porte. N'utilisez les ustensiles qu'après qu'ils aient refroidi pour éviter d'affecter la effet de stérilisation ou provoquant des brûlures.
7. N'installez pas le stérilisateur à proximité de matériaux inflammables.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, son service de réparation ou un service similaire pour éviter tout danger.
9. Ne placez pas le stérilisateur dans des zones sujettes à l'humidité ou aux éclaboussures d'eau, et ne N'utilisez pas d'appareils de chauffage à proximité du stérilisateur, car cela pourrait provoquer une déformation ou dysfonctionnement du stérilisateur.
10. Après utilisation, si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation et ne pas laissez le cordon d'alimentation branché pour éviter tout danger.
11. Il est strictement interdit de rincer directement à l'eau ou d'immerger la machine dans eau.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	CH-360T
Saisir	CA 110 V 60 Hz (États-Unis), CA 220-240 V 50 Hz (UE et Australie)
Puissance max.	300 W
Réglage de la température	0~220
Réglage de l'heure	5 à 60 minutes
Taille	349*193*175mm

SCHÉMA DE STRUCTURE








8



1. Poignée	2. Plateau
3. Poignée	4. Bouton de réglage de la température
5. Voyant d'alimentation	6. Lampe témoin de travail
7. Bouton de réglage de l'heure	8. Prises électriques

LISTE DES PIÈCES

	
Désinfectant pour outils x1	Plateau x1
	
Cordon d'alimentation x1	Bague x2 Fusible x1
	
Manuel d'utilisation x1	

MODE DE FONCTIONNEMENT

1. Veuillez retirer le film protecteur du plateau pour la première utilisation.
2. Branchez la source d'alimentation correspondante que nous fournissons.
3. Placez votre instrument à stériliser sur le plateau et fermez le couvercle.
4. Réglez le cadran de temps selon vos besoins, en activant le appareil. L'indicateur rouge s'allumera, ce qui signifie que l'appareil est sous mode de fonctionnement. Ensuite, ajustez le cadran de température en fonction de votre exigence, et à présent le voyant vert s'allumera. Les deux voyants s'éteindra lorsque l'appareil aura terminé son travail. Veuillez noter qu'aucun des deux l'indicateur s'allumera si vous ne réglez que le cadran de température. Généralement parlant, tous les instruments et biens peuvent être totalement stérilisés et désinfectés en 15 minutes à 125 degrés Celsius.
5. Réglez la température en tournant le bouton de gauche.



6. Débranchez l'alimentation électrique après chaque utilisation.
7. Après la stérilisation, accrochez l'anneau sur le plateau et retirez-le de l'appareil.



Entretien

1. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil. armoire de désinfection.
2. Portez des gants de nettoyage ou d'entretien pour éviter les coupures dues aux bords tranchants à l'intérieur du cabinet.
3. Essuyez régulièrement les taches de la surface pour garder l'armoire propre et attractif.
4. Les composants électriques ne doivent pas être immergés dans l'eau. Ne pas rincer le armoire avec eau.
5. Un entretien régulier est recommandé. Débranchez le cordon d'alimentation, utilisez un chiffon avec une petite quantité de détergent neutre pour éliminer délicatement les taches à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire, puis utilisez un chiffon propre et humide pour retirer le détergent.
6. Lorsque l'armoire de désinfection n'est pas utilisée, elle doit être débranchée. Si elle doit être inutilisé pendant une longue période, déplacé ou entretenu, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation d'abord.
7. Si une anomalie survient pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez le cordon d'alimentation. Pour éviter tout danger, l'installation ou la réparation doit être effectuée par un réparateur électricien qualifié.

Directives sur les fautes courantes

Description du défaut	Analyse des causes	Solution
L'appareil n'est pas sous tension	Le cordon d'alimentation n'est pas branché	Branchez l'alimentation correspondante source que nous fournissons
L'appareil n'est pas fonctionnent	Le réglage de l'heure le bouton n'est pas réglé	Ajuster le réglage de l'heure bouton

Fabricant : Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd Adresse : No.23-2,
Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Chine Importé en
Australie : SIHAO
PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Gereedschapsontmettingsmiddel

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Gereedschapsontsmettingsmiddel

Model: CH-360T



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Symbol	Symbol Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
	<p>Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Volg altijd de onderstaande aanbeveling om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen.</p>
 	<p>CORRECTE VERWIJDERING:</p> <p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste rolcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product.</p> <p>en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. elektronische apparaten.</p>

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES




WAARSCHUWING: Stel uw ogen en huid niet bloot aan UV-licht.

1. De eerste keer dat u het gebruikt, komt er witte rook uit. Dit is normaal. fenomeen. De witte rook zal daarna aanzienlijk afnemen.
2. Wanneer u de sterilisator voor de eerste keer gebruikt, laat u deze gedurende een aantal minuten in een lege laadmodus werken. werkcyclus, open vervolgens de deur gedurende 20 minuten. Deze handeling kan alle vreemde geur in de kast.
3. Zorg ervoor dat al het water uit de gebruiksvorwerpen is verwijderd voordat u ze in de sterilisator plaatst. Gebruiksvorwerpen mogen niet worden gestapeld, maar moeten verticaal één voor één worden geplaatst om het beste resultaat te bereiken sterilisatie-effect.
4. In geval van abnormale omstandigheden (zoals ongebruikelijk geluid, vreemde geur of rook), trek dan onmiddellijk de stekker van de sterilisator uit het stopcontact en neem contact op met de reparatiedienst. centrum of de fabrikant voor inspectie en reparatie. Gebruik het niet opnieuw totdat de oorzaak van de storing is verholpen.
5. Zorg ervoor dat u bij het onderhouden of reinigen van het apparaat de stekker uit het stopcontact haalt. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is losgekoppeld van de stroombron.
6. Wacht 10 minuten nadat de sterilisatiecyclus is voltooid voordat u de verpakking opent. deur. Gebruik het keukengerei pas nadat het is afgekoeld om te voorkomen dat het de sterilisatie-effect of het veroorzaken van brandwonden.
7. Plaats de sterilisator niet in de buurt van ontvlambare materialen.
8. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een professional van de. Neem contact op met de fabrikant, diens reparatieafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.
9. Plaats de sterilisator niet op plaatsen waar vocht of waterspatten kunnen voorkomen. Gebruik geen verwarmingsapparaten in de buurt van de sterilisator, omdat dit vervorming of storing van de sterilisator.
10. Als u het apparaat na gebruik langere tijd niet zult gebruiken, schakelt u de stroom uit en. Laat het netsnoer aangesloten om gevaar te voorkomen.
11. Het is ten strengste verboden om het apparaat direct met water af te spoelen of onder te dompelen in water.

MODEL EN PARAMETERS

Model	CH-360T
Invoer	AC 110V 60Hz (VS), AC 220-240V 50Hz (EU en AU)
Maximaal vermogen	300W
Temperatuurinstelling	0~220ÿ
Tijdsinstelling	5-60 minuten
Maat	349*193*175mm

STRUCTUURDIAGRAM








8



1. Handvat	2. Lade
3. Handvat	4. Temperatuurregelknop
5. Stroomindicatielampje	6. Werkindicatielampje
7. Tijdinstelknop	8. Stopcontacten

ONDERDELENLIJST

	
Gereedschapsdesinfectiemiddel x1	Lade x1
	
Netsnoer x1	Ring x2 Zekering x1
	
Gebruikershandleiding x1	

WERKWIJZE

1. **Verwijder de beschermfolie van de lade voor het eerste gebruik.**
2. Sluit de door ons meegeleverde stroombron aan.
3. Leg het te steriliseren instrument op de tray en sluit de deksel.
4. Pas de tijdwijzerplaat aan volgens uw wensen door de apparaat. De rode indicator gaat branden, wat betekent dat het apparaat onder spanning staat werkmodus. Pas vervolgens de temperatuurregelaar aan volgens uw vereiste, en nu zal het groene lampje gaan branden. Beide lampjes gaat uit als het apparaat klaar is met zijn werk. Houd er rekening mee dat geen van beide de indicator gaat branden als u alleen de temperatuurregelaar verdraait. Over het algemeen sprekend, alle instrumenten en goederen kunnen volledig worden gesteriliseerd en gedesinfecteerd in 15 minuten bij 125 graden Celsius.
5. Pas de temperatuur aan door aan de linkerknop te draaien.



6. Haal na elk gebruik de stekker uit het stopcontact.
7. Na sterilisatie haakt u de ring aan de lade en haalt u deze uit het apparaat.



Onderhoud

1. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt. desinfectiekast.
2. Draag handschoenen tijdens het schoonmaken of onderhouden om snijwonden door scherpe randen te voorkomen in de kast.
3. Veeg regelmatig vlekken van het oppervlak om de kast schoon te houden en aantrekkelijk.
4. Elektrische componenten mogen niet in water worden ondergedompeld. Spoel de kast met water.
5. Regelmatig onderhoud wordt aanbevolen. Haal de stekker uit het stopcontact, gebruik een doek met een kleine hoeveelheid neutraal wasmiddel om vlekken voorzichtig te verwijderen binnen en buiten de kast, gebruik dan een schone, vochtige doek om de wasmiddel.
6. Wanneer de desinfectiekast niet in gebruik is, moet deze worden losgekoppeld. Als de desinfectiekast toch wordt gebruikt, Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, wordt verplaatst of gerepareerd, zorg er dan voor dat u de stekker uit het stopcontact haalt Eerst.
7. Als er tijdens het gebruik iets abnormaals optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en Trek de stekker uit het stopcontact. Om gevaar te voorkomen, moet de installatie of reparatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Richtlijnen voor veelvoorkomende fouten

Foutbeschrijving	Oorzaakanalyse	Oplossing
Het apparaat is niet ingeschakeld	Het netsnoer is niet aangesloten	Sluit de bijpassende stroom aan bron die wij verstrekken
Het apparaat is niet functioneren	De tijdsaanpassing knop is niet afgesteld	Pas de tijdsinstelling aan knop

Fabrikant: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd **Adres:** No.23-2,
Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China **Geïmporteerd**
naar AUS: SIHAO
PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verktögsrengöringsmedel

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verktögsrengöringsmedel

Modell: CH-360T



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Symbol	Beskrivning
	Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
	KORREKT AVFALLSHANTERING: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får därför inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER




VARNING: Utsätt inte ögon eller hud för UV-ljus.

1. Första gången du använder den kommer det att komma ut vit rök. Detta är normalt fenomen. Den vita röken kommer att minska avsevärt efteråt.
2. När du använder sterilisatorn för första gången, använd den i tomladdningsläge för arbetscykel, öppna sedan dörren i 20 minuter. Denna operation kan eliminera eventuella udda lukt inuti skåpet.
3. Se till att tömma allt vatten från redskapen innan du placerar dem i sterilisatorn redskap ska inte staplas utan placeras vertikalt en efter en för att uppnå det bästa steriliseringseffekt.
4. Vid onormala förhållanden (som ovanligt ljud, udda lukt, eller rök), dra omedelbart ur nätsladden till sterilisatorn och kontakta reparationen center eller tillverkaren för inspektion och reparation. Använd den inte igen förrän orsaken till felet är löst.
5. När du underhåller eller rengör enheten, se till att dra ur nätsladden till säkerställ fullständig frånkoppling från strömkällan.
6. Vänta i 10 minuter efter att steriliseringscykeln avslutats innan du öppnar dörren. Använd redskapen först efter att de har svalnat för att undvika att påverka steriliseringseffekt eller orsaka brännskador.
7. Installera inte sterilisator nära brandfarliga material.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en fackman från tillverkaren, dess reparationsavdelning eller liknande avdelning för att undvika fara.
9. Placera inte sterilisatorn i områden som är utsatta för fukt eller vattenstänk, och gör det använd inte värmeapparater nära sterilisatorn, eftersom detta kan orsaka deformation eller felfunktion i sterilisatorn.
10. Efter användning, om den inte kommer att användas på länge, vänligen stäng av strömmen och gör det inte lämna nätsladden i anslutet tillstånd för att undvika fara.
11. Det är strängt förbjudet att direkt skölja med vatten eller sänka ner maskinen i vatten.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	CH-360T
Input	AC 110V 60Hz(USA), AC 220-240V 50Hz(EU&AU)
Max. Driva	300W
Temperaturinställning	0~220y
Tidsinställning	5-60 min
Storlek	349*193*175 mm






STRUKTURDIAGRAM

8



1. Handtag	2. Bricka
3. Handtag	4. Vrid för temperaturjustering
5. Strömindikatorlampa	6. Arbetsindikeringslampa
7. Tidsjusteringsratt	8. Eluttag

DELLISTA

	
Verktysrengöringsmedel x1	Fack x1
	
Nätssladd x1	Ring x2 Säkring x1
	
Användarmanual x1	

DRIFTSMETOD

1. Ta bort skyddsfilmen på bricken för första användningen.
2. Anslut den matchande strömkällan vi tillhandahåller.
3. Sätt instrumentet som ska steriliseras på bricken och stäng locket.
4. Justera tidsratten enligt dina krav, aktivera enhet. Den röda indikatorn tänds vilket betyder att enheten är under arbetsläge. Nästa, justera temperaturratten enligt din krav, och vid det här laget kommer den gröna indikatorn att lysa. Båda lamporna kommer att slockna när enheten har slutfört sitt arbete. Observera att ingen av dem indikatorn tänds om du bara justerar temperaturratten. Generellt talat, alla instrument och varor kan fullständigt steriliseras och desinficeras på 15 minuter vid 125 grader Celsius.
5. Justera temperaturen genom att vrida på vänster ratt.



6. Koppla ur strömförsörjningen efter varje användning.
7. Efter sterilisering, haka fast ringen på bricken och ta ut den från enheten.



Underhåll

1. Se till att dra ur nätsladden innan du rengör eller underhåller desinfektionsskåp.
2. Använd handskar vid rengöring eller underhåll för att förhindra skärsår från vassa kanter inne i skåpet.
3. Torka regelbundet bort fläckar från ytan för att hålla skåpet rent och attraktivt.
4. Elektriska komponenter får inte nedsänkas i vatten. Skölj inte av skåp med vatten.
5. Regelbundet underhåll rekommenderas. Koppla ur nätsladden, använd en trasa med en liten mängd neutralt rengöringsmedel för att försiktigt ta bort fläckar inuti och utanför skåpet, använd sedan en ren fuktig trasa för att ta bort rengöringsmedel.
6. När desinfektionsskåpet inte används ska det kopplas ur. Om det ska oanvänd under en längre tid, flyttat eller servad, se till att dra ur nätsladden första.
7. Om någon avvikelse uppstår under användning, sluta använda den omedelbart och dra ur nätsladden. För att undvika fara måste installation eller reparation utföras av en kvalificerad elreparatör.

Riktlinjer för vanliga fel

Felbeskrivning	Orsaksanalys	Lösning
Det är inte enheten påslagen	Nätsladden är det inte inkopplad	Koppla in matchande ström källa vi tillhandahåller
Det är inte enheten fungerar	Tidsjusteringen vredet är inte justerat	Justera tidsjusteringen knapp

Tillverkare: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd **Adress:** No.23-2,
Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong-provinsen, Kina **Importerad till**
AUS: SIHAO PTY
LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Desinfectante de herramientas

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

Desinfectante de herramientas

Modelo: CH-360T



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Símbolo	Descripción
	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia podría provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.</p>
	<p>ELIMINACIÓN CORRECTA:</p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto.</p> <p>y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados</p> <p>Por lo tanto, no se deben desechar con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recolección para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos dispositivos electrónicos.</p>

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD




ADVERTENCIA: No exponga los ojos ni la piel a la luz ultravioleta.

1. La primera vez que lo uses, saldrá humo blanco. Esto es normal. Fenómeno. El humo blanco disminuirá significativamente después.
2. Cuando utilice el esterilizador por primera vez, hágalo funcionar en modo de carga vacía durante ciclo de trabajo, luego abra la puerta durante 20 minutos. Esta operación puede eliminar cualquier Olor extraño dentro del armario.
3. Asegúrese de drenar toda el agua de los utensilios antes de colocarlos en el esterilizador. Los utensilios no deben apilarse, sino colocarse verticalmente uno por uno para lograr el mejor resultado. efecto de esterilización.
4. En caso de cualquier condición anormal (como ruido inusual, olor extraño o humo), desconecte inmediatamente el cable de alimentación del esterilizador y comuníquese con el servicio de reparación. centro o al fabricante para su inspección y reparación. No lo vuelva a utilizar hasta que La causa del fallo está resuelta.
5. Al realizar el mantenimiento o la limpieza del dispositivo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación. Asegúrese de que el aparato esté completamente desconectado de la fuente de alimentación.
6. Espere 10 minutos después de que se complete el ciclo de esterilización antes de abrir el puerta. Utilice los utensilios solo después de que se hayan enfriado para evitar afectar la efecto esterilizante o provocar quemaduras.
7. No instale el esterilizador cerca de materiales inflamables.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un profesional del sector. fabricante, su departamento de reparación o departamento similar para evitar peligros.
9. No coloque el esterilizador en áreas propensas a la humedad o salpicaduras de agua, y no lo exponga No utilice aparatos de calor cerca del esterilizador, ya que esto puede causar deformaciones o Mal funcionamiento del esterilizador.
10. Después del uso, si no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, corte la energía y no Deje el cable de alimentación conectado para evitar peligro.
11. Está estrictamente prohibido enjuagar directamente con agua o sumergir la máquina en agua.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	CH-360T
Aporte	CA 110 V 60 Hz (EE. UU.), CA 220-240 V 50 Hz (UE y Australia)
Máxima potencia	300 W
Ajuste de temperatura 0~220	
Ajuste de hora	5-60 minutos
Tamaño	349*193*175 mm

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA








8



1. Manejar	2. Bandeja
3. Manejar	4. Perilla de ajuste de temperatura
5. Luz indicadora de encendido	6. Lámpara indicadora de trabajo
7. Perilla de ajuste de tiempo	8. Tomas de corriente eléctricas

LISTA DE PIEZAS

	
Desinfectante de herramientas x1	Bandeja x1
	
Cable de alimentación x1	Anillo x2 Fusible x1
	
Manual de usuario x1	

MÉTODO DE OPERACIÓN

1. Retire la película protectora de la bandeja antes del primer uso.
2. Conecte la fuente de alimentación correspondiente que le proporcionamos.
3. Coloque el instrumento a esterilizar en la bandeja y cierre la tapa.
4. Ajuste el dial de tiempo según sus necesidades, activando el dispositivo. El indicador rojo se encenderá, lo que significa que el dispositivo está bajo Modo de trabajo. A continuación, ajuste el dial de temperatura según sus necesidades. requisito, y ahora el indicador verde se encenderá. Ambas luces se apagará cuando el dispositivo haya terminado su trabajo. Tenga en cuenta que ninguno de los dos El indicador se encenderá si solo ajusta el dial de temperatura. Generalmente Hablando de esto, todos los instrumentos y productos se pueden esterilizar y desinfectar por completo. en 15 minutos a 125 grados centígrados.
5. Ajuste la temperatura girando la perilla de la izquierda.



6. Desenchufe la fuente de alimentación después de cada uso.
7. Después de la esterilización, enganche el anillo en la bandeja y sáquelo del dispositivo.



Mantenimiento


1. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar o realizar mantenimiento. gabinete de desinfección.
2. Use guantes de limpieza o mantenimiento para evitar cortes con bordes afilados. Dentro del gabinete.
3. Limpie regularmente las manchas de la superficie para mantener el gabinete limpio y atractivo.
4. Los componentes eléctricos no deben sumergirse en agua. No enjuague el gabinete con agua.
5. Se recomienda un mantenimiento regular. Desenchufe el cable de alimentación, utilice un Paño con una pequeña cantidad de detergente neutro para eliminar suavemente las manchas dentro y fuera del gabinete, luego use un paño limpio y húmedo para quitar el detergente.
6. Cuando el gabinete de desinfección no esté en uso, debe desenchufarse. Si se va a usar, Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, se ha movido o se ha reparado, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación. primero.
7. Si ocurre alguna anomalía durante el uso, deje de usarlo inmediatamente y Desenchufe el cable de alimentación. Para evitar peligros, la instalación o reparación debe realizarse por un técnico electricista calificado.

Pautas de fallas comunes


Descripción de falla	Análisis de causa	Solución
El dispositivo no es encendido	El cable de alimentación no está enchufado	Conecte el cable de alimentación correspondiente. fuente que proporcionamos
El dispositivo no es marcha	El ajuste de la hora la perilla no está ajustada	Ajustar el ajuste de tiempo perilla

Fabricante: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd. Dirección: No.23-2,
Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China. Importado a AUS:
SIHAO PTY LTD. 1
ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support