

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PET WHEELCHAIR

MODEL: SS3-01 SS3-02

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PET WHEELCHAIR

SS3-01



SS3-02



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model	Size
SS3-01	M
SS3-02	L

Pet Wheelchair User Guide

According to the after-sales feedback from users, most pets take about 1 month to fully get familiar with, adapt to and use wheelchairs.

How to Help Your Pet Get the Most Out of Their Wheelchair

Environmental Adaptation

After you have assembled the wheelchair, bring it in your pet's favorite activity area. Leave the wheelchair there and let your pet check it out and get comfortable being around it (i.e. sniffing, touching).

Keep the area quiet and don't let other pets or distractions come into the area.

Harness Training

Let your pet get used to the front/rear leg straps without putting the straps on the wheelchair. Let them try the front and rear separately at first, once they are ok with wearing the straps separately try putting them in the whole harness without the wheelchair. Remember to offer treats or other rewards whenever they show comfort and familiarity to the straps

Conduct 3-5 short wearing sessions daily, each not exceeding 10 minutes. Connect the wheelchair frame only after your pet shows no resistance to wearing the whole harness.

Phased Training Steps

Stage 1: Building Positive Associations

Immediately reward your pet with high-value treats after placing them in the wheelchair.

Guide your pet to move forward 1-2 steps using handheld treats, rewarding upon completion.

Train 3 times daily, 5 minutes per session.

Stage 2: Short-Distance Movement

Use a leash to assist with directional control.

Practice straight-line walking in an open, obstacle-free area.

Reward every 3 meters of successful movement, gradually increasing the distance between rewards

Stage 3: Complex Environment Adaptation

Introduce slight turns and furniture avoidance training.

Provide manual assistance for the first time passing through doorways or obstacles.

Offer more rewards after completing complex maneuvers.

Key Precautions

Safety Control

Use a short leash (≤ 1 meter) for the first 3 days.

Avoid hazardous areas such as stairs or slopes.

Immediately disconnect the harness and comfort your pet if they show signs of struggle or panic.

Usage Duration Management

Week 1: Single sessions should be no more than 15 minutes, daily total no more than 1 hour.

Week 2: Gradually extend to 30 minutes per session, daily total no more than 2 hours.

Long-term use: Check for limb compression once for every hour of use.

Behavioral Observations

Support your pet's abdomen during urination/defecation.

Check strap tightness if frequent chewing or licking occurs.

If your dog refuses to move, you can try changing the type of treat you are offering.

Components




The pictures in the instruction manual are for reference only. Please refer to the actual product for the color.

No.	Parts	Qty.
1	Left Support Frame	x1
2	Right Support Frame	x1
3	Crossbar	x1
4	Left Wheel Rod & Wheel	x1
5	Right Wheel Rod & Wheel	x1

6	Body Length Rod (pre-installed in ❶ ❷)	x2
7	Foam Sleeve	x2
8	L-shaped tool	x1
9	Leash	x1
10	Front Limb Harness	x1
11	Rear Limb Harness	x1
12	Waist Strap	x1
13	M4 screw	x3 (One spare unit)
14	M5 screw	x12 (Two backups)

Installation and length adjustment instructions for the frame

Step 1: Find parts ❶, ❷, and ❸





Step 2: Press the spring-loaded ball down on part ③ and insert into part ②.

Do the same thing for part ①





Step 3: Measure your dog's body width. Press in the ball and slide the crossbar until the ball snaps into the appropriate hole (Two M5 screws with serial number 14.) If a measurement falls within the adjustment range of both gears, select the setting for the larger gear. Should any issues arise, consult the FAQ section at the end of the manual.





Step 4: Measure your dog's body length (top of the sternum(breastbone) to tail base). Press the spring-loaded ball on parts ①② to extend the rod until the ball snaps into position. Insert and tighten the screw as seen below. Repeat on the other side. (Two M5 screws with serial number 14.)






M




L



Length Extension Rods: Some customers have an issue where they move the first ball from the last hole to the first and stop pulling. Please be aware that you can push the ball down and pull beyond the first hole! The medium size has three balls and the large has 5 balls. You can keep adjusting until the last ball gets to the first hole.






Step 5: Measure your dog's height (ground to sternum). Press the ball down on part ④ and insert into part ① (see pics below for reference). Repeat on the other side. After it's the right height, secure with these screws (See below) . (Four M5 screws with serial number 14.)




Instructions for how to wear and adjust the harness properly

Step 1: Align the triangular pieces on the harness⑩ with your dog's front legs. The three-point harness has already been pre connected at two points. As shown in the diagram(see below and next page), it should be fitted onto the dog's head. Please pass the remaining connection through the armpit of the dog's front legs.





Step 2: Adjust reflective strap length: Pull one side of the strap, slide the black plastic piece, and adjust it to the appropriate position (see FAQ at end of manual for more details on fitting and sizing).




Step 3: For the hind leg harness, position the harness¹¹ with the holes aligned to your dog's hind legs.

Before pulling up, loosen off the buckle that will go over your dog's back. Then, pull up the harness and connect the buckle. Adjust the buckle until the harness feels secure. Please note that the harness may not go over all of the dog's legs and back, but this is OK. This harness is designed to hold up the hind legs when it is connected to the wheelchair.




Step 4: Insert the black piece on the front of the frame through the square buckle on front harness⑩. Secure with screws to prevent slippage(see pics below). Repeat on the other side. (Two M5 screws with serial number 14.)



Step 5: Attach the rear harness **11** buckles into the slot on top of the black piece that holds the wheels. (See pics below) Secure it with screws. Repeat on the other side. (Two M4 screws with serial number 13.)



Step 6: Position the waist strap 12 under the abdomen. Adjust tightness (snug but comfortable). Wrap the Velcro strap around the frame and attach it . (The belt is used to support and lift up the abdomen, not to wrap all the way around your dog.





Step 4: Install part ⑦ onto the width bar. Place your dog's injured hind leg into foam sleeve ⑦.

This step determines whether to use parts based on the condition of the dog leg. Only use these straps if your dog requires them for support. Not all dogs will need them.





Maintenance and adjustment tips

Daily Checks

Inspect screw tightness and bearing flexibility weekly.

Make sure to hand tighten all screws before use.

Dry the frame after rainy days to prevent rust.

Clean the harness regularly with a pH-neutral detergent.

Size Adjustment

Chest circumference: Allow a one-finger gap for comfort.

Frame height: Ensure leg joints remain naturally bent when standing.

Re-measure your dog every 3 months based on growth/weight changes and make necessary size changes when needed.

FAQs & Troubleshooting

Tips on how to help your dog get used to using its wheelchair

Q: My pet refuses to move or shows anxiety. Is the wheelchair not working?

This is normal during the first few times it tries the wheelchair. Stay patient.

Revisit the "Phased Training Steps" for help on how to encourage your dog to use the

wheelchair.

Use higher-value treats (e.g., fresh meat) during training if normal treats don't seem to help. Avoid forcing usage; keep daily training within the recommended durations.

Q: My pet is moving backwards, not forwards

Check the Chest Strap First! The most common issue causing this issue is the chest strap. . Make sure it sits behind the sternum (breastbone) and before the ribs—never pressing the armpits (causes pain) or belly (prevents pushing). All straps should be snug but not tight, remember that you should be able to easily slide a finger between the strap and your dog.

Q: Why aren't my wheels turning smoothly?

Check the wheels to make sure there is no hair or foreign objects stuck in them

Q: Do I have the correct height?

Your dog's paws must be touching the ground to push naturally. Remember that their joints should have a natural bend to them.

Q: How can I keep my dog from slipping on the floor when learning to use the wheelchair?

Switch locations immediately! Tile/wood floors can cause slipping. Only practice on carpet, grass, or rough ground.

Q: How can I help address fear/resistance to wheelchair use?

Remember to stick to the short acclimation sessions: Start with getting used to the harness first, then try the harness and wheelchair together. Put the wheelchair on multiple times daily—no movement required. Keep the focus on getting comfortable being in it. Reward with treats/praise to build positive associations, even just for small successes.

Q: How can I help my dog learn to walk with the wheelchair?

Guide with treats and always be gentle with them through the whole process.:

Lightly support the belly/hips while slowly nudging them forward.

Lure them forward with a favorite treat/toy held close to the front of their nose.

Instantly reward any forward attempt with praise + treats!

Key Notes:

Never force or punish backward movement! This can worsen fear.

Patience is vital! Progress takes time—even standing calmly is a win.

Q: can I view the parts that will have my dogs legs go through an opening. One review says the openings are too small for her pet. I don't see leg holes in the photo on the description page. where are these leg holes?

These are the two holes in the fabric of the hind limbs.

Q:Can my dog still use her good hind leg to keep its muscle tone? I want this more for her to rest in rather than having to sit down and get back

Yes, your dog can still use her good hind leg to keep its muscle tone.

Q:Will the wheels roll on dirt and uneven ground?

Yes, it can roll on dirt and uneven ground.

Q: Why does a dog refuse to move while in a wheelchair, or lean to the side after taking just a few steps?

It may be because dogs have highly sensitive hearing, and the sound produced by the wheelchair wheels touching the ground during movement is an unfamiliar noise that scares them. In such cases, owners need to comfort their pets and must not force them to walk by pulling. Instead, they can demonstrate the sliding of the wheelchair frame and wheels in front of the pet multiple times to help it get used to the sound.

Sizing Issues

Q: How can I ensure proper wheelchair sizing?

How to measure for length: Measure from the end of the sternum(breastbone) to the base of the tail.

Width adjustment: Measure the widest rib span plus 2 cm allowance.

Height adjustment:

Align the frame with the highest point of your dog's hips.

CAUTION:Avoid positions that are too high (can cause abdominal pressure) or too low (hind legs dragging).

Q: What should I do if the size is incorrect?

When you receive the wheelchair, please note that we've set the length extension rod to its smallest position during packaging. You'll need to install the other width and height adjustments yourself.

Length extension rod adjustment tips: Some customers have had problems where they move the spring loaded ball from the last hole to the first hole and then stop pulling. However, in this case, the length extension rod has only been pulled out one-third of the way.You can continue pulling out the length extension rod to get the correct length for your dog.

Q: How do I adjust the harness?

Tighten the abdominal strap until one finger can slide in.

Ensure the chest strap allows free breathing while still being snug and supportive.

Check strap tightness weekly; adjust if weight changes $\pm 10\%$.

Q: What can I do if parts are lost or damaged?

Confirm the part number using the "Component Coding Diagram" in the manual.

Take clear photos of the damaged/lost part.

Contact customer service personnel through the order page.

Critical Reminders

Immediately stop use and contact support if:

Metal frame shows abnormal deformation/cracks.

Wheel bearings produce metallic friction noises.

Straps exhibit 2 or more consecutive stitching breaks.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAUTEUIL ROULANT POUR ANIMAUX DE

COMPAGNIE

MODÈLE: SS 3-01 SS3-02

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PET WHEELCHAIR

SS 3-01



SS 3-02



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Taille
SS 3-01	M
SS 3-02	L

Guide d'utilisation du fauteuil roulant pour animaux de compagnie

Selon les commentaires après-vente des utilisateurs, la plupart des animaux de compagnie mettent environ 1 mois pour se familiariser complètement avec les fauteuils roulants, s'y adapter et les utiliser.

Comment aider votre animal à tirer le meilleur parti de son fauteuil roulant

Adaptation environnementale

Une fois le fauteuil roulant assemblé , placez-le dans l'espace d'activité préféré de votre animal. Laissez-le là et laissez-le l'observer et se familiariser avec lui (renifler, toucher).

Gardez la zone calme et ne laissez pas d'autres animaux ou distractions entrer dans la zone.

Formation au harnais

Laissez votre animal s'habituer aux sangles avant/arrière sans les attacher au fauteuil roulant. Laissez-le d'abord essayer les sangles avant et arrière séparément, puis, une fois qu'il est à l'aise avec les sangles séparément, essayez de l'attacher au harnais complet sans le fauteuil roulant. N'oubliez pas de lui offrir des friandises ou d'autres récompenses dès qu'il se montre à l'aise et familiarisé avec les sangles.

Effectuez 3 à 5 courtes séances de port par jour, chacune ne dépassant pas 10 minutes.

Connectez le cadre du fauteuil roulant uniquement lorsque votre animal ne

montre plus de résistance au port de l'ensemble du harnais.

Étapes de formation progressives

Étape 1 : Construire des associations positives

Récompensez immédiatement votre animal avec des friandises de grande valeur après l'avoir placé dans le fauteuil roulant.

Guidez votre animal pour avancer de 1 à 2 étapes à l'aide de friandises portables, en le récompensant une fois l'opération terminée.

Entraînez-vous 3 fois par jour, 5 minutes par séance.

Étape 2 : Déplacement sur de courtes distances

Utilisez une laisse pour faciliter le contrôle directionnel.

Pratiquez la marche en ligne droite dans un espace ouvert et sans obstacle.

Récompensez tous les 3 mètres de mouvement réussi, en augmentant progressivement la distance entre les récompenses

Étape 3 : Adaptation à un environnement complexe

Introduisez des virages légers et un entraînement à l'évitement des meubles.

Fournir une assistance manuelle lors du premier passage de portes ou d'obstacles.

Offrez plus de récompenses après avoir effectué des manœuvres complexes.

Précautions clés

Contrôle de sécurité

Utilisez une laisse courte (≤ 1 mètre) pendant les 3 premiers jours.

Évitez les zones dangereuses telles que les escaliers ou les pentes.

Déconnectez immédiatement le harnais et réconfortez votre animal s'il montre des signes de lutte ou de panique.

Gestion de la durée d'utilisation

Semaine 1 : Les séances individuelles ne doivent pas dépasser 15 minutes, le total quotidien ne doit pas dépasser 1 heure.

Semaine 2 : Augmentez progressivement jusqu'à 30 minutes par séance, pour un total quotidien ne dépassant pas 2 heures.

Utilisation à long terme : Vérifiez la compression des membres une fois par heure d'utilisation.

Observations comportementales

Soutenez l'abdomen de votre animal pendant la miction/défécation.

Vérifiez le serrage de la sangle en cas de mastication ou de léchage fréquent.

Si votre chien refuse de bouger, vous pouvez essayer de changer le type de friandise que vous lui proposez.

Composants




Les images du manuel d'instructions sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel pour la couleur.

Non.	Parties	Qté.
1	Cadre de support gauche	x1
2	Cadre de support droit	x1
3	Barre transversale	x1
4	Tige et roue de roue gauche	x1
5	Tige et roue de roue droite	x1

6	Longueur du corps de la tige (préinstallé dans ❶ ❷)	x2
7	Manchon en mousse	x 2
8	outil en forme de L	x1
9	Laisse	x1
10	Harnais des membres antérieurs	x1
11	Harnais des membres arrière	x1
12	Sangle de taille	x1
13	vis M4	x 3 (Une unité de rechange)
14	vis M5	x12 (Deux sauvegardes)

Instructions d'installation et de réglage de la longueur du cadre



Étape 1 : Trouver les parties ❶, ❷ et ❸





Étape 2 : Appuyez sur la bille à ressort de la pièce ③ et insérez-la dans la pièce ②. Faites de même pour la pièce ①.



Étape 3 : Mesurez la largeur du corps de votre chien. Appuyez sur la boule et faites glisser la barre transversale jusqu'à ce que la boule s'enclenche dans le trou approprié (deux vis M5 portant le numéro de série 14). Si une mesure se situe dans la plage de réglage des deux vitesses, sélectionnez le réglage correspondant à la vitesse la plus grande. En cas de problème, consultez la section FAQ à la fin du manuel.



Étape 4 : Mesurez la longueur du corps de votre chien (du haut du sternum à la base de la queue). Appuyez sur la bille à ressort des pièces ❶❷ pour étendre la tige jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Insérez et serrez la vis comme indiqué ci-dessous. (Deux vis M5 portant le numéro de série 14.)



M




L



Length Extension Rods: Some customers have an issue where they move the first ball from the last hole to the first and stop pulling. Please be aware that you can push the ball down and pull beyond the first hole! The medium size has three balls and the large has 5 balls. You can keep adjusting until the last ball gets to the first hole.





Étape 5 : Mesurez la taille de votre chien (du sol au sternum). Appuyez la boule sur la partie ④ et insérez-la dans la partie ① (voir les photos ci-dessous). Répétez l'opération de l'autre côté. Une fois la hauteur atteinte, fixez-la avec les vis (voir ci-dessous) . (Quatre vis M5 portant le numéro de série 14.)




Instructions pour porter et ajuster correctement le harnais


Étape 1 : Alignez les pièces triangulaires du harnais⑩ avec les pattes avant de votre chien. Le harnais trois points est déjà pré-attaché en deux points. Comme indiqué sur le schéma (voir ci-dessous et page suivante), il

doit être fixé sur la tête du chien. Veuillez passer le reste de la connexion sous l'aisselle des pattes avant du chien.





Étape 2 : Ajustez la longueur de la sangle réfléchissante : tirez sur un côté de la sangle, faites glisser la pièce en plastique noir et ajustez-la à la position appropriée (voir la FAQ à la fin du manuel pour plus de détails sur l'ajustement et le dimensionnement).




Étape 3 : Pour le harnais des pattes arrières, positionnez le harnais ⑪ avec les trous alignés sur les pattes arrières de votre chien. Avant de tirer vers le haut, desserrez la boucle qui passera sur le dos de votre chien. Ensuite, remontez le harnais et attachez la boucle. Ajustez la boucle jusqu'à ce que le harnais soit bien fixé. Veuillez noter que le harnais peut ne pas recouvrir entièrement les pattes et le dos du chien, mais cela ne pose aucun problème. Ce harnais est conçu pour maintenir les pattes arrière lorsqu'il est attaché au fauteuil roulant.





Étape 4 : Insérez la pièce noire à l'avant du cadre dans la boucle carrée du harnais avant ⑩ . Fixez-la avec des vis pour éviter tout glissement (voir photos ci-dessous). Répétez l'opération de l'autre côté. (Deux vis M5 portant le numéro de série 14.)






Étape 5 : Fixez les boucles du harnais arrière ⑪ dans la fente située au-dessus de la pièce noire qui maintient les roues (voir photos ci-dessous). Fixez - les avec des vis. Répétez l'opération de l'autre côté.
(Deux vis M4 portant les numéros de série 1 et 3.)



Étape 6 : Positionnez la sangle ventrale ⑫ sous l'abdomen. Ajustez le serrage (ajusté mais confortable). Enroulez la bande Velcro autour du cadre et fixez-la. (La ceinture sert à soutenir et à soulever l'abdomen, et non à l'enrouler complètement autour de votre chien.





Étape 4 : Installez la pièce ⑦ sur la barre de largeur. Placez la patte arrière blessée de votre chien dans le manchon en mousse ⑦. Cette étape permet de déterminer s'il convient d'utiliser des pièces en fonction de l'état de la patte du chien . N'utilisez ces sangles que si votre chien en a besoin pour le soutenir. Tous les chiens n'en ont pas besoin.





Conseils d'entretien et de réglage

Contrôles quotidiens

Inspectez chaque semaine le serrage des vis et la flexibilité des roulements.

Assurez-vous de serrer toutes les vis à la main avant utilisation.

Séchez le cadre après les jours de pluie pour éviter la rouille.

Nettoyez régulièrement le harnais avec un détergent au pH neutre.

Ajustement de la taille

Tour de poitrine : Prévoir un espace d'un doigt pour plus de confort.

Hauteur du cadre : Assurez-vous que les articulations des jambes restent naturellement pliées lorsque vous êtes debout.

Mesurez à nouveau votre chien tous les 3 mois en fonction des changements de croissance/poids et effectuez les changements de taille nécessaires si nécessaire .

FAQ et dépannage

Conseils pour aider votre chien à s'habituer à utiliser son fauteuil roulant

Q : Mon animal refuse de bouger ou montre de l'anxiété. Le fauteuil roulant ne

fonctionne pas ?

C'est normal les premières fois qu'il essaie le fauteuil roulant . Soyez patient.

Revoyez les « étapes de formation par étapes » pour obtenir de l'aide sur la façon d'encourager votre chien à utiliser le fauteuil roulant .

Utilisez des friandises de plus grande valeur (par exemple, de la viande fraîche) pendant l'entraînement si les friandises normales ne semblent pas aider

Évitez de forcer l'utilisation ; maintenez l'entraînement quotidien dans les durées recommandées.

Q : Mon animal recule et non avance

Vérifiez d'abord la sangle de poitrine ! Le problème le plus courant est la sangle de poitrine.

. Assurez-vous qu'il se trouve derrière le sternum (sternum) et avant les côtes – n'appuyez jamais sur les aisselles (douleur) ni sur le ventre (empêche de pousser). Toutes les sangles doivent être bien ajustées, mais pas trop serrées . N'oubliez pas de pouvoir glisser facilement un doigt entre la sangle et votre chien .

Q : Pourquoi mes roues ne tournent-elles pas correctement ?

Vérifiez les roues pour vous assurer qu'il n'y a pas de cheveux ou d'objets étrangers coincés à l'intérieur.

Q : Est-ce que j'ai la bonne taille ?

de votre chien doivent toucher le sol pour pousser naturellement. N'oubliez pas que ses articulations doivent avoir une courbure naturelle.

Q : Comment puis-je empêcher mon chien de glisser sur le sol lorsqu'il apprend à utiliser le fauteuil roulant ?

Changez immédiatement de place ! Les sols carrelés ou en bois peuvent provoquer des glissades. Entraînez-vous uniquement sur moquette, gazon ou terrain accidenté.

Q : Comment puis-je aider à surmonter la peur/résistance à l'utilisation d'un fauteuil roulant ?

N'oubliez pas de vous en tenir à des séances d'acclimatation courtes : commencez par vous habituer au harnais, puis essayez le harnais et le fauteuil roulant ensemble. Installez le fauteuil roulant plusieurs fois par jour, sans aucun mouvement. Concentrez-vous sur le confort. Récompensez avec des friandises et des félicitations pour créer des associations positives , même pour les petits succès.

Q : Comment puis-je aider mon chien à apprendre à marcher avec un fauteuil roulant ?

Guidez-les avec des friandises et soyez toujours doux avec eux tout au long du

processus. :

Soutenez légèrement le ventre/les hanches tout en les poussant lentement vers l'avant.

Attirez -les vers l'avant avec une friandise ou un jouet préféré tenu près de l' avant de leur nez.

Récompensez instantanément toute tentative en avant avec des éloges et des friandises !

Notes clés :

Ne forcez jamais et ne punissez jamais un mouvement en arrière ! Cela peut aggraver la peur.

La patience est essentielle ! Progresser prend du temps ; même rester calme est une victoire.

Q : Puis-je voir les ouvertures qui permettront aux pattes de mon chien de passer ?

Un avis indique que les ouvertures sont trop petites pour son animal. Je ne vois pas d'ouvertures pour les pattes sur la photo de la description. Où sont-elles ?

Ce sont les deux trous dans le tissu des membres postérieurs.

Q : Mon chien peut-il encore utiliser ses bonnes pattes arrière pour conserver son tonus musculaire ? Je préfère que cela lui permette de se reposer plutôt que de devoir s'asseoir et revenir.

Oui, votre chien peut toujours utiliser sa bonne patte arrière pour conserver son tonus musculaire.

Q : Les roues rouleront-elles sur la terre et les terrains accidentés ?

Oui, il peut rouler sur la terre et sur un sol irrégulier.

Q : Pourquoi un chien refuse-t-il de bouger lorsqu'il est en fauteuil roulant ou se penche-t-il sur le côté après avoir fait quelques pas ?

Cela peut être dû au fait que les chiens ont une ouïe très sensible et que le son produit par les roues du fauteuil roulant touchant le sol pendant le mouvement, un bruit inconnu les effraie. Dans de tels cas, les propriétaires doivent reconforter leurs animaux et ne doivent pas les forcer à marcher en tirant. Au lieu de cela, ils peuvent démontrer le glissement du cadre du fauteuil roulant et des roues devant l'animal plusieurs fois pour l'aider à s'habituer au bruit.

Problèmes de dimensionnement

Q : Comment puis-je garantir une taille de fauteuil roulant appropriée ?

Comment mesurer la longueur : Mesurez de l'extrémité du sternum (sternum) à la base de la queue.

de la largeur : Mesurez la portée de la nervure la plus large plus 2 cm de marge.

Réglage de la hauteur :

Alignez le cadre avec le point le plus haut des hanches de votre chien .

ATTENTION : Evitez les positions trop hautes (peuvent provoquer une pression abdominale) ou trop basses (les pattes arrières traînent).

Q : Que dois-je faire si la taille est incorrecte ?

À la réception du fauteuil roulant , veuillez noter que la tige d'extension a été réglée au minimum lors de l'emballage. Vous devrez installer vous-même les autres réglages de largeur et de hauteur.

Conseils pour régler la longueur de la tige d'extension : Certains clients rencontrent des problèmes lorsqu'ils déplacent la boule à ressort du dernier trou au premier, puis arrêtent de tirer. Cependant, dans ce cas, la tige d'extension n'a été tirée que d'un tiers. Vous pouvez continuer à tirer dessus pour obtenir la longueur adaptée à votre chien .

Q : Comment régler le harnais ?

Serrez la sangle abdominale jusqu'à ce qu'un doigt puisse glisser à l'intérieur.

Assurez-vous que la sangle de poitrine permet une respiration libre tout en étant bien ajustée et en offrant un bon maintien .

Vérifiez le serrage de la sangle chaque semaine ; ajustez-la si le poids change de $\pm 10\%$.

Q : Que puis-je faire si des pièces sont perdues ou endommagées ?

Confirmez le numéro de pièce à l'aide du « Schéma de codage des composants » dans le manuel.

Prenez des photos claires de la pièce endommagée/perdue.

Contactez le service client via la page de commande.

Rappels critiques

Arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez l'assistance si :

Le cadre métallique présente des déformations/fissures anormales.

de roue produisent des bruits de frottement métalliques.

Les sangles présentent 2 ou plusieurs ruptures de couture consécutives.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HAUSTIER-ROLLSTUHL

MODELL: SS 3 -01 SS3-02

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PET WHEELCHAIR

SS 3 -01



SS 3 -0 2



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Größe
SS 3 -01	M
SS 3 -02	L

Benutzerhandbuch für Haustierrollstühle

Laut dem Kundenfeedback nach dem Kauf benötigen die meisten Haustiere etwa einen Monat, um sich vollständig an Rollstühle zu gewöhnen, sich daran zu gewöhnen und sie zu benutzen.

So helfen Sie Ihrem Haustier, das Beste aus seinem Rollstuhl herauszuholen

Anpassung an die Umwelt

Nachdem Sie den Rollstuhl zusammengebaut haben, bringen Sie ihn in den Lieblingsbereich Ihres Haustiers. Lassen Sie den Rollstuhl dort stehen und lassen Sie Ihr Haustier ihn ausprobieren und sich an ihn gewöhnen (z. B. schnüffeln, berühren).

Halten Sie die Umgebung ruhig und lassen Sie keine anderen Haustiere oder Ablenkungen in den Bereich.

Geschirrtraining

Gewöhnen Sie Ihr Haustier an die vorderen/hinteren Beingurte, ohne die Gurte am Rollstuhl anzubringen. Lassen Sie es zunächst die Vorder- und Hintergurte separat ausprobieren. Sobald es mit dem Tragen der Gurte einverstanden ist, versuchen Sie, ihm das gesamte Geschirr ohne Rollstuhl anzulegen. Denken Sie daran, Ihrem Haustier Leckerlis oder andere Belohnungen anzubieten, wenn es sich mit den Gurten wohlfühlt und vertraut ist.

Führen Sie täglich 3–5 kurze Tragesitzungen durch, die jeweils 10 Minuten nicht überschreiten.

Schließen Sie den Rollstuhlrahmen erst an, wenn Ihr Haustier keinen Widerstand mehr gegen das Tragen des gesamten Geschirrs zeigt.

Phasenweise Trainingsschritte

Phase 1 : Aufbau positiver Assoziationen

Belohnen Sie Ihr Haustier sofort mit hochwertigen Leckerlis, nachdem Sie es in den Rollstuhl gesetzt haben.

Führen Sie Ihr Haustier mit Leckerlis in der Hand 1–2 Schritte vorwärts und belohnen Sie es, wenn es fertig ist.

Trainieren Sie dreimal täglich, 5 Minuten pro Sitzung.

Stufe 2 : Bewegung über kurze Distanzen

Verwenden Sie eine Leine, um die Richtungskontrolle zu unterstützen.

Üben Sie das gerade Gehen in einem offenen, hindernisfreien Bereich.

Belohnen Sie alle 3 Meter erfolgreicher Bewegung und vergrößern Sie den Abstand zwischen den Belohnungen schrittweise.

Phase 3: Anpassung an komplexe Umgebungen

Führen Sie leichte Kurven und das Training zur Vermeidung von Möbeln ein.

Bieten Sie beim ersten Durchqueren von Türen oder Hindernissen manuelle Hilfe an.

Bieten Sie nach Abschluss komplexer Manöver mehr Belohnungen an.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheitskontrolle

Verwenden Sie in den ersten 3 Tagen eine kurze Leine (≤ 1 Meter).

Vermeiden Sie gefährliche Bereiche wie Treppen oder Abhänge.

Lösen Sie das Geschirr sofort und beruhigen Sie Ihr Haustier, wenn es Anzeichen von Kampf oder Panik zeigt.

Nutzungsdauerverwaltung

Woche 1: Einzelne Sitzungen sollten nicht länger als 15 Minuten dauern, täglich insgesamt nicht mehr als 1 Stunde.

Woche 2: Erhöhen Sie die Dauer schrittweise auf 30 Minuten pro Sitzung, insgesamt jedoch nicht mehr als 2 Stunden pro Tag.

Langzeitgebrauch: Überprüfen Sie die Gliedmaßenkompression einmal

pro Gebrauchsstunde.

Verhaltensbeobachtungen

Stützen Sie den Bauch Ihres Haustiers beim Urinieren/Kotenlassen.

Überprüfen Sie die Riemenspannung, wenn häufig gekaut oder geleckt wird.

Wenn Ihr Hund sich weigert, sich zu bewegen, können Sie versuchen, die Art des Leckerlis zu ändern, das Sie ihm anbieten.

Komponenten




Die Abbildungen in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die Farbe entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

NEIN.	Ersatzteile	Menge
1	Linker Stützrahmen	x1
2	Rechter Stützrahmen	x1
3	Querlatte	x1
4	Linke Radstange und Rad	x1
5	Rechte Radstange und Rad	x1

6	Körperlänge Stange (vorinstalliert in ❶ ❷)	x2
7	Schaumstoffhülle	x 2
8	L-förmiges Werkzeug	x1
9	Leine	x1
10	Vorderbeingeschirr	x1
11	Hintergliedmaßengeschirr	x1
12	Hüftgurt	x1
13	M4 Schraube	x 3 (Eine Ersatzeinheit)
14	M5 Schraube	x12 (Zwei Backups)

Montage- und Längenverstellanleitung für den Rahmen


Schritt 1: Finden Sie die Teile ❶, ❷ und ❸





Schritt 2 : Drücken Sie die federbelastete Kugel auf Teil **3** und stecken Sie sie in Teil **2**. Machen Sie dasselbe für Teil **1**



Schritt 3 : Messen Sie die Körperbreite Ihres Hundes. Drücken Sie die Kugel hinein und verschieben Sie die Querstrebe, bis die Kugel in der entsprechenden Öffnung (**zwei M5-Schrauben mit der Seriennummer 14**) **einrastet** . Liegt ein Messwert innerhalb des Verstellbereichs beider Zahnräder, wählen Sie die Einstellung für das größere Zahnrad. Bei Problemen konsultieren Sie bitte die FAQ am Ende der Anleitung.



Schritt 4 : Messen Sie die Körperlänge Ihres Hundes (Oberseite des Brustbeins bis zum Schwanzansatz). Drücken Sie die federbelastete Kugel an den Teilen ①②, um die Stange auszufahren, bis die Kugel einrastet. Setzen Sie die Schraube wie unten gezeigt ein und ziehen Sie sie fest. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. (**Zwei M5-Schrauben mit der Seriennummer 14.**)



M



L



Length Extension Rods: Some customers have an issue where they move the first ball from the last hole to the first and stop pulling. Please be aware that you can push the ball down and pull beyond the first hole! The medium size has three balls and the large has 5 balls. You can keep adjusting until the last ball gets to the first hole.





Schritt 5 : Messen Sie die Körpergröße Ihres Hundes (Boden bis Brustbein). Drücken Sie die Kugel auf Teil ④ und stecken Sie sie in Teil ① (siehe Abbildungen unten). Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Sobald die richtige Höhe erreicht ist, befestigen Sie die Kugel mit den Schrauben (siehe unten) . (Vier M5-Schrauben mit der Seriennummer 14.)



Anleitung zum richtigen Tragen und Anpassen des Gurtes


Schritt 1 : Richten Sie die dreieckigen Teile des Geschirrs¹⁰ an den Vorderbeinen Ihres Hundes aus. Das Dreipunktgeschirr ist bereits an zwei Punkten vorkonfektioniert. Wie in der Abbildung (siehe unten und nächste

Seite) dargestellt, wird es am Kopf des Hundes befestigt. Die verbleibende Verbindung führen Sie bitte durch die Achselhöhle der Vorderbeine des Hundes.





Schritt 2 : Länge des Reflektorbandes anpassen: Ziehen Sie an einer Seite des Bandes, schieben Sie das schwarze Kunststoffteil und bringen Sie es in die entsprechende Position (weitere Einzelheiten zu Passform und Größe finden Sie in den FAQ am Ende des Handbuchs).



Schritt 3 : Positionieren Sie das Geschirr **11** für das Hinterbeingeschirr so, dass die Löcher auf die Hinterbeine Ihres Hundes ausgerichtet sind. Lösen Sie vor dem Hochziehen die Schnalle, die über den Rücken Ihres Hundes geht.

Ziehen Sie dann das Geschirr hoch und schließen Sie die Schnalle. Passen Sie die Schnalle an, bis das Geschirr sicher sitzt. Bitte beachten Sie, dass das Geschirr möglicherweise nicht über alle Beine und den Rücken des Hundes reicht, aber das ist in Ordnung. Dieses Geschirr ist so konzipiert, dass es die Hinterbeine stützt, wenn es mit dem Rollstuhl verbunden ist.





Schritt 4 : Führen Sie das schwarze Teil an der Vorderseite des Rahmens durch die quadratische Schnalle am vorderen Gurt **10** . Sichern Sie es mit Schrauben, um ein Verrutschen zu verhindern (siehe Bilder unten). Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. (**Zwei M5-Schrauben mit der Seriennummer 14.**)







Schritt 5 : Befestigen Sie die hinteren Gurtschnallen **11** im Schlitz oben auf dem schwarzen Teil, das die Räder hält. (Siehe Bilder unten) Befestigen Sie es mit Schrauben. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
(Zwei M4 - Schrauben mit der Seriennummer 1 3.)



Schritt 6 : Positionieren Sie den Hüftgurt 12 unter dem Bauch. Stellen Sie die Enge ein (eng, aber bequem). Wickeln Sie den Klettverschluss um den Rahmen und befestigen Sie ihn. (Der Gurt dient zum Stützen und Anheben des Bauches, nicht zum vollständigen Umwickeln Ihres Hundes.





Schritt 4 : Montieren Sie Teil ⑦ an der Breitenstange. Legen Sie das verletzte Hinterbein Ihres Hundes in die Schaumstoffhülle ⑦. In diesem Schritt wird anhand des Zustands des Hundebeins bestimmt, ob Teile verwendet werden sollen . . . Verwenden Sie diese Gurte nur, wenn Ihr Hund sie zur Unterstützung benötigt. Nicht alle Hunde benötigen sie.





Wartungs- und Einstelltipps

Tägliche Kontrollen

Überprüfen Sie wöchentlich die Schraubenfestigkeit und Lagerflexibilität.

Achten Sie darauf, alle Schrauben vor der Verwendung handfest anzuziehen.

Trocknen Sie den Rahmen nach Regentagen, um Rost zu vermeiden.

Reinigen Sie das Geschirr regelmäßig mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

Größenanpassung

Brustumfang: Lassen Sie für mehr Komfort einen Fingerbreit Platz.

Rahmenhöhe: Sorgen Sie dafür, dass die Beingelenke beim Stehen natürlich gebeugt bleiben.

Messen Sie Ihren Hund alle 3 Monate anhand von Wachstums-/Gewichtsänderungen neu und nehmen Sie bei Bedarf die erforderlichen Größenänderungen vor .

FAQs und Fehlerbehebung

Tipps, wie Sie Ihrem Hund helfen können, sich an den Rollstuhl zu gewöhnen

F: Mein Haustier weigert sich, sich zu bewegen oder zeigt Angst. Funktioniert der

Rollstuhl nicht?

Dies ist bei den ersten Versuchen mit dem Rollstuhl normal . Bleiben Sie geduldig.

Lesen Sie noch einmal die „Schritte des schrittweisen Trainings“, um zu erfahren, wie Sie Ihren Hund dazu ermutigen können, den Rollstuhl zu benutzen .

Verwenden Sie beim Training hochwertigere Leckerlis (z. B. frisches Fleisch) , wenn normale Leckerlis nicht zu helfen scheinen

Vermeiden Sie eine erzwungene Anwendung und beschränken Sie Ihr tägliches Training auf die empfohlene Dauer.

F: Mein Haustier bewegt sich rückwärts , nicht vorwärts

Überprüfen Sie zuerst den Brustgurt! Das häufigste Problem, das dieses Problem verursacht, ist der Brustgurt.

. Stellen Sie sicher, dass es hinter dem Brustbein sitzt (Brustbein) und vor den Rippen – drücken Sie niemals auf die Achselhöhlen (verursacht Schmerzen) oder den Bauch (verhindert das Drücken). Alle Gurte sollten eng, aber nicht zu eng sein . Denken Sie daran, dass Sie problemlos einen Finger zwischen Gurt und Hund schieben können sollten .

F: Warum drehen sich meine Räder nicht reibungslos?

Überprüfen Sie die Räder, um sicherzustellen, dass keine Haare oder Fremdkörper darin stecken.

F: Habe ich die richtige Größe?

Die Pfoten Ihres Hundes müssen den Boden berühren , damit er sich natürlich abstoßen kann. Denken Sie daran, dass die Gelenke Ihres Hundes eine natürliche Biegung haben sollten.

F: Wie kann ich verhindern, dass mein Hund beim Erlernen des Rollstuhlfahrens auf dem Boden ausrutscht?

Wechseln Sie sofort den Standort! Fliesen-/Holzböden können Rutschgefahr verursachen. Üben Sie nur auf Teppich, Gras oder unebenem Boden.

F: Wie kann ich dazu beitragen, die Angst / den Widerstand gegen die Rollstuhlnutzung zu überwinden ?

Denken Sie daran, sich an die kurzen Eingewöhnungsphasen zu halten: Gewöhnen Sie sich zunächst an den Gurt und probieren Sie dann Gurt und Rollstuhl gemeinsam aus. Legen Sie den Rollstuhl mehrmals täglich an – keine Bewegung erforderlich. Konzentrieren Sie sich darauf, sich im Rollstuhl wohlfühlen. Belohnen Sie Ihr Kind mit Leckerlis oder Lob, um positive Assoziationen aufzubauen , auch bei kleinen Erfolgen.

F: Wie kann ich meinem Hund helfen, das Laufen im Rollstuhl zu lernen?

Geben Sie ihm Leckerlis und seien Sie während des gesamten Vorgangs immer sanft zu ihm. :

Stützen Sie den Bauch/die Hüften leicht, während Sie sie langsam nach vorne schieben .
Locken Sie sie mit einem Lieblingsleckerli/-spielzeug, das Sie dicht vor ihre Nase halten, nach vorne.

Belohnen Sie jeden Vorwärtsversuch sofort mit Lob und Leckerlis!

Wichtige Hinweise:

Erzwingen oder bestrafen Sie niemals eine Rückwärtsbewegung! Dies kann die Angst verschlimmern.

Geduld ist entscheidend! Fortschritte brauchen Zeit – selbst Ruhe ist ein Gewinn.

F: Kann ich die Öffnungen für die Beine meines Hundes sehen? In einer Bewertung heißt es, die Öffnungen seien zu klein für ihr Haustier. Auf dem Foto auf der Beschreibungsseite sind keine Beinöffnungen zu sehen. Wo sind diese?

Dies sind die beiden Löcher im Gewebe der Hinterbeine.

F: Kann mein Hund sein gesundes Hinterbein weiterhin benutzen, um seine Muskelspannung zu erhalten? Ich möchte, dass sie sich darin ausruht, anstatt sich hinsetzen und wieder aufstehen zu müssen.

Ja, Ihr Hund kann sein gesundes Hinterbein weiterhin verwenden, um seine Muskelspannung zu erhalten.

F: Rollen die Räder auf Schmutz und unebenem Boden?

Ja, es kann auf Schmutz und unebenem Boden rollen.

F: Warum weigert sich ein Hund, sich im Rollstuhl zu bewegen, oder lehnt sich nach nur wenigen Schritten zur Seite?

Es kann daran liegen, dass Hunde ein sehr empfindliches Gehör haben und das Geräusch, das durch die Berührung der Rollstuhlräder mit dem Boden entsteht während der Bewegung ist ein ungewohntes Geräusch, das sie erschreckt. In In solchen Fällen müssen Besitzer ihre Haustiere trösten und dürfen nicht zwingen Sie sie zum Gehen, indem Sie ziehen. Stattdessen können sie demonstrieren Lassen Sie den Rollstuhlrahmen und die Räder mehrmals vor dem Haustier vorbeigleiten, um es an das Geräusch zu gewöhnen.

Größenprobleme

F: Wie kann ich die richtige Rollstuhlgröße sicherstellen?

So messen Sie die Länge : Messen Sie vom Ende des Brustbeins bis zur Schwanzwurzel.

Weiteneinstellung : Messen Sie den breitesten Rippenabstand plus 2 cm Zugabe.

Höhenverstellung:

Richten Sie den Rahmen am höchsten Punkt der Hüfte Ihres Hundes aus .

VORSICHT: Vermeiden Sie zu hohe (kann Druck auf den Bauch verursachen) oder zu niedrige Positionen (Hinterbeine schleifen).

F: Was soll ich tun, wenn die Größe nicht stimmt?

bei Erhalt des Rollstuhls , dass wir die Längenverlängerungsstange beim Verpacken auf die kleinste Position eingestellt haben. Die weiteren Breiten- und Höhenverstellungen müssen Sie selbst vornehmen.

Tipps zur Längeneinstellung : Einige Kunden hatten Probleme, die gefederte Kugel vom letzten Loch zum ersten Loch zu bewegen und dann nicht mehr zu ziehen. In diesem Fall wurde die Verlängerungsstange jedoch nur zu einem Drittel herausgezogen. Sie können die Verlängerungsstange weiter herausziehen, um die richtige Länge für Ihren Hund zu erhalten .

F: Wie stelle ich den Gurt ein ?

Ziehen Sie den Bauchgurt fest, bis ein Finger hineinpasst.

Stellen Sie sicher, dass der Brustgurt freies Atmen ermöglicht und gleichzeitig eng anliegt und Halt bietet .

Überprüfen Sie die Riemenspannung wöchentlich und passen Sie sie an, wenn sich das Gewicht um $\pm 10\%$ ändert.

F: Was kann ich tun , wenn Teile verloren gehen oder beschädigt werden?

Bestätigen Sie die Teilenummer anhand des „Komponentencodierungsdiagramms“ im Handbuch.

Machen Sie klare Fotos des beschädigten/verlorenen Teils.

Kontaktieren Sie den Kundendienst über die Bestellseite.

Wichtige Erinnerungen

Stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Support, wenn:

Der Metallrahmen weist ungewöhnliche Verformungen/Risse auf.

Radlager erzeugen metallische Reibungsgeräusche.

Die Riemen weisen zwei oder mehr aufeinanderfolgende Nahtbrüche auf.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WÓZEK INWALIDZKI DLA ZWIERZĄT

MODEL: SS 3-01 SS3-02

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PET WHEELCHAIR

SS 3-01



SS 3-02



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SPECYFIKACJE

Model	Rozmiar
SS 3-01	M
SS 3-02	L

Instrukcja obsługi wózka inwalidzkiego dla zwierząt

Zgodnie z opiniami użytkowników, większość zwierząt potrzebuje około miesiąca, aby w pełni przyzwyczać się do wózków inwalidzkich, przystosować się do nich i zacząć z nich korzystać.

Jak pomóc swojemu pupilowi w pełni wykorzystać możliwości wózka inwalidzkiego

Adaptacja środowiskowa

Po złożeniu wózka inwalidzkiego, zanieś go w ulubione miejsce aktywności swojego pupila. Zostaw wózek i pozwól pupilowi obejrzeć go i poczuć się komfortowo w jego towarzystwie (np. powąchać, dotknąć).

Utrzymuj ciszę w okolicy i nie pozwól, aby inne zwierzęta lub inne rozpraszacze znalazły się w pobliżu.

Trening upręży

Pozwól swojemu pupilowi przyzwyczać się do pasów na nogi z przodu i z tyłu bez zakładania pasów na wózek inwalidzki. Pozwól mu najpierw wypróbować pasy z przodu i z tyłu oddzielnie. Gdy przyzwyczai się do noszenia pasów oddzielnie, spróbuj założyć je w całych szelkach bez wózka inwalidzkiego. Pamiętaj, aby dawać smakołyki lub inne nagrody za każdym razem, gdy pupil okaże komfort i zaznajomi się z pasami.

Noś produkt od 3 do 5 razy dziennie, nie dłużej niż 10 minut.

Zamontuj ramę wózka dopiero wtedy, gdy Twój pupil nie będzie stawiał oporu podczas noszenia całych upręży.

Etapy szkolenia fazowego

Etap 1 : Budowanie pozytywnych skojarzeń

Po umieszczeniu swojego pupila na wózku inwalidzkim natychmiast nagródź go smakołykami o dużej wartości.

Pokieruj swoim pupilem, aby wykonał 1–2 kroki do przodu, używając smakołyków trzymanyh w dłoniach. Nagradzaj go po ukończeniu zadania.

Trenuj 3 razy dziennie, każda sesja trwa 5 minut.

Etap 2 : Ruch na krótkie odległości

Użyj smyczy, aby pomóc sobie w kontrolowaniu kierunku.

Ćwicz chodzenie po linii prostej na otwartej przestrzeni bez przeszkód.

Nagradzaj za każde 3 metry udanego ruchu, stopniowo zwiększając odległość między nagrodami

Etap 3: Adaptacja do złożonego środowiska

Wprowadź ćwiczenia polegające na wykonywaniu delikatnych skrętów i omijaniu mebli.

Udzielanie pomocy ręcznej przy pierwszym przejściu przez drzwi lub przeszkody.

Zaoferuj więcej nagród po wykonaniu skomplikowanych manewrów.

Kluczowe środki ostrożności

Kontrola bezpieczeństwa

Przez pierwsze 3 dni należy używać krótkiej smyczy (≤ 1 metra).

Unikaj niebezpiecznych miejsc, takich jak schody i zbrocza.

Jeśli zauważysz u swojego pupila oznaki walki lub paniki, natychmiast odłącz uprząż i pociesz go.

Zarządzanie czasem użytkowania

Tydzień 1: Pojedyncze sesje nie powinny trwać dłużej niż 15 minut, a łączna długość sesji dziennie nie powinna przekraczać 1 godzina.

Tydzień 2: Stopniowo wydłużaj czas sesji do 30 minut, łącznie nie dłużej niż 2 godziny dziennie.

Długotrwałe stosowanie: Sprawdzaj ucisk kończyny raz na godzinę użytkowania.

Obserwacje behawioralne

Podtrzymuj brzuch swojego pupila podczas oddawania moczu i kału.

Jeśli pies często żuje lub liże, należy sprawdzić, czy pasek jest odpowiednio naciągnięty.

Jeśli Twój pies nie chce się ruszać, możesz spróbować zmienić rodzaj podawanego mu przysmaku.

Komponenty




Zdjęcia w instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym kolorem produktu.

NIE.	Strony	Ilość
1	Lewa rama wsporcza	x1
2	Prawa rama podporowa	x1
3	Poprzeczka	x1
4	Lewy drążek koła i koło	x1
5	Prawy drążek koła i koło	x1

6	Długość ciała pręta (zainstalowane fabrycznie w ❶ ❷)	x2
7	Rękaw piankowy	x 2
8	Narzędzie w kształcie litery L	x1
9	Smycz	x1
10	Uprząż kończyn przednich	x1
11	Uprząż kończyn tylnych	x1
12	Pasek w talii	x1
13	Śruba M4	x 3 (Jedna jednostka zapasowa)
14	Śruba M5	x12 (Dwie kopie zapasowe)

Instrukcja montażu i regulacji długości ramy

Krok 1 : Znajdź części ❶, ❷ i ❸





Krok 2 : Naciśnij sprężynową kulkę w części ❸ i włóż ją do części ❷.



Powtórz tę samą czynność z częścią ❶



Krok 3 : Zmierz szerokość ciała psa. Wciśnij piłkę i przesuwaj poprzeczkę, aż piłka wskoczy w odpowiedni otwór (**dwie śruby M5 z numerem seryjnym 14**). Jeśli pomiar mieści się w zakresie regulacji obu biegów, wybierz ustawienie dla większego biegu. W razie jakichkolwiek problemów zapoznaj się z sekcją FAQ na końcu instrukcji.



Krok 4 : Zmierz długość ciała psa (od górnej części mostka do nasady ogona). Naciśnij sprężynową kulkę na częściach **12**, aby wysunąć pręt, aż kulka zatrzaśnie się na swoim miejscu. Włóż i dokręć śrubę, jak pokazano poniżej. Powtórz po drugiej stronie. (Dwie śruby M5 z numerem seryjnym 14.)



M




L



Length Extension Rods: Some customers have an issue where they move the first ball from the last hole to the first and stop pulling. Please be aware that you can push the ball down and pull beyond the first hole! The medium size has three balls and the large has 5 balls. You can keep adjusting until the last ball gets to the first hole.




Krok 5 : Zmierz wysokość psa (od podłoża do mostka). Dociśnij piłkę do części ④ i włóż ją do części ① (patrz zdjęcia poniżej). Powtórz czynność po drugiej stronie. Po ustawieniu odpowiedniej wysokości, zabezpiecz śrubami (patrz poniżej) . (Cztery śruby M5 z numerem seryjnym 14.)




Instrukcja prawidłowego noszenia i regulacji uprzęży


Krok 1 : Dopasuj trójkątne elementy szelek[®] do przednich nóg psa. Szelki trzypunktowe zostały już wstępnie związane w dwóch punktach. Jak pokazano na schemacie (patrz poniżej i na następnej stronie), należy je

założyć na głowę psa. Pozostałą część szelek należy przelożyć przez pachę przednich nóg psa.






Krok 2 : Dopasowanie długości paska odblaskowego: Pociągnij za jedną stronę paska, przesunij czarny plastikowy element i dopasuj go do odpowiedniej pozycji (więcej szczegółów na temat dopasowania i rozmiarów znajdziesz w sekcji FAQ na końcu instrukcji).



Krok 3 : Aby założyć uprząż na tylne nogi psa, umieść ją **11** tak, aby otwory były wyrównane z tylnymi nogami psa.

Przed podciągnięciem poluzuj klamrę, która będzie znajdowała się na grzbiecie psa.

Następnie naciągnij uprząż i zapnij klamrę. Wyreguluj klamrę, aż uprząż będzie dobrze przylegać. Pamiętaj, że uprząż może nie obejmować wszystkich nóg i grzbietu psa, ale nie jest to zabronione. Szelki te są zaprojektowane tak, aby podtrzymywać tylne nogi psa po zapięciu do wózka inwalidzkiego.





Krok 4 : Włóż czarny element z przodu ramy przez kwadratową klamrę na przedniej uprzęży ⑩ . Zabezpiecz śrubami, aby zapobiec przesuwaniu się (patrz zdjęcia poniżej). Powtórz po drugiej stronie. (Dwie śruby M5 z numerem seryjnym 14.)






Krok 5 : Zamocuj tylne klamry uprzęży ⑪ w szczelinie na górze czarnego elementu mocującego koła (patrz zdjęcia poniżej). Zabezpiecz je śrubami. Powtórz po drugiej stronie. (**Dwie śruby M4 z numerem seryjnym 13**) .





Krok 6 : Umieść pas biodrowy 12 pod brzuchem. Dopasuj napięcie (ciasno, ale wygodnie). Owiń pasek rzepowy wokół ramy i zamocuj go. (Pas służy do podtrzymywania i unoszenia brzucha, a nie do owijania psa dookoła.





Krok 4 : Zamontuj część ⑦ na drążku szerokości. Umieść zranioną tylną nogę psa w piankowym rękawie ⑦.

Ten krok decyduje, czy użyć części w zależności od stanu zagiętej nogi .
Używaj tych pasów tylko wtedy, gdy Twój pies ich potrzebuje. Nie wszystkie psy będą ich potrzebować.



Wskazówki dotyczące konserwacji i regulacji

Codzienne kontrole

Co tydzień sprawdzaj dokręcenie śrub i elastyczność łożysk.

Przed użyciem należy dokręcić ręcznie wszystkie śruby.

Aby zapobiec rdzewieniu, po deszczowych dniach należy wysuszyć ramę.

Regularnie czyść uprząż detergentem o neutralnym pH.

Regulacja rozmiaru

Obwód klatki piersiowej: Dla wygody pozostaw odstęp na jeden palec.

Wysokość ramy: Upewnij się, że stawy nóg pozostają naturalnie zgięte podczas stania.

Ponownie mierz psa co 3 miesiące, biorąc pod uwagę zmiany wzrostu i wagi, i w razie potrzeby dokonuj niezbędnych zmian rozmiaru.

Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Wskazówki, jak pomóc psu przyzwycząć się do korzystania z wózka inwalidzkiego

P: Mój pupil odmawia ruchu lub okazuje niepokój. Czy wózek inwalidzki nie działa?

To normalne podczas pierwszych kilku prób korzystania z wózka. Proszę zachować cierpliwość.

uzyskać pomoc w zachęcaniu psa do korzystania z wózka inwalidzkiego, zapoznaj się z „Etapami szkolenia etapowego”.

Jeśli zwykle smakołyki nie pomagają, podczas treningu stosuj smakołyki o wyższej wartości (np. świeże mięso)

Unikaj wymuszania ćwiczeń; utrzymuj codzienny czas trwania treningu w zalecanym przedziale.

P: Mój pupil porusza się do tyłu, a nie do przodu.

Najpierw sprawdź pas piersiowy! Najczęstszym problemem jest pas piersiowy.

Upewnij się, że znajduje się za mostkiem (mostek) i przed żebrami – nigdy nie uciskaj pach (powoduje to ból) ani brzucha (zapobiega parcia). Wszystkie paski powinny być dobrze dopasowane, ale nie ciasne. Pamiętaj, że między paskiem a psem powinien być łatwy wsuw palca.

P: Dlaczego koła nie obracają się płynnie?

Sprawdź koła, czy nie ma w nich włosów lub ciał obcych

P: Czy mam właściwy wzrost?

Łapy psa muszą dotykać podłoża, aby mogły naturalnie się poruszać. Pamiętaj, że jego stawy powinny mieć naturalne wygięcie.

P: Jak mogę zapobiec ślizganiu się psa na podłodze podczas nauki korzystania z

wózka inwalidzkiego?

Natychmiast zmień miejsce! Płytki/drewniane podłogi mogą powodować poślizg. Ćwicz tylko na dywanie, trawie lub nierównym podłożu.

P: Jak mogę pomóc w przezwycięzeniu strachu/oporu przed korzystaniem z wózka inwalidzkiego ?

Pamiętaj, aby trzymać się krótkich sesji aklimatyzacyjnych: Zacznij od przyzwyczajania się do upręży, a następnie wypróbuj uprząż i wózek inwalidzki jednocześnie. Zakładaj wózek inwalidzki kilka razy dziennie – bez konieczności poruszania się. Skup się na tym, aby poczuć się komfortowo w nim. Nagradzaj smakołykami/pochwałami, aby budować pozytywne skojarzenia, nawet za drobne sukcesy.

P: Jak mogę pomóc mojemu psu nauczyć się chodzić przy pomocy wózka inwalidzkiego?

Podawaj smakołyki i bądź delikatny podczas całego procesu .

Lekko podtrzymuj brzuch/biodra i powoli popychaj je do przodu.

Zachęć je do pójścia naprzód, trzymając ich ulubiony smakołyk lub zabawkę blisko nosa .

Natychmiast nagradzaj każdą próbę pójścia naprzód pochwałą i smakołykiem!

Najważniejsze uwagi:

Nigdy nie wymuszaj ani nie karz za cofanie się! To może nasilić lęk.

Cierpliwość jest kluczowa! Postęp wymaga czasu – nawet spokojne stanie jest sukcesem.

P: Czy mogę zobaczyć części, przez które nogi mojego psa będą przechodzić przez otwór? W jednej z recenzji napisano, że otwory są za małe dla jej pupila. Nie widzę otworów na nogi na zdjęciu w opisie. Gdzie są te otwory?

Są to dwa otwory w materiale tylnych kończyn.

P: Czy mój pies nadal może używać swojej zdrowej tylnej nogi, aby utrzymać napięcie mięśni? Zależy mi na tym, żeby mógł odpocząć, a nie żeby musiał siadać i wracać.

Tak, Twój pies nadal może używać zdrowej tylnej nogi, aby utrzymać napięcie mięśni.

P:Czy koła będą się toczyć po ziemi i nierównym terenie?

Tak, może toczyć się po ziemi i nierównym podłożu.

P: Dlaczego pies nie chce się ruszyć, gdy porusza się na wózku inwalidzkim lub przechyla się na bok po zrobieniu zaledwie kilku kroków?

Może to wynikać z faktu, że psy mają bardzo wrażliwy słuch, a dźwięk wytwarzany przez

koła wózka inwalidzkiego dotykające podłoża podczas ruchu słycać nieznaną dźwięk, który je przeraża. W w takich przypadkach właściciele muszą pocieszać swoje zwierzęta i nie mogą zmusić ich do chodzenia, ciągnąc. Zamiast tego mogą zademonstrować wielokrotne przesuwanie ramy i kół wózka przed zwierzęciem, aby pomóc mu przyzwycząić się do dźwięku.

Problemy z rozmiarem

P: Jak mogę upewnić się, że rozmiar wózka inwalidzkiego będzie odpowiedni?

Jak mierzyć długość : Zmierz odległość od końca mostka do nasady ogona.

szerokości : Zmierz najszerszy rozstaw żeber plus 2 cm dodatku.

Regulacja wysokości:

Ustaw ramę równo z najwyższym punktem bioder psa .

UWAGA: Należy unikać pozycji zbyt wysokich (może to powodować ucisk w okolicy brzucha) lub zbyt niskich (ciągnięcie tylnych nóg).

P: Co mam zrobić, jeśli rozmiar jest nieprawidłowy?

Po otrzymaniu wózka inwalidzkiego prosimy pamiętać, że podczas pakowania ustawiliśmy drążek przedłużający w najmniejszej pozycji. Pozostałe elementy regulacji szerokości i wysokości należy zamontować samodzielnie.

Wskazówki dotyczące regulacji długości pręta przedłużającego : Niektórzy klienci mieli problemy z przesunięciem sprężynowej piłki z ostatniego otworu do pierwszego, a następnie zaprzestaniem jej wyciągania. Jednak w tym przypadku pręt przedłużający został wysunięty tylko do jednej trzeciej długości. Możesz kontynuować wyciąganie pręta przedłużającego, aby uzyskać odpowiednią długość dla swojego psa .

P: Jak wyregulować uprzęż ?

Naciągnij pas brzuszny tak, aby można było wsunąć w niego palec.

Upewnij się, że pas piersiowy umożliwia swobodne oddychanie, a jednocześnie dobrze przylega i zapewnia odpowiednie wsparcie .

Sprawdzaj napięcie pasów co tydzień; dostosuj napięcie, jeśli waga zmienia się o $\pm 10\%$.

P: Co mogę zrobić, jeśli jakieś części zostaną zgubione lub uszkodzone?

Potwierdź numer części korzystając ze „Schematu kodowania komponentów” w instrukcji.

Zrób wyraźne zdjęcia uszkodzonej/zgubionej części.

Skontaktuj się z obsługą klienta poprzez stronę zamówienia.

Krytyczne przypomnienia

Należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i skontaktować się z pomocą techniczną, jeżeli:

Rama metalowa wykazuje nienormalne odkształcenia/pęknięcia.

kół wytwarzają metaliczne odgłosy tarcia.

Paski mają 2 lub więcej pękniętych szwów.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SEDIA A ROTELLE PER ANIMALI DOMESTICI

MODELLO: SS 3 -01 SS3-02

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PET WHEELCHAIR

SS 3 -01



SS 3 -0 2



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SPECIFICHE

Modello	Misurare
SS 3 -01	M
SS 3 -02	L

Guida per l'utente della sedia a rotelle per animali domestici

Secondo il feedback post-vendita degli utenti, la maggior parte degli animali domestici impiega circa 1 mese per familiarizzare completamente con le sedie a rotelle, adattarvisi e utilizzarle.

Come aiutare il tuo animale domestico a sfruttare al meglio la sua sedia a rotelle

Adattamento ambientale

Dopo aver montato la sedia a rotelle, portala nell'area di attività preferita dal tuo animale. Lasciala lì e lascia che il tuo animale la esamini e si senta a suo agio (ad esempio, annusando e toccando).

Mantenere la zona tranquilla e non lasciare che altri animali domestici o altre distrazioni entrino nella zona.

Addestramento all'imbracatura

Lascia che il tuo animale domestico si abitui alle cinghie anteriori/posteriori senza fissarle alla sedia a rotelle. Lascia che provi inizialmente le cinghie anteriori e posteriori separatamente; una volta che si sente a suo agio con le cinghie separate, prova a fargli indossare l'imbracatura completa senza la sedia a rotelle. Ricordati di offrirgli dolcetti o altre ricompense ogni volta che mostra di sentirsi a suo agio e di avere familiarità con le cinghie.

Eseguire 3-5 brevi sessioni di utilizzo al giorno, ciascuna della durata massima di 10 minuti.

Collegare il telaio della sedia a rotelle solo dopo che l'animale non mostra

più alcuna resistenza nell'indossare l'intera imbracatura.

Fasi di formazione graduale

Fase 1 : Costruire associazioni positive

Dopo averlo messo sulla sedia a rotelle, premia subito il tuo animale domestico con dei bocconcini di valore.

Guida il tuo animale domestico a fare 1-2 passi avanti usando dei bocconcini in mano, premiandolo al termine del percorso.

Allenati 3 volte al giorno, 5 minuti per sessione.

Fase 2 : Movimento a breve distanza

Utilizzare un guinzaglio per facilitare il controllo direzionale.

Esercitatevi a camminare in linea retta in uno spazio aperto e privo di ostacoli.

Premia ogni 3 metri di movimento riuscito, aumentando gradualmente la distanza tra le ricompense

Fase 3: Adattamento all'ambiente complesso

Introdurre lievi curve e addestrare il bambino a evitare i mobili.

Fornire assistenza manuale per il primo passaggio attraverso porte o ostacoli.

Offri più ricompense dopo aver completato manovre complesse.

Precauzioni chiave

Controllo di sicurezza

Utilizzare un guinzaglio corto (≤ 1 metro) per i primi 3 giorni.

Evitare zone pericolose come scale o pendii.

Scollegare immediatamente l'imbracatura e confortare l'animale se mostra segni di lotta o panico.

Gestione della durata dell'utilizzo

Settimana 1: le singole sessioni non dovrebbero durare più di 15 minuti, il totale giornaliero non dovrebbe superare 1 ora.

Settimana 2: aumentare gradualmente fino a 30 minuti per sessione, per un totale giornaliero non superiore a 2 ore.

Utilizzo a lungo termine: controllare la compressione degli arti una volta ogni ora di utilizzo.

Osservazioni comportamentali

Sostieni l'addome del tuo animale domestico durante la minzione/defecazione.

Controllare la tenuta della cinghia se il cane mastica o lecca frequentemente.

Se il tuo cane si rifiuta di muoversi, puoi provare a cambiare il tipo di bocconcino che gli offri.

Componenti




Le immagini nel manuale di istruzioni sono solo a scopo illustrativo. Per il colore, fare riferimento al prodotto reale.

NO.	Parti	Quantità
1	Telaio di supporto sinistro	x1
2	Telaio di supporto destro	x1
3	Traversa	x1
4	Asta e ruota della ruota sinistra	x1
5	Asta e ruota della ruota destra	x1

6	Asta di lunghezza del corpo (preinstallato in ❶ ❷)	x2
7	Manicotto in schiuma	2 pezzi
8	Strumento a forma di L	x1
9	Guinzaglio	x1
10	Imbracatura per arti anteriori	x1
11	Imbracatura per arti posteriori	x1
12	Cinturino in vita	x1
13	vite M4	3 pezzi (Un'unità di riserva)
14	vite M5	x12 (Due backup)

Istruzioni per l'installazione e la regolazione della lunghezza del telaio



Fase 1 : Trova le parti ❶, ❷ e ❸





Fase 2 : premere la sfera a molla sulla parte ❸ e inserirla nella parte ❷.
 Fare la stessa cosa per la parte ❶



Fase 3 : Misura la larghezza del corpo del tuo cane. Premi la sfera e fai scorrere la barra trasversale finché la sfera non scatta nel foro appropriato (due viti M5 con numero di serie 14). Se una misurazione rientra nell'intervallo di regolazione di entrambe le marce, seleziona l'impostazione per la marcia più grande. In caso di problemi, consulta la sezione FAQ alla fine del manuale.



Fase 4 : Misura la lunghezza del corpo del tuo cane (dalla parte superiore dello sterno (sterno) alla base della coda). Premi la sfera a molla sui punti **1****2** per estendere l'asta finché la sfera non scatta in posizione. Inserisci e stringi la vite come mostrato di seguito. Ripeti dall'altro lato. (**Due viti M5 con numero di serie 14.**)



M




L



Length Extension Rods: Some customers have an issue where they move the first ball from the last hole to the first and stop pulling. Please be aware that you can push the ball down and pull beyond the first hole! The medium size has three balls and the large has 5 balls. You can keep adjusting until the last ball gets to the first hole.





Fase 5 : Misura l'altezza del tuo cane (da terra allo sterno). Premi la pallina sulla parte ④ e inseriscila nella parte ① (vedi foto sotto per riferimento). Ripeti dall'altro lato. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, fissala con le viti (vedi sotto) . (Quattro viti M5 con numero di serie 14.)




Istruzioni su come indossare e regolare correttamente l'imbracatura

Fase 1 : allinea i pezzi triangolari dell'imbracatura⑩ con le zampe anteriori del tuo cane. L'imbracatura a tre punti è già pre-collegata in due punti.

Come mostrato nello schema (vedi sotto e nella pagina successiva), deve essere fissata alla testa del cane. Far passare il collegamento rimanente attraverso l'ascella delle zampe anteriori del cane.





Fase 2 : Regolare la lunghezza del cinturino riflettente: tirare un lato del cinturino, far scorrere il pezzo di plastica nera e regolarlo nella posizione appropriata (vedere le FAQ alla fine del manuale per maggiori dettagli su vestibilità e dimensioni).



Fase 3 : Per l'imbracatura per le zampe posteriori, posizionare l'imbracatura ⑪ con i fori allineati alle zampe posteriori del cane. Prima di tirare su, allenta la fibbia che andrà a coprire la schiena del cane. Quindi, tirate su l'imbracatura e agganciate la fibbia. Regolate la fibbia finché l'imbracatura non risulta ben salda. Si prega di notare che l'imbracatura potrebbe non coprire tutte le zampe e la schiena del cane, ma non è un problema. Questa imbracatura è progettata per sostenere le zampe posteriori quando è agganciata alla sedia a rotelle.





Fase 4 : Inserire il pezzo nero sulla parte anteriore del telaio attraverso la fibbia quadrata dell'imbracatura anteriore ⑩ . Fissare con viti per evitare che scivoli (vedere le foto sotto). Ripetere sull'altro lato. (Due viti M5 con numero di serie 14.)





Fase 5 : Fissare le fibbie dell'imbracatura posteriore ❶ nella fessura sulla parte superiore del pezzo nero che tiene le ruote (vedere le immagini sotto). Fissare con le viti. Ripetere sull'altro lato. (Due viti M 4 con numero di serie 13).



Fase 6 : Posizionare la cinghia in vita ❶ sotto l'addome. Regolare la tensione (aderente ma comoda). Avvolgere la cinghia in velcro attorno al telaio e fissarla. (La cinghia serve per sostenere e sollevare l'addome, non per avvolgere completamente il cane.





Fase 4 : Installare la parte ⑦ sulla barra di larghezza. Posizionare la zampa posteriore ferita del cane nella guaina di schiuma ⑦. Questo passaggio determina se utilizzare o meno i componenti in base alle condizioni della zampa del cane . Utilizza queste cinghie solo se il tuo cane ne ha bisogno per sostenersi. Non tutti i cani ne avranno bisogno.





Consigli per la manutenzione e la regolazione

Controlli giornalieri

Controllare settimanalmente il serraggio delle viti e la flessibilità dei cuscinetti.

Assicurarsi di serrare manualmente tutte le viti prima dell'uso.

Dopo i giorni di pioggia, asciugare il telaio per evitare la formazione di ruggine.

Pulire regolarmente l'imbracatura con un detergente a pH neutro.

Regolazione della taglia

Circonferenza del torace: lasciare un dito di spazio per maggiore comodità.

Altezza del telaio: assicurarsi che le articolazioni delle gambe rimangano piegate naturalmente quando si è in piedi.

Rimisurate il vostro cane ogni 3 mesi in base alle variazioni di crescita/peso e apportate le modifiche di taglia necessarie quando necessario .

FAQ e risoluzione dei problemi

Consigli su come aiutare il tuo cane ad abituarsi all'uso della sedia a rotelle

D: Il mio animale domestico si rifiuta di muoversi o mostra ansia. La sedia a rotelle non funziona?

Questo è normale durante le prime volte che si prova la sedia a rotelle . Siate pazienti. informazioni su come incoraggiare il tuo cane a usare la sedia a rotelle , rivedi "Fasi dell'addestramento graduale" .

Utilizzare premi di valore più elevato (ad esempio carne fresca) durante l'addestramento se i premi normali non sembrano aiutare

Evitare di forzare l'uso; mantenere l'allenamento quotidiano entro la durata consigliata.

D: Il mio animale domestico si muove all'indietro , non in avanti

Controlla prima la fascia toracica! Il problema più comune che causa questo problema è la fascia toracica.

Assicurati che sia posizionato dietro lo sterno (sterno) e prima delle costole, senza mai premere sulle ascelle (provoca dolore) o sulla pancia (impedisce la spinta). Tutte le cinghie devono essere aderenti ma non strette , ricorda che dovresti riuscire a far passare facilmente un dito tra la cinghia e il tuo cane .

D: Perché le mie ruote non girano fluidamente?

Controllare le ruote per assicurarsi che non vi siano capelli o oggetti estranei incastrati al loro interno

D: Ho l' altezza corretta?

Le zampe del tuo cane devono toccare terra per spingere in modo naturale. Ricorda che le sue articolazioni devono avere una curvatura naturale.

D: Come posso evitare che il mio cane scivoli sul pavimento mentre impara a usare la sedia a rotelle?

Cambiare immediatamente posizione! I pavimenti in piastrelle/legno possono causare scivolamenti. Esercitarsi solo su moquette, erba o terreni accidentati.

D: Come posso contribuire ad affrontare la paura / resistenza all'uso della sedia a rotelle ?

Ricordatevi di attenervi alle sessioni di acclimatazione brevi: iniziate abituandovi all'imbracatura, poi provate l'imbracatura e la sedia a rotelle insieme. Indossate la sedia a rotelle più volte al giorno, senza bisogno di alcun movimento. Concentratevi sul farvi sentire a vostro agio. Premiate con dolcetti/lodi per creare associazioni positive , anche solo per piccoli successi.

D: Come posso aiutare il mio cane a imparare a camminare con la sedia a rotelle?

Guidalo con dei dolcetti e sii sempre gentile con lui durante tutto il processo .

Sostieni leggermente la pancia/i fianchi spingendoli lentamente in avanti.

Attirali tenendo il tuo dolcetto/giocattolo preferito vicino alla parte anteriore del loro naso.

Premia immediatamente ogni tentativo in avanti con lodi e dolcetti!

Note chiave:

Non forzare o punire mai il movimento all'indietro! Questo può peggiorare la paura.

La pazienza è fondamentale! I progressi richiedono tempo: anche restare calmi è una vittoria.

D: Posso vedere le parti che permettono alle zampe del mio cane di passare attraverso un'apertura? Una recensione dice che le aperture sono troppo piccole per il suo animale. Non vedo i fori per le zampe nella foto nella pagina di descrizione.

Dove sono questi fori per le zampe?

Questi sono i due fori nel tessuto degli arti posteriori.

D: Il mio cane può ancora usare la zampa posteriore sana per mantenere il tono muscolare? Vorrei che questo le permettesse di riposare piuttosto che dover sedersi e tornare indietro.

Sì, il tuo cane può ancora usare la zampa posteriore sana per mantenere il tono muscolare.

D: Le ruote girano su sterrato e su terreni irregolari?

Sì, può rotolare su terreni sterrati e irregolari.

D: Perché un cane si rifiuta di muoversi mentre è sulla sedia a rotelle o si inclina di lato dopo aver fatto solo pochi passi?

Potrebbe essere perché i cani hanno un udito molto sensibile e il suono prodotto dalle ruote della sedia a rotelle che toccano il terreno durante il movimento c'è un rumore sconosciuto che li spaventa. In in questi casi, i proprietari hanno bisogno di confortare i loro animali domestici e non devono costringerli a camminare tirandoli. Invece, possono dimostrare far scorrere più volte il telaio e le ruote della sedia a rotelle davanti all'animale per aiutarlo ad abituarsi al suono.

Problemi di dimensionamento

D: Come posso garantire che la sedia a rotelle sia della misura giusta?

Come misurare la lunghezza : misurare dalla fine dello sterno (sterno) alla base della coda.

della larghezza : misurare la campata più ampia delle costole più 2 tolleranza cm.

Regolazione dell'altezza:

Allinea la cornice con il punto più alto dei fianchi del tuo cane .

ATTENZIONE: evitare posizioni troppo alte (possono causare pressione addominale) o troppo basse (zampe posteriori che trascinano).

D: Cosa devo fare se la taglia non è corretta?

Quando ricevi la sedia a rotelle , tieni presente che abbiamo impostato l'asta di prolunga nella posizione più piccola durante l'imballaggio. Dovrai installare tu stesso le altre regolazioni di larghezza e altezza.

Suggerimenti per la regolazione della lunghezza dell'asta di prolunga : alcuni clienti hanno riscontrato problemi spostando la pallina a molla dall'ultimo foro al primo e poi smettendo di tirare. Tuttavia, in questo caso, l'asta di prolunga è stata estratta solo per un terzo. È possibile continuare a estrarre l'asta di prolunga per ottenere la lunghezza corretta per il proprio cane .

D: Come si regola l'imbracatura ?

Stringere la cinghia addominale finché non si riesce a infilare un dito.

Assicurarsi che la fascia toracica consenta la respirazione libera, pur restando aderente e di supporto .

Controllare settimanalmente la tensione della cinghia; regolare se il peso varia di $\pm 10\%$.

D: Cosa posso fare se alcune parti vengono perse o danneggiate?

Confermare il numero di parte utilizzando lo "Schema di codifica dei componenti" nel manuale.

Scatta foto nitide della parte danneggiata/persa.

Contattare il personale del servizio clienti tramite la pagina degli ordini.

Promemoria critici

Interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza se:

La struttura metallica presenta deformazioni/crepe anomale.

delle ruote producono rumori metallici dovuti all'attrito.

Le cinghie presentano 2 o più rotture consecutive delle cuciture.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SILLA DE RUEDAS PARA MASCOTAS

MODELO: SS 3-01 SS3-02

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PET WHEELCHAIR

SS 3-01



SS 3-0 2



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

PRESUPUESTO

Modelo	Tamaño
SS 3-01	METRO
SS 3-02	Yo

Guía del usuario de sillas de ruedas para mascotas

Según los comentarios posventa de los usuarios, la mayoría de las mascotas tardan aproximadamente un mes en familiarizarse, adaptarse y utilizar completamente las sillas de ruedas.

Cómo ayudar a su mascota a aprovechar al máximo su silla de ruedas

Adaptación ambiental

Después de armar la silla de ruedas, llévela al área de actividad favorita de su mascota. Déjela allí y deje que su mascota la observe y se sienta cómoda con ella (es decir, oliéndola, tocándola).

Mantenga el área tranquila y no permita que otras mascotas o distracciones entren al área.

Entrenamiento con arnés

Deje que su mascota se acostumbre a las correas de las patas delanteras y traseras sin ponerlas en la silla de ruedas. Al principio, deje que pruebe las delanteras y traseras por separado. Una vez que se sienta cómoda usando las correas por separado, intente ponerle el arnés completo sin la silla de ruedas. Recuerde ofrecerle golosinas u otras recompensas cuando se sienta cómoda y familiarizada con las correas.

Realice de 3 a 5 sesiones cortas de uso diarias, cada una de las cuales no exceda los 10 minutos.

Conecte el marco de la silla de ruedas solo después de que su mascota no muestre resistencia al usar todo el arnés.

Pasos de entrenamiento por fases

Etapa 1 : Construir asociaciones positivas

Recompense inmediatamente a su mascota con golosinas de alto valor después de colocarla en la silla de ruedas.

Guíe a su mascota para que avance 1 o 2 pasos usando golosinas manuales y recompensándola al completarlos.

Entrena 3 veces al día, 5 minutos por sesión.

Etapa 2 : Movimiento de corta distancia

Utilice una correa para ayudar con el control direccional.

Practique caminar en línea recta en un área abierta y libre de obstáculos.

Recompensa cada 3 metros de movimiento exitoso, aumentando gradualmente la distancia entre recompensas

Etapa 3: Adaptación al entorno complejo

Introduzca giros leves y entrenamiento para evitar muebles.

Proporcionar asistencia manual la primera vez que se pasa a través de puertas u obstáculos.

Ofrece más recompensas después de completar maniobras complejas.

Precauciones clave

Control de seguridad

Utilice una correa corta (≤ 1 metro) durante los primeros 3 días.

Evite áreas peligrosas como escaleras o pendientes.

Desconecte inmediatamente el arnés y consuele a su mascota si muestra signos de lucha o pánico.

Gestión de la duración del uso

Semana 1: Las sesiones individuales no deben durar más de 15 minutos, el total diario no debe ser mayor a 1 hora.

Semana 2: Ampliar gradualmente a 30 minutos por sesión, total diario no más de 2 horas.

Uso a largo plazo: verifique la compresión de la extremidad una vez por cada hora de uso.

Observaciones del comportamiento

Apoye el abdomen de su mascota durante la micción/defecación.

Compruebe la tensión de la correa si el perro se muerde o se lame con frecuencia.

Si tu perro se niega a moverse, puedes intentar cambiar el tipo de golosina que le ofreces.

Componentes



Las imágenes del manual de instrucciones son solo de referencia. Consulte el producto real para ver el color.

No.	Regiones	Cantidad.
1	Marco de soporte izquierdo	x1
2	Marco de soporte derecho	x1
3	Travesaño	x1
4	Varilla y rueda izquierda	x1
5	Varilla y rueda derecha	x1

6	Varilla de longitud del cuerpo (preinstalado en ❶ ❷)	x2
7	Funda de espuma	x 2
8	herramienta en forma de L	x1
9	Correa	x1
10	Arnés de extremidades delanteras	x1
11	Arnés para extremidades traseras	x1
12	Correa de cintura	x1
13	Tornillo M4	x3 (Una unidad de repuesto)
14	Tornillo M5	x12 (Dos copias de seguridad)

Instrucciones de instalación y ajuste de longitud del marco.



Paso 1: Encuentra las piezas ❶, ❷ y ❸





Paso 2 : Presione la bola con resorte sobre la pieza ③ e insértela en la pieza ②. Haga lo mismo con la pieza ①.



Paso 3 : Mida el ancho del cuerpo de su perro. Presione la bola y deslice el travesaño hasta que encaje en el orificio correspondiente (dos tornillos M5 con número de serie 14). Si la medida está dentro del rango de ajuste de ambos engranajes, seleccione el engranaje más grande. Si tiene algún problema, consulte la sección de preguntas frecuentes al final del manual.



Paso 4 : Mida la longitud del cuerpo de su perro (desde la parte superior del esternón hasta la base de la cola). Presione la bola con resorte en las piezas ①② para extender la varilla hasta que encaje en su posición. Inserte y apriete el tornillo como se muestra a continuación. Repita el procedimiento en el otro lado. (**Dos tornillos M5 con número de serie 14**).



M




L



Length Extension Rods: Some customers have an issue where they move the first ball from the last hole to the first and stop pulling. Please be aware that you can push the ball down and pull beyond the first hole! The medium size has three balls and the large has 5 balls. You can keep adjusting until the last ball gets to the first hole.





Paso 5 : Mida la altura de su perro (del suelo al esternón). Presione la bola sobre la pieza ④ e insértela en la pieza ① (vea las imágenes a continuación como referencia). Repita en el otro lado. Una vez que tenga la altura correcta, fíjela con los tornillos (vea a continuación) . (**Cuatro tornillos M5 con número de serie 14**)




Instrucciones sobre cómo usar y ajustar correctamente el arnés

Paso 1 : Alinee las piezas triangulares del arnés **10** con las patas delanteras de su perro. El arnés de tres puntos ya viene preconectado en

dos puntos. Como se muestra en el diagrama (ver abajo y en la página siguiente), debe ajustarse a la cabeza del perro. Pase la conexión restante por la axila de las patas delanteras del perro.





Paso 2 : Ajuste la longitud de la correa reflectante: tire de un lado de la correa, deslice la pieza de plástico negra y ajústela a la posición adecuada (consulte las preguntas frecuentes al final del manual para obtener más detalles sobre el ajuste y el tamaño).



Paso 3 : Para el arnés de las patas traseras, coloque el arnés ⑪ con los orificios alineados con las patas traseras de su perro.


Antes de tirar hacia arriba, afloje la hebilla que pasará por la espalda de su perro.

Luego, suba el arnés y cierre la hebilla. Ajuste la hebilla hasta que el arnés se sienta seguro. Tenga en cuenta que el arnés puede no cubrir todas las patas y la espalda del perro, pero no hay problema. Este arnés está diseñado para sujetar las patas traseras cuando está conectado a la silla de ruedas.





Paso 4 : Inserte la pieza negra de la parte delantera del armazón a través de la hebilla cuadrada del arnés delantero ⑩ . Asegúrela con tornillos para evitar que se deslice (ver imágenes a continuación). Repita el proceso en el otro lado. (**Dos tornillos M5 con número de serie 14**).







Paso 5 : Coloque las hebillas del arnés trasero en la ranura de la parte superior de la pieza negra que sujeta las ruedas (ver imágenes a continuación). Asegúrelas con tornillos. Repita el procedimiento en el otro lado (dos tornillos M4 con número de serie 13) .



Paso 6 : Coloque la correa de la cintura 12 debajo del abdomen. Ajústela bien (que quede ceñida pero cómoda). Enrolle la correa de velcro alrededor del armazón y fijela. (El cinturón sirve para sujetar y levantar el abdomen, no para rodear completamente al perro).





Paso 4 : Instale la pieza ⑦ en la barra de ancho. Coloque la pata trasera lesionada de su perro en la funda de espuma ⑦.

Este paso determina si se deben usar piezas según el estado de la pata del perro . Use estas correas solo si su perro las necesita para sujetarse. No todos los perros las necesitan.





Consejos de mantenimiento y ajuste

Controles diarios

Inspeccione semanalmente la firmeza de los tornillos y la flexibilidad del cojinete.

Asegúrese de apretar todos los tornillos a mano antes de usar.

Seque el marco después de los días lluviosos para evitar la oxidación.

Limpie el arnés periódicamente con un detergente con pH neutro.

Ajuste de tamaño

Circunferencia del pecho: deje un espacio de un dedo para mayor comodidad.

Altura del marco: asegúrese de que las articulaciones de las piernas permanezcan dobladas de forma natural al estar de pie.

Vuelva a medir a su perro cada 3 meses en función de los cambios de crecimiento/peso y realice los cambios de tamaño necesarios cuando sea necesario .

Preguntas frecuentes y solución de problemas

Consejos sobre cómo ayudar a tu perro a acostumbrarse a usar su silla de ruedas

P: Mi mascota se niega a moverse o muestra ansiedad. ¿La silla de ruedas no

funciona?

Esto es normal las primeras veces que prueba la silla de ruedas . Tenga paciencia.

Revise los "Pasos de entrenamiento por fases" para obtener ayuda sobre cómo alentar a su perro a usar la silla de ruedas .

Utilice golosinas de mayor valor (por ejemplo, carne fresca) durante el entrenamiento si las golosinas normales no parecen ayudar.

Evite forzar el uso; mantenga el entrenamiento diario dentro de las duraciones recomendadas.

P: Mi mascota se mueve hacia atrás , no hacia adelante .

¡Primero revisa la correa del pecho! El problema más común es la correa del pecho.

Asegúrese de que quede detrás del esternón . (esternón) y antes de las costillas. Nunca presione las axilas (causa dolor) ni el vientre (evita que empuje). Todas las correas deben estar ajustadas, pero no apretadas . Recuerde que debe poder deslizar fácilmente un dedo entre la correa y su perro .

P: ¿Por qué mis ruedas no giran suavemente?

Revise las ruedas para asegurarse de que no haya cabellos ni objetos extraños atrapados en ellas.

P:¿Tengo la altura correcta?

Las patas de tu perro deben tocar el suelo para impulsarse con naturalidad. Recuerda que sus articulaciones deben tener una curvatura natural.

P: ¿Cómo puedo evitar que mi perro se resbale en el suelo cuando está aprendiendo a usar la silla de ruedas?

¡Cambia de ubicación inmediatamente! Los pisos de baldosas o madera pueden causar resbalones. Practica solo sobre alfombra, césped o terreno irregular.

P: ¿Cómo puedo ayudar a abordar el miedo/ resistencia al uso de silla de ruedas ?

Recuerda limitarte a las sesiones cortas de aclimatación: empieza por acostumbrarte al arnés y luego prueba el arnés y la silla de ruedas juntos. Ponte la silla de ruedas varias veces al día; no requiere movimiento. Concéntrate en que se sienta cómodo en ella. Recompénsalo con premios o elogios para crear asociaciones positivas , incluso por los pequeños logros.

P: ¿Cómo puedo ayudar a mi perro a aprender a caminar con la silla de ruedas?

Guíelos con golosinas y sea siempre amable con ellos durante todo el proceso .

Sostenga ligeramente el vientre y las caderas mientras los empuja lentamente hacia adelante.

Atráelos hacia adelante con una golosina o juguete favorito sostenido cerca de la parte delantera de su nariz.

¡Recompense instantáneamente cualquier intento con elogios y premios!

Notas clave:

¡Nunca fuerces ni castigues el retroceso! Esto puede aumentar el miedo.

¡La paciencia es vital! El progreso lleva tiempo; incluso mantener la calma es una victoria.

P: ¿ Puedo ver las piezas que harán que las patas de mi perro pasen por una abertura? Una reseña dice que las aberturas son demasiado pequeñas para su mascota. No veo los agujeros para las patas en la foto de la página de descripción. ¿ Dónde están?

Estos son los dos agujeros en la tela de las extremidades traseras.

P: ¿ Puede mi perra seguir usando su pata trasera sana para mantener su musculatura? Prefiero que esto le permita descansar en lugar de tener que sentarse y volver.

Sí, tu perro aún puede usar su pata trasera sana para mantener su tono muscular.

P: ¿Las ruedas rodarán sobre tierra y terreno irregular?

Sí, puede rodar sobre tierra y terreno irregular.

P: ¿ Por qué un perro se niega a moverse mientras está en silla de ruedas o se inclina hacia un lado después de dar unos pocos pasos?

Puede ser porque los perros tienen un oído muy sensible y el sonido que producen las ruedas de la silla de ruedas al tocar el suelo... Durante el movimiento hay un ruido desconocido que los asusta. En En tales casos, los dueños deben consolar a sus mascotas y no deben obligarlos a caminar tirando. En cambio, pueden demostrar el deslizamiento del marco de la silla de ruedas y las ruedas frente a la mascota varias veces para ayudarla a acostumbrarse al sonido.

Problemas de tamaño

P: ¿Cómo puedo garantizar que la silla de ruedas tenga el tamaño adecuado?

Cómo medir la longitud : Mida desde el final del esternón hasta la base de la cola.

de ancho : Mida la distancia entre las costillas más anchas más 2 margen de cm.

Ajuste de altura:

Alinee el marco con el punto más alto de las caderas de su perro .

PRECAUCIÓN: Evite posiciones demasiado altas (pueden causar presión abdominal) o demasiado bajas (arrastrar las patas traseras).

P: ¿Qué debo hacer si el tamaño es incorrecto?

Al recibir la silla de ruedas , tenga en cuenta que ajustamos la varilla de extensión en su posición más pequeña durante el embalaje. Deberá instalar los demás ajustes de anchura y altura usted mismo.

Consejos para ajustar la longitud de la varilla de extensión : Algunos clientes han tenido problemas al mover la bola con resorte del último orificio al primero y luego dejar de tirar. Sin embargo, en este caso, la varilla de extensión solo se ha extraído un tercio de su recorrido. Puede seguir tirando de ella para obtener la longitud correcta para su perro .

P: ¿Cómo ajusto el arnés ?

Apriete la correa abdominal hasta que pueda deslizar un dedo hacia adentro.

Asegúrese de que la correa del pecho permita respirar libremente y al mismo tiempo esté cómoda y brinde soporte .

Compruebe la tensión de la correa semanalmente; ajústela si el peso cambia $\pm 10\%$.

P: ¿Qué puedo hacer si se pierden o dañan piezas?

Confirme el número de pieza utilizando el "Diagrama de codificación de componentes" en el manual.

Tome fotografías claras de la pieza dañada/perdida.

Comuníquese con el personal de atención al cliente a través de la página de pedidos.

Recordatorios críticos

Deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con el servicio de asistencia si:

El marco de metal muestra deformaciones/grietas anormales.

de las ruedas producen ruidos de fricción metálicos.

Las correas presentan 2 o más roturas de costura consecutivas.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RULLSTOL FÖR HUSDJUR

MODELL: SS 3-01 SS3-02

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PET WHEELCHAIR

SS 3 -01



SS 3 -0 2



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SPECIFIKATIONER

Modell	Storlek
SS 3 -01	M
SS 3 -02	L

Bruksanvisning för rullstol för husdjur

Enligt feedback från användare efter köpet tar det ungefär en månad för de flesta husdjur att helt vänja sig vid, anpassa sig till och använda rullstolar.

Hur du hjälper ditt husdjur att få ut det mesta av sin rullstol

Miljöanpassning

När du har monterat rullstolen, ta den till ditt husdjurs favoritaktivitetsområde. Lämna rullstolen där och låt ditt husdjur titta på den och bli bekväm med att vara i närheten av den (dvs. nosa, röra vid den). Håll området tyst och låt inte andra husdjur eller distraktioner komma in i området.

Seleträning

Låt ditt husdjur vänja sig vid de främre/bakre benremmarna utan att sätta på remmarna på rullstolen. Låt dem prova fram- och bakre selen separat först. När de är okej med att använda remmarna separat, försök att sätta in hela selen utan rullstolen. Kom ihåg att erbjuda godis eller andra belöningar när de visar komfort och förtrogethet med remmarna.

Genomför 3–5 korta användningstillfällen dagligen, var och en inte överstigande 10 minuter.

Anslut rullstolens ram endast efter att ditt husdjur inte visar något motstånd mot att använda hela selen.

Fasade träningssteg

Steg 1 : Bygga positiva associationer

Belöna ditt husdjur omedelbart med värdefulla godbitar efter att du placerat dem i rullstolen.

Vägledd ditt husdjur att gå 1-2 steg framåt med hjälp av handhållna godisbitar, och belöna dem när de är klara.

Träna 3 gånger dagligen, 5 minuter per pass.

Steg 2 : Förflyttning över korta avstånd

Använd ett koppel för att underlätta riktningsskontroll.

Öva på att gå rakt på ett öppet, hinderfritt område.

Belöna var 3:e meter av lyckad rörelse, och öka gradvis avståndet mellan belöningarna.

Steg 3: Komplex miljöanpassning

Introducera lätta vändningar och träning i att undvika möbler.

Ge manuell assistans första gången du passerar dörröppningar eller hinder.

Erbjud fler belöningar efter att ha slutfört komplexa manövrar.

Viktiga försiktighetsåtgärder

Säkerhetskontroll

Använd ett kort koppel (≤ 1 meter) de första 3 dagarna.

Undvik farliga områden som trappor eller sluttningar.

Koppla omedelbart loss selen och trösta ditt husdjur om de visar tecken på att kämpa eller panik.

Hantering av användningstid

Vecka 1: Enskilda sessioner bör inte vara längre än 15 minuter, dagligt totalt inte mer än 1 timme.

Vecka 2: Öka gradvis till 30 minuter per session, dagligt totalt högst 2 timmar.

Långvarig användning: Kontrollera kompressionen av extremiteterna en gång per timmes användning.

Beteendeobservationer

Stöd ditt husdjurs mage under urinering/avföring.

Kontrollera remmens åtdragning om du tuggar eller slickar ofta.

Om din hund vägrar att röra sig kan du prova att ändra vilken typ av godis

du erbjuder.

Komponenter




Bilderna i bruksanvisningen är endast för referens. Se den faktiska produkten för färg.

Inga.	Delar	Antal
1	Vänster stödram	x1
2	Höger stödram	x1
3	Tvärstång	x1
4	Vänster hjulstång och hjul	x1
5	Höger hjulstång och hjul	x1

6	Kroppslängd Stång (förinstallerad i ❶ ❷)	x2
7	Skumhylsa	två
8	L-format verktyg	x1
9	Koppel	x1
10	Sele för framben	x1
11	Bakre extremitetssele	x1
12	Midjerem	x1
13	M4-skruv	3 st (En reservenhet)
14	M5-skruv	x12 (Två säkerhetskopior)

Monterings- och längdjusteringsanvisningar för ramen



Steg 1 : Hitta delarna ❶, ❷ och ❸





Steg 2 : Tryck ner den fjäderbelastade kulan på del **3** och för in den i del **2**. Gör samma sak för del **1**



Steg 3 : Mät din hunds kroppsbredd. Tryck in bollen och skjut tvärstången tills bollen klickar i rätt håll (**två M5-skruvar med serienummer 14**). Om ett mått faller inom justeringsområdet för båda växlarna, välj inställningen för den större växeln. Om några problem uppstår, se FAQ-avsnittet i slutet av manualen.



Steg 4 : Mät din hunds kroppslängd (från bröstbenets övre del till svansbasen). Tryck på den fjäderbelastade kulan på delarna ①② för att förlänga stängen tills kulan snäpper fast. Sätt i och dra åt skruven som visas nedan. Upprepa på andra sidan. (*Två M5-skruvor med serienummer 14.*)



M



L




Length Extension Rods: Some customers have an issue where they move the first ball from the last hole to the first and stop pulling. Please be aware that you can push the ball down and pull beyond the first hole! The medium size has three balls and the large has 5 balls. You can keep adjusting until the last ball gets to the first hole.




Steg 5 : Mät din hunds längd (från marken till bröstbenet). Tryck ner bollen på del ④ och för in den i del ① (se bilderna nedan som referens). Upprepa på andra sidan. När den är i rätt höjd, fäst med skruvarna (se nedan) .

(Fyra M5-skruvar med serienummer 14.)




Instruktioner för hur man bär och justerar selen korrekt

Steg 1 : Rikta in de triangulära delarna på selen  med din hunds framben. Trepunktsselen är redan förkopplad på två punkter. Som visas i diagrammet (se nedan och nästa sida) ska den monteras på hundens

huvud. Vänligen för den återstående kopplingen genom armhålan på hundens framben.





Steg 2 : Justera längden på det reflexmässiga remmen: Dra i ena sidan av remmen, skjut den svarta plastbiten och justera den till lämplig position (se Vanliga frågor i slutet av manualen för mer information om passform och storlek).




Steg 3 : För bakkensselen, placera selen ⑪ med hålen i linje med hundens bakben.

Innan du drar upp, lossa spännet som ska gå över hundens rygg.

Dra sedan upp selen och fäst spännet. Justera spännet tills selen känns säker. Observera att selen kanske inte går över alla hundens ben och rygg, men det är okej. Denna sele är utformad för att hålla upp bakbenen när den är kopplad till rullstolen.



Steg 4 : För in den svarta delen på framsidan av ramen genom det fyrkantiga spännet på den främre selen **10** . Fäst med skruvar för att förhindra glidning (se bilder nedan). Upprepa på andra sidan. (**Två M5-skruvar med serienummer 14.**)



Steg 5 : Fäst de bakre selen ⑪ i spåret ovanpå den svarta delen som håller hjulen. (Se bilder nedan) Fäst den med skruvar. Upprepa på andra sidan. (Två M4 - skruvar med serienummer 1 3.)



Steg 6 : Placera midjerremmen ⑫ under magen. Justera ådragningen (tätt men bekvämt). Vira kardborrebandet runt ramen och fäst det. (Bältet används för att stödja och lyfta upp magen, inte för att linda hela vägen runt hunden.





Steg 4 : Montera del ⑦ på breddstången. Placera hundens skadade bakben i skumhylsan ⑦.

Detta steg avgör om delar ska användas baserat på hundbenets skick .
Använd endast dessa remmar om din hund behöver dem för stöd. Alla hundar behöver dem inte.





Tips för underhåll och justering

Dagliga kontroller

Kontrollera skruvarnas åtdragning och lagrens flexibilitet varje vecka.

Se till att dra åt alla skruvar för hand före användning.

Torka ramen efter regniga dagar för att förhindra rost.

Rengör selen regelbundet med ett pH-neutralt rengöringsmedel.

Storleksjustering

Bröstomfång: Lämna ett fingeravstånd för komfort.

Ramhöjd: Se till att benlederna förblir naturligt böjda när du står.

Mät din hund igen var tredje månad baserat på tillväxt/viktförändringar och gör nödvändiga storleksändringar vid behov .

Vanliga frågor och felsökning

Tips om hur du hjälper din hund att vänja sig vid att använda sin rullstol

F: Mitt husdjur vägrar att röra sig eller visar ångest. Fungerar inte rullstolen?

Detta är normalt de första gångerna den försöker använda rullstolen . Ha tålamod.

Gå tillbaka till "Stegvisa träningssteg" för att få hjälp med hur du uppmuntrar din hund att

använda rullstolen .

Använd godsaker av högre värde (t.ex. färskt kött) under träning om vanliga godsaker inte verkar hjälpa.

Undvik att forcera användningen; håll den dagliga träningen inom de rekommenderade tidsintervallen.

F: Mitt husdjur rör sig bakåt , inte framåt

Kontrollera bröstremmen först! Det vanligaste problemet som orsakar detta problem är bröstremmen.

Se till att den sitter bakom bröstbenet (bröstbenet) och före revbenen – tryck aldrig på armhålorna (orsakar smärta) eller magen (förhindrar tryck). Alla remmar ska sitta åtsittande men inte hårt , kom ihåg att du enkelt ska kunna föra in ett finger mellan remmen och din hund .

F: Varför snurrar inte mina hjul smidigt?

Kontrollera hjulen för att se till att det inte finns hår eller främmande föremål fastnat i dem.

F: Har jag rätt höjd?

Din hunds tassar måste nudda marken för att kunna röra vid den naturligt. Kom ihåg att lederna ska böjas naturligt.

F: Hur kan jag förhindra att min hund halkar på golvet när jag lär mig att använda rullstolen?

Byt plats omedelbart! Kakel-/trägolvet kan orsaka halkskador. Öva endast på matta, gräs eller ojämn mark.

F: Hur kan jag hjälpa till att ta itu med rädsla / motstånd mot rullstolsanvändning ?

Kom ihåg att hålla dig till de korta acklimatiseringspassen: Börja med att vänja dig vid selen först, prova sedan selen och rullstolen tillsammans. Sätt på rullstolen flera gånger dagligen – ingen rörelse krävs. Fokusera på att bli bekväm med att sitta i den. Belöna med godis/beröm för att bygga positiva associationer , även för små framgångar.

F: Hur kan jag hjälpa min hund att lära sig gå med rullstolen?

Vägläd med godis och var alltid försiktig med dem genom hela processen .

Stöd magen/höfterna lätt medan du långsamt knuffar dem framåt.

Locka dem framåt med en favoritgodis/leksak som hålls nära framsidan av deras näsa.

Belöna omedelbart alla framåtförsök med beröm och godsaker!

Viktiga anteckningar:

Tvinga aldrig fram eller bestraffa bakåtrörelser! Detta kan förvärra rädslan.

Tålmod är avgörande! Framsteg tar tid – även att stå lugnt är en vinst.

F: Kan jag se de delar som gör att min hunds ben ska gå igenom en öppning? En recension säger att öppningarna är för små för hennes husdjur. Jag ser inga benhål på bilden på beskrivningssidan. Var är dessa benhål?

Det här är de två hålen i tyget på bakbenen.

F: Kan min hund fortfarande använda sitt goda bakben för att behålla muskeltonusen? Jag vill att hon ska kunna vila i det här istället för att behöva sitta ner och gå tillbaka.

Ja, din hund kan fortfarande använda sitt goda bakben för att bibehålla muskeltonusen.

F: Kommer hjulen att rulla på smuts och ojämn mark?

Ja, den kan rulla på smuts och ojämn mark.

F: Varför vägrar en hund att röra sig i rullstol, eller lutar sig åt sidan efter att ha tagit bara några få steg?

Det kan bero på att hundar har mycket känslig hörsel och ljudet som produceras av rullstolens hjul som nuddar marken under rörelse hörs ett okänt ljud som skrämmer dem. I sådana fall behöver ägare trösta sina husdjur och får inte tvinga dem att gå genom att dra. Istället kan de demonstrera att rullstolens ram och hjul förskjuts framför husdjuret flera gånger för att hjälpa det att vänja sig vid ljudet.

Storleksproblem

F: Hur kan jag säkerställa rätt rullstolsstorlek?

Så här mäter du längden : Mät från bröstbenets ände till svansroten.

Breddjustering : Mät det bredaste ribbspannet plus 2 cm-tillägg.

Höjdjustering:

Rikta in ramen med hundens högsta punkt på höfterna .

WARNING: Undvik positioner som är för höga (kan orsaka tryck i magen) eller för låga (bakbenen släpar).

F: Vad ska jag göra om storleken är felaktig?

När du tar emot rullstolen , observera att vi har ställt in förlängningsstången till sitt minsta läge under paketeringen. Du måste själv installera de andra bredd- och höjdjusteringarna.

Tips för justering av längdförlängningsstång : Vissa kunder har haft problem med att flytta den fjäderbelastade kulan från det sista hålet till det första hålet och sedan sluta dra. Men i det här fallet har längdförlängningsstången bara dragits ut en tredjedel. Du kan

fortsätta att dra ut längdförlängningsstången för att få rätt längd för din hund .

F: Hur justerar jag selen ?

Dra åt magremmen tills ett finger kan glida in.

Se till att bröstremmen tillåter fri andning samtidigt som den sitter åt och ger stöd .

Kontrollera remmens åtdragningsförmåga varje vecka; justera om vikten ändras ± 10 %.

F: Vad kan jag göra om delar förloras eller skadas?

Bekräfta artikelnumret med hjälp av "Komponentkodningsdiagrammet" i manualen.

Ta tydliga foton av den skadade/förlorade delen.

Kontakta kundtjänstpersonalen via beställningssidan.

Viktiga påminnelser

Sluta omedelbart använda och kontakta supporten om:

Metallramen uppvisar onormal deformation/sprickor.

Hjullagren avger metalliska friktionsljud.

Remmarna uppvisar 2 eller fler på varandra följande stygnbrott.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROLSTOEL VOOR HUISDIEREN

MODEL: SS 3-01 SS3-02

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PET WHEELCHAIR

SS 3 -01



SS 3 -0 2



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SPECIFICATIES

Model	Maat
SS 3 -01	M
SS 3 -02	L

Handleiding voor het gebruik van een rolstoel voor huisdieren

Volgens de feedback van gebruikers duurt het bij de meeste huisdieren ongeveer een maand voordat ze volledig gewend zijn aan een rolstoel, eraan gewend zijn en hem kunnen gebruiken.

Hoe u uw huisdier kunt helpen het maximale uit zijn rolstoel te halen

Milieu-aanpassing

Nadat je de rolstoel in elkaar hebt gezet, breng je hem naar de favoriete plek van je huisdier. Laat de rolstoel daar staan en laat je huisdier hem uitproberen en zich er prettig bij voelen (bijvoorbeeld door eraan te snuffelen en hem aan te raken).

Houd de omgeving stil en zorg ervoor dat er geen andere huisdieren of andere afleidingen in de buurt zijn.

Harnastraining

Laat uw huisdier wennen aan de voor- en achterbeenriemen zonder de riemen aan de rolstoel te bevestigen. Laat ze eerst de voor- en achterbeenriemen apart proberen. Zodra ze gewend zijn aan het apart dragen van de riemen, probeer ze dan in het hele harnas zonder de rolstoel. Vergeet niet om snoepjes of andere beloningen aan te bieden wanneer ze zich op hun gemak voelen en vertrouwd raken met de riemen.

Draag de beha's dagelijks 3-5 keer kort, elk maximaal 10 minuten.

Bevestig het rolstoelframe pas als uw huisdier geen weerstand meer

ondervindt bij het dragen van het volledige harnas.

Gefaseerde trainingsstappen

Fase 1 : Positieve associaties opbouwen

Beloon uw huisdier direct met een waardevolle traktatie zodra u hem of haar in de rolstoel zet.

Help uw huisdier om 1 à 2 stappen vooruit te zetten met behulp van snoepjes die u in de hand houdt. Beloon uw huisdier als hij/zij dit doet.

Train 3 keer per dag, 5 minuten per sessie.

Fase 2 : Beweging over korte afstanden

Gebruik een riem om de richting te bepalen.

Oefen het rechtdoor lopen in een open ruimte zonder obstakels.

Beloon elke 3 meter succesvolle beweging, waarbij u de afstand tussen de beloningen geleidelijk vergroot.

Fase 3: Aanpassing aan complexe omgevingen

Introduceer kleine draaibewegingen en training in het vermijden van meubels.

Geef handmatige ondersteuning wanneer u voor het eerst door deuropeningen of obstakels moet.

Bied meer beloningen aan na het voltooien van complexe manoeuvres.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Veiligheidscontrole

Gebruik de eerste 3 dagen een korte lijn (≤ 1 meter).

Vermijd gevaarlijke plekken zoals trappen of hellingen.

Maak het tuigje onmiddellijk los en stel uw huisdier gerust als hij of zij tekenen van verzet of paniek vertoont.

Beheer van de gebruiksduur

Week 1: Enkele sessies mogen niet langer duren dan 15 minuten, de dagelijkse totale duur mag niet langer zijn dan 1 uur.

Week 2: Breid de sessie geleidelijk uit tot 30 minuten per dag, met een totaal van maximaal 2 uur per dag.

Langdurig gebruik: Controleer na elk uur gebruik op compressie van de ledematen.

Gedragsobservaties

Ondersteun de buik van uw huisdier tijdens het urineren/ontlasten.

Controleer of de band goed vastzit als er veel gekauwd of gelikt wordt.

Als uw hond weigert te bewegen, kunt u proberen het soort traktatie dat u aanbiedt te veranderen.

Componenten




De afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing dienen slechts ter referentie. Raadpleeg het daadwerkelijke product voor de kleur.

Nee.	Onderdelen	Aantal
1	Linker ondersteuningsframe	x1
2	Rechter ondersteuningsframe	x1
3	Dwarsbalk	x1
4	Linkerwielstang en wiel	x1
5	Rechter wielstang en wiel	x1

6	Lichaamslengte staaf (vooraf geïnstalleerd in ❶ ❷)	x2
7	Schuimhoes	2x
8	L-vormig gereedschap	x1
9	Lijn	x1
10	Harnas voor de voorste ledematen	x1
11	Harnas voor de achterste ledematen	x1
12	Tailleband	x1
13	M4-schroef	3x (Eén reserve-eenheid)
14	M5-schroef	x12 (Twee back-ups)

Installatie- en lengteverstellinstructies voor het frame


Stap 1 : Vind onderdelen ❶, ❷ en ❸





Stap 2 : Druk de veerbelaste bal op onderdeel **3** en plaats deze in onderdeel **2**. Doe hetzelfde voor onderdeel **1**



Stap 3 : Meet de lichaamsbreedte van uw hond. Druk de bal in en schuif de dwarsbalk totdat de bal in het juiste gat klikt (**twee M5-schroeven met serienummer 14**). Als een meting binnen het instelbereik van beide tandwielen valt, selecteer dan de instelling voor het grootste tandwiel. Raadpleeg bij problemen de FAQ-sectie aan het einde van de handleiding.



Stap 4 : Meet de lichaamslengte van uw hond (van bovenkant borstbeen tot staartbasis). Druk de veerbelaste bal op onderdelen ①② om de staaf uit te schuiven totdat de bal vastklikt. Plaats de schroef zoals hieronder afgebeeld en draai deze vast. Herhaal dit aan de andere kant. (**Twee M5-schroeven met serienummer 14.**)



M




L



Length Extension Rods: Some customers have an issue where they move the first ball from the last hole to the first and stop pulling. Please be aware that you can push the ball down and pull beyond the first hole! The medium size has three balls and the large has 5 balls. You can keep adjusting until the last ball gets to the first hole.




Stap 5 : Meet de hoogte van uw hond (vanaf de grond tot het borstbeen). Druk de bal op onderdeel ④ en steek hem in onderdeel ① (zie onderstaande foto's ter referentie). Herhaal dit aan de andere kant. Zodra de bal de juiste hoogte heeft bereikt, zet u hem vast met de schroeven (zie hieronder) . (Vier M5-schroeven met serienummer 14.)



Instructies voor het correct dragen en afstellen van het harnas

Stap 1 : Lijn de driehoekige stukken op het tuigje[®] uit met de voorpoten van uw hond. Het driepuntstuig is al op twee punten voorgemonteerd. Zoals te zien is op het schema (zie hieronder en volgende pagina), moet

het op de kop van de hond worden bevestigd. Haal de resterende verbinding door de oksel van de voorpoten van de hond.





Stap 2 : Pas de lengte van de reflecterende band aan: Trek aan één kant van de band, verschuif het zwarte plastic onderdeel en pas de lengte aan naar de juiste positie (zie de FAQ aan het einde van de handleiding voor meer informatie over de pasvorm en de maatvoering).



Stap 3 : Plaats het tuigje voor de achterpoten zo dat de gaten 11 op één lijn liggen met de achterpoten van uw hond.

Maak de gesp los die over de rug van uw hond gaat, voordat u het tuig omhoog trekt.

Trek vervolgens het tuig omhoog en maak de gesp vast. Verstel de gesp tot het tuig stevig vastzit. Houd er rekening mee dat het tuig mogelijk niet over de hele rug en poten van de hond gaat, maar dat is geen probleem. Dit tuig is ontworpen om de achterpoten omhoog te houden wanneer het aan de rolstoel is bevestigd.





Stap 4 : Steek het zwarte onderdeel aan de voorkant van het frame door de vierkante gesp op het voorste harnas ⑩ . Bevestig met schroeven om wegglijden te voorkomen (zie onderstaande afbeeldingen). Herhaal dit aan de andere kant. (Twee M5-schroeven met serienummer 14.)







Stap 5 : Bevestig de gespen van de achterste harnessgordel in de gleuf bovenop het zwarte onderdeel dat de wielen vasthoudt (zie onderstaande foto's). Bevestig deze met schroeven. Herhaal dit aan de andere kant.
(Twee M4 - schroeven met serienummer 13.)



Stap 6 : Plaats de heupband 12 onder de buik. Pas de spanning aan (strak maar comfortabel). Wikkel de klittenbandsluiting om het frame en maak deze vast. (De riem dient om de buik te ondersteunen en op te tillen, niet om uw hond helemaal om de buik te wikkelen.)





Stap 4 : Plaats onderdeel ⑦ op de breedtebalk. Plaats de gewonde achterpoot van uw hond in de schuimhoes ⑦.

Deze stap bepaalt of onderdelen gebruikt moeten worden op basis van de conditie van de hondenpoot . Gebruik deze banden alleen als uw hond ze nodig heeft ter ondersteuning. Niet alle honden hebben ze nodig.





Onderhouds- en afstellingstips

Dagelijkse controles

Controleer wekelijks de schroefvastheid en de flexibiliteit van het lager. Zorg ervoor dat u alle schroeven handmatig vastdraait voordat u ze gebruikt. Droog het frame na een regenachtige dag om roest te voorkomen. het tuigje regelmatig schoon met een pH-neutraal schoonmaakmiddel.

Maataanpassing

Borstomvang: Laat voor comfort een ruimte van één vinger vrij.

Framehoogte: Zorg ervoor dat uw beengewrichten natuurlijk gebogen blijven wanneer u staat.

Meet uw hond elke 3 maanden opnieuw op, op basis van veranderingen in groei en gewicht , en pas indien nodig de maat aan .

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Tips om uw hond te helpen wennen aan het gebruik van zijn rolstoel

V: Mijn huisdier wil niet bewegen of toont angst. Werkt uw rolstoel niet?

Dit is normaal tijdens de eerste paar keer dat u de rolstoel gebruikt . Blijf geduldig.

Bekijk de 'Gefaseerde trainingsstappen' nog eens voor hulp bij het aanmoedigen van uw hond om de rolstoel te gebruiken .

Gebruik tijdens de training beloningen met een hogere waarde (bijvoorbeeld vers vlees) als normale beloningen niet lijken te helpen.

Forceer het gebruik niet; houd de dagelijkse training binnen de aanbevolen tijdsduur.

V: Mijn huisdier beweegt achteruit , niet vooruit .

Controleer eerst de borstband! Het meest voorkomende probleem is de borstband.

Zorg ervoor dat het achter het borstbeen zit (borstbeen) en vóór de ribben – druk nooit op de oksels (veroorzaakt pijn) of buik (voorkomt duwen). Alle banden moeten strak zitten, maar niet te strak . Vergeet niet dat u gemakkelijk een vinger tussen de band en uw hond moet kunnen schuiven .

V: Waarom draaien mijn wielen niet soepel?

Controleer de wielen om er zeker van te zijn dat er geen haar of vreemde voorwerpen in vastzitten

V: Heb ik de juiste hoogte?

van uw hond moeten de grond raken om zich op natuurlijke wijze te kunnen afzetten. Onthoud dat de gewrichten een natuurlijke buiging moeten hebben.

V: Hoe voorkom ik dat mijn hond uitglijdt op de grond wanneer hij leert hoe hij de rolstoel moet gebruiken?

Wissel onmiddellijk van locatie! Tegel-/houten vloeren kunnen uitglijden veroorzaken. Oefen alleen op tapijt, gras of ruwe ondergrond.

V: Hoe kan ik de angst / weerstand tegen het gebruik van een rolstoel aanpakken ?

Houd je aan de korte gewenningssessies: begin met wennen aan het harnas en probeer daarna het harnas en de rolstoel samen uit. Zet de rolstoel meerdere keren per dag aan – geen beweging nodig. Blijf focussen op het comfortabel worden in de rolstoel. Beloon met lekkers/lof om positieve associaties op te bouwen , zelfs bij kleine successen.

V: Hoe kan ik mijn hond leren lopen met de rolstoel?

Geef hem/haar wat lekkers en wees altijd voorzichtig met hem/haar tijdens het hele proces . Ondersteun de buik/heupen lichtjes terwijl u ze langzaam naar voren duwt .

Lok ze naar voren met een favoriet snoepje/speeltje dat u dicht bij hun neus houdt.

Beloon elke voorwaartse poging direct met lof en lekkers!

Belangrijkste opmerkingen:

Dwing of straf nooit een achterwaartse beweging! Dit kan de angst verergeren.

Geduld is essentieel! Vooruitgang kost tijd – zelfs rustig staan is een overwinning.

V: Kan ik de onderdelen bekijken waar de poten van mijn hond door een opening gaan? In een review staat dat de openingen te klein zijn voor haar huisdier. Ik zie geen gaten voor de poten op de foto in de beschrijving. Waar zitten die gaten voor de poten?

Dit zijn de twee gaten in het weefsel van de achterpoten.

V: Kan mijn hond haar goede achterpoot nog steeds gebruiken om haar spierspanning te behouden? Ik wil dat ze hier meer rust in krijgt, in plaats van dat ze moet gaan zitten en weer terug moet.

Ja, uw hond kan zijn goede achterpoot nog steeds gebruiken om zijn spierspanning te behouden.

V: Rollen de wielen op vuil en oneffen grond?

Ja, hij kan over vuil en oneffen grond rollen.

V: Waarom weigert een hond te bewegen als hij in een rolstoel zit, of leunt hij al naar de zijkant nadat hij een paar stappen heeft gezet?

Het kan zijn dat honden een zeer gevoelig gehoor hebben en dat het geluid dat wordt geproduceerd door de rolstoelwielen die de grond raken tijdens de beweging is er een onbekend geluid dat hen bang maakt. In In dergelijke gevallen moeten eigenaren hun huisdieren troosten en mogen ze niet hen dwingen te lopen door te trekken. In plaats daarvan kunnen ze demonstreren het meerdere malen schuiven van het rolstoelframe en de wielen voor het huisdier, zodat het huisdier aan het geluid kan wennen.

Problemen met de maatvoering

V: Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de juiste rolstoelmaat heb?

Lengte meten : Meet vanaf het uiteinde van het borstbeen tot aan de staartbasis.

Breedteverstelling : Meet de breedste ribbenbreedte plus 2 cm toeslag.

Hoogteverstelling:

Plaats het frame op het hoogste punt van de heupen van uw hond .

LET OP: Vermijd posities die te hoog zijn (kan buikdruk veroorzaken) of te laag (slepende achterbenen) .

V: Wat moet ik doen als de maat niet klopt?

bij ontvangst van de rolstoel rekening mee dat we de verlengstang tijdens het verpakken in

de kleinste stand hebben gezet . U dient de overige breedte- en hoogteverstellingen zelf te installeren.

Tips voor het aanpassen van de verlengstang : Sommige klanten hebben problemen ondervonden toen ze de veerbelaste bal van het laatste gat naar het eerste gat verplaatsten en vervolgens stopten met trekken. In dit geval is de verlengstang echter slechts een derde uitgetrokken. U kunt de verlengstang verder uittrekken om de juiste lengte voor uw hond te krijgen .

V: Hoe pas ik het harnas aan ?

Trek de buikband strak totdat u er één vinger doorheen kunt schuiven.

Zorg ervoor dat de borstband vrij ademen mogelijk maakt, maar dat deze toch strak en ondersteunend zit .

Controleer de spanning van de band wekelijks; pas de spanning aan als het gewicht met \pm 10% verandert.

V: Wat kan ik doen als onderdelen verloren of beschadigd zijn?

Controleer het onderdeelnummer aan de hand van het 'Component Coding Diagram' in de handleiding.

Maak duidelijke foto's van het beschadigde/verloren onderdeel.

Neem contact op met de klantenservice via de bestelpagina.

Kritische herinneringen

Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de ondersteuning als:

Het metalen frame vertoont abnormale vervormingen/scheuren.

Wiellagers produceren metaalachtige wrijvingsgeluiden.

Bandjes vertonen 2 of meer opeenvolgende stikselbreuken.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

